

Artikel-Nr. Bezeichnung

46510252 **Badewannenlifter Bellavita mit Bezug weiß**

46510312 **Badewannenlifter Bellavita mit Bezug blau**

Hinweis: Kopfstütze nur optional erhältlich!

der leichteste seiner Klasse - nur 9,3 kg Gewicht!

Bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar!

bis zu einer Badewannentiefe von 48 cm sind keine

Höhenadapter notwendig, Hygieneausparung er-

leichtert die Intimpflege, Sitz- und Rückenteil sind

ergonomisch geformt, schwimmfähige und bequeme

Handsteuerung, Akku ist in der Handsteuerung inte-

griert und kann jederzeit geladen werden, Ladezu-

stand wird rechtzeitig angezeigt, einfach zu reinigen

durch glatte Oberflächen und geschlossene Rücken-

einheit, der Lift lässt sich ohne große Kraftanstren-

gung anheben die die beiden vorderen Sauger auto-

matisch belüftet werden, leicht zu verstauen und zu

transportieren - entweder zusammengefaltet oder in

2 Teilen, geringer Montageaufwand, auf elektromag-

netische Verträglichkeit geprüft, alle Bezüge abnehm-

bar und leicht zu reinigen, jetzt mit Gleitschuhen

statt Rollen, Maße: Sitzhöhe min./max.: 6 - 48 cm

Sitz B/T: 35 x 42 cm, Rücken H/B: 64 x 32/36 cm,

Verstellung Rücken: 10 - 50°, Gesamtgewicht 9,7 kg,

Akku 12 V Lithium-Ionen Technologie - kein Memory-

Effekt mehr, in max. 4 Std. aufladbar



250511

Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn weiß

zum leichteren Ein- und Aussteigen aus der Bade-
wanne, sowie zum Drehen und Positionieren auf dem
Sitz des Badelifts, Gesamtlänge ca. 48 cm, Transfer
22 cm, Gewicht ca. 1 kg, Bezug in weiß



Artikel-Nr. Bezeichnung

32001 **Rebotec Patientenlifter ARNOLD 150**
 elektrischer Hebearm, einfacheres Steuerungssystem bei dem Steuerung, Batterie und Ladeinheit ein geschlossenes System sind, dieses ist wartungsfrei, mit Kabelfernbedienung, Not-Stop-Einrichtung, Einklemmschutz, Absenkung bis zum Boden möglich, besonders niedriges Grundgestell = sehr gute Unterfahrmöglichkeiten, Fahrgestell mit Pedalen spreizbar, Schwenkräder hinten einzeln bremsbar, Aufbauzeit im Lieferzustand 5 - 6 min., Gewicht: 42 kg, Hubhöhe min: 54 cm, Hubhöhe max: 176 cm, Länge Untergestell: 110 cm, Breite Untergestell: min. 65 bis max. 108 cm, Farbe: hellgrau, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Garantie: Antrieb und Elektro-Bedienelemente 6 Monate, 24 Monate auf Lifter ohne Verschleißteile



empfohlenes Zubehör:

3211010 **Patientenlifter Universalgurt S**
 3211020 **Patientenlifter Universalgurt M / L**
 3211030 **Patientenlifter Universalgurt XL / XXL**
 3212010 **Patientenlifter Netzgurt Gr. S**
 3212020 **Patientenlifter Netzgurt Gr. M / L**
 3212030 **Patientenlifter Netzgurt Gr. XL / XXL**

Hinweis: andere Gurte entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung auf der Homepage: www.rebotec.de

33000 **Rebotec Patientenlifter ARNOLD 250**
 Schwerlast-Patientenlifter, elektrischer Hebearm, 24-Volt-Motor / Trockenbatterie, Kabelfernbedienung, Not-Stop-Einrichtung, Überlastabschaltung, mechanische Notabsenkung, Absenkung bis zum Boden möglich, Fahrgestell mit Pedalen spreizbar, Schwenkräder einzeln bremsbar, bis 250 kg Benutzergewicht belastbar, Gewicht: 52 kg, Hubhöhe von 48 - 180 cm, Breite Untergestell von 66 - 100 cm verstellbar, Unterfahrhöhe 18 cm, leichter Zusammenbau

