

Artikel-Nr. Bezeichnung
3033 **Holzgehstock Herren Fritz braun**
3034 **Holzgehstock Herren Fritz schwarz**
ablängbar, ohne Stoppel (Gummi = 18 mm),
ca. 91 cm lang

3033D **Holzgehstock Damen Fritz braun**
3034D **Holzgehstock Damen Fritz schwarz**
ablängbar, ohne Stoppel (Gummi = 18 mm),
ca. 91 cm lang

3038 **Holzgehstock Herren Derby braun**
3037 **Holzgehstock Herren Derby schwarz**
ablängbar, ohne Stoppel (Gummi = 18 mm),
ca. 91 cm lang

3038D **Holzgehstock Damen Derby braun**
3037D **Holzgehstock Damen Derby schwarz**
30381D **Holzgehstock Damen Derby natur**
ablängbar, ohne Stoppel (Gummi = 18 mm),
ca. 91 cm lang



103138 **Gehstock Rundhakengriff Bambus**
aus echtem Bambusrohr mit optisch ansprechen-
dem Griff, ablängbar, mit Gummi, ca. 91 cm lang
29 **Gehstock Rundhaken braun**
mit glatter Oberfläche, ablängbar, Länge 91 cm
32 **Gehstock Rundhaken schwarz**
mit glatter Oberfläche, ablängbar, Länge 91 cm

links

mitte

rechts

Artikel-Nr. Bezeichnung



C170

Gehstock Fritz mit Nickel-Griff

C174

Gehstock Derby mit Nickel-Griff

C175

Gehstock Rundhaken mit Nickel-Griff

optisch ansprechender Griff aus Kunststoff in jeweiliger Ausführung, Stockfarbe je Modell schwarz oder braun, ca. 90 cm lang, ablängbar

links

mitte

rechts



C180

Gehstock Rundhaken mit Nickel-Griff

C181

Gehstock Fritz mit Nickel-Griff

C186

Gehstock Derby mit Nickel-Griff

optisch ansprechender Griff aus Kunststoff in jeweiliger Ausführung, Stockfarbe je Modell schwarz oder braun, ca. 90 cm lang, ablängbar

links

mitte

rechts



R4320

Gehstock mit ziseliertem Griff

R4321

Gehstock mit Griff "Sonnenmotiv"

598

Gehstock Entenkopf mit Nickel-Griff

optisch ansprechender Griff aus Kunststoff in jeweiliger Ausführung, Stockfarbe je Modell schwarz oder braun, ca. 90 cm lang, ablängbar

links

mitte

links

Artikel-Nr. Bezeichnung



- | | | |
|-----|--|---------------|
| 605 | Gehstock Windhundkopf mit Nickel-Griff
optisch ansprechender Griff aus Kunststoff in jeweiliger Ausführung, Stockfarbe je Modell schwarz oder braun, ca. 90 cm lang, ablängbar | <i>links</i> |
| 231 | Gehstock Derby Griff blau marmoriert | <i>mitte</i> |
| 232 | Gehstock Derby Griff mittelgrün marmoriert | <i>mitte</i> |
| 233 | Gehstock Derby Griff rot/schwarz marmoriert | <i>mitte</i> |
| 212 | Gehstock Fritz Griff blau marmoriert | <i>rechts</i> |
| 213 | Gehstock Fritz Griff grün marmoriert
mit Metallring, Griffe aus Acryl, Gehstock ablängbar, ca. 91 cm lang | <i>rechts</i> |



- | | | |
|----------|---|---------------|
| R4901 | Gehstock Derby schwarz, Lederoptik | <i>links</i> |
| R4901342 | Gehstock Derby braun, Lederoptik | <i>mitte</i> |
| R190112 | Gehstock Derby rotbraun, Lederoptik
optisch ansprechender Griff mit Lederbezug, Stockfarbe schwarz, 90 cm lang, ablängbar | <i>rechts</i> |

- SD35600 **Gehstock mit Schirm**
Aluminium, Polyester, Gehstock mit integriertem Schirm, durch Herausziehen auch einzeln nutzbar, 3-fach höhenverstellbar von ca. 88 - 92,5 cm Griffhöhe, mit Stockkapsel, inkl. Schutzhülle, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, Schirmfarbe: blau-kariert



Artikel-Nr. Bezeichnung

Artikel-Nr. Bezeichnung

Artikel-Nr. Bezeichnung

- 13310 **Gehstock Rebotec Simplex silber**
 - 13314 **Gehstock Rebotec Simplex schwarz**
 - 13316 **Gehstock Rebotec Simplex anthrazit**
 - 13329 **Gehstock Rebotec Simpl. perlkupfer**
 - 13340 **Gehstock Rebotec Simplex weinrot**
- Fritzgriff, angenehm breite Handauflagefläche, sehr leicht - nur 375 Gramm, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

- 3128S **Clip zu Rebotec Gehstock schwarz**

- 1641000 **Gehhilfenhalter Flip**
optionales Hilfsmittel für mehr Komfort

- 33001SW **Gummi für Rebotec Gehstöcke schwarz 16,5 mm**



- 13610 **Gehstock Rebotec Handy links silber**
- 13614 **Gehstock Rebotec Handy links schwarz**
- 13616 **Gehstock Sundo links bronze**
- 13810 **Gehstock Rebotec Handy rechts silber**
- 13814 **Gehstock Rebotec Handy rechts schwarz**
- 13816 **Gehstock Sundo rechts bronze**

kleiner anatomischer Griff, griffige Handgriff, sehr leicht - nur 380 g, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

- 1641000 **Gehhilfenhalter Flip**
optionales Hilfsmittel für mehr Komfort



- 14210 **Gehstock Rebotec Anatom links silber**
- 14214 **Gehstock Rebotec Anatom links schwarz**
- 14216 **Gehstock Rebotec Anatom links anthrazit**
- 14410 **Gehstock Rebotec Anatom rechts silber**
- 14414 **Gehstock Rebotec Anatom rechts schwarz**
- 14416 **Gehstock Rebotec Anatom rechts anthrazit**

anatomischer Griff, optimal ausgeprägte Handform, sehr leicht - nur 410 Gramm, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

14610 **Gehstock Rebotec "Fischergriff" links**
 14810 **Gehstock Rebotec "Fischergriff" rechts**
 Alugehstock mit Rohr silber, original Fischergriff mit der besonderen und bewährten Form, sehr leicht -
 - nur 380 g, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar
 Hinweis: andere Farben nur auf Bestellung!



33290500 **Gehstock Derby-Griff schwarz**
 33290600 **Gehstock Derby-Griff bronze**
 33290700 **Gehstock Derby-Griff silber**
 Rohr aus Aluminium, mit angenehmen lackiertem Holzgriff, Griffhöhe 10-fach mittels Druckknopf und Sicherheitsverschraubung von 78 - 100 cm verstellbar, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



11300 **Kowsky Gehstock Derbygriff silber**
 11310 **Kowsky Gehstock Derbygriff schwarz**
 11330 **Kowsky Gehstock Derbygriff rot**
 11350 **Kowsky Gehstock Derbygriff blau**
 11380 **Kowsky Gehstock Derbygriff grün**
 Gehstock mit angenehmen Derbygriff aus Kunststoff, schwarz, Griffhöhe mittels Druckknopf und Quetschverschraubung von 79 - 99 cm in der Höhe verstellbar, leicht - nur 400 g, mit Gummikappe für sicheren Halt unten, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



SD35500 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff schwarz**
 SD35510 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff braun**
 SD35515 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff silber-grün kariert**
 SD35517 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff blau-weiß**
 SD35525 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff Blume blau**
 SD35526 **Gehstock / Silikon-Komfortgriff Blume burgund**
 Gehstock mit angenehmen Silikongriff, Stock aus Aluminium, mit farblich passender Stockschleife und Stockkapsel, 10-fach höhenverstellbar von ca. 86 - 99 cm Griffhöhe, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	
3048	Gehstock faltbar schwarz	SD35000
30481	Gehstock faltbar bronze	SD35010

aus Aluminium, mit lackiertem Holzgriff, Griffhöhe 5-fach von ca. 85 - 95 cm verstellbar mittels Druckknopf und Verschraubung, Gewicht: ca. 340 g, mit rutschfester Gummikapsel unten, kürzeste Länge in gefaltetem Zustand ist 30 cm, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar



SD35002	Gehstock faltbar Dekor grau-matt	33260360
SD35003	Gehstock faltbar Dekor silber	
33260380	Gehstock faltbar Dekor blau	SD35005
SD35010	Gehstock faltbar Dekor braun	
304882	Gehstock faltbar Dekor Nautic	SD35052
SD35050	Gehstock faltbar oriental-gold	
SD35051	Gehstock faltbar oriental-grün	
33260399	Gehstock faltbar Dekor Karo-Pink	SD35054
33260355	Gehstock faltbar Dekor Blume blau	SD35055
33260350	Gehstock faltbar Dekor Blume burgunc	SD35056
33260388	Gehstock faltbar Dekor Schach	SD35060



aus Aluminium, mit lackiertem Holzgriff, Griffhöhe 5-fach von ca. 85 - 95 cm verstellbar mittels Druckknopf und Verschraubung, Gewicht: ca. 340 g, mit rutschfester Gummikapsel unten, kürzeste Länge in gefaltetem Zustand ist 30 cm, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar

Artikel-Nr. Bezeichnung



304881
304885
304889

Gehstock faltbar Dekor Dark Green
Gehstock faltbar rot-spiral Wabe
Gehstock faltbar schwarz-spiral Wabe
im gefalteten Zustand sehr handlich für den Transport, mit Schutzhülle, der lackierte Holzgriff fühlt sich immer angenehm warm an, Griffhöhe mittels Druckknopf von 82 - 91 cm verstellbar, rutschfeste Gummikappe unten, Gewicht 350 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, mit Handschlaufe



ganz links
Mitte links
rechts

10304CAGS DRIVE
10304SRWS DRIVE
10304BKTS DRIVE



33260377
33260366
33260344

Gehstock faltbar Dekor Goldrush
Gehstock faltbar Dekor Blumengrün
Gehstock faltbar Dekor Classic
Beschreibung alle Modelle:
im gefalteten Zustand sehr handlich für den Transport, mit Schutzhülle, Kunststoffgriff, Griffhöhe mittels Druckknopf von 82 - 91 cm verstellbar, rutschfeste Gummikappe unten, Gewicht 350 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



ganz links
Mitte links
Mitte rechts

255613 HERDEGEN
255617 HERDEGEN
255819 HERDEGEN



30613

Gehstock faltbar schwarz mit Gel-Softgriff, blau
mittels Druckknopf und Sicherheitsverschraubung Griffhöhe von 83,5 - 93,5 verstellbar, angenehm weicher Gel-Softgriff, Gummikappe 19 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

ganz rechts

Artikel-Nr. Bezeichnung

- SD35100 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff schwarz**
- SD35110 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff braun**
- SD35115 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff silber-grün kariert**
- SD35117 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff blau-weiß**
- SD35120 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff oriental gold**
- SD35125 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Blume blau**
- SD35126 **Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Blume burgund**

aus Aluminium, mit angenehmen Silikongriff, Griffhöhe 5-fach von ca. 85 - 95 cm mittels Druckknopf und Verschraubung verstellbar, mit farblich passender Stockschlaufe und Stockkapsel, Gewicht: ca. 340 g, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar



- 1331030 **Rebotec Faltstock Simplex**
Fritz-/Derbygriff, angenehm breite Handauflage
- 1381030 **Rebotec Faltstock Handy rechts**
- 1361030 **Rebotec Faltstock Handy links**

kleiner anatomischer Handgriff, ausgeprägte griffige Form, sehr leicht - nur ca. 400 g, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 83,5 - 93,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 19 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, in Kunststofftasche



- 33260500 **Faltstock anatomisch schwarz links**
 - 33260510 **Faltstock anatomisch schwarz rechts**
 - 33260600 **Faltstock anatomisch bronze links**
 - 33260610 **Faltstock anatomisch bronze rechts**
- angenehmer Kunststoffgriff, Rohr aus Aluminium, Griffhöhe mittels Druckknopf und und Sicherheitsverschraubung von 83 - 94 cm verstellbar, in Kunststofftasche, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- AA8261 **Tasche für Faltstöcke**
gesteppt, schwarz, 33 x 16 cm, mit Trageschlaufe, Reißverschluss, passend für alle gängigen Faltstockmodelle



Artikel-Nr. Bezeichnung

1055 **Gehstock mit Schwanenhalsgriff**
 Griff mit angenehm weicher Schaumstoffpolsterung, Rohr aus Aluminium, bronze eloxiert, die Griffhöhe ist mittels Druckknopf von 75 - 98 cm in 2,5 cm Schritten verstellbar, mit Halteschleife und Gummipuffer für sicheren Halt, bis max. 100 kg Benutzer-gewicht belastbar, Abb. links



1103 **XL-Gehstock**
 belastbar bis 225 kg, Griff höhenverstellbar von 73,5 - 96,5, Kunststoffgriff rund, ohne Abbildung, optisch wie Art. 1055 OHNE Schlaufe!



200000 **XXL-Gehstock**
 bis 270 kg Benutzergewicht belastbar! Mit Schwanenhalsgriff und Stockschleife, Griffhöhe von 71 - 93 cm verstellbar, Gewicht: 0,9 kg, Gummidurchmesser: 24 mm, Material: pulverbe-schichtetes chromoly Stahlrohr, Farbe: schwarz
 Abb. rechts



770500100 **Gehhilfe GoSafe 75 - 98 cm Griffhöhe**
 770500200 **Gehhilfe GoSafe 94 - 117 cm Griffhöhe**
bis max. 225 kg Benutzergewicht belastbar!
 In zwei Größen lieferbar - siehe oben, 10-fach höhenver-stellbar, komfortabler Vinylhandgriff mit Handschleife, großflächiger rutschsicherer Stockpuffer, Rohrdurch-Rohrdurchmesser 26 mm, Farbe: schwarz



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
1332215	Gehstock Rebotec Simplex 150 bis 150 kg Benutzergewicht belastbar
1332216	Gehstock Rebotec Simplex 150 extra lang bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger
1332217	Gehstock Rebotec Simplex 175 bis 175 kg Benutzergewicht belastbar
1422215	Gehstock Rebotec Anatom 150 links bis 150 kg Benutzergewicht belastbar
1422216	Gehstock Rebotec Anatom 150 links extra lang bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger
1422217	Gehstock Rebotec Anatom 175 links bis 175 kg Benutzergewicht belastbar
1442215	Gehstock Rebotec Anatom 150 rechts bis 150 kg Benutzergewicht belastbar
1442216	Gehstock Rebotec Anatom 150 rechts extra lang bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger
1442217	Gehstock Rebotec Anatom 175 rechts bis 175 kg Benutzergewicht belastbar Griffhöhe 10- fach von 73 - 95,5 cm verstellbar mittels Clip und Sicherheitsverschraubung, bei den Modellen "extra" 10 cm länger, aus Aluminium, Rohrfarbe silber, Kunststoffteile schwarz, Gewicht ca. 390 - 410 g, Belastbarkeit wie bei den einzelnen Stöcken angegeben!



Artikel-Nr. Bezeichnung

Artikel-Nr. Bezeichnung

30386 **Blindengehstock Herren Derby weiß**
aus Holz, ablängbar, ohne Stoppel,
benötigt wird Stockgummi mit 20 mm



SD29100 **Blinden-Taststock 150 cm**
viergliedrig faltbar, weiß, mit Reflektor und Schlaufe
(Abbildung rechts)

SD29102 **Blinden-Taststock 115 cm**
dreigliedrig faltbar, weiß
(ohne eigene Abbildung)

304832 **Blinden-Taststock 132 cm**
viergliedrig faltbar, weiß
(ohne eigene Abbildung)



SD35022 **Blindenstock / faltstock weiß**
im gefalteten Zustand sehr handlich für den
Transport, mit Schutzhülle, der lackierte
Holzgriff fühlt sich immer angenehm warm
an, Griffhöhe mittels Druckknopf von 82 - 91
cm verstellbar, rutschfeste Gummikappe unten,
Gewicht 350 g, bis max. 100 kg Benutzerge-
wicht belastbar



22334 **Blindenschleife**
elastisches Gewebe



22335 **Blindenplakette**
30 mm Durchmesser, mit Anstecknadel



Artikel-Nr. Bezeichnung

KG2015 **Kinder-Vierfußgehhilfe Alu grau**

KG2015RO **Kinder-Vierfußgehhilfe Alu rot**

- ergonomisch geformter stabiler Griff mit Softtouch-Beschichtung
- Hohe Standfestigkeit und Rutschsicherheit
- 6-fache Höhenverstellung durch Clipverstellung
- CE-geprüft bis 100 kg Körperlast
- Maße: 52 cm - 67 cm
- Auftrittsfläche: 17 cm x 23 cm
- Gewicht: 0,87 kg je Stück



3018

Vierfußgehhilfe

die besondere Konstruktion gibt sicheren Stand, um den einseitigen Druck auf das Handgelenk zu verringern ist das Griffoberteil abgewinkelt, die Griffhöhe kann von 73 - 93 cm mittels Druckknopf verstellbar werden, ca. 1,2 kg, Farbe: grau / schwarz, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

3018EG

Ersatzgummi zu Art. 3018

Durchmesser 16 mm oben

474

Vierfußgehhilfe HC verchromt

stabile Vierfußgehhilfe aus Metall, verchromt, beidseitig verwendbar, komfortabler Kunststoffgriff, Griffhöhe von 74 - 100 cm verstellbar, Fußfläche: 38 x 23 / 26 x 23 cm (vorne / hinten), Gewicht: ca. 1,4 kg, bis max. 125 kg Benutzergewicht belastbar



AA8127

Vierfußgehhilfe mit kleinem Fuß

besonders praktisch wenn viele Stiegen zu gehen sind, Auftrittsfläche nur 13 x 13 cm, Gummi 16 mm, ca. 1,3 kg leicht, Griffhöhe mittels Druckknopf von 79 - 104 cm verstellbar, Griff in der klassischen Form, Gestell aus Metall, Griff aus Kunststoff, bis max. 127 kg Benutzergewicht belastbar



201000

XXL-Vierfußgehhilfe

bis 270 kg Benutzergewicht belastbar! Mit Schwanenhalsgriff und Stockschlaufe, Griffhöhe von 71 - 93 cm verstellbar, Gewicht: 1,5 kg, Gummidurchmesser: 24 mm, Material: pulverbeschichtetes chromoly Stahlrohr, Farbe: schwarz



1102

XL-Vierfußgehhilfe

bis 225 kg Benutzergewicht belastbar, mit Schwanenhalsgriff, höhenverstellbar, schwarz, ohne eigene Abbildung - optisch ähnlich

Artikel-Nr. Bezeichnung

15300 **Rebotec Quadro grau**
 15310 **Rebotec Quadro schwarz**
 15350 **Rebotec Quadro blau** (keine Lagerware!)
 rechts und links einsetzbar, hohe Standfestigkeit,
 Griff 10-fach mittels Clip von 63 - 85,5 cm höhen-
 verstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort
 (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm,
 Untergestell aus Kunststoff, Gewicht: 950 g, bis
 max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

*Andere Farben auf Bestellung lieferbar -
 Lieferzeit ca. 2 Wochen*



15200 **Rebotec Quadro grau links**
 15400 **Rebotec Quadro grau rechts**
 mit anatomischem Griff, hohe Standfestigkeit,
 Griff 10-fach mittels Clip von 63 - 85,5 cm höhen-
 verstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort
 (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm,
 Untergestell aus Kunststoff, Gewicht: 980 g, bis
 max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



15500 **Vierfuß mit Unterarmstütze grau**
 15510 **Vierfuß mit Unterarmstütze schwarz**
 15695 **Vierfuß mit Aufsatz Fun-Kids**
 rechts und links einsetzbar, hohe Standfestigkeit,
 Griff 10-fach mittels Clip von 65 - 88 cm höhen-
 verstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort
 (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm,
 Untergestell aus Kunststoff, bis max. 100 kg Be-
 nutzergewicht belastbar



3060382 **Arthritis-Gehstütze**
 aus Aluminium mit gepolsterter Kunststoffgriffschale,
 der Handgriff ist in der Länge und im Winkel verstell-
 bar, ausserdem in der Seitenneigung, sowohl für links
 wie auch für rechts geeignet, Länge der Armschale
 18 cm, Breite 9 cm, Griff ist 3,5 cm im Durchmes-
 ser und 10 cm lang, die Armauflage ist in der Höhe
 von 95 - 118 cm verstellbar, Gewicht 660 g (Stück!),
 bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

3142K **Achselstützkrücke Kind**
Höhe verstellbar von ca. 93 - 113 cm

3142M **Achselstütze mittel**
Höhe verstellbar von ca. 113 - 133 cm

3142 **Achselstütze groß**
Höhe verstellbar von ca. 132 - 152 cm
Verstellung Gesamthöhe mittels Druckknopf, die Höhe des Griffes kann mittels Flügelmutter verstellt werden, Gewicht per Stück ca. 900 g, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, Abgabe erfolgt nur paarweise!




3142PO **Polster für Achselstütze (Farbe kann wechseln!)**
3142GR **Griffpolster für Achselstütze (Farbe kann wechseln!)**
30022 **Gummi für Krücken grau 22 mm**

1271010 **Rebotec Achselstützen Quick`n Easy für Kinder bunt**
Achselhöhe 83 - 103 cm
Griffhöhe 48 - 70,5 cm

1272010 **Quick`n Easy für Jugendliche blau**
Achselhöhe 100 - 120,5 cm
Griffhöhe 58 - 80,5 cm

1273010 **Standardachselstütze schwarz**
Achselhöhe 118 - 138 cm
Griffhöhe 68 - 90,5 cm

1274010 **Überlange Achselstütze schwarz**
Achselhöhe 135,5 - 155,5 cm
Griffhöhe 75,5 - 98 cm
Aluminium, ergonomischer Griff, Achselpolsterung, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



12900 **Achselstütze Big 160** Abb. links
CE-geprüft bis 160 kg Körperlast

12810 **Achselstütze Big 200** Abb. rechts
CE-geprüft bis 200 kg Körperlast
Achselhöhe 13-fach höhenverstellbar von 118 - 150 cm,
Griffhöhe bei minimaler Achselhöhe 65 - 82,5 cm,
Griffhöhe bei maximaler Achselhöhe 92,5 - 115,5 cm
komfortable Achselpolsterung, anatomischer Softgriff,
Griff höhenverstellbar, inkl. Antirutschpuffer Big-Foot



1100 **XL-Achselstütze M bis 225 kg von 113 - 133 cm**
1101 **XL-Achselstütze L bis 225 kg von 134 - 154 cm**
aus beschichtetem Stahlrohr, Griff und Achselauflage weich gepolstert, höhenverstellbar - Maße siehe oben

16010 **Griffpolster Standard PAAR!!!**
16120 **Achselpolster**
16500 **Reflektorclip**
1681017 **Antirutschpuffer "Big-Foot"**

Artikel-Nr. Bezeichnung

10850 **Unterarmstütze "TRAVEL" blau**
 die praktische zerlegbare Krücke für die Reise!
 mit 3-fach verstellbarer Armschale, ergonomischer Griff mit Reflektor vorne, 8-fach höhenverstellbar von 78 - 93 cm Griffhöhe, mit Leinenbeutel, Paar, längstes Teil 44 cm, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, Abbildung links und kleines Bild



10800 **Unterarmstütze "BIG TRAVEL" grau**
 die praktische teleskopierbare Krücke für die Reise belastbar bis max. 150 kg Benutzergewicht!
 mit 3-fach verstellbarer Armschale, ergonomischer Griff mit Reflektor vorne, 9-fach höhenverstellbar von 80 - 100 cm Griffhöhe
 Abbildung rechts



1065 **Unterarmgehstütze für die Reise faltbar**
 Hinweis: Farbe kann zwischen grau oder schwarz wechseln - Herstellerabhängig! Krücke faltbar - Mindestlänge gefaltet ca. 51 cm, Oberteil aus Kunststoff, Griff mit Reflektor vorne, Armschelle ca. 98 mm Innenbreite, Rohr aus Aluminium, Griffhöhe von ca. 83 - 93 cm mittels Druckknopf verstellbar, Gummi: 18 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



200008 **Unterarmstützkrücken Evolution Fluo**
... die selbstleuchtende Krücke!
 die Evolution Fluo Unterarmstützkrücke - in modernem Design, mit ergonomischen Handgriff, Rohr aus hochwertigem, robustem Aluminium, Griffhöhe von 76 - 101 cm mittels Clip verstellbar, Gewicht pro Krücke: 0,52 kg, Länge Griff: 10 cm, dieses Modell ist flureszierend und leuchtet selbst im Dunkeln! Hervorragend geeignet für Spaziergänge in der Dunkelheit oder in der dunklen Jahreszeit! Bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

11200 **Unterarmstützkrücke Comfort grau**
 11250 **Unterarmstützkrücke Comfort blau**
 anatomischer Handgriff, feinstufig einstellbar,
 Anpassung auch an schwierige Handstellungen
 Armschale 3-fach höhenverstellbar, Griff aus
 besonders hautfreundlichem Material, Griffhöhe
 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip
 und Quetschverschraubung für mehr Komfort
 (geräuscharm), bis max. 120 kg Benutzergewicht
 belastbar



11000 **Comfort-Soft grau**
 11050 **Comfort-Soft blau**
 anatomischer Griff aus druckabschwächendem
 Softmaterial (nicht einstellbar!), Armschale 3-fach
 höhenverstellbar, Griffhöhe 10-fach verstellbar von
 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung
 für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 120 kg
 Benutzergewicht belastbar



10900 **Combi-Soft grau**
 10950 **Combi-Soft blau**
 ergonomisch mit Griff aus druckabschwächendem
 Softmaterial, Armschale 3-fach verstellbar, Griffhöhe
 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und
 Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräusch-
 arm), bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



11900 **"Safe-In" anatomisch grau**
 11950 **"Safe-In" anatomisch blau**
 mit geschlossener 3-fach höhenverstellbarer
 Armschale mit Gelenk für mehr Beweglichkeit,
 Griffhöhe 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm
 mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr
 Komfort (geräuscharm), Griff feinstufig einstellbar,
 bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



11800 **"Safe-In" soft anatomisch grau**
 11850 **"Safe-In" soft anatomisch blau**
 mit anatomischem Softgriff aus druckab-
 schwächendem Softmaterial, mit geschlossener
 3-fach höhenverstellbarer Armschale mit Gelenk
 für mehr Beweglichkeit, Griffhöhe 10-fach verstellbar
 von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschrau-
 bung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max.
 120 kg Benutzergewicht belastbar

Artikel-Nr. Bezeichnung

12450 **Unterarmgehstütze "New-Walk"**
 schmerzfreies Gehen durch weiches, gefedertes Aufsetzen, Entlastung der Gelenke und Muskeln
 Armschale 3-fach höhenverstellbar, anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial, Griffhöhe von 82 - 96 cm mittels Clip verstellbar, innenliegende Dämpfungsfedern entlasten die Gelenke und Muskeln, 2-fache Dämpfereinstellung nach Größe und Gewicht - ohne Werkzeug, bis zu einem max. Benutzergewicht von 120 kg belastbar



10400 **Stützkrücke "Überlänge" grau**
 10450 **Stützkrücke "Überlänge" blau**
 Unterarmgehstütze "extra lang" mit dem einzigartigen Abstellsystem "Magic Twin" von Rebotec!
 kräftige, verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, Griffhöhe 10-fach verstellbar von 85 - 108 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm) und Sicherheit, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar (Abbildung links)



10610 **Rebotec "Big 150"**
Unterarmgehstütze für bis zu 150 kg Körpergewicht
 besonders kräftige, verstärkte Armschale, 3-fach höhenverstellbar, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, sehr leichtes ablängbares Alurohr, maximale Griffhöhe 108 cm, mit rutschfester 22 mm Gummikappe, Farbe schwarz, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar (Abbildung rechts)
 Armschale 11,5 cm breit!



16010 **Griffpolster Standard PAAR!!!**
 16110 **Armschalenpolster**

Artikel-Nr. Bezeichnung

10600 **XL-Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250**
 bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar!
 besonders kräftige Armschale - 115 mm breit, 3-fach
 höhenverstellbar, verstärkter Rohrdurchmesser (25
 und 22 mm), ergonomisch geformter Handgriff, mit
 Reflektor vorne im Griff, 10-fach höhenverstellbar von
 74 - 97 cm Griffhöhe, Sicherungsklemme, integrierter
 Halter, inklusive Antirutschpuffer "Big Foot", Farbe:
 lichtgrau, Gummi mit 22 mm Durchmesser
 Armschale 11,5 cm breit!



10604 **XL-Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250 überlang**
 bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar!
 besonders kräftige Armschale - 115 mm breit, 3-fach
 höhenverstellbar, verstärkter Rohrdurchmesser (25
 und 22 mm), ergonomisch geformter Handgriff, mit
 Reflektor vorne im Griff, 10-fach höhenverstellbar von
 84 - 107 cm Griffhöhe, Sicherungsklemme, integrierter
 Halter, inklusive Antirutschpuffer "Big Foot", Farbe:
 lichtgrau, Gummi mit 22 mm Durchmesser
 Armschale 11,5 cm breit!

205000 **XXL-Unterarmstützkrücke**
 bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar!
 Höhenverstellbar von 68 - 110 cm, Griffschale mit
 15 cm Durchmesser, Länge Unterarmstütze: 27 cm,
 Grifflänge: 14 cm, Gewicht: 1,5 kg, Gummidurch-
 messer: 24 mm, Material: schwarz pulverbeschich-
 tetes Chromoly Stahlrohr



10500 **Rebotec "Magic-Soft" grau**
 10530 **Rebotec "Magic-Soft" rot**
 10550 **Rebotec "Magic-Soft" blau**
 Unterarmgehstütze mit neuem ergonomisch /
 anatomisch geformten Softgriff mit dem bewährten
 Magic-Twin-Abstellsystem!
 kräftige, verwindungssteife Armschale, ergonomisch/
 anatomisch geformter Softgriff, mit angenehm
 weicher Handauflage, Reflektor im Griff, Griffhöhe
 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf und
 Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräusch-
 arm) und Sicherheit von 75 - 98 cm, stabiler Fuß
 mit großer Auflagefläche, bis max. 130 kg Benutzer-
 gewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

12050 **Rebotec "Light-Line" blau**
Jugend- u. Damengehstütze
 3-fach verstellbare Handschale und ergonomischer Handgriff in schmaler und schlanker Ausführung, Reflektor im Griff, Griffhöhe mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm) von 75 - 98 cm verstellbar, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar




16310 **Griffpolster Light-Line**

1205010 **Safe-In-Light**
Jugend- & Damenunterarmgehstützen mit geschlossener Armschale für mehr Sicherheit beim Gehen mit Krücken, Armschale und Handgriff in schmaler, schlanker Ausführung, 3-fach höhenverstellbare Armschale mit Gelenk für mehr Beweglichkeit, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, Farbe: blau



12295 **Kinderunterarmgehstütze Fun-Kids**
Modell blau - bunt

12296 **Kinderunterarmgehstütze Fun-Kids**
Modell gelb - bunt
 kindergerechte, bunte Farbgestaltung
 Armschale 3-fach verstellbar von min. 17,5 - max. 22,5 cm ab Griffhöhe, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, Rohrlänge / Griffhöhe 10-fach von 49 - 71,5 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



16310 **Griffpolster Fun-Kids**
 3128B **Clip für Rebotec Kinderkrücke blau**
 3128R **Clip für Rebotec Kinderkrücke gelb**

122991 **Kindergehstütze Tiki**
 ein buntes und schönes Design für Kinder oder Jugendliche, Rohr aus Aluminium, Oberteil Kunststoff, Griffhöhe von 55 - 78 cm mittels Clip in der Höhe verstellbar, Armschelle ebenfalls 3-fach Höhenverstellbar, Gewicht: 0,5 kg / Stück, Handgriff: Länge 10 cm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

Unterarmstützkrücken Rebotec Magic Twin

Modell: Standard-Clip

Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Clip, Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar

- 10100 **Standard grau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10130 **Standard rot**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10150 **Standard blau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar



Modell: Quetschverschraubung und Clip

Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Clip und zusätzlicher Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar

- 10300 **Quetsch-Clip grau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10330 **Quetsch-Clip rot**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10350 **Quetsch-Clip blau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10310 **Quetsch-Clip schwarz**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10380 **Quetsch-Clip türkisblau**



Modell: Quetschverschraubung und Druckknopf

Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Druckknopf und zusätzlicher Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar

- 10200 **Quetsch-Druck grau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10250 **Quetsch-Druck blau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10230 **Quetsch-Druck rot**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar
- 10280 **Quetsch-Druck türkisblau**
bei Abnahme per Krt. sortiert 23 Paar



Symbolfoto der Druckknopf-Verstellung

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	
16310	Griffpolster Fun-Kids und Light-Line	oben rechts
16210	Griffpolster anatomisch	mitte links
16010	Griffpolster Standard PAAR!!! mit Klettverschluß an der Unterseite aus schwarzem Neopren	mitte rechts
16110	Armschellenpolster für Stützkrücken	unten links
	mit Doppelklebeband zur Fixierung	



31281 **Clip für Krücken Rebotec groß**
Wichtig: bei der Bestellung die Farbe angeben!

Abb. ganz links

RE006 **Reflektor zu Rebotec Krücken**
Ersatzteil für Griffteil (nur Rebotec!)
Wichtig bei Bestellung angeben ob Modell
zum hineindrücken oder zum hineinschrauben!

Abb. mitte links

16500 **Reflektor-Clip für Krückenrohr 22 mm**

Abb. mitte rechts

512345 **Reflektor-Folie für Krücken 6,5 x 1,5 cm**

Abb. ganz rechts

820095 **Silverlux Sicherheitslampe für Gehhilfen**
wird auf dem Rohr der Gehhilfe, Gehstock oder
Rollator fixiert, mit zwei hellen LED's, bis 10
Stunden mit zwei AAA Batterien verwendbar,
kommt ohne Batterien



Artikel-Nr. Bezeichnung

- 30016 **Krücken­gummi 16 mm**
- 30018 **Krücken­gummi 18 mm**
- 30020 **Krücken­gummi 20 mm**
- 30022 **Krücken­gummi 22 mm**
- 30025 **Krücken­gummi 25 mm**
- 30305 **Gehhilfengummi 27/28 mm grau**
mit eingelassenem Metallring



- 30066 **Krücken­gummi grau 16 mm Stern**
- 30066W **Krücken­g. grau 16 mm Stern weich**
- 30088 **Krücken­gummi grau 18 mm Stern**
- 30088W **Krücken­g. grau 18 mm Stern weich**
- 30099 **Krücken­gummi grau 20 mm Stern**
mit eingelassenem Metallring, Sonderausführung
für besseren Halt



- 33001 **Gummi Rebotec 16,5 mm grau**
- 33001BL **Gummi Rebotec 16,5 mm blau**
- 33001SW **Gummi Rebotec 16,5 mm schwarz**
- 33001Y **Gummi Rebotec 16,5 mm gelb**
- 3300 **Gummi Rebotec 18,5 mm grau**
- 3300RO **Gummi Rebotec 18,5 mm rot**
- 3300BL **Gummi Rebotec 18,5 mm blau**
- 3300SW **Gummi Rebotec 18,5 mm schwarz**
- 3300Y **Gummi Rebotec 18,5 mm gelb**
- 3300GR **Gummi Rebotec 18,5 mm türkis**
- 33002 **Gummi Rebotec 22 mm schwarz**
mit eingelassenem Metallring



- 301722 **Sicherheitskrücken­kapsel**
Gummi grau, für Rohre von 17 - 20 mm Durch­messer, unten 50 mm Durchmesser, hohe Rutsch­festigkeit bei nassen Oberflächen, mit eingelassenem Metallring



- FF16 **Flexifoot 16 mm**
- FF19 **Flexifoot 19 mm**
- FF22 **Flexifoot 22 mm**
- FFEG **Ersatzgummi Flexifoot**
Flexifoot ist die Zukunft für jeden der einen Geh­stock, Spazierstock oder eine Krücke benötigt, Stoß­dämpfend, Rutschmindernd und erheblich Schmerz­mindernd



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
40016 **Gummi Sanowell 16 mm**
40018 **Gummi Sanowell 18 mm**
40020 **Gummi Sanowell 20 mm**
40022 **Gummi Sanowell 22 mm**
 oben grau und unten orange - besonders
 rutschhemmende Ausführung



1681016 **Big-Foot Krückengummi 16-17,5 mm**
1681017 **Big-Foot Krückengummi 18,5-20,5 mm**
1681022 **Big-Foot Krückengummi 22-24 mm**
 große Auflagefläche - 5,6 cm - Formgebung mit
 Gelenkeigenschaften, haftungsoptimierte Sohle,
 hohe Abtriebsfestigkeit, Farbe: schwarz



30186 **Stockschuh 16/17 mm - 6-strahlig**
30189 **Stockschuh 18/19 mm - 6-strahlig**
 Aufstandsfläche 115 mm Durchmesser, mit sechs
 Füßen, durch diese Hilfe bleibt der Gehstock auch
 stehen wenn man den Griff los lässt, ideal z.B.
 beim Einkaufen, aber auch im Lokal oder daheim,
 aus Kunststoff schwarz



301893 **Stockschuh 4-Fuß / Rohrdurchmesser 16 - 17 mm**
301894 **Stockschuh 4-Fuß / Rohrdurchmesser 18 - 19 mm**
 für Gehstöcke oder Unterarmstückkrücken geeignet,
 stabiles Fußteil mit 17 cm Durchmesser, sicherer
 Stand auf 4 Gummipuffern, für mehr Komfort beim
 Gehen leicht beweglich gelagerte Aufnahme oben,
 durch diesen Stockschuh bleibt die Gehhilfe stehen
 auch wenn man diese los lässt, ideal z.B. beim
 Einkaufen, aber auch im Lokal oder Daheim, Farbe
 schwarz, Oberteil aus Kunststoff



Artikel-Nr. Bezeichnung

schwarz

- 20008 **Gehstockgummi 8 mm - Nr. 00000**
- 20010 **Gehstockgummi 10 mm - Nr. 0000**
- 20012 **Gehstockgummi 12 mm - Nr. 000**
- 20014 **Gehstockgummi 14 mm - Nr. 00**
- 20016 **Gehstockgummi 16 mm - Nr. 0**
- 20018 **Gehstockgummi 18 mm - Nr. 1**
- 20020 **Gehstockgummi 20 mm - Nr. 2**
- 20022 **Gehstockgummi 22 mm - Nr. 3**

braun

- 20018B **Gehstockgummi 18 mm - Nr. 1**
- 20020B **Gehstockgummi 20 mm - Nr. 2**



- 3018EG **Gummi zu Vierfuß 3018 Original**
mit Rillenprofil, schwarz, Durchmesser 16 mm

- 30414 **Gummi zu Vierfuß-Gehhilfe 14 mm**
- 30416 **Gummi zu Vierfuß-Gehhilfe 16 mm**
mit Noppenprofil, schwarz, mit eingelassenem Metallring



- 30481G **Gummi f. Faltstock braun**
- 3048G **Gummi f. Faltstock schwarz**
Originalform für 3048 und 30481, mit eingelassenem Metallring



- 33916000 **Krückenkapsel mit Spikes u. Kappe**
grau mit 16 mm Durchmesser
- 33919010 **Krückenkapsel mit Spikes u. Kappe**
grau mit 18 mm Durchmesser
- 33920020 **Krückenkapsel mit Spikes u. Kappe**
grau mit 20 mm Durchmesser
- 33920101 **Eispickel-Krücken Ersatzkappe**




Artikel-Nr. Bezeichnung

812 **Stahldorn für Gehstöcke**
 stabiler Eisendorn zur Montage auf Holzgehstöcken,
 speziell für Wander- und Spazierstöcke im Winter
 oder im unwegsamen Gelände sehr praktisch



3125 **Eiskralle klappbar**
 wird mittels Schelle und zwei Schrauben
 fest an der Gehhilfe fixiert, wird beim
 Betreten eines Gebäudes einfach hoch-
 geklappt, gewährleistet optimalen Halt
 auf Eis und Schnee



31252 **Eisdorn klappbar**
 wird mittels Schelle und zwei Schrauben
 fest an der Gehhilfe fixiert, wird beim
 Betreten eines Gebäudes einfach hoch-
 geklappt, gewährleistet optimalen Halt
 auf Eis und Schnee



33955 **Schuh-Spikes Gr. 34 - 38**
 33955M **Schuh-Spikes Gr. 39 - 41**
 33955L **Schuh-Spikes Gr. 42 - 44**
 33955XL **Schuh-Spikes Gr. 45 +**
 Material: Tieftemperatur - Elastomere, Gewicht
 220 g, Farbe schwarz, paarweise gepackt, sehr
 hochwertige Ausführung, mit Lasche hinten zum
 leichteren An- und Ausziehen
 Wichtig: darf nur aussen und auf Schnee- und Eis-
 flächen verwendet werden!



90200 **Yeti Schuhspikes, 1 Paar, Gr. 38-46**
 Schuhkralle mit Spike für Eis und Kette für Schnee,
 paarweise im handlichen Koffer verpackt, dauer-
 elastische Gummibänder, für Herren- und Damen-
 schuhe verwendbar, die Kombination sorgt für
 sicheren Halt bei Schnee und Eis, nicht auf
 trockenem festem Untergrund verwenden!



Artikel-Nr. Bezeichnung

1670030 **Krückenband rot**
 1670050 **Krückenband blau**
 praktischer Gurt an dem man die Krücken mittels Klettbandern fixiert, das verhindert - z.B. beim Aufsperrn der Tür oder auch bei alltäglichen Arbeiten wie Einkaufen oder Tätigkeiten in der Küche - das man nicht immer einen sicheren Stand für eine oder beide Krücken suchen muß - einfach loslassen - das Band hält die Krücke in Griffnähe



3126 **Gehstockschlaufe schwarz**
 31261 **Gehstockschlaufe braun**
 Gummischlaufe und Kordel



90850 **Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe, braun**
 90851 **Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe, hell**
 90852 **Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe, grau**
 90853 **Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe, mahagoni**
 90854 **Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe, schwarz**
 die Stock-Tragschlaufe mit Gummiband ist ein Muss für jeden Stockträger, eine in Deutschland gefertigte, hochwertige Kordelschlaufe mit stabilem Gummiband, damit haben Sie den Stock immer sicher am Handgelenk, Material: Polyester



33275101 **Schlaufe Kunstleder braun**
 33275151 **Schlaufe Kunstleder schwarz**
 Kunstleder mit Druckknopf angenehm weich



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
 30605 **Gehstockklammer / Stockhalter schwarz**
 SD37002 **Gehstockklammer / Stockhalter grau**
 zur bequemen Ablage des Stockes, aus Kunststoff mit Feder innen, zum Anklemmen an den Gehstock, mit den Softpuffern kann die Gehhilfe dann auf einer flachen Fläche aufgelegt oder unter einer, z.B. Tischplatte, fixiert werden



1641000 **Gehhilfenhalter Flip**
 ein völlig neuartiger Gehhilfenhalter von Rebotec! Die Kunststoffklammer hält sicher an der Gehhilfe, durch das Gummipolster hält diese sowohl beim einhängen als auch beim festklemmen, z.B. an Tischen, Schränken, usw.



AA8246 **Krücken- und Stockhalter Inge**
 simpel und praktisch - wird einfach über die Gehhilfe geklemmt, sicherer Halt durch weiche Oberfläche, mit den seitlichen Haken kann die Gehhilfe z.B. an Kanten oder Ösen angehängt werden, zusätzlich befindet sich auf der flachen Seite ein Magnet um die Gehhilfe z.B. an einer metallischen Oberfläche anzulehnen ohne das diese umfällt. Für Rohrdurchmesser von ca. 18,5 - 26 mm, mit Reflektorstreifen für mehr Sicherheit beim Spazieren im Dunkeln



5115 **Stock- und Krückenhalter**
 2-teilig, die obere Stockklemme und der untere Stockköcher werden mittels der Schelle einfach auf dem Rollstuhl oder auch Rollator montiert, aus Kunststoff schwarz



710000104 **Stockhalter Original Drive MIGO**
 2-teilig, Kunststoff, schwarz, o. Abb.

1452454 **Stockhalter Original Invacare P452E / 332**
 2-teilig, Kunststoff, schwarz, o. Abb.

51030 **Haltegurt**
 verstellbarer Haltegurt für Gehhilfen, schwarz, mit Klippverschluss



Artikel-Nr. Bezeichnung

8379

Saljol Held Magnetstockhalter

Farbe: **neonorange**

geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, mit starkem Magnet, hält auf eisenhaltigen Metalloberflächen, auch z.B. an Rollatoren oder Rollstühlen



8621

Saljol Held Magnetstockhalter Set

Farbe: schwarz

geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, mit "Taler" welcher z.B. in die Hosens- oder Jackentasche als Gegenstück zum Magnetstockhalter verwendet wird, ideal für unterwegs, z.B. an der Kasse, usw., Magnetstockhalter kann auch einzeln verwendet werden, hält auf eisenhaltigen Metalloberflächen, auch z.B. an Rollatoren oder Rollstühlen



8980

Saljol Held Magnetstockhalter Set

Farbe: schwarz, Montageteile weiß lackiert

geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, Set besteht aus Magnetstockhalter, Taler, selbstklebende Wandhalterung Universal, selbstklebende Metallplatte für Tische, Halterung zum z.B. über Bettkanten stülpen, der Magnetstockhalter kann auch separat, oder mit Taler verwendet werden,



VIX
VIX10

VIX-Jive Stockhalter

VIX-Jive Stockhalter DISPLAY 10 Stk

Jive Stick Clip - up we go! Die Neuheit unter den Gehhilfenhaltern! Mit VIX Jive fällt der Stock oder die Krücke nicht mehr hinunter! Die Stockklemme ist für Tischplatten oder ähnliches mit bis zu 45 mm Stärke geeignet oder kann mittels dem Haken aufgehängt werden (z.B. an der Hosentasche beim Bezahlen an der Kasse), die VIX Jive Klemme passt auf alle Gehhilfen mit einem Rohrdurchmesser von 19 - 25 mm, Befestigung mittels Kletten



Artikel-Nr. Bezeichnung

39600 **Rebotec Gehhilfenbutler "Link"**
 praktisches Haltesystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die Gehhilfe immer für den Patienten griffbereit, variabel und leicht anzubringen, multifunktional einsetzbar, möbelschonende Klemmvorrichtung, Ordnung schaffend, verringert das Unfallrisiko, Maße: BxH 15 x 16 cm, max. Holmbreite 30 mm, max. Rohrdurchmesser bei Klammer 20 - 30 mm, Gestell aus Kunststoff weiß, Klammern schwarz



5628 **Krücken- u. Stockhalter Mod. 1**
 dieses Modell kann sowohl waagrecht wie auch senkrecht mit einer Schraubklemme an Rohren, z.B. einem Krankenbett oder Tischbein, befestigt werden, für zwei Stöcke oder Krücken geeignet, zwei flexible Kunststoffklammern halten die Gehhilfe sicher fest



56281 **Krücken- u. Stockhalter Mod. 2**
 dieses Modell kann sowohl waagrecht wie auch senkrecht mit einer Schraubklemme an Rohren, z.B. einem Krankenbett oder Tischbein, befestigt werden, für zwei Stöcke oder Krücken geeignet, zwei toolflex Kunststoffklammern halten die Gehhilfe sicher fest



16410 **toolflex - Gehstützenhalter mit Klette**
 mit verstellbarem Klettenband zur Montage an z.B. Rollatoren, Rollstühlen oder Tischbeinen, ideal wenn nicht gebohrt werden kann, aus Kunststoff, schwarz, für Gehhilfen mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet, die Gummihalierung hält die Gehhilfe sicher fest



Artikel-Nr. Bezeichnung

1641010 **toolflex - Stockhalteklammer 22 mm**
 1641015 **toolflex - Stockhalteklammer 25/26 mm**
 Modell zur Montage an Rohren - die mm Angabe beim Artikel bezieht sich auf den Rohrdurchmesser für die Montage! Aus Kunststoff, schwarz, drehbar, für Gehhilfen mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet, die Gummihalterung hält die Gehhilfe sicher fest, zur Montage z.B. an Rollatoren, Rollstühlen usw. geeignet



1641020 **toolflex - Stockhalteköcher 22 mm**
 1641025 **toolflex - Stockhalteköcher 25/26 mm**
 Modell zur Montage an Rohren - die mm Angabe beim Artikel bezieht sich auf den Rohrdurchmesser für die Montage! Aus Kunststoff, schwarz, drehbar, zur Montage z.B. an Rollatoren, Rollstühlen usw. geeignet, Köcher für eine Gehhilfe



51151K2 **Stockhalteköcher für 2 Stöcke (o. Abb.)**
 große Ausführung für 2 Gehhilfen, Schraubklammer, drehbar, aus Kunststoff, schwarz, Gehhilfen werden oben mit Haltband (im Lieferumfang) fixiert

51152 **toolflex - Gehstützenhalterung zur Wandmontage**
 Modell zur Montage an Wänden oder Möbelstücken geeignet, wird mit 2 - 5 Schrauben - je nach Untergrund und Notwendigkeit - befestigt (Schrauben nicht im Lieferumfang!), für Gehhilfen mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet, die Gummihalterung hält die Gehhilfe sicher fest, aus Kunststoff, schwarz



1641030 **toolflex - Toolflex-Halter f. Wand- od. Schiene**
 aus Kunststoff schwarz, für Hilfen oder Geräte mit einem Rohrdurchmesser von 20 - 30 mm geeignet, kann sowohl für das Toolflex Schienensystem wie auch zur einfachen Wandmontage verwendet werden, für alle Arten von Gehhilfen geeignet



Hinweis: diese Ausführung ist für das toolflex - Schienensystem gedacht! Die dafür notwendigen Alu-Schienen finden Sie bitte auf der nächsten Katalogseite!

- | <i>Artikel-Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> |
|--------------------|--|
| 1641040 | toolflex - Aluminiumschiene 20 cm
für 2 Toolflex-Halter geeignet |
| 1641035 | toolflex - Aluminiumschiene 50 cm
für 5 Toolflex-Halter geeignet
Aluminiumschiene zur Wandmontage,
die darauf verwendeten Toolflex-Halter
können individuell verschoben werden. |

WICHTIG: Schienen kommen ohne Toolflex-Halter!



- | | |
|---------|--|
| SD35377 | Verkaufsständer für Gehstöcke / Karton
weiß, fester Karton, für bis zu 12 Stöcke, Maße:
56 x 21 x 41 cm |
|---------|--|



- | | |
|-----|---|
| 803 | Gehstockständer groß
Gehhilfen können in 3 versetzten Reihen präsentiert
werden, mit vier Kunststoffschwenkrollen, aus
Holz, natur lackiert (ohne Dekomaterial) |
|-----|---|



Artikel-Nr. Bezeichnung