

Artikel-Nr. Bezeichnung

30941 **Tabletteiler blau**
Kunststoff, Edelstahlklinge, mit Depotfach, Maße:
ca. 9 x 4 x 2,1 cm, die Tablette wird in der Klammer
gehalten und durch Herunterdrücken des Deckels
geteilt



309411 **Tabletteiler klarsicht**
Kunststoff, transparent, Edelstahlklinge, mit Depot-
fach, Maße: ca. 9 x 4 x 2,5 cm, die Tablette wird in
der Klammer, gehalten und durch Herunterdrücken
des Deckels geteilt



SD24412 **Tabletteiler "COLOR", weiß**
SD24413 **Tabletteiler "COLOR", blau**
SD24414 **Tabletteiler "COLOR", grün**
SD24415 **Tabletteiler "COLOR", rot**
SD24416 **Tabletteiler "COLOR", violett**
SD24417 **Tabletteiler "COLOR", orange**
SD24418 **Tabletteiler "COLOR", hellblau**

aus Kunststoff, mit Edelstahlklinge, mit Depotfach
Maße: 7 x 3 x 1,5 cm



Artikel-Nr. Bezeichnung

309412 **Tabletteiler Pro klarsicht**
Kunststoff, transparent, Edelstahlklinge, das neueste Modell der Tabletteiler - mit Halter damit die Tablette beim Schneiden nicht so einfach verrutschen kann und integriertem Klingenschutz zur Verringerung der Verletzungsgefahr



309413 **Tabletteiler Multisafe**
Kunststoff, transparent / transparent grün, Edelstahlklinge, leicht und sicher in der Anwendung! Erst durch Druck auf den geschlossenen Deckel fährt das Messer von unten heraus und teilt die Tablette, dadurch eigentlich keine Verletzungsgefahr mehr vorhanden



SD24444 **Tabletteiler T12**
Kunststoff, weiß, Edelstahlklinge, mit Depotfach, durch wechselbaren Einsatz für 12 verschiedene Tablettenformen sicher und komfortabel verwendbar



SD24466 **Tabletteiler Medi-7 Trio, weiß**
SD24467 **Tabletteiler Medi-7 Trio, anthrazit**
Kunststoff, Edelstahlklinge, die Kombination aus Teilen, Mahlen, Aufbewahren - in bekannt hoher Qualität vom Hersteller des Medi 7 Medikamentendispensers
Maße: 9,5 x 4 x 1,5 cm



Artikel-Nr. Bezeichnung

3095B

Tablettenmörser blau

Kunststoff klarsicht, mit blauem Schraubdeckel, zusätzliches Tablettenfach im Deckel
Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln die mit Schutzlack überzogen sind vor dem zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!



3095

Tablettenmörser

aus Kunststoff, klar, mit Schraubdeckel, im Unterteil ist zusätzlich ein Medikamentendispenser eingebaut, durch Zuschrauben des Deckels wird die Tablette zermahlen
Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln die mit Schutzlack überzogen sind vor dem zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!



91178474

Pill Master 2 - 3 in 1 (Abb. links)

handliche Kombination aus Tablettenteiler, Mörser und Dispenser - paßt in jede Handtasche, der Teiler befindet sich im Boden - darunter können Tabletten verstaut werden, der Deckel oben ist der Mörser zum zermahlen von Tabletten oder Kapseln, Maße: 93 mm hoch, 50 mm Durchmesser



3095RA

Tablettenzermahler (Abb. rechts)

aus Kunststoff, klar, mit Schraubdeckel, im Unterteil ist zusätzlich ein Medikamentendispenser eingebaut, durch Zuschrauben des Deckels wird die Tablette in dem verzahnten Flächen fein zermahlen

Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln die mit Schutzlack überzogen sind vor dem zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!

SD24504

Tablettenteiler 3 in 1

Kunststoff, Edelstahlklinge, Teilen - Mahlen - Aufbewahren, Höhe: ca. 7 cm, Durchmesser ca. 5 cm



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

9936

Pill-Master 4 in 1

die Kombination aus Tablettenteiler, Tablettenmörser, Einnehmebecher und Medikamentendispenser - handlich, praktisch, klein - paßt in jede Tasche, überall zum mitnehmen geeignet, Maße: 6,4 cm hoch x 4 cm im Durchmesser, Farbe: beige



AA9934

Pillenzermahler und Dispenser


durch Drehen wird z.B. eine Tablette im Inneren fein zermahlen damit diese leichter in Flüssigkeiten oder ins Essen gemischt werden kann, im Oberteil befindet sich zusätzlich ein kleiner Dispenser, dieser kann auch zur Einnahme von flüssigen Medikamenten als Becher verwendet werden, Farbe: beige



70071

Mörser groß

mit seinem größeren Deckel - 75 mm Durchmesser - und den drei Griffmulden am Deckel und am Unterteil lässt sich dieser Mörser besonders gut greifen und drehen, gummierte Enden geben zusätzlichen Grripp, im Deckel ist ein praktisches Fach für Tabletten untergebracht, Höhe ca. 50 mm, Unterteil klar, Oberteil weiß / blau



Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln welche mit Schutzlack überzogen sind vor dem zermahlen im Mörser mittels Medikamententeiler zerkleinern! Beschädigungsgefahr!



31186

Mörser aus Keramik mit Pistille

Aussendurchmesser 75 mm, innen 68 mm, beige Keramik mit Ausguß und rauhem Boden zum Zerreiben von Medikamenten, Pistille Unterseite rau



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
244110 **Mörser Edelstahl mit Pistille**
matt gebürstet, Fuß aus Kunststoff, ca. 110 mm
Durchmesser, Stößel ca. 250 g



3078 **Medikamenteneinnahmelöffel 15 ml**
aus weißem Kunststoff, graduiert, mit Griff



3078NIR **Medikamentenlöffel NIRO**
aus Edelstahl, graduiert, mit Griff

3077 **Medikamenteneinnahmebecher klar**
3077B **Medikamenteneinnahmebecher blau**
3077G **Medikamenteneinnahmebecher gelb**
3077R **Medikamenteneinnahmebecher rot**
3077N **Medikamenteneinnahmebecher grün**
aus Polypropylen, 30 ml graduiert, 38
mm Dm, Höhe 42 mm, **Pkg = 75 Stk**
Achtung: Abgabe nur in Originalpackung!



3077D **Deckel für Einnahmebecher weiß (einzeln)**
aus stoßfestem Polystyrol, weiß, 38 mm DM



3077NIR **Einnehmebecher NIRO 30 ml**
aus Edelstahl, Maße: 53 x 22 mm

3079NIR **Einnehmebecher NIRO 50 ml**
aus Edelstahl, Maße: 53 x 47 mm
innen graduiert in 10 ml Schritten



3002 **Medikamentendispenser blau**
3002W **Medikamentendispenser weiß**
Maße: 220 x 60 x 10 mm
Tabletten-Dispenser für einen Tag, mit klarem
Schiebedeckel, aus Kunststoff, 4-geteilt,
Einteilung: Morgen, Mittag, Abend und Nacht,
mit Beschriftungsfeld



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
 30021W **Medikamententablett weiß**
 Maße: 430 x 330 mm
 Tablett zur Aufnahme von 19 Dispensern wie Art. 3002 und 19 Medikamenteneinnahmebecher wie Art. 3077, aus Kunststoff, weiß, übersichtliche Anordnung der Dispenser für den Stationsbetrieb (Lieferung erfolgt OHNE Becher oder Dispenser! Bestücktes Foto dient nur zur besseren Veranschaulichung!)



3084 **Medikamentendose klein**
 Maße (LxBxH): 65 x 33 x 15 mm
 Tabletten-Dispenser für einen Tag, Einteilung: Morgen, Mittag, Abend, aus weißem Kunststoff mit Klappdeckel, klein und handlich - paßt Hosen- oder Jackentasche; kein Medizinprodukt



3085 **Medikamentendose groß**
 3085D **Schiebedeckel im Ersatz zu Art. 3085**
 Maße (LxBxH): 108 x 45 x 17 mm
 Tabletten-Dispenser für einen Tag, Einteilung: Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Unterteil aus weißem Kunststoff, mit klarem Schiebedeckel, praktisch, handlich und ordentlich - paßt in jede Jacken- oder Handtasche, für daheim und unterwegs, kein Medizinprodukt



30841 **Verkaufsdisplay**
 Inhalt: 20 x Art. 3084 Medikamentendose klein und 12 x Art. 3085 Medikamentendose groß, optische ansprechende Verkaufshilfe - gehört auch auf Ihren Kassentisch; kein Medizinprodukt - Werbeartikel!



1494 **Medi-7 UNO**
 Maße (LxBxH): 130 x 50 x 20 mm
 kleiner und handlicher Medikamentendosierer für eine ganze Woche - ein Fach pro Tag, praktisch und sicher, aus Kunststoff, weiß, mit Klarsicht-Schnappdeckel und Wochentagsaufdruck Hinweis des Herstellers: kein Medizinprodukt



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
 3082 **Medi 7 weiß**
 3082T **Medi 7 türkis**
 3082B **Medi 7 blau**
 3082C **Medi 7 COLORE - ohne Abbildung - BUNT!**
 Maße Halter (LxBxH): 50 x 113 x 123 mm
 der Klassiker schlechthin - dieser bekannte und bewährte Tablettendispenser kommt mit einem Halter aus Kunststoff in welchem für jeden Wochentag ein einzeln herausnehmbarer Tagesdispenser mit Unterteilung: Morgen, Mittag, Abend, Nacht, steckt, dieser wird einfach unten herausgezogen und neu gefüllt wieder oben hinein gesteckt, die einzelnen Tagesdispenser entsprechen dem Art. 3085



Hinweis des Herstellers: kein Medizinprodukt

3085D **Schiebedeckel im Ersatz zu Art. 3085**
 Ersatzdeckel zu den Tagesdispensern im Medi 7



Wichtig: Einzeltage separat nur nach Verfügbarkeit erhältlich! Nicht einzeln bestellbar!



30949 **Pillendose Schlüsselanhänger**
 aus Kunststoff, weiß, mit Schraubverschluß und Dichtung, praktisch - am Deckel ist ein Schlüsselring angebracht - damit kann die Dose z.B. an den Schlüsselbund gehängt werden um die Einnahme von Tabletten unterwegs - z.B. beim Sport - nicht zu vergessen; kein Medizinprodukt



30948 **Medikamentendöschen "Herz"**
 Maße (LxBxH): ca. 40 x 37 x 15 mm

30945 **Medikamentendöschen "Rund"**
 Maße: ca. 40 x 18 mm

30959 **Medikamentendöschen "Quadrat"**
 Maße (LxBxH): ca. 37 x 37 x 15 mm
 aus Metall, messingfarben, mit Klappdeckel, Innenteil aus Kunststoff, mit Schnappverschluß, klein und handlich - für jede Tasche geeignet; kein Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

Dosett - bewährte Qualität - jetzt exklusiv für Sie bei uns erhältlich!

3010MB **Medikamentendispenser Dosett Mini blau**
 3010MR **Medikamentendispenser Dosett Mini rot**
 Maße (LxBxT): 100 x 80 x 18 mm
 Die kleine Ausführung vom Klassiker - ideal für unterwegs und für Personen die nur einzelne kleine Tabletten einnehmen müssen, sieben Tage Unterteilung mit Dreifach-Teilung, Schiebedeckel, aus Kunststoff



3010 **Medikamentendispenser Dosett rot**
 3010B **Medikamentendispenser Dosett blau**
 3010T **Medikamentendispenser Dosett türkis**
 Maße (LxBxT): 155 x 102 x 25 mm
 Das bekannte und seit Jahrzehnten bewährte Spitzenmodell bei den Medikamentendispensern! Aus Kunststoff, in drei Oberfarben lieferbar, mit seitlich herausnehmbarer Tablettenschale, mit Kindersperre, Schiebedeckel wird für jeden Tag einzeln heraus gezogen. Einteilung für die Wochentage / Unterteilung in Morgen / Mittag / Abend / Nacht. Schiebedeckel usw. im Nachkauf erhältlich!



31155100 **Verordnungsblock zu Dosett**
 3010SCH **Schiebedeckel zu Dosett 3010**
 3010SEIT **Seitendeckel zu Dosett 3010**
 3010S **Sicherung zu Dosett 3010 BLAU / ROT / TÜRKIS**
 3010IL **Innenfach klarsicht zu Dosett 3010**



31160100 **Medikamentendispenser Dosett MAXI rot**
 Maße (LxBxT): 205 x 130 x 30 mm
 Das bekannte Modell - hier in der XL Version als Erweiterung der Medikamentendispenserpalette! Aus Kunststoff, in Oberfarbe rot lieferbar, mit seitlich herausnehmbarer Tablettenschale, mit Kindersperre, Schiebedeckel wird für jeden Tag einzeln heraus gezogen. Einteilung für die Wochentage / Unterteilung in Morgen / Mittag / Abend / Nacht. Ersatzteile nur auf Bestellung lieferbar!



Artikel-Nr. Bezeichnung

SD24290 **Wochen-Medikamentendispenser weiß**

SD24291 **Wochen-Medikamentendispenser blau**

Einteilung 7 Wochentag mit jeweils 4 Unterteilungen für Morgen - Mittag - Abend - Nacht, die Tagesdispenser sind einzeln entnehmbar, mit Klappdeckel

Andere Farben auf Anfrage erhältlich - Lieferzeit!




SD24325 **Arzneikassette Sundo rot**

SD24326 **Arzneikassette Sundo blau**

Maße: 15 x 10 x 2,5 cm

Kunststoff, 7 x 4 Fächer mit Schiebedeckel, Einteilung in Wochentage und Tageszeiten,



3083

Medi-Memo

Maße: 165 x 120 x 27 mm

ein bewährter Wochendispenser in Buchform, die einzelnen Tage können herausgenommen werden und finden somit in jeder Jackentasche Platz, Einzeldispenser mit Wochentagsaufdruck und Unterteilung in Morgen, Mittag, Abend, Nacht, aus Kunststoff blau, Buchhülle aussen blau, innen weiß,



Artikel-Nr. Bezeichnung

301600 **Medikamenten-7-Tages-Dispenser**

Maße: 120 x 115 x 45 mm
aus Kunststoff, weiß, mit durchsichtigem Schiebe-
deckel, Kunststoffgestell zur Aufbewahrung der
einzelnen Tagesdispenser, mit praktischer Griff-
mulde an der Unterseite des Tagesdispensers und
Schiebehilfe am Deckel - dadurch einfachste
Bedienung mit nur einer Hand, beschriftet von innen
nach aussen - Morgen / Mittag / Nacht / Abend -
damit ist sichergestellt das in der Abfolge nicht ein
falsches Fach geöffnet wird



30834 **Medikamentenbox Timer
mit 4 x Alarmzeit**

Maße: 100 x 75 x 15 mm
vier Fächer für vier einstellbare Zeiten, mit Klapp-
deckel, aus Kunststoff, blau, es können vier Alarm-
zeiten programmiert werden

Hinweis: kein Medizinprodukt!



30833 **Medikamentenbox Timer
mit 1 x Alarm Countdown**

Maße: 90 x 50 x 20 mm
mit zwei Fächern für Medikamente, aus Kunststoff,
grau, es kann eine Alarmzeit (Counter) eingestellt
werden

Hinweis: kein Medizinprodukt!



Artikel-Nr. Bezeichnung

AA9944 **Tablettenausdrücker**
handlich und klein, paßt in jede Tasche, wird über die Blisterverpackung geschoben und nach unten gedrückt - die Tablette fällt dann in den Griff und kann dort leicht entnommen werden



SD24188 **Blisterstift mit Spitze**
Kunststoff / Gummi, zum leichteren Herausdrücken von Tabletten - die Spitze schneidet / sticht durch die Folie der Tablettenverpackungen, Maße: ca. 15,5 cm lang, ca. 1 cm Durchmesser



31591 **Augenbadewanne Kunststoff**
31592 **Augenbadewanne Glas**
25 ccm, glasklar, für verordnete Augenbäder oder zum Entfernen von Verunreinigungen



3159 **Augenspülflasche blau**
3159R **Augenspülflasche rot**
aus medizinischem Polyethylen, besonders geeignet für Notfalleinsätze, zum Entfernen von Verunreinigungen aus den Augen, Inhalt: 600 ml



30650500 **Wandhalterung zu Augenspülflasche**
siehe ganz links

31555 **Augentropfenhilfe blau/hellblau**
Applikationshelfer für leichtes Einbringen von Augentropfen, hält mit seinem weichen Rand das Auge auf, hilft somit das Einbringen leichter zu machen und die Tropfen landen sicher im Auge, die Flaschenspitze hat durch den Applikator einen sicheren Abstand zum Auge, die Augentropfenhilfe ist mit den meisten gängigen Augentropfenfläschchen kompatibel

