

Artikel-Nr. Bezeichnung

- SD58000 **Schwesternuhr Silikon schwarz**
- SD58001 **Schwesternuhr Silikon blau**
- SD58002 **Schwesternuhr Silikon grün**
- SD58003 **Schwesternuhr Silikon rot**
- SD58004 **Schwesternuhr Silikon gelb**
- SD58005 **Schwesternuhr Silikon orange**
- SD58006 **Schwesternuhr Silikon violett**
- SD58007 **Schwesternuhr Silikon lila**
- SD58008 **Schwesternuhr Silikon pink**
- SD58009 **Schwesternuhr Silikon hellblau**
- SD58010 **Schwesternuhr Silikon weiß**



Sicherheitsnadel zur Befestigung an der Kleidung, batteriebetrieben, Länge ca. 9 cm, Durchmesser Uhr ca. 4 cm, Silikonhülle kann getauscht werden

- SD58101 **Schwesternuhr mit Kette blau**
- SD58102 **Schwesternuhr mit Kette grün**
- SD58103 **Schwesternuhr mit Kette rot**
- SD58104 **Schwesternuhr mit Kette gelb**
- SD58105 **Schwesternuhr mit Kette orange**
- SD58107 **Schwesternuhr mit Kette lila**
- SD58108 **Schwesternuhr mit Kette pink**
- SD58109 **Schwesternuhr mit Kette hellblau**
- SD58110 **Schwesternuhr mit Kette weiß**
- SD58111 **Schwesternuhr mit Kette rosa**



Sicherheitsnadel zur Befestigung an der Kleidung, batteriebetrieben, Länge ca. 9 cm, Durchmesser Uhr ca. 3 cm, Metallkette beweglich

- 80012 **Pulsuhr 1/4'**  
Metallgehäuse, Messzeit 1/4 min, mit Ansteckclip



- 8114 **Venenstauer grün**
- 8114B **Venenstauer blau**
- 8114R **Venenstauer rot**
- 81144 **Venenstauer bunt**
- 81144K **Venenstauer Kindermotiv Maus**  
leicht zu bedienende Ausführung, Verschlussstück aus Kunststoff, färbiges Elastikband



Artikel-Nr. Bezeichnung


902 **Venenstauer Prämeta grün**  
 902EB **Ersatzband zu Stauer Prämeta**  
 einhändiges Stauen, Entstauen und Lösen der Bandschlinge, leichtes Anlegen und Abnehmen bei Infusionen, hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe, Latex frei, hochwertiges Metallschloß, autoklavierbar



2261 **Pinar Hebammenstethoskop 33 cm**  
 HT-Rohr aus Buchenholz gedrechselt, Stethoskop nach Pinar



8050 **Schwesternstethoskop schwarz**  
 8050B **Schwesternstethoskop blau**  
 8050R **Schwesternstethoskop rot**  
 8050G **Schwesternstethoskop grün**  
 8050Y **Schwesternstethoskop gelb**  
 gute Qualität, empfindliches Bruststück, farbiger Schlauch, im Karton



8051 **Doppelkopfstethoskop schwarz**  
 8051B **Doppelkopfstethoskop blau**  
 8051R **Doppelkopfstethoskop rot**  
 8051G **Doppelkopfstethoskop grün**  
 8051Y **Doppelkopfstethoskop gelb**  
 gute Qualität, umschaltbarer Doppelkopf: der große Kopf für Erwachsene - der kleine für Kinder, empfindliches Bruststück, farbiger Schlauch, im Karton



8052 **Stethoskop Rappaport blau**  
 8052S **Stethoskop Rappaport schwarz**  
 Kombinationsstethoskop für alle Bereiche, Pädiater, Cardialogen usw., mit umfangreichem Zubehör (3 Trichter, 2 Membrane und 2 Paar Ohroliven im Beutel, große Membrane DM 38 mm, kleine Membrane DM 25 mm, Gesamtlänge ca. 60 cm, Gewicht ca. 230 g)



805085 **Ohroliven weiß**  
 805085S **Ohroliven schwarz**  
 für Standard-Stethoskope, Pkg = 2 Stk

Artikel-Nr. Bezeichnung

80062 **Blutdruckmesser Konstante I schwarz**

80062B **Blutdruckmesser Konstante I blau**

80062R **Blutdruckmesser Konstante I rot**

Hersteller: F. Bosch / Germany  
Einschlauchversion! Skalendurchmesser 50 mm, verchromtes Kunststoffgehäuse, leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, Messgenauigkeit gem. EN1060, mit Standard-Klettenmanschette im RV-Etui



80061 **Blutdruckmeßgerät Regent**

Hersteller: F. Bosch / Germany  
Traditionelles verchromtes Handblutdruckmessgerät mit gut ablesbarer 68 mm großer Skala, leicht regulierbares Schraubventil für einfaches entlüften der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, mit Ziehklettmanschette für Erwachsene und integriertem Stethoskop, im RV-Etui



8007 **Blutdruckmeßgerät Praktikus II schwarz**

8007B **Blutdruckmeßgerät Praktikus II blau**

8007R **Blutdruckmeßgerät Praktikus II rot**

Hersteller: F. Bosch / Germany  
Traditionelles Handblutdruckmessgerät mit großer, übersichtlicher 68 mm Skala, Zweischlauchversion, leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, Messgenauigkeit gemäß EM1060, mit kalibrierter Klettmanschette für Erwachsene, im RV-Etui



8007221 **Manschette Einschlauch** (z.B. für Konstante)

800722 **Manschette Praktikus 2 Doppelschl.**

80071 **Manschette Praktikus XL Doppelschl.**

800733 **Hakenmanschette 2-Schlauch**

800721 **Manschette Kinder bunt 1-Schlauch**

80072 **Manschette Kinder bunt Doppelschl.**

8999 **Pumpball**

mit Ventil, schwarz, z.B. für o. gen. Blutdruckmesser

8777 **Pumpball für Modell Erka**

mit Ventil, grün

*Bild links*

*Bild links*

*Bild links*

*Bild links*

*Bild Mitte*

*Bild Mitte*

*Bild rechts*

*Bild rechts*

Artikel-Nr. Bezeichnung

BC21 **Beurer sprechendes Handgelenk-Blutdruckm. BC 21** mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen: DE, EN, FR, IT, TR (anderes Modell mit Sprachausgabe in EN, ES, PL, AR, FA auf Bestellung und nur in Original-VPE möglich!), vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, übersichtliches, gut ablesbares Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm geeignet, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt



BC28 **Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 28** Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie Erkennung: warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Durchschnitt aller gespeicherte Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, übersichtliches, gut ablesbares Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt



65039 **Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät SR BC1** *Selektiv Range - exklusiv für den Fachhandel!* vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, übersichtliches LCD-Display, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller Messwerte, Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, inkl. Aufbewahrungsbox, inkl. Blutdruckpass, Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

**BC40** **Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 40**  
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 60 Speicherplätze, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Medizinprodukt, Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,5 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen, mit Blutdruckpass, praktische Aufbewahrungstasche, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA



**BC57** **Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 57 BT**  
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Inflation Technology: schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, drahtlose Übertragung der Messergebnisse, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, übersichtliches, gut lesbares Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, freier Download der Software und App "beurer HealthManager", kompatibel ab iOS 9.0 und Android 5.0, ab Bluetooth 4.0, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt



**BM45** **Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 45**  
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, beleuchteter Start/Stop-Knopf, weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich (Art. 07160), XL-Manschette als Zubehör erhältlich (Art. 163387), Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

**BM28 Beurer Oberarm-Blutdruckmesser BM 28**  
 Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge von 22 - 42 cm, Manschettenkontrolle für Positionierung der Manschette am Oberarm, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, 2 Alarmzeiten einstellbar, übersichtliches, gut lesbares Display, vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich, Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



**65816 Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät SR BM2**  
*Selektiv Range - exklusiv für den Fachhandel!*  
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, mit Netzteil, leicht lesbares Display, 4 x 30 Speicherplätze, Durchschnittsberechnung aller Messwerte, 2 Alarmzeiten einstellbar, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, automatische Druckvorwahl und Ablass, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, inkl. Netzteil, Netzbetrieb 100 - 240 V, inkl. Blutdruckpass, inkl. Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



**BM57 Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 57**  
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Inflation Technologie: schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen, Universalmanschette, für Oberarmumfang von 23 - 43 cm geeignet, weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display, drahtlose Übertragung der Messergebnisse, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung von Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Netzteil separat erhältlich (Art. 07151), Aufbewahrungstasche, freier Download der Software und App "beurer Health Manager", kompatibel ab iOS 9.0, Android 5.0, ab Bluetooth 4.0, Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

65829

**Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät SR BM1**

*Selektiv Range - exklusiv für den Fachhandel!*

optimale Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm mit kostenloser "beurer HealthManager" App, Übertragung per Bluetooth low energy technology, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, vollautomatische Messung, optimale Armumfang Kontrolle mit Manschette für Oberarmumfänge von 23 - 43 cm, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller Messwerte, LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batterie-wechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich (Art. 07151), inkl. Blutdruckpass, inkl. Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



BM49

**Beurer sprechendes Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 49**

mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen: D, F, I, NL (andere Sprachen auf Anfrage - nur in VPE erhältlich!), blau-beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messungen, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich (Art. 07160), XXL-Manschette von 35 - 44 cm als Zubehör erhältlich (Art. 163387), Medizinprodukt



BM58

**Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58**

vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager", einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe, übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay, PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive, Manschettenhalterung, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, freier Download der Software "beurer HealthManager", Aufbewahrungstasche, separat erhältlich: XL-Manschette, Netzteil, Medizinprodukt



Artikel-Nr.    Bezeichnung

BM95

**Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät mit EKG Funktion BM 95**

optimale Kontrolle der Blutdrucks und Herzrhythmus via App + Software, Bluetooth zur Übertragung der Messwerte an Ihr Smartphone, erweiterte Arrhythmie-Erkennung (u.a. Vorhofflimmern und Extrasystolen), vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, 1-Kanal EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus, drahtlose Übertragung der Messergebnisse, PC-Schnittstelle / USB-Kabel inkl., detaillierte Durchschnittsberechnung mit der "beurer CardioExpert" App, kompatibel ab iOS 8.0 und Android 4.4, ab Bluetooth 4.0, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, mit Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



ME90

**Beurer Mobiles EKG-Gerät ME 90**

für Personen mit Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterin, Diabetes, familiärer Vorbelastung, Übergewicht, Bewegungsmangel, starkem Tabakkonsum, Stress, Schlafmangel, bereits aufgetretenen Herzinfarkten und / oder Schlaganfällen, drahtlose Übertragung der Messergebnisse, Aufzeichnung des Herzrhythmus, optimale Kontrolle des Herzrhythmus, Selbstkontrolle der Herzfunktion zu Hause und unterwegs, Bluetooth zur Übertragung der Messwerte an Ihr Smartphone, kompatibel ab iOS 8.0, Android 4.4, Bluetooth 4.0, Software und App "beurer CardioExpert" zum freien Download, Aufzeichnungsdauer 30 sek, Aufzeichnung über: Brust-Arm-Hand oder über Hand-Arm-Oberkörper-Arm-Hand, sofortige Information über Herzrhythmus nach Beendigung der Aufzeichnung, 36 Speicherplätze, PC-Schnittstelle / USB-Kabel inkl., PC-Software zu detaillierten Darstellung und Auswertung, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Batteriestandsanzeige, inkl. 2 x 3 V Lithium Batterie CR 2032, Medizinprodukt





Artikel-Nr. Bezeichnung

9254210 **Hartmann Oberarm-Blutdruckmessgerät Veroval Compact**

für anwenderfreundliches Blutdruck messen, erkennt und zeigt Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) an, großes Display zum leichten Ablesen der gemessenen Werte, einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem, 2 x 100 Speicherplätze, 3 Jahre Garantie, inkl. 4 x 1,5 V AA Batterie, mit Universalmanschette von 22 - 42 cm Oberarmumfang, mit Aufbewahrungstasche



9253410 **Hartmann Veroval 2 in 1 Kombigerät mobiles EKG und Oberarm-Blutdruckmessgerät**  
 Ideal zur Schlaganfallprophylaxe, Herzrhythmusstörungen wie ein gefährliches Vorhofflimmern und Blutdruck sind Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von Schlaganfällen, normalerweise treten sie jedoch in unregelmäßigen Abständen auf und lassen sich auch nur bei Ihrem Auftreten nachweisen, mit dem mobilen EKG-Gerät von Veroval können Sie jetzt bei Beschwerden überall und jederzeit Ihren Herzrhythmus aufzeichnen, das Veroval Kombigerät gibt dann sofort leicht verständliche Informationen zu dem Ergebnis aus. Bei Bedarf kann das komplette EKG für den Arzt ausgedruckt und per E-Mail versendet werden, alle Ergebnisse können mit der Veroval medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden, zur sanften und präzisen Messung am Oberarm, bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform, von 22 - 42 cm Oberarmumfang, hohe Messgenauigkeit, einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem, inkl. USB-Bluetooth Adapter, inkl. 4 x 1,5 V AAA Batterien, inkl. Aufbewahrungstasche



900221 **Blutdruckmesser Hartmann Tensoval Duo Control Gr. M**

vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit doppelter Messtechnologie, besonders geeignet bei Bluthochdruck und diversen Arten von Herzrhythmusstörungen, speichert 2 x 30 Messwerte und Mittelwerte inkl. Datum und Uhrzeit, extra großes Display, einfache Bedienung, pflegeleichte und bequeme Manschette, inkl. Reise- und Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie



- | Artikel-Nr. | Bezeichnung   |
|-------------|---|
| SD81000     | <b>Geratherm CLASSIC Fiebertherm.</b><br>medizinisches Flüssigkeitsglasthermometer<br>ohne Quecksilber, mit Schutzhülle   |
| FT09W       | <b>Beurer Digitales Fieberthermometer FT 09 weiß</b><br>Kontakt-Messtechnik, Anzeige in °C, wasserdicht,<br>Quecksilberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig,<br>sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltauto-<br>matik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe,<br>inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt   |
| FT09B       | <b>Beurer Digitales Fieberthermometer FT 09 blau</b><br>Kontakt-Messtechnik, Anzeige in °C, wasserdicht,<br>Quecksilberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig,<br>sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltauto-<br>matik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe,<br>inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt   |
| FT13        | <b>Beurer Digitales Fieberthermometer FT 13 Flex</b><br>extra flexible Messspitze, Messzeit ca. 30 Sec.,<br>Kontakt-Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab<br>37,8° C, Anzeige von °C und °F, wasserdicht,<br>Quecksilberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig,<br>sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltauto-<br>matik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe,<br>inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt   |
| FT15        | <b>Beurer Fieber-Expressthermometer FT 15<br/>digital mit flexibler Messspitze</b><br>extra flexible Messspitze, Messzeit ca. 10 Sec.,<br>Kontakt Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab<br>37,8° C, Wasserdicht, Quecksilberfrei, ohne Glas,<br>Desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicher-<br>platz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende,<br>mit Schutzhülle, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41,<br>Medizinprodukt  |
| BY11DOG     | <b>Beurer Fieberthermometer BY 11 DOG</b>   |
| BY11FROG    | <b>Beurer Fieberthermometer BY 11 FROG</b>  |
| BY11MONK    | <b>Beurer Fieberthermometer BY 11 MONKEY</b><br>digitales Express-Thermometer, Messzeit nur ca.<br>10 sec., extra flexible Spitze, Kontakt-Messtechnik,<br>Fieberalarm: Warnton ab 37,8° C, Anzeige von °C<br>und °F, wasserdichte Spitze und Display, Queck-<br>silberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig, sehr<br>messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik,<br>Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl.<br>1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt |



*Hinweis: Optik kann abweichen!*



Artikel-Nr. Bezeichnung

BY20 **Beurer Schnuller-Thermometer BY 20**  
sanfte Messung im Mund, ideal für Babys und Kleinkinder, Anzeige in °C, Quecksilberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig, wasserdicht, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt



OT20 **Beurer Basalthermometer OT 20**  
geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der "Ovy" App zur natürlichen Zykluskontrolle, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, Desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, inkl. Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt, freier Download der "Ovy" App, kompatibel ab iOS 10, Android 5.0



OT30 **Beurer Basalthermometer OT 30 Bluetooth**  
geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der "Ovy" App zur natürlichen Zykluskontrolle, Übertragung der Messergebnisse per Bluetooth, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, Desinfektionsfähig, sehr messgenau, Messzeit ca. 3 Minuten, leuchtender LED-Ring zur Anzeige der Übertragung, 30 Speicherplätze, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 3 V Lithium Batterie CR2032, Medizinprodukt



FT58 **Beurer Ohrthermometer FT 58**  
hygienisch und sicher messen, mit auswechselbarer Schutzkappe, Objekttemperaturmessung, inkl. 10 Schutzkappen, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Warn- ton ab 37,5° C, Anzeige von °C und °F, Anzeige der Raumtemperatur, Smiley Indikation: lachend - alles in Ordnung, traurig - gleich/mehr 38° C, sehr messgenau, Abwurfmechanismus, 10 Speicher- plätze, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, mit Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt



79534 **Beurer Ohrkappen FT 58 Nachkauf**  
Packung = 20 Stück



Artikel-Nr.    Bezeichnung

**FT65      Beurer Multifunktions-Thermometer FT 65**  
 6-in-1 Funktion: Ohr-, Stirn-, Oberflächentemperatur, Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicher, bis 37,9° C = grün, ab 38,0° C = rot, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Desinfektionsfähig, sehr messgenau, 10 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, großes Display, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



**FT70      Beurer Multifunktions-Thermometer FT 70**  
 7-in-1 Funktion, mit Sprachfunktion, unterstützt die Messung im Ohr, an der Stirn und kann zusätzlich auch die Objekttemperatur bestimmen, die Sprachfunktion ist abschaltbar, verfügbare Sprachen: D, EN, FR, IT, RUS, TR), optischer Fieberalarm, Datum, Uhrzeit, 10 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Lautstärke regulierbar, Quecksilberfrei, ohne Glas, Desinfektionsfähig, Abschaltautomatik, großes Display, sehr messgenau, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



**FT85      Beurer Kontaktloses Thermometer FT 85**  
 Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



**FT90      Beurer Kontaktloses Fieberthermometer FT 90**  
 Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

79532

**Beurer Fieberthermometer SR FT1**

*Selektiv Range - exklusiv für den Fachhandel!*

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher - messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, Batterie-wechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



FT95

**Beurer Kontaktloses Thermometer FT 95**

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher - messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm (Grün/Gelb/Rot), Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau hinterleuchtetes XL-Display, Medizinprodukt, mit Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, freier Download der App "beurer BabyCare, kompatibel ab iOS 9.0 und Android 5.0 oder App "beurer HealthManager" kompatibel iOS 9.0 und Android 4.4, ab Bluetooth 4.0



FT100

**Beurer Kontaktloses Thermometer FT 100**

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, Abstandssensor, Ampelanzeige (Grün/Gelb/Rot), sekundenschnelle Messung, Infrator-Messtechnik, LED-Fieberalarm, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/Off), Abstandssensor (LED/Ton), Messdistanz 4 - 6 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, mit Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



Artikel-Nr. Bezeichnung

31211 **Holzmundspatel**  
 beste Qualität, getrommelt und gewachst, glatte Kanten, Packung = 100 Stück, Preis / Beutel, 50 Beutel / Krt.



642012 **Diagnostikleuchte**  
 weiß, mit Clipschalter, Batterie auswechselbar



**Reflexhämmer**

*von links nach rechts*

700804 **"Taylor", 20 cm**  
 700803 -> nicht mehr im Sortiment!  
 700805 **"Berliner", 20 cm lang**  
 700800 **"Buck", 18 cm lang, Nadel & Pinsel**  
 700806 **"Trömner", 24 cm lang**



700801 **"Babinski", 23 cm lang, Edelstahl**  
 (ohne Abbildung - mit flachem rundem Kopf)

je nach Fachrichtung in den verschiedensten Ausführungen, sehr gute Qualität

7532 **Wartenburg Nadelrad**  
 entwickelt um die Hautsensorik zu testen, aus Edelstahl, kann sterilisiert werden, Maße: 16,5 cm lang, Rad mit 2,5 cm Durchmesser



CK902 **Stimmgabel 128 cps**  
 CK901 **Stimmgabel 256 cps**  
 zur Überprüfung der Hör- und Empfindlichkeits-sensorik, in 2 unterschiedlichen Klanghöhen



80222 **Mundkeil**  
 aus Gummi, blau, Maße: 9 cm lang x 2,5 cm breit x 2 cm hoch



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

31589

**Armschiene**

in der Länge von 48 - 58 cm verstellbare Kunststoff-schiene zur Lagerung des Armes bei der intra-venösen Dauertropfinfusion, Breite ca. 11 cm oben, zur Ruhigstellung, Farbe: hellgrau / rot



SD43750

**Injektionskissen**

aus Schaumstoff, mit abnehmbarem Kunstleder-bezug, Maße: ca. 30 x 15 x 10 / 5 cm



7524

**2-Punkt-Discriminator**

Diagnostisches Instrument zum Testen der stati-schen und beweglichen ein- und zwei-Punkt-Unter-scheidungsmöglichkeiten bei Kontakten, Spitzen im Abstand von 1 - 25 mm, zur Bestimmung der Nervendichte nach Verletzungen oder während der Rehabilitation. Hinweis: für Professionisten! Anlei-tung nur in Englisch!



80220

**Einmalskalpell**

einzel steril, m. Kunststoffgriff, Fig. 10, Pkg. = 10 Stk



3093

**Einmalpinzette**

für den Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt, glasklar, anatomisch, 12,5 cm lang, VPE = 50 Stk auch stückweise erhältlich



80219

**Splitterpinzette Feilchenfeld**

11 cm lang

80217

**Pinzette anatomisch**

14 cm lang

80215

**Pinzette chirurgisch**

14 cm lang, mit 1 x 2 Zahn



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*  
 80214        **Verbandschere Lister 14 cm**  
 80216        **Verbandschere Lister 16 cm**  
 80218        **Verbandschere Lister 18 cm**  
 802182       **Verbandschere Lister 20 cm**  
 8900114L    **Verbandschere Lister für Linkshänder 14,5 cm**  
                  kniegebogen, Stationsware



80226        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  spitz/spitz gerade  
 80223        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  stumpf/stumpf gerade  
 80212        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  spitz/stumpf gerade  
 80224        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  spitz/spitz gebogen  
 80225        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  stumpf/stumpf gebogen  
 80213        **Schere chirurgisch 14 cm**  
                  spitz/stumpf gebogen



80230        **Kornzange gerade 20 cm**  
 80227        **Kornzange gebogen 20 cm**  
 80228        **Kornzange gerade 25 cm**  
 80229        **Kornzange gebogen 25 cm**  
                  hochwertige Ausführung, gerieft



700380       **Pean Arterienklemme 14 cm**  
 700381       **Pean Arterienklemme 16 cm**  
                  hochwertige Ausführung, gerade, gerieft



334451       **Kornzangen Standgefäß**  
                  aus Edelstahl, mit großem Standfuß, hochwertige  
                  Ausführung, Maße: 5 cm Durchmesser, 18 cm  
                  hoch

