

Artikel-Nr. Bezeichnung

99002 **Absauggerät Atmos C161 DDS**
sicheres Sekretmanagement mit geringen Folgekosten für die Atemwegsabsaugung, Einsatz auf Stationen und im Pflege- / Rehabereich, anwenderfreundlich, 3fache Übersaugungssicherheit durch: moderne Filtertechnologie / integrierten Überlaufschutz / Direct-Docking-System (DDS)
Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle zur schnellen Sichtkontrolle einer eventuellen Übersaugung, Sekretbehälter mit 1 L - autoklavierbar (gemäß Bedienungsanleitung!), Saugleistung 16 +/- 2l/min, Netzspannung 230 V, Maße: 25 x 25,5 x 18 cm, Gewicht: 3,5 kg, Hinweis: Fingertip ggf. separat dazu bestellen!



99002B **Absauggerät Atmos C161 DDS BT**
wie bei C161 DDS beschrieben - allerdings dieses Gerät mit Batteriebetrieb - ideal für den Einsatz unterwegs! Netzspannung 100 - 240V, Akkubetrieb ca. 40 min., LED-Akkukapazitätsanzeige, Ladedauer ca. 1,75 Std., sonst wie C161 Serie
Hinweis: Fingertip ggf. separat dazu bestellen!



99002KFZ **Ladekabel für 12 V Autobetrieb zu C161 DDS BT**

990025 **Absauggerät Atmos C261 DDS**
perfekte Synergie aus Leistung, Sicherheit und kostengünstiger Aufbereitung, Anwenderfreundlich, 3fache Übersaugungssicherheit durch: moderne Filtertechnologie / integrierten Überlaufschutz / Direct-Docking-System (DDS); für den Einsatz auf Station, in der Pflege oder Klinik, Schiebekappe zum Schutz der Bedienelemente; stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle zur schnellen Sichtkontrolle einer eventuellen Übersaugung, Sekretbehälter mit 1 L - autoklavierbar (gemäß Bedienungsanleitung), Saugleistung 26 +/- 2l/min, Netzspannung 230 V, Maße: 25 x 25,5 x 18 cm, Gewicht: 3,5 kg; Hinweis: Fingertip ggf. separat bestellen!



Ersatzteile zu Atmos C161/261 Serie (andere Teile auf Anfrage!)

99002BF **Bakterienfilter C161 10 Stk per Pkg**
99002V **Schlauchverbinder (von Absaugbehälter zu Schlauch)**
99002SB **Sekretbehälter Kunststoff 1 L, graduert, nur Unterteil**
99002SD **Sekretbehälterdeckel Kunststoff blau, nur Oberteil**
99002S **Ersatzschlauch 1,25 cm lang, 12 / 5 mm Dm**
Ersatzteile zu Atmos LC16/26 (Vorgängermodell)
99002F **Ersatzfilter zu Atmos LC 16**
99002S **Ersatzschlauch zu Atmos LC 16**
99002G **Ersatzglas zu Atmos LC 16**
99002D **Ersatzdeckel zu Glas Atmos LC 16**

Packung zu 25 Stk.
1,25 m lang, 12 / 5 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung

7314D Absauggerät DeVilbiss 7314D
 geräuschoptimierter Betrieb bei gleichzeitig hoher Saugleistung, Gewicht nur 2 kg, stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg, hohe Saugleistung von 27 l / min, neuartiger hydrophober und selbstschließender Bakterienfilter für doppelten Überlaufschutz, Multivolt Netzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz) im Lieferumfang enthalten, innovativer Vakuumregler im Manometer integriert, Maße: 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (HxBxT), Kapazität des Sekretbehälters: 800 ml (Einwegbehälter), 1200 ml (wieder verwendbar - autklavierbar), ISO 10079-1 konform; Hinweis: Fingertip ggf. separat bestellen!



7305D Filter zu DeVilbiss 7314D

7305P Absauggerät DeVilbiss 7305P-G Batterie
 kleines tragbares Sekretabsauggerät, in erster Linie zur Bronchial- und Oralhygiene, wirksame Absaugung von Sekret und effektive Infektionskontrolle, für den Hausgebrauch und für die Klinik geeignet, erfüllt die Anforderungen der ISO 10079-1 bei Notfallabsaugung, kann über den eingebauten Akku wie auch direkt über Netzkabel betrieben werden, mit 12 V Gleichstrom Autoladegerät, mit 800 ml Sammelflasche, automatischer Überlaufschutz, Techn. Daten: Vakuumbereich: 80 - 550 mm HG, Saugleistung (frei flow): 27 l / min, Batterielaufzeit: ca. 60 min, Temperaturbereich Betrieb: 0° - 40° C, Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, Maße (H x B x T): 22,9 x 17,8 x 20,3 cm, Gewicht: 2,9 kg; Hinweis: Fingertip ggf. separat bestellen!



ABSAUGKATHETER

17008 **Einmal-Absaugkatheter CH 8 (blau)**
 17010 **Einmal-Absaugkatheter CH 10 (schwarz)**
 17012 **Einmal-Absaugkatheter CH 12 (weiß)**
 17014 **Einmal-Absaugkatheter CH 14 (grün)**
 17016 **Einmal-Absaugkatheter CH 16 (orange)**
 52 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material PVC



ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK

990023 Absaugunterbrecher Fingertip
 steril einzeln verpackt, mit Verschlussstopfen, zur Regelung der Saugleistung, wird zwischen Absaugkatheter und Verbindungsschlauch zum Absauggerät gesteckt

