



Die Sanitätshäuser – Wir sorgen für Gesundheit in Österreich!

Hauptkatalog

2026/27

san-aktiv Handels-Ges.m.b.H.
Reithstraße 2
5322 Hof bei Salzburg
Austria

Tel.: +43 (0)6229 - 2200
Fax: +43 (0)6229 - 2202
E-Mail: office@san-aktiv.at
Web: www.san-aktiv.at

Öffnungszeiten:

Fr von 8.00 – 13.30 Uhr

Mo-Do von 8.00 – 12.30 und 13.00 – 16.30 Uhr

Orthopädie	1-10
Badewannen- und Patientenhebelifter	11-12
Mutter-Baby-Kind	13-20
Krankenpflege.....	21-40
Rollstühle u. Zubehör.....	41-62
Umlagerungshilfen-Rampen.....	63-70
Dekubitus-Lagerungshilfen-Bettschutz	71-94
Gehgestelle / Rollatoren / Rollmobile	95-108
Waagen.....	109-111
Absauggeräte.....	112-115
Diagnostik-Instrumente	116-126
Inkontinenz.....	127-154
Sanitätshaus	155-179
Bade-Toilettgriffe	180-185
Gipsschutz	186
Bad-Duschhilfen	187-207
Toilettenhilfen	208-220
Patientenrufsysteme	221-224
Schuhe-Fuß-Gesundheit.....	225-232
Inhalation-Sauerstoff.....	233-245
Hygiene-Verbrauchsmaterial	246-254
Gehhilfen	255-280
Medikamentendispenser.....	281-288
Wärme-Kälte.....	289-301
Alltagshilfen	302-346
Therapie.....	347-385

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
2		Babywaage	18	Bettsessel	91
2-Punkt-Discriminator	124	Badebürsten	302-303	Bettverkürzer	23
A		Badelifter	11	Bewegungsmelder	223
Abduktionskissen	92	Badenackenkissen	207	Bewegungstrainer	376-377
Ablage	185	Badewannen-Einhängesitz	188-189	Bidetbecken	38
Absauggeräte	112-115	Badewannen-Trittstufe	192-193	Birnspritze	153
Achselstützkrücken	268	Badewannenbrett	187-188	Blasenspritze	133
Acupressur Matte	375	Badewannendrehsitz	189-190	Blinden-Taststock	265
Alarm inkl. Armbandsender	224	Badewannenhaltgriff	191-192	Blindenarmbinde	265
Alarm-Trittmatte	223	Badewannenhocker	192	Blindengehstock	265
Alkoholtupfer	251	Badewannenthermometer	15	Blindenplakette	265
Allroundkissen	86	Badewannenverkürzer	192	Blindenschleife	265
Analdehner	137	Balance/Gleichgewicht	360-362	Blutdruckmessgerät	117-120
Anti-Aging Gesichtspflege	176	Balancespielgerät	17	Blutzuckermessgerät	168
Anti-Aging Pflegecreme	163	Ballenschutz	230	C	
Anti-Dekubitus Kunstfell	79	Ballsitzkissen	366-367	Cervicalkissen	156
Anti-Dekubitus-Echt-Lammfell	79-80	Basalthermometer	15-122	Cervikal-Traktionskit	1
Anti-Dekubitus-Luftring	82-83	Batterie	223	Cervikalstütze	1
Anti-Dekubitus-Matratze	75-76	Bauch-/Rückenmuskelgürtel	380	Claviculabandage	2
Anti-Laus-Haargummi	158	Bauchbandage	3	D	
Anti-Rutsch-Matte	345	Bauchgurt f. Rollstühle	51	Dampfsterilisator	17
Anti-Rutsch-Socken	29	Beatmungsbeutel	240	Darco Schuhe	227-228
Anziehhilfe	308-312	Beckenbodentrainer	136	Darmrohr	135
Armbandsender zu Patientenruf	222	Beckenfixierhose f. Rollstühle	52	Dekubitus-Prophylaxe	54
Armdecken	89	Beckengurt f. Rollstühle	52	Deltakissen	87
Armlehnenpolster	53	Beckengürtel	13	Desinfektions-Waschmittel	247-248
Armschiene	124	Beinbeutel	132	Desinfektionsmittel	219-247
Armtragegurt	167	Beinbeutel-Halterung	132	Desinfektionsmittelkonzentrat	132
Arterienklemme	126	Beinhochlagerungskissen	92	Desinfektionswanne	253-254
Arthritis Stütze	267	Beinlagerungsschiene	92	Diabetiker-Tasche	168
Atemphysiotherapiegerät	240	Beinrampe	91	Diagnostikleuchte	123
Atemschutzmaske	250	Beinschiene	92-93	Diffuser	177
Atemtrainer	239	Beinschutzdecke	49	Dosett Medikamentendispenser	286-287
Athrodesenkissen	369	Beinzwischenpolster	91	Dreh- und Transferstuhl	190
Aufbewahrungsbox	21	Bestecke	327-332	Drehhilfekissen	65
Auffangbeutel/Speibeutel	37-252	Besteckhalter	332	Drehscheibe	65-66
Aufrichtgriff	344	Bett-Serviertisch	21	Dreiecktuch	167
Aufsteh-/Aufrichthilfe	70	Bettauflage	74	Druckspender	247
Aufsteh-/Umsetzhilfe	67	Bettbeistelltisch	21	Dusch- Toilettenstuhl	198
Augenbadewanne	287	Bettdeckenbogen	23	Dusch-Toilettenrollstuhl	200-206
Augenklappe	168	Bettfixierung	28	Duscheinhängesitz	185
Augenmaske	296	Bettgalgen	22	Duschhandlauf	182
Augenspülflasche	288	Bettgriff / Aufstehhilfe	24-26	Duschhocker	193-197
Augentropfenhilfe	288	Bettkeil Reflux	160	Duschklappsitz	185-200
B		Bettleiter/Strickleiter	22	Duschstuhl	197-198
Baby-Nagelschere	170	Bettnässeralarm	20	E	
Babykostvorwärmer	17	Betrückenstütze	26	Echt-Lammfell Hausschuh	228
Babyphone	19	Bettschutzbezug	71-74	Eincremehilfe	304-305

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
Einhandteller	326	G		Handgelenksstütze	7
Einkaufshilfe/Shopper	346	Gartenhilfe	344	Handpulsometer	244
Einmal-Kalt-Kompresse	295	Gebissdose	302	Handschutz / Nachthandschuhe	28-29
Einmal-Rasierer	251	Gehgestell	95-96	Handtellerschutz	93
Einmal-Zahnbürste	251	Gehgestell fahrbar	96-97	Hantel	375
Einmalhandschuhe	249	Gehhilfen Zubehör	106-108	Hautschere	170
Einmalpinzette	125	Gehhilfenhalter	276-279	Hautschutz	39-40
Einmalschürzen	250	Gehstockschlaufe	276	Heilkräuter Pferdebalsam	162
Einmalskalpell	124	Gehstöcke	255-260	Heizkissen	298-300
Einmalspritzen	252	Gehörschutz	156	Holzmundspatel	123
Eisbeutel	294	Gel Erhöhungskeil	230	Hornhauthobel	172
Eisdorn klappbar	275	Gel-Fersenträger	230-231	Hornhautraspel	172
Eiskralle klappbar	275	Gel-Sitzkissen	85	Hygienebeutel	136-219
Ellbogenschutz	82	Gel-Zehenring	229	Hygienespray	226-227
Empathie-/Seniorenpuppe	179	Geleinlage	231-232	Hüftschutz	6
Entlastungswürfel	161-162	Geradehalter	2	Hüftschutzhose	30
Epicondylitis-Spange	7	Geruchsvernichter	165	I	
Ergo-Roller	166	Gesichtsmaske	296	Igelball	353-355
Erlau Vorrüstset VSX	185	Gesichtsreinigungsbürste	175	Infrarotlampe	296-297
F		Gesichtssauna	175	Infusionsflaschenhalter	27
Fallschutzmatte	23	Gesäßkissen	86	Infusionsständer	26-27
Faltstöcke	260-262	Gewichtsmanschette	375	Inhalationslösung	238
Faszienroller	362-363	Gipsschutz	186	Inhalator	233-237
Federkiel-Zahnstocher	157	Goniometer	10	Injektionskissen	124
Fersen-/Ellbogenschutz	82	Greifhilfe	314-316	Inkontinenz Slip	138
Fersenentlastungsgurt	89	Griffverstärkung	333	Inkontinenz-Unterlage	65
Fersenschutz	80-81	Gummi f. Faltstock/Krücken	263-264	Inkontinenztherapiegerät	137
Feuchtpflegetücher	250	Gummirampe	69	Insektenschutz	164
Fieberthermometer	15-121	Gymnastik-/Pilatesball	364-365	Insektenstichheiler	158-159
Fingerfertigkeitstests	341	Gymnastik-Bar	366	Instrumentenreinigungsbürste	254
Fingerlinge	249	Gymnastik-Ring	365	Instrumentenschale	253
Fingerlinge Latex	168	H		Intimpflege	152
Fingerquengelschiene	9-10	Haarkamm	305	Irrigator	152-153
Fingerschiene	8-9	Haartrockner	176-177	K	
Fitness Handschuhe	45-46	Haarwaschbürste	303	Kalt/Warm-Kompresse	294-295
Fitnesstracker	385	Halbmondkissen	87-88	Kamillenhandcreme	164
Fixierbody	36-37	Halbringkissen	90	Kampfer Pferdebalsam	163
Franzbranntwein	164	Halbrolle	377	Kannenausschenkhilfe	338
Frauendusche	153	Hallux-Valgus-Schiene	6-229	Kanülenabwurfbehälter	253
Frogschiene	10	Halsbandsender zu Patientenruf	222	Katapultsitz	40
Fussfeile	172	Haltegriff	180-182	Katheter	133-134
Fussreflexzonen-Matte	362	Haltestange	180	Kehrgarnitur	342
Fußbad	169-170	Hand-/Fingerkontrakturkegel	94	Keilkissen	367-368
Fußheber	66	Hand-/Fingertherapie	347-353	Kinder u. Jugend Achselstütze	269
Fußmassageroller	165-166	Handdesinfektionsmittel	246	Kinder-Inhalator	237-238
Fußpflegeset	304	Handgelenksbandagen	51	Kinder-Peakflowmeter	239
Fußreiniger	304	Handgelenksmanschetten	8	Kinder-Pulsoximeter	243
Fußwärmer	297	Handgelenksorthese	7	Kinder-Sauerstoffmaske	241

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
Kinder-Vierfußgehilfe	267	Medikamentendispenser	283-285	Patienten-Armbänder	254
Kindertoilettensitz	214	Medikamenteneinnahmebecher	283	Patientenlifter	12
Kinderunterarmgestütze	274	Medikamenteneinnahmelöffel	283	Patientenoverall	35-36
Kinesio-Tape	378	Medikamententablett	285	Patientenruf Bewegungsmelder	221
Kirschkerne Kissen	16	Melkfett	162	Patientenruf Empfänger	222
Klyso	153	Milchpumpe	17-18	Patientenruf Schlüssel	223
Kniekeil	87	Mittelfußpolster	230	Patientenruf Set	221
Kniekissen	91-92	Mobilisationsband	68	Patientenruf Signalverstärker	221
Knieschiene	6	Mobilisationsgürtel	69	Patientenruf Taster	221
Knopf-/Reißverschluss Helfer	307-308	Moor Wärmeträger	292-293	Peakflowmeter	239
Kofferwaage	157	Mundkeil	124	Penisklemme	135
Kopf-Anti-Dekubitus Kissen	85	Mundpflegestäbchen	251-252	Pessar	139-151
Kopfhaut- und Migräne-Roller	166	Möbelerhöher	27-28	Pilates	373
Kopfwaschbecken	32-33	Mückenschutz-Armband	158	Pilates- und Sportball	364
Kornzange	125	N		Pinzette	125-172
Kosmetikspiegel	176	Nachttopf	131	PKW Ein-/Ausstiegshilfe	343
Krankenbett-Matratzen	75	Nackenkissen	160	PKW-Sicherheitsgurtgriff	343
Krankenhemd	34	Nackenkissen Kinder	14	Pole-Boden-Deckenstange	184
Krankenhose	137	Nackenstütze	155-156	Politzerball / Luftdusche	115
Krückenband	276	Nadel-Einfädler	342	Positionskissen	91
Körperbürste	176	Nadelrad	124	Promed Schuhe	225-226
Körperlotion	164	Nagelfeile	171	PU-Slip Schlupform	138
Körperpflege-Set	303	Nagelknipser	171	Pulsoximeter	242-243
Körperschwämme	303	Nagelpflege	306-307	Pulsuhr	116
Küchen-/Zubereitungshilfe	319-324	Nagelschere	170	PVC-Schürze	250
L		Nagelschere Baby	14	R	
Lagerungshilfe	89-90	Nagelzange	171	Raucher-Lätzchen	342
Lagerungsrolle	85-86	Narbentherapie	379-380	Raumspray	248
Lammfell	14	Nasendusche	237	Raumspray-Spezial	39
Laus-/Nissenkamm	157-158	Nasensekret-Absauger	115	Reflexhammer	123
Lavendelkissen	162	Nierengurt	294	Regenbeinschutz	49
Lederfingerling	167	Nierenschale	37	Regenponcho	48-49
Leibschüssel	130-131	O		Regenschirm	159
Lesehilfen/Lupen	339-340	Ohrenreiniger	157	Reiseset	155
Leuchtstreifen	345	Ohrenspritze	154	Rektalsonde	385
Lichtwecker	178-179	Ohrmuschelkissen	85	Rettungsdecke	167
Liegenauflage / Ärztekrepp	377	Ohrstöpsel	156	Ringelblumen Creme	164
Lordosekissen	369-370	Ohrthermometer	122	Rippenbruchgürtel	2-3
Luftbefeuchter	244-245	OP-Haube	250	Rollator Arthritis	103-104
Luftkompressionsschiene	6	OP-Mantel	251	Rollator-/Rollstuhlgriff	53
Lätzchen	33-34	P		Rollator-/Rollstuhlschirm	48
M		Pannensichere Bereifung	54	Rollatoren Aluminium	98-101
Maniküre-/Pediküre-Set	173-174	Papierhandtuch	254	Rollatoren Bariatric	102-103
Maniküre-/Pediküre-Station	174-175	Papierhandtuch-Spender	254	Rollatoren Carbon	101
Massage	355-360	Papierkorb	254	Rollatoren Fußentlastung	104
Massage-Rücken-Rollband	165	Paraffin	378-379	Rollatoren Indoor	101
Massage-Set	304	Paraffinbad	175	Rollatoren Kinder	104-106
Massageroller	165	Paraffinwachs	175	Rollatoren Outdoor	102

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
Rollatoren Stahl	97-98	Seil-Roller	166	Thermometer-Kontaktlos	123
Rollatoren Transport	104	Seitengitterschutz	23-24	Thermometer-Multifunktion	122
Rollatoren Zubehör	106	Seitenlagerungskissen	88	Thrombose-Strümpfe	31-32
Rolle	378	Seitenschläferkissen	160	Toiletteneimer	218-219
Rollstuhl / Zubehör	45	Semi-Fowlerkissen	87	Toilettenpapierhalter	305-306
Rollstuhl-/Sitzkissen	55-58	Senderhalter zu Patientenruf	223	Toilettenpapierzange	306
Rollstuhl-Einkaufsnetz	47	Sicherheits-Badewannenmatte	206	Toilettensitz überbreit	213
Rollstuhl-Infusionsständer	50	Sicherheits-Duschmatte	207	Toilettensitzerhöhung	208-213
Rollstuhl-Kompletttrad	54	Sicherheitsgurt/Zubehör	52	Toilettensitzpolster	213
Rollstuhl-Sicherheitsgurt	51	Sichtschutz / Wandschirm	26	Toilettenstuhl	215-218
Rollstuhl-Speichenschutz	53	Silberblatt-Zahnstocher	157	Toilettenstuhlkissen	219-220
Rollstuhlaufgabe	50	Sitzerhöhung	369	Toilettenstützgestell	214
Rollstuhlrampe	69	Sitzkissen	58-60	Toilettenstützgriff	183-184
Rollstuhlschlupfsack	49-50	Sitzpositionierung	67	Trainingsmatte	374-375
Rollstuhltasche	47	Sitzring	83-84	Transferhilfe	67-68
Rollstuhltisch	46-47	Sofagriff	22	Trapez	22
Rollstühle	41-43	Speiseset (Alzheimerpatienten)	326	Treppensteiger Shopper	345-346
Rollstühle Reise/Transport	44	Spiel-/kartenhilfe	340-341	Trinkbecher	333-338
Rutschbrett/Umsetzhilfe	63-65	Sport Swing	364	Trittstufe	169
Rücken-/Bandscheibengurt	4-5	Spritzschutz	213	Tubenausdrücker	302
Rückenstützkissen	86	Stahldorn für Gehstöcke	275	Türgriffverlängerung	343
S		Stechbecken	131	U	
Sandsack	377	Stethoskop	116-117	U-Form-Kissen	85
Sauerstoff-Fahrgestell	240	Stifthalter	339	Ulnar Deviations-Schiene	93
Sauerstoffbrille	241	Stillkissen	13-14	Ultraschall-Vernebler	239
Sauerstoffkonzentrator	240-241	Stimmgabel	124	Ultraschallreiniger	302
Sauerstoffmaske	241	Stockschuh	275	Umfangmessband	111
Sauggriff	182-183	Stomabandage	5	Universal-/Nabelklemme	135
Schere (selbstöffnend)	342	Strohalm-/halter	338-339	Universalgriff	319
Schere chirurgisch	125	Stuhlinkontinenz	152	Universalkissen	86-87
Schlafmaske	155	Stuhlprobensammler	136	Unterarmstützkrücken	269-274
Schlauch-Verlängerung	242	Suspensorium	152	Unterlagsauflage	74
Schlauchverbinder	242	T		Untersuchungshandschuhe	248-249
Schlüsseldrehhilfe	343	T-Roller	166	Urin-Mess- und Sammelgefäß	135-136
Schnabellasse	338	Tablettenausdrücker	287	Urinbeutel	129-130
Schneckengel	163	Tablettendose	285-286	Urinflasche	127-128
Schröpfungsglas	378	Tablettenmörser	282-283	Urinprobebecher	135
Schuh-Spikes	275-276	Tablettenteiler	281-282	V	
Schuhanzieher	312-314	Tageslichtlampe	177-178	Vaginalsonde	384
Schuhbänder	314	Tastsender zu Patientenruf	222	Venenkissen	160-161
Schulter-Seilzug	374	Teleskopspiegel	304	Venenstauer	116
Schutzhelm/Anfallhelm	60-62	Teller mit Randerhöhung	325	Verbandklammern	167
Schutzkittel	251	Tellerranderhöher	324-325	Verbandschere	125
Schwenkgriff	185	TENS-/EMS-Gerät	380-384	Verkaufsständer für Gehstöcke	279-280
Schwesternset	172	Teufelskrallen Pflegecreme	164	Verschlussöffner	316-318
Schwesternuhr	116	Therapie Sand	365	Vierfuß mit Unterarmstütze	267
Schwimmflügel	160	Therapieband	370-372	Vierfußgehhilfe	265-267
Schwimmkragen	159	Thermo-Hygrometer	240	W	

Bezeichnung	Seite
Waagen	109-110
Wadengurt	54
Wandklappgriff	184
Warmhalteteller	326
Waschhandschuhe	249
Waschmittel-Spezial	38-39
Waschschüssel	38
Wattestäbchen	252
WC-Papier-Sitze	157
Wechseldrucksysteme	76-79
Weihrauch Pflegecreme	163
Weinlaub Hautgel	163
Wund-Blasenspritze	253
Wärmeflasche Kinder	15-16
Wärmegürtel	298
Wärmekissen	293-294
Wärmeunterbett	300-301
Wärmezudecke	297-298
Wärmflasche	289-292
Y	
Yoga	374
Z	
Zahnbürsten	302
Zange (selbstöffnend)	344
Zeckenentferner	159
Zehenpolster	229
Zehenseparator	229
Zehenspreizer	229
Zehenwäscher	304
Zirbenkissen	162
Zirbenöl	162
Zwirnhandschuhe	249
Zylinderkissen	88
Ö	
Ödem Handschuh	10
Ü	
Überschuhe	251

8315 Beiersdorf Cervikalstütze S
Halsumfang 30 - 36 cm, 7,5 cm hoch

8316 Beiersdorf Cervikalstütze M
Halsumfang 33 - 39 cm, 9 cm hoch

8317 Beiersdorf Cervikalstütze L
Halsumfang 36 - 42 cm, 10 cm hoch

zur Entlastung und Ruhigstellung der Halswirbelsäule, aus PU-Schaumstoff mit BW-Überzug, anatomisch geformt, bei akuten und chronischen cervikalen Schmerzsyndromen, HWS, Rehabilitation, usw., mit Klettverschluss verstellbar



600020 Herdegen Cervicalstütze C2 S
Halsumfang von 29 - 36 cm, 8,5 cm hoch

600021 Herdegen Cervicalstütze C2 M
Halsumfang von 37 - 43 cm, 8,5 cm hoch

600022 Herdegen Cervicalstütze C2 L
Halsumfang von 44 - 52 cm, 8,5 cm hoch

Tarif Pos. 30222 / Schaumstoff-Cervikalstütze mit Verstärkungsspanne, anatomisch geformt, verstellbarer Klettverschluss, Indikationen: leichte Nackenschmerzen, Rehabilitation nach leichten Verletzungen, Arthrose, degenerative Veränderungen.



600040 Herdegen Philadelphia Cervicalstütze S
Halsumfang 25-32 cm

600041 Herdegen Philadelphia Cervicalstütze M
Halsumfang 33-40 cm

600042 Herdegen Philadelphia Cervicalstütze L
Halsumfang 40-48 cm

Tarif Pos. 30331 / aus 2 anatomisch geformten EVA-Schalen, große Trachea-Öffnung, vorne und hinten mit Schienen verstärkt, Hypoallergen, röntgendurchlässig, Perforationen für optimale Luftzirkulation, einfache Handhabung durch Klettverschluss



2446 Kopfschlinge/Traktionskit

tragbare Zervixvorrichtung zur einfachen Zugtherapie; es hebt sanft den Nackenkopf und steuert die Traktion; inkl. Kopfgurt, Riemenscheiben, Zugseile, Haken, Wasserbeutel mit Skala bis zu 9 kg



H630003 Herdegen Dorsofit Geradehalter XS

Länge: von 50 - 65 cm

H630004 Herdegen Dorsofit Geradehalter S

Länge: von 65 - 80 cm

H630005 Herdegen Dorsofit Geradehalter M

Länge: von 75 - 90 cm

H630006 Herdegen Dorsofit Geradehalter L

Länge: von 85 - 100 cm

Tarif Pos. 31012 / für Damen und Herren, Korrektur einer schlechten Körperhaltung, Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur, hoher Tragekomfort, leichtes Schließen der Orthese, Indikation: schlechte Körperhaltung und schwache Schultermuskulatur



620700 Herdegen Claviculabandage Clavax S

Brustumfang: 50 - 70 cm

620701 Herdegen Claviculabandage Clavax M

Brustumfang: 70 - 90 cm

620702 Herdegen Claviculabandage Clavax L

Brustumfang: 90 - 110 cm

Tarif Pos. 31021 / fixiert den Schultergürtel nach einem Schlüsselbeinbruch, Baumwoll-Frottee-Material mit Kunststoffschlaufen und Klettverschluss, leichtes und schnelles Anlegen, Tarif Pos. 31021 / weiches Nackenpolster, hoher Tragekomfort, Indikation: zur konservativen Behandlung von Schlüsselbeinfrakturen



613720 Herdegen Costafix Rippengurt

Tarif Pos. 31023 / die Rippenbandage gewährleistet eine gleichmäßige Kompression, individuelle Anpassungsmöglichkeit durch Klettenverschluss, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort, Universalgröße für Damen und Herren, Indikationen: Entlastung nach chirurgischen Eingriffen im Thorax- und Abdominalbereich, Rippenkontusion (Prellung) und Rippenfraktur (Bruch), Verletzungen des Brustraumes, H 14 cm



89050S Rippenbruchgürtel Mann S

Länge: 84 cm (elastisch 90-105 cm)

89050M Rippenbruchgürtel Mann M

Länge: 94 cm (elastisch 100-125 cm)

89050 Rippenbruchgürtel Mann L

Länge: 104 cm (elastisch 110-135 cm)

89050XL Rippenbruchgürtel Mann XL

Länge 114 cm (elastisch 120-145 cm)

Maße: 16 cm hoch, Farbe: weiß elastische Bandage bei Rippenbrüchen, für Männer, zwei Bahnen, anatomisch anpassend, wird mittels Klettband fixiert



89060S Rippenbruchgürtel Frau S

Länge: 74 cm

89060M Rippenbruchgürtel Frau M

Länge: 88 cm

89060 Rippenbruchgürtel Frau L

Länge: 96 cm

89060XL Rippenbruchgürtel Frau XL

Länge: 108 cm

Maße: 16 cm hoch, Farbe: weiß elastische Bandage bei Rippenbrüchen, für Frauen, zwei Bahnen, anatomisch anpassend, wird mittels Klettband fixiert



613050 Herdegen Abdofix S 20 cm hoch

613070 Herdegen Abdofix S 24 cm hoch

613000 Herdegen Abdofix S 27 cm hoch

Umfang von 65 bis 80 cm

613051 Herdegen Abdofix M 20cm hoch

613071 Herdegen Abdofix M 24cm hoch

613001 Herdegen Abdofix M 27cm hoch

Umfang von 75 bis 90 cm

613052 Herdegen Abdofix L 20 cm hoch

613072 Herdegen Abdofix L 24 cm hoch

613002 Herdegen Abdofix L 27 cm hoch

Umfang von 85 bis 100 cm

613053 Herdegen Abdofix XL 20 cm hoch

613073 Herdegen Abdofix XL 24 cm hoch

613003 Herdegen Abdofix XL 27 cm hoch

Umfang von 95 bis 110 cm

613054 Herdegen Abdofix XXL 20 cm hoch

613074 Herdegen Abdofix XXL 24 cm hoch

613004 Herdegen Abdofix XXL 27 cm hoch

Umfang von 105 bis 140 cm

Tarif Pos. 31301 / die Bauchbandage verhindert Narbenbrüche und erleichtert das Atmen und Husten nach Abdomenoperationen; sie ermöglicht eine problemlose Frühmobilisierung des Patienten und ist außerdem durch den geteilten Klettverschluss ganz einfach anzuziehen; Indikation: Postoperative und post-traumatische Stützung, Entlastung von Abdomen und Thorax



613510

Herdegen Alto S

Umfang 65 - 80 cm ; Höhe: 32 cm

613511

Herdegen Alto M

Umfang 75 - 90 cm ; Höhe: 32 cm

613512

Herdegen Alto L

Umfang 85 - 100 cm ; Höhe: 32 cm

613513

Herdegen Alto XL

Umfang 95 - 110 cm ; Höhe: 32 cm

613514

Herdegen Alto XXL

Umfang 105 - 140 cm ; Höhe: 32 cm

Tarif Pos. 31411 / aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, 5 elastische Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch geformt, 2 zusätzliche Zugelemente für extra Kompression, hoher Tragekomfort, Indikation: Entzündungen im Bereich der Wirbelsäule, Bandscheibenentzündung, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, postoperative Stütze



612050

Herdegen Dorsagrip S

Umfang 65 - 80 cm ; Höhe: 27 cm

612051

Herdegen Dorsagrip M

Umfang 75 - 90 cm ; Höhe: 27 cm

612052

Herdegen Dorsagrip L

Umfang 85 - 100 cm ; Höhe: 27 cm

Tarif Pos. 31410 / aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, gekreuzte Bänder im Rücken bieten extra Verstärkung, optimale Unterstützung durch 4 elastische Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt, 2 zusätzliche Zugelemente für extra Kompression, hoher Tragekomfort, Indikation: Rehabilitation nach Verletzungen, mittlere bis starke Rückenschmerzen, Bandscheibenentzündung, Ischialgie, Vorbeugung vor Verletzungen bei intensiven körperlichen Anstrengungen



613030 Herdegen Omniflex Alto S

Umfang 65 - 80 cm

613031 Herdegen Omniflex Alto M

Umfang 75 - 90 cm

613032 Herdegen Omniflex Alto L

Umfang 85 - 100 cm

613033 Herdegen Omniflex Alto XL

Umfang 95 - 110 cm

613034 Herdegen Omniflex Alto XXL

Umfang 105 - 140 cm

aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, gekreuzte Bänder im Rücken bieten extra Verstärkung, optimale Unterstützung: 4 starre Aluminium Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt, 2 elastische seitliche Verstärkungsstäbe, 2 zusätzliche Zügelemente für extra Kompression, 2 flexibel Schultergurte, hoher Tragekomfort, Indikation: Entzündungen im Bereich der Wirbelsäule, Bandscheibenentzündung, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, postoperative Stütze, Osteoporose



612101 Herdegen Aeroflex S

612102 Herdegen Aeroflex M

612103 Herdegen Aeroflex L

Tarif Pos. 31410 / aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, optimale Unterstützung durch 4 elastische Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt hoher Tragekomfort, Indikation: Rehabilitation nach Verletzungen, mittlere bis starke Rückenschmerzen, Bandscheibenentzündung, Ischialgie, Vorbeugung von Verletzungen bei intensiven körperlichen Anstrengungen



613300 Herdegen Ostofix Stomabandage XS

613301 Herdegen Ostofix Stomabandage S

613302 Herdegen Ostofix Stomabandage M

613303 Herdegen Ostofix Stomabandage L

613304 Herdegen Ostofix Stomabandage XL

613305 Herdegen Ostofix Stomabandage XXL

Tarif Pos. 31305 / Höhe: 27 cm, Öffnung: 6 x 8 cm aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, hoher Tragekomfort, Indikation: Colostomie



- 651061 Herdegen Coximmo Hüftspica RE. S**
651051 Herdegen Coximmo Hüftspica LI. S
651062 Herdegen Coximmo Hüftspica RE. M
651052 Herdegen Coximmo Hüftspica LI. M
651063 Herdegen Coximmo Hüftspica RE. L
651053 Herdegen Coximmo Hüftspica LI. L
651064 Herdegen Coximmo Hüftspica RE. XL
651054 Herdegen Coximmo Hüftspica LI. XL

Tarif Pos. 35120 / aus sehr elastischem, atmungsaktivem Gewebe, 8 laterale Aluminium Stäbe, hoher Tragekomfort, mit verstellbarem Klettverschluss, Indikation: Luxationsprophylaxe, Stabilisierung des Hüftgelenks nach Hüft-TEP (Totalendoprothese der Hüfte), chronische Hüftinstabilität, Hüftverletzung



EM244 Luftkompressionsschiene SET = 6 Stk sortiert

Kit mit 3 Schienen für die oberen Gliedmaßen (Unter- und Oberarm, Ellbogen) und für die unteren Gliedmaßen (Knöchel, Knie, Bein), komplett mit Pumpe und Transporttasche mit 6 Steckplätzen



- 90101 Herdegen Immoleg Post-OP Knieschiene XS**
gerade Ausführung, Länge: 31 cm
90102 Herdegen Immoleg Post-OP Knieschiene S
gerade Ausführung, Länge: 41 cm
90103 Herdegen Immoleg Post-OP Knieschiene M
gerade Ausführung, Länge: 51 cm
90104 Herdegen Immoleg Post-OP Knieschiene L
gerade Ausführung, Länge: 61 cm
90105 Herdegen Immoleg Post-OP Knieschiene XL
gerade Ausführung, Länge: 69 cm

hoher Tragekomfort, hautfreundlicher atmungsaktiver Frottee Material, leichtes und schnelles Anlegen, ergonomische Ausformung der Knieschiene, individuell auf den Ober- und Unterschenkelumfang einstellbar, stufenlos anpassbar mit Klettverschluss, Indikation: zur Ruhigstellung des Kniegelenks



90400 Darco T.A.. Hallux-Valgus-Schiene UNI

Farbe: weiß, links und rechts tragbar; stellt einen postoperativen redressierenden Verband dar, welcher anstelle von Tapeverbänden eingesetzt wird; sie erlaubt eine Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position, was das Operationsergebnis maßgeblich bestimmt. Ein Sandalenband am Rückfuß verhindert das Abgleiten der Mittelfußbandage, das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für angenehmen Tragekomfort. Postoperativ nach Hallux-Valgus, Hammerzehen oder Schneiderzehen-Operationen



89040

Epicondylitis-Spange UNI

Sport- und Arbeitsverletzungsvorsorge, z.B. bei Tennis- oder Golferellbogen, wird ca. 3 cm unterhalb der Beuge angelegt, aus Velour, mit PE und Plastazote Polsterung, wird mittels Klettenband fixiert, guter Halt



89045

Handgelenksstütze 4600 UNI

Handgelenksstütze aus 3 mm Neopren, mit Klettenband für die Fixierung, kann leicht vom Anwender selbst angelegt werden, als Vorbeugung bei anstrengenden oder immer gleichen Tätigkeiten



4603

Handgelenks- u. Daumenstütze UNI

Handgelenksbandage aus 2 mm Neopren, für beide Seiten geeignet, zur Unterstützung des Handgelenkes, wird mittels Klettenband fixiert, für leichte Verletzungen, Vorsorge beim Sport oder bei immer gleichen Tätigkeiten, das Material hat zusätzlich noch eine Wärmefunktion



623350

Herdegen Wristex RECHTS S

623450

Herdegen Wristex LINKS S

Handgelenksumfang: bis 18 cm

623351

Herdegen Wristex RECHTS M

623451

Herdegen Wristex LINKS M

Handgelenksumfang: 18 - 22 cm

623352

Herdegen Wristex RECHTS M

623452

Herdegen Wristex LINKS M

Handgelenksumfang: ab 22 cm

Tarif Pos. 32221 /Handgelenksorthese mit einer starren volaren Aluminium Stabilisierungsschiene, zwei flexiblen dorsalen Stabilisierungsstäben, hoher Tragekomfort, hautfreundliches Frottee Material, atmungsaktiv, leichtes und schnelles Anlegen dank der „Y“ Form, Indikation: Tendovaginitis / Sehnenscheidenentzündung / CTS, Rheuma, nach Gipsverband, Ruhigstellung des Handgelenks und Daumensattelgelenks



A611RXS	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. RE. XS 15,9 - 21 cm
A611RS	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. RE. S 16,5 - 21,6 cm
A611RM	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. RE. M 17,8 - 22,2 cm
A611RL	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. RE. L 19 - 22,6 cm
A611RXL	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. RE. XL 19,7 - 23,2 cm
A611LXS	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. LI. XS 15,9 - 21 cm
A611LS	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. LI. S 16,5 - 21,6 cm
A611LM	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. LI. M 17,8 - 22,2 cm
A611LL	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. LI. L 19 - 22,6 cm
A611LXL	Rolyan D-Ring Handgel.-Mansch. LI. XL 19,7 - 23,2 cm

Farbe beige, aus Polyester / Baumwolle, mit Polsterung, mit drei 3-Ring Klettenbändern zur Fixierung und optimalen Anpassung an das Handgelenk, mit anpassbarer Aluschiene, Maße sind der Handgelenksumfang



72241	Stack`sche Fingerschiene Gr. 1 Beige
72242	Stack`sche Fingerschiene Gr. 2 Beige
72243	Stack`sche Fingerschiene Gr. 3 Beige
72244	Stack`sche Fingerschiene Gr. 4 Beige
72245	Stack`sche Fingerschiene Gr. 5 Beige
72246	Stack`sche Fingerschiene Gr. 5,5 Weiß
72247	Stack`sche Fingerschiene Gr. 6 Beige
72248	Stack`sche Fingerschiene Gr. 7 Beige

Hautfarben, aus Kunststoff

72250	Stack`sche Fingerschienen SET-30 Stück
--------------	---

in 8 verschiedenen Größen sortiert in einer praktischen Box untergebracht - perfekt für den mobilen Einsatz, die Größen wurden nach Häufigkeit durchsortiert - bei den kleinen und ganz großen Größen weniger - bei den mittleren Größen mehr Schienen - nur Gr. 5,5 in weiß, ohne Befestigungsbänder / Farbe: hautfarben, aus Kunststoff



A5801	Finger Gutter Splint bis 6,1 cm XS
A5802	Finger Gutter Splint 6,2 - 7 cm S
A5803	Finger Gutter Splint 7,1 - 7,9 cm M
A5804	Finger Gutter Splint 8 - 8,9 cm L
A5805	Finger Gutter Splint 9 cm und mehr XL

Farbe: weiß, aus Ezeform - leichtem Schienenmaterial, leicht anpassbar, geeignet z.B. bei Brüchen, Verletzungen an den Fingerkuppen, etc., selbstklebende Fixierbänder separat erhältlich



P10082	Oval-8 Fingerschiene Gr.2 4,3 cm
P10083	Oval-8 Fingerschiene Gr.3 4,5 cm
P10084	Oval-8 Fingerschiene Gr.4 4,9 cm
P10085	Oval-8 Fingerschiene Gr.5 5,3 cm
P10086	Oval-8 Fingerschiene Gr.6 5,7 cm
P10087	Oval-8 Fingerschiene Gr.7 5,9 cm
P10088	Oval-8 Fingerschiene Gr.8 6,1 cm
P10089	Oval-8 Fingerschiene Gr.9 6,4 cm
P100810	Oval-8 Fingerschiene Gr.10 6,8 cm
P100811	Oval-8 Fingerschiene Gr.11 7,1 cm
P100812	Oval-8 Fingerschiene Gr.12 7,4 cm
P100813	Oval-8 Fingerschiene Gr.13 7,7 cm
P100814	Oval-8 Fingerschiene Gr.14 8,0 cm
P100815	Oval-8 Fingerschiene Gr.15 8,2 cm
P1008S	Oval-8 Größen Starter- und Mess-Set
P1008K	Oval-8 Box mit 44 Stück

Oval-8 Splints - die praktische Fingerschiene, eine Schiene für verschiedenste Indikationen, beinahe unsichtbar auf der Haut; kann mittels Heißluftföhn individuell angepasst werden



P10055 Buddy Loops Strap

Farbe: beige, Packung = 5 Stück, zur gemeinsamen Fixierung von jeweils zwei Fingern, Klettenband das an jede Breite angepasst werden kann, Maße: 127 mm lang, 13 mm breit



A99760	Rolyan Fingerquengelschiene weiß XS 5,1 cm
A99761	Rolyan Fingerquengelschiene weiß S 6,4 cm
A99762	Rolyan Fingerquengelschiene weiß M 7,6 cm
A99763	Rolyan Fingerquengelschiene weiß L 8,9 cm
A99764	Rolyan Fingerquengelschiene weiß XL 10,2 cm
A99765	Rolyan Fingerquengelschiene schwarz XS 5,1 cm
A99766	Rolyan Fingerquengelschiene schwarz S 6,4 cm
A99767	Rolyan Fingerquengelschiene schwarz M 7,6 cm
A99768	Rolyan Fingerquengelschiene schwarz L 8,9 cm
A99769	Rolyan Fingerquengelschiene schwarz XL 10,2 cm

Kunststoffbeschichtete anpassbare Drähte mit abgewinkelten Polstern die eine gute Auflage für die mittlere Phalanx bieten, das PIP-Gelenk wird dynamisch unterstützt womit nur eine geringe Extension des MCP-Gelenks notwendig ist, eignet sich für die Versteifung des PIP-Gelenks und Boutonniere Deformität, ein „P“ auf dem Kissen zeigt an das dieses auf die Handballenseite gehört, messen vom Ballen bis zum vorderen Fingergelenk, Handwaschbar



- A99774 Rolyan Fingerquengelschiene mit Feder S 6,4 cm**
A99775 Rolyan Fingerquengelschiene mit Feder M 7,0 cm
A99776 Rolyan Fingerquengelschiene mit Feder L 7,6 cm
A99777 Rolyan Fingerquengelschiene mit Feder XL 8,3 cm
 Rolyan Soft Stretch Coil Extension Splint, Maß vom Fingeransatz zum zweiten Fingerglied (siehe Foto), Stahldraht mit Polster hinten und mit Polstern und Kletten vorne zur Fixierung ; Farbe: weiß



- 71963 Frogschiene S 5,7 cm**
71965 Frogschiene M 7,0 cm
71967 Frogschiene L 7,6 cm
 Aluschiene mit Schaumstoffpolsterung



- A571220 Ödem Handschuh ganze Hand Rechts XS 17,8 cm**
A571221 Ödem Handschuh ganze Hand Links XS 17,8 cm
A571222 Ödem Handschuh ganze Hand Rechts S 20,3 cm
A571223 Ödem Handschuh ganze Hand Links S 20,3 cm
A571224 Ödem Handschuh ganze Hand Rechts M 22,9 cm
A571225 Ödem Handschuh ganze Hand Links M 22,9 cm
A571226 Ödem Handschuh ganze Hand Rechts L 25,4 cm
A571227 Ödem Handschuh ganze Hand Links L 25,4 cm
 Handumfang gemessen beim Daumen, aus pflegeleichtem Lycra und Spandex, komfortable einfache Kompressionshandschuhe zur Behandlung von Ödemen



- A44131 Goniometer mittel 5° 20 cm mittel 5° 20 cm**
7510 Goniometer kurz 5° 17 cm
7512 Goniometer mittel 5° 20 cm
7514 Goniometer lang 1° 30 cm
 360° in den oben genannten Schritten einstellbar, aus Kunststoff, klar



- 960102 Fingergoniometer Edelstahl L 14,5 cm**
 Finger Goniometer und Gelenkmesser hochwertiges Instrument zur Messung des Bewegungsumfangs in verschiedenen Gelenken; mit einer Länge von 14,5 cm bietet es eine größere Reichweite und eignet sich besonders für die Messung von größeren Gelenken, wie Handgelenken oder Ellbogen; Messung 0-180°, lineare Bemaßung in cm



465300100

Badelifter Bellavita Nova ohne Bezug

Badelifter mit patentierter abnehmbarer Rückenlehne; doppelte Sicherheit beim Auf- und Abfahren durch 2 Zahnstangen; ergonomische Lordosenstütze, ergonomische Sitz- und Rückenform, schwimmfähige Handsteuerung mit Akku (austauschbar) Sitzhöhe in Wanne bis 48 cm, B 38 cm, T 52,5 cm Max. Belastung 140 kg Maße total: 102 x 70 cm



460800312

Bezug Set Bellavita Blau

460800252

Bezug Set Bellavita Weiß

460900225

Saugerset Bellavita und Nova schwenkbar, 4 Stück

460900401

Netzteil Badelifter Drive Bellavita/Nova

460900600

Handsteuerung Bellavita/Nova, inkl. Akku

460900350

Akku-Tausch-Kit Bellavita/Nova (inkl. Anleitung)

400570

Seitenklappenabweiser Bellavita/Nova - 1 Stk -

470900133

Kopfstütze für Bellavita/Nova Weiß

460900227

Seitenklappenverbreiterung Bellavita/Nova 50 mm

460900228

Seitenklappenverbreiterung Bellavita/Nova 75 mm

460900229

Seitenklappenverbreiterung Bellavita/Nova 100 mm



410900100

Aktiv Schaumreiniger Bellavita/Badehilfen 400 ml

Kunststoffspezialreiniger für Badewannenlifter und andere Drive-Produkte



412100200

Dreh- und Übersetzhilfe Drive Vitaturn

zum leichteren Ein- und Aussteigen aus der Badewanne, sowie zum Drehen und Positionieren auf dem Sitz des Badelifts, Gesamtlänge ca. 48 cm, Transfer 22 cm, Gewicht ca. 1 kg, Bezug in weiß

HINWEIS: Weitere Ersatz- und Verschleißteile zum Badelifter Bellavita Nova finden Sie bitte in der Preisliste folgend auf die Lifter!



3200010

Rebotec Patientenlifter ARNOLD 150

elektrischer Hebearm, einfacheres Steuerungssystem bei dem Steuerung, Batterie und Ladeeinheit ein geschlossenes System sind, dieses ist wartungsfrei, mit Kabelfernbedienung, Not-Stopp-Einrichtung, Einklemmschutz, Absenkung bis zum Boden möglich, besonders niedriges Grundgestell = sehr gute Unterfahrmöglichkeiten, Fahrgestell mit Pedalen spreizbar, Schwenkräder hinten einzeln bremsbar, Aufbauzeit im Lieferzustand 5 - 6 min., Gewicht: 42 kg, Hubhöhe min. 54 cm, Hubhöhe max.: 176 cm, Länge Untergestell: 110 cm, Breite Untergestell: min. 65 bis max. 108 cm, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Garantie: Antrieb und Elektro-Bedienelemente: 6 Monate, 24 Monate auf Lifter ohne Verschleißteile ; Farbe: hellgrau


empfohlenes Zubehör:

3211010

Patientenlifter Universalgurt S

3211020

Patientenlifter Universalgurt M / L

3211030

Patientenlifter Universalgurt XL / XXL

3212010

Patientenlifter Netzgurt S

3212020

Patientenlifter Netzgurt M / L

3212030

Patientenlifter Netzgurt XL / XXL

HINWEIS: andere Gurte entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung auf der Homepage: www.rebotec.de



3215000

Toilettengurt Arnold S

3215020

Toilettengurt Arnold M

3215025

Toilettengurt Arnold L

3215030

Toilettengurt Arnold XL

Gurt aus Nylon, wasserabweisend, max. Benutzergewicht 250 kg - ACHTUNG: max. Benutzergewicht des eingesetzten Lifters beachten.



4251973

Akku für Lifter Arnold 150

Achtung nur für Lifter mit Veobox geeignet

4251980

Umrüstsatz Veobox für Arnold Lifter

4207079

Ladekabel zu Arnold Lifter ab Bj. 2011

4207075

Handscharter zu Arnold Lifter ab Bj. 2011

- 1260 Serola Beckengürtel S bis 86 cm**
S1261 Serola Beckengürtel M 86 - 102 cm
S1262 Serola Beckengürtel L 102 - 117 cm
1263 Serola Beckengürtel XL 117 - 132 cm

Maßangabe ist jeweils Körperumfang! Stabilität im Beckenbereich! Ideal während und nach der Schwangerschaft; verringert den Druck auf die iliosakralen Gelenke und verbessert deren Stabilität; wird über dem Hüftbein getragen, mit Klettverschluss



- 11090 Stillkissen ohne Bezug ca. 195 x 35 cm**

Füllung aus feinen, anschmiegsamen, FCKW-freien Polystyrol-Relax-Kügelchen; Inlett aus Polyester/ Baumwolle; voll waschbar; Stillkissen eignen sich zum Formen eines wärmespendenden Nestchens in den ersten Lebensmonaten, auch als Sitz- und Liegeunterstützung während der Schwangerschaft sehr gut geeignet, kommt ohne Bezug - diesen bitte extra bestellen!



- 110901 Bezug zu Stillkissen - Muster sortiert**
46930050406 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen MOLLY BLAU
46930050430 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen APFEL ROT
46930050301 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen FAULTIER SID
46930050222 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen GRAZIA GIRAFFE
46933085 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen WAL
46932409 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen TEDDY
46932452 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen ZOO
46932302 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen SAFARI
46932259 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen ADEBAR
46933889 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen INKU PU, weiß
46933869 Bezug Stillkissen/Lagerungskissen HYGIENA TEX, weiß

Bezüge aus Baumwolle, mit Reißverschluss zum Wechseln, waschbar bis 60° C, 195 x 35 cm



- S2300 Sissel Comfort Stillkissen, Polystyrolfüllung**
S2301 Sissel Comfort Stillkissen, Polypropylenfüllung

optimale Stütze bei gleichzeitigem Komfort und hoher Druckverteilung, zum Hinlegen und zur Pflege von Kleinstkindern und bettlägerigen Menschen, Entlastung einzelner Körperteile in Rücken- und Seitenlage; Reißverschluss für nachträgliches Befüllen; waschbar mit Polystyrolfüllung bis 60°, bei Polypropylenfüllung bis 95°,



- S2313 Sissel Comfort Bezug PU blau**
- S2331 Sissel Comfort Bezug hellblau**
- S2336 Sissel Comfort Bezug Seestern**
- S2337 Sissel Comfort Bezug Ornament**
- S2339 Sissel Comfort Bezug Frottee weiß**
- S2341 Sissel Comfort Bezug Velours bordeaux/grau**
- S2362 Sissel Comfort Bezug Graffiti *SONDER***
- 11070 Babyfell Komfort ca. 75 - 100 cm**
echtes Lammfell - flauschig, kuschelig, warm - die ideale natürliche Unterlage für Ihr Baby! Da natürlich kein Schaf dem anderen gleicht ist die Maßangabe ca. zu verstehen Pflegehinweis: nur mit speziellem Fellwaschmittel reinigen! Nicht in Trockner, auf Heizkörper oder in die Sonne zum trocknen legen!
- 32526 Fellwaschmittel 250 ml**
Shampoo für Lammfelle, erhält den natürlichen Säureschutzmantel des Felles
- 108303 Kinderwagenfellsack Cortina schwarz**
der Lammfell-Fußsack Cortina von Fellhof ist wie ein kuschelweiches Bett für Ihr Kind und die optimale Ergänzung für den Kinderwagen. OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert - alle Materialien sind gesundheitlich einwandfrei, Größe: 45 x 97 cm, für Kinder bis ca. 3 Jahre, Innen: Merino-Lammfell, Außen: 100 % Polyester, spezialbehandelt, 100 % wind- und wasserdicht, Rundum-Reißverschluss, Oberteil abtrennbar, Öffnung am Fußende, Gurtschlitze vorgefertigt, waschbar bis 30° C, rutschfeste Einsätze im Rückenbereich, reflektierende Streifen entlang des Reißverschlusses
- S1003 Sissel Nackenkissen Bambini Maße: 35 x 35 x 9 cm**
- S1012 Sissel Ersatzbezug Bambini**
für die Vorbeugung von Wirbelsäulenschäden ist es nie zu früh! Für Kinder ab dem 4. Lebensjahr; sorgt in vielen Fällen für einen ruhigeren Schlaf, inkl. farbig bedrucktem Bezug aus 100 % Baumwolle (waschbar bei 40° C), Kissenkern waschbar in Handwäsche
- SD51400 Baby-Nagelschere ca. 9 cm lang**
blauer Griff, vernickelt, Kunststoffgriff, abgerundete Spitze



81119

Badewannenthermometer Fisch

farblich sortiert, aus Kunststoff, ca. 14,5 cm lang Messbereich von 10 - 50° C mit Skala



OT20

Beurer Basalthermometer OT 20

geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der „Ovy“ App zur natürlichen Zykluskontrolle, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, inkl. Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt, freier Download der „Ovy“ App, kompatibel ab iOS 10, Android 5.0



OT30

Beurer Basalthermometer OT 30 Bluetooth

geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der „Ovy“ App zur natürlichen Zykluskontrolle, Übertragung der Messergebnisse per Bluetooth, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, desinfektionsfähig, sehr messgenau, Messzeit ca. 3 Minuten, leuchtender LED-Ring zur Anzeige der Übertragung, 30 Speicherplätze, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 3 V Lithium Batterie CR2032, Medizinprodukt



BY11DOG

Beurer Fieberthermometer BY 11 DOG

BY11FROG

Beurer Fieberthermometer BY 11 FROG

BY11MONK

Beurer Fieberthermometer BY 11 MONKEY

digitales Express-Thermometer, Messzeit nur ca. 10 sec., extra flexible Spitze, Kontakt-Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab 37,8° C, Anzeige von °C und °F, wasserdichte Spitze und Display, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt



1105

Gel-Wärmeflasche

ideal für Kinder da kein Verschluss geöffnet werden kann, wird in der Mikrowelle erwärmt und hält die Temperatur dann bis zu sechs Stunden lang an, gefüllt mit ungiftigem Gel, blau beflockt, Maße: ca. 22 x 12 cm



16723

Wärmflasche GUTER STERN - Winter

mit 0,8 l Gummi-Wärmflasche; ca. 50 cm; Strickbezug nach dem Öko-Tex Standard; mit qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite zur einfachen Handhabung



16797

Plüschtier-Wärmeflasche HASE BOMMEL

mit 2,0 l Gummi-Wärmflasche; ca. 50 cm; Strickbezug nach dem Öko-Tex Standard; mit qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite zur einfachen Handhabung



16664

Plüschtier-Wärmflasche HENNE BERTA

16690

Plüschtier-Wärmflasche FEE FINJA - Winter

16575

Plüschtier-Wärmflasche BÄR IWAN-Winter

16756

Plüschtier-Wärmflasche ELCH RUDOLPH

16537

Plüschtier-Wärmflasche SCHAF LORRY

16544

Plüschtier-Wärmflasche HASE MÜMMELMANN

16585

Plüschtier-Wärmflasche KUH ROSIE

mit 0,8 l Gummi-Wärmflasche; ca. 55 cm; sehr flauschige Plüschbezüge zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite; Vorderseite wattiert mit hochwertigem Innenfutter; mit Aufhängeschlaufe; Bezug waschbar



16713

Kinderwärmflasche Bezug „Fuchs“

mit 0,8 l Wärmflasche das ultimative Haptik-Erlebnis - zum Anfassen und Fühlen: mit abstehenden Öhrchen und Beinen in 3D



11085

Kinder-Kirschkernkissen „Schaf“

Plüschmaterial, 25 x 23 cm, Außenmaterial 100 % Polyester, Füllung Kirschkerne, geeignet für die Erwärmung in der Mikrowelle (lt. Anleitung!)



11084

Lamm liegend mit Kirschkernen

ca. 25 cm groß, ca. 200 g leicht, besonders geeignet als Wärmflasche für Kinder, nach der Erwärmung in der Mikrowelle erfolgt eine gleichmäßige Wärmeabgabe über Stunden, Vorteil der Kirschkernwärmflasche: diese kann nicht „auslaufen“ und im Gegensatz zu Wasser erkalten die Kirschkerne nicht unter Körpertemperatur, sehr schöne Verarbeitung



31314

Kinder-Wärmetiere Set

im Set mit 4 Stück sortiert laut Abbildung: mit Schweinchen, Äffchen, Mietze und Birdy, außen kuschelweicher Flauschbezug - innen mit Traubenkernfüllung, Durchmesser ca. 10 - 12 cm, ca. 5 cm hoch, zur Erwärmung in der Mikrowelle



SD64000

Gymnic Rody Rot

SD64010

Gymnic Rody Blau

SD64020

Gymnic Rody Gelb

Hüpf- und Balancespielgerät, ab 3 Jahre geeignet, aufblasbar, ca. 45 cm lang, ca. 54 cm hoch, belastbar bis 200 kg

Hinweis: Die anderen Hüpfier-Versionen und Zubehör wie Rollbasis finden Sie bitte im SUNDO Katalog!



BY52

Beurer digitaler Babykostvorwärmer

2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, mit LED-Display für eine eindeutige Temperaturanzeige, schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung, geeignet für handelsübliche Fläschchen und Gläschen, mit Kostheber zur einfachen Entnahme von Gläschen, mit Deckel, leichte und einfache Reinigung, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, energiesparend, Maße: Durchmesser 14 cm x 13,75 cm hoch



BY76

Beurer digitaler Dampfsterilisator

schnell und hochwirksam, mit LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Sterilisationszeit, desinfiziert bis zu 6 Fläschchen in 7 Minuten, 3 Stunden Sterilzeit bei ungeöffnetem Deckel, Vernichtung aller schädlichen Haushaltsbakterien ohne chemische Zusätze, optisches und akustisches Signal, mit Greifzange, Kabelaufwicklung, Abschaltautomatik, energiesparend, Produktmaße: Durchmesser 22,5 cm x 33,5 cm hoch, Gewicht: 1228 g



BY40

Beurer Elektrische Milchpumpe BY 40

die elektrische Milchpumpe simuliert den natürlichen Trinkvorgang und macht die Anwendung dadurch angenehmer, sie ist mit einer Memory Funktion für optimalen individuellen Modus ausgestattet, Fläschchen mit Anti-Kolik-System zur Reduzierung von Koliken und Unwohlsein bei Säuglingen, 10 Stimulationsstufen sowie 10 Abpumpstufen, Vakuum-Technologie, Memory Funktion für optimalen individuellen Modus, übersichtliches und beleuchtetes Display, mit Anzeige der Anwendungsdauer, kompaktes Design für leichtes Handling, mit einem Fläschchen und passendem Schraubverschluss für Fläschchen, Silikonkissen (Größe normal) mit angenehmer Oberfläche für eine sanfte Anwendung, rutschfeste, abriebfeste Gummifüße für sicheren Stand, Abschaltautomatik nach 30 min, Zubehörteile desinfektionsfähig, Batteriestandsanzeige, 4 x 1,5 V Batterie AA (keine Akkus verwenden!), Netzteil



BY60
Beurer Elektrische Milchpumpe BY 60

die elektrische Milchpumpe simuliert den natürlichen Trinkvorgang und macht die Anwendung dadurch angenehmer, sie ist mit einer Memory Funktion für optimalen individuellen Modus ausgestattet, Fläschchen mit Anti-Kolik-System zur Reduzierung von Koliken und Unwohlsein bei Säuglingen, 10 Stimulationsstufen sowie 10 Abpumpstufen, Vakuum-Technologie, Memory Funktion für optimalen individuellen Modus, übersichtliches und beleuchtetes Display, leichtes Zusammensetzen der Teile bei der Anwendung, inkl. praktischer Aufbewahrungstasche, mit 2 Fläschchen, passenden Schraubverschlüssen für Fläschchen, Flaschenhalter sowie natürlich geformten Silikon-sauger für leichtes Füttern inkl. Deckel, inkl. Handpumpe für zu Hause oder unterwegs, Silikonkissen (Größe normal und klein) mit angenehmer Oberfläche für eine sanfte Anwendung, rutschfeste, abriebfeste Gummifüße für sicheren Stand, Zubehörteile desinfektionsfähig, Abschaltautomatik nach 30 min, Batteriestandsanzeige, 4 x 1,5 V Batterie AA (keine Akkus verwenden!), Netzteil


95315
Beurer Austauschset zu BY 40 / 60 / 70

bestehend aus 1 x Silikon-Pumpaufsatz inkl. Ventil, 1 x Silikonkissen, 1 x Schlauch, 1 x Fläschchen mit Deckel

BY80
Beurer Babywaage BY 80

das Wiegen eines strampelnden Babys stellt Sie ab sofort nicht mehr vor Probleme - mit der Babywaage mit automatischer und manueller Hold Funktion wird das Gewicht trotz Bewegungen richtig erfasst, große LCD-Anzeige, Zifferngröße: 23 mm, gewölbte Wiegefläche, Einschalttechnik: Button-On, einfach zu reinigen, rutschfeste, abriebsichere Gummifüße, Abschaltautomatik, Tragkraft: 20 kg, Einteilung in 5 g Schritten, 2 x 1,5 V Batterie AA


BY90
Beurer Babywaage BY 90

damit können Sie das Gewicht Ihres Lieblings optimal kontrollieren, in der dazugehörigen „beurer BabyCare App“ (iOS 10.0, Android 5, Bluetooth 4.0) haben Sie alle Daten in einer praktischen Übersicht, durch die Hold-Funktion ist auch das Wiegen eines strampelnden Babys problemlos möglich, optimale Gewichtskontrolle, großes LCD-Display, Ziffernhöhe: 23 mm, gewölbte Wiegefläche, Einschalttechnik: Button-On, Tragkraft: 20 kg, Einteilung in 5 g Schritten, einfach zu reinigen, rutschfeste, abriebsichere Gummifüße, integriertes Maßband zum Abmessen der Körpergröße, Messwert Speicherplätze: 10, Abschaltautomatik, 3 x 1,5 V Batterie AAA (LR03)



BY33

Beurer digitales Babyphone BY 33

mit ECO+ Mode - sicher und zuverlässig und sofort funktionsbereit, durch die farbige LED-Anzeige und optische Geräuschpegelüberwachung ist das Babyphone der perfekte Begleiter der Eltern, strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, 1 Weg Kommunikation, 120 Kanäle, digitale Übertragung, Reichweite bis 300 m, Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal, Lautstärkenregelung in 5 Stufen, Batteriewechselalarm, 2 Steckernetzteile, 2 x Ni-MH Akkus für die Elterneinheit



BY84

Beurer analoges Babyphone BY 84

Analoges Babyphone, zeigt Ihnen am Display direkt mit Baby-Emotionen an wie es Ihrem Schützling gerade geht, durch die extrem hohe Reichweite von bis zu 800 m ist das Gerät für jede Wohnsituation geeignet, 1 Weg Kommunikation, automatische Abdunkelung des LCD bei Ruhe (Energiesparmodus), 16 Pilottöne, 2 Kanäle für eine nahezu störungsfreie Übertragung, optische Geräuschpegelüberwachung, Reichweitenkontrolle mit akustischem und optischem Signal, stufenlos regulierbare Sensitivitätseinstellung, stufenlos regulierbare Lautstärkeneinstellung, praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung, Anzeige des ausgewählten Kanals, Batteriestandanzeige



95264

Beurer Smart Baby Monitor BY 88

der Baby Care Monitor unterstützt Sie nicht nur bei der Überwachung von Säuglingen, er kann auch als Raumüberwachungsgerät oder bei der Betreuung von Senioren genutzt werden, durch die WLAN-Kamera und die dazugehörige „beurer CareCam“ App ist das ganz einfach möglich, vom PC, Tablet oder Smartphone aus behalten Sie alles im Blick, automatische Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot-Nachtsichtfunktion, Gegensprechfunktion, Geräusch- / Bewegungs- und Temperaturalarm, automatisch. Warnmitteilungen auf das Smartphone, digitale Zoomfunktion, 5 Schlaflieder, Zugriff über mehrere Endgeräte möglich, WLAN-Router für Nutzung notwendig, manuelle Aufzeichnung möglich, praktische Wandhalterung, manuell schwenkbar, kompatibel mit bis zu 4 Kameras, mit Netzteil für Kamera



BY110

Beurer Video Babyphone BY 110

mit Sicherheit ein gutes Gefühl - Video-Babyphone für ruhige Stunden und sichere Nächte, Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot-Nachtsichtfunktion, ECO+ mode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Bild- und Tonqualität, Sleep-Modus: einstellbare Displayabschaltung 2/5/10 Minuten, 4 sanfte Schlaflieder, von der Elterneinheit ab-/zuschaltbar, Geräusch- und Bewegungsalarm, Temperaturalarm, manuell schwenkbare Kamera, Reichweite max. 300 m, Reichweitenkontrolle mit Signal bei Verbindungsabbruch, digitale Zoomfunktion, Gegensprechfunktion, Helligkeit und Lautstärke einstellbar, Batterieanzeige, Monitor ist mit bis zu 4 Kameras kompatibel, inkl. Netzteile und Li-Io Akku für Elterneinheit, praktischer Standfuß



330

Bettnässeralarm Mickey

Bettnässen ist ein weit verbreitetes Problem, es betrifft ca. 5 % aller Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren und einen geringen Prozentsatz von älteren Kindern, das geht quer durch alle Kulturkreise und Gesellschaftsschichten, Bettnässen ist ein Problem und hat negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, oft einhergehend mit schlechtem Schlaf, Schamgefühlen und aufkommenden Komplexen, Mediziner warnen daher: das Problem nicht ignorieren! Zu jedem Bettnässergerät kommt eine Aufzeichnungskarte in welcher die Vorfälle eingetragen werden, wenn das Gerät täglich verwendet wird können durchschnittlich 90 % der Fälle in einem Zeitraum von ca. 2 Monaten gelöst werden, nach einem ganzen Monat ohne Bettnässen war das Training erfolgreich. Dieses Gerät ist einfach zu benutzen, verstellbare Lautstärke für den Alarm, 5 verschiedene Alarmtöne, Batteriewarnung, Empfänger arbeitet mit 220 V Adapter, Transmitter mit Knopfzelle (CR2032), dazu werden noch die entsprechenden Unterhosen für Mädchen oder Buben benötigt!



- J104M Sensorhose Junge 104/110 farblich sortiert**
- J116M Sensorhose Junge 116/122 farblich sortiert**
- J128M Sensorhose Junge 128/134 farblich sortiert**
- J140M Sensorhose Junge 140/146 farblich sortiert**
- J152M Sensorhose Junge 152/158 farblich sortiert**
- J164M Sensorhose Junge 164/170 farblich sortiert**
- J176M Sensorhose Junge 176/182 farblich sortiert**



- M104H Sensorhose Mädchen 104/110 farblich sortiert**
- M116M Sensorhose Mädchen 116/122 farblich sortiert**
- M128M Sensorhose Mädchen 128/134 farblich sortiert**
- M140M Sensorhose Mädchen 140/146 farblich sortiert**
- M152M Sensorhose Mädchen 152/158 farblich sortiert**
- M164M Sensorhose Mädchen 164/170 farblich sortiert**
- M176M Sensorhose Mädchen 176/182 farblich sortiert**



die Sensorhosen für Jungen und Mädchen sehen wie normale Unterhosen aus; in die Hose ist ein Urindedektor integriert, der bei den ersten Urintropfen ein Signal an den Wecker sendet und einen Alarm auslöst

3029
Bettbeistelltisch Multi Car, weiß
3029B
Bettbeistelltisch Multi Car, braun

praktische Alltagshilfe für bettlägerige Patienten; Tisch höhenverstellbar von 61 bis 94 cm Tischneigung von 0-90°; 4 Schwenkrollen, davon 2 feststellbar; Tischplatte 60 x 40 cm
Modell 3029 komplett in weiß Modell 3029B Tischplatte in Holzoptik, Gestell anthrazit


942100
Tischplatte weiß zu Art. 3029
942114
Tischplatte braun zu Art. 3029B
942101
Rad gebremst zu 3029/3029B
942102
Rad ungebremst zu 3029/3029B
PF4008
Bolzen zu Rad 3029/3029B
860000001
Bett-Beistelltisch Drive SuppliTo, weiß-grau
860000003
Bett-Beistelltisch Drive SuppliTo, Holzoptik

praktische Hilfe für bettlägerige Patienten, für jedes Kranken- oder Standardbett verwendbar, höhenverstellbares Untergestell, Höhe von 71-116 cm verstellbar, Maße Tischplatte: 60 x 40 cm Winkel Tischplatte bis 90 ° verstellbar, 4 Schwenkrollen, davon 2 feststellbar, robust und handlich max. Belastung 10 kg


860000002
Bett-Beistelltisch Drive SuppliTo mit Ablage

wie SuppliTo mit zusätzlicher 2. Ablage 20 x 40 cm höhenverstellbar von 71 bis 93 cm Neigungswinkel Tisch max. 50° max. Belastung 10 kg


SD46700
Bett-Serviertisch weiß

aus Kunststoff, vielseitig verwendbar als Ess- und Lesetischchen im Bett, Füße können angeklappt werden - so entsteht ein praktisches Tablett, mit Becherhalter, Maße: 53 x 32 cm, aufgeklappt ca. 20 cm hoch


SD46743
Alma Aufbewahrungsbox melone
SD46745
Alma Aufbewahrungsbox rubinrot
SD46747
Alma Aufbewahrungsbox perlweiß
SD46740
Alma Thekendisplay (6 Stück sortiert)

bruchfester Kunststoff, Klettband Polyamid, kleine Aufbewahrungsschale zum Einhängen an Seitengittern bis 3 cm, alternativ Befestigung mit dem enthaltenen Klettband möglich, spülmaschinenfest, Maße: 19 x 12 x 8 cm



TRAY2050

CouchTray - Sofagriff Deluxe

auf jede Sitzgelegenheit anpassbar, schwenkbares Tablett bewahrt Objekte immer in Reichweite auf, ermöglicht einfaches Hinsetzen und Aufstehen, Farbe: braun / schwarz, sicherer ergonomischer Handgriff, schwenkbares Tablett mit integriertem Getränkehalter und Ablagefach, Basis längenverstellbar, Griff höhenverstellbar, verrutschsichere Gummiauflagen, Gewicht: 8,8 kg, Tablett: Höhe von 66,5 - 81 cm verstellbar, Maße: 40,6 x 45,7 cm, belastbar bis 13,6 kg; Griff: Höhe von 87,5 - 102 cm, Maße: 17 x 17 cm, Stärke: 3 cm, belastbar bis 113,5 kg; Fläche Gummiauflage: 10 x 18 cm



3138

Bettgalgen freistehend mit Trapez

massives lackiertes Bodengestell in H-Form, geteiltes Einschubrohr für leichten Transport, inkl. längenverstellbarem Trapez, kann auch oben verschoben werden, ca. 170 cm hoch, Bodengestell 82 cm lang und 75 cm breit, ca. 7,5 cm Höhe vom Fußteil, 11 kg schwer, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



SD46010

Bettgalgen wandmontiert mit Trapez

wenn kein Bodengestell verwendet werden kann ist diese Ausführung alternativ möglich, Ausleger Länge: 73 cm, schwenkbar, Wandplatte 20 x 30 cm, wird ohne Montagematerial geliefert! Inkl. Trapez mit in der Länge verstellbarem Gurt, Farbe grau, bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann bis 100 kg belastbar



3122

Trapez mit verstellbarem Gurt

Maße: Griff 22 x 13 cm aus Kunststoff, Nylon-Gurt in der Länge von 33 - 55 cm höhenverstellbar, bis max. 120 kg belastbar



SD4600002

Trapez mit Automatikgurt

Maße BxH: 304 x 155 mm außen, 96 mm hoch innen, Gurtschleife oben, rutschsicher, Durchmesser 55 - 65 mm, Gesamtlänge von 315 - 550 mm auf Knopfdruck verstellbar, rutschsichere Hängeschleife, Gurtbreite 38 mm, bis max. 75 kg belastbar



SD46630


Bettleiter/Strickleiter, Kunststoff, weiß

Aufrichtehilfe im Bett, am Fußende oder unter der Decke zu befestigen, ca. 345 cm Nylonseil, Griffabstand ca. 19 cm, 4 Griffe aus Kunststoff bis max. 120 kg belastbar



32401
Bettverkürzer

Schaumstoffwürfel mit weißem Kunstlederbezug, abnehmbar, Maße: 60 x 35 x 20 cm


3140
Bettdeckenbogen

Metalldrahtgestell, weiß lackiert, verhindert eine Druckbelastung durch z.B. Decken bei offenen Verletzungen oder nach Operationen, Maße: Breite: 54 cm, Höhe: 32 cm, Tiefe: 32 cm


72900
Fallschutzmatte

Die Fallschutzmatte wird genutzt um Verletzungen aufgrund von Stürzen aus dem Bett zu verhindern. Verbindungsriemen mit dem Bett sorgen für die richtige Lage, Antirutsch-Unterseite, Pharmatex- Bezug, viskoelastischer Schaumstoff, 3-geteilt für leichten Transport oder Unterbringung, Gewicht: ca. 5 kg, Maße: 195 x 88 x 3 cm


72012
Seitengitterschutz 190 x 34 x 3 cm

aus Schaumstoff mit Folie ummantelt, weiß, leicht zu reinigen, besonders geeignet bei unruhigen bettlägerigen Personen, bei denen Verletzungsgefahr besteht, für viele Seitengittermodelle geeignet, verhindert, dass zwischen den Gittern hindurchgegriffen wird


FPU5750
Seitengitterschutz 190 x 34 x 3 cm BLAU

aus Schaumstoff mit Folie ummantelt, weiß, leicht zu reinigen, besonders geeignet bei unruhigen bettlägerigen Personen bei denen Verletzungsgefahr besteht, für viele Seitengittermodelle geeignet, verhindert, dass zwischen den Gittern hindurchgegriffen wird; waschbar bis 95°C; autoklavierbar


SD46535
Seitengitterpolster 190 x 40 x 4 cm BEIGE

zur Abpolsterung der Bett-Innenseite, mit Klettverschluss, faltbar Bezug Kunstleder, Füllung PU-Schaum


W8020
Wonder Bedrail T Seitengitter

Herausfallschutz ohne Einsperren ausziehbares Bettseitengitter 66-98 cm Höhe ab Matratzenunterseite 55,5 cm für Matratzen von ca. 20-40 cm Stärke, abschwenkbar bei rahmenlosen Betten inkl. praktischer Aufbewahrungstasche belastbar bis 136 kg



P2264
Seitengitter abklappbar --- 1 PAAR ---

einfaches Seitengitter zum Abklappen - verwendbar an den hier üblichen Betten mit Kastenrahmen. Wichtig: es muss gebohrt werden! Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten da diese durch den Fachmann erfolgen sollte! Das Set besteht aus einer linken und einer rechten Seite und wird mittels dem roten Hebels entriegelt und nach vorne geklappt, aus Aluminium mit Kunststoffklappmechanismus, Länge: 150 cm, Höhe 40 cm - die tatsächliche Höhe ist abhängig von Rahmen und der verwendeten Matratze! Verhindert das Herausfallen aus dem Bett. Wichtig: einfache Ausführung! Nicht für unruhige oder Patienten welche versuchen das Bett zu verlassen zu verwenden!


AA3452
Bettgitter mobil

dieses Modell wird mit zwei 61 cm langen Armen und zusätzlichen Fixierbändern unter der Matratze befestigt, das Gitter selbst ist 93 cm lang und 36 cm hoch, zerlegbar und mittels Clip abnehmbar, ca. 2,3 kg schwer, weiß beschichteter Metallrahmen, nur für Boxspringbetten ohne Lattenrost geeignet


MP168
Bettgitter abklappbar und ausziehbar

aus Aluminium, weiß lackiert; Unterstützung beim Aufstehen, Aufsitzen; Schutz vor Herausfallen Maße: H ab Bettgestell 50 cm, L 67-105 cm


BETTGO10
Aufstehhilfe Frida

NEU: jetzt mit Gleitern für den Lattenrost! der universelle Bettgriff - speziell für Betten mit Lattenrost und Rahmen entwickelt, die Anbringung ist kinderleicht, Aufbau in weniger als 5 min - ohne Werkzeug, auch für Betten mit Rückenverstellung geeignet, selbständiges und sicheres Aufstehen, angenehmer Moosgummigriff, höhenverstellbar von 42 - 53 cm - abhängig von der Matratzenhöhe, wird einfach unter die Matratze gelegt, der Gurt verhindert ein Herausrutschen, Maße: Breite 45 cm, Länge 67 cm, belastbar bis max. 100 kg Benutzergewicht, leicht zusammen zusetzen und einfach wieder auseinander zu nehmen, es müssen lediglich die vier Alurohre mittels Federclip miteinander verbunden bzw. diese gelöst werden


Fridolin010
FRIDOLIN, zweite Seite zu BettGO10

Zusatzgriff zu Bettgriff Frida, nur in Kombination mit Frida einsetzbar, geeignet für Matratzenbreiten 90-100 cm; werkzeuglos montierbar, angenehmer, höhenverstellbarer Moosgummigriff



EGLEITER
Kunststoff-Gleiter 4 Stk

für verstellbare Lattenroste, verhindert das Einsinken des Griffes zwischen die einzelnen Latten, ermöglicht problemloses Höhenverstellen des Kopfteils bei voller Funktion des Griffes, einfaches Aufstecken der Gleiter auf die Lattenroste 4 Stück E-Gleiter werden zu jedem Bettgriff Frida gratis mitgeliefert


SD46425
Bettgriff/Aufstehhilfe „Extra“

lackiertes Metall, weiß, erleichtert das Aufstehen, verhindert Herausfallen mit Gurten zur Befestigung am Lattenrost, 5-fach höhenverstellbar, Griffhöhe: ca. 45 - 55 cm, Griffbreite: ca. 17 cm, Gesamtbreite: ca. 31,5 cm, Tiefe: ca. 50 cm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, passend auch für Betten mit Lattenrost und Rahmen


SD46426
Bett-Aufrichtehilfe / Bettgriff SBR 55

Gestell Stahlrohr, weiß lackiert, bietet Unterstützung beim Aufstehen, wenn Sie Schwierigkeiten haben aus dem Bett zu kommen, Sie können sich daran hochziehen oder abstützen, diese Transferhilfe gleitet unter die Matratze und ist fixiert mit einem stabilen Gurt am Lattenrost, einfach an die gewünschte Stelle unter die Matratze schieben, aufgrund des ergonomischen Designs des Griffs auch zum sitzen im Bett geeignet, Griff in der Höhe von 40 bis 52 cm einstellbar, Maße Rahmen: 31 x 44 cm, Gewicht: 1,6 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


SD46420
Bettgriff Aufstehhilfe BAR1000

Metallgestell silber, Moosgummigriff schwarz, ermöglicht selbständiges und sicheres Aufrichten und Aufstehen aus dem Bett, verhindert Herausfallen, passend für Betten mit Lattenrost und Rahmen, auch für Betten mit Rückenverstellung geeignet, einfache Befestigung am Lattenrost durch Nylongurte, werkzeugfreier Aufbau, Maße: 51 x 88 cm, Griffhöhe von ca. 42 - 53 cm einstellbar, Gewicht: 2,6 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


MOBIL5850
MobiRail Bettseitengriff

Bettgriff mit Standbeinen und einem zusätzlichen ausklappbarem Arm welcher zusätzlichen Halt beim Aufstehen bringt, die Beine sind höhenverstellbar, der Griff wird unter die Matratze geschoben zusätzlich ist ein Gurt zur Befestigung am Lattenrost / der Liegefläche vorhanden, der gepolsterte Griff ist mit einer praktischen Aufbewahrungshülle verkleidet, Maße: Höhe gesamt 53 - 111 cm, Höhe Griff am Bett: 44 - 57 cm, Breite Griff: 48,3 cm, Arm: 48,3 cm, bis max. 136 kg



BCANE2041 Bed Cane Bettgriff

geeignete Betttypen: Anbringbar an jedes rahmenlose Bett oder Krankenbett mit dem beigefügten Sicherheitsgurt; form-schöner gepolsterter Handgriff, praktisch: Fächer in Greifnähe, einfache Anbringung mit Holzbasis, Sicherheitsgurt, faltbar, Maße: Höhe einstellbar von 48 - 55 cm, Breite 39 cm, Maße Unterbau: 58,4 x 48,2 cm, Gewicht: 5,4 kg, bis max. 158 kg Benutzergewicht belastbar (abhängig vom Befestigungspunkt)


TRAIL5000 ADV-Traveler - Reisebettgriff

vermeiden Sie Stürze und verlassen Sie das Bett auf sichere Art und Weise - auch wenn Sie unterwegs sind! Gepolsterter Handgriff, in Sekunden klappbar, wiegt nur 3 kg! Maße: 55,8 cm hoch, 43,2 cm breit, bis max. 181 kg belastbar - abhängig von der Sicherheit des Befestigungspunktes! (liegt zwischen Matratze und Bettrost), Maß gefaltet: 53,4 x 43,2 cm


SD46500 Bettrückenstütze verstellbar, Blau-Weiß

Komfort-Rückenstütze, 5-fach höhenverstellbar Metallgestell mit rutschhemmender Nylon-Bespannung; Maße ca. 50 x 65 x 32,5/48 cm max. Belastung 113 kg


SD46170 Wandschirm / Paravent mit Rollen

Alugestell verchromt, mit Stoffbespannung, weiß, 3-teiliger mobiler Sichtschutz, 4 feststellbare Rollen, Maße: ca. 182 cm hoch, ca. 168 cm breit - je ca. 56 cm pro Flügelement


31582 Infusionsständer NIRO Doppelpack

für Schwerkraftinfusion in Arztpraxis, Normal- oder Intensivstation, Pflege daheim, stabiles 5-Fuß Gestell, ca. 63,5 cm Durchmesser, Fuß ca. 1,9 kg, Schraub-Höhenverstellung von 135 - 215 cm, mit 5 Doppel-Schwenkrollen, davon 2 antistatisch und bremsbar, 4-armiges Kunststoff-Flaschenkreuz mit 2 kg Belastbarkeit pro Haken, Gewicht: ca. 3,6 kg Ersatzteile wie Tropfglas usw. auf Anfrage!


SD46104 Infusionsständer Standard

Gehgestell verchromt, Fußteil Kunststoff mit 5 Rollen, 2 mit Bremse, Kreuz mit 4 Haken, höhenverstellbar von 117 - 208 cm, Gewicht: 12 kg



430812
Infusionsständer Herdegen, Blau

Gestell blau, Edelstahl, Fußteil Kunststoff mit 5 Rollen, 4 Aufhängungen höhenverstellbar 128-230 cm


1080
Infusionsflaschenhalter

aus Edelstahl, Drahtgestell zum Einhängen einer Infusionsflasche z.B. auf Infusionsständern, ca. 36 cm hoch, für Flaschen bis max. 85 mm Durchmesser, mit Schlaufe oben zum Einhängen von Infusionsbesteck bei Nichtverwendung


3158R
Infusionsständer Rolko für Rollstühle universal

zur Fixierung an Rollstühlen, inkl. Befestigungseinheit und 2-armigem Flaschenhalter aus Kunststoff stufenlos höhenverstellbar


30362
Rebotec Infusionsflaschenhalter für Rollstühle

zur Fixierung an fast allen Rebotec-Stühlen außer 24“ und Schwerlast Material Kunststoff und Edelstahl


SD46560
Betterhöher

aus Kunststoff, braun, in 6 Einstellstufen: ca. 8 cm - 13 cm Höhe, Aufnahme Bettfüße: ca. 7,2 x 7,2 cm, auch für Tische, Stühle, etc. geeignet, Tragkraft je 135 kg / Stück, Gesamttragkraft 540 kg Set besteht aus 4 Stück


SD46566
Möbelerhöher verstellbar

aus Kunststoff, schwarz, für Möbel ohne Beine oder mit Beinen - rund, eckig, usw. - oder mit Rollen bis 7 cm Durchmesser (z.B. Toilettenstühle), Durchmesser 13/10 cm, stufenlos von 3,8 - 10 cm in der Höhe verstellbar, Packung mit 4 Stück, max. Gesamtbelastung: 700 kg (max. 175 kg pro Stück!)


AA3306
Blox Stuhlfüße

lackierte Bambuswürfel mit drei 1,6 cm großen Vertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern für verschiedene Bein-Größen, passend für Stuhlbeine von max. 3,5 und 7,5 cm, die Blöcke erhöhen den Stuhl um 7,5 cm, max. Belastbarkeit von 190 kg, Set besteht aus 4 Stück



AA3308
Blox Betterhöher

lackierte Bambuswürfel mit großer Ausnehmung (75 mm) oben, Block ist 17,8 cm hoch und erhöht um 13 cm, die Bodenauf-
lage ist 15 x 15 cm groß, Gewicht 750 g, im Set mit 4 Stück, bis
max. 380 kg belastbar


90100
Handfixierung SVC2476

außen weiches Velour um Druckstellen zu vermeiden, mit Vel-
croband zum Befestigen am Arm, mit D-Ring um die Schlaufe
der Handfixierung sicher z.B. am Bett zu fixieren, paarweise
gepackt


SVF3000P
Bettfixiergurt Salvafix mit Magnetschloss M
SVF3002P
Bettfixiergurt Salvafix mit Magnetschloss L

18 cm breiter Gurt, 100 % Polyesterstoff, speziell designed für
hohe Zugfestigkeit, mit Seitenbändern zur Fixierung in Rücken-
oder Seitenlage, mit 3 Fixierknöpfen und 2 Magnetschlüsseln
in orange, mit zusätzlichem Gurt zwischen den Beinen der
verhindern soll, dass der Patient nach unten durchrutscht und
die Verletzungsgefahr reduziert, Gurt wird am Bettrahmen
befestigt, gegebenenfalls in Kombination mit den Seitenlage-
rungsgurten


SVF3500
Salvafix Magnetschloss Orange

Box mit 10 Standardschlössern inkl. 10 Edelstahl-Pins


SVF3551
Salvafix Magnetschlüssel Blau

Box mit 10 blauen Magnetschlüsseln


4830019
Handschutz Suprima Normal
483001G
Handschutz Suprima Groß

paarweise gepackt, anzuziehen wie ein Handschuh - kein
selbständiges Abziehen möglich, angenehm zu tragen, Schutz
vor Kratzen und Nesteln, erschwert das Öffnen von Kleidungs-
verschlüssen, Farbe: blau, Material: 55 % Baumwolle, 45 %
Polyester, waschbar bei 60° - Pflegeanleitung beachten!



71795
Handschutz / Nachthandschuhe

paarweise gepackt, dienen dazu sich selbst oder andere nicht zu verletzen, diese verhindern, dass der Patient seinen Verband oder die Windel entfernt, Kleidungsverschlüsse öffnet oder sich Wunden aufkratzt, sie bestehen aus einer doppelten Moltonschicht und werden mittels Steckverschluß beim Handgelenk fixiert, Material: Polyester / Baumwolle, Bänder und Verschlüsse: PP, waschbar bis 60° C


15134
Medi-Inn Anti-Rutsch-Socken ROT S

Länge 32 - 35 cm

15158
Medi-Inn Anti-Rutsch-Socken GRÜN M

Länge 36 - 38 cm

15172
Medi-Inn Anti-Rutsch-Socken BLAU L

Länge 39 - 42 cm

15196
Medi-Inn Anti-Rutsch-Socken BRAUN XL

Länge 43 - 44 cm

15219
Medi-Inn Anti-Rutsch-Socken GRAU XXL

Länge 45 - 46 cm

zuverlässig auf glatten Bodenflächen einsetzbar, 100 % Polyester (PES), rutschhemmende Noppen für mehr Trittsicherheit, 2-seitig genoppt, Latexfrei, wiederverwendbar, waschbar bis 30° C, paarweise im Beutel verpackt


4820009SM
Suprima Anti-Rutsch-Socken schwarz Gr. 39-42
4820009LXL
Suprima Anti-Rutsch-Socken schwarz Gr. 43-45
4820023SM
Suprima Anti-Rutsch-Socken bordeaux Gr. 35-38
4820023LXL
Suprima Anti-Rutsch-Socken bordeaux Gr. 39-42

weiche Schutzsocken mit vollflächig gummierter Sohle, rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Holz- und Steinböden, Parkett, Fliesen oder Linoleum, beugt Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen vor, effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle, Material: 80 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 5 % Elasthan



- 1492001S Hüftschutzhose MIT Protektoren S Gr. 36-38**
1492001M Hüftschutzhose MIT Protektoren M Gr. 40-42
1492001L Hüftschutzhose MIT Protektoren L Gr. 44-46
1492001XL Hüftschutzhose MIT Protektoren XL Gr. 48-50
1492001XXL Hüftschutzhose MIT Protektoren XXL ab Gr. 52
1490001S Hüftschutzhose OHNE Protektoren S
1490001M Hüftschutzhose OHNE Protektoren M
1490001L Hüftschutzhose OHNE Protektoren L
1490001XL Hüftschutzhose OHNE Protektoren XL
1490001XXL Hüftschutzhose OHNE Protektoren XXL
2007001 Hüft-Protector 1 Paar (zu Hosen oder Ersatz)
für Damen und Herren gleichermaßen geeignet, beidseitige
Protektoren beugen Verletzungen vor und leiten dem Auf-
prall vom Hüftknochen ab, passt sich jeder Hüftform an - beim
Anziehen unbedingt darauf achten, dass der Protector den
Hüftknochen abdeckt! Hochelastisches Material, nahtlos
rundgestrickt, links und rechts eine Tasche zur Aufnahme des
Protektors



- 2008001 Suprima Hüftprotector wasserfest -1 Paar-**
ergonomisch geformt, hoher Tragekomfort auch im Liegen, viel
Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen, geringes
Gewicht, besonders geeignet in Verbindung mit Suprima-
Hosen; viskoelastischer Weichschaum in PVC-Folie einge-
schweißt, waschbar bis 60°C, nicht trocknen



- 46335 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 1**
Weite klein 23 - 30 cm, Länge normal 64 - 80 cm
- 46336 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 2**
Weite klein 23 - 30 cm, Länge lang 80 - 97 cm
- 46337 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 3**
Weite mittel 30 - 38 cm, Länge normal 64 - 80 cm
- 46338 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 4**
Weite mittel 30 - 38 cm, Länge lang 80 - 97 cm
- 46388 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 5**
Weite groß 38 - 46 cm, Länge normal 64 - 80 cm
- 46389 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 6**
Weite groß 38 - 46 cm, Länge lang 80 - 97 cm
- 77125 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 7**
Weite extra-groß 46 - 53 cm, Länge normal 64 - 80 cm
- 77128 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 8**
Weite extra-groß 46 - 53 cm, Länge lang 80 - 97 cm
- 77130 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 9**
Weite extra-groß 53 - 66 cm, Länge normal 64 - 80 cm
- 77131 Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro A - G Gr. 10**
Weite extra-groß 53 - 66 cm, Länge normal 80 - 97 cm

Anatomisch formgestrickt mit kontinuierlich abnehmendem Druckverlauf, zur Thromboembolie-Prophylaxe, faltenfreier Sitz, weitmaschiges Gestrick, atmungsaktiv, verhindert Wärmestau und sichert die Ventilation, kein Schnüren, paarweise gepackt Weite = C-Maß (Wadenmaß) Oberschenkel-lang

- 77026 Comprinet Pro A - D Gr. 1 S**
Weite 23 - 30 cm
- 77027 Comprinet Pro A - D Gr. 2 M**
Weite 30 - 38 cm
- 77028 Comprinet Pro A - D Gr. 3 L**
Weite 38 - 46 cm
- 77124 Comprinet Pro A - D Gr. 4 XL**
Weite 46 - 53 cm
- 77133 Comprinet Pro A - D Gr. 5 XXL**
Weite 53 - 66 cm
knielang, Weite = C-Maß (Wadenmaß)



7026
Ultrana Haft-Fix 60 ml

Spezial Roll-On-Klebstoff für medizinische Kompressionsstrümpfe, Ultrana-Fix ist ein spezieller Hautkleber zum Befestigen von Kompressionsstrümpfen an Armen und Beinen, er ist aufgrund seiner Zusammensetzung besonders hautverträglich, hinterlässt keine Flecken und ist mit Wasser mühelos abwaschbar, er ist geschmeidig und passt sich den Körperbewegungen an


SD47010
Kopfwaschbecken aufblasbar

aufblasbar, aus Kunststoff, Farbe grau/blau, Durchmesser 57 cm, zweireihig, ca. 18 cm hoch, mit Ausschnitt für den Hals, ca. 9 cm hoch, mit 71 cm Ablaufschlauch, dieser wird z.B. in einen neben dem Bett aufgestellten Eimer geleitet, pflegeleichtes Material, mit Luftpumpe zum befüllen Sicherheitshinweis: nicht in befülltem Zustand am Rand anheben - Beschädigungsgefahr!


SD47020
Kopfwaschbecken aufblasbar Eckig

zweireihig, aus Vinyl, mit absperbarem Wasserablauf und Kopfmulde, Maße: ca. 60 x 50 cm, ca. 19 cm hoch Sicherheitshinweis: nicht in befülltem Zustand am Rand anheben - Beschädigungsgefahr!


SD47050
Kopfwaschset

Kopfwaschwanne wie bei Art. SD47020 beschrieben, im Set mit Wasserbeutel zum Aufhängen, mit ca. 6 L Inhalt, daran Duschkopf mit Absperrklemme, bestens geeignet für die Kopfwäsche in liegender Position oder für unterwegs Sicherheitshinweis: nicht in befülltem Zustand am Rand anheben - Beschädigungsgefahr!


SD47070
Duschvorrichtung für Kopfwaschwanne

mit Duschkopf


10451
Pumpe für Kopfwaschbecken
SD47090
Haarwasch-Tablett

aus Kunststoff mit Klettenband zum Fixieren, zum einfachen Haare waschen an einem normalen Waschbecken, rückwärtig angelegt, damit das Wasser abläuft, Maße: L 45 x B 33/12 cm Seitenkante ca. 4 cm



SD47080
Haarwaschwanne Profimodell

aus Kunststoff, mit Ausnehmung für den Hals zum Haare waschen in liegender Position, stabil und leicht für den Einsatz, z.B. in der mobilen Krankenpflege; mit Stöpsel und zusätzlich absperbarem Ablaufschlauch, Schlauchlänge ca. 90 cm, Maße ca. 50 x 40 x 20 cm


96031
Kopfwaschwanne stabil blau

ergonomische Form, Stütze im Kopf-, Schulter- und Nackenbereich, integrierter Abwasserbehälter, unverlierbarer Stöpsel, erleichtert die Pflege, mit Griffmulden, leicht zu reinigen, ideal für den mobilen Einsatz, aus PE, Größe: 48 x 45 x 16 cm, ca. 1,5 kg Leergewicht, Fassungsvermögen 6 l; die Reinigung innen erfolgt durch Spülen mit warmem Wasser und handelsüblichem Reiniger


SD23100
Serviettenkettchen mit Clip

Länge ca. 53 cm, silberfarben zum Befestigen von Servietten oder Einwegglätzchen


14500
Lätzchen für Erwachsene Frottee

Maße: ca. 60 x 42 cm zum Binden, mit Auffangtasche, Obermaterial Frottee, Unterseite Folie, Farbe weiß, waschbar 60° C


SD23000
Lätzchen Frottee mit Druckknöpfen Weiß
SD23001
Lätzchen Frottee mit Druckknöpfen Blau
SD23002
Lätzchen Frottee mit Druckknöpfen Grün

Maße: ca. 90 x 45 cm Oberseite 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, PU- Beschichtung auf der Rückseite, Auffangtasche, Druckknopfverschluss, waschbar bis 95° C


SD23020
Lätzchen Polyester kariert Blau
SD23021
Lätzchen Polyester kariert Grün
SD23022
Lätzchen Polyester kariert Rot

Maße: ca. 90 x 45 cm Oberseite 100 % Polyester, wasserundurchlässige Beschichtung auf der Rückseite, Druckknopfverschluss, waschbar bis 60° C, bis Halsumfang ca. 50 cm


SD23040
Lätzchen kariert abwischbar

Maße: 90 x 45 cm wasserundurchlässige Kunststoffolie, mit Klettverschluss, Handwäsche, bis Halsumfang ca. 50 cm



14900
Lätzchen Stoff kariert

Maße: ca. 72 x 42 cm einseitig Textil mit Karo-Muster, Rückseite Folie undurchlässig, Befestigung mit Druckknöpfen, ohne Auffangtasche, waschbar gem. Anleitung


14600
Lätzchen für Erwachsene Folie

Maße: ca. 60 x 42 cm zum Binden, weiß, mit Auffangtasche, waschbar bis 60° C


SD23071
Lätzchen Frottée mit Schlaufen Blau

Baumwolle/Polyester, PU-beschichtet und feuchtigkeitsundurchlässig, leicht saugend, ca. 48 x 100 cm, waschbar bis 95°


2030005
Lätzchen PE Einweg

Maße: ca. 41 x 61 cm Farbe: weiß, gehämmerte Polyäthylenfolie, mit 6 cm Auffangtasche, 100 Stk. im Polybeutel, geeignet für den Pflege- und Hygienebereich


SD23090
Raucherschürze Blau

lang, Gürtel in der Taille, verstellbares Halsband mit Druckknöpfen, ohne Taschen, feuerhemmend, Material Kermel/Viskose


SD46910
Krankenhemd gemustert Blau

Ausführung in Langarm, Universalgröße für Erwachsene, mit Nackenband, waschbar bis 95° C, Material: 50 % Polyester / 50 % Baumwolle


4079065ML
Suprima Pflegehemd für Herren M / L
4079065XL
Suprima Pflegehemd für Herren XL / XXL

diskret zu tragen durch überlappenden Rückenschlitz, das offene Rückenteil erleichtert die Pflege, 1/2 Arm Ausführung, am Hals und an der Hüfte zum binden, waschbar bei 60° C, hoher Tragekomfort, Material: 100 % Baumwolle



- 4703020S Pflegeoverall RV Rücken/Bein lang marine S**
4703020M Pflegeoverall RV Rücken/Bein lang marine M
4703020L Pflegeoverall RV Rücken/Bein lang marine L
4703020XL Pflegeoverall RV Rücken/Bein lang marine XL
4703020XXL Pflegeoverall RV Rücken/Bein lang marine XXL

mit langen Armen und langen Beinen

- 4704020S Pflegeoverall RV Rücken/Bein kurz marine S**
4704020M Pflegeoverall RV Rücken/Bein kurz marine M
4704020L Pflegeoverall RV Rücken/Bein kurz marine L
4704020XL Pflegeoverall RV Rücken/Bein kurz marine XL
4704020XXL Pflegeoverall RV Rücken/Bein kurz marine XXL

mit kurzen Armen und kurzen Beinen

Material: 100 % Baumwolle, Unisex Ausführung, teilbarer Reißverschluss am Bein mit Sicherung, erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial, Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten erspart Pflegezeit, diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor, 60° C Wäsche, Trockner möglich



- 4080059S Patientenoverall RV Bein kurz Kornblume S**
4080059M Patientenoverall RV Bein kurz Kornblume M
4080059L Patientenoverall RV Bein kurz Kornblume L
4080059XL Patientenoverall RV Bein kurz Kornblume XL

mit kurzen Armen und kurzen Beinen, Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Unisex Ausführung, kurzes Modell nur Reißverschluss am Bein mit Sicherung, langes Modell mit Reißverschluss am Bein, erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial, Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten erspart Pflegezeit, diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor, 60° C Wäsche, Trockner möglich



- 4688059S Patientenoverall RV Rücken/Bein lang Kornblume S**
4688059M Patientenoverall RV Rücken/Bein lang Kornblume M
4688059L Patientenoverall RV Rücken/Bein lang Kornblume L
4688059XL Patientenoverall RV Rücken/Bein lang Kornblume XL
4688059XXL Patientenoverall RV Rücken/Bein lang Kornblume XXL

mit langen Armen und langen Beinen, Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Unisex Ausführung, kurzes Modell nur Reißverschluss am Bein mit Sicherung, langes Modell mit Reißverschluss am Bein, erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial, Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten erspart Pflegezeit, diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor, 60° C Wäsche, Trockner möglich



- 4706059S Patientenoverall RV Rücken lang Kornblume S**
4706059M Patientenoverall RV Rücken lang Kornblume M
4706059L Patientenoverall RV Rücken lang Kornblume L
4706059XL Patientenoverall RV Rücken lang Kornblume XL

mit langen Armen und langen Beinen Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Unisex diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor, keine Möglichkeit zur Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial, ermöglicht besten Zugang zum Oberkörper des Patienten, z.B. zur Körperpflege, 60° C Wäsche, Trockner möglich



- 4686059S Patientenoverall RV Bein/Vorne lang Kornblume S**
4686059M Patientenoverall RV Bein/Vorne lang Kornblume M
4686059L Patientenoverall RV Bein/Vorne lang Kornblume L
4686059XL Patientenoverall RV Bein/Vorne lang Kornblume XL

mit langen Armen und langen Beinen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, Unisex teilbarer Reißverschluss am Bein, Sicherung an Front- und Beinreißverschlüssen erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial, Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit, zweifacher Reißverschluss in der Front, besonders geeignet für die Pflege von Demenzpatienten, einfacher Zugang zum Oberkörper, auch bei bewegungseingeschränkten Patienten wird ermöglicht, Waschen bei 60° C, Trockner möglich



- 4696S Body ohne Arm RV Rücken S**
4696M Body ohne Arm RV Rücken M
4696L Body ohne Arm RV Rücken L
4696XL Body ohne Arm RV Rücken XL
4696XXL Body ohne Arm RV Rücken XXL
4698S Body ohne Arm RV Bein S
4698M Body ohne Arm RV Bein M
4698L Body ohne Arm RV Bein L
4698XL Body ohne Arm RV Bein XL
4698XXL Body ohne Arm RV Bein XXL

Material: 92 % Baumwolle, 8 % Elasthan Unterhemd und Fixierhose in einem Produkt, Unisex in Größen von S - XXL, schützt vor dem Auskühlen, bei den Reißverschlüssen am Bein verhindert eine Sicherung das Selbstentkleiden oder selbständige entfernen von Inkontinenzprodukten, beim Reißverschluss am Rücken verläuft dieser diagonal um Druckstellen an der Wirbelsäule vorzubeugen, erleichtert die Körperpflege, verhindert ein selbstständiges Entkleiden durch den Patienten



- 4695S Body mit Arm RV Rücke S**
- 4695M Body mit Arm RV Rücke M**
- 4695L Body mit Arm RV Rücke L**
- 4695XL Body mit Arm RV Rücke XL**
- 4695XXL Body mit Arm RV Rücke XXL**
- 4697S Body mit Arm RV Bein S**
- 4697M Body mit Arm RV Bein M**
- 4697L Body mit Arm RV Bein L**
- 4697XL Body mit Arm RV Bein XL**
- 4697XXL Body mit Arm RV Bein XXL**

Material: 92 % Baumwolle, 8 % Elasthan Unterhemd und Fixierhose in einem Produkt, Unisex in Größen von S - XXL, schützt vor dem Auskühlen, bei den Reißverschlüssen am Bein verhindert eine Sicherung das Selbstentkleiden oder selbständige entfernen von Inkontinenzprodukten, beim Reißverschluss am Rücken verläuft dieser diagonal um Druckstellen an der Wirbelsäule vorzubeugen, erleichtert die Körperpflege, verhindert ein selbstständiges Entkleiden durch den Patienten



- 3103 Nierenschale aus Pappe**
- 3103300 Nierenschale aus Pappe 300 Stk**
für den Einmalgebrauch, ca. 25 cm lang



- 3134 Nierenschale Niro**
aus Edelstahl, rostfrei, matt 25 cm lang



- 30031 Nierenschale Weiß**
- 3003 Nierenschale Grün**
- 30033 Nierenschale Blau**
- 30034 Nierenschale Rot**
aus Kunststoff, ca. 24/25 cm lang, autoklavierbar bis 130° C



- 7090230 Auffangbeutel/Speibeutel weiß**
Pack. 25 Stück



34941 Waschschüssel Weiß
34941G Waschschüssel Grün
34941B Waschschüssel Blau

Maße: 45 x 30 x 10 cm aus schlagfestem Kunststoff, mit Seifenablage und Griffmulde, Inhalt: ca. 1,5 l,


3491 Waschschüssel 4 I NIRO

Maße: Durchmesser 27 cm, Höhe 13 cm

3492 Waschschüssel 6 I NIRO

Maße: Durchmesser 30 cm, Höhe 14 cm

3494 Waschschüssel 8 I NIRO

Maße: Durchmesser 32 cm, Höhe 14 cm
aus Edelstahl, mit Rand


349288 Waschschüssel-Ständer 6 I NIRO (o. Abb.)
G12207 Waschschüsselständer NIRO doppelt inkl. 5,5 l Schalen

fahrbares Modell auf 5-Fuß-Gestell, verchromt, in günstige Arbeitsposition schwenkbar, kippsicher durch Fußbeschwerung


3041 Bidetbecken Weiß
3041B Bidetbecken Blau
3041G Bidetbecken Grün

aus schlagfestem Kunststoff, mit integrierter Seifenablage und Ausgussöffnung, breiter Rand, passend auf alle Standard-Toiletten, autoklavierbar bis 130° C, Maße: Länge 39 cm, Breite 35,5 cm, Höhe ca. 10 cm, Innenmaß: ca. 29,5 x 24 x 9 cm


7033 Ultrana Bio Clear 150 ml
7040 Ultrana Bio Clear 500 ml

Spezial-Waschmittel Konzentrat für medizinische Kompressionsstrümpfe, Ultrana Bio Clear ist ein pH-neutrales, hochwirksames Waschmittelkonzentrat mit rückfettenden Substanzen und daher speziell für alle medizinischen Kompressionsstrümpfe sowie alle gummielastischen Gewebe, da es bereits bei 20° C seine volle Waschkraft entfaltet, ist es nicht nur schonend zu Kompressionsstrümpfen sondern auch geeignet zum Waschen von Wolle und Seide, es wirkt desodorierend und ist biologisch abbaubar



7201 Ultrana PVC Wash 150 ml
7217 Ultrana PVC Wash 500 ml

PVC Wash kann in Haushalts-Waschmaschinen sowie zur Handwäsche verwendet werden, es kombiniert seine hervorragende Waschkraft mit der gleichzeitigen Desinfektion der Wäsche, PVC-Wash ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen von PVC / PU und greift diese Materialien nicht an; Großgebilde mit 5 L auf Anfrage / Bestellung!


7101 Ultrana Ultra Fresh 150 ml
7118 Ultrana Ultra Fresh 500 ml

konzentriertes Waschmittel mit desinfizierender Wirkung, besonders geeignet bei Inkontinenz, ist bestens geeignet zum Waschen aller betroffenen Textilien bei Inkontinenz, es verleiht der Wäsche frischen Duft, ist desinfizierend und biologisch abbaubar, Biozide immer sicher verwenden!


200205 Ultrana Air-Fresh April Frisch
200908 Ultrana Air-Fresh Lemongras

Raumspray zur hygienischen Beseitigung unangenehmer Gerüche Sprühflasche mit 300 ml Inhalt, reicht für ca. 240 Pumpfüße, nach Belieben sprühen und so die Duftintensität regulieren, für langanhaltenden, angenehmen und frischen Duft, überdeckt alle unangenehmen Gerüche, bekämpft Bakterien und sorgt so für einen hygienischen und frischen Duft in Räumen, auf Textilien und Polstermöbeln; Inhaltsstoffe: Isopropyl Alkohol, Zinc Ricinoleate, Duftstoffe; auch als Nachfüllflasche erhältlich


3M3391G 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz Creme 28 g
3M3392G 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz Creme 92 g
3M3346E 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz Spray 28 ml

reizfreier Hautschutz, alkoholfreier flüssiger Schutzfilm, schnell trocknend, atmungsaktive transparente Schicht auf der Haut, schützt die Haut vor Urin, Stuhl, aggressiven Körperflüssigkeiten, Darmsekret, Klebstoffen und Reibung, Schutz hält bis zu 72 Std., steril und nicht zellschädigend, beeinträchtigt weder Haut noch Wundheilung, Hypoallergen, reduziert nicht die Saugfähigkeit von Inkontinenz-Einlagen, beeinträchtigt nicht die Klebkraft von Stomaprodukten oder Wundverbänden, mehr Info dazu auf 3M Seiten!



- 3M3343P 3M Cavilon Hautschutz 1 ml Lolly (PKG. = 5 Stk.)**
3M3343E 3M Cavilon Hautschutz 1 ml Lolly (PKG. = 25 Stk.)
3M3345P 3M Cavilon Hautschutz 3 ml Lolly (PKG. = 5 Stk.)
3M3345E 3M Cavilon Hautschutz 3 ml Lolly (PKG. = 25 Stk.)

reizfreier Hautschutz, alkoholfreier flüssiger Schutzfilm, schnell trocknend, atmungsaktive transparente Schicht auf der Haut, schützt die Haut vor Urin, Stuhl, aggressiven Körperflüssigkeiten, Darmsekret, Klebstoffen und Reibung, Schutz hält bis zu 72 Std., steril und nicht zellschädigend, beeinträchtigt weder Haut noch Wundheilung, Hypoallergen, reduziert nicht die Saugfähigkeit von Inkontinenz-Einlagen, beeinträchtigt nicht die Klebkraft von Stomaprodukten oder Wundverbänden, mehr Info dazu auf 3M Seiten!



UL100 Katapultsitz „Uplift“ Gasdruckfeder

für Patienten von 35 - 105 kg Wichtig: die Katapultsitze mit Gasdruckfeder eignen sich für Personen welche beim Aufstehen noch mithelfen können - die Feder unterstützt die Bewegung! Einfach, mobil, ohne Strom, Sicherheit, einfache Pflege, lange Haltbarkeit, leicht, Maße: Unterteil LxB 41 x 38 cm, Sitzfläche LxB 48 x 43 cm, Sitzhöhe geschlossen 5 cm - geöffnet 26 cm, übernimmt ca. 80 % Ihres Gewichtes beim Aufstehen, Gewicht: 4 kg



UL160 Katapultsitz „Uplift-X“ Gasdruckfeder

für Patienten von 90 - 160 kg Wichtig: die Katapultsitze mit Gasdruckfeder eignen sich für Personen welche beim Aufstehen noch mithelfen können - die Feder unterstützt die Bewegung! Einfach, mobil, ohne Strom, Sicherheit, einfache Pflege, lange Haltbarkeit, leicht, Maße: Unterteil LxB 41 x 38 cm, Sitzfläche LxB 48 x 43 cm, Sitzhöhe geschlossen 5 cm - geöffnet 26 cm, übernimmt ca. 80 % Ihres Gewichtes beim Aufstehen, Gewicht: 4 kg



UL100E Katapultsitz „Uplift“ elektrisch

für Anwender bis 105 kg die elektrische Aufstehhilfe, einfache Anwendung, höchster Sitzkomfort, transportabel und leicht, lange Haltbarkeit, hohe Sicherheit, einfache Pflege, sicherer Sitz, mit 220 V Netzbetrieb, Maße: Unterteil LxB 43 x 36 cm, Sitzfläche LxB 48 x 41 cm, Sitzhöhe geschlossen 5 cm, geöffnet 25 cm, Gewicht: 5,4 kg, Kabellänge 3 m, der elektrische Antrieb übernimmt 100 % Ihres Gewichtes beim Aufstehen



910300100 Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 38 cm

910300200 Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 42 cm

910300300 Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 46 cm

910300400 Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 50 cm

ACHTUNG: die abgebildete Bremse für Begleitperson ist nur in der Version mit Trommelbremse vorhanden! Die angeführte Version ist OHNE Trommelbremse und OHNE Bremse für Begleitperson! - Anspruchsvoller und flexibler in der 2. Generation, sehr leichter und wendiger Rollstuhl, Armlehnen wegschwenkbar, Fußplatte hochklappbar mit Fersenband, Fußstützen wegklapp- und abnehmbar, gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage, Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung, Sitzhöhereinstellung von 46 und 51 cm, serienmäßige Steckachse für eine schnelle Raddemontage, 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad, integrierte Bremshebelverlängerung, Gesamtlänge: 107 cm, Gesamtbreite 60,5 - 64,5 cm - abhängig von der Sitzbreite, Gesamthöhe min 90 - max. 95 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, Faltmaß Breite 30 cm, Sitztiefe 43 cm, Gewicht 19 kg



900100100 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 38 cm

900100200 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 41 cm

900100300 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 43 cm

900100400 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 45 cm

900100500 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 48 cm

900100600 Faltrollstuhl Drive Rotec SB 50 cm

900150100 Faltroll. Drive Rotec SB 38 cm/Trommelbremse SONDER

900150200 Faltroll. Drive Rotec SB 41 cm / Trommelbremse

900150300 Faltroll. Drive Rotec SB 43 cm / Trommelbremse

900150400 Faltroll. Drive Rotec SB 45 cm / Trommelbremse

900150500 Faltroll. Drive Rotec SB 48 cm / Trommelbremse

900150600 Faltroll. Drive Rotec SB 50 cm/ Trommelbremse

Bleiben Sie anspruchsvoll und flexibel, einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen, Beinlänge stufenlos von 39 - 48 cm einstellbar, Fußplatten in 5 Stufen anpassbar, Radsstandsverlängerung möglich, Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition, Schiebegriffhöhe vierfach von 94 - 101,5 cm verstellbar, Sitzhöhereinstellung von 51 - 56 cm dreistufig möglich, Oberflächen pulverbeschichtet, abnehm- und abschwenkbare Beinstützen, hochschwenkbare Fußplatten mit Fersenbändern, 200 x 50 mm PU Lenkrad und 24 x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad, Steckachse für schnelle Raddemontage, Gewicht 20,2 kg, Gesamtlänge 106 cm, Gesamtbreite je nach Sitzbreite von 57 - 68 cm, Sitztiefe 43 cm, bis max. 125 kg Benutzergewicht belastbar



- 900100850 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 51 cm**
900100900 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 56 cm
900100950 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 61 cm
900150850 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 51 cm, Trommelbremse
900150900 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 56 cm, Trommelbremse
900150950 Rollstuhl Drive Rotec XL SB 61 cm, Trommelbremse

bis max. 190 kg Benutzergewicht belastbar - Gewicht: 23 kg, Sitzhöhenverstellung von 51 - 56 cm, mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit, serienmäßige Steckachse, Handgriffe für Begleitperson höhenverstellbar, Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition, Fußstützen abnehm- und abschwenkbar, 24" Antriebsrad-Bereifung, Radstandverlängerung möglich, Fußplatten in fünf Stufen anpassbar, auch mit Trommel-/Begleitbremse erhältlich



- 910500100 Rollstuhl Drive Litec 2G, SB 38 cm**
910500200 Rollstuhl Drive Litec 2G, SB 42 cm
910500300 Rollstuhl Drive Litec 2G, SB 46 cm
910500400 Rollstuhl Drive Litec 2G, SB 50 cm
910550100 Rollstuhl Drive Litec SB 38 cm, Trommelbremse
910550200 Rollstuhl Drive Litec SB 42 cm, Trommelbremse
910550300 Rollstuhl Drive Litec SB 46 cm, Trommelbremse
910550400 Rollstuhl Drive Litec SB 50 cm, Trommelbremse

sehr leichter und wendiger Rollstuhl mit vielen individuellen Anpassungsmöglichkeiten, verstärkter Alurahmen für hohe Stabilität, gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage, Armlehne weg-schwenkbar, winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatten (0-30°), 5-fach höhenverstellbare Beinstützen mit Fersenband, Alu-Radgabel mit 3-facher Höhenverstellung, Sitzhöhenverstellung 3-stufig von 46 - 52 cm möglich, Radstandsverlängerung möglich, Steckachse für schnelle Radmontage und -demon-tage, Crashtest nach ISO 7176-19, max. Belastung 125 kg, Gewicht 14,9 kg, Maße H 87-92 x B 58 cm, gefaltet B 32 cm, Sitzmaße H 46-52 x B 38 x T 42 cm, Sitzwinkelverstellung 3, 95°, Rückenlehnenhöhe 43 cm, Rückenlehnenwinkel 4°, Höhe Armlehnen 22,5 cm



900900100 Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 39 cm

Gesamtbreite 65 cm

900900200 Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 44 cm

Gesamtbreite 70 cm

900900300 Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 49 cm

Gesamtbreite 75 cm

Multifunktionsrollstuhl mit Trommelbremse für die Begleitperson, durch Gasdruckdämpfer stufenlos winkelverstellbare Sitzeinheit, ergonomisch geformte Rückenlehne unabhängig von der Sitzeinheit stufenlos verstellbar, Sitztiefeinstellung stufenlos, besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers, Schiebegriffe höhenverstellbar, Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar, Fußplatten winkelverstellbar mit Fersenband, mit Kopfstütze, Ankippsstütze, Antriebsräder 24", PU, mit Steckachse und Greifreifen, Optional erhältlich: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch (siehe Preisliste!), Maße: Gesamtlänge: 112 - 152 cm, Gesamthöhe: 97 - 114 cm, Sitzhöhe / Sitztiefe: 45 cm / 42 - 48 cm, Sitzwinkel: -1° bis 19°, Rückenlehne Höhe: 51 - 65 cm, Rückenlehnenwinkel: -3° - 36°, Fußstützenlänge: 40 - 60 cm, Fußstützenlänge: 40 - 60 cm, Gewicht: 32,5 / 33,5 / 34,5 kg - abhängig von Sitzbreite, bis max. 135 kg Benutzergewicht belastbar


900600900 Drive Multitec Seitenpelotten Paar „SONDER“
900600902 Drive Multitec Abduktionskeil „SONDER“ siehe Bild
900600901 Drive Multitec Therapietisch „SONDER“
900600903 Drive Multitec Montageset „SONDER“

IFPC17SILFR Elektrorollstuhl Drive Instafold „Sonder“

stabiler, faltbarer Elektro-Rollstuhl Farbe: metallic-silber, schwarz inkl. Joystick mit USB-Schnittstelle höhenverstellbare Fußstützen, hochschwenkbare Armlehnen, Federung der Fronträder, inkl. Tasche unter Sitz, Beckengurt, gepolstertem Sitzkissen serienmäßige Luftbereifung 24 V Batterie, 200 W; Reichweite ca. 23 km, max. 6 km/h Maße gefaltet: H 40 x B 62 x L 79 cm Maße Sitz: H 55 x B 44 x T 45 cm Maße gesamt: H 99 x B 62 x L 105 cm Gewicht 27 kg, max. Belastung 120 kg


L412DDAELR Kinderrollstuhl Drive Viper „SONDER“ S
L414DDAELR Kinderrollstuhl Drive Viper „SONDER“ M

leichter, schmaler und wendiger Kinderrollstuhl mit wenigen Handgriffen faltbar und leicht verstaubar perfekt geeignet für kurzzeitige Nutzung nach einer OP, einem Unfall o.ä.; Maße Sitze: B L412 = 30,5 cm, L414=35,5 cm T 30,5 x H 39,5 cm vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, höhen- und winkelverstellbare Fußstützen weich gepolsterte Armlehnen, abschwenkbar Maße Räder: Ø vorne 15,24 cm, hinten 50,8 cm Maße gesamt: H 80,5 x B 48,5 x L 93 cm Gewicht 13 kg; max. Belastung 90 kg



TC005
TRAVELITE Drive Reise- und Transportfaltstuhl

Ihr idealer Begleiter für unterwegs! Der ideale Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug, stabil, komfortabel und passt durch jede Tür, sofort einsatzbereit und begleitet Sie, wohin Sie wollen, die weiche Sitzfläche und Rückenlehne bietet Komfort, inklusive Tragetasche für den einfachen Transport, mit einem Gesamtgewicht von nur 9,3 kg ideal als Handgepäck, mit wenigen Handgriffen leicht faltbar, sorgt für maximale Mobilität. Farbe: Rahmen silber, Rest schwarz, Gesamtbreite: 57 cm, Gesamtlänge: 84 cm, Gesamthöhe: 95 cm, Sitzbreite: 45 cm, Sitztiefe: 45 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Faltmaß: 77 x 29 x 29 cm, bis max. 115 kg Benutzergewicht belastbar


CP85037
Moretti Reise-/Transportrollstuhl faltbar

Aluminium inkl. Begleitbremse abklappbare Rückenlehne, hochklappbare Armlehnen, Fersenschutz, pannensichere Räder, Rückentasche Maße: L gesamt 86 x B 44 cm; H Sitz 43 cm; Gewicht 7 kg; max. Belastung 75 kg


2228
Reise - und Transportrollstuhl Alu mit Bremse

idealer Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Bahn, klappbare Armlehnen und Fußstütze, mit Begleitbremse, Gewicht nur 6, 8 kg, max. Belastung 125 kg, Maße: 91 x 49, 5 x 90 cm, Faltmaße ca. 73 x 25,5 x 54 cm


530046
Transportstuhl GARCIA „NEU“

komfortabler Transportrollstuhl für Innen und Außen große Räder für optimales Handling Seitengriffe erleichtern den Ein- und Ausstieg faltbar, Seitengriffe und Fußstützen abklappbar, Feststellbremsen an den Hinterrädern inkl. Sicherheitsgurt Ø Räder vorne 15 cm, hinten 30 cm Maße Sitz: H 48, B 46 cm Maße gesamt: H 88 x B 61 x T 94 cm Gewicht 11,2 kg; max. Belastung 125 kg


XTC110
Travel Chair BIG „SONDER“

faltbarer Rollstuhl inklusive Transporttasche; ideal für den kurzen Transfer zum Arzt, Krankenhaus, auf Reisen; pannensichere Reifen, schnell und einfach faltbar, gepolsterter Sitz, verstärkte Sitzrahmenkonstruktion, max. Belastung 110 kg, Gewicht 10,5 kg Sitzbreite 45 cm; Räder vorne 5“, hinten 12“, Rahmenfarbe silber, Bespannung blau; Maße Stuhl gefaltet: H 74 x B 65 x T 40 cm



- 900300120 Anti-Kipphilfe Rotec Paar**
900300171 Beinstützen hochschwenkbar LINKS Rotec SB41/43
900300172 Beinstützen hochschwenkbar RECHTS Rotec SB41/43
710000075 Tasche Drive Rollstuhl/Rollator ROT *SONDER*
710000076 Tasche Drive Rollstuhl/Rollator BLAU *SONDER*
710000077 Tasche Drive Rollstuhl/Rollator SCHWARZ *SONDER*
900300311 Stockhalter Drive Rollstühle
900300330 Kopfstütze zu Rotec/Freetec/Ecotec/Litec
 universal für SB 38-56 cm
900300110 Bremshebelverlängerung Rotec, Freetec, Litec
900100756 Entriegelungshebel für Beinstützen Drive Rotec u.a.



3200050 Rollstuhlgarage blau mit Gewichtsband

robuste Ausführung, wasserfest, UV - und frostbeständig farbige Schlaufen zur Aufbewahrung und Orientierung; Kordelzüge und Gewichtsbander für optimale Fixierung Maße: H 90 x B 70 x L 105 cm Wassersäule 10000 mm



- 40428XS Chiba Modell Allround XS**
40428S Chiba Modell Allround S
40428M Chiba Modell Allround M
40428L Chiba Modell Allround L
40428XL Chiba Modell Allround XL
40428XXL Chiba Modell Allround XXL

Fitness Handschuhe für Damen und Herren, elastische Oberhandmaterialien für perfekte Passform, nahtlose, geprägte Innenhand aus Aerotec, anatomisch geformte Polsterung der Innenhand, Quickpull-Ausziehhilfe, Frotteedaumen zum Schweiß abwischen, waschbar bei 30° C, Materialzusammensetzung: 74 % Polyester, 18 % Polyamid, 7 % Elasthan, 1 % Polyurethan



- 11011S Chiba Modell Argon III S**
11011M Chiba Modell Argon III M
11011L Chiba Modell Argon III L
11011XL Chiba Modell Argon III XL
11011XXL Chiba Modell Argon III XXL

Oberhand aus elastischen, luftdurchlässigen Materialien für perfekte Passform und gute Belüftung, Innenhand aus sehr robustem Leder mit einem Besatz aus Digital-Leder für sicheren Griff, ergonomisch geformte, für Rollstuhlfahrer konstruierte Gel-Polsterung, Ulnar-Nerve & Carple Tunnel Protection reduziert den Druck auf den Ulnar-Nerv und den Handwurzelkanal, verstärkter Daumenbereich, elastischer Handgelenksabschluss mit sicherem Klettriegel, doppelte Nähte für längere Haltbarkeit, Quick-Pull Ausziehhilfe, Puller Anziehhilfe, Frotteedaumen zum Schweiß abwischen, Handwäsche möglich



- 11223S Chiba Modell BioXCell S**
11223M Chiba Modell BioXCell M
11223L Chiba Modell BioXCell L
11223XL Chiba Modell BioXCell XL
11223XXL Chiba Modell BioXCell XXL

Oberhand aus elastischen, luftdurchlässigen Materialien für perfekte Passform und gute Belüftung, Innenhand aus robuster Mikrofaser mit rutsicherem Aramid-Besatz für beste Abrieb-sicherheit und perfekten Halt, BioXCell Polsterung - 2 stufiges anatomisches Gelkissen verhindert das Einschlafen der Hände, Ulnar- Nerve & Carple Tunnel Protection - Gelpolster reduzieren den Druck auf den Ulnar-Nerv und den Handwurzelkanal, verstärkter Daumenbereich, doppelte Nähte für längere Haltbarkeit, Silikondruck auf der Innenhand für sicheren Griff, Klettverschluss am Handgelenk, Quick-Pull Ausziehhilfe, Frotteedaumen zum Schweiß abwischen, Waschbar bis 30° C



- 5114S Therapietisch Sitzbreite 38 - 43 cm**
Aussenbreite gesamt: 58 cm
5114 Therapietisch Sitzbreite 43 - 48 cm
Aussenbreite gesamt: 63 cm
5114100 Therapietisch Sitzbreite 48-54 cm *Sonder*
Aussenbreite gesamt: 72 cm
ZU6001 Halterung komplett zu 5114/5114S/5114100 *EINE SEITE*

Armlehnenfixierung stufenlos verstellbar, passend für die meisten Standardrollstühle, sehr stabil aus PET-G - theoretisch unzerbrechlich, durchsichtig, Bauchausschnitt ca. 20 cm



240061
Rollstuhltisch halbseitig LINKS
240062
Rollstuhltisch halbseitig RECHTS

zur Montage seitlich auf der Armlehne, Version für links ODER für rechts lieferbar. Wichtig: die Stabilität des Tisches hängt von der Stabilität der Armlehne ab! Bitte beachten! Material transparentes, bruchsicheres PETG, festklemmbar an Polsterhöhen von 28 bis 58 cm mittels mitgeliefertem Adapter


SD34000
Einkaufsnetz für Rollstuhl Schwarz
5116B
Einkaufsnetz für Rollstuhl Blau
5116A
Einkaufsnetz für Rollstuhl Weinrot
5116N
Einkaufsnetz für Rollstuhl Natur

Maße: ca. 35 x 35 cm aus Baumwolle, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Ringösen, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C,


SD34020
Einkaufsnetz mit Innenfutter Schwarz
SD34021
Einkaufsnetz mit Innenfutter Blau
SD34022
Einkaufsnetz mit Innenfutter Weinrot
SD34024
Einkaufsnetz mit Innenfutter Natur

Maße: ca. 35 x 35 cm aus Baumwolle / Polyester, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Klettverschluss, blickdicht, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C


SD34050
Rollstuhltasche, für Rückenlehne Schwarz

Maße: (HxTxB) 40 x 10 40 cm stabile Zubehörtasche für Rollstühle, U-förmiger Reißverschluss zum wahlweisen Öffnen der Tasche von links oder rechts, nachreflektierender Sicherheitsstreifen


SD34065
Rollstuhltasche für vorne Dunkelblau

Maße: (BxLxT) 28 x 30 x 40 cm wird über die Sitzfläche und mit Verschluss hinten unter der Sitzfläche befestigt, hängt vor der Kreuzstrebe mit Reißverschluss vorne, Gewicht: 416 g,


BAG01
Rollstuhltasche für vorne Grau

Maße: H 47 x B 36 x T 15 cm zur Befestigung an den Rollstuhlgriffen mit Gurten Klettgurte im Inneren zur Befestigung von Sauerstoffflaschen bis 2,5 l, Reflektorstreifen, wasser- und schmutzabweisender Stoff (Polyester).



- 55030 Rollator-/Rollstuhlschirm Protektor Rot-Braun**
- 55031 Rollator-/Rollstuhlschirm Protektor Grau-Beige**
- 55032 Rollator-/Rollstuhlschirm Protektor Grün-Grau**
- 55033 Ersatz-Befestigungs-Set Rollatorschirm Protektor**
 bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne, lässt sich durch den einfachen Druckmechanismus am stabilen Rastgelenk einstellen, Automatik-Öffnung, Dachstoff aus Microfaser, windsicher durch Dachstoff-Öffnungen, leicht montierbar, für 18/20/22/25 mm Rundrohr und Ovalrohr sind Adapter im Lieferumfang
- 403520 Rollator-/Rollstuhlschirm Schwarz**
- 407010 Befestigungsmaterial zu Schirm Art. 403520**
 passt mit seinem Schellensortiment an fast alle Rollatoren und Rollstühle; windsicher, reflektierend und bis zu 100 % UV-Schutz für ovale Rohre bis 55 mm und Rundrohre 22 und 25 mm; inkl. Schirmhülle
- SD32202 Schirmhalter für Rollstühle und Rollatoren Chrom-Blau**
 geeignet für handelsübliche Schirme zur Befestigung; Höheneinstellung 30-45 cm winkelverstellbar, für Rundrohre von 8-25 mm
- AA8641 Regenponcho Blau**
 ein einfacher Poncho mit Kapuze - leicht und immer zum mitnehmen für den Fall, dass man unvermutet in einen Regenschauer gerät, 100 % wasserdicht, mit Reißverschluss vorne
- AA8642 Regencape ohne Ärmel Blau**
 mit Kapuze und Lehnenüberwurf, sehr leicht, 100 % wasserdichtes Material, unentbehrlich für den aktiven Rollstuhlfahrer
- AA8643 Regencape mit Ärmel Blau**
 mit Ärmeln und Kapuze sowie Lehnenüberwurf, leichtes Material, unentbehrlich für den aktiven Rollstuhlfahrer oder Spaziergänge bei schlechtem Wetter, 100 % wasserdichtes Material



279014
Poncho für Rollstuhl-Nutzer

bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen und Kapuze mit seitlichem Sichtfenster, Länge Gesamt 135 cm, Kopflänge 35 cm - Länge vorne 100 cm, Tasche vorne 20 cm breit, mit Gewichtsstreifen unten eingearbeitet der leichtes Hochfliegen bei Wind schwerer macht


357074ML
Regenponcho Blau M/L

Regenponcho für Damen und Herren; 100% wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv verschweißte Innennähte, höhenverstellbare Kapuze mit Schirm, Reflektoren am Rücken, Sichtfenster, seitliche Armdurchgriffe, Brusttasche, waschbar bis 30°, 100% Polyester


51022
Beinschutzdecke Blau/Navy S/M
51022L
Beinschutzdecke Blau/Navy L/XL

Achtung: Symbolfoto - Farbe ist BLAU! - geeignet für die Übergangszeit, hinten offen ausgeführt, Nylonstoff mit PU-Beschichtung, Fütterung innen: Baumwoll-Mischgewebe, Farbe: mittelgrau, Füllung aus Hohlfaser, Fixierung mittels Klettband rechts und links


116110
Regenbeinschutz Pro Grau

leichter Regen-Beinschutz, innen gefüttert herausnehmbares Innenfutter, wasserabweisend; 5%PVC, 95% Polyester


5121S
Rollstuhlschlupfsack Thermo Junior

bis 160 cm Körpergröße

5121M
Rollstuhlschlupfsack Thermo Medium

bis 170 cm Körpergröße

5121
Rollstuhlschlupfsack Thermo Senior

ab 178 cm Körpergröße

5121XXL
Rollstuhlschlupfsack Rolko XXL

für Personen mit größerem Körperumfang

Körperform, mit langem Reißverschluss, Aussenfarbe GRAU oder DUNKELBLAU, gefüttert mit Fleece, Reinigung: Handwäsche mit 30° C


5121WP
Rollstuhlschlupfsack Senior

ab 160 cm Körpergröße - gefüttert mit Wollpelz, Körperform, langer seitlicher Reißverschluss, Aussenfarbe dunkelgrau, Regenabweisend - nicht dauerhaft wasserdicht!



AA8645
Rollstuhlschlupfsack leicht gefüttert

Unigröße für Erwachsene Personen warm und komfortabel, Innenseite mit Fleece-Material, wasserdichte Aussenbeschichtung, langer Reißverschluss vorne in der Mitte für leichtes Aussteigen, ideale Ergänzung zum Regenschutz in der Übergangszeit


279021
Kangaroo Schlupfsack Grau *Sonder* S
279022
Kangaroo Schlupfsack Grau *Sonder* M
279023
Kangaroo Schlupfsack Grau *Sonder* L

anatomische Form, reissfestes und wasserdichtes Nylon mit angenehm warmem Thermofutter; rundum laufender Reißverschluss, rutschfeste Unterseite; Vorderseite mit Tasche mit Reißverschluss und großer Grifföse; Reflektoren; einstellbarer Rückengurt und elastische Schlaufen zur Befestigung am Rücken oder an den Schiebegriffen


AA2700B
Inko-Rollstuhlauflage Blau
AA2700BR
Inko-Rollstuhlauflage Braun
AA2700K
Inko-Rollstuhlauflage Rot-Braun
AA2700R
Inko-Rollstuhlauflage Rot

Maße: ca. 50 x 60 cm in der Maschine waschbar, die Oberfläche bleibt trocken, die Saugschicht kann bis zu 1 L Flüssigkeit aufnehmen, die Unterseite besteht aus einer undurchlässigen Kunststoffoberfläche zum Schutz des Sessels / Kissens, kann z.B. auch auf Rollstühlen verwendet werden


2066
Rollstuhl-Fell-Auflage

Maße: ca. 84 x 42 cm aus Echt-Lammfell, angenehmes Sitzklima durch die natürliche Durchlüftung des Felles


ST607
Rollstuhlauflage Sitz-Rücken-Armlehnen, Hohlfaser

Sitz- Rücken -und Armlehnen-Kissen innen: Silikon Hohlfaser, außen: Polyester Maße Sitz: 45 x 55 cm, Rücken: 45 x 60 cm zur Druckentlastung und Dekubitus-Prophylaxe


3158R
Infusionsständer für Rollstühle

auch für Gehgestelle geeignet, stabile Klammer zur Montage z.B. am Rahmen, für Rohrdurchmesser von 22 - 25 mm, Rohr zusätzlich höhenverstellbar durch Verschraubung, Kunststoffhalter für Flaschen, Gesamtlänge der Stange: 107 cm, - Hinweis: Symbolfoto! Keine zusätzliche Verstellmöglichkeit innerhalb der Stange vorhanden!



71305
Handgelenksbandagen

für die Handfixierung unruhiger Patienten, mit Schnallenverschluss


SD34500
Sicherheitsgurt für Rollstuhl

Maße: Länge 151 cm, Breite 5 cm mittels Schlaufen an beiden Enden z.B. an der Rollstuhlrückenlehne zu befestigen, Sicherheitsverschluss, verstellbarer Kunststoffgurt, schwarz,


71340
Sicherheitsgurt „Arpegia“ Blau S

Breite Bauchteil: 78 cm, Höhe Bauchteil: 18 cm Länge Gurt gesamt: 200 cm, Schultergurt Polsterteil: 35 cm

71345
Sicherheitsgurt „Arpegia“ Blau M

Breite Bauchteil: 98 cm, Höhe Bauchteil: 18 cm, Länge Gurt gesamt: 240 cm, Schultergurt Polsterteil: 35 cm, Gurt Schulterteil gesamt: 50 cm

71350
Sicherheitsgurt „Arpegia“ Blau L

Breite Bauchteil: 98 cm, Höhe Bauchteil: 18 cm, Länge Gurt gesamt: 280 cm, Schultergurt Polsterteil: 35 cm, Gurt Schulterteil gesamt: 100 cm

- für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, in dieser Ausführung mit Schultergurten damit der Patient gerade gehalten wird, mit Clipverschluss hinten


71380
Bauchgurt „Arpegia“ Blau S

Höhe 18 cm, Länge Bauchteil 80 cm, Länge Gurt gesamt: 200 cm

71385
Bauchgurt „Arpegia“ Blau M

Höhe: 18 cm, Länge Bauchteil: 100 cm Länge Gurt gesamt: 240 cm

71390
Bauchgurt „Arpegia“ Blau L

Höhe: 18 cm, Länge Bauchteil: 100 cm Länge Gurt gesamt: 280 cm

- für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, Standardgurt, mit Clipverschluss hinten



- 71320 Beckenfixierhose „Arpegia“ Blau S**
Länge Bauchteil: 64 cm, Breite Bauchteil v: 46 cm, Länge Gurt: vorne 180 cm / hinten 130 cm
- 71325 Beckenfixierhose „Arpegia“ Blau M**
Länge Bauchteil: 67 cm, Breite Bauchteil v: 48 cm, Länge Gurt: vorne 220 cm / hinten 130 cm
- 71330 Beckenfixierhose „Arpegia“ Blau L**
Länge Bauchteil: 67 cm, Breite Bauchteil v: 48 cm, Länge Gurt: vorne 270 cm / hinten 160 cm
- für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, in dieser Ausführung mit zusätzlichem Gurt durch den Schritt damit ein durchrutschen nach vorne verhindert wird, mit Clipverschluss hinten
- 7006 Verschluss zu Beckenfixierhose Serie 71320/25/30/85/90**
- 7024 Verschluss zu Sicherheitsgurt Serie 71345/50/60/65/70**
im Ersatz erhältlich!
- 7022 Ersatzklammer für Bänder Schwarz**
- 7011 Ersatzschnalle klein, für schmale Gurte, Schwarz**
- 7028 Ersatzschlaufe groß, für alle Gurte, Schwarz**
- 7012 Ersatzschnalle groß, 2-teilig, Weiß**
- 7008 Ersatzklammer mittel, Weiß**
- 7018 Ersatzring klein, Weiß**
- 71360 Beckengurt „Arpegia“ Blau S**
Breite Bauchteil vorne: 46 cm, Länge Bauchteil: 64 cm, Länge Gurt: vorne 180 cm / hinten 130 cm, Schulterteil gepolstert: 50 cm, Gesamtlänge: 100 cm
- 71365 Beckengurt „Arpegia“ Blau M**
Breite Bauchteil vorne: 48 cm, Länge Bauchteil: 67 cm, Länge Gurt: vorne 220 cm / hinten 130 cm, Schulterteil gepolstert: 50 cm, Gesamtlänge: 100 cm
- 71370 Beckengurt „Arpegia“ Blau L**
Breite Bauchteil vorne: 48 cm, Länge Bauchteil: 67 cm, Länge Gurt: vorne 270 cm / hinten 160 cm, Schulterteil gepolstert: 50 cm, Gesamtlänge: 150 cm
- für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, in dieser Ausführung mit zusätzlichem Gurt durch den Schritt damit ein durchrutschen nach vorne verhindert wird und Schultergurten damit der Patient gerade gehalten wird, mit Clipverschlus hinten Der Schnellverschluss ist eine sichere und leicht hand zu habende Befestigung der Gurte mit nur einer Kunststoffschnalle - Die Schnallen für die verschiedenen Modelle sind als Ersatzteil auf Anfrage lieferbar!



59033
Rollatorgriff anatomisch Schwarz

PVC-Griffe für Rollatoren, anatomisch, für 22 mm Rohr, paarweise!


59008
Schiebegriff Schwarz

für Rollstühle mit 22 mm Griffrohr


59001
Schiebegriff Soft Schwarz

aus Soft-Schaum, 400 mm lang für 22-mm-Rohr, z.B. Rollator


226015
Schiebegriff Schaum Schwarz

Länge: 13 cm, Durchmesser: 22 mm, mit Endkappe


51248
Greifreifenüberzug 24" Schwarz

aus Silikon


511432
Speichenschutz transparent (PAAR)

alle Speichenschützer aus hochschlagzähem Polycarbonat hergestellt, für 24" Räder, mit Kabelbinder


59031S
Armlehnenpolster Desk 24 cm Schwarz
59032S
Armlehnenpolster Lang 37 cm Schwarz

universelle Ausführung, für verschiedene Roll- oder Toilettenstühle passend



51035
Wadenband Schwarz

universeller Wadengurt, mit Klettverstellung


5126PU
Komplettrad 200 x 50 PU

nur für Rollmobile / Rollatoren

5126PUR
Komplettrad 200 x 50 PU

für Rollstühle, stärkere Ausführung


5123PU
Pannensichere Bereifung 24“ Grau

24 x 1 3/8, für Felgenbreite 17 - 21 mm, PU, Standard-Profil

5123
Decke / Mantel 24 x 1 3/8 Grau

Rollstuhl-Standardbereifung

5124
Schlauch 24 x 1 3/8 A/V

996910
Novacare Smartmove Sitzkissen mit Akkubetrieb

Maße Sitzkissen: 46 x 48 x 10 cm System zur Dekubitus-Prophylaxe und Behandlung, kann auf handelsüblichen Rollstühlen oder auf herkömmlichen Sitzgelegenheiten eingesetzt werden, es besteht aus einem geschäumten Unterteil mit 6 quer angeordneten TPU Luftzellen, welche über ein externes Steuergerät wechselweise be- und entlüftet werden können, die Zelleneinheit ist mit einem bi-elastischen und wasserdichten, aber wasserdampf-durchlässigen Rundum-Schutzbezug aus PU versehen, geeignet für den Einsatz bei Dekubitusgrad I-III (nach Seiler) oder Kategorie 1-3 nach EPUAP / NPUAP, das Wechseldruckkissen ist für ein maximales Patientengewicht von 130 kg vorgesehen, bei voller Akkuladung kann das Kissen (abhängig von Zyklus und Umgebungsvariablen) zw. 24 und 48 Stunden verwendet werden, Ladedauer ca. 4 h, mit Statikfunktion und Alarm für Unterdruck, Gewicht: Kissen ca. 1,8 kg / Steuergerät 0,75 kg



- V497-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 33 x 33 x 7 cm**
V647-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 37,5 x 37,5 x 7 cm
V727-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 37,5 x 42 x 7 cm
V817-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 42 x 42 x 7 cm
V907-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 42 x 46,5 x 7 cm
V6410-1EL Kineris Rollstuhlsitzkissen Mono 37,5 x 37,5 x 10 cm
mit atmungsaktivem Bezug und Pumpe - geeignet für Patienten bis zu einem Körpergewicht von 150 kg - aus Neopren, leicht zu reinigen, luftgefüllte Kammern bewirken eine optimale Druckverteilung, die Auflagefläche wird vergrößert, das Auftreten von Scherkräften wird verringert, hoher Sitzkomfort, leichtes Gewicht - Kineris mit 7 cm: Einsinktiefe des Benutzers ca. 5 cm, Ein-Kammer- Ausführung, speziell für behinderte Benutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit, Hemiplegiker und bei vorübergehender Bewegungseinschränkung, Gewicht ohne Bezug: ca. 0,8 kg; inkl. Pumpe - Kineris mit 10 cm: Einsinktiefe des Benutzers ca. 7 cm, Ein-Kammer- Ausführung, speziell für gelähmte Benutzer (Tetraplegiker), bettlägerige oder Personen die auf längere Sicht unbeweglich sind, Gewicht ohne Bezug: ca. 1,1 kg; inkl. Pumpe



- VMANO001 Kineris Pumpe mit Manometer**
EB44407 Bezug zu Kineris ..x..x..7cm (bei Bestellung Größe angeben!)
atmungsaktiv, dehnbar, hochgradig abriebfest, knitterfrei, Hypoallergen (Öko-Tex Klasse 1)



- RG00416 Relax GelCell Kissen 40 x 40 x 5 cm**
RG00417 Relax GelCell Kissen 43 x 43 x 5 cm
RG0041816 Relax GelCell Kissen 45 x 40 x 5 cm
RG00418 Relax GelCell Kissen 45 x 45 x 5 cm
eine einzigartige Kombination aus Luft und Gel, Sitzkissentechnologie zur effektiven Dekubitus-Prophylaxe und für hohen Sitzkomfort, 36 miteinander verbundene Luftkammern - jede mit einem zusätzlichen Gelpolster oben, das Gewicht wird auf den Luftpolstern gut verteilt, zwischen den Kammern kann die Luft zirkulieren, sehr leicht, atmungsaktiver, dehnbarer Bezug, leicht zu reinigen, inkl. Pumpe, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



- CC004415 Ersatzbezug GelCell 38 x 36 x 5 cm**
CC004416 Ersatzbezug GelCell 40 x 40 x 5 cm
CC004417 Ersatzbezug GelCell 43 x 43 x 5 cm
CC004418 Ersatzbezug GelCell 45 x 40 x 5 cm



K19446	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 38 x 38 x 8 cm
B34966	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 38 x 38 cm
B36398	Ersatzbezug Viscolux Inko 38 x 38 cm
K19445	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 40 x 40 x 8 cm
B34968	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 40 x 40 cm
B36400	Ersatzbezug Viscolux Inko 40 x 40 cm
K19447	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 42 x 42 x 8 cm
B34970	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 42 x 42 cm
B36402	Ersatzbezug Viscolux Inko 42 x 42 cm
K17556	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 44 x 43 x 8 cm
B41835	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 44 x 43 cm
B41507	Ersatzbezug Viscolux Inko 44 x 43 cm
K20216	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 45 x 42 x 8 cm
B34071	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 45 x 42 cm
B36404	Ersatzbezug Viscolux Inko 45 x 42 cm
K17557	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 48 x 43 x 8 cm
B34974	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 48 x 43 cm
B36406	Ersatzbezug Viscolux Inko 48 x 43 cm
K25070	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 48 x 45 x 8 cm
B34975	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 48 x 45 cm
B36407	Ersatzbezug Viscolux Inko 48 x 45 cm
K24580	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 51 x 43 x 8 cm
B34976	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 51 x 43 cm
B36408	Ersatzbezug Viscolux Inko 51 x 43 cm
K24578	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 51 x 45 x 8 cm
B34977	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 51 x 45 cm
B36409	Ersatzbezug Viscolux Inko 51 x 45 cm
K24576	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 55 x 43 x 8 cm
B34979	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 55 x 43 cm
B36411	Ersatzbezug Viscolux Inko 55 x 43 cm
K24574	Viscolux Sitzkissen mit Mesh Bezug Gr. 55 x 45 x 8 cm
B34980	Ersatzbezug Viscolux Air-Mesh 55 x 45 cm
B36412	Ersatzbezug Viscolux Inko 55 x 45 cm

Hinweis: alte Bezeichnung: 3D Previco - gleiches Kissen nur neuer Name! - Das Viscolux Anti-Dekubitus-Sitzkissen verfügt über eine dreidimensional anatomisch geformte Sitzfläche, welche zu einer stabilen Sitzposition verhilft, der spezielle viscoelastische Schaumstoff erzielt niedrigste Druckwerte, der atmungsaktive Bezug auf 3 mm Abstandsgewebe mit Tragegriff und Anti-Rutschbeschichtung auf der Unterseite ermöglicht idealen Sitzkomfort und ein angenehmes Mikroklima. Als Prophylaxe oder als Therapie bis Stadium II nach EPUAP geeignet, für Personen von 40 - 110 kg




K35434 Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 40 x 40 x 8 cm

K35436 Rollstuhlkissen Cube Flexi 42 x 42 x 8 cm

K35360 Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 45 x 42 x 8 cm

K35439 Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 48 x 43 x 8 cm

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung - für eine individuelle Anpassung an die Erfordernisse des Anwenders durch reversibel und einzeln austauschbare bzw. herausnehmbare, würfelartige Elemente in zwei Höhen aus drei verschiedenen Schaumstoffqualitäten, dadurch die Möglichkeit der Freilagerung bzw. bestmöglichen Druckverteilung in gefährdeten Körperarealen, strukturierte Sitzfläche mit Sattelkorrektur verhindert, dass der Anwender nach vorne wegrutscht, Kombibezug aus PU mit Air-Mesh-Sitzfläche, Trageschleife und Reißverschluss, geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen, Modelle unten von min. 20 bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar



K31086 Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 40 x 40 x 8cm

K31090 Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 42 x 42 x 8 cm

K31094 Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 45 x 42 x 8 cm

K31095 Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 48 x 43 x 8 cm

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung - das Rollstuhl- und Sitzkissen mit würfelartiger, strukturierter Sitzfläche hat eine Freilagerungskontur mit Geltouch-Auflage im Bereich der Beinhöcker, unterschiedlich hohe Schaumstoffstrukturen ermöglichen eine komfortable Sitzposition und konturgenaue Anpassung sowie eine optimale Druckverteilung, Kombibezug aus PU mit Air-Mesh-Sitzfläche, mit Trageschleife und Reißverschluss, Inkontinenzbezug, geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen, Modelle unten von min. 20 bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar



5118 Rollstuhlsitzkissen 40 x 43 x 5 cm

5119 Rollstuhlsitzkissen 43 x 43 x 5 cm

5120 Rollstuhlsitzkissen 45 x 43 x 5 cm

51197 Sitzkissen Schaumstoff 40 x 43 x 8 cm


51198 Sitzkissen Schaumstoff 43 x 43 x 8 cm

51199 Sitzkissen Schaumstoff 45 x 43 x 8 cm

51222 Sitzkissen Schaumstoff 48 x 43 x 5 cm

51244 Sitzkissen Schaumstoff 52 x 43 x 5 cm

aus Schaumstoff, mit abnehmbarem schwarzem Stoffbezug, Reißverschluss, einfache Qualität, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



160900
Kissen-Spann-Schutzbezug L

für Sitzkissen von 38 - 48 cm Sitzbreite und 44 cm Sitztiefe, gegen flüssige Verschmutzungen, schwarz, bi-elastisch, wasserdicht und atmungsaktiv, waschbar und desinfizierbar


20661
Sitzkissen Echtfellbezug 42 x 42 x 5 cm

mit Latexkern - geeignet für die Dekubitus-Prophylaxe, gute Druckentlastung, durch den Bezug aus Echt-Lammfell gutes Sitzklima, Bezug ist abnehmbar, geeignet für Benutzergewicht von max. 90 kg - Die Reinigung des Bezuges darf nur mit einem dafür geeigneten Fellwaschmittel erfolgen!


GS4042
Gelseat AD Sitzkissen 40 x 42 cm
GS4242
Gelseat AD Sitzkissen 42 x 42 cm
GS4244
Gelseat AD Sitzkissen 42 x 44 cm
GS4542
Gelseat AD Sitzkissen 45 x 42 cm
GS4544
Gelseat AD Sitzkissen 45 x 44 cm
GS4844
Gelseat AD Sitzkissen 48 x 44 cm
GS5144
Gelseat AD Sitzkissen 51 x 44 cm


Bezug: Mesh³ Bezug - Gewebe zur Klimaregulierung, wasserdichter und dennoch atmungsaktiver Bezug, Ultraschall verschweißte Nähte an der Oberseite, Anti-Slip-Unterseite, schwer entflammbar, abnehmbar, waschbar bis 60° C - Material: Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern: Oberplatte aus Geltouch-Foam, anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition, einzigartige Geltouch-Technologie mit Cooling Effect, für Personen von 20 bis 120 kg geeignet


1717106
Iskio b-m Sitzkissen 40 x 40 x 8,5 cm
1717116
Iskio b-m Sitzkissen 43 x 43 cm x 8,5 cm

Hinweis der Ergotherapeutin Sonia Baudry: Ich empfehle das Iskio b-m Sitzkissen für Personen, die zu einem nach vorne oder seitlichen Wegrutschen tendieren. Eine korrekte Sitzposition ermöglicht eine bessere funktionelle Stabilität, sodass der Patient die Aufgaben des täglichen Lebens leichter bewerkstelligen kann - Maße: 43 x 43 x 8,5 cm, Material: Sitzfläche aus Viskoschaum RG80, Schaumkern aus Kaltschaum RG37, Inko-Bezug: 3D-Maschennetz aus Polyester und Polyurethanfilm, Antirutschunterseite, rückseitige Steißaussparung inkl. Gesäßabsenkung, Entlastung bis Grad 3 nach EPUAP, bis 150 kg belastbar


1717295
Sitzkissen Kalliform 42 x 42 x 8cm

geformtes Sitzkissen aus visko-elastischem Schaum (80 kg/m³) zur Reduzierung der max. Druckstellen, anatomisch geformte Oberschenkelauflage Belastung von 20-100 kg,



5204ST
Gel-Sitzkissen „Profit“


Maße: 40 x 40 x 2,5 cm, Gewicht: ca. 2,5 kg

52041
Gel-Sitzkissen „Groß“

Maße: 45 x 42 x 2,5 cm, Gewicht: ca. 3 kg

942020
Bezug zu 5204 ST, Maße: ca. 40 x 40 x 3cm
52041B
Bezug zu 52041, Maße: ca. 45 x 42 x 2,5 cm

Sitzkissen aus mittelfestem Gel zur Dekubitus-Prophylaxe, Bezug an der Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung, Obermaterial Stoff schwarz, mittels Reißverschluss abnehmbar, Trageschlaufen, für Personen bis max. 90 kg


SD34250
Gel-Sitzkissen Sundo, 40/40/2,5 cm hoch
SD34255
Gel-Sitzkissen Sundo, 45/42/3,5 cm hoch

zur Dekubitusprophylaxe bei geringem bis mittlerem Risiko, PU-Gel, atmungsaktiver, flüssigkeitsundurchlässiger PU-Bezug Unterseite rutschhemmend Bezug waschbar bis 90°


5204T
Gel-Sitzkissen mit Toilettenöffnung

Maße: 40 x 40 x 2,5 cm, bestehend aus 2 cm Gel, mit undurchlässigem Bezug, rutschhemmend an der Unterseite, Ober- und Unterteil mit Kletten verbunden, Größe der Öffnung: 27 x 19 cm, mit Schlaufengriff vorne, zur Weichlagerung am Toilettenstuhl, leicht zu reinigen, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar


ST713
Gel-Sitzkissen Fluid Gel mit Öffnung

Maße: 42 x 42 x 4 cm zur Druck-Entlastung und Prophylaxe bei Dekubitus gute Sitzstabilität; leicht zu reinigen, waschbar bis 40° bis 110 kg belastbar


VAB40E
Geltop Gel-Sitzkissen 40 x 40 x 5,5 cm
VAB4345
Geltop Gel-Sitzkissen Groß 43 x 45 x 5,5 cm

Patientengewicht von 40 bis max. 95 kg - mit seiner Kombination aus viskoelastischem Gel und Schaumstoffboden für mehr Stabilität des Kissens passt sich dieses beim Sitzen hervorragend an die Gesäßform an, gute Reduktion der Druckkräfte - ideal für die Dekubitus-Prophylaxe, Obermaterial aus atmungsaktivem und wasserundurchlässigem Bezugstoff, Farbe: blau, Unterseite mit Anti-Rutschbeschichtung, Gewicht: 1,9 kg - Wichtig: wegen dem Flüssiggelpolster nur 6 Monate Garantie! Konstruktionsbedingt erhöhter Verschleiß!



RT00116 Relax Trio Kissen 40 x 40 x 4 cm

RT00117 Relax Trio Kissen 43 x 43 x 4 cm

RT00118 Relax Trio Kissen 45 x 40 x 4 cm

für Patienten mit mittlerem Dekubitusrisiko, wegen seinem wasserdichten Bezug auch für Inkontinenzpatienten bestens geeignet, Unterteil und Rahmen aus Schaumstoff, für besseren Sitzkomfort und Verteilung; eine Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff und vier Kammern gefüllt mit Silikongel, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar



TC0011717 Ersatzbezug Trio 43 x 43 x 4 cm

TC0011816 Ersatzbezug Trio 45 x 40 x 4 cm

wasserdicht, leicht zu waschen; Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Transferbeschichtung auf Innenseite Unterseite: Nylon, mit schwer entflammbarem PU beschichtet, das mit einem Biozid behandelt wurde



17260 Sitzkissen Primaform 40 x 40 x 7 cm

17270 Sitzkissen Primaform 43 x 40 x 7 cm

17275 Sitzkissen Primaform 43 x 45 x 7 cm


17280 Sitzkissen Primaform 45 x 50 x 7 cm

aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis, mit antirutschender Pharmatex-Komplethülle, mit Reißverschluss, Unterseite mit Anti-Rutschbeschichtung, Bezug waschbar bis 60° C, Farbe: hellgrau, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



51194 Corpo-san Celsius Sitzkissen 43 x 43 cm

viskoelastischer Schaumstoff der sich der Körperform perfekt anpasst, für die bessere Dekubitus-Prophylaxe - bessere Druckverteilung, Maße: 43 x 43 x 7 cm - davon 4 cm elastischer Schaumstoff und 3 cm normaler Schaumstoff für mehr Stabilität des Kissens, mit dunklem Stoffbezug, abnehmbar mittels Reißverschluss, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar




51281 Latex-Sitzkissen 43 x 43 x 5 cm

51288 Latex-Sitzkissen 43 x 45 x 5 cm

512818 Latex-Sitzkissen 43 x 45 x 8 cm

aus Stiftilatex, mit abnehmbarem schwarzem Stoffbezug, mit Reißverschluss, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



RIB1040 Baseball Viking Cap Navy/Blau Midi/Maxi

Maße: von 50 - 55 cm Kopfumfang geeignet weicher Schutzhelm mit Extraschutz - speziell für Kinder, abnehmbare Rückseite des Kopfschutzes, weicher Klettverschluss für maximalen Tragekomfort, neuer Kinnriemen: abnehmbar, verstellbar, Y-Form für noch mehr Sicherheit, BSI getestet



RIB1051
Baseball Cap Navy/Blau S/M

Maße: von 53 - 58 cm Kopfumfang geeignet

RIB1052
Baseball Cap Navy/Blau L/XL

Maße: von 59 - 65 cm Kopfumfang geeignet

Rippkappe - weicher Schutzhelm - Ganzjahresgeeignet, modischer weicher Schutzhelm, dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen. Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Und weil wir gerade so bescheiden sind: Sie sind eine tolle Ergänzung für jeden Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung. Mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig


RIB1001
Lenny Grau Kids Mini

Maße: von 47 - 49 cm Kopfumfang geeignet

RIB1002
Lenny Grau Kids Midi

Maße: von 50 - 52 cm Kopfumfang geeignet

RIB1003
Lenny Grau Kids Maxi

Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet

- Ribcap - weicher Schutzhelm Wir sind stolz darauf die nächste Generation von Führungskräften zu schützen! Ribcap Lenny Kids wurde speziell für jüngere Bürger entwickelt und bieten einen robusten Kopfschutz ohne Stigma. Egal, ob Ihr Kind einen Ersatz für seinen Autismus-, Epilepsie- oder Anfallhelm sucht, oder ob Sie es nur während der Spielzeit schützen wollen. Auf unseren atmungsaktiven Schuttschaum können Sie rund um die Uhr zählen. Bequem zu tragen, 360-Grad-Schutz, ohne sperrig oder stigmatisierend zu sein. Und, da wir bescheiden sind: Er ist eine großartige Ergänzung zu jedem Look!


RIB1061
Bieber Mütze Braun Kids Mini

Maße: von 47 - 49 cm Kopfumfang geeignet

RIB1062
Bieber Mütze Braun Kids Midi

Maße: von 50 - 52 cm Kopfumfang geeignet

RIB1063
Bieber Mütze Braun Kids Maxi

Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet

weicher Schutzhelm / Kinder Anfallhelm modischer weicher Schutzhelm dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen, Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung, mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig



RIB1010 Lenny Anthrazit S
RIB1020 Lenny Rose S

Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet

RIB1011 Lenny Anthrazit M
RIB1021 Lenny Rose M

Maße: von 56 - 58 cm Kopfumfang geeignet

RIB1012 Lenny Anthrazit L
RIB1022 Lenny Rose L

Maße: von 59 - 61 cm Kopfumfang geeignet

- modischer weicher Schutzhelm dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen, Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung, mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig


RIB1031 Iggy Strippy S

Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang

RIB1032 Iggy Strippy M

Maße: von 56 - 58 cm Kopfumfang

RIB1033 Iggy Strippy L

Maße: von 59 - 61 cm Kopfumfang

- Ribcap - soft Schutzhelm - Krampfhelm, modischer weicher Schutzhelm, dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen. Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Und weil wir gerade so bescheiden sind: Sie sind eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung. Mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig



AA8835
Homecraft Umsetzplatte

71 cm lang und außen 37 cm / innen 26 cm breit, aus grünem Kunststoff, Gewicht: ca. 2 kg, mit rutschhemmenden Puffern an der Unterseite, leicht zu reinigen, bis zu max. 150 kg Benutzergewicht belastbar


SD46860
Rutschbrett

Maße: 71 x 21 x 3 cm aus festem Kunststoff mit Längsrillen, weiß, zum Umsetzen von Patienten, z.B. vom Bett in den Rollstuhl oder im Bad, Gewicht: ca. 1 kg, bis zu max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


SD46850
Rutschbrett aus Holz

Maße: 76 x 21 cm mit Griffausnehmungen, aus laminiertem Holz, lackiert, Gewicht: 1,4 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


119000
Rutschbrett mit Ausnehmung

Maße: 70 x 29 cm aus verleimtem Schichtholz, mit Ausnehmung zum Einhängen z.B. am Rollstuhlseitenteil, für leichteres Umsetzen zusätzlich mit Griffausnehmung, bis zu max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


B130
Rutschbrett Buffalo 130 Gelb

Synthetikfaserbrett mit hoch gleitfähiger Oberfläche für Transfers und Versetzungen, leicht zu transportieren, superdünn, lediglich 4 mm, mit Tragegriff, besondere Verbundfaser, sicher mit hoher Widerstandskraft, Länge 77cm, Breite 27 cm, Farbe gelb, Gewicht 1,23 kg, bis 130 kg Benutzergewicht belastbar


IM403
Etac Immedia 3B-Board

das 3B-Board ist mit nur 1,6 kg ein Leichtgewicht unter den Transferbrettern, die bekannte und bewährte Form des ovalen Brettes erleichtert das Übersetzen, mit Griff für leichten Transport, große Flächen aus Anti-Rutsch-Material gegen Verrutschen auf der Auflagefläche, geringer Reibungswiderstand beim Übersetzen, Maße: 77 x 23 cm, aus Polyethylen, bis max. 150 kg belastbar



IM401

Etac Immedia Butterfly nur Brett

IM4002

Etac Immedia Butterfly nur Flügel

IM4012

Etac Immedia Butterfly mit Gleitflügel XL

es ist nicht nur ein Leichtgewicht sondern auch ein einzigartiges Rutschsystem mit hoher Belastbarkeit, die beidseitigen Aussparungen garantieren das sichere Anlegen (z.B.) an einen Rollstuhl, die Gleitflügel reduzieren die Reibung der Haut, Scherkräfte werden auf ein Minimum reduziert, Maße Board: 66 x 32 cm, Maße Gleitflügel XL: 52 x 32 cm, aus Glasfaser, bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar



SD46870

Beasy Trans Rutschbrett / Umsetzhilfe

Maße: 102 x 30 cm, 2,9 kg schwer - zum Umsetzen vom Auto in den Rollstuhl die Beasy Umsetzhilfen-Serie zeichnet sich durch die verschiebbare 30 cm Drehscheibe aus, somit wird das Umsetzen des Benutzers erheblich vereinfacht. bis zu einem max. Benutzergewicht von 180 kg belastbar



SD46872

Beasy Glider Rutschbrett / Umsetzhilfe

Maße: 81 x 25 cm, 2,2 kg schwer - zum Umsetzen vom Rollstuhl in Sessel etc. die Beasy Umsetzhilfen-Serie zeichnet sich durch die verschiebbare 30 cm Drehscheibe aus, somit wird das Umsetzen des Benutzers erheblich vereinfacht, bis zu einem max. Benutzergewicht von 180 kg belastbar



SD46874

Beasy II Rutschbrett / Umsetzhilfe

Maße: 70 x 30 cm, 2 kg schwer - z.B. im Bad vom Rollstuhl auf die Badewanne die Beasy Umsetzhilfen-Serie zeichnet sich durch die verschiebbare 30 cm Drehscheibe aus, somit wird das Umsetzen des Benutzers erheblich vereinfacht, bis zu einem max. Benutzergewicht von 180 kg belastbar



118900

Glider Rutschbrett Blau

64 cm lang, 35 cm breit, gefaltet 12 cm breit - dadurch leicht zu transportieren, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, nur 780 g leicht, mit Griffausnehmungen, z.B. zum Umlagern vom Auto in den Rollstuhl, etc.



118902

Glider Rutschbrett Set

Set besteht aus 2 Rutschbrettern Art. 118900, jeweils 64 cm lang / 35 cm breit, mit Gurten als Umlagerungshilfe für bettlägerige Personen anzuwenden, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar

11890203

Gurt zu Glider Rutschbrett (Ersatzteil)


TMG6400
Übersetzhilfe Medi Care 60 x 33 cm
TMG6410
Übersetzhilfe Medi Care 75 x 33 cm

entwickelt um Personen vom Bett auf einen Rollstuhl, Stuhl, Sessel oder umgekehrt zu transferieren, es reduziert deutlich den Aufwand, den die Pflegekraft leisten muss und erhöht die Patientensicherheit, da man immer eine feste Basis hat, hergestellt aus robustem und leichtem Material, mit einer extra gleitenden Oberfläche auf der Vorderseite und einer rutschfesten auf der Unterseite, die Version mit zwei Längsrillen ermöglicht es, die Form des Brettes zu verändern, um diese ergonomischer und sicherer zu machen. Belastbar bis max. 135 kg Benutzergewicht bei einem maximalen Abstand von 20 cm zwischen den beiden Objekten.


IM4109
Immedia In2Sheet mit Handgriffen 90 x 85 cm

Inkontinenz-Unterlage mit Satin, inklusive Handgriffen zum Positionieren von Patienten mit eingeschränkter Mobilität


SD46898
Multifunktions-Drehhilfekissen Blau „SONDER“


erleichtert das Umdrehen in liegender Position mit seitlichen Griffschlaufen; Bezug Kunstleder, abnehmbar, mit Reißverschluss, abwischbar Maße ca. 77 x 33,5 cm


ST390
Patienten Drehkissen, aufblasbar „SONDER“

erleichtert das Umdrehen in liegender Position mit seitlichen Griffen; 100% Polyester, abnehmbarer Bezug; inkl. Pumpe Maße: L49 x T 40 x H 15 cm


SD46830
Drehkissen

Maße: Durchmesser ca. 42 cm, ca. 3 cm hoch aus Polyester, schwarz, Umsetzhilfe für unebene Flächen, z.B. Autositze (nicht während der Fahrt verwenden!), Stoff gepolstert, Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen, 360° drehbar in beide Richtungen, bis max. 135 kg Benutzergewicht belastbar, waschbar bis 30° C


DRT400
Drehteller Easy Transfer

Transferhilfe für Personen mit Bewegungs-/Funktionseinschränkungen des Beckengürtels; rutschhemmende Oberseite; Farbe grau/weiß Maße: Ø 41,3 cm; Höhe 3,7 cm; Gewicht 1,8 kg max. Belastbarkeit 130 kg



SD46800

Drehscheibe Basic


Maße: Durchmesser ca. 40 cm einfache Ausführung einer Umsetz- und Aufstehhilfe, aus Kunststoff, nur ca. 1 kg, 360° drehbar in beide Richtungen, bis max. 125 kg Benutzergewicht belastbar



SD46810

Drehscheibe mit Griff


Maße: Durchmesser ca. 38 cm, 2 cm hoch 38 cm lang mit Haltegriff, kugelgelagert, aus Kunststoff, weiß/beige, mit Anti-rutschbelag auf der Ober- und Unterseite, schwarzer Gummi mit Rillen, robuste Ausführung, Gewicht: ca. 1,2 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



TMT6550

Medicare Drehscheibe fest

Durchmesser 42 cm, ca. 15 mm hoch stabile Drehplatte, ermöglicht einfache, sichere und kontrollierte Drehung des Patienten beim Umsetzen - z.B. von Bett auf Stuhl, Stuhl auf Stuhl oder umgekehrt, sowohl Unterteil wie auch Oberteil sind mit nicht rutschender Oberfläche für mehr Standsicherheit versehen



SD46820

Drehscheibe gepolstert

Maße: Durchmesser ca. 39 cm, ca. 5 cm hoch Umsetz- und Aufstehhilfe für ebene Flächen, Kunststoff-Drehteller, Schaumstoff-Polsterung, Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen, 360° drehbar in beide Richtungen, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



278058

Steh-Drehscheibe „Magic Turn“

Maße: Durchmesser ca. 37 cm, ca. 3 cm hoch dieses Modell besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen, die Innenseiten sind gleitbeschichtet damit wenig Widerstand beim Drehen vorhanden ist, das Oberteil ist weich, die Unterseite verfügt über eine Antirutschbeschichtung, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



820109

Drehscheibe Sit-n-turn

Maße: Durchmesser ca. 39 cm, Höhe ca. 4 cm, Gewicht: 1,7 kg, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



AA8620

Fußheber

Maße: ca. 80 cm lang, Gewicht: ca. 80 g blauer Gewebegurt, hilft dem Anwender, z.B. den Fuß auf das Bett oder Rollstuhl-fußteil zu heben, der Gurt und die Fußschlaufe sind für bessere Kontrolle versteift



SD46780

Aufsteh - u. Umsetzhilfe TURNAX

zum leichteren Aufsitzen, Drehen und Hinsetzen von Stühlen oder Rollstuhl, Toilette, Bett, usw. Turnax verringert das Sturzrisiko und verhilft der pflegenden Person dazu in einer ergonomisch besseren Haltung zu arbeiten, die Haltegriffe bzw. Gesamthöhe ist von 75 - 130 cm in der Höhe verstellbar, die Kniepolster sind von 10 - 54 cm in der Höhe verstellbar, Stellfläche ca. 44 x 45 cm, ca. 15 kg schwer, leicht fahrbar mit den Lenkrollen, aus Stahlrohr, pulverbeschichtet



72050

Stopgliss

Maße: 37 x 43 cm verhindert, dass der Benutzer beim Sitzen nach vorne rutscht, das einzigartige Anti-Rutsch-System gleitet beim Sitzen nach hinten - stoppt aber nach vorne, einfach und effektiv, für 30° C Handwäsche geeignet



TMS6360

Medicare Sitzpositionierung

Maße: 50 x 45 cm Gleithilfe zur Positionierung von Personen zum sicheren Sitzen in Rollstühlen, auf Sesseln oder Lehnstühlen, die Person kann beim Hinsetzen mit dem Gesäß nach hinten geschoben werden, das Gleitsystem verhindert danach aber ein nach vorne rutschen der Person, leicht und einfach in der Anwendung für die betreuende Person



TMS6310

Medicare Slide gepolstert

Maße: 50 x 60 cm Der Gleitschlauch ist sowohl zum Positionieren einer Person im Bett geeignet, wie auch um der Person eine selbständige Haltungsänderung mit weniger Kraftanstrengung zu ermöglichen, das weich gepolsterte Material bietet Komfort und kann auch länger unter dem Patienten liegen bleiben, die Innenflächen sind gleitend



TTE6102

Medicare Gleithilfe Maße: 72 x 71 cm

TTE6104

Medicare Gleithilfe Maße: 122 x 71 cm

aus sehr leichtem, waschbarem Material, die Oberfläche besitzt wenig Reibung um eine Umlagerung von Personen zu ermöglichen, mit der Gleitmatte wird das Umlagern von Personen, z.B. im Bett oder von Bett in Rollstuhl, erleichtert



TTE6142

Medicare Transslide Bariatric *SONDER*

Transfer-Tuch mit 8 Haltegriffen zur Unterstützung bei Umpositionierungen von Patienten im Bett Tuch aus Polyamid, Haltegriffe aus Polypropylen Maße: 200 x 90 cm, max. Benutzergewicht 180 kg Farbe blau; waschbar bis 70°; lufttrocknen



TMR6205
Medicare Medi-Roller Pro *SONDER*

Transferhilfe zum Umlagern von Patienten im Bett, Haltegriffe oben und unten integriert Maße 180 x 49 cm; Farbe orange/ grau


EM186
Moretti Tragetuch mit Schlaufen

Material Nylon mit 10 Trageschlaufen Maße: L 200 x B 75 cm; max. Belastung 100 kg


IM00108
Etac MultiGlide

Maße: 108 x 80 cm Popolette für die Reduzierung des Reibungswiderstandes, gefaltete zweischichtige Gleitauflage aus Nylon, zur Umlagerung im Bett oder beim Transfer, nicht für den ständigen Verbleib im Bett gedacht, durch die geringe Größe auch für unterwegs oder auf Reisen geeignet, wasserfest, Endlosschlauch, graues Bändchen


TTE6122
Transslide Übersetzhilfe mit Griffen

praktisches Übersetz- und Mobilisations-Tuch zur Unterstützung für Pflegepersonal beim Umpositionieren von bettlägerigen Patienten bei horizontalen Transfers hergestellt aus rutschigem Polyamidgewebe zur Verringerung von Reibung Maße: 200 x 140 cm


TMT6506
Medicare Mobilisationsband

Maße: 60 x 20 cm bietet dem Therapeuten oder der Pflegekraft eine zusätzliche Verlängerung für die Arme, dieser ermöglicht die Kontrolle des Oberkörpers des Patienten bei Mobilisierungs- oder Transferaufgaben, bietet dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit und vermeidet Verletzungen durch Überbelastung des Pflegepersonals. Das halbstarre Band ist innen mit einer Platte versehen, um die Platzierung zwischen dem Patienten und dem Bett oder Stuhl zu erleichtern und ein Verbiegen zu verhindern, seine solide Konstruktion mit widerstandsfähigen Materialien und Doppelgriff an den Enden mit verstärkten Nähten garantieren eine sichere, effektive und dauerhafte Nutzung



TMT6511 Medicare Mobilisationsgürtel S

Maße: 60 - 110 cm

TMT6512 Medicare Mobilisationsgürtel M

Maße: 78 - 152 cm

TMT6513 Medicare Mobilisationsgürtel L

Maße: 84 - 162 cm

der zusätzliche Halt welcher durch die Schlaufengriffe am Mobilisations-Gürtel gegeben wird erlaubt es dem Therapeuten oder der Pflegekraft die zu bewegend Person sicher und kontrolliert umzulagern / -setzen, der Gürtel erleichtert die Mobilisation und den Aufwand für den Transfer von Personen und erhöht die Sicherheit dabei, leicht und einfach anzulegen mit verstellbarem Clipverschluss


96100104 novacare Assistance Belt S

Maße: ca. 1000 x 200 mm

96100105 novacare Assistance Belt M

Maße: ca. 1180 x 230 mm

96100107 novacare Assistance Belt L

Maße: ca. 1250 x 230 mm

96100108 novacare Assistance Belt XL

Maße: ca. 1440 x 230 mm

komfortabler und sicherer Transport durch ergonomisches Design, gepolstertes Innenfutter, gepolsterte Griffe für einfache Handhabung, Innenseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung, nur für kurze Transportstrecken geeignet, waschbar bis 70° C, max. Patientengewicht 150 kg Material: 99 % Nylon, PU Beschichtung


SD34100 Rollstuhlrampe teleskopierbar, 3-teilig

min. 105 cm bis max. 210 cm Gewicht je Rampe: 3,6 kg praktische Teleskoprampen für Rollstühle, aus Aluminium, sehr leicht, unten und oben mit „Lippen“ für leichteren Übergang, mit schwarzem Rutschschutz auf der Lauffläche, Innenbreite der Schiene: 11,5 cm, Aussenbreite: 16,7 cm, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar


DS2176 Schwellenrampe ALU

Maße: 76 cm breit x 21 cm tief Höhe einstellbar von min. 3 bis max. 7 cm,


14543 Gummirampe Größe 1

Breite: 105 cm, Tiefe: 20 cm, Höhe: 22 mm; Gewicht: ca. 2,6 kg

14541 Gummirampe Größe 2

Breite: 105 cm, Tiefe: 30 cm, Höhe: 32 mm; Gewicht: ca. 7,4 kg

damit können Gebäude einfach behinderten- gerecht ausgerüstet werden, keine teuren Umbaumaßnahmen, für jede Türschwelle



- 3200210 Aufsteh- u. Aufrichthilfe James**
- 3217020 Rückengurt mit Klettverschluss M/L**
- 3217030 Rückengurt mit Klettverschluss XL**
- 3217040 Rückengurt mit Klettverschluss XXL**
- 3219002 Wadengurt zu James**

elektrischer Hebearm, 24 V-Motor mit Trockenbatterie, Kabelfernbedienung, Not-Stopp-Einrichtung, Überlastabschaltung, mechanische Notabsenkung, besonders niedriger Aufbau = gute Unterfahrmöglichkeiten, Fahrgestell mit Pedalen von min. 65 - max. 97,5 cm spreizbar, Hubhöhe von min. 82 cm - max. 151 cm Griffhöhe, Schwenkräder einzeln bremsbar, kurze Aufbauzeit - nur ca. 5 - 6 min. ohne Werkzeug, Gewicht: 54,1 kg, Rahmenfarbe grau, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar; - Hinweis: Lieferung erfolgt direkt ab Werk! Kurze Lieferzeit!



SD40390

Bettsschutzeinlage Folie

Maße: 90 x 150 cm

weicher Kunststoff, kochfest, weiß, im Polybeutel, mit Pflegeanleitung, keinen Weichspüler verwenden!




3070

Matratzenschutzbezug einfach einzeln

Maße: 90 x 200 cm

Spannbezug aus CPE-Folie, blau, einfache dünne Ausführung mit Gummizug, verwendbar für alle Standard-Matratzen, Einwegartikel



3072

Matratzenschutzbezug

Maße: 90 x 200 cm

CL3125

Matratzenschutzbezug (3125)

Maße: 90 x 190 cm

CL3127

Matratzenschutzbezug

Maße: 100 x 200 cm

SD40500

Matratzenschutzbezug (10013050)

Maße: 100 x 200 cm

SD40540

Matratzenschutzbezug (40540)

Maße: 140 x 200 cm

SD40560

Matratzenschutzbezug

Maße: 160 x 200 cm

SD40580

Matratzenschutzbezug

Maße: 180 x 200 cm

Spannbezug aus weißer 0,1 mm Kunststoff-Folie, waschbar bis 95° C, widerstandsfähig und knisterfrei, keinen Weichspüler verwenden!



SD40600

Atmungsaktiver Matratzenschutzbezug

Maße: 100 x 200 cm

SD40610

Atmungsaktiver Matratzenschutzbezug

Maße: 140 x 200 cm

Maße wie oben angegeben, aus atmungsaktivem, weißem Polyurethan, wasserdampfdurchlässig, bakteriensicher, tumlerfest bis 100° C, keinen Weichspüler verwenden!



306912
Spannbezug Krankenhaus-Qualität

Maße: 90 x 200 cm

Schutzbezug ist hoch elastisch und darüber hinaus pflegeleicht und extrem haltbar, mit einem speziellen Polyurethan beschichtet, was zu einer wasserdichten und atmungsaktiven Oberfläche führt, der Schutzbezug ist undurchlässig für Flüssigkeiten, das atmungsaktive Gewebe ist besonders weich, hautsympathisch und raschelfrei, Material: Oberseite 100 % Polyurethan, Rückseite 100 % Polyester, Gewicht: ca. 125 g/m², Eigenschaften: wasser- blut- und urinundurchlässig, atmungsaktiv, flammhemmend nach BS 7175 Crib 5, sprüh- und waschdesinfizierbar, zertifiziert nach Öko-Tex-Standard 100, kochfest bis 95° C, trocknergeeignet, keinen Weichspüler verwenden!


307234
Bettschutz 200 x 90 x 12 cm
30723414
Bettschutz 200 x 90 x 14 cm
30723416
Bettschutz 200 x 90 x 16 cm
30723420
Bettschutz 200 x 90 x 20 cm

Komplettbezug mit 2-seitigem Reißverschluss, Maße wie oben angegeben, aus atmungsaktivem, blauem Polyurethan, wasserdampfdurchlässig, bakteriensicher, tumblerfest bis 100° C, diese weiche, elastische und knitterarme Spannbettdecken ist für inkontinente Personen und Allergiker sehr zu empfehlen! Polyurethan ist atmungsaktiv aber undurchlässig für Milben, Keime, Blut, Flüssigkeiten, keinen Weichspüler verwenden!


SD40175
Bettschutzeinlage Frottee 75 x 100 cm
3071
Bettschutzeinlage Frottee 90 x 150 cm
3009
Bettschutzeinlage Frottee 100 x 140 cm
SD40200
Bettschutzeinlage Frottee 100 x 150 cm
3157
Bettschutzeinlage Frottee 90 x 200 cm
3011
Bettschutzeinlage Frottee 100 x 200 cm
3012
Bettschutzeinlage Frottee 120 x 200 cm
3013
Bettschutzeinlage Frottee 200 x 200 cm

einzelnd verpackt im Polybeutel, kochfest, Oberseite: Frottee-Gewirke, Unterseite: PVC-beschichtet, wasserundurchlässig, keinen Weichspüler verwenden



- SD40700 **Spannbezug Bettschutz Frottee 100 x 200 cm**
SD40701 **Spannbezug Bettschutz Frottee 70 x 140 cm**
SD40702 **Spannbezug Bettschutz Frottee 100 x 220 cm**
SD40704 **Spannbezug Bettschutz Frottee 90 x 190 cm**
SD40705 **Spannbezug Bettschutz Frottee 90 x 200 cm**
SD40710 **Spannbezug Bettschutz Frottee 140 x 200 cm**
SD40716 **Spannbezug Bettschutz Frottee 160 x 200 cm**
SD40718 **Spannbezug Bettschutz Frottee 180 x 200 cm**

einzel verpackt im Polybeutel Matratzenschutz mit Gummizug, Oberseite Frotteegeweirke, Unterseite PU beschichtet, atmungsaktiv, passend bis Steghöhe 20 cm, waschbar bis 95°, trocknergeeignet keinen Weichspüler verwenden



- 30784 **Bettschutz Molton 90 x 150 cm**
3527 **Bettschutz Molton 100 x 200 cm**
3531 **Bettschutz Molton 90 x 200 cm**
(3531) mit Gummibändern an den Ecken


Oberseite Baumwolle - Unterseite PVC-Beschichtung, wasserdicht, urinbeständig, hautsympathisch, kochfest bis 95° C, tumlerfest bis 100° C, einzeln im Polybeutel abgepackt, keinen Weichspüler verwenden!



- 71830029 **Kopfkissenbezug weiß 70 x 90 cm**
mit Reißverschluss, 100 % Baumwolle, waschbar bis 95°C,



- 31101 **Bettschutz waschbar 85 x 90 cm grün**
3-lagiges Saugmaterial, Obermaterial aus Baumwolle und Polyurethan, Unterseite aus undurchlässigem Material, umweltfreundlich weil oftmals wasch- und wiederverwendbar, kochfest



- 32013809 **Bettschutz waschbar 175 x 90 cm mit Einschlag**
Saugfähigkeit 2.300 ml/m², urin- und blutundurchlässig, PVC-frei, kochfest 95°C, hautsympathisch, gutes Feuchtigkeitsklima, Comfort-Liegeegenschaft



- 31102 **Bettschutz waschbar 85 x 90 cm**
31103 **Bettschutz waschbar 175 x 90 cm mit Einschlag**
5-lagiges Saugmaterial, Obermaterial aus Baumwolle und Polyurethan, Unterseite aus undurchlässigem Material, umweltfreundlich weil oftmals wasch- und wiederverwendbar, kochfest




33013333

Bettschutz waschbar 85 x 90 cm

33313333

Bettschutz waschbar 175 x 90 cm mit Einschlag

bei schwerer Inkontinenz, Saugfähigkeit 3200 ml/m², ohne Einschlag, atmungsaktiv, urin- und blutundurchlässig, PVC-frei, kochfest 95°C, hautsympathisch, kein Nässebau, Comfort-Liege-eigenschaft



IM4109

Immedia In2Sheet 90 x 85 cm

Inkontinenz-Unterlage mit geringem Reibungswiderstand auf der Unterseite, seitliche Handgriffe zum Wenden von Patienten mit eingeschränkter Mobilität



7201

Ultrana PVC Wash 150 ml

7217

Ultrana PVC Wash 500 ml

PVC Wash kann in Haushalts-Waschmaschinen sowie zur Handwäsche verwendet werden, es kombiniert seine hervorragende Waschkraft mit der gleichzeitigen Desinfektion der Wäsche, PVC-Wash ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen von PVC / PU und greift diese Materialien nicht an. - Großgebinde mit 5 L auf Anfrage / Bestellung!



4100810

Matratzenbezug hellblau, 200 x 90 x 4 cm


Bezug aus Single-Jersey, 100 % Polyester, mit Reißverschluss, waschbar bis 40°

41008

Corpo-san Celsius Bettauflage (im Bild unten)

Maße: 200 x 90 x 4 cm

Benutzergewicht: max. 90 kg ohne Bezug, rosa, Komfort-Matratzenauflage aus viskoelastischem Schaumstoff, atmungsaktiv, trägt in hohem Maße zur gleichmäßigen Verteilung des gleichmäßigen Druckes aufliegender Körper bei, auch optimal für körpergerechten entspannten Schlaf, immer mit Schutzbezug verwenden!



10050

Unterlagsauflage für Wechseldrucksysteme

Maße: ca. 198 x 90 x 4 cm

Schaumstoff mit einem Raumgewicht 35 kg/m³, mit Trikothülle für den Transport, einseitiger Reißverschluss, vakuumiert, gerollt, ohne Bezug! - Hinweis: Art. 10050 sollte vor allem als Unterlage für Wechseldruck- und Tiefzellenlagerungssystemen, als Schutz vor Beschädigungen und als feste Unterlage für den sicheren Einsatz verwendet werden, nicht als Anti-Dekubitus-Matratze geeignet!




10070

Standard-Matratze für Krankenbett

Maße: ca. 198 x 90 x 12 cm

Benutzergewicht: 40 - 125 kg Standardpflegematratze aus hochelastischem Polyurethanschaum, Raumgewicht ca. 35 kg / m³, mit schwer entflammarem Trikotbezug ausgestattet, einseitiger Reißverschluss, Bezug waschbar bis 60° C, Öko-Tex Standard 100, atmungsaktiv. Kein Inkontinenzbezug! Krankenbettmatratzen sollten aus hygienischen Gründen nur mit entsprechendem Inkontinenzschutzbezug verwendet werden! Vakuumverpackt, gerollt



20123889

Matratzenverlängerung

mit weißem Inkontinenzbezug, Maße B 90 x L 20 x H 14 cm, weitere Maße auf Anfrage erhältlich




41001

Würfelmattatze einteilig

Maße: ca. 195 x 88 x 13 cm

Benutzergewicht: 20 - 100 kg aus Schaumstoff mit geschnittenen Würfeln auf gesamter Liegefläche für die Dekubitus-Prophylaxe, Raumgewicht: ca. 30 kg/m³, wird in gerolltem und vakuumierten Zustand geliefert, nach dem Öffnen kann es bis mehrere Stunden dauern bis die Matratze völlig entfaltet ist, ohne Bezug! Krankenbettmatratzen aus hygienischen Gründen nur mit entsprechendem Inkontinenzschutzbezug verwenden, Schaumstoff lässt sich aufgrund der Poren nur schwer reinigen!



41720

Anti-Dekubitus-Matratze Sani Foam

Maße: 200 x 90 x 12 cm

Benutzergewicht: max. 120 kg hyperelastischer Schaumkern mit Längsschnitten, optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60° C, schwer entflammbar nach DIN EN 597 (Teil 1 + 2), gerollt verpackt




HF90200

Funke Hyper Foam Plus 90 x 200 cm x 14 cm

HF100200

Funke Hyper Foam Plus 100 x 200 cm x 14 cm

Patientengewicht: 0 - 140 kg Dekubitustherapie-Matratze, geeignet zur Schmerztherapie, bis Stadium 3 (nach Prof. Seiler / EPUAP), mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala), hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten), Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung, Lüftungskanäle für optimales Mikroklima, offenporiger atmungsaktiver HR-Foam, PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95° C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug, Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte, schwer entflammbar




HFV90200

Funke Hyper Foam2 90 x 200 cm x 15 cm

HFV100200

Funke Hyper Foam2 100 x 200 cm x 15 cm

Patientengewicht: 0 - 140 kg Dekubitustherapie-Matratze, geeignet zur Schmerztherapie, bis Grad 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP), sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala), hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten), Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung, Lüftungskanäle für optimales Mikroklima, offenporiger atmungsaktiver HR- Foam + Visco-Foam, viscoelastische Oberplatte, Randzonenverstärkung, PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95° C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug, Ultraschall verschweißte Nähte, Reißverschlußüberlappung, schwer entflammbar



994027

Novacare elatex-visko-Matratze

Maße: 200 x 90 x 14 cm

Patientengewicht: max. 180 kg besteht aus einer Kombination von viskoelastischem und elatex Schaumstoff, die derzeit optimale Lösung. Der viskoelastische Schaumstoff (auch Memo Schaumstoff genannt) verändert seine Härte bei Temperatureinwirkung. Je wärmer die Umgebungstemperatur, desto weicher wird das Material, der Patient sinkt regelrecht ein, wodurch sehr geringe Druckwerte erzielt werden können, diese Matratze eignet sich hervorragend auch zum Einsatz bei sehr druckempfindlichen Patienten (Dekubitus Stadium I-III nach EPUAP). Durch die beidseitige Einsatzmöglichkeit kann der Patient nach der Verbesserung des Wundzustandes auf die elatex-Schicht umgelagert werden. Aufbau: 8,5 cm hochelastischer elatex-Kaltschaum: RG 50 kg/m³, 5,5 cm viskoelastischer PUR-Schaumstoff (Memo-Schaumstoff): 50 kg/m³, Bezug: Rundumbezug mit Reißverschluss überlappend, PU-atmungsaktiv, bi-elastisch, waschbar bis 95° C, Gewicht: ca. 15 kg, vakuumiert, gerollt



270016

Wechseldruckset Mobilex

Die Wechseldruckmatratze ist ein bewährtes Hilfsmittel bei Prophylaxe und Therapie gegen das Wundliegen. System geeignet bis max. Grad I (nach Seiler). Bei dekubitusgefährdeten Langzeitpatienten ist der Haut- und Gewebestoffwechsel durch die ständige Belastung der Körperzonen gestört. An der Oberhaut treten Schädigungen auf aus denen schmerzhaftes Druckgeschwür entstehen können. Techn. Daten Kompressor: Gewicht: 2 kg, Maße: 27 x 14 x 10 cm, stabiler Kunststoff, Netzspannung 230 V, Zyklus: 5 min; stufenlos einstellbar nach Patientengewicht von 40 - 110 kg; Matratze: PVC, Maße: 200 x 90 x ca. 5 cm (aufgepumpt)



991100

Wechseldruckset Novacare AS1

für die Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus bis max. Grad I (nach Seiler) geeignet, setzen Sie bei einem höheren Dekubitusgrad ein dafür vorgesehenes System ein. Das System besteht aus einem hochwertigen Steuergerät mit Membranpumpe und einer Bettauflage mit Belüftung, Überschlüge an Kopf- und Fußende erleichtern das Fixieren der Auflage auf der vorhandenen Matratze. Das System ist für ein max. Patientengewicht von 90 kg vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der systembedingten Zellenhöhe die vorhandene Matratze ausreichend Festigkeit aufweisen muss, ansonsten wird der Zellenhub durch die Unterlage absorbiert und die Wirkungsweise des Wechseldrucksystems negativ beeinflusst. Steuergerät: Gewicht: ca. 1,4 kg, Maße: 24 x 12 x 9,5 cm, Netzspannung 220V, Matratze: Gewicht: 1,6 kg, Maße: 200 x 90 x 6,5 cm (ohne Überschlüge), Material: PVC, Fülldruck unbelastet 30 - 110 mm HG, Zyklus: 10 min; Garantie auf Motor: 6 Monate!



3074

Wechseldruckauflage / Bubble Pad

200 x 90 cm plus Überschlag, nach dem Auf-pumpen ca. 5 cm hoch, mit zwei Luftkreisläufen welche vom anzuschließenden Kompressor abwechselnd befüllt und abgelassen werden, 130 Luftblasen reduzieren den Auflagedruck auf empfindliche Körperpartien und erleichtern die Blut- und Luftzirkulation, dieses System wird für Patienten mit mäßiger Dekubitusgefahr (Grad I) oder für die Prophylaxe empfohlen, leicht zu reinigen, aus PVC



820000300

Drive Med Aire Flexwave 200/88/20 cm*SONDER*

Wechseldrucksystem-Auflage mit automatischer Zelldruckanpassung und variabel einstellbarem Wechselzyklus keine Schaumstoffunterlage notwendig, da Cell-on-Cell-Design manuelle Gewichtseinstellung, Sitz- und Pflegefunktion, sowie statische Weichlagerung möglich Luftzellen einzeln austauschbar einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, sowie zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4) Benutzergewicht: min. 20 kg, max. 200 kg



996600

Novacare Smartline plus 5 200/88/13 cm

Wechseldrucksystem mit neuester Drucksensortechnologie; Abschaltung des Kompressors bei Erreichen des voreingestellten Systemdrucks und Wieder-Einschaltung bei Zykluswechsel inkl. Anpassung an den Systemdruck Bi-elastischer PU-Bezug, stark atmungsaktiv, rutschhemmend, wasserabweisend; 17 Nylon/TPU Luftzellen; Niederdruck- und Stromausfall-Alarm optisch und akustisch LED-Gewichtseinstellung max. Patientengewicht 160 kg



10050

Standard-Matratze (Unterlage)

Maße: 198 x 90 x 4 cm groß



997008

Novacare ASX

Das System muss mit untergelegter Schaumstoffmatratze verwendet werden!

bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar, speziell für den häuslichen Pflegemarkt zur Behandlung von Dekubitus Stadium I - III nach Seiler, Matratzenauflage: hochwertiges Nylon PU Zellmaterial, Bezug: PES-Polyurethanbezug mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, hoch atmungsaktiv, rutschhemmend; - Beschreibung ASX-Steuergerät / Kompressor: Steuergerät mit 24monatigem Serviceintervall, bruchfestes, dickwandiges Gehäuse in ergonomischem Design, stabile, klappbare 7 cm Haltebügel, außenanliegender Filter und Sicherungen, Statikfunktion, akustischer und optischer Unterdruckalarm, unten anliegende Anschluss Kupplung mit Transportsicherung, geringe Vibrations- und Geräuschemission, Display, Gewichtsangaben, aktive Zellentlüftung, Maße (LxBxH): 30 x 19 x 12 cm, Gewicht: 3 kg - Beschreibung ASX-Matratze: 18 quer angeordnete Zellen, 3 Kopfzellen statisch, hochwertiges Nylon, PU Zellmaterial, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), außenliegende CPR-Notfallentlüftung mit größerem Querschnitt, Maße (LxBxH): 200 x 80/90 x 14 cm, Gewicht: 5 kg



10050

Standard-Matratze (Unterlage)

Maße: 198 x 90 x 4 cm groß



997118

Novacare ASX Digital System 200/88/15,5 cm

Das System muss mit untergelegter Schaumstoffmatratze verwendet werden!

Wechseldrucksystem mit digitaler Drucksensortechnologie; 18 Nylon/PU-Zellen, davon 3 Kopfzellen statisch; Bi-elastischer Bezug, atmungsaktiv, PU-beschichtet; Integrierte Tasche für Integration einer Sicherheitsmatratze von 2-5 cm; Care-Funktion, 5 selbstschließende Schnellkupplungen im Fersenbereich Benutzergewicht: min. 20 kg, max. 200 kg Steuergerät digital mit Drucksensor, Wechseldruck. Statikbetrieb und Care-funktion, Touch-Pad-Bedienfeld, Alarmfunktion Benutzergewicht: min. 20 kg, max. 200 kg zur Prophylaxe und Behandlung bis Stadium IV nach EPUAP



10050

Standard Matratze (Unterlage)

Maße: 198 x 90 x 4 cm groß



820000200

Drive MED AIR DuoWave

Das System muss mit untergelegter Schaumstoffmatratze verwendet werden!

Das Wechsedruck-Auflagensystem besteht durch durchdachte Technik und hohen Liege-Komfort, das System bietet durch seine stufenlose manuelle Duo-Komfort-Einstellung am Aggregat eine individuelle Zelldruckanpassung an das Patientengewicht, in liegender wie auch in sitzender Position, die integrierte Tasche im Bezug verhindert ein Verrutschen der Schaumstoff-Unterlage (optional unter Art. 10050 erhältlich!), individuelle Zelldruckanpassung an das Patientengewicht, liegend wie auch sitzend, individuell einsetzbar durch mögliche statische Weichlagerung, stufenlose, manuelle Zelldruckanpassung anhand einer Gewichtsskala, Bi-elastischer, abgesteppter und atmungsaktiver Bezug, schnelle Reparatur der Auflage möglich, da Luftzellen einzeln austauschbar, empfohlen zur Therapieunterstützung für Dekubituskategorien 1 bis 3 und zur Prophylaxe bei Patienten mit bis zu einem hohen Risiko, Maße: 200 x 90 x 14 cm, Benutzergewicht von 36 - 150 kg, Betrieb mit Netzspannung 230 V.



SD42471

Anti-Dekubitus Kunstfell 70 x 100 cm

SD42472

Anti-Dekubitus Kunstfell 70 x 140 cm

SD42490

Anti-Dekubitus Kunstfell 90 x 140 cm

Maßangabe ist ca.! Im Polybeutel gepackt; das Klimafell gegen das Durchliegen, waschmaschinenfest, trocknergeeignet, Flor: 100 % Trevira-Type, Trägermaterial: 100 % Polyester, Florhöhe ca. 24 mm; Rückseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung



3099

Anti-Dekubitus-Echt-Lammfell

Maße: ca. 70 x 140 x 2,5 cm die Unterlage aus echtem Lammfell, sehr angenehm, die Haut kann atmen und bleibt trocken, Wolle und Leder bestehen aus 100 % tierischem Eiweiß in einer unnachahmlichen, komplizierten Zusammensetzung, Keime aller Art finden hier keinen Nährboden und können sich nicht vermehren, Lammfelle haben in Verbindung mit Sauerstoff eine Selbstreinigungskraft und können bis zu 30 % ihres Eigengewichts an Wasserdampf aufnehmen, trotzdem fühlt sich das Lammfell nie nass oder kalt an, die Haut kann atmen und bleibt trocken, wird sanft massiert - Pflegehinweis: nur mit speziellem Fellwaschmittel reinigen! Nicht in Trockner, auf Heizkörper oder in die Sonne zum trocknen legen!



32525

Anti-Dekubitus-Echt-Lammfell

über 100 cm lang, in Tierform, ca. 2,5 cm hoch, die Unterlage aus echtem Lammfell, sehr angenehm, die Haut kann atmen und bleibt trocken, Wolle und Leder bestehen aus 100 % tierischem Eiweiß in einer unnachahmlichen, komplizierten Zusammensetzung, Keime aller Art finden hier keinen Nährboden und können sich nicht vermehren, Lammfelle haben in Verbindung mit Sauerstoff eine Selbstreinigungskraft und können bis zu 30 % ihres Eigengewichts an Wasserdampf aufnehmen, trotzdem fühlt sich das Lammfell nie nass oder kalt an, die Haut kann atmen und bleibt trocken, wird sanft massiert - Pflegehinweis: nur mit speziellem Fellwaschmittel reinigen! Nicht in Trockner, auf Heizkörper oder in die Sonne zum trocknen legen!



32526

Fellwaschmittel 250 ml

für Echt-Lammfelle Hinweis: echte Lammfelle dürfen nur mit dafür geeignetem Fellwaschmittel gewaschen werden! Andernfalls geht bei jedem Waschgang wichtiges Lanolin verloren, das Fell wird hart und bricht.



5106004

Fersenschoner aus Lammfell - 1 Paar -

NEU: Packung = 1 Paar! 100 % Lammfell, Größenverstellbar durch Klettverschluss, Öko-TEX, hygienisch, praktisch, Lammfell ist atmungsaktiv, antiallergen und feuchtigkeitsabsorbierend, lange stabile Fasern schaffen einen Luftpolster zwischen Unterlage und Körper Pflegehinweis: nur mit speziellem Fellwaschmittel reinigen! Nicht in Trockner, auf Heizkörper oder in die Sonne zum trocknen legen!



SD42000

AD-Fersenschutz, Kunstfell - 1 Paar -

Fersenschutz zum angenehmen Liegen; synthetisches Fell, 100 % Polyester/Trevira Rückseite mit Antirutsch-Beschichtung Universalgröße mit 2 Klettbändern



306222

Fersenschoner aus Kunstfell mit 2 Kletten - 1 Paar -

NEU: Packung = 1 Paar! weiß, mit Klettenverschluss, geschlossen, zur Dekubitus-Prophylaxe und Behandlung geeignet, Universalgröße



1717050

AD-Fersenschutz Visko

die Füllung besteht aus viskoelastischem Schaumstoff, mit Fersenausnehmung, Bezug aus PU Pharmatex, mittels Klettband fixierbar, Farbe: schwarz, Universalgröße



61900

Posimed Heel Protect

Fersenfreilagerungsschuh, geeignet zur Therapie des diabetischen Fußes, Dekubitusprophylaxe und -therapie, einfach zu desinfizieren, waschbar bis 95° C, trocknergeeignet, autoklavierbar, Wischdesinfizierbar, Soft-Verschluss, Klettverschluss zur Spitzfußprophylaxe, Mesh³-Gewebe für maximalen Tragekomfort und Klimaregulierung, Rotations-Stopp, einzigartige GELTOUCH-Technologie mit Cooling- Effekt, Universalgröße



90450

Darco Body Armor Heel Reliever mit Noppen

effektive Druckentlastung im Fersenbereich für Liegendpatienten, zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus. Fersenöffnung zur visuellen Kontrolle der korrekten Freilagerung der Ferse Therapiegerecht individuell anpassbar One-Size-Fits-All, Maße: 25 - 54 cm Wadenumfang, bis Schuhgröße 47, rechts und links tragbar, Farbe: Grau-Blau



90455

Darco Body Armor Heel Reliever glatt

effektive Druckentlastung im Fersenbereich für Liegendpatienten, zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus. Fersenöffnung zur visuellen Kontrolle der korrekten Freilagerung der Ferse Therapiegerecht individuell anpassbar One-Size-Fits-All, Maße: 25 - 54 cm Wadenumfang, bis Schuhgröße 47, rechts und links tragbar, Farbe: Grau-Blau



NEG0616

Care Wave Fersenfreilagerung XL

das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Hohlfasern um die Verschiebung wirksam zu verhindern, geeignet ab Schuhgröße 39, Fixierung erfolgt mit Kletten



277001

Levabo heel up S - 18 x 32 x 25 cm

277002

Levabo heel up M - 18 x 39 x 25 cm

277003

Levabo heel up L - 18 x 48 x 25 cm

Hinweis: Maße sind Breite x Länge x Höhe vorne! Lagerungskissen zum Aufblasen als Prophylaxe gegen Wundliegen und Druckschmerzen, vollständige Entlastung der Ferse, Aussparung an der Achilles Sehne, die Höhe unterstützt den Fuß, guter Komfort, weiches, hautfreundliches, feuchtigkeitsabsorbierendes und wärmetransportierendes Material



SD43440

Fersenschoner PU, rund

zur Dekubitusprophylaxe und -therapie Farbe: blau, Fell weiß, Füllung: 100 % Polyester, Bezug: 50 % PU, 50 % Polyester, Ringkissen mit Felleinleger zur Hohlagerung der Ferse, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, oben komplett zu öffnen, individuell anpassbar mit 2 Klettgurten geschlossen, Maße: außen ca. 22 cm (variabel anpassbar), innen 8 cm bis ca. 12 cm, beim 40° waschbar, trocknergeeignet



A730001

Rolyan Ellbogen-/Fersenschutz S

A730002

Rolyan Ellbogen-/Fersenschutz M

A730003

Rolyan Ellbogen-/Fersenschutz L

Packung = 1 Paar! mit 6,4 mm „Akton“-Gelpolsterung, sehr effektiv nach Verletzungen an Fersen oder Ellenbogen, schützt das Gelenk indem der Druck verteilt und vermindert wird, bequemes, dichtes Gewebe aus Acryl/Spandex, waschbar



GB010

Gelbodies Fersen-Ellbogenschutz S

GB011

Gelbodies Fersen-Ellbogenschutz M

GB012

Gelbodies Fersen-Ellbogenschutz L

GB013

Gelbodies Fersen-Ellbogenschutz XL

zum Schutz vor Dekubituswunden; zur Vorsorge, wie auch zur Reha geeignet Das Coolband textil ist hautverträglich und atmend, waschbar bis 40°; Gelpads nicht mitwaschen, mit feuchtem Tuch reinigen max., Tragezeit 12 Std. /24 Std.



SD42050

AD-Ellenbogenschutz Kunstfell - Paar -

weiß, mit Klettverschluss, zur Dekubitus-Prophylaxe und Behandlung (Anfangsstadium) geeignet, Universalgröße mit 2 Klettbändern synthetisches Fell, 100 % Polyester/Trevira Rückseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung



3096

Ellbogenschutz aus Echt-Lammfell

100 % Lammfell, Größenverstellbar durch Klettverschluss, Öko-TEX, hygienisch, praktisch, Lammfell ist atmungsaktiv, anti-allergen und feuchtigkeitsabsorbierend, lange stabile Fasern schaffen einen Luftpolster zwischen Unterlage und Körper und sorgen so für eine optimale Luftzirkulation und eine besonders hygienische Wundheilung Pflegehinweis: nur mit speziellem Fellwaschmittel reinigen! Nicht in Trockner, auf Heizkörper oder in die Sonne zum trocknen legen!



30640

Anti-Dekubitus-Luftring 40 cm

30645

Anti-Dekubitus-Luftring 45 cm

30650

Anti-Dekubitus-Luftring 50 cm

306V

Ventil Verschluss zu Luftring

aus Gummi rot, mit Schraubventil, erstklassige Qualität zum günstigen Preis!



SD4100001

Luftring-Frotteebezug

100 % Baumwolle, mit Gummizug, weiß, passend für Luft- und Latex-Ringe von ca. 40 - 45 cm Durchmesser, waschbar bis 95° C, ohne Abbildung



30681

Pumpe für Luftringe

aus Gummi, rot, mit Schlauchkonus



3124

Sitzkissen Latex RUND mit Bezug Weiß

31241

Sitzkissen Latex OVAL mit Bezug Weiß

SD4100001

Bezug zu Sitzring RUND Weiß

SD4105001

Bezug zu Sitzring OVAL Weiß

aus Latex, außen 42 cm, innen 14 cm, mit Bezug aus Baumwoll-Frottee, weiß, hochwertige Qualität, sehr guter Sitzkomfort, zuverlässig druckentlastend, hautfreundlich, formbeständig, einfach zu reinigen



SD41053

Sitzring Oval/Bezug Blau

SD4105301

Bezug zu Sitzring Oval Blau

SD41054

Sitzring Oval/Bezug Grün *SONDER*

SD4105401

Bezug zu Sitzring Oval Grün *SONDER*

SD41055

Sitzring Oval/Bezug Bordeaux *SONDER*

SD4105501

Bezug zu Sitzring Oval Bordeaux *SONDER*

SD41056

Sitzring Oval/Bezug Beige *SONDER*

SD4105601

Bezug zu Sitzring Oval Beige *SONDER*

SD41057

Sitzring Oval/Bezug Orange *SONDER*

SD4105701

Bezug zu Sitzring Oval Orange *SONDER*

SD41058

Sitzring Oval/Bezug Hellblau *SONDER*

SD4105801

Bezug zu Sitzring Oval Hellblau *SONDER*

Latexkissen/Ersatzbezüge oval Maße: außen 40 x 60 cm, innen ca. 14 x 19 cm



SD41003

Sitzring Latex Rund / Bezug Blau

SD4100301

Bezug zu Sitzring RUND Blau

SD41004

Sitzring Latex Rund / Bezug Grün *SONDER*

SD4100401

Bezug zu Sitzring RUND Grün

SD41005

Sitzring Latex Rund / Bezug Bordeaux *SONDER*

SD4100501

Bezug zu Sitzring RUND Bordeaux

SD41006

Sitzring Latex Rund / Bezug Beige *SONDER*

SD4100601

Bezug zu Sitzring RUND Beige

SD41007

Sitzring Latex Rund / Bezug Orange *SONDER*

SD4100701

Bezug zu Sitzring RUND Orange

SD41008

Sitzring Latex Rund / Bezug Hellblau *SONDER*

SD4100801

Bezug zu Sitzring RUND Hellblau

Latexkissen/Ersatzbezüge rund Maße: außen Ø ca. 42 cm, innen ca. 14 cm



- SD41070** **Visko-Kissen latexfrei rund / Bezug Weiß *SONDER***
SD4107001 **Bezug zu Visko-Kissen Weiß *SONDER***
aus Visko-Schaumstoff, außen 45 cm, innen 15 cm, mit Bezug aus Baumwoll-Frottee, weiß, hochwertige Qualität, sehr guter Sitzkomfort, zuverlässig druckentlastend, hautfreundlich, formbeständig



- SD41073** **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Blau**
SD4107301 **Bezug zu Visko-Kissen Blau *SONDER***
SD41074 **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Grün**
SD4107401 **Bezug zu Visko-Kissen Grün *SONDER***
SD41075 **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Bordeaux**
SD4107501 **Bezug zu Visko-Kissen Bordeaux *SONDER***
SD41076 **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Beige**
SD4107601 **Bezug zu Visko-Kissen Beige *SONDER***
SD41077 **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Orange *SONDER***
SD4107701 **Bezug zu Visko-Kissen Orange *SONDER***
SD41078 **Visko-Kissen latexfrei Rund / Bezug Hellblau**
SD4107801 **Bezug zu Visko-Kissen Hellblau *SONDER***



Visko-Kissen/Ersatzbezüge für Visko-Kissen Maße: Ø außen ca. 42 cm, innen ca. 15 cm

- S9300** **Sissel Sit Ring Rund, inkl. Bezug**
S9301 **Sissel Sit Ring Oval, inkl. Bezug**
S9302 **Ersatzbezug zu Sissel Sit Ring Weiß**
S9303 **Sissel Sit Ring Bezug aus PU *SONDER***

angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten! Zur Behandlung und Prophylaxe von Decubiti, für alle Erwachsenen die nach Operationen im Dammbereich, bei Hämorrhoiden oder während bzw. nach der Schwangerschaft Einschränkungen beim Sitzen haben. Formbeständig, allergietestet und schwer entflammbar. FCKW-freier PU-Schaum, hautfreundlicher Frotteebezug aus 100 % Baumwolle, maschinenwaschbar, Maße: Höhe 8 cm, außen DM 45 cm, innen 11 cm



- 16105020** **Sitzring 50 cm**

ohne Seitenboden, für leichtes bis mittleres Körpergewicht zur lokalen Druckentlastung, Anwendung sowohl in sitzender wie auch in halbsitzender Position, Füllung PUR-Stäbchen nach Ökotex Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher, atmungsaktiver Baumwolle



- 16105040** **Sitzring offen 40 cm**

für die lokale Druckentlastung, z.B. bei hoher Druckbelastung auf dem Toilettenstuhl, Füllung PUR-Stäbchen nach Ökotex Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher, atmungsaktiver Baumwolle



ST713
Gel-Sitzkissen mit Loch

mit abnehmbarem Schutzbezug Maße: L 42 x B 42 x H 4 cm
max. Belastung 110 kg; Gewicht 3,5 kg


SD41090
U-Form-Kissen Weiß
SD41093
U-Form-Kissen Blau

aus PU Schaum, weiches Lagerungskissen, mit Ausschnitt
auch zur Nutzung mit Urinflaschen (Urinflasche nicht im Liefer-
umfang enthalten!), abnehmbarer Frotteebezug, Maße: ca. 47
x 41 x 7 cm


84020029
Ohrmuschelkissen Hygiene-Fill

zur druckfreien Lagerung der Ohrmuschel mit Reißverschluss
zur Entnahme oder hinzufügen des Füllmaterials; ca. 15 x 28 x
6 cm


277021
Levabo all up Head

aufblasbares Anti-Dekubitus Kissen für den Kopf, Lagerungs-
kissen zur Prophylaxe von Wundliegen und Druckschmerz,
Maße: 28 x 30 cm, das Kissen ist so geformt, dass es sich
der Kopfform anpasst und somit eine bessere Druckverteilung
gegenüber der Unterlage stattfindet, zudem berücksichtigt das
Kissen den natürlichen Verlauf der Wirbelsäule


16105050
Rolle 18 x 55 cm

zur Weich- und Stützlagerung von einzelnen Körperregionen,
z.B. Nacken oder Knie, Füllung PUR-Stäbchen nach Ökotex
Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher,
atmungsaktiver Baumwolle


16140160
Lagerungs-Formrolle 17 x 160 cm

zur Lagerung, vielseitig formbar, geeignet auch zur Schräg-
lagerung des Körpers, anpassungsfähig und formbar, Füllung:
ein Gemisch aus PUR- Stäbchen und PP-Kügelchen, lebens-
mittelecht und nach Ökotex-Standard 100, Bezüge aus 100 %
Baumwolle



- 994401 Novacare Lagerungsrolle mit Bezug 80 cm**
994402 Ersatzbezug 80 cm
994403 Novacare Lagerungsrolle mit Bezug 160 cm
994404 Ersatzbezug 160 cm

die Lagerungsrollen dienen zur Unterstützung sämtlicher Lagerungsmöglichkeiten, die Füllung ist abgesteppt und gerollt, sodass deren Verrutschen verhindert wird, die Rollen werden jeweils mit einem Schonbezug aus 100 % Baumwolle geliefert, Durchmesser der Rollen: 20 cm



- 16120075 Allroundkissen 65 x 75 cm**

vierfach gekammert mit 2 größeren Außenkammern, lässt sich einfach formen, flexibel anpassen, ideal für die Beinlagerung, Füllung ein Gemisch aus PUR-Stäbchen und PP-Kügelchen, lebensmittelecht nach Ökotex Standard 100, Bezüge aus 100 % Baumwolle



- 16110100 Rückenstützkissen / Fahne 65 x 90 cm**

die bewährte Fixierung zur stabilen Seitenlage, der Patient liegt auf der Kissenfahne, hierdurch bleibt das Kissen in seiner Position, Füllung ein Gemisch aus PUR-Stäbchen und PP-Kügelchen, lebensmittelecht nach Ökotex Standard 100, Bezüge aus 100 % Baumwolle



- 16105010 Gesäßkissen 60 x 65 cm**

zur liegenden Druckentlastung der Risikozonen im Kreuz- und Steißbeinbereich, die innere Aussparung für die Freilagerung / Urinflasche, Füllung aus PUR-Stäbchen nach Ökotex Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher, atmungsaktiver Baumwolle



- 16107080 Universalkissen 40 x 80 cm**

durch die besondere Füllung passen sich diese Kissen jeder Körperform an, für verschiedene Lagerungstechniken universell anwendbar, Füllung PUR-Stäbchen nach Ökotex Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher, atmungsaktiver Baumwolle



- NEG0605 Care Wave Universalkissen XL**

Maße: 40 x 60 cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



D22901

Poz' in Form Universalkissen Klein

Länge 35 cm x Breite 25 cm

D22902

Poz' in Form Universalkissen Groß

Länge 55 cm x Breite 40 cm

Vielseitig einsetzbar, das größere Kissen kann unter anderem zur Flexion der Knie oder maßvollen Abduktion der Hüfte eingesetzt werden, das kleinere Kissen kann z.B. als Keil verwendet werden um die optimale Lagerung zu unterstützen und dem Dekubitusrisiko sowie unangepassten Positionen entgegenzuwirken Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



A38610

Keprosan Kniekeil

Maße: 65 x 48 x 20 cm, aus hochfestem Schaumstoff mit abnehmbarem waschbarem Baumwoll-Polyester-Bezug, weiß; hilft gegen Rückenschmerzen und bei Beinbeschwerden, ideal zum Hochlegen der Beine als Entlastung der Wirbelsäule und zur Verbesserung der Durchblutung



NEG0611

Care Wave Semi-Fowlerkissen XL

Maße: 65 x 50 x 15cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



NEG0607

Care Wave Deltakissen XL

Maße: 40 x 60 cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



NEG0608

Care Wave Halbmondkissen

Maße: 180 x 31 cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



D22920

Poz' in Form Halbmondkissen

Länge 200 cm x Breite 30 cm

Das ideale Kissen für die tägliche Entlastung und Lagerung, kann auch in der Rücken- und Seitenlage verwendet werden, hervorragende Stützeigenschaften für den Rücken und die oberen Gliedmaßen, besonders beim Sitzen im Bett oder Rollstuhl Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



NEG0613

Care Wave Zylinderkissen

Maße: 17 x 70 cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



D22940

Poz' in Form Zylinderkissen

Länge 75 cm x Durchmesser 18 cm

Vielseitig zur Weich- und Stützlagerung von einzelnen Körperregionen einsetzbar, z.B. Lagerung von Beinen, Knie oder Füßen, durch die runde Form werden druckempfindliche Körperpartien entlastet und der Druck gleichmäßig verteilt, zwischen Knie, Waden oder Knöchel platziert wird Reibung und Scherkräften entgegengewirkt Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



NEG0610

Care Wave Seitenlagerungskissen XL

Maße: 180 x 31 cm Hochwertige Krankenhaus Qualität! Das Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar und wischdesinfektionsfest, die Füllung besteht aus Polystyrol-Mikropellets, aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten in das Gewebe eindringen, eine aufwändige Aufarbeitung entfällt dadurch



D22930

Poz' in Form Seitenlagerungskissen

Länge 185 cm x Breite 35 cm

Bietet eine optimale Entlastung im Bereich von Rücken, Kreuz- und Steißbein sowie den Schultern und Knien, eine Körperhälfte soll entlastet werden, indem der Druck möglichst gleichmäßig auf die aufliegende Körperseite verteilt wird, zusätzlich werden Reibung und Scherkräfte der Haut reduziert Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



NEG0609

Carepur P43792, Fersenentlastungsgurt *SONDER*

für Rücken - und Seitenlagerung; kann unter der Matratze fixiert werden - gegen Verrutschen Druckentlastung im Bereich der Ferse durch Freilagerung



NEG0732

Carepur P43786, Hemi-Armkissen XL *SONDER*

Zweiteiliges Armkissen, verbunden mit Klettverschluss zur Weichlagerung und sicheren Positionierung eines hemiparetischen Armes in sitzender Position



60007

Posimed Rollenkissen Blau 20 x 60 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und -therapie, besonders im Bereich der Knie, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polyesterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60012

Posimed Full Body Positionierung Blau 170 x 74 cm

60013

Posimed Full Body Positionierung Blau 182 x 54 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und -therapie, besonders bei der 30°-Seiten und 135°-Seiten/Bauchlagerung, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polyesterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60005

Posimed Universalkissen Blau 37 x 26 cm

60006

Posimed Universalkissen Blau 56 x 40 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und -therapie, besonders zum universellen Einsatz bei der Positionierung von Extremitäten, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polyesterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60008

Posimed Fersenschiene Blau 39 x 21 x 8 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und -therapie, besonders zur Lagerung der Ferse, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polyesterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60004

Posimed Spreizkissen Blau 60 x 35 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und - therapie, besonders zur Positionierung von Knie, Knöchel und Epicondylus, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polysterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60009

Posimed Halbkreis Blau 137 x 80 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und - therapie, besonders zur Positionierung des Oberkörpers, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polysterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60003

Posimed Hüftspreizkissen Blau 35 x 28 x 14 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und - therapie, besonders zur Positionierung der Hüfte, reduziert seitliches Wegdrehen, z. B. bei Hüftprothesen, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polysterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



60014

Posimed Unterarmschiene Blau 39 x 21 x 8 cm

ideales Produkt für die Pflege daheim! zur Unterstützung der optimalen Lagerung bei Dekubitusprophylaxe und - therapie, besonders zur Positionierung des Unterarms, Bezugsmaterial hochwertiger PU, atmungsaktiv, extrem dehnbar, gefüllt mit leichten Polysterolkügelchen, viren- und bakteriendicht, schwer entflammbar



D22960

Poz' in Form Halbringkissen

Länge 105 cm x Breite 22 cm

In Kombination mit dem Zylinderkissen kann die Reibung und Scherung zwischen den Beinen und im Bereich der Knie und Oberschenkel verringert werden, unterstützt die hüftbreite Öffnung der Beine, kann auch im Nackenbereich verwendet werden Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



D22985

Poz' in Form Beinrampe

Länge 48 cm x Breite 30 cm x Höhe 12 cm

Diese Lagerungshilfe für das Bein kann zur Hoch- und Entlastungslagerung eingesetzt werden, es findet eine Druckverlagerung von den Fersen zu der weniger gefährdeten Körperregion von Wade bis Kniekehle statt, der venöse Rückfluss wird durch die Hochlagerung unterstützt, seine Form und Größe ermöglicht zusätzlich eine Entlastung der Achillessehne Material: Bezug Pharmatex (75 % Polyurethan, 25 % Polyester), abnehmbar, bi-elastisch, waschbar bei 95° C, Füllung aus Hohlfaser mit Formgedächtnis, Mikrofaserbezug und Füllung waschbar bei 40° C



3015

Bettstuhl/Leskissen, Bezug Stoff, Weiß

Positionskissen, ideal für Bett und Sofa; zur Unterstützung beim Lesen, Essen,...; Bezug Aloe Vera; Füllung weiches Polyurethan Maße: B 60 cm x H 48 cm



ST3881

Bettsessel mit Armlehnen, mit PU-Bezug, Blau

praktischer Bettsessel mit elastischem Polyurethan-Bezug brandhemmend, atmungsaktiv, wasserdicht, hypoallergen; dient zur Unterstützung beim Lesen, Essen,...; Maße: L 60 x B 60 x H 45 cm Bezug bis 40° handwaschbar



ST3882

Bettsessel mit Armlehnen, Polyester-Bezug

praktischer Bettsessel zum Lesen, Essen, Fernsehen,...; abnehmbarer Bezug, handwaschbar bis 40° Maße: L 60 x B 60 x H 45 cm



16080010

Beinzwischenpolster mit Gurt

Maße: 26 x 21 x 16 cm aus Schaumstoff, mit Bezug Stoff blau, wird mittels Klettgurt an einem Bein fixiert



3815001042

Suprema Kniekissen mit Klettband

Größe: 40 x 40 cm, Bezug: 100 % Polyester-Microfaser, Füllmaterial: 100 % Polyester, weich und flexibel, atmungsaktiv, vollwaschbar, flexibel positionierbar an Ober- und Unterschenkel. Die bequeme Seitenlage ist eine der beliebtesten Schlafpositionen, häufig kommt es in dieser Lage allerdings zu unangenehmen Druckstellen am Knie, das Kniekissen polstert das Knie effektiv ab und ist äußerst weich, lässt sich mit Klettbandern an Ober- und Unterschenkel positionieren, atmungsaktiv



SD43415

Lagerungs- und Kniekissen teilbar

Bezug: dunkelblau, Füllung: Polyester mit Memory-Schaum, Flanschbezug Polyester, Abstand zwischen den Knien: 8,5 cm, Maße: 52 cm geöffnet, 26 cm gefalten, vorgeformtes Lagerungskissen zur Dekubitusprophylaxe, bei Rücken- und Hüftproblemen, zur Entspannung etc., auseinandergefaltet zur Lagerung der Knöchel, Knie oder Oberschenkel, zusammengefaltet als Kniekissen



S1090

Sissel Medi-Support Kniekissen

die Seitenlage in der Nacht empfinden viele Menschen als unangenehm, die Beine liegen übereinander und die Knie stoßen aufeinander, dann greifen sie zu Kissen oder zur Bettdecke als Polster - das Medi-Support Kniekissen kann hier Abhilfe schaffen! Wird einfach mit 2 bequemen Klettbindern an den Beinen befestigt, vermindert harten Druck auf die Kniegelenke, beugt unangenehmes Schwitzen vor, optimale Liegeposition - das Becken wird weniger stark abgeknickt, mit weichem Velours Bezug, Maße: 17 x 20 cm und 10 cm an der schmalsten Stelle



30381

Abduktionskissen blau 33 x 34 x 15 cm

Zum Spreizen der Beine, z.B. bei Ischias- schmerzen, Hüftschmerzen; hypoallergene Gummibänder zur Fixierung, Keil aus weichem Polyurethan



4101

Beinlagerungsschiene

4101B

Kunstlederbezug *SONDER*

4101BS

Trikot/Veloursbezug *SONDER*

nach Art der sog. Volkmann, Schweizer- oder Kehlschen Schiene, offene Form, verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug, für die gestreckte Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen, das gepolsterte Fußbett verhindert sog. Spitzfußbildung, Länge 75 cm, ca. 25 cm breit



90123159

Beinhochlagerungskissen Keprosan 72/22/20 cm

zur Thromboseprophylaxe und bei Venenentzündung; Bezug Kunstleder, weiß; Füllung Schaumkern



45A

Askle Beinschiene, beschichtet

Fersenentlastung bei Dekubitus und zur Dekubitusvorsorge, Länge 45 cm, viskoelastischer Schaum



410

Askle Fuß-/Beinschiene mit Bezug

Fersenentlastung bei Dekubitus, Länge 41 cm Laterale und Stützung des Fußes in der Beugung (100°) zur Verhinderung von Spitzfüßen, moderates Neigen des Beines nach hinten zur Begünstigung des Blutrückflusses in den Venen



A812101

Rolyan Handtellerschutz links

A812201

Rolyan Handtellerschutz rechts

verhindert Fingerkontrakturen und schützt die Haut im Handtellerbereich, zur einfacheren Anwendung vorgerollt und zusammengeknüpft, Spezialschaumstoff mit angenehmen Sherpa- Gewebe gefüttert, Klettverschluss um das Handgelenk



A81201

Rolyan Handtellerschutz mit Fingerschlaufen links

A81202

Rolyan Handtellerschutz mit Fingerschlaufen rechts

verhindert Fingerkontrakturen und schützt die Haut im Handtellerbereich, die Schlaufen für die Einzelfinger abduzieren die Finger zur Tonusverminderung und schützen die Haut zwischen den Fingern, dichter Schaumstoff mit Samtflorbezug, Klettverschluss, uni Size, handwaschbar



A812401

Rolyan Handtellerschutz Palm Shield links

A812402

Rolyan Handtellerschutz Palm Shield rechts

Schaumstoffschiene mit Klettverschluss, hilft die Finger auseinander zu halten, großes Daumenteil sorgt für gute Daumenlagerung, uni Size



A6791L

Rolyan Ulnar Deviations-Schiene links S

A6791R

Rolyan Ulnar Deviations-Schiene rechts S

small von 17,1 - 21 cm Handumfang

A6792L

Rolyan Ulnar Deviations-Schiene links M

A6792R

Rolyan Ulnar Deviations-Schiene rechts M

medium von 21,1 - 24,8 cm Handumfang

eine individuell verstellbare Schiene aus Neopren, gedacht um diese auch unter einer Handschiene verwenden zu können, zur Unterstützung und Ausrichtung der MCP-Gelenke, um die Größe zu ermitteln messen Sie bitte den Handumfang, Reinigung mittels Handwäsche



- 3483 Hand-/Fingerkontrakturkissen. m. Fingerseparator/
Band**
Maße: 13,4 x 6 cm, MIT Fixierband, Farbe: schwarz
- 3481 Hand-/Fingerkontrakturkissen. m. Fingerseparator**
Maße: 13,4 x 6 cm, OHNE Fixierband, Farbe: schwarz
- 3482 Hand-/Fingerkontrakturkegel ohne Fingerseparator**
Maße: 13,4 x 6 cm, Farbe schwarz
- zur Vorbeugung von Handkontrakturen; dabei bleibt die Bewegungsfreiheit für die Finger und eine natürliche Lagerung; Frotteebezug zur Vermeidung von Schwitzen Bezug waschbar bis 40°; lufttrocknen



30622
Gehgestell Reziprok
700100101
Gummifuß Grau für 30622/306221

leicht und sicher gehen, stabiles Gehgestell aus Aluminium, Gewicht nur 2,8 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, faltbar mit nur einem Knopfdruck, Griffhöhe von 80 - 97,5 cm mit Druckknopf, 8-fach verstellbar, kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen, durch die hohe vordere Verbindungsstange ist eine Nutzung über dem Toilettenbecken möglich, Farbe: silbergrau, Maße: LxB gesamt: 51 x 61 cm, Breite zwischen den Handgriffen 49 cm, Innenbreite vo / hi 49 / 52 cm, Höhe der Verbindungsstange 52 cm, Faltmaß: L/B/H: 83 x 54 x 12 cm


306221
Gehgestell starr
700100101
Gummifuß Grau für 30622/306221

leicht und sicher gehen, stabiles Gehgestell aus Aluminium, Gewicht nur 2,5 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, faltbar mit nur einem Knopfdruck, Griffhöhe von 81 - 98,5 cm mit Druckknopf 8-fach verstellbar, kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen, durch die hohe vordere Verbindungsstange ist eine Nutzung über dem Toilettenbecken möglich, Farbe: silbergrau, Maße: LxB gesamt: 47 x 61 cm, Breite zwischen den Handgriffen 43,5 cm, Innenbreite vo / hi 48 / 52 cm, Höhe der Verbindungsstange 60 cm, Faltmaß: L/B/H: 84 x 52 x 12 cm


10220HD
Gehgestell Grand XL starr, faltbar, bis 228 kg belastbar

u-förmiges Gehgestell für max. Bewegungsfreiheit robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5 cm Alurohr, einfach faltbar; höhenverstellbar Maße: L 48 x B 69,5 x H 82-100 cm max. Belastung 228 kg; Gewicht: 3,85 kg Mindestbreite zwischen den Standbeinern: 64 cm


SD31510
Gehbock universal SUNDO 2-in-1
SD3151001
Gummi für Gehbock 31510

Gestell aus Aluminium, silber, starr oder reziprok durch Umsetzen der Halteklammern, zusammenfaltbar auf ca. 79 x 55 x 11 cm, 6-fach höhenverstellbar von 78 - 91 cm, Gewicht: 2 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


222850
Gehgestell 2-in-1
222850EG
Gummi zu Herdegen 222850 ORIGINAL

das Gehgestell mit 2 Funktionen in einem - faltbares starres Gehgestell oder faltbares reziprokes Gehgestell, einfach Clip umstecken und fertig, Griffhöhe verstellbar von 76 - 94 cm, Standfläche: 42 x 52 cm, innere Breite: 48 cm, Gewicht: 2,6 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



130071 XXL-Gehgestell außen 74 cm / innen 54 cm breit
130081 XXL-Gehgestell außen 84 cm / innen 64 cm breit

bis max. 270 kg Benutzergewicht belastbar. Griffhöhe von 76 - 101 cm verstellbar, Gewicht ca. 3 kg, für den Transport faltbar, leichtgewichtig und doch sehr stabil, hilft bei der Mobilisierung von schwereren Patienten


17410 Rebotec Kinder-Gehgestell Walk-On Bunt XS

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 60,5 - 69 cm, Gewicht 2,7 kg, Breite 54 cm, Tiefe 44 cm,

17420 Rebotec Kinder-Gehgestell Walk-On Bunt S

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77,5 cm, Gewicht 3 kg, Breite 54 cm, Tiefe 50 cm,

17430 Rebotec Gehgestell Walk-On Anthrazit M

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 68 - 87 cm, Gewicht 3,3 kg, Breite 59 cm, Tiefe 52 cm,

17440 Rebotec Gehgestell Walk-On Anthrazit L

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 78 - 97 cm, Gewicht 3,6 kg, Breite 60 cm, Tiefe 59 cm,

rutschfeste Griffe für sicheren Halt, als Aufstieghilfe nutzbar, faltbar, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, rostfrei, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar - Hinweis: eine Sitzplatte ist für diese Modelle optional erhältlich!


10263KDR Reisegehgestell Drive Ready Set Go *SONDER*

stabiles, komfortables Reisegestell aus Aluminium mit praktischer Tragetasche einfach faltbar; Maße: L 56-61,5 X B 54 65 x H 74 -94 cm Max. Belastung 100 kg; Gewicht: 3 kg Mindestbreite zwischen den Standbeinen: 54 cm


17510 Rebotec Kinder-Rollator Walk-On Bunt XS

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 60,5 - 69 cm, Gewicht 2,7 kg, Breite 54 cm, Tiefe 44 cm,

17520 Rebotec Kinder-Rollator Walk-On Bunt S

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77,5 cm, Gewicht 3 kg, Breite 54 cm, Tiefe 50 cm,

17530 Rebotec Rollator Walk-On Anthrazit M

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 68 - 87 cm, Gewicht 3,3 kg, Breite 59 cm, Tiefe 52 cm,

17540 Rebotec Rollator Walk-On Anthrazit L

Griffe 5-fach höhenverstellbar von 78 - 97 cm, Gewicht 3,6 kg, Breite 60 cm, Tiefe 59 cm,

rutschfeste Griffe für sicheren Halt, als Aufstieghilfe nutzbar, faltbar, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, rostfrei, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, zwei Schwenkrollen vorne - Hinweis: eine Sitzplatte ist für diese Modelle optional erhältlich!



243801 Herdegen Rollator, Zweirad, *Doppelpack*
243801U Herdegen Rollator, Zweirad, 1 Stück
243801HVS Schrauben Griff zu Herdegen Rollator

faltbarer Rollator mit Sitz und 2 Vorderrädern Ø 11,5 cm; leichter, stabiler Epoxidstahlrahmen; max. Belastung: 120 kg, Gewicht: 4,56 kg Maße: L 62 x B 56 x H 76-92,5 cm Sitzfläche: 36 x 33,5 cm max. Belastung: 120 kg, Gewicht: 4,8 kg


243820 Herdegen Rollator ALU, Zweirad, *Doppelpack*

leichter, faltbarer Alt Style Rollator mit Sitz und 2 Vorderrädern Ø 11 cm anatomische Griffe, höhenverstellbar Maße: L 57 x B 50 x H 76-90 cm Sitzfläche: 38 x 20 cm; H 53 cm max. Belastung: 120 kg, Gewicht: 2,92 kg Farbe: schwarz


RP748 Gehbock fahrbar, blau

leicht zerlegbarer Aluminium Rollator mit Sitz und 4 Rädern Ø 7,5 cm; hintere Räder mit Feststellbremsen; höhenverstellbar; Maße: L 54 x B 54 x H 77-92 cm Max. Belastung: 130 kg, Gewicht: 6 kg


RP754S Gehwagen mit Achselstützen

stabiler Gehwagen aus eloxiertem Stahl mit 4 Lenk - Rädern, die hinteren Räder mit Feststellbremse; höhen-, tiefen- und breitenverstellbar Maße: L 79 x B 55 x H (Seitenteile) 82-96 cm H Achselstützen: 113-127 cm max. Belastung: 130 kg, Gewicht: 11 kg max. B innen: 46 cm Ø Räder: 10 cm


MIGO Rollmobil / Rollator Drive Migo 2G

Der Klassiker - jetzt noch flexibler! Rund 25 % leichter als vergleichbare Standard-Rollatoren, 50 mm breite Räder, mit geschlossener Felge für leichtere Reinigung, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit, Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz, ergonomische Bremse - leicht einstell- und nachjustierbar, Handgriffe von 80 - 100 cm stufenlos verstellbar, pannen-sichere Bereifung, max. Zuladung Korb und Tablett: je 5 kg, Lieferung mit Korb, Tablett und Stockhalter, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, Rahmenfarbe silber, Gesamtbreite: 58 cm, Gesamtlänge: 61 cm, Sitzbreite 36 cm, Sitzhöhe 60 cm, Gewicht: 9,1 kg, Faltmaß: 23 x 58 x 74 cm - Ersatzteile finden Sie bitte in der Preisliste!



722100000

Rollmobil Drive Cristallo TPR Bereifung

robuster Stahlrahmen, pannensichere Bereifung, Faltmechanismus mit automatischer Verriegelung in Signalfarbe; leicht verstellbare Multifunktionsbremse mit Parkbremse, fest angebrachte Reflektoren, serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter; im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Maße: L 67 x B 61 x H 79-100 cm Maße Sitz: H 61 x B 38 x T 16 cm Maße Räder: Ø 19 cm, B 4,7 cm, Felgen geschlossen, Bereifung PU max. B zwischen den Griffen: 43 cm max. Belastung: 130 kg, Gewicht inkl. Zubehör 9,8 kg max. Belastung Korb: 5 kg empfohlene Körpergröße: 150 - 200 cm



GIGO

Leichtgewichtsrollator Drive Gigo

Mehr Mobilität ganz leicht - besonders leichter Rollator aus Aluminium und Kunststoff, anatomische Handgriffe, in der Höhe von 83 - 93 cm verstellbar, feststellbare Sicherheitsbremse, bequemes und sicheres Sitzen dank tiefer Sitzfläche und gepolsterter Rückenstütze, platzsparend bei Transport und Aufbewahrung, Faltmaß: LxBxH 100 x 63 x 28 cm, Sitzhöhe 54 cm, Sitzplatte 33 x 34 cm, Maße: Länge / Breite gesamt: 61 x 63 cm, Innenbreite: ca. 41 cm, Gewicht: 8 kg, Farbe: grau, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



71000000

Bowdenzug mit Hülle für Gigo mit Einstellschraube

710000044

Schraube kpl. für Griffverstellung Gigo - 1 Stück

710000030

Rad zu Gigo 190/35 Vorne

710000030H

Rad zu Gigo 190/35 Hinten

18110

Rebotec Polo Plus T S

Sitzhöhe 48 cm, Griffhöhe von 62,5 - 69 cm verstellbar, Gewicht 7 kg

18120

Rebotec Polo Plus T M

Sitzhöhe 54,5 cm, Griffhöhe von 69 - 82 cm verstellbar, Gewicht 7,2 kg

18130

Rebotec Polo Plus T L

Sitzhöhe 61 cm, Griffhöhe von 75,5 - 94,5 cm verstellbar, Gewicht 7,3 kg

Zug- und Feststellbremse, faltbar, pannensichere Bereifung, Sitzfläche umklappbar zum Tablett, inkl. Tasche, besonders leicht durch pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, inkl. Tasche, Außenbreite 65 cm, Tiefe 70 cm, Farbe silber, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



TW011R

Drive Delta-Gehrad / Triwalker

wendig und sicher unterwegs im Innen- und Außenbereich einsetzbar leicht zu transportieren, Farbe: rot ergonomische Handgriffe von 84,5 - 94,5 cm in der Höhe verstellbar passive Beleuchtung hinten und vorne mit Korb und Tablett - Tasche optional erhältlich! Gesamtbreite: 61 cm, Gesamtlänge: 60 cm, Breite zwischen den Handgriffen: 37 cm Breite zwischen den Hinterrädern: 51 cm Faltmaß: B 25 cm x L 65 cm x H 82,5 cm Gewicht: 6,2 kg bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



243876
Rollmobil Travel Xtra

unglaublich kompakt faltbar - die Griffstangen werden zurückgeklappt, die Seitenteile werden zusammengeschoben, die Sitzbank weggeklappt - kleiner und einfacher zu transportieren - ideal für Reisen mit Auto, Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug, mit Tasche vorne, einstellbarem Sitz, Feststellbremse, Rückenlehne, Gestell aus Aluminium - nur 7,2 kg schwer, Schwenkrollen vorne - für innen und außen geeignet, Vorderräder 180 mm, Hinterräder 160 mm, Vollgummibereifung, Griffhöhe verstellbar von 76 - 91 cm, Sitzhöhe ca. 53 cm, Innenbreite 44 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamttiefe: 78 cm, Sitzfläche: 19,5 x 44 cm, Faltmaß: 83 x 28 x 30,5 cm, bis max. 136 kg Benutzerge-
wicht belastbar


SRCHL60RO
Aluminium Rollator Server, Farbe Champagner

inkl. Stockhalter und Rückengurt leichter Aluminium - Rollator mit Soft-Bereifung, großer Einkaufstasche, ergonomischen Handgriffen, Bremsen mit Feststellfunktion, patentiertem „Click and safe“ Sicherheitsverschluss, ergonomischer Greifzone zum Tragen, Reflektoren an Taschen, Rahmen und Griffen, Kantenabweiser und Ankipphilfe Größe Large, 62 cm Maße: L 66 x B 61 x H 74-102 cm Maße Sitz: H 62 x B 46 cm Räder: Ø 20 cm, B 3,7 cm, SOFT max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 7,4 kg


RRTBXCHL10
Aluminium Rollator Stylus, Farbe Champagner

inkl. Stockhalter und Rückengurt leichter Aluminium - Rollator mit TPE-Bereifung, großer Einkaufstasche, ergonomischen Handgriffen, Bremsen mit Feststellfunktion, Bügel zum Sichern im Faltmodus, Reflektoren an Taschen, Rahmen und Griffen, Kantenabweiser und Ankipphilfe Größe Large, 60 cm Maße: L 67 x B 60 x H 76-102 cm Maße Sitz: H 60 x B 44 cm Abstand zwischen den Griffen 45 cm Räder: Ø 20 cm, B 3,5 cm, TPE max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 6,9 kg


740500100
Rollator Drive Torro Dunkelrot
740500500
Rollator Drive Torro Anthrazit

Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, große und weiche Sitzfläche bietet Komfort, der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar, Bremse lässt sich einfach feststellen, ergonomische Handgriffe in der Höhe von 78 - 94,5 cm verstellbar, Radgröße: 200 x 35 mm, Tasche mit max. 5 kg Zuladung, mit Stockhalter, Maße LxB: 68 x 61,5 cm, Sitzbreite max. 42 cm, Sitzhöhe: 59 cm, Faltmaß LxBxH: 68 x 22 x 78 cm, Breite zwischen Griffen: 44,5 cm, Breite zwischen Hinterrädern: 47,5 cm, Gewicht: 6,9 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



- 724100300 Nitro Drive Rollator Champagner XS**
Griffhöhe von 71,8 - 77 cm verstellbar, Sitzhöhe: 45 cm Maße
LxB: 70,5 x 52 cm, Faltmaß LxBxH: 70 x 25 x 71,8 cm, Ge-
wicht: 6,7 kg
- 724100000 Nitro Drive Rollator Champagner S**
Griffhöhe von 79 - 91 cm verstellbar, Sitzhöhe: 52 cm Maße
LxB: 70,5 x 52 cm, Faltmaß LxBxH: 70 x 25 x 82 cm, Gewicht:
7,1 kg
- 724200000 Nitro Drive Rollator Champagner M**
- 724200100 Nitro Drive Rollator Weiß M**
- 724200200 Nitro Drive Rollator Schwarz M**
Griffhöhe von 84 - 96,5 cm verstellbar, Sitzhöhe: 57 cm Maße
LxB: 70,5 x 52 cm, Faltmaß LxBxH: 70,5 x 25 x 86 cm, Ge-
wicht: 7,2 kg
- 724300000 Nitro Drive Rollator Champagner L**
- 724300100 Nitro Drive Rollator Weiß L**
Griffhöhe von 89 - 101 cm verstellbar, Sitzhöhe: 62 cm Maße
LxB: 70,5 x 52 cm, Faltmaß LxBxH: 70,5 x 25 x 92 cm, Ge-
wicht: 7,3 kg
Mobilität für Innen und Außen, mehr Stabilität und Sicherheit
durch Querverstrebungen, extragroße 25 cm Lenkräder für
optimalen Lenk- und Fahrkomfort, serienmäßig passive Be-
leuchtung hinten, vorne und seitlich, gepolsterte Sitzfläche und
Rückenlehne serienmäßig, ergonomische Handgriffe, Doppel-
funktionsbremse - zum Bremsen und Feststellen, Einhand-Falt-
mechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten, max.
Zuladung Gepäcknetz 5 kg, serienmäßig mit Stockhalter und
Ankipphilfe, modernes Gepäcknetz mit Reißverschluss, Sitz-
breite: 44,5 cm, Breite zwischen den Handgriffen: 45 cm, bis
max. 130 kg Benutzergewicht belastbar
- 700300100 Drive Nitro SL Rollator Daytona-Grau Metallic**
- 700300300 Drive Nitro SL Rollator Spa-Blau**
superleichter und stabiler Aluminium-Rollator mit Tasche,
Stockhalter und Ankipphilfe; einfacher Faltmechanismus, hö-
henverstellbarer, breiter Rückengurt, höhenverstellbare Hand-
griffe, einfache Demontage der Räder für leichteren Transport
Maße: L 74 x B 70,5 x H 83-96 cm Maße Sitz: H 57 x B 46 x
T 20 cm B zwischen den Handgriffen: 50 cm Räder: Ø 20 x B
3,6 cm, PU-Bereifung max. Belastung: 136 kg, Gewicht: 6,3 kg
empfohlene Körpergröße: 150-200 cm
- 724400137 Premium Tasche Nitro SL Grau *Sonder***
- 724400138 Premium Tasche Nitro SL Anthrazit *Sonder***
robuste und stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit Maße: L 41 x B
72 x H 35 max. Belastung 5 kg



2221
Rollator Garcia mit Druckbremse

Aluminium-Rollator mit Andruckbremsen; ermöglicht das Bremsen durch Druck auf die Schiebegriffe; leicht faltbar, mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne, sowie einer Tasche; Maße: L 60 x B 61 x H 79-90 cm (Griffe); Sitz: 32 x 35 cm, Gewicht: 7,2 kg max. Belastung: 100 kg; 2Räder: Ø 12,5 cm, hinten 2 x Doppelräder, vorne 2 Einzelräder, schwenkbar


ROOMBA
Indoor Rollator Roomba

der sportliche Begleiter für Zuhause! Griffhöhe von 81 - 94 cm verstellbar, 55 cm lang, 57 cm breit, Tablethöhe 67,5 cm Höhe, Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden, sehr leicht - nur 5,6 kg, Rahmenfarbe weiß, schmale Rollen für den Innenbereich, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, Lieferumfang mit großer Tasche und Tablett


2223
Indoor Rollator Farbe Weiß/Schwarz

moderner Alu- Indoorrollator mit Tablett und abnehmbarer Tasche; kann mit einer Hand bedient werden, leicht faltbar; Maße: L 75 x B 57 x H 86-97 cm Räder: Ø 20 cm; Vorderräder schwenkbar, B zwischen den Griffen: 50 cm max. Belastung: 136 kg, Gewicht: 6,6 kg


CRWRL60RO
Carbon Rollator Athlon SL, Farbe Rot

inkl. Stockhalter und Rückengurt ultraleichter Rollator mit Soft-Bereifung, großer Einkaufstasche, ergonomischen Handgriffen, Bremsen mit Feststellfunktion, patentiertem „Click and safe“ Sicherheitsverschluss, ergonomischer Greifzone zum Tragen, Reflektoren an Taschen, Rahmen und Griffen, Kantenabweiser und Ankipphilfe Größe Large, 62 cm Maße: L 66 x B 61 x H 74-102 cm Maße Sitz: H 62 x B 46 cm Räder: Ø 20 cm, B 3,7 cm, SOFT max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 5,2 kg


720200010
Drive AeroWalk Carbon Rollator Racing-Grün
720200020
Drive AeroWalk Carbon Rollator Graphit-Grau

superleichter, stabiler Carbon-Rollator mit Tasche, Rückengurt und Stockhalter; Rückengurt mit Sichtausschnitt, höhenverstellbare Schiebegriffe, Bremsen mit Feststellfunktion Maße: L 68 x B 60 x H 80-95 cm Maße Sitz: H 57 x B 45 x T 22 cm Räder Ø vorne 24 x B 3,2 cm, hinten 20 x 3,0 cm Max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 5,1 kg empfohlene Körpergröße: 150-190 cm



740500600
Outdoor Rollator Drive Torro Luft Capriblau
740500610
Outdoor Rollator Drive Torro Luft Tannengrün

inkl. Stockhalter und Rückengurt stabiler Aluminium-Rollator mit PU-Bereifung, verschließbarer Komforttasche, ergonomischen Handgriffen-höhenverstellbar, Bremsen mit Feststellfunktion, Reflektoren, einfach faltbar Maße: L 73,5 B 66,5 x H 80-92 cm Maße Sitz: H 60 x B 42 x T 22,5 cm Räder: Ø 30 cm, B 4,75 cm, Luft-Bereifung Abstand zwischen den Griffen 45,5 cm max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 10,4 kg empfohlene Körpergröße: 150 - 200 cm


740500650
Outdoor Rollator Drive Torro PU Capriblau
740500660
Outdoor Rollator Drive Torro PU Tannengrün

inkl. Stockhalter und Rückengurt stabiler Aluminium-Rollator mit PU-Bereifung, verschließbarer Komforttasche, ergonomischen Handgriffen-höhenverstellbar, Bremsen mit Feststellfunktion, Reflektoren, einfach faltbar Maße: L 73,5 B 66,5 x H 80-92 cm Maße Sitz: H 60 x B 42 x T 22,5 cm Räder: Ø 30 cm, B 4,75 cm, PU-Bereifung Abstand zwischen den Griffen 45,5 cm max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 11,8 kg empfohlene Körpergröße: 150 - 200 cm Hinweis: auch sortiert möglich


RP562A
Ermes Outdoor Rollator Luft Blau
RP562R
Ermes Outdoor Rollator Luft Rot

inkl. Stockhalter und Rückengurt stabiler Aluminium-Rollator mit Luft-Bereifung, Komforttasche, Bremsen mit Feststellfunktion, höhenverstellbaren Handgriffen, faltbar Maße: L 80 x B 62 H 85-100 cm Maße Sitz: H 56 x B 46 x T 24 cm Räder: Ø vorne 30, hinten 24 cm, alle luftbereift Abstand zwischen den Griffen: 45 cm max. Belastung: 136 kg, Gewicht: 11,45 kg Hinweis: auch sortiert möglich


HRSGL60RO
Aluminium Rollator Server HD, Farbe Grau

inkl. Stockhalter und Rückengurt leichter Aluminium - Rollator mit Soft-Bereifung, großer Einkaufstasche, ergonomischen Handgriffen, Bremsen mit Feststellfunktion, patentiertem „Click and safe“ Sicherheitsverschluss, ergonomischer Greifzone zum Tragen, Reflektoren an Taschen, Rahmen und Griffen, Kantenabweiser und Ankipphilfe Größe Large, 62 cm Maße: L 66 x B 61 x H 74-102 cm Maße Sitz: H 62 x B 55 cm Abstand zwischen den Griffen 56 cm Räder: Ø 20 cm, B 3,7 cm, SOFT max. Belastung: 200 kg, Gewicht: 8,1 kg


RH520
Moretti Rollator XL / Bariatric Stahl

bis 200 kg belastbar, Farbe schwarz Einkaufskorb unter dem Sitz, Tablett, Sitz gepolstert, faltbar, 4 Räder mit Ø 20 cm, Bremsen an den Hinterrädern, feststellbar, höhenverstellbare, anatomische Griffe Maße: L 68 x B 75 x H 78-94 cm Gewicht 12,3 kg



1880000

Rebotec Rollator Jumbo

2801048

Polsterung Rückenbügel optional - wie abgebildet

Stahlrohrrollator bis 150 kg belastbar! Zug- und Feststellbremse, faltbar, Sitzfläche umklappbar zum Tablett, inkl. Tasche, pannensichere Bereifung, pulverbeschichteter Stahlrahmen, Griffe 10-fach höhenverstellbar von 75 - 93 cm, Außenbreite: 76 cm, Sitzbreite: 54 cm, Tiefe: 72 cm, Sitzhöhe 60 cm, Gewicht: ca. 11,6 kg, Farbe: anthrazit, Schwenkrollen vorne



GoLite

Drive Rollator GoLite 200

bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar - für Sicherheit und Mobilität auch bei hoher Belastung, extra breite Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Griffe von 88 - 99,5 cm höhenverstellbar, Sitzhöhe: 57 cm, Sitzfläche: 35 x 46 cm, gepolstert, Länge / Breite gesamt: 71 x 78 cm, Innenbreite: 55 cm, Gewicht: 12,8 kg, mit Korb und Tablett, gepolsterter Rückenbügel, Farbe: weinrot - Ersatzteile Bremse auf Anfrage

727100145

Rad vorne mit Kugellager zu GoLite

727100137

Rad hinten mit Kugellager zu GoLite

710000054

Bremsbügel unten für GoLite *Sonder*

710000035

Bowdenzug komplett für GoLite

170050

XXL-Rollator King

bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar! Leichtes und diskretes Design - nur 15,7 kg! Er passt durch Türen und lässt sich leicht für den Transport im Auto falten, starke Rohre und breite massive Räder bringen extra Komfort, Sicherheit und Stabilität, die Handbremsen sind leicht zu bedienen, höhenverstellbare Griffe von 77,5 bis 99 cm in 2,5 cm Schritten, Sitzhöhe 50 cm, Sitzfläche 35,5 x 50,8 cm, gepolsterter Rückenbügel, Farbe: dunkelrot, Innenbreite 61 cm, Außenbreite 71 cm



722500000

Rollator Cristallo mit Arthritisauflagen

für Rheuma- und Arthritispatienten, gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen, automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen, mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit, Faltmechanismus in Signalfarbe sorgt für sicheres und komfortables Falten, Doppel-funktionsbremse - zum Bremsen und Feststellen, (Optional Einhandbremse möglich - Montage erfolgt Werksseitig!), pannensichere Bereifung, mit Korb und Tablett - max. bis je 5 kg belastbar, Farbe: silber, Gesamtbreite: 65 cm, Gesamtlänge: 67 cm, Sitzbreite: 38 cm, Sitztiefe: 16 cm, Sitzhöhe: 61 cm, Breite zwischen den Handgriffen: 38 cm, Breite zwischen den Hinterrädern: 43 cm, Höhe Armauflage: 102 - 118 cm verstellbar, Faltmaß: Breite 61 cm, Höhe 70 cm, Länge 26 cm, Gesamtgewicht: 12,3 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



NRSGL600
Rehasense Arthritisrollator Navigator Indoor

mit festen Armauflagen, TPE-Rädern, großer Tasche, Handbremsen mit Feststellfunktion, Reflektoren an Tasche und Rahmen, Kantenabweiser, Ankipphilfe; faltbar mit „Click and safe“ Sicherheitsverschluss; Unterarmauflagen mit horizontaler Winkeleinstellung der Handgriffe; Größe Large 62 cm, Farbe: Grau Maße: L 66 x B 63 cm x H 90-115 cm Maße Sitz: H 62 cm, B 46 cm Räder: vorne und hinten Ø 20 cm max. Belastung: 150 kg, Gewicht: 9,6 kg


745R
Rollmobil Diamond Deluxe

Rollator und Transportstuhl in einem! Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator durch Anbau von Fußstützen zum Transportstuhl, Lieferung erfolgt mit schwenkbaren Fußstützen, werkzeuggestütztes montieren der Räder und Fußstützen, mit faltbarem Stoffsitz und weicher gepolsterter Rückenlehne, die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge, mehr Stabilität durch Querverstrebungen unter dem Sitz, höhenverstellbare Handgriffe, von 77 - 94,5 cm, faltbar für platzsparende Lagerung und einfachen Transport, mit Stockhalter, Länge gesamt: 104 cm, Breite: 64 cm, Sitzhöhe: 54 cm, Sitzfläche: 40 x 19 cm, Gewicht: 10,3 kg, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar, Farbe: rot-metallic


22262
Rollator/Transportstuhl mit Bremse

innovativer Rollator und Transportstuhl in einem, faltbar inkl. Begleitbremsen mit Feststellfunktion Aluminium, faltbar, gepolsterte Rückenlehne und Sitz feststehende Armlehnen, Fußstützen klappbar, inkl. Staufach unter dem Sitz Maße Räder: Ø Räder vorne 25 cm, hinten 20 cm Maße Sitz: H 53 x B 39 x T 37 cm Griffhöhe: 84 - 99 cm Maße gesamt: B 61,5 x T 108 cm (inkl. Fußstütze.) Gewicht 10,8 kg; max. Belastung 136 kg


700500100
Drive Fußentlastungsroller Nitro Glide Rot *Sonder*

orthopädischer Roller mit korrosionsgeschütztem, robustem Rahmen; bei Verletzungen des Unterschenkels, Sprunggelenks oder Mittelfußes, ergonomisch geformtes Kniepolster, Smartsoft Reifen für sanfte Fahrt, Gehstützen-Halterung, stabiler, verstellbarer Lenker mit Hand - und Feststellbremse, abnehmbarer Korb Maße: L 78 x B 40-50 x H 78-99 cm Maße Kniepolster: L 34 x B 17,5 x H 42,5 - 57,5 cm Räder: Ø vorne 25, hinten 19, B 4 cm, PU-Bereifung max. Belastung: 125 kg, Gewicht: 10 kg empfohlene Körpergröße: 140 - 200 cm


2250
Kinderrollator Garcia rot

große Räder vorne Ø 15 cm, faltbar, stabiler Stahlrahmen; Maße: L 55 x B 45,5 x H 50-62 cm B zwischen den Griffen: 33 cm max. Belastung: 80 kg; Gewicht: 3,9 kg



1865020
Rebotec Rollator Fox Blau
2866525
Sitzbrett aus Holz zu Fox

Aluminiumrollator für kleinere Personen, mit Zug- und Feststellbremse, pannensichere Bereifung, besonders leicht - nur 5,3 kg - durch pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77 cm, bis 100 kg Körpergewicht belastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 42 cm; Außen breite 57,5 cm, Gesamttiefe 67 cm - Hinweis: vor Bestellung bitte klären ob ein Sitzbrett benötigt wird! Eine nachträgliche Montage ist sehr aufwändig!


1860020
Rebotec Jugend-Rollator „Fox“
2866525
Sitzbrett aus Holz zu Fox (Option!)
1860025
Rebotec Jugend Rollator „FOX“ mit Sitzbrett

Aluminiumrollator für Kinder / Jugendliche, mit Zug- und Feststellbremse, pannensichere Bereifung, besonders leicht - nur 5,3 kg - durch pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstellbar von 70 - 78 cm, bis 100 kg Körpergewicht belastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 42 cm; Außen breite 57,5 cm, Gesamttiefe 67 cm - Hinweis: vor Bestellung bitte klären ob ein Sitzbrett benötigt wird! Eine nachträgliche Montage ist sehr aufwändig!


1860010
Rebotec Kinder-Rollator „Fixi“
2866525
Sitzbrett aus Holz zu Fixi (Option!)
1860015
Rebotec Kinder Rollator „FIXI“ MIT SITZBRETT

Aluminiumrollator für Kinder / Jugendliche, mit Zug- und Feststellbremse, pannensichere Bereifung, besonders leicht - nur 5,2 kg - durch pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstellbar von 61 - 70 cm, bis 100 kg Körpergewicht belastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes Sitzhöhe 42,5 cm, Sitzbreite 42 cm; Aussenbreite 57,5 cm, Gesamttiefe 62,5 cm - Hinweis: vor Bestellung bitte klären ob ein Sitzbrett benötigt wird! Eine nachträgliche Montage ist sehr aufwändig!


1870010
Rebotec Kinder Lauflernhilfe Pluto Gr. 1

Rückwärtsgehhilfe mit Rücklaufsperre für höhere Standsicherheit bei gleichzeitig erhöhter Bewegungsfreiheit; Stärkung des Gleichgewichtssinns, gute Ergänzung bei krankengymnastischen Behandlungen breiten- und höhenverstellbare Griffe, pannensichere Bereifung; Maße: L 81 x B 65 x H 46-81 cm (Griffe) max. Belastung: 60 kg, Gewicht: 8,0 kg Räder vorne lenkbar; Lenkstopp vorne optional

1870011
Rebotec Lauflernhilfe Pluto Gr. 1 MIT LENKSTOPP

wie Lauflernhilfe Pluto, jedoch mit integriertem Lenkstopp für die Vorderräder; Lenkstopp kann jederzeit auch gelöst werden;



- 1870020 Rebotec Kinder Lauflernhilfe Pluto Gr. 2**
wie Lauflernhilfe Pluto Gr. 1 Maße: L 86 x B 62 x H 55-89 cm (Griffe) max. Belastung: 80 kg, Gewicht: 8,2 kg Räder vorne lenkbar;
- 1870021 Rebotec Lauflernhilfe Pluto 2 MIT LENKSTOPP**
wie Lauflernhilfe Pluto, jedoch mit integriertem Lenkstopp für die Vorderräder; Lenkstopp kann jederzeit auch gelöst werden;
- 710100500 Rückengurt komplett zu Migo/Cristallo**
- 723600200 Einhandbremse links zu Migo**
- 723600300 Einhandbremse rechts zu Migo**
- 710000009 Knebelgriff kpl. zu Migo/Cristallo/Rubino - Paar**
- 710000001 Korb zu Migo/Gigo und Invacare Banjo**
- 710000002 Tablett zu Migo**
- 710000012 Stockhalter komplett zu Migo/Cristallo/GoLite**
- 723000002 Sitzplatte zu Migo**
- 710000080 Rad zu Migo 190/50 mit Kugellager**
- 710000087 Bremsgriff zu Migo/Cristallo/Gigo/GoLite**
- 710000006 Bremse Bowdenzug zu Migo**
inkl. Hülle mit Einstellschraube
- 710000105 Bremsblockeinheit li/re mit Schraube zu Migo**
- 710000022 Bremsblock li/re mit Schraube zu Migo**
- 710000086 Bremse Griff zu Migo/Cristallo/Gigo**
- 1452072 Klemmhebel Höhenverstellung zu 332, 30666, 243100**
- 1514306 Gummi schwarz zu P550, 243100 Original**



- 59033 Rollatorgriff anatomisch**
PVC-Griffe für Rollatoren, schwarz, für 22 mm Rohr, paarweise

- 5126PU Komplettrad 200 x 50 PU**
für Rollstühle und Rollatoren, pannensicher - Weitere Ersatzteile der verschiedenen Rollatoren und Hilfsmittel finden Sie entweder in der Preisliste oder auf Anfrage bei uns!



- SD34000 Einkaufsnetz für Rollstuhl Schwarz**
- 5116A Einkaufsnetz für Rollator Weinrot**
- 5116B Einkaufsnetz für Rollator Blau**
- 5116N Einkaufsnetz für Rollator Natur**

Maße: ca. 35 x 35 cm aus Baumwolle, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Ringösen, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C,



SD34020 Einkaufsnetz mit Innenfutter Schwarz
SD34021 Einkaufsnetz mit Innenfutter Blau
SD34022 Einkaufsnetz mit Innenfutter Weinrot
SD34024 Einkaufsnetz mit Innenfutter Natur

Maße: ca. 35 x 35 cm aus Baumwolle / Polyester, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Klettverschluss, blickdicht, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C


SD32250 Rollator-Tasche

Maße: ca. 36 x 26 x 6 cm schwarz, Nylon, verstellbare Tragetasche zur Befestigung am Rollator, mit Reißverschluss, verstellbarem Gurt und Handgriff, waschbar bis 40° C,


SD32110 Korb- und Sitzabdeckung für Rollatoren

schwarz, Kunststoff-Folie mit Gummizug, Schutzhaube für Korb oder Sitzfläche, Maße: ca. 40 x 27 cm


SD32820 Rollator-Sitzkissen

schwarz, gepolstert, rutschhemmende Unterseite, mit Gummizug zur Befestigung am Sitz, Maße: ca. 17 x 37 x 4,5 cm


SD32270 Rollator-Handschuhe

grau, Obermaterial Polyamid mit PU-Beschichtung, Futter 100 % Polyester, Haltegummi, Klettverschluss plus Druckknopf, paarweise gepackt, nur für Handwäsche geeignet


9093 Saljol LED-Leuchte Rollator

wird mit Haken oder Magnet befestigt, mit der hellen LED Lampe an Ihrem Rollator sind Sie auch im Dunkeln gut sichtbar, auch zum Ausleuchten gut geeignet, Größe: 7 x 3,7 cm, ca. 56 g schwer, mit ON/OFF Knopf, inkl. 3 x AAA Batterie


SD32100 Rollator-Schutzabdeckung

transparent, PE-Folie, Schutz vor Regen, Schmutz und Staub, passend bei den meisten Standard-Rollatoren / -Rollmobilen, Maße: ca. 60 x 80 x 82 cm



SD32103
Rollator-Garage mit Gewichtsband

dunkelgrau, Nylongewebe, wasserabweisend, eingenähtes Gewichtsband verhindert ungewolltes Verrutschen, bieten größeren Halt und leichtere Handhabung, Maße: ca. 81 x 53 x 75 cm, Gewicht: ca. 270 g


55030
Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor Rot-Braun
55031
Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor Grau-Braun
55032
Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor Blau-Grau
55033
Ersatz-Befestigungs-Set Rollatorschirm Protektor

bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne, lässt sich durch den einfachen Druckmechanismus am stabilen Rastgelenk einstellen, Automatik-Öffnung, Dachstoff aus Microfaser, windsicher durch Dachstoff-Öffnungen, leicht montierbar, für 18/20/22/25 mm Rundrohr und Ovalrohr sind Adapter im Lieferumfang


403520
Rollator-/Rollstuhlschirm Schwarz
407010
Befestigungsmaterial zu Schirm 403520

passt mit seinem Schellensortiment an fast alle Rollatoren und Rollstühle; windsicher, reflektierend und bis zu 100 % UV-Schutz für ovale Rohre bis 55 mm und Rundrohre 22 und 25 mm; inkl. Schirmhülle


SD32202
Schirmhalter für Rollstühle und Rollatoren

geeignet für handelsübliche Schirme geeignet für handelsübliche Schirme zur Befestigung; Höheneinstellung 30-45 cm winkelverstellbar, für Rundrohre von 8-25 mm Farbe chrom-blau


279013
Poncho für Rollator-Nutzer

bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen und Kapuze mit seitlichem Sichtfenster, Länge Gesamt 140 cm, Kopflänge 35 cm - Körperlänge 105 cm, Tasche vorne 20 cm breit, mit Gewichtsstreifen unten eingearbeitet der leichtes Hochfliegen bei Wind schwerer macht



MS01
Beurer mechanische Personenwaage MS 01

analoge Anzeige, modernes Design, große und pflegeleichte Trittfläche, 1 kg Einteilung, 120 kg Tragkraft, verwendbar ohne Batterien


PS25
Beurer Personenwaage PS 25


zeitloser Klassiker im XXL-Design, mit extra großem LCD und weißer Beleuchtung, XXL-Format: 34 x 34,5 cm, Ziffernhöhe: 39 mm, 180 kg Tragkraft, 100 g Einteilung, Quick-Start-Technologie, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik


PS240
Beurer Personenwaage PS 240


mit Soft-Grip Oberfläche für angenehmes und sicheres Stehen auf gummierter Oberfläche, elegante Edelstahlapplikation, beleuchtetes Schwarzdisplay, schwarz hinterleuchtete LCD-Anzeige, Einschalttechnik: Quick Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tragkraft 180 kg, Zifferngröße 33 mm, Maße: 30 x 30 x 2,1 cm


75636
Beurer Glaswaage GS203 Slate


moderne Glaswaage in Schieferoptik mit extra großer LCD-Anzeige mit effektvoller weißer Hintergrundbeleuchtung und 4 cm großen Ziffern; Tragkraft 150 kg, Einteilung in 100 g; Umstellung kg/lb/st; Trittfläche aus Sicherheitsglas 30 x 30 cm; sehr flach, nur 1,9 cm Höhe; Quick-Start: sofort nach Betreten der Waage, kommt die Messung


GS10
Beurer Glaswaage GS10 75630

moderne Glaswaage mit Sicherheitsglas und bezauberndem Glitzermotiv, Farbe hellgrau, nur 1,9 cm hoch, mit hoher Tragkraft bis 180 kg, gut lesbare LCD-Anzeige, Einschaltautomatik direkt bei Betreten, praktische Abschaltfunktion, Überlastungsanzeige; Maße: L 30 x B 30 x H 1,9 cm; batteriebetrieben


GS14
Beurer Glaswaage GS 14

moderne Glaswaage mit Sicherheitsglas, gut ablesbares LCD-Display, 25 mm Ziffernhöhe, flache Bauhöhe, Maße: 30 x 30 x 2 cm, Quick Start Technologie, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, 150 kg Tragkraft, 100 g Einteilung, Umschaltbar kg / lb / st, inkl. 1 x 3 V Batterie CR2032


GS39
Beurer Glaswaage mit Sprachausgabe GS 39

diese Waage verfügt über eine Sprachfunktion in 5 Sprachen: D, GB, F, ES, RUS, Lautstärke regelbar, Sprache abschaltbar, exklusives Design mit effektvoller blauer Beleuchtung, Zifferngröße: 33 mm, große Trittfläche, 4 Direkt-Speicherplätze, Einschaltautomatik: Vibration-On, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tragkraft: 150 kg, Maße: 35 x 34 x 2,3 cm, 3 x 1,5 V Batterie AAA



BG51
Beurer Diagnosewaage BG 51 XXL

diese schicke XXL Waage ist selbst bei starkem Übergewicht der ideale Begleiter, Tragkraft: 200 kg, 8 mm starke Glasfläche, Multi-Anzeige: alle Werte im Blick: Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige AMR, mit BMI Berechnung, Zifferngröße 28 mm (Gewicht), Interpretation der Körperfettwerte, moderne Sensortasten, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, Einschaltautomatik: Quick Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Maße: 39 x 30 x 2,5 cm, 4 x 1,5 V Batterie AAA


BF195
Beurer Diagnosewaage Limited Edition BF195

ein echter Blickfang! Die runde LCD Anzeige und die moderne Rahmung machen die Waage zum absoluten Hingucker, Zifferngröße: 28 mm, Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige AMR, moderne Sensortastenbedienung, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, Benutzer-Speicherplätze: 10, Einschalttechnik: Quick Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tragkraft: 180 kg, Maße: 31 x 31 x 2,3 cm, 2 x 3 V Batterie CR2032


74812
Beurer Body Complete Waage BF 105 BT

die Diagnosewaage ist ein echter Alleskönner, nutzen Sie die Waage für eine komplette Analyse Ihrer Körperwerte, präzise Ober- / Unterkörpermessung mit 8 Elektroden, abnehmbares Funk-XXL Handteil, 120 x 46 mm, mit blauer Beleuchtung, modernste DOT-Matrix-Anzeige, Zifferngröße 22 mm, USB und Bluetooth Übertragung auf PC, Speicherplätze, Einschaltautomatik: Button-On, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tragkraft 180 kg, Maße: 33 x 33 x 4 cm, 6 x 1,5 V Batterie AA


BF1000
Beurer Diagnosewaage Super Precision BF 1000

die neue BF1000 Super Precision liefert Ihnen alles was Sie sich wünschen und sogar ein bisschen mehr. Mit insgesamt 8 Elektroden für Hände und Füße und der speziellen Überkreuzmessung zeigt sie neben dem Körpergewicht auch Körperfett, aber auch Viszeralfett sowie Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienbedarf an. Detaillierte Ganzkörpermessung mit App-Anbindung, erhöhtes Display auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung, modernste DOT-Matrix LCD, XXL Display: 112 x 65 mm, Benutzer- und Messwertspeicherplätze, Einschalttechnik: Button-On und Quickstart, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tragkraft: 200 kg, Maße: 38 x 39 x 100 cm, Netzbetrieb, kompatibel iOS 10.0, Android 5.0, Bluetooth 4.0


DS61
Beurer Nährwert-Analysewaage DS 61

für Diabetiker geeignet, wiegen, errechnen, summieren und speichern, gut ablesbare LCD-Anzeige, 5 kg Tragkraft, Nähr- und Energiewerte von 1000 Lebensmitteln: Kilokalorien, Kilojoule, Fett, Proteineinheiten, Eiweiß, Kohlenhydrate und Cholesterin, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, umschaltbar g / oz, moderne Sensortasten



2011717

Seca 201 - ergonomisches Umfangmessband

für höchste medizinische Ansprüche, der Körperumfang lässt sich bis auf 5 mm genau messen, die hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das 205 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet, dabei liegt das Gehäuse gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust dass es auch einmal auf den Boden fallen kann, Messbereich: 15 - 205 cm, Teilung: 1 mm, Gewicht: 55 g



2081709

Seca 206 - mechanisches Rollmessband

die Platz sparende Lösung mit dem Aufrollmechanismus, unkomplizierte Montage durch Wandbefestigung mit nur einer Schraube, einfaches Ablesen der Körpergröße durch Sichtfenster im Kopfanschlag, hohe Beständigkeit durch Messband aus Metall, Messbereich von 0 - 220 cm, Teilung 1 mm, Maße (BxHxT): 125 x 125 x 170 mm, Gewicht: 140 g



3211000

Atmos Atemwegabsauggerät LC27 Aspirator DDS

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung. Der ATMOS LC27 ist ein mobiles, tragbares, elektrisch betriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen. Der Homecaresauger mit dem Einpatienten- Sekretbehälter (800 ml) besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche. Die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar. Lieferumfang: Grundgerät, Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterien-Filterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS Steckernetzteil, Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Saugleistung: 27 l / min +/- 3 l / min, Vakuum: max. -80 kPa +/- 5 kPa, High Flow / high Vacuum, Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), Betriebstemperatur: 0... +40°C, Spannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Gewicht: 1,8 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessungen (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm - Dieses Gerät ist auch als mobiles Gerät mit Batterie erhältlich! Dazu bitte Preis anfragen!



3212000

Atmos Elektrosauger Batterie LC27

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung. Der ATMOS LC27 ist ein mobiles, tragbares, elektrisch betriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen. Der Homecaresauger mit dem Einpatienten- Sekretbehälter (800 ml) besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche. Die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar. Lieferumfang: Grundgerät, Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterien-Filterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS Steckernetzteil, Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Saugleistung: 27 l / min +/- 3 l / min, Vakuum: max. -80 kPa +/- 5 kPa, High Flow / high Vacuum, Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), Betriebstemperatur: 0... +40°C, Spannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Gewicht: 3,5 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessungen (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm Akkulaufzeit ca. 60 Min., Ladezeit 50% in 3 h; max. in 12 h



32100270

Atmos DDS Filter zu LC27 - Pkg 10 Stk -



32101000
Atmos Absaugschlauch zu LC27 - Pkg 10 Stk -

Abgabe nur in Original VPE möglich mit DDS Adapter und Fingertip


99002
Absauggerät Atmos C161 DDS

sicheres Sekretmanagement mit geringen Folgekosten für die Atemwegsabsaugung, Einsatz auf Stationen und im Pflege- / Rehabereich, anwenderfreundlich, 3-fache Übersaugungsicherheit durch moderne Filtertechnologie / integrierten Überlaufschutz / Direct-Docking-System (DDS); Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle zur schnellen Sichtkontrolle einer eventuellen Übersaugung, Sekretbehälter mit 1 L - autoklavierbar (gemäß Bedienungsanleitung!), Saugleistung 16 +/- 2l/min, Netzspannung 230 V, Maße: 25 x 25,5 x 18 cm, Gewicht: 3,5 kg, Hinweis: Fingertip ggf. separat dazu bestellen!


99002B
Absauggerät Atmos C161 DDS BT *Sonder*

wie bei C161 DDS beschrieben - aber Gerät mit Batteriebetrieb - ideal für den Einsatz unterwegs! Akkubetrieb ca. 1,75 Std


99002KFZ
Ladekabel für 12 V Autobetrieb zu C161 DDS BT
990025
Absauggerät Atmos C261DDS *SONDER*

tragbarer Sekretsauger, Saugleistung 26+/- 2 l/min., stufenlose Vakuum-Regulierung und Präzisionsanzeige, mit 1Ltr. Medi-Vac-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Medi-Vac-Absaugbeutel 1 Ltr., Silikon-Saugschlauch Ø 6 mm, L= 1,30 m, alle Schläuche und Sekretbehälterteile sterilisierbar bis 134°C, 2 m Netzkabel für 230 V, 50/60 Hz, Maße: H 250 x B 255 x 180 mm; Einsatz auf Station und im Pflege-/Rehabereich


7325D
Drive/DeVilbiss VacuAide 7325 netzbetrieben

Sekret-Absaugpumpe, netzbetrieben, große Saugleistung im Miniformat, für zu Hause oder im Alten- und Pflegeheim, stufenlose Vakuumregulierung von 50- 550 mmHg, hohe Saugleistung bis zu 27 l/min, platzsparendes Design, integrierter Schlauchhalter; Maße: H17,5 x B 17,8 x T 18 cm; Gewicht 1,54 kg, Luftstrom max. 27 l/min, Betriebsspannung 240 V/ 60Hz, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%, max. Betriebstemperatur 40°C


7325P
Drive/DeVilbiss VacuAide 7325 Akku

Sekret-Absaugpumpe, AKKU Eigenschaften wie VacuAide netzbetrieben; bis zu 60 min. netzunabhängiger Betrieb, langlebiger Lithium-Ionen Akku, schnelle Ladezeit von nur 3 Stunden



- 7305D-634 Bakterienfilter-Kartusche/DeVilbiss VacuAide**
speziell für Sekret-Absauggeräte entwickelte Filterkartusche



- 7305D-608 Bakterienfilter DeVilbiss 7314D - 12 Stk-**
1200 ml



- 7305D-633 Wiedereinsatzset 800 ml VacuAide 7305 und QSU**
800 ml, beinhaltet Behälter inkl. Deckel, Patientenschlauch, 1,8 m, Verbindungsschlauch 11 cm und Filterkartusche



- 17008 Einmal-Absaugkatheter CH 8 (Blau)**
17010 Einmal-Absaugkatheter CH 10 (Schwarz)
17012 Einmal-Absaugkatheter CH 12 (Weiß)
17014 Einmal-Absaugkatheter CH 14 (Grün)
17016 Einmal-Absaugkatheter CH 16 (Orange)

52 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material PVC - ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK



- 990023 Absaugunterbrecher Fingertip**
steril einzeln verpackt, mit Verschlussstopfen, zur Regelung der Saugleistung, wird zwischen Absaugkatheter und Verbindungsschlauch zum Absauggerät gesteckt



- 34000540 Atmos Filter zu C161 - Pkg 10 Stk -**
Ersatzteil zu Atmos C161/261 Serie (andere Teile auf Anfrage!)



ATM00008360 Atmos Verbinder klar mit Deckel zu C161/261

Ersatzteil zu Atmos C161/261 Serie (andere Teile auf Anfrage!)


99002SB Sekretbehälter Kunststoff 1 L

nur Unterteil; DDS, graduert, PSU


99002SD Sekretbehälterdeckel Kunststoff Blau

nur Oberteil; DDS, blau mit Ersatzbakterienfilter


ATM00000130 Atmos Saugschlauch Silikon

Ø 6 mm, L 130 cm


99002F Ersatzfilter zu Atmos LC 16 - Pkg 25 Stk -

43050100 Nasensekret-Absauger

Nasenolive aus Kunststoff, Ball aus Gummi, Farbe blau


24200007 Politzerball / Luftdusche Gr. 7
24200009 Politzerball / Luftdusche Gr. 9

Kunststoff-Olive, Ball aus Gummi, Farbe orange



SD58001 Schwesternuhr Silikon Blau

SD58002 Schwesternuhr Silikon Grün

SD58003 Schwesternuhr Silikon Rot

SD58010 Schwesternuhr Silikon Weiß

Sicherheitsnadel zur Befestigung an der Kleidung, batteriebetrieben, Länge ca. 9 cm, Durchmesser Uhr ca. 4 cm, Silikonhülle kann getauscht werden



80012 Pulsuhr 1/4'

Metallgehäuse, Messzeit 1/4 min, mit Ansteckclip



8114 Venenstauer Grün

8114B Venenstauer Blau

8114R Venenstauer Rot

81144 Venenstauer Bunt

81144K Venenstauer Kindermotiv Maus

leicht zu bedienende Ausführung, Verschlussstück aus Kunststoff, färbiges Elastikband



8050 Schwesternstethoskop Schwarz

8050B Schwesternstethoskop Blau

8050R Schwesternstethoskop Rot

8050G Schwesternstethoskop Grün

gute Qualität, empfindliches Bruststück, farbiger Schlauch, im Karton



8051 Doppelkopfstethoskop Schwarz

Flachkopf-Stethoskop, Trichter mit Kälteschutzring aus Gummi, schraubbare Ohroliven, ca. 80 cm



8052 Stethoskop Rappaport Blau

8052S Stethoskop Rappaport Schwarz

Kombinationsstethoskop für alle Bereiche, Pädiater, Cardiology usw., mit umfangreichem Zubehör (3 Trichter, 2 Membrane und 2 Paar Ohroliven im Beutel, große Membrane DM 38 mm, kleine Membrane DM 25 mm, Gesamtlänge ca. 60 cm, Gewicht ca. 230 g)



805085S Ohroliven Schwarz

für Standard-Stethoskope, Pkg = 2 Stk ; ohne Abbildung

DMME2114 3M Littmann Classic II KIND Stethoskop *SONDER*
zuverlässiges, robustes Stethoskop, speziell geschaffen für die Beurteilung des körperlichen Zustands, die Überwachung und Diagnose bei kleinen Patienten; Farbe Schwarz



DMME5620 3M Littmann Classic III Stethoskop *SONDER*
kompaktes, akustisch empfindliches Stethoskop zur Überwachung und Untersuchung von Kindern und Erwachsenen in nicht kritischen Einsatzumgebungen; aus festen, aber dennoch leichten Materialien zur komfortablen Handhabung über längere Zeitspannen



DMM40005 Littmann Ersatzteil-Set Master Classic Schwarz
DMM40006 Littmann Ersatzteil-Set Master Classic Grau



DM591 Moretti Blutdruckmessgerät KINDER
300 Speicherungen in 2 Gruppen, systolischer, diastolischer Druck, Arrhythmieerkennung, WHO-Klassifizierung, Pulsfrequenz/Minute, USB-C Anschluss zum Aufladen, Manschettenleckanzeige, Armbewegungsanzeige; Manschettenumfang 22-36 cm, Messgenauigkeit bis auf 5%, Pulsmessung 10 - 180 Schläge/Minute, Maße: L 8 x B 15 x H 6,5 cm; Gewicht ca. 320 g



80062 Blutdruckmesser Konstante I Schwarz
80062B Blutdruckmesser Konstante I Blau
80062R Blutdruckmesser Konstante I Rot

Hersteller: F. Bosch / Germany Einschlauchversion! Skalendurchmesser 50 mm, verchromtes Kunststoffgehäuse, leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, Messgenauigkeit gem. EN1060, mit Standard-Klettenmanschette im RV-Etui



80061 Blutdruckmessgerät Regent
80061EM Manschette Regent (ohne Stethoskop)
80061M Bruststück Membran Regent

Hersteller: F. Bosch / Germany Traditionelles verchromtes Handblutdruckmessgerät mit gut ablesbarer 68 mm großer Skala, leicht regulierbares Schraubventil für einfaches entlüften der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, mit Ziehklettmanschette für Erwachsene und integriertem Stethoskop, im RV-Etui



8007 Blutdruckmessgerät Praktikus II Schwarz

8007B Blutdruckmessgerät Praktikus II Blau

8007R Blutdruckmessgerät Praktikus II Rot

Hersteller: F. Bosch / Germany Traditionelles Handblutdruckmessgerät mit großer, übersichtlicher 68 mm Skala, Zweischlauchversion, leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette, robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk, Messgenauigkeit gemäß EM1060, mit kalibrierter Klettmanchette für Erwachsene, im RV-Etui



500101050 Manschette Einschlauch Erwachsene

500101051 Manschette 2-Schlauch Erwachsene

Armumfang 22-32 cm, Gesamtlänge 54 x 14,5 cm

500101053 Manschette Einschlauch XL

500101105 Manschette 2-Schlauch Erwachsene XL

Armumfang 20-40 cm, Gesamtlänge 62 x 14,5 cm

500101054 Manschette Einschlauch Erwachsene XXL

500101110 Manschette 2-Schlauch Erwachsene XXL

Armumfang 20-45 cm, Gesamtlänge 74 x 14,5 cm

500101054L Manschette Einschlauch Erwachsene XXL Extra

500101110L Manschette 2-Schlauch Erwachsene XXL Extra

Armumfang 20-65 cm, Gesamtlänge 86 x 14,5 cm



500101057 Manschette Kinder bunt 1-Schlauch

500101081 Manschette Kinder bunt Doppelschlauch



800723 Gummibeutel/Lunge zu Bosch Blutdruckmesser



8999 Pumpball

mit Ventil, schwarz, z.B. für o. gen. Blutdruckmesser



BC21
Beurer sprechendes Handgelenk-Blutdruckmessgerät. BC 21

mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen: DE, EN, FR, IT, TR (anderes Modell mit Sprachausgabe in EN, ES, PL, AR, FA auf Bestellung und nur in Original-VPE möglich!), vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, übersichtliches, gut ablesbares Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm geeignet, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt


BC28
Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 28

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie Erkennung: warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Durchschnitt aller gespeicherte Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, übersichtliches, gut ablesbares Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt


BC30
Beurer Handgelenks-Blutdruckmesser BC30

vollautomatischer Blutdruck - und Pulsmesser, 3 x 40 Speicherplätze, Einstufung der Messwerte in einer farbigen Skala, Arrhythmie-Erkennung: warnt vor Herzrhythmusstörungen, Manschette für Handgelenksumfänge von 13,5 bis 19,5 cm geeignet, batteriebetrieben (2 x AAA), intelligente Durchschnittsberechnung


BC44
Beurer Handgelenks-Blutdruckmesser BC44

einfache Bedienung über den beleuchteten Start-Stopp-Knopf, vollautomatische Blutdruck - und Pulsmessung, Einstufung der Messwerte in einer farbigen Skala, Arrhythmie-Erkennung: warnt vor Herzrhythmusstörungen, Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 bis 21,5 cm geeignet, automatische Druckvorwahl und Luftablass für komfortable Handhabung, blau beleuchtetes XXL Display, erkennt Anwendungsfehler, batteriebetrieben (2 x AAA)


BM45
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 45

vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, beleuchteter Start/Stop-Knopf, weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich, XL-Manschette als Zubehör erhältlich (Art. 163387), Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



65813

Beurer Oberarm-Blutdruckmesser BM 28

Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge von 22 - 42 cm, Manschettenkontrolle für Positionierung der Manschette am Oberarm, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, 2 Alarmzeiten einstellbar, übersichtliches, gut lesbares Display, vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechsel-Anzeige, 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich, Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



BM49

Beurer sprechendes Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 49

mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen: D, F, I, NL (andere Sprachen auf Anfrage - nur in VPE erhältlich!), blau-beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messungen, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AA, Netzteil separat erhältlich (Art. 07160), XXL-Manschette von 35 - 44 cm als Zubehör erhältlich (Art. 163387), Medizinprodukt



BM58

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58

vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software „beurer HealthManager“, einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe, übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay, PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive, Manschettenhalterung, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Durchschnitt Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, Datum, Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Batteriewechselanzeige, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, freier Download der Software „beurer HealthManager“, Aufbewahrungstasche, separat erhältlich: XL-Manschette, Netzteil, Medizinprodukt



BM40

Beurer Blutdruckmesser BM40

vollautomatisches Oberarm- Blutdruck- und Pulsmessgerät, leicht ablesbares XL-Display, Morgen- und Abend-Blutdruck der letzten 7 Tage, Arrhythmiedetektor, automatische Abschaltung, einfache Handhabung mit 1 Knopf, inkl. Datums- und Uhrzeitanzeige, Risiko-Indikator mittels Farbskala, scan & save zur Dokumentation der Werte in der App, Manschette für Arme von 22-35 cm Umfang, Speicher für 2 x 60 Positionen, batteriebetrieben (4 x AA)



SD81002
Geratherm CLASSIC Easy Flip Fiebertherm.

medizinisches Flüssigkeitsglas thermometer ohne Quecksilber, mit Schutzhülle


FT09W
Beurer Digitales Fieberthermometer FT 09 weiß

Kontakt-Messtechnik, Anzeige in °C, wasserdicht, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt


FT15
Beurer FT15/1 Express Fieberthermometer flex

digital mit flexibler Messspitze extra flexible Messspitze, Messzeit ca. 10 Sec., Kontakt Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab 37,8° C, wasserdicht, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzhülle, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt


10470
Beurer FT16 Express Fieberthermometer flex

extra flexible Messspitze, Messzeit in ca. 10 Sek, Warnton ab 37,8°C; Temperaturbestimmung oral, rektal, axillar; Signalton bei Messende, Anzeige °C und °F, Speicherung des letzten Messwerts, wasserdichte Spitze und Display, Kontakt-Messtechnik, batteriebetrieben


79962
MEDEL/Beurer Fieberthermometer Express

flexible Messspitze, Messzeit ca. 10 Sek., Warnton ab 37,8°C; Signalton bei Messende, Speicherung des letzten Messwerts, batteriebetrieben


BY11DOG
Beurer Fieberthermometer BY 11 DOG
BY11FROG
Beurer Fieberthermometer BY 11 FROG
BY11MONK
Beurer Fieberthermometer BY 11 MONKEY

digitales Express-Thermometer, Messzeit nur ca. 10 sec., extra flexible Spitze, Kontakt-Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab 37,8° C, Anzeige von °C und °F, wasserdichte Spitze und Display, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt



OT20
Beurer Basalthermometer OT 20

geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der „Ovy“ App zur natürlichen Zykluskontrolle, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, inkl. Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie LR41, Medizinprodukt, freier Download der „Ovy“ App, kompatibel ab iOS 10, Android 5.0


OT30
Beurer Basalthermometer OT 30 Bluetooth

geeignet für die orale und vaginale Messung, Anzeige von 2 Nachkommastellen, in Verbindung mit der „Ovy“ App zur natürlichen Zykluskontrolle, Übertragung der Messergebnisse per Bluetooth, Kontakt-Messtechnik, flexible Messspitze, wasserdicht, desinfektionsfähig, sehr messgenau, Messzeit ca. 3 Minuten, leuchtender LED-Ring zur Anzeige der Übertragung, 30 Speicherplätze, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, mit Schutzkappe, inkl. 1 x 3 V Lithium Batterie CR2032, Medizinprodukt


FT58
Beurer Ohrthermometer FT 58

hygienisch und sicher messen, mit auswechselbarer Schutzkappe, Objekttemperaturmessung, inkl. 10 Schutzkappen, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Warnton ab 37,5° C, Anzeige von °C und °F, Anzeige der Raumtemperatur, Smiley Indikation: lachend - alles in Ordnung, traurig - gleich/mehr 38° C, sehr messgenau, Abwurfmechanismus, 10 Speicherplätze, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, mit Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt


79534
Beurer Ohrkappen FT 58 Nachkauf - Pkg 20 Stück -

FT65
Beurer Multifunktions-Thermometer FT 65

6-in-1 Funktion: Ohr-, Stirn-, Oberflächentemperatur, Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicher, bis 37,9° C = grün, ab 38,0° C = rot, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, desinfektionsfähig, sehr messgenau, 10 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, großes Display, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt



FT85
Beurer Kontaktloses Thermometer FT 85

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächen-temperatur, hygienisch und sicher messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/ Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt


FT90
Beurer Kontaktloses Fieberthermometer FT 90

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächen-temperatur, hygienisch und sicher messen ohne Hautkontakt, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38° C, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/ Off), Messdistanz 2 - 3 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, Batteriewechselanzeige, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt


FT100
Beurer Kontaktloses Thermometer FT 100

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächen-temperatur, Abstandssensor, Ampelanzeige (Grün/Gelb/ Rot), sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm, Anzeige von °C und °F, Sound Control (On/Off), Abstandssensor (LED/Ton), Messdistanz 4 - 6 cm, sehr messgenau, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, mit Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA, Medizinprodukt


31211
Holzmundspatel

beste Qualität, getrommelt und gewachst, glatte Kanten, Packung = 100 Stück, Preis / Beutel, 50 Beutel / Krt.


642012
Diagnostikleuchte Weiß

mit Clipschalter, Batterie auswechselbar


700804
Reflexhammer „Taylor“, 20 cm
700800
Reflexhammer „Buck“, 18 cm lang, Nadel & Pinsel
700806
Reflexhammer „Trömner“, 24 cm lang
700801
Reflexhammer „Babinski“, 23 cm lang, Edelstahl

Abbildung von links nach rechts je nach Fachrichtung in den verschiedensten Ausführungen, sehr gute Qualität



7532
Wartenburg Nadelrad

entwickelt um die Hautsensorik zu testen, aus Edelstahl, kann sterilisiert werden, Maße: 16,5 cm lang, Rad mit 2,5 cm Durchmesser


CK902
Stimmgabel 128 cps
CK901
Stimmgabel 256 cps

zur Überprüfung der Hör- und Empfindlichkeits-Sensorik, in 2 unterschiedlichen Klanghöhen


80222
Mundkeil

aus Gummi, blau, Maße: 9 cm lang x 2,5 cm breit x 2 cm hoch


31589
Armschiene Hellgrau/Rot

in der Länge von 48 - 58 cm verstellbare Kunststoffschiene zur Lagerung des Armes bei der intravenösen Dauertropfinfusion, Breite ca. 11 cm oben, zur Ruhigstellung


SD43750
Injektionskissen

aus Schaumstoff, mit abnehmbarem Kunstlederbezug, Maße: ca. 30 x 15 x 10 / 5 cm


7524
2-Punkt-Discriminator

diagnostisches Instrument zum Testen der statischen und beweglichen ein- und zwei-Punkt-Unterscheidungsmöglichkeiten bei Kontakten, Spitzen im Abstand von 1 - 25 mm, zur Bestimmung der Nervendichte nach Verletzungen oder während der Rehabilitation. Hinweis: für Professionisten! Anleitung nur in Englisch!


80220
Einmalskalpell

einzel steril, m. Kunststoffgriff, Fig. 10, Pkg. = 10 Stk



3093 Einmalpinzette
für den Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt, glasklar, anatomisch, 12,5 cm lang, VPE = 50 Stk auch stückweise erhältlich



80219 Splitterpinzette Feilchenfeld
11 cm lang

80217 Pinzette anatomisch
14 cm lang

80215 Pinzette chirurgisch
14 cm lang, mit 1 x 2 Zahn



80214 Verbandschere Lister 14 cm

80216 Verbandschere Lister 16 cm

80218 Verbandschere Lister 18 cm

802182 Verbandschere Lister 20 cm

8900114L Verbandschere Lister für Linkshänder 14,5 cm
kniegebogen, Stationsware



80226 Schere chirurgisch 14 cm
spitz/spitz gerade

80223 Schere chirurgisch 14 cm
stumpf/stumpf gerade

80212 Schere chirurgisch 14 cm
spitz/stumpf gerade

80224 Schere chirurgisch 14 cm
spitz/spitz gebogen

80225 Schere chirurgisch 14 cm
stumpf/stumpf gebogen

80213 Schere chirurgisch 14 cm
spitz/stumpf gebogen



80230 Kornzange gerade 20 cm

80227 Kornzange gebogen 20 cm

80228 Kornzange gerade 25 cm

80229 Kornzange gebogen 25 cm
hochwertige Ausführung, gerieft



334451 Kornzangen Standgefäß ca. 18 x 5 cm



700380**Pean Arterienklemme 14 cm****700381****Pean Arterienklemme 16 cm**

hochwertige Ausführung, gerade, gerieft



SD47200
Urinflasche für Männer klar

aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt


SD47230
Urinflasche f. Männer autoklavierbar

glasklares Polycarbonat, 1 l Inhalt, graduert, autoklavierbar bis 130° C, fest schließender türkiser Schlaufendeckel, einzeln in Folie verpackt


SD47220
Urinflasche milchig

aus milchigem PVC, 1 l Inhalt, graduert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 130° C, autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt


SD47240
Urinflasche milchig-transparent eckig *Sonder*

mit Griff und großer Öffnung, temperaturbeständig bis 90°C


30394
Urinflaschenbürste

ca. 36 cm lang, Kunststoffgriff


SD47300
Urinflaschenhalter

mit Kette und Deckel, weiß beschichtet, Metall, wird einfach am Bettrahmen eingehängt, für Modelle 3039 und 3136 verwendbar


SD47330
Urinflaschenhalter Chrom

Metallgestell verchromt, biegsam - auch an große Flaschen individuell anpassbar L 13 x B 10 x H 32 cm



304911

Urinflasche Urolis auslaufsicher

98006

Ablassstöpsel zu Urolis 304911

neues Modell mit Rückflusssicherungssystem, fester Stand, großes Fassungsvermögen mit 1,5 l, ergonomisch geformt, mit Ablassstopfen, Deckel und Handgriff, graduert, autoklavierbar bei 130° C



98003

Urinflaschenaufsatz Urolis für Frauen



3049

Urinflasche Ursec für Männer auslaufsicher

aus durchsichtigem Kunststoff, Füllmenge: 1 L, Auslaufsicherung mit Konus, mit abnehmbarem Griff, Ablassstopfen hinten, autoklavierbar bis 130° C



SD47297

Urinflaschenaufsatz Ursec für Frauen



SD47320

Betthalterung

passend zu Art. 3049 und 304911 Metallgestell mit weißer Kunststoffbeschichtung, Korbmaß: ca. 14 x 15 cm



SD47250

Urinflasche für Frauen Kunststoff

mit fest sitzendem Schlaufendeckel milchig, aus Polyethylen, 1 l Inhalt, graduert, hitzebeständig bis 90° C, desinfizierbar, einzeln in Folie verpackt



SD47260

Frauenschiffchen / Urinschiffchen

aus Kunststoff mit Gummikappe, zum Auffangen von Urin im Liegen oder Stehen, ca. 1 l Fassungsvermögen, graduert, temperaturbeständig bis 130° C (Gummikappe bis 70° C) Maße: ca. 33 x 15 x 5,5 cm



31050
Uribag für Männer

praktisch für unterwegs, nicht nur für Personen mit Inkontinenz, auch ideal bei Arbeiten bei welchen keine Toilette erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in jeder Tasche zu verstauen, mit verschließbarem Deckel gegen Gerüche


31051
Uribag für Frauen

praktisch für unterwegs, nicht nur für Personen mit Inkontinenz, auch ideal bei Arbeiten bei welchen keine Toilette erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in jeder Tasche zu verstauen, mit verschließbarem Deckel gegen Gerüche


24551
Urinflasche für die Reise (Einweg)

leicht zu verwenden, für die Reise oder wenn es nicht möglich ist eine Toilette zu erreichen, z.B. exponierte Arbeitsplätze wie Kräne, aber am Hochstand auf der Jagd, o.ä., ca. 500 ml Flüssigkeit werden vom Pad aufgesaugt, für Damen und Herren verwendbar, Pkg. = 2 Stk.


745283101
Urinbeutel 1,5 l mit Antirefluxventil

Mindestmenge: Karton = 200 Stück universeller Stufenkonnector, Entsorgungs-Aufreißkante, Schlauchlänge 90 cm, mit aufgedruckter Graduierung


690515
Urinbeutel unsteril 1,5 l - 200 Stk
690520
Urinbeutel unsteril 2,0 l - 200 Stk

mit universellem Steckverbinder, Schlauchlänge 90 cm, frei von Naturkautschuklatex


5307721090
Urinbeutel Dahlhausen 2,0 l Auslauf

Mindestmenge: Karton = 250 Stück mit 90 cm Verbindungsschlauch mit Verschlussklemme, Befestigungsklammer und Konnektor, inkl. nadelfreier Probeentnahmestelle; bakterien-resistenter Luftfilter im Urinbeutel; Messbehälter bestehend aus 2 Kammern, Skalierung 200 ml, mit Sicherheitstropfkammer; Aufhänger für Bettrahmen und Befestigungsbänder


2005
Urinbeutelhalter aus Metall

Drahtgestell weiß, zum Aufhängen von Standard- Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



2004

Urinbeutelhalter aus Kunststoff

Kunststoffbügel blau, zum Aufhängen von Standard-Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



2019

Sarstedt UD 3plus geschlossenes Urindrainage-System

mit 2 Liter Ablassharnbeutel - universeller Stufenkonnektor mit integrierter Probeentnahmestelle, Tropfkammer mit optimierter, bakteriendichter Belüftung und Membranrückschlagventil, universelle Halterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten, Mehrfachverwendung möglich, belüfteter 2-Liter Urinauffangbeutel mit aufgedrucktem Feinmeßbereich, Einhand-Ablassventil mit Einstecktasche, einzeln steril verpackt, Schlauchlänge 100 cm

745330520

Sarstedt DU 3plus geschlossenes Urindrainage - System *SONDER*

mit 2 Liter Ablassharnbeutel - wie Artikel 2019, aber Schlauchlänge 120 cm



112

B.Braun Ureofix 112 Plus Urindrainagebeutel 2,0 l

Hinweis: Modellnachfolger von Ureofix 111! geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3-fach Sicherheitskonzept, transparente Tropfkammer mit Membranventil, Einstecklasche zur Vermeidung von Kontamination, 1 Paar Handschuhe inklusive; belüfteter Urinbeutel 2 L, Probeentnahmestelle am Stufenkegel, Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme, bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran, Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr, optimaler Druckausgleich und sicheres Ablaufverfahren, selbst unter hoher Belastung, Antirefluxventil, Bodenablassventil mit Einstecklasche, Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel, 1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive



3004

Leibschüssel mit Griff

leicht zu reinigender weißer Kunststoff, bis 140 kg belastbar, wichtiges Hilfsmittel für bettlägerige Patienten, im Nylonbeutel einzeln verpackt, autoklavierbar



3004D

Deckel zu Leibschüssel

passend zu Art. 3004 (oben), weißer Kunststoff mit Greifknopf



3102 Leibschüssel rund Beige
3102G Leibschüssel rund Grün
3102B Leibschüssel rund Blau

mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser, aus Polypropylen, autoklavierbar


SD47173 Stechbecken Standard mit Deckel Weiß

abgeschrägte Schaufelform; mit Griff und Deckel, autoklavierbar, Maße ca.: L 50 x B 30 x H 14/2 cm


30043W Stechbecken Komfort Weiß
30043B Stechbecken Komfort Blau

kann durch seine Schaufelform einfach unter den Patienten geschoben werden, anatomische Form, mit Deckel, aus Kunststoff, autoklavierbar, Maße: 40 cm lang, 29 cm breit, hinten 8 cm hoch, das Fassungsvermögen beträgt 2,2 L


SD47180 Stechbecken Edelstahl

mit Griff und Deckel, Durchmesser außen ca. 30 cm, Innendurchmesser 20 cm, Gesamtlänge ca. 41,5 cm, Höhe ca. 9,5 cm, Griffhöhe 15 cm


31021 Stechbecken Placenta weiß

aus Kunststoff, anatomische Form mit breitem Sitzrand und Griff, L 38 x B 30 x H 10 cm, Gewicht 1,1 kg


SD47184 Stechbecken Placenta NIRO

aus Edelstahl, mit zwei seitlichen Griffen, Maße: außen 35 x 29 cm, Öffnung innen ca. 15 x 24,5 cm


SD14650 Nachttopf rund

für Erwachsene, mit Griff und Deckel, aus Kunststoff, elfenbeinfarben, 22 cm Durchmesser, 13 cm hoch, bis 130° C sterilisierbar



- 42059 Beinbeutel-Halterung Oberschenkel S**
Maße: Umfang oben 38 - 47 cm / unten 28 - 34 cm
- 42060 Beinbeutel-Halterung Oberschenkel M**
Maße: Umfang oben 48 - 58 cm / unten 35 - 40 cm
- 42061 Beinbeutel-Halterung Oberschenkel L**
Maße: Umfang oben 59 - 73 cm / unten 41 - 46 cm
zur Fixierung des Beinbeutels am Oberschenkel (bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
- 42056 Beinbeutel-Halterung Unterschenkel S**
Maße: Umfang oben 35 - 43 cm / unten 25 - 30 cm
- 42057 Beinbeutel-Halterung Unterschenkel M**
Maße: Umfang oben 44 - 49 cm / unten 31 - 35 cm
- 42058 Beinbeutel-Halterung Unterschenkel L**
Maße: Umfang oben 50 - 59 cm / unten 36 - 41 cm
zur Fixierung des Beinbeutels am Unterschenkel (bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
- 690710 Urosid nicht steriler Beinbeutel mit Einzelkammer**
Inhalt 750 ml, Schlauchlänge 10 cm, 400 Stk - nach Abgabemenge fragen
- 745767001 UroStretch Beinbeutelfixierung S**
745767002 UroStretch Beinbeutelfixierung M
745767003 UroStretch Beinbeutelfixierung L
dient zur Fixierung von Urin-Beinbeuteln am Bein, aus Polyester, weiß, Pkg. = 10 Stk.
- 856001 Haltband für Beinbeutel S 40 cm**
856002 Haltband für Beinbeutel M 50 cm
856003 Haltband für Beinbeutel L 60 cm
Komforthalteband für Urosid Beinbeutel, Silikonstreifen auf der Innenseite des Bandes für einen sicheren Halt, mit Klettverschluss für leichtes Anlegen
- 6159 Ultrana CWC2000 für Urinbeutel 100 ml**
Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat, vernichtet unangenehme Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend, mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips, formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend, einfach in der Handhabung, für Anwendung im Urinbeutel: 2 Spritzer (ca. 7 ml) direkt in den Beutel geben, Einwirkzeit ca. 5 min., mit klarem Wasser spülen



- 620060 Wund-Blasenspritze Medline 60 ml - 1 Stk -**
620100 Wund-Blasenspritze Medline 100 ml - 1 Stk -
 zur Verwendung zusammen mit Blasenkathetern und Magen-
 sonden zur Blasenspülung; Einweg-Spülspritze mit Messskala
 mit geradem Katheteransatz und Luer-Adapter



- 20761 Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**
 Fabrikat: Braun Omnifix 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängi-
 ger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtranspa-
 renter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, siche-
 rer Kolbenstopp, Katheteransatz, schräge Spitze, zentrisch,
 einzeln steril verpackt, Skalenwert 1 ml



- 20771 Wund- und Blasenspritze 100 ml**
 Fabrikat: Braun Omnifix 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängi-
 ger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtranspa-
 renter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, siche-
 rer Kolbenstopp, Katheteransatz, schräge Spitze, zentrisch,
 einzeln steril verpackt, Skalenwert 2 ml



- 1706051 Rüsch-Vollsilikon 100 % Silikon-Katheter CH 12**
1706054 Rüsch-Vollsilikon 100 % Silikon-Katheter CH 14
1706056 Rüsch-Vollsilikon 100 % Silikon-Katheter CH 16
1706058 Rüsch-Vollsilikon 100 % Silikon-Katheter CH 18
1706052 Rüsch-Vollsilikon 100 % Silikon-Katheter CH 20

original Rüsch, einzeln steril verpackt ABGABE AUS-
 SCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 5 STK



- 180080 Frauen-Einmalkatheter CH 10 (Blau) *SONDER***
180100 Frauen-Einmalkatheter CH 10 (Schwarz)
180120 Frauen-Einmalkatheter CH 12 (Weiß)
180140 Frauen-Einmalkatheter CH 14 (Grün)
180160 Frauen-Einmalkatheter CH 16 (Orange)
180180 Frauen-Einmalkatheter CH 18 (Rot)

einzeln steril verpackt, 18 cm lang, geschlossene und ab-
 gerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen ABGABE AUS-
 SCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK



- 190080 Einmal-Nelatonkatheter CH 8 (Blau)**
190100 Einmal-Nelatonkatheter CH 10 (Schwarz)
190120 Einmal-Nelatonkatheter CH 12 (Weiß)
190140 Einmal-Nelatonkatheter CH 14 (Grün)
190160 Einmal-Nelatonkatheter CH 16 (Orange)
190180 Einmal-Nelatonkatheter CH 18 (Rot)
190200 Einmal-Nelatonkatheter CH 20 (Gelb)

einzel steril verpackt, 40 cm lang, geschlossene und abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK



789801 Katheterventil CareVent

mit diesem praktischen Katheterventil kann Ihr Patient im natürlichen Rhythmus die Blase entleeren, wichtig für mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit, kein Nachtropfen von Urin, einfach zu handhaben, mit Einstellung für die nächtliche Dauerableitung an den Urinbeutel, inkl. Anschlussverbinder - ACHTUNG: die maximale Anwendungsdauer für dieses Produkt beträgt 3 Wochen ab Ersteinsatz!



21241 Katheterstopfen

grün, Größe einsetzbar von 10 - 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



703700000 Katheterstopfen blau mit Ansatz steril --- STÜCK ---

Kunststoff, blau, Konus bis 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



21242 Katheterklemme

blau, autoklavierbar, lässt sich verschließen und wieder öffnen, einzeln lose gepackt, unsteril



21244 Katheterset

steril verpackt, bestehend aus 1 x Arbeitstuch 46 x 33 cm wasserdicht, 1 x Lochtuch 49 x 33 cm wasserdicht, 2 x Latexhandschuhe mittel, 1 x Einwegpinzette, 3 x Mulltupfer, 1 x Schale für Probeurin



16018 Einmal-Darmrohr CH 18 (Rot)

16020 Einmal-Darmrohr CH 20 (Gelb)

16022 Einmal-Darmrohr CH 22 (Lila)

16025 Einmal-Darmrohr CH 25 (Blau)

16028 Einmal-Darmrohr CH 28 (Grün)

16030 Einmal-Darmrohr CH 30 (Grau)

40 cm lang, einzeln steril verpackt, geschlossene abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK



112244 Universalklemme / Nabelklemme

blau, 12 cm, aus Kunststoff, z.B. zum Abklemmen der Nabelschnur oder von Katheterleitungen etc., unsteril, gezahnte Spitze



2144 Penisklemme nach Strauss 10 cm

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung, nur bei ETO-Sterilisationen geeignet



200601 Urinprobebecher mit Schnappdeckel

Deckel rot mit Streifentülle, Becher klar, graduert, bruchfest, Inhalt 125 ml, einzeln erhältlich VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200602 Urinprobebecher mit Schraubdeckel

Schraubdeckel grün, Becher klar, graduert, Inhalt 125 ml, einzeln erhältlich VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200605 Urin-Mess- und Sammelgefäß

aus Kunststoff, mit Schraubdeckel, Inhalt 3 l, graduert mit 100 ml Schritten, Abb. links



22900100
Urin-Mess- und Sammelgefäß

mit Deckel, glasklar, Inhalt: 2 Liter, mit Skala in 25 ml Schritten, Abb. rechts


6100050
Stuhlprobensammler Papier 1 Pkg=50 Stk

zum Einhängen in die Toilette mittels selbstklebenden Laschen; nach der Probeentnahme kann der Probensammler mit abgespült werden


SD50300
Hygienebeutel

Packung zu 30 Stück im Spenderkarton, weiß, aus PE-Folie


SD50415
Hygienebeutel-Halter

aus Kunststoff, weiß, Maße: ca. 14 x 10 x 2,6 cm, inkl. Befestigungsmaterial (für Betonwände)


20205
Femcom Plus Vaginalkonden Set = 5 Stk

zum Training der Beckenbodenmuskulatur; Set mit 5 tamponförmigen Kondonen gleicher Größe, jedoch mit unterschiedlichem Gewicht und 1 Ladysoft Gleitmittel


79072
Beurer Beckenbodentrainer PT20 „Pelvi Strong“

zum Training der Beckenbodenmuskulatur; 3 gleich große Kondonen mit unterschiedlichen Gewichten; angenehm glatte Oberfläche, leichte Reinigung;; Gewichte: 28, 52 und 71 g; inkl. Übungen mit Trainingsanweisungen



352430
Promed IT-6 Inkontinenztherapiegerät

(TENS & EMS) für eine wirksame Behandlung gegen Inkontinenz, das Promed IT-6 ist prädestiniert zur Rehabilitation bei Inkontinenz (Stress- / Drang- / Misch- / Stuhl-Inkontinenz), bei Schwächung der perinealen Muskulatur und zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur, Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstrom-neutral, Lieferumfang / Zubehör: Gerät IT-6 im praktischen Aufbewahrungskoffer mit 4 Gewebe-Elektroden (40 x 40 mm), Vaginalsonde, 2 Elektrodenkabel, Etui, Batterien, vorprogrammierte Programme, einfach in der Anwendung


5071
Analdehner „Dr. Kade“

Konusform, auf Kunststoff, weiß Gesamt: 13 cm hoch, verwendbarer Bereich: Höhe 8,5 cm, oben ca. 1 cm, unten ca. 3 cm


2050
Krankenhose Komfort Gr. 34/36
2051
Krankenhose Komfort Gr. 38/40
2052
Krankenhose Komfort Gr. 42/44
2053
Krankenhose Komfort Gr. 46/48
2054
Krankenhose Komfort Gr. 50/52
2055
Krankenhose Komfort Gr. 54/56

aus Baumwolle, weiß, mit Gummizug **WICHTIG:** richtige Größe auf der Krankenhose! Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!


20511
Krankenhose Schlupfform Gr. 38/40
20521
Krankenhose Schlupfform Gr. 42/44
20531
Krankenhose Schlupfform Gr. 46/48
20541
Krankenhose Schlupfform Gr. 50/52
20551
Krankenhose Schlupfform Gr. 54/56

aus PVC, mit Gummizügen **WICHTIG:** richtige Größe auf der Krankenhose! Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!


20512
Krankenhose Druckknopf Gr. 38/40
20522
Krankenhose Druckknopf Gr. 42/44
20532
Krankenhose Druckknopf Gr. 46/48
20542
Krankenhose Druckknopf Gr. 50/52
20552
Krankenhose Druckknopf Gr. 54/56

aus PVC, mit Druckknöpfen **WICHTIG:** richtige Größe auf der Krankenhose! Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!



- 1267001S Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Weiß S**
- 1267001M Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Weiß M**
- 1267001L Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Weiß L**
- 1267001XL Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Weiß XL**
- 1267009S Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Schwarz S**
- 1267009M Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Schwarz M**
- 1267009L Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Schwarz L**
- 1267009XL Suprima Inkontinenz Slips - LaDonna Schwarz XL**

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche oder starker Monatsblutung, mit Wäscheschutz



- 1270001S bodyguard-slip ultra S 36/38**
- 1270001M bodyguard-slip ultra M 40/42**
- 1270001L bodyguard-slip ultra L 44/46**
- 1270001XL bodyguard-slip ultra XL 48/50**
- 127001XXL bodyguard-slip ultra XXL 52/54**

Material: 100 % Baumwolle-Jersey, elastisch laminiert mit atmungsaktiver PU-Membran und Polyester-Kaschierung, feuchtigkeitsundurchlässig, Unisex, Farbe weiß



- 1286012S PU-Slip Schlupfform S**
- 1286012M PU-Slip Schlupfform M**
- 1286012L PU-Slip Schlupfform L**
- 1286012XL PU-Slip Schlupfform XL**
- 1286012XXL PU-Slip Schlupfform XXL**

Material: 100 % Polyester, PU / Polyurethan beschichtet, geeignet bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche, weicher Bund- und Beingummi, Unisex, Farbe anthrazit



80450050	Ring-Pessar Dr. Arabin 50 mm
80450055	Ring-Pessar Dr. Arabin 55 mm
80450060	Ring-Pessar Dr. Arabin 60 mm
80450065	Ring-Pessar Dr. Arabin 65 mm
80450070	Ring-Pessar Dr. Arabin 70 mm
80450075	Ring-Pessar Dr. Arabin75 mm
80450080	Ring-Pessar Dr. Arabin 80 mm
80450085	Ring-Pessar Dr. Arabin85 mm
80450090	Ring-Pessar Dr. Arabin90 mm
80450095	Ring-Pessar Dr. Arabin95 mm
80450100	Ring-Pessar Dr. Arabin100 mm

aus gewebefreundlichem Silikon, vor UV Strahlung schützen, die Kompressionskraft, um das Pessar zusammenzudrücken, wurde für alle Pessare angepasst, so dass sich kleine und große Ringe im Widerstand nicht unterscheiden. Elastisch und relativ leicht von der Patientin zu wechseln. Damit werden leichtere Formen und Senkungsbeschwerden oder Inkontinenz behandelt, eventuell nur in Situationen körperlicher Belastung. Bei den Trägerinnen wird ein noch (wenn auch vermindert) tragfähiger Beckenboden vorausgesetzt. Die maximale Tragedauer beträgt 30 Tage. Es wird jedoch empfohlen, das Pessar jeden Abend herauszunehmen und morgens wieder einzusetzen. Das Pessar darf nur an einer einzigen Patientin verwendet werden! Das Säubern sollte unter fließendem Wasser, ohne Verwendung von Desinfektionsmittel erfolgen. Medizinprodukt Klasse 2a, Einschulung durch medizinisches Fachpersonal erforderlich.



809000S	Anpassungsset Ringpessar KLEIN 45 / 50 / 55 / 60 mm
809000M	Anpassungsset Ringpessar MITTEL 65 / 70 / 75 / 80 mm
809000L	Anpassungsset Ringpessar GROSS 85 / 90 / 95 / 100 mm

die Anpassungsringe bestehen aus gewebefreundlichem Silikon, vor UV Strahlung schützen. Die ringförmigen Anpassungssets bestehen aus jeweils 3 x 4 Ringen von flexiblem gewebefreundlichen Silikon. Es dient zum Anpassen der richtigen Größe von ringförmigen Pessaren. Für die Übertragung auf Würfelpessare gibt es in der Gebrauchsanleitung eine Umrechnungstabelle. Die Ringe dürfen ausschließlich zum Anpassen verwendet werden und nicht zur Therapie. Sie dürfen daher auch nicht länger wie wenige Minuten, aber maximal eine Stunde im Körper verweilen. Für das Säubern des Pessars in der Arztpraxis / Ambulanz hat Dr. Arabin eine validierte Aufbereitung zur Reinigung und Sterilisation erarbeiten lassen und liefert diese in der Gebrauchsanleitung.



AHYPN055	Arabin Hybrid Pessar normal 55 mm
AHYPN060	Arabin Hybrid Pessar normal 60 mm
AHYPN065	Arabin Hybrid Pessar normal 65 mm
AHYPN070	Arabin Hybrid Pessar normal 70 mm
AHYPN075	Arabin Hybrid Pessar normal 75 mm
AHYPN080	Arabin Hybrid Pessar normal 80 mm
AHYPNS055	Arabin Hybrid Pessar soft 55 mm
AHYPNS060	Arabin Hybrid Pessar soft 60 mm
AHYPNS065	Arabin Hybrid Pessar soft 65 mm
AHYPNS070	Arabin Hybrid Pessar soft 70 mm
AHYPNS075	Arabin Hybrid Pessar soft 75 mm
AHYPNS080	Arabin Hybrid Pessar soft 80 mm

Hybrid-Pessare beruhen auf 2 Effekten: ventral liegen die Pessare auf der Symphyse, so entsteht eine Stützfunktion; seitlich halten die Pessare durch in die Wände eingebaute Vertiefungen; dies begünstigt die Ausbildung eines Vakuum-Effekts, um die Seitenwände zu stabilisieren; Form und Konsistenz des Pessars ermöglichen einen leichten Wechsel und überdehnen die Seitenwände nicht so stark wie runde Pessare; Die Auswahl der Konsistenz - normal oder soft - wird über die Schwere der Symptome, Alltagsbelastung und subjektive Erfahrung, entschieden



WPK0	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 0 25 mm mit Knopf
WPK1	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 1 29 mm mit Knopf
WPK2	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 2 32 mm mit Knopf
WPK3	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 3 37 mm mit Knopf
WPK4	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 4 41 mm mit Knopf
WPK5	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 5 45 mm mit Knopf
WPK6	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 6 55 mm *SONDER*
WPK7	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 7 65 mm *SONDER*
WPK8	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 8 70 mm *SONDER*
WPK9	Würfel-Pessar Dr. Arabin Gr. 9 75 mm *SONDER*



WPLK0	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 0 25 mm / Knopf
WPLK1	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 1 29 mm / Knopf
WPLK2	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 2 32 mm / Knopf
WPLK3	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 3 37 mm / Knopf
WPLK4	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 4 41 mm / Knopf
WPLK5	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 5 45 mm / Knopf
WPLK6	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 6 55 mm *SONDER*
WPLK7	Würfel-Pessar perforiert Dr. Arabin Gr. 7 65 mm *SONDER*

aus gewebefreundlichem Silikon, vor UV Strahlung schützen. Seit der Einführung des Produktes wurde kontinuierlich daran gearbeitet, die Halterung (Faden mit Knopf) sicher zu fixieren, sodass ein Ausreißen ein seltenes Restrisiko geworden ist. Einsatz des unperforierten Würfelpessars bei Deszensus Grad II-III und/oder Inkontinenz, unabhängig von der Tragfähigkeit des Beckenbodens, auch bei Abweichungen oder Narben, da sich das Pessar anpasst. Die unperforierte Version kann stärkerem Druck standhalten; es kann aber kein Fluor abfließen. Die perforierte Form wird verwendet bei Deszensus Grad III-IV und/oder Inkontinenz, unabhängig von der Tragfähigkeit des Beckenbodens, auch bei Abweichungen oder Narben, da sich das Pessar anpasst. Beim perforierten Würfelpessar kann das Fluor ablaufen und es ist auch leichter zu entfernen, da der Vakuum-Effekt weniger stark ist. Die maximale Tragedauer beträgt 30 Tage. Es wird jedoch empfohlen, das Pessar abends herauszunehmen und morgens wieder einzusetzen. Das Pessar darf nur von einer einzigen Patientin verwendet werden. Das Säubern sollte unten fließendem Wasser, ohne Verwendung von Desinfektionsmittel erfolgen. Einschulung durch medizinisches Fachpersonal bzgl. der Anwendung erforderlich.



804545U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 45 mm *SONDER*
804550U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 50 mm
804555U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 55 mm
804560U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 60 mm
804565U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 65 mm
804570U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 70 mm
804575U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 75 mm
804580U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 80 mm
804585U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 85 mm
804590U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 90 mm *SONDER*
804595U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 95 mm *SONDER*
8045100U	Urethra-Pessar Dr. Arabin 100 mm *SONDER*

in Handfertigung hergestellte, urogynäkologische Pessare, mit runder Kalotte, dünnem Ring und elastischer Metalleinlage zum Erhalt der Kontur; bei Stress-Inkontinenz; die Kalotte stützt Übergang von Blase zur Urethra, was eine vorzeitige Öffnung der Harnröhre bei physischem Stress verhindert



SSP55	Siebschalen Pessar 55 mm Silikon
SSP60	Siebschalen Pessar 60 mm Silikon
SSP65	Siebschalen Pessar 65 mm Silikon
SSP70	Siebschalen Pessar 70 mm Silikon
SSP75	Siebschalen Pessar 75 mm Silikon
SSP80	Siebschalen Pessar 80 mm Silikon
SSP85	Siebschalen Pessar 85 mm Silikon
SSP90	Siebschalen Pessar 90 mm Silikon
SSP95	Siebschalen Pessar 95 mm Silikon

bei Senkungen Grad II und/oder Inkontinenz; bei Frauen mit Zystozele unterstützt das Pessar vordere und zusätzlich mediale und laterale Wanddefekte der Scheide; Beim Siebschalen-, statt Schalenpessar wird die Passage von Fluor zusätzlich erleichtert



80651732	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/17/32 *SONDER*
80651735	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/17/35 *SONDER*
80652132	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/21/32 *SONDER*
80652135	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/21/35 *SONDER*
80652532	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/25/32 *SONDER*
80652535	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/25/35 *SONDER*
80653035	Dr. Arabin Cerclage Pessar 65/30/35 *SONDER*
80701732	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/17/32 *SONDER*
80701735	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/17/35 *SONDER*
80702132	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/21/32 *SONDER*
80702135	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/21/35 *SONDER*
80702532	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/25/32 *SONDER*
80702535	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/25/35 *SONDER*
80703035	Dr. Arabin Cerclage Pessar 70/30/35 *SONDER*

HINWEIS: Dr. Arabin Cerclage Pessar auf Bestellung erhältlich! Zur Verminderung von Druck auf die Zervix und das untere Uterinsegment, dadurch Verlängerung der Schwangerschaft bei Schwangeren mit drohender Frühgeburt (bei Verkürzung des Muttermunds). Training und Erfahrung der Betreuer zur Indikation, Applikation, Überwachung und Entfernung des Pessars ist erforderlich



KP050	Keulenpessare Gr. 50 mm *SONDER*
KP055	Keulenpessare Gr. 55 mm *SONDER*
KP060	Keulenpessare Gr. 60 mm *SONDER*
KP065	Keulenpessare Gr. 65 mm *SONDER*
KP070	Keulenpessare Gr. 70 mm *SONDER*
KP075	Keulenpessare Gr. 75 mm *SONDER*
KP080	Keulenpessare Gr. 80 mm *SONDER*
KP085	Keulenpessare Gr. 85 mm *SONDER*
KP090	Keulenpessare Gr. 90 mm *SONDER*

Patienten mit Senkungen Grad III-IV werden mit dem Keulenpessar behandelt, wenn Würfelpessare zu schwach sind, um den Organvorfall zu halten, oder die Patientinnen es nicht schaffen, die Pessare selbst zu wechseln; Verwendung von weichem Silikon zum leichteren Wechsel durch Fachpersonal; durch den Aufbau eines Vakuumeffekts, hält die weichere Konsistenz auch schwere Formen von Senkungen



D2000	ProFem Donut Pessar, 50 mm, Gr. 0
D2251	ProFem Donut Pessar, 57 mm, Gr. 1
D2502	ProFem Donut Pessar, 64 mm, Gr. 2
D2753	ProFem Donut Pessar, 70 mm, Gr. 3
D3004	ProFem Donut Pessar, 76 mm, Gr. 4
D3255	ProFem Donut Pessar, 83 mm, Gr. 5
D3506	ProFem Donut Pessar, 88 mm, Gr. 6

zur Behandlung von Uterusprolaps 2. oder 3. Grades, einer Zystozele, oder Rektozele; häufiger Einsatz bei Postmenopause; diskreter Druck durch runde Form und weiches Material; zum leichterem Einführen und Entfernen zusammendrückbar



GH50S0	ProFem Gehrung Pessar, 50 mm, Gr. 0
GH55S1	ProFem Gehrung Pessar, 55 mm, Gr. 1
GH60S2	ProFem Gehrung Pessar, 60 mm, Gr. 2
GH65S3	ProFem Gehrung Pessar, 65 mm, Gr. 3
GH70S4	ProFem Gehrung Pessar, 70 mm, Gr. 4
GH75S5	ProFem Gehrung Pessar, 75 mm, Gr. 5
GH80S6	ProFem Gehrung Pessar, 80 mm, Gr. 6
GH85S7	ProFem Gehrung Pessar, 85 mm, Gr. 7
GH90S8	ProFem Gehrung Pessar, 90 mm, Gr. 8

zur Behandlung von Uterusprolaps 2. oder 3. Grades, einer Zystozele, oder Rektozele; häufiger Einsatz bei Postmenopause; diskreter Druck durch runde Form und weiches Material; zum leichterem Einführen und Entfernen zusammendrückbar



HD650	ProFem Hodge Pessar, 65 mm, Gr. 0
HD701	ProFem Hodge Pessar, 70 mm, Gr. 1
HD752	ProFem Hodge Pessar, 75 mm, Gr. 2
HD803	ProFem Hodge Pessar, 80 mm, Gr. 3
HD854	ProFem Hodge Pessar, 85 mm, Gr. 4
HD905	ProFem Hodge Pessar, 90 mm, Gr. 5
HD956	ProFem Hodge Pessar, 95 mm, Gr. 6
HD1007	ProFem Hodge Pessar, 100 mm, Gr. 7
HD1058	ProFem Hodge Pessar, 105 mm, Gr. 8
HD1109	ProFem Hodge Pessar, 110 mm, Gr. 9
HD65S0	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 65 mm, Gr. 0
HD70S1	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 70 mm, Gr. 1
HD75S2	ProFem Hodge-Pessar, mit Verstärkung, 75 mm, Gr. 2
HD80S3	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 80 mm, Gr. 3
HD85S4	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 85 mm, Gr. 4
HD90S5	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 90 mm, Gr. 5
HD95S6	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 95 mm, Gr. 6
HD100S7	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 100 mm, Gr. 7
HD105S8	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 105 mm, Gr. 8
HD110S9	ProFem Hodge Pessar, mit Verstärkung, 110 mm, Gr. 9

zur Hebung der Gebärmutter; aus gewebefreundlichem Silikon mit einem halbstarren Aluminiumkern; individuelle Anpassung möglich Hodge Pessar ohne Verstärkung: bei Senkungen 1. und 2. Grades; Hodge Pessar mit Verstärkung bei notwendiger stärkerer Unterstützung der Gebärmutter



G150D0	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 38 mm, Gr. 0
G175D1	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 45 mm, Gr. 1
G200D2	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 51 mm, Gr. 2
G225D3	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 57 mm, Gr. 3
G250D4	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 63 mm, Gr. 4
G275D5	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 70 mm, Gr. 5
G300D6	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 76 mm, Gr. 6
G325D7	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 82 mm, Gr. 7
G350D8	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 89 mm, Gr. 8
G375D9	ProFem Keulen Pessar, perforiert, 95 mm, Gr. 9
GS1500	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 38 mm, Gr. 0
GS1751	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 45 mm, Gr. 1
GS2002	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 51 mm, Gr. 2
GS2253	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 57 mm, Gr. 3
GS2504	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 63 mm, Gr. 4
GS2755	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 70 mm, Gr. 5
GS3006	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 76 mm, Gr. 6
GS3257	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 82 mm, Gr. 7
GS3508	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 89 mm, Gr. 8
GS3759	ProFem Keulen Pessar, kurze Version, perforiert, 95 mm, Gr. 9

Das Keulen Pessar (auch Gellhorn Pessar) findet Verwendung, um die Symptome einer Zystozele, einer Rektozele, oder auch eines Uterusprolaps 2. oder 3. Grades zu mildern; 2 Längen verfügbar; kann zum leichteren Einführen und Entfernen zusammengefaltet werden



M2252	ProFem Marland Pessar, 57 mm , Gr. 2
M2503	ProFem Marland Pessar, 64 mm , Gr. 3
M2754	ProFem Marland Pessar, 70 mm , Gr. 4
M3005	ProFem Marland Pessar, 76 mm , Gr. 5
M3256	ProFem Marland Pessar, 83 mm , Gr. 6
M3507	ProFem Marland Pessar, 89 mm , Gr. 7
M3758	ProFem Marland Pessar, 95 mm , Gr. 8
M225S2	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 57 mm , Gr. 2
M250S3	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 64 mm , Gr. 3
M275S4	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 70 mm , Gr. 4
M300S5	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 76 mm , Gr. 5
M325S6	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 83 mm , Gr. 6
M350S7	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 89 mm , Gr. 7
M375S8	ProFem Marland Pessar, mit Verstärkung, 95 mm , Gr. 8

Marland Pessare sind mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich; Verwendung zur Behandlung von Symptomen der Uterusprolapse 2. oder 3. Grades, oder einer Zystozele; durch die erhöhte Plattform kann es auch bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz eingesetzt werden



OV2001	ProFem Ovaless Pessar, 51 mm, Gr. 1
OV2252	ProFem Ovaless Pessar, 57 mm, Gr. 2
OV2503	ProFem Ovaless Pessar, 64 mm, Gr. 3
OV2754	ProFem Ovaless Pessar, 70 mm, Gr. 4
OV3005	ProFem Ovaless Pessar, 76 mm, Gr. 5
OV3256	ProFem Ovaless Pessar, 83 mm, Gr. 6
OV3507	ProFem Ovaless Pessar, 89 mm, Gr. 7
OV3758	ProFem Ovaless Pessar, 95 mm, Gr. 8
OV4009	ProFem Ovaless Pessar, 101 mm, Gr. 9
OV200S1	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 51 mm, Gr. 1
OV225S2	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 57 mm, Gr. 2
OV250S3	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 64 mm, Gr. 3
OV275S4	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 70 mm, Gr. 4
OV300S5	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 76 mm, Gr. 5
OV325S6	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 83 mm, Gr. 6
OV350S7	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 89 mm, Gr. 7
OV375S8	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 95 mm, Gr. 8
OV400S9	ProFem Ovaless Pessar, mit Verstärkung, 101 mm, Gr. 9

siehe Beschreibung Ring Pessar



R1750	ProFem Ring Pessar, 44 mm, Gr. 0
R2001	ProFem Ring Pessar, 51 mm, Gr. 1
R2252	ProFem Ring Pessar, 57 mm, Gr. 2
R2503	ProFem Ring Pessar, 64 mm, Gr. 3
R2754	ProFem Ring Pessar, 70 mm, Gr. 4
R3005	ProFem Ring Pessar, 76 mm, Gr. 5
R3256	ProFem Ring Pessar, 83 mm, Gr. 6
R3507	ProFem Ring Pessar, 89 mm, Gr. 7
R3758	ProFem Ring Pessar, 95 mm, Gr. 8
R4009	ProFem Ring Pessar, 102 mm, Gr. 9
R175S0	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 0
R200S1	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 1
R225S2	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 2
R250S3	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 3
R275S4	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 4
R300S5	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 5
R325S6	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 6
R350S7	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 7
R375S8	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 8
R400S9	ProFem Ring Pessar, mit Verstärkung, Gr. 9

das Ring Pessar ist mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich und wird vornehmlich bei einem milden Uterusprolaps 1. Grades, oder bei einer Zystozele verwendet. Alternativ kann auch das ovale Pessar bei gleichen Indikationen eingesetzt werden



FR450	ProFem Ring Pessar, fest, 44 mm, Gr. 0
FR511	ProFem Ring Pessar, fest, 51 mm, Gr. 1
FR572	ProFem Ring Pessar, fest, 57 mm, Gr. 2
FR643	ProFem Ring Pessar, fest, 64 mm, Gr. 3
FR704	ProFem Ring Pessar, fest, 70 mm, Gr. 4
FR765	ProFem Ring Pessar, fest, 76 mm, Gr. 5
FR836	ProFem Ring Pessar, fest, 83 mm, Gr. 6
FR897	ProFem Ring Pessar, fest, 89 mm, Gr. 7
FR958	ProFem Ring Pessar, fest, 95 mm, Gr. 8
FR1009	ProFem Ring Pessar, fest, 102 mm, Gr. 9
SR450	ProFem Ring Pessar, soft, 44 mm, Gr. 0
SR511	ProFem Ring Pessar, soft, 51 mm, Gr. 1
SR572	ProFem Ring Pessar, soft, 57 mm, Gr. 2
SR643	ProFem Ring Pessar, soft, 64 mm, Gr. 3
SR704	ProFem Ring Pessar, soft, 70 mm, Gr. 4
SR765	ProFem Ring Pessar, soft, 76 mm, Gr. 5
SR836	ProFem Ring Pessar, soft, 83 mm, Gr. 6
SR897	ProFem Ring Pessar, soft, 89 mm, Gr. 7
SR958	ProFem Ring Pessar, soft, 95 mm, Gr. 8
SR1009	ProFem Ring Pessar, soft, 102 mm, Gr. 9

die 4 Ring Pessar Varianten - Ring Pessar, Ring Pessar mit Verstärkung, sowie Ring Pessar fest und Ring Pessar soft erlauben eine individuelle Auswahl, je nach Bedarf



SH1500	ProFem Siebschalen Pessar, 38 mm, Gr. 0
SH1751	ProFem Siebschalen Pessar, 45 mm, Gr. 1
SH2002	ProFem Siebschalen Pessar, 51 mm, Gr. 2
SH2253	ProFem Siebschalen Pessar, 57 mm, Gr. 3
SH2504	ProFem Siebschalen Pessar, 64 mm, Gr. 4
SH2755	ProFem Siebschalen Pessar, 70 mm, Gr. 5
SH3006	ProFem Siebschalen Pessar, 76 mm, Gr. 6
SH3257	ProFem Siebschalen Pessar, 83 mm, Gr. 7
SH3508	ProFem Siebschalen Pessar, 89 mm, Gr. 8

Das Shaatz/Siebschalen Pessar kann die Symptome einer Zystozele, wie auch eines Uterusprolaps 2. bis 3. Grades lindern; die konvexe Form sorgt für einen angenehmen Sitz, während die Perforation ein einfaches Entnehmen ermöglicht



DSH500	ProFem Urethraschalen Pessar, 50 mm, Gr. 0
DSH551	ProFem Urethraschalen Pessar, 55 mm, Gr. 1
DSH602	ProFem Urethraschalen Pessar, 60 mm, Gr. 2
DSH653	ProFem Urethraschalen Pessar, 65 mm, Gr. 3
DSH704	ProFem Urethraschalen Pessar, 70 mm, Gr. 4
DSH755	ProFem Urethraschalen Pessar, 75 mm, Gr. 5
DSH806	ProFem Urethraschalen Pessar, 80 mm, Gr. 6
DSH857	ProFem Urethraschalen Pessar, 85 mm, Gr. 7
DSH50S0	ProFem Urethraschalen-Pessar mit Verstärkung, 50 mm, Gr. 0
DSH55S1	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 55 mm, Gr. 1
DSH60S2	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 60 mm, Gr. 2
DSH65S3	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 65 mm, Gr. 3
DSH70S4	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 70 mm, Gr. 4
DSH75S5	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 75 mm, Gr. 5
DSH80S6	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 80 mm, Gr. 6
DSH85S7	ProFem Urethraschalen Pessar, mit Verstärkung, 85 mm, Gr. 7

Das Dish/Urethraschalen Pessar, welches mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich ist, wird verwendet, um einen Uterusprolaps 1. und 2. oder 3. Grades oder eine Zystozele zu entlasten; auch einsetzbar bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz



CU250	ProFem Würfel Pessar, 25mm, Gr. 0
CU291	ProFem Würfel Pessar, 29 mm, Gr. 1
CU332	ProFem Würfel Pessar, 33 mm, Gr. 2
CU373	ProFem Würfel Pessar, 37 mm, Gr. 3
CU414	ProFem Würfel Pessar, 41 mm, Gr. 4
CU455	ProFem Würfel Pessar, 45 mm, Gr. 5
CU506	ProFem Würfel Pessar, 50 mm, Gr. 6
CU567	ProFem Würfel Pessar, 56 mm, Gr. 7
CU638	ProFem Würfel Pessar, 63 mm, Gr. 8
CU709	ProFem Würfel Pessar, 70 mm, Gr. 9
CU7510	ProFem Würfel Pessar, 75 mm, Gr. 10
CU25D0	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 25mm, Gr. 0
CU29D1	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 29 mm, Gr. 1
CU33D2	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 33 mm, Gr. 2
CU37D3	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 37 mm, Gr. 3
CU41D4	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 41 mm, Gr. 4
CU45D5	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 45 mm, Gr. 5
CU50D6	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 50 mm, Gr. 6
CU56D7	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 56 mm, Gr. 7
CU63D8	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 63 mm, Gr. 8
CU70D9	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 70 mm, Gr. 9
CU75D10	ProFem Würfel Pessar, perforiert, 75 mm, Gr. 10

Die Würfel Pessare sind in perforierter und nicht perforierter Form erhältlich; Sie können die Symptome einer Zystozele, einer Rektozele, wie auch eines Uterusprolaps 2. oder 3: Grades mildern; Das Würfel Pessar haftet aufgrund der konkaven Flächen an der Scheidenwand an; sollte der Haft-Effekt zu stark ausgebildet sein, so kann alternativ auf die perforierte Version zurückgegriffen werden



CP50180	ProFem Schalen Pessar, 50 mm, Gr. 0
CP55231	ProFem Schalen Pessar, 55 mm, Gr. 1
CP60282	ProFem Schalen Pessar, 60 mm, Gr. 2
CP65333	ProFem Schalen Pessar, 65 mm, Gr. 3
CP70384	ProFem Schalen Pessar, 70 mm, Gr. 4
CP75435	ProFem Schalen Pessar, 75 mm, Gr. 5
CP80486	ProFem Schalen Pessar, 80 mm, Gr. 6
CP85527	ProFem Schalen Pessar, 85 mm, Gr. 7
CP5018S0	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 50 mm, Gr. 0
CP5523S1	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 55 mm, Gr. 1
CP6026S2	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 60 mm, Gr. 2
CP6533S3	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 65 mm, Gr. 3
CP7038S4	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 70 mm, Gr. 4
CP7543S5	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 75 mm, Gr. 5
CP8048S6	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 80 mm, Gr. 6
CP8552S7	ProFem Schalen Pessar, mit Verstärkung, 85 mm, Gr. 7

Die Schalen Pessare sind mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich; Verwendung zur Entlastung eines Uterus prolaps 1. , 2. und 3. Grades, oder einer Zystozele; kann auch bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz eingesetzt werden



RK1750	ProFem Urethra Pessar, 43 mm, Gr. 0
RK2001	ProFem Urethra Pessar, 49 mm, Gr. 1
RK2252	ProFem Urethra Pessar, 56 mm, Gr. 2
RK2503	ProFem Urethra Pessar, 62 mm, Gr. 3
RK2754	ProFem Urethra Pessar, 69 mm, Gr. 4
RK3005	ProFem Urethra Pessar, 74 mm, Gr. 5
RK3256	ProFem Urethra Pessar, 81 mm, Gr. 6
RK3507	ProFem Urethra Pessar, 87 mm, Gr. 7
RK175S1	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 43 mm, Gr. 0
RK200S1	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 49 mm, Gr. 1
RK225S2	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 56 mm, Gr. 2
RK250S3	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 62 mm, Gr. 3
RK275S4	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 69 mm, Gr. 4
RK300S5	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 74 mm, Gr. 5
RK325S6	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 81 mm, Gr. 6
RK350S7	ProFem Urethra Pessar, mit Verstärkung, 87 mm, Gr. 7

Das Urethra Pessar (auch Ring Pessar mit Knopf) ist mit und ohne Verstärkung erhältlich; zusätzlich zu den Indikationen des Ring Pessars, kann es auch bei ausgeprägtem Uterusprolaps eingesetzt werden und eine bestehende Belastungsinkontinenz lindern Anpassungsset auf Anfrage



FG716 Renew Insert Starter Pack (1xRegular, 1 x Large)
FG730 Renew Insert Regular - Pkg = 30 Stk
FG731 Renew Insert Large - Pkg = 30 Stk

Zur Unterstützung des Schließmuskels bei Stuhlinkontinenz; aus weichem, geschmeidigem und hautverträglichem Silikon, welches sich dem Körper perfekt anpasst; bequemer Sitz, ohne Druckgefühl; Tag und Nacht tragbar und werden beim nächsten Stuhlgang auf natürliche Weise ausgeschieden; 2 Größen: regular und large, sowie als Starter Pck mit beiden Größen; Einwegprodukt


APUR75 Actiderma PUR Intimpflege Salbe

Tube mit 75 ml; Intimpflege für die hochsensible und allergiegefährdete Haut im Vaginal - und Analbereich; für die tägliche Anwendung; Erwachsene, Kinder, Babys


SD28634 Suspensorium, abknöpfbarer Beutel, Gr. 4 = XS

Beutel: Höhe ca. 12 cm; untere Breite ca. 7 cm Bandlänge: Hüfte ca. 100 cm; Oberschenkel 50 cm

SD28636 Suspensorium, abknöpfbarer Beutel, Gr. 6 = S

Beutel: Höhe ca. 14 cm; untere Breite ca. 9 cm Bandlänge: Hüfte ca. 100 cm; Oberschenkel 50 cm

SD28638 Suspensorium, abknöpfbarer Beutel, Gr. 8 = M

Beutel: Höhe ca. 15 cm; untere Breite ca. 12 cm Bandlänge: Hüfte ca. 110 cm; Oberschenkel 50 cm

SD28640 Suspensorium, abknöpfbarer Beutel, Gr. 10 = L

Beutel: Höhe ca. 19 cm; untere Breite ca. 12 cm Bandlänge: Hüfte ca. 118 cm; Oberschenkel 50 cm

SD28642 Suspensorium, abknöpfbarer Beutel, Gr. 12 = XL

Beutel: Höhe ca. 20 cm; untere Breite ca. 14 cm Bandlänge: Hüfte ca. 120 cm; Oberschenkel 50 cm

zur Entlastung und Stützung der Hoden z. B. nach Brüchen oder Operationen; mit abknöpfbarem Beutel; hergestellt aus 100% Baumwolle; Größenanpassung durch Arzt/Ärztin erforderlich, waschbar bis 95°; 2 Schenkelbänder, Gurtband mit Klemmschnalle aus Metall, Kunststoffknöpfe


3040 Irrigator

Set besteht aus Kunststoffgefäß mit 1 L Inhalt, Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und ca. 120 cm Schlauch durchsichtig



SD28011

Irrigator NIRO

Set besteht aus Edelstahlgefäß mit 1 L Inhalt, Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und ca. 120 cm Wulstschauch



SD28100

Reise-Irrigator

Set besteht aus Kunststoffbeutel mit Aufhängebügel, 3-teiliger Irrigatorgarnitur und Kunststoffschauch, Beutelinhalt 2 L



SD28021

Irrigatorgarnitur 3-tlg weiß

bestehend aus Absperrhahn, Klistierrohr und Mutterrohr

SD28022

Irrigatorschlauch Kunststoff transparent



3091

Klyso 85 cm lang

bestehend aus Pumpball, Schlauch und Kanüle, im Polybeutel



3092

Frauendusche

3-teilig, aus rotem Kunststoff, für Scheidenspülungen, Inhalt 450 ml



31014

Birnspritze Nr. 4 143 ml

31015

Birnspritze Nr. 6 224 ml

31016

Birnspritze Nr. 8 347 ml

SD54011

Birnspritze Nr. 11 350 ml

31017

Birnspritze Nr. 10 483 ml

Birnball rot, mit Klistierrohr aus Kunststoff



31001	Ohrenspritze Nr. 5	85 ml
31002	Ohrenspritze Nr. 6	115 ml
31003	Ohrenspritze Nr. 9	180 ml
310031	Ohrenspritze Nr. 10	260 ml
31004	Ohrenspritze Nr. 12	340 ml
31005	Ohrenspritze Nr. 14	520 ml
	Ballspritze rot mit Ansatz	



SD27710

Schlafbrille schwarz, Gummiband

Maße: ca. 17 x 8 cm Innenseite: weicher Baumwollstoff, Außenseite: Kunstleder schwarz, für lichtempfindliche Augen, Gummiband verstellbar



700500

Schlafmaske ergonomisch, schwarz,

3-D-Schlafmaske, verhindert Druck auf die Augen, mit elastischem Haarband; Maske aus weichem, atmungsaktivem Material; Lichtblock-Technologie für totale Dunkelheit



44840

Reiseset

bestehend aus aufblasbarem Nackenkissen, einer Schlafbrille und mehrfach verwendbaren Ohrenstoppeln in der praktischen Rolle zum mitnehmen, ideal auf Flug-, Bus- oder Autoreisen, entspannteres Reisen - der ideale Start in einen schönen Urlaub!



SD44800

Nackenstütze mit Etui Grau

SD44801

Nackenstütze mit Etui Blau

aufblasbar, leicht beflockt, im Etui für die Aufbewahrung, gerade für lange Reisen im Zug, im Flugzeug oder im Auto - aber auch daheim bestens zur Muskelentspannung der Halswirbelsäule geeignet - das trägt zum Wohlbefinden des ganzen Körpers bei!



1601050

Reise-Nackenkissen wattiert

Maße: ca. 42 x 28 cm ohne Reißverschluss, Bezugsstoff Mikrofaser Velours, in blau, innen wattiert, der ideale Begleiter für Reisen im Zug, Flugzeug oder Auto - aber auch für daheim geeignet, hilft Verspannungen der Halswirbelsäule beim langen Sitzen zu reduzieren und steigert das Wohlbefinden



S9540

Sissel Nackenstütze Buchi Blau

S9543

Sissel Nackenstütze Buchi Anthrazit

S9560

Sissel Nackenstütze Buchi Soft

das anpassungsfähige Hörnchen aus natürlichem Buchweizen, stützt den Nacken auf langen, unbequemen Reisen im Auto, Zug oder Flugzeug, ideal als entspannende Lesehilfe zu Hause, passt sich ideal der Nackenform an, Innenfutter aus 100 % Baumwolle, Bezug aus 100 % Polyester Buchi soft Bezug mit weichem Nicki-Stretch-Bezug



42600

Nackenhörnchen Blau

42601

Nackenhörnchen Grün

Maße: ca. 35 x 30 cm Bezug aus Plüsch Punkte Premium,
Füllung: Kugelfaser, ideal für daheim und auf Reisen



5807

Leseknochen Tupfen Bordeaux

Maße: 40 x 18 cm Bezug: Baumwolle, Füllung: Kugelfaser,
weich, zur Lagerung für Nacken, Fersen oder als dekorative
Buch- oder Tablet-Ablage verwendbar, waschbar bis 30° C



420703

Cervicalkissen viskoelastisch

anatomisches Kopfkissen zur Entlastung/ optimalen Lagerung
des Hals - und Nackenbereichs; aus Visco-Schaum für eine
gute Stabilität; Dichte: 60 kg/m³ Maße: L 50 x B 32 x H 10 cm;
Gewicht: 1,18 kg

942004

Bezug zu Nackenkissen 420703

aus Bambus-Viskose, maschinenwaschbar bis 60°



SD27952

Gehörschutz mit Band (Abb. rechts)

signalorange, hautfreundlicher, feuchtigkeitsbeständiger Kunst-
stoff, weich, anatomisch vorgeformt, beiliegende Befestigungs-
kordel, im Dispenserkarton, paarweise gepackt



638203

Aqua Stopp Silikon Ohrstöpsel KIND -1 Paar-

speziell entwickelter Ohrenschutz für Kinder, aus hoch-qualita-
tivem Silikon, bietet Schutz beim Baden und Schwimmen



638204

Aqua Stopp Silikon Ohrstöpsel Erwachsene -1 Paar-

speziell entwickelt für Erwachsene; bietet Schutz vor Wasser,
Sand, Lärm; aus antiallergischem Material



638216

Ohrstopfel Schaum PU, pink - 2 Paar-

Ohrenschutz gegen Wasser, Sand und Lärm; aus antiallergi-
schem PU-Schaum



44221

WC-Papier-Sitze

ideal für die Reise - klein verpackt - passt in jede Tasche, Packung mit 10 Stück



442211

Display mit WC-Papier-Sitzen

Displaykarton für die Ladentheke, gefüllt mit 20 Packungen zu je 10 Stück



LS10

Beurer Kofferwaage LS 10

ideal für Flugreisen, klein und handlich, mit Gurt zum platzsparendem Verstauen, mit Taschenlampe, auch geeignet zum Abwiegen von anderen Gegenständen wie Päckchen, leicht ablesbares LCD-Display, 9 mm Ziffernhöhe, 50 kg Tragkraft, 50 g Einteilung, Gurtlänge: 22,5 cm, Abschaltautomatik, Umstellmöglichkeit von kg/lb



SD52120

Ohrenreiniger

Karte mit 12 Stück, farblich sortiert, Metallschlinge mit Kunststoffgriff, zur Reinigung des äußeren Gehörganges, ca. 6 cm lang



SD52130

Federkiel-Zahnstocher

Karte mit 12 Stück, farblich sortiert, aus Kunststoff mit Schutzhülle, Federkiel, zum Reinigen der Zahnzwischenräume



SD52140

Silberblatt-Zahnstocher

Karte mit 12 Stück, Silberblatt 835, mit Schutzhülle / Verlängerung



SD52200

Nissen-/Lauskamm mit Lupe

Maße: ca. 80 x 50 mm aus Kunststoff, eine Seite mit breiteren Zähnen für Läuse, die andere Seite mit feinen Zähnen zur Entfernung von Nissen



SD52210
Nissenkamm mit Metallzähnen

Maße: ca. 61 x 57 x 4 mm aus Kunststoff, mit Edelstahl-Zinken


HT15
Beurer Läusekamm HT 15

einfaches Kämmen - befreit die Kopfhaut von Haarläusen und deren Nissen, ohne Einsatz von chemischen Mitteln, verändert das akustische Signal bei Berührung mit einer Haarlaus oder Nisse, inkl. Reinigungspinsel und Schutzkappe, inkl. 1 x 1,5 V Batterie


31266
Anti-Laus-Haargummi

Display mit 24 Pkg á 4 Stk. Bändern farblich sortiert: schwarz, grün, rosa, lila im verschließbaren Polybeutel verpackt, für Kinder und Erwachsene geeignet, 100 % natürlicher Schutz vor Läusen, Wirkstoff: 30 % Geranium Öl und 70 % Eukalyptus Öl, der Duft dieses Substanzen hält effektiv Läuse fern, wirksam bis zu 15 Tagen, einfache Anwendung, elastisch und wasserfest, DEET frei


31263
Mückenschutz-Armband

Display mit 24 Pkg Bändern im verschließbaren Polybeutel verpackt, farblich sortiert: rot, blau, pink, gelb, grün, rosa, ideal für Aktivitäten im Haus, im Freien, beim Reisen oder im Garten, es ist nicht nur ein abweisendes Armband, sondern auch ein Armschmuck, dehnbar, für Kinder und Erwachsene, 100 % natürlicher Schutz vor Mücken und anderen Insekten, Wirkstoff: 15 % Zitronella Öl, wirksam bis zu 7 Tagen, einfache Anwendung, wasserfest, DEET frei


60617
Beurer BR60 Insektenstichheiler

Stichheiler gegen Juckreiz und Schwellungen, mit 2 Programmen Insektenstiche- und bisse lassen sich auf natürliche Art schwer vermeiden. Für die Behandlung ohne chemische Zusätze wurde der Insektenstichheiler BR 60 entwickelt. Das Must-have zu Hause und unterwegs. Durch Hitzeentwicklung wird die Heilung beschleunigt, ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, 2 unterschiedliche Programme: P 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut P 2: für regelmäßige Anwendungen Hilft gegen Juckreiz und Schwellung, schnell aufheizende, keramische Heizplatte, modernes, handliches Design, Betrieb mit 2 x 1,5 V Batterie AAA, Maß: ca. 9,8 x 3,5 x 1,9 cm



60734

BR90 Beurer Insektenstichheiler

für die Behandlung von Insektenstichen - und -bissen; kann gegen Schwellung und Juckreiz helfen; anpassbare Intensität mit 2 Programmen - 3 Sekunden für empfindliche Haut und 6 Sekunden für normale Haut; mit Licht



DL1410

Insektenstichheiler Dittmann ISH707

2 in 1: Stichheiler und Taschenlampe LED auch nachts einsatzbereit; ideal auch für Kinder und empfindliche Haut - 3 Programme 48-51°; USB-C aufladbar



801090

Trix Human Zeckenlasso

800090

Trix Tier Zeckenlasso

1, 2, 3 - Zecken einfach entfernt! eine sichere und schnelle Zeckenentfernung verringert das Risiko einer Infektion! Einfache Anwendung durch die innovative Schlaufe: sicher, schnell, schmerzlos! Hinweis: Speziell für Haustiere ist auch das grüne Modell bei uns erhältlich! Fragen Sie auch nach den Thekenaufstellern für Ihren Kassenbereich!



700901

Zeckenentferner Kunststoff

ca. 94 mm lang (Abb. rechts)



31601

Regenschirm Automatik

Auf-Zu-Automatik, Sturmfest bis 140 km/h, Teflon-Beschichtung, leicht und kompakt, inkl. Schirmtasche



SD65922

Schwimmkragen „Schwimmi“

mit Zweikammersystem; Farbe: signalgelb aus PVC-Folie, mit Bändern zur Befestigung vorne Hinweis: Keine Schwimmhilfe! Nur unter Aufsicht verwenden!



65920

Schwimmkragen „Gym“, weiß

aus PVC-Folie, mit Haltebändern Hinweis: Keine Schwimmhilfe! Nur unter Aufsicht verwenden!



26200100
BEMA Schwimmflügel Gr. 2 für Erwachsene

2 getrennte Luftkammern, flache Innenseite, versenkbares Lippenventil, Leuchtfarbe, seewasserfest, geeignet für Personen mit normalem Körpergewicht, Herstellerangabe: 60+ kg


S1004
Sissel Nackenkissen Classic M

Maße: ca. 47 x 33 x 11 cm

S1001
Sissel Nackenkissen Classic L

Maße: ca. 47 x 33 x 14 cm das Standard Kissen für Erwachsene! inkl. Veloursbezug (75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ecru, waschbar bei 40° C)


S1552
Sissel Soft Curve Compact, inkl. Bezug

zur Unterstützung des Nackens und Entlastung der Wirbel und Muskeln; passt sich der natürlichen Form der Wirbelsäule an; aus hochwertigem, viskoelastischem Schaumstoff; Kissenkern waschbar in Handwäsche; Maße: L48 x B 32 x H 10 cm perfekt für unterwegs;

S1551
Sissel Soft Curve Compact NUR Bezug

aus Velours, waschbar bis 40°


90320035
Bettkeil Reflux

Maße: 90 cm breit x 80 cm tief x 15 cm hoch hinten, Bezug aus Baumwolle, hellblau, abnehmbar zur Hochlagerung des Oberkörpers, wird unter die Matratze gelegt


SD43425
Seitenschläferkissen Bordeaux

als Seitenschläfer- und Lagerungskissen verwendbar; anatomische Formgebung zur Entlastung und Stützung nach Bedarf; abnehmbarer Außenbezug aus 100 % Baumwolle, waschbar; Füllung: PU-Sticks, Inlettbezug aus Baumwolle, Polyester
Maße: L ca. 130, Ø ca. 35 cm


SD43721
Venenkissen

Maße: ca., 70 x 62 cm, hi: 20 cm / vo: 10 cm hoch aufblasbar, Kunststoff weiß, zur Hochlagerung der Beine, empfohlen bei Venenentzündungen, Venenproblemen, Krampfadern, Wadenkrämpfen, müden und geschwollenen Beinen, Stauungen während der Schwangerschaft, zur Beinhochlagerung bei Rückenschmerzen, etc.



27123839

Venenkissen klein (bis 165 cm)

Maße: ca. 65 x 48 x 15 / 5 cm

27133839

Ersatzbezug zu Venenkissen klein

27323839

Venenkissen groß (über 165 cm)

Maße: ca. 80 x 50 x 20 / 5 cm

27333839

Ersatzbezug zu Venenkissen groß

anatomisch geformt, mit variabel einstellbarem Fersenkeil, hautsympathischer Frotteebezug weiß, Kissenkern aus offengeporigem hochwertigem Polyäther-Schaumstoff, FCKW-frei, empfohlen bei Venenentzündungen, Venenproblemen, Krampfadern, Wadenkrämpfen, müden und geschwollenen Beinen, Stauungen während der Schwangerschaft, zur Beinhochlagerung bei Rückenschmerzen, etc.



S5500VS

Sissel Venosoft, Venenkissen A bis 165 cm Körpergröße

Maße: ca. 65 x 50 x 22 cm

S5516

Sissel Bezug zu Venosoft Größe A

S5501VS

Sissel Venosoft, Venenkissen B über 165 cm Körpergröße

Maße: ca. 78 x 50 x 22 cm

S5517

Sissel Bezug zu Venosoft Größe B

verbindet die hervorragenden Eigenschaften des Venenkissens mit einer viskoelastischen Auflageschicht! Die integrierte Auflage ermöglicht durch ihre Weichheit eine wirkungsvolle und angenehme Beinhochlagerung, selbst bei schweren entzündlichen Venenerkrankungen, zu empfehlen bei Venenproblemen, Krampfadern und Stauungen, Wadenkrämpfen, geschwollenen Beinen und während der Schwangerschaft, inkl. Bezug weiß (100 % Baumwolle), erhältlich in zwei Größen, inkl. Erstbezug, Auflageschicht ca. 3 cm, individuell verstellbarer Fersenkeil, stabiler Schaumstoffkern



SD43735

Entspannungswürfel aufblasbar

Maße: ca. 39 x 42 x 46 cm Erholung für gestresste Beine, aus Kunststoff, weiß, dadurch je nach Lage mit verschiedenen Höhen anwendbar



5155

Sitz- und Entlastungswürfel

Größe: 55/50 x 40 x 36 cm mit pflegeleichtem abnehmbarem Bezug aus Kunstleder, blau, ein Styropor-Kern sorgt für hohe Stabilität, mit dem eingearbeiteten Keilkissen verhilft er zur anatomisch richtigen Sitzhaltung, er sorgt durch seine Funktionalität für eine Entlastung der Bandscheiben und ist durch die Stufenlagerungsmöglichkeit eine spürbare Hilfe zur Regeneration



5154

Bandscheiben-Stufenlagerungswürfel

Maße: 50 x 40 x 36 cm Bezug aus abwaschbarem weißem Kunstleder, hochwertiger Vollschaumkern, er dient als ideale Lagerungshilfe zur Entlastung von Rücken, Bandscheiben und Beinen, besonders gut geeignet zur therapeutischen Anwendung



53000060

Zirbenöl 10 ml (Flasche)

als Raumduft oder zur „Auffrischung“ des angenehmen Zirben-
duftes der Zirbenkissen



SD68113

Zirbenkissen „Wohlfühlzeit“

Maße: 40 x 40 cm farblich sortiert mit Aufdruck; Füllung 100 %
Zirbenholzflöcken, Bezug 100 % Baumwolle, intensiv duftende
ätherische Öle



SD68127

Duftkissen „Lavendel“

Maße: 20 x 30 cm



DBP0008

Vitalisierender Heilkräuter Pferdebalmsam

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unsere Gelenk Pflegecreme
erfrischt, die bewährte Heilkräuter Rezeptur aus Pfefferminz,
Teufelskralle, Roskastanie, Rosmarin, Arnika, Latschenkiefer,
Teebaum, Thymian, Wacholder und Beinwell vitalisiert und
belebt müde Muskeln und Knochen, ideal nach starker körper-
licher Betätigung und bei Bettlägerigkeit



DBP0006

Sensitives Melkfett Soft Parfümfrei

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unser sensibles Melkfett
schützt und pflegt angegriffene Haut wirksam, ideal bei trocke-
nen und beanspruchten Hautpartien am ganzen Körper, die
Softcreme mindert das Risiko von Wundliegen, ist besonders
streichart und aufgrund der Geruchsneutralität auch für sen-
sible Haus geeignet



DBP0009

Wärmender Rosskastanien Kampfer Pferdebalsam

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unser altbewährter Pferde-
balsam ist eine schmerzlindernde, wohltuende und wärmende
Creme für Ihre Gelenke, Muskeln und Knochen, auf der Haut
hat der Heilkräuter Pferdebalsam eine wärmende, belebende
und vitalisierende Wirkung, besonders nach Anstrengung und
Beanspruchung wie bei sportlichen Aktivitäten entfaltet der
Balsam seine wohltuende Wirkung, zudem belebt und vitalisiert
die Gelenkcreme bei Bettlägerigkeit, empfehlenswert ist auch
ein erfrischendes Voll- oder Fußbad mit dem Balsam



DBP0002

Erfrischendes Rosskastanien Weinlaub Hautgel

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unser Rosskastanien Wein-
laub Gel pflegt die Haut mit den wohltuenden Eigenschaften
von rotem Weinlaub und Rosskastanien, eine erfrischende und
kühlende Creme, welche die Wasseransammlung im Gewebe
mindert und gleichzeitig müde Beine und Venen belebt, ideal
nach einem langen Tag und bei Bettlägerigkeit



DBP0010

Anti-Aging Tigergras Pflegecreme

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unsere hochwertige Tiger-
gras Anti-Aging Creme steigert Ihre Kollagenbildung, was zu
einer reinen und gesünderen Haut führt, in Madagaskar und
besonders in Indien wächst das Tigergras „Centella asiatica“,
bei Verletzungen nutzt der dort frei lebende Tiger die Pflanze
zur Wundheilung, daher der Name „Tigergras“, durch die Zu-
gabe von Traubenkern-Öl stärkt unsere Creme die elastischen
Fasern der Haut, wodurch die Creme ein reines und gesundes
Hautbild fördert, ideal für die tägliche Pflege von Gesicht, Hän-
den, Dekolleté und Beinen



DBP0005

Regenerierende Weihrauch Pflegecreme

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unsere Weihrauch Pflege-
creme regeneriert beanspruchte Hautpartien und wirkt gleich-
zeitig entzündungshemmend, sie unterstützt die Regeneration
von strapazierter Haut und reduziert das Spannungsgefühl, bei
Knie, Schulter und Gelenksschmerzen kann unsere Weihrauch
Creme wahre Wunder bewirken, schenken Sie Ihrer Haut neue
Leichtigkeit mit unserer Weihrauch Creme



DBP0011

Schneckengel

Original Dr. Berger / Inhalt: 250 ml Unser Schneckengel zeich-
net sich durch einen langanhaltenden positiven Effekt auf Ihrer
Haut aus, die mit dem nährstoffreichen Schnecken Schleim
angereicherte Creme ist leicht aufzutragen und täglich anwend-
bar, der Schnecken Schleim wirkt als Peeling für abgestorbene
Hautschüppchen und beugt aufgrund seiner regenerativen und
antiseptischen Inhaltsstoffe und dem hohen Anteil an Antioxi-
danten weiteren Hautirritationen vor, unterstützt die Bildung
von Elastin und Kollagen und sorgt somit für ein jüngeres Haut-
bild



DBP0007
Teufelskrallen Gelenk Pflegecreme

Original Dr. Berger / Inhalt: 100 ml Unsere Gelenk Pflegecreme mit der bewährten Kraft der Teufelskralle aus der Steppe Südafrikas, spendet natürliche Feuchtigkeit und wirkt zudem schmerzlindernd bei Gelenks- oder Rückenschmerzen


DBP0001
Erfrischende Körperlotion Lemongras

Original Dr. Berger / Inhalt: 100 ml Körperlotion mit Zitronengras und Minze; wirkt auf der Haut wie eine erfrischende Dusche und hinterlässt neben einer zarten Haut auch einen angenehmen Duft; ideal als Körperlotion nach der Dusche oder nach dem Waschen bei Bettlägerigkeit


DBP0023
Kamillenhandcreme mit Urea 100 ml

Original Dr. Berger/ Inhalt: 100 ml für tiefenwirksamen Schutz der Hände mit der natürlichen Kraft der Kamille; Urea sorgt für besonders langanhaltende Feuchtigkeit;


DBN0013
Franzbranntwein mit Menthol

Original Dr. Berger/ Inhalt 250 ml bei stumpfen Verletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, sowie Muskel- und Gelenkschmerzen;


DBN0014
Ringelblumen Creme

Original Dr. Berger/ Inhalt 100 ml pflegt, schützt und beruhigt die Haut mit der Kraft der Ringelblume; besonders geeignet bei trockener, empfindlicher Haut;


32520
Insektenschutz Hautspray vegan

Original Dr. Berger/ Inhalt 100 ml zuverlässiger Schutz gegen Zecken - und Bremsenbisse und bis zu 8 h vor Mückenstichen; zusätzliche Pflege durch Wirkstoff auf Pflanzenbasis;



DBP0004 Muffex Geruchsvernichter Parfümfrei klein

Original Dr. Berger / Inhalt: 150 ml

DBP0003 Muffex Geruchsvernichter Parfümfrei groß

Original Dr. Berger / Inhalt: 500 ml Unser Muffex neutralisiert geruchslos unangenehme Gerüche in Räumen, WC, Schuhe, Textilien, auf Möbeln, Matratzen, Taschen, PKWs und vielem mehr, ganz ohne störende künstliche Parfüme, strenge Düfte lösen sich einfach auf, durch die handliche Größe passt der kleine Muffex in jede Handtasche für unterwegs


200205 Ultrana Air-Fresh April Frisch
200908 Ultrana Air-Fresh Lemongras

Raumspray zur hygienischen Beseitigung unangenehmer Gerüche Sprühflasche mit 300 ml Inhalt, reicht für ca. 240 Pumpen, nach Belieben sprühen und so die Duftintensität regulieren, für langanhaltenden, angenehmen und frischen Duft, überdeckt alle unangenehmen Gerüche, bekämpft Bakterien und sorgt so für einen hygienischen und frischen Duft in Räumen, auf Textilien und Polstermöbeln; Inhaltsstoffe: Isopropyl Alkohol, Zinc Ricinoleate, Duftstoffe; auch als Nachfüllflasche erhältlich


SD61620 Massage-Rücken-Rollband 7 Achsen/14 Rollen

Griffe und Rollen aus Holz, Noppen aus Kunststoff; 7 Achsen mit 14 Noppenrollen Maße: ca. L 115 x B 8 cm


SD61600 Massageroller Auto

Rahmen und Rollen aus Holz, Noppen aus Kunststoff; 4 Noppenrollen


10501 Fußmassageroller mit 6 Achsen

Holzrahmen mit Metallachsen; strukturierte Rollenoberfläche; Maße: L 31 x B 12 cm

10502 Fußroller mit 8 Achsen

Holzrahmen mit Metallachsen; strukturierte Rollenoberfläche; Maße: L 31 x B 16 cm


SD61700 Fußmassageroller MULTI

aus Kunststoff mit Metallachsen, Farbe schwarz/weiß/blau, gesamte Rollenfläche 16 cm; Maße: L 34 x B 22 cm



SD61650

Fußmassageroller Komfort

aus Holz, Unterseite rutschfest gummiert; 10 Achsen, davon 8 mit Wabenstruktur und 2 mit Noppen; Rollenlänge je Achse: ca. 11 cm, Ø ca. 2 cm; Maße gesamt: L 27 x B 18 cm



SD61610

Fußmassageroller für einen Fuß


Rahmen und Rollen aus Holz, Noppen aus Kunststoff, 5 Achsen mit 15 Noppenrollen; Maße: L 22 x B 13 cm




SD61615

Fußmassageroller für beide Füße

Rahmen und Rollen aus Holz, Noppen aus Kunststoff, 8 Achsen mit 24 Noppenrollen; Maße: L 23 x B 18 cm



S2222

Sissel Fit-Roller, T-Roller


S2226

Sissel Fit-Roller, Kopfhaut- und Migräne-Roller



S2223

Sissel Fit-Roller, Ergo-Roller


S2224

Sissel Fit-Roller, Seil-Roller

Kombination traditioneller chinesischer Naturheilkunst mit Erkenntnissen der Gegenwart; bei Muskelverspannungen; Verbesserung der Durchblutung und des Stoffwechsels; spitze und runde Noppen für verschiedene Gewebzonen; verbessert die Lymphzirkulation; Rahmen Holz, Noppen PVC



29655100
Rettungsdecke

Maße: 220 x 160 cm silber/gold, reflektiert die Körperwärme,


3381
Verbandklammern

hautfarben, elastisch, aus Aluminium, Pkg = 100 Stk

3383
Verbandklammern

weiß, elastisch, aus Aluminium, Pkg = 100 Stk


30040010
Dreiecktuch schwarz

Maße: 90 x 90 x 130 cm, Baumwollgewebe

30040011
Dreiecktuch weiß

Maße: 96 x 96 x 136 cm, Zellwoll-Reinforcé, rohweiß, gesäumt, in Folienbeutel


SD28700
Armtragegurt

Maße: ca. 130 cm lang, 3 cm breit schwarz, beidseitige Schlaufe, verstellbar mit Feststeller


50311
Lederfingerling Gr. 1

Maße: Gesamt 9 cm lang, beim Übergang 3 cm breit

50312
Lederfingerling Gr. 2

Maße: Gesamt 10 cm lang, beim Übergang 3,5 cm breit

50313
Lederfingerling Gr. 3

Maße: Gesamt 11 cm lang, beim Übergang 4 cm breit

50314
Lederfingerling Gr. 4

Maße: Gesamt 11,5 cm lang, beim Übergang 4,5 cm breit

50315
Lederfingerling Gr. 5

Maße: Gesamt 12 cm lang, beim Übergang 5 cm breit

50316
Lederfingerling Gr. 6

Maße: Gesamt 12 cm lang, beim Übergang 5,5 cm breit

50317
Lederfingerling Gr. 7

Maße: Gesamt 12 cm lang, beim Übergang 6 cm breit

50318
Lederfingerling Gr. 8

Maße: Gesamt 12 cm lang, beim Übergang 6,5 cm breit Ausführung alle Größen: schwarzes Nappaleder, mit Bindeband zur Fixierung am Handgelenk



- SD50902 Fingerlinge Latex gerollt, Gr.2**
SD50903 Fingerlinge Latex gerollt, Gr.3
SD50904 Fingerlinge Latex gerollt, Gr.4
SD50905 Fingerlinge Latex gerollt, Gr.5
transparent, unsteril, mit Rollrand, puderfrei; Pack à 100 Stück



- SD28710 Augenklappe**
steif, beidseitig verwendbar, schwarz, mit Gummiband



- DL1087 Diabetiker-Tasche mit Kühlbeutel**
Organisations- und Kühltasche in einem; mit Notfallausweis, Tagebuchfunktionsblock, Thermo-Etui mit Kühlpad zur Insulinkühlung, Sammelbox für Lanzetten und Penkanülen, Schlüsselanhänger als Notfalltasche für Traubenzucker; als Hand- und Gürteltasche tragbar;



- 46315 Beurer Blutzuckermessgerät GL44 mg/dl Black**
mit Blutmengenkontrolle und App-Anbindung für optimales Diabetes-Management; hinterleuchtetes Display für gute Lesbarkeit; beleuchteter Streifen-Einfuhrschacht und extra breite Teststreifen; Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage; inkl. Starter-Set: Messgerät, Stechhilfe, 10 Lanzetten (5 x 28G blau, 5 x 33G lila), 10 Teststreifen, Etui, Tagebuch



- 45710 Beurer Stechhilfe + AST Kappe - 1 Stück -**
Stechhilfe und Lanzetten-Auswerfer für eine sanfte Anwendung



- 60851 Beurer Blutzucker Lanzetten**
sanfte Probengewinnung, Beutel wiederverschließbar, verschließbar, 4 Beutel mit je 25 Lanzetten



- 46415 Beurer Teststreifen GL 44 GL 50; Pkg=50Stk.**



SD27042
Trittstufe ohne Griff, verchromt

aus Stahlrohr, verchromt, Trittfläche: 35 x 38 cm, Höhe: 23 cm, Gummikappen unten, rutschsichere Oberfläche


SD27040
Trittstufe mit Haltegriff, verchromt

aus Stahlrohr, verchromt, Trittfläche: 35 x 38 cm, Höhe: 23 cm, mit zusätzlichem Handgriff für mehr Sicherheit, Griffhöhe ca. 88 cm, rutschsichere Oberfläche, Gummikappen unten


FB12
Beurer Fußmassagebad FB 12 63205

mit Massageaufsatz, 3 Funktionen; Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung, massageunterstütztes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße, Ausgussöffnung, 60 Watt, 220 V Netzbetrieb


FB20
Beurer Fußbad FB 20 63605

abnehmbare Massageroll-Aufsätze für Fußreflex- zonen-Massage, sanfte Vibrationsmassage, Fußsprudelbad mit Fußreflexzonenmassage, rutschfeste Gummifüße, Trockenmassage möglich, wohltuende Infrarot-Lichtpunkte, massageunterstützendes Fußbett, Spritzschutz, Kabelaufwicklung, 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze, mit 3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung


FB21
Beurer Fußbad FB 21 63606

mit Pedicure-Anwendung, mit praktischem Tragegriff, 3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung, wohltuendes Infrarotlicht-Feld, 3 wechselbare Pedicure-Aufsätze mit praktischer Aufhängung, abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage, massageunterstütztes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, Ausgussöffnung, 60 Watt, 220 V Netzbetrieb


FB30
Beurer Fußbad FB 30 - faltbar! 63850

Platzwunder - Fußbad mit Faltfunktion! 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, wohltuende Infrarot-Lichtpunkte, inkl. Pedicure-Aufsatz (Bimsstein), massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung und Befestigung, bis Schuhgröße 45, ca. 60 Watt



FB35
Beurer Fußbad FB 35 63705

entspannende Aroma-Therapie, abnehmbarer Aroma-Filter für die einfache Verwendung von Badezusätzen, 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, wohltuende Infrarot-Lichtpunkte, 3 wechselbare Pedicure-Aufsätze mit praktischer Aufhängung, 16 integrierte Magnete für Magnetfeld-Anwendung, abnehmbare Rollenaufsätze für Fußreflexzonen-Massage, massageunterstützendes Fußbett, praktischer Tragegriff, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, mit Fußreflexzonenmassage


63261
Beurer Fußsprudelbad FB60

mit Wasserheizung in 8 Stufen von 34 - 48°, Vibrations- und Sprudelmassage individuell wählbar, LED Touch Display mit Timerfunktion, Fußreflexzonenmassage durch Rollenaufsätze, komfortable Kabelaufwicklung; fester Spritzschutz, Pedikürenzentrum mit 3 austauschbaren Massageaufsätzen, 4 wählbare Programme, automatische Abschaltung nach 20 min. Farbe grau/weiß; Gewicht 3,3 kg Maße: L 45 x B 39 x H 18,4 cm geeignet bis Schuhgröße 51


63231
Beurer Fußsprudelbad FB65

zuschaltbare Ambientebeleuchtung mit 6 Lichteffekten, rotierende Pedikürestation; mit Wasserheizung in 8 Stufen von 34 - 48°, Vibrations- und Sprudelmassage individuell wählbar, LED Touch Display mit Timerfunktion, Fußreflexzonenmassage durch Rollenaufsätze, komfortable Kabelaufwicklung; fester Spritzschutz, Pedikürenzentrum mit 3 austauschbaren Massageaufsätzen, 4 wählbare Programme, automatische Abschaltung nach 20 min. Farbe grau/weiß; Gewicht 3,3 kg Maße: L 45 x B 39 x H 18,4 cm geeignet bis Schuhgröße 51


90145
Hautschere gebogen 9 cm

einfache Qualität, vernickelt


90146
Nagelschere gebogen 9 cm

einfache Qualität, vernickelt


SD51400
Baby-Nagelschere

blauer Griff, vernickelt, Kunststoffgriff, abgerundete Spitze, ca. 9 cm lang



90143 **Nagelzange 10 cm mit Feder**
mit Federbügel



90144 **Nagelzange 13,5 cm m. Metallfeder**
massive Ausführung mit Feder



90142 **Nagelknipser klein**
verchromt, ca. 5 cm lang, mit Feile



90541 **Nagelknipser groß**
glanzverchromt, Softtouchgriff, auf Blisterkarte, farblich sortiert, Länge: ca. 9 cm, präzise ausgeschliffene Schneidkanten, perfekte Nagelpflege, gleichmäßig schonender Schnitt



SD51730 **Nagelknipser „großer Griff“**
aus Kunststoff, orange/weiß, Knipser aus Metall, mit handlichem Griff zur leichteren Bedienung, Maße: ca. 9 x 4 x 2 cm



90140 **Nagelfeile Saphir 13 cm**

90141 **Nagelfeile Saphir 18 cm**
mit Kunststoffgriff



SD51050 **Sandpapier-Nagelfeilen**
Körnung grob / fein, ca. 14 cm lang, Packung mit 10 Stück



90147 Pinzette 8 cm gerade



90148 Pinzette 8 cm schräg



90149 Hornhautraspel
rostfrei, grob, zur leichten und sanften Hornhautentfernung



57308 Beurer Hornhautraspeln zu MP55
2 Hornhautraspeln



90150 Hornhauthobel vernickelt
90151 Hornhauthobel Ersatzklingen Pkg. = 10 Stk.



SD51060 Fussfeile
Kunststoffhandgriff mit Sandpapier belegt, Körnung grob / fein,
Länge Sandpapierfläche: ca. 14 cm, Gesamt: 24 x 4,4 cm



90155 Schwesternset
komplett mit Schere und Feile an einer Kette mit Halter



SD51510
Maniküre-Set 3 teilig

bestehend aus Nagelschere, Saphir-Nagelfeile, Pinzette, in Leder Etui, praktischer Begleiter für unterwegs


MP41
Beurer Maniküre- / Pediküre-Set MP 41

Komplettset für Einsteiger und Fortgeschrittene, für gepflegte Hände und Füße, mit integriertem LED-Licht, 2 Geschwindigkeitsstufen, Rechts- / Linkslauf, inkl. 7 hochwertigen Aufsätzen: Saphirkegel, Filzkegel, Saphirscheibe fein, Saphirscheibe grob, Flammenfräser, Saphir-Hornhautschleifer, Aufsätze für Diabetiker geeignet, Drehzahl: 3.800 / 4.600 U/min +/- 14 %, Netzbetrieb, inkl. Aufbewahrungs-Etui


57213
Beurer Nachkaufset zu MP41

7 hochwertige Aufsätze aus Saphir & Filz HINWEIS: Alle Beurer Schleifkörper als Ersatzteil lieferbar - Art.-Nr. und Preise bitte über Preisliste!


MP42
Beurer Maniküre- / Pediküreset MP 42

für die professionelle Nagel- und Fußpflege, inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen, inkl. 10 Einwegaufsätzen aus Sandpapier, stufenlos regelbar, Rechts- / Linkslauf, Aufsätze: Saphirkegel, Filzkegel, Saphirscheibe fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser rund, Nadelfräser, Saphirkegel lang und Saphirscheibe grob, Sandpapieraufsatz, LED-Licht, Aufsätze für Diabetiker geeignet, inkl. Schutzkappe für Nagelstaub, Drehzahl 2.000 - 5.400 U/min +/- 20 %, Netzbetrieb, inkl. Aufbewahrungs-Etui. Alle Schleifer als Ersatzteile lieferbar!


57409
Beurer Nachkaufset zu MP42

7 hochwertige Aufsätze aus Saphir & Filz


57035
Beurer Maniküre- / Pediküre-Set MP 62

für die professionelle Nagel- und Fußpflege, inkl. 10 hochwertigen Profi-Aufsätzen: Saphirkegel, Filzkegel, Saphirscheibe fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser rund, Nadelfräser, Saphirkegel lang / grob, Saphirscheibe grob, Sandpapieraufsatz (inkl. 10 Einwegaufsätze aus Sandpapier), stufenlos regelbarer Rechts- / Linkslauf, LED-Licht, Aufsätze für Diabetiker geeignet, Staubschutz, Drehzahl: 2.000 - 5.400 U/min +/- 20 %, Netzbetrieb, inkl. Etui, alle Schleifer als Ersatzteil lieferbar!



57214
MP62 Beurer Maniküre-/Pediküreaufsätze

11 hochwertige Aufsätze aus Saphir & Filz


MP64
Beurer Maniküre-/Pediküreset MP 64 Akku

kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung, für gepflegte Hände und Füße, Magic-LED-Display, erscheint nur im Betrieb, 3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts-/Linkslauf, inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen: Saphier- und Filzkegel, Saphierscheibe grob und fein, Zylinder-, Flammen-, Saphier- und Nadelfräser, Saphier-Hornhautschleifer, Hornhautschleifer aus Kristallsand, mit Micro-USB Anschluss, Abschaltautomatik, ergonom. Design, LED-Licht, Aufsätze für Diabetiker geeignet, Schutzkappe für Nagelstaub, Drehzahl: 3.200/ 3.800/4.400 U/min +/- 15 %, ca. 3 Std. Betriebsdauer, Ladezeit: ca. 2 Std., inkl. Aufbewahrungs-Etui


57216
MP64/84 Beurer Maniküre-/Pediküreaufsätze 11 Stk.

10 Aufsätze und 1 Schutzkappe


57002
Beurer Maniküre-/Pediküre Set MP84 AKKU

kabellos, inkl. praktischem Lade- und Aufbewahrungsetui, 10 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz, inkl. Schutzkappe für Nagelstaub; leistungsstarker Lithiumionen-Akku mit einer Betriebszeit von 120 min.; ergonomisches Design für komfortable Handhabung, zuschaltbares LED-Licht; automatische Abschaltung nach 20 min., Ladezeit 3 Std. mit USB-C Kabel Aufsätze siehe Art. 57216


57068
Beurer Maniküre- / Pediküre-Station MP 100

für die professionelle Nagel- und Fußpflege, Höchstleistung bis 20.000 U/min, mit rutschfester Grifffläche, stufenlos regelbar, Rechts- / Linkslauf, 10 Profiaufsätze aus Saphir und Filz: Saphirkegel grob und fein, Filzkegel, Saphirscheibe grob und fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser, Nadelfräser, Sandpapieraufsatz (inkl. 30 Einwegaufsätze aus Sandpapier) Schutzkappe für Nagelstaub, integrierte Adapteraufbewahrung, Sicherheitsverriegelung, Drehzahl: 5.000 - 20.000 U/min. +/- 20 %, Netzbetrieb, inkl. Aufbewahrungsbox



57064
Beurer Nachkaufset zu MP100

9 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz und 1 Schutzkappe, sowie 30 Sand papieraufsätze


10430
Beurer MP200 StudioNails Pro

Maniküre-/Pedikürestation 3 Funktionen kombiniert in einem Gerät: Nagelfräser, UV/LED-Lampe und Nagelstaubabsauger, auch für Acryl- und Gelmodellagen, sowie UV-Lacke geeignet; leistungsstark mit bis zu 26.000 U/min., inkl. 9 hochwertigen Aufsätzen aus Saphir, Filz und Hartmetall; individuell auf Rechts- und Linkshänder anpassbar, da Links- und Rechtslauf möglich;


57307
Beurer Nachkaufset zu MP28 / MP55

Sandpapierrollen grob / fein


58932
Beurer Paraffinbad MP 70

für geschmeidige und zarte Hände, Füße und Ellenbogen, unterstützt die Aufnahme von Pflegestoffen und Feuchtigkeit, pflegt raue, trockene und strapazierte Haut, fördert die Durchblutung, stufenlose Temperaturregelung, Betriebsanzeige, Heizanzeige, inkl. 2 x 450 g Paraffinwachs (Orange), inkl. 30 Plastikfolien, Netzbetrieb


58943
Beurer Nachkaufset zu MP 70

Ersatz-Paraffinwachs und Plastikfolien


60503
Beurer Gesichtssauna FS60

3 in 1: Gesichtsreinigung, Aromatherapie und Inhalation öffnet die Poren der Gesichtshaut zur besseren Reinigung, feiner Dampf gibt der Haut Feuchtigkeit; Dampfaufsatz zum Inhalieren für Mund und Nase; Duftstoffbehälter für Aromaanwendung


FC45
Beurer Gesichtereinigungsbürste

4-mal gründlicher als die manuelle Reinigung, 2-stufen Rotation, beleuchteter Ein-/Ausschalter zur Betriebsanzeige; abnehmbarer, waschbarer Bürstenkopf; für alle Hauttypen, sanfte Massagefunktion, wasserfest



FC90
Beurer Anti-Aging Gesichtspflege

Anti-Aging-Pflege durch Iontophorese: faltenreduzierende Wirkstoffe wirken dank der Ionenfunktion tief in der Haut; aktivierende Wärmefunktion für weiche und geschmeidige Haut; beleuchtetes Display, netzbetrieben mit abtrennbarem Netzteil


FC55
Beurer Pureo Complete Cleansing FC 55

Körperbürste, mit abnehmbarem Handgriff zur bequemen Anwendung auch am Rücken, gründliche Reinigung für eine spürbar strahlende und weiche Haut, mit 2 Bürstenaufsätzen für eine gründliche Anwendung, mit zweistufiger Rotation, wasserfest - in Dusche und Badewanne verwendbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandanzeige, Bürstenkopf abnehmbar zur leichteren Reinigung, 60 min Betriebszeit, Ladestation: ca. 2 Std. Ladezeit


BS49
Beurer Beleuchteter Kosmetikspiegel BS 49

beleuchteter Kosmetikspiegel, Design in matt weiß, mit 12 hellen LEDs, hochwertig verchromt, 2 drehbare Spiegelflächen - Normal / 5-fache Vergrößerung, Durchmesser Spiegelfläche 11 cm, Batteriebetrieben mit 3 x 1,5 V AAA Batterie (enthalten)


BS59
Beurer Beleuchteter Kosmetikspiegel BS 59

2-in-1: Wand- und Standspiegel, einfache Wandmontage, Spiegel abnehmbar, mit 8 hellen LEDs, hochwertig verchromt, 2 drehbare Spiegelflächen - normal / 5-fache Vergrößerung, Durchmesser Spiegelfläche 11 cm, Batteriebetrieben, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AAA, inkl. Schrauben zur einfachen Wandmontage


59113
Beurer Reisehaartrockner HC 25

weltweit einsetzbar (mit passendem Stecker-Adapter wo notwendig!), integrierte Ionen-Funktion, Leistungsstarke 1600 Watt, 2 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum sicheren Verstauen, 1200 / 1600 Watt, Spannungsumschaltung 100 - 120 / 220 - 240 V zur weltweiten Nutzung, ergonomischer Klappgriff, kompakt und handlich, abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, schmale Profidüse, Soft-Touch-Oberfläche


59114
Beurer Haartrockner HC 50

Triple Ionic Funktion - Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar, Protection-Funktion schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz, leistungsstarke 2200 Watt, 3 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse - zum sicheren Verstauen, Netzbetrieb 220 - 240 V, abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, Soft-Touch-Oberfläche



59115
Beurer Haartrockner HC 80

Triple Ionic Funktion - Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar, professioneller AC-Motor - für höchste Leistung und Langlebigkeit, Protection-Funktion schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz, leistungsstarke 2200 Watt, 3 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum einfachen Verstauen, Netzbetrieb 220 - 240 V, abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, AC-Motor, Soft-Touch-Oberfläche


LA30
Beurer Aroma Diffuser LA 30

mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, für wasserlösliche Aromöle geeignet, mit effektivem wechselndem LED-Farblicht, Verneblung mit oder ohne Licht möglich, nahezu geräuschfrei: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, Energiesparsam: nur 12 Watt, hohe Betriebssicherheit durch 24-Volt-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 15 m² oder in unmittelbarer Umgebung der Nutzers, Fassungsvermögen Tank: 100 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank, leicht und einfache Reinigung, mit 24 V-Netzadapter


60626
Beurer Aromadiffuser LA40

Wellnesslicht mit Farbwechsel für eine angenehme Atmosphäre, mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, zur Raumbeduftung mit Aromölen geeignet; Sicherheitsabschaltung bei leerem Tank, geräuscharmer Betrieb, für Räume bis 20 m², Timerfunktion, netzbetrieben mit abnehmbarem Netzteil;


TL30
Beurer Tageslichtlampe TL 30

für Wohlbefinden im Winter, kompakte Größe durch LED-Technologie, ideal für zu Hause oder im Büro, variabel einstellbarer Standfuß, besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung, Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm), flimmerfrei und UV-frei, Beleuchtungsfläche ca. 20 x 12 cm, Außenmaß ca. 23,6 x 15,6 x 2,6 cm, energiesparende LED-Technologie, komfortable Ein-Knopf-Bedienung, horizontal und vertikal anwendbar, inkl. praktischer Aufbewahrungstasche, inkl. Netzadapter 220 V, Farbtemperatur 6.500 K


10065
Beurer Tageslichtlampe TL35

Anwendung bei Lichtmangelerscheinung, wie Müdigkeit, gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit; 3 Farbtemperaturen einstellbar: vormittag active 4300 K für konzentriertes Arbeiten, mittag therapy 6500 K und abend relax 3000 K; Behandlungszeitanzeige, Abschaltautomatik, LED-Technologie, variabler Standfuß, komfortable Bedienung, hoher Farbwiedergabe-Index >90, Gewicht 520 g, Maße: B15,5 x T2,1 x H25 cm Medizinprodukt



TL50
Beurer Tageslichtlampe TL 50

für Wohlbefinden im Winter, formschönes Design dank LED-Technologie, kompakte Größe, besonders gleichmäßige Ausleuchtung, Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 15 cm), flimmerfrei und UV-frei, Beleuchtungsfläche ca. 24,6 Durchmesser, energiesparende LED-Technologie, komfortable Ein-Knopf-Bedienung, stabiler Standfuß, inkl. Netzadapter, Farbtemperatur 5.300 K


60842
Beurer Tageslichtlampe TL85

Tageslicht für Wohlbefinden in sonnenarmen Monaten mit LED-Technologie zur Tageslichtsimulation; Lichtstärke 10.000 Lux bei ca. 20 cm Abstand, Beleuchtungsfläche ca. 30 x 37 cm, Behandlungszeit-Anzeige in 4 Stufen von 30-120 min., Bedienung mittels Touch-Button, formschönes Design, stabiler Standfuß, UV-frei Farbtemperatur: 6500 K


60844
Beurer Tageslichtlampe TL95

Tageslicht für Wohlbefinden in sonnenarmen Monaten mit LED-Technologie zur Tageslichtsimulation; Lichtstärke 10.000 Lux bei ca. 25 cm Abstand, Beleuchtungsfläche ca. 30 x 37 cm, Behandlungszeit-Anzeige in 4 einstellbare Behandlungs-Stufen mit Abschaltautomatik nach 30, 60, 90, 120 min., Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen, komfortable Bedienung mittels Touch-Button, formschönes Design, UV-frei, mit stabilem Standfuß Farbtemperatur: 6500 K, Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen


TL100
Beurer Tageslichtlampe TL 100

2-in-1: Tageslichtlampe und Stimmungslicht in einem Produkt, innovative Anbindung zwischen Smartphone und Tageslichtlampe - bequeme und einfache Bedienung auch via „beurer LightUp“ App, besonders gleichmäßige Ausleuchtung, Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm), flimmerfrei und UV-frei, Behandlungszeit-Anzeige in 5 Stufen (von 15 bis 120 Min., 5 LEDs), Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion und individueller Farbfixierung in 256 Farben, Timer mit Abschaltautomatik, Beleuchtungsfläche: ca. 33 cm Durchmesser, energiesparende LED-Technologie, stabiler Standfuß, Dimmer mit 10 Helligkeitsstufen, Dimmer-Memory-Funktion für zuletzt eingestellte Helligkeit, inkl. Netzadapter, Farbtemperatur: 5.300 K, kompatibel ab iOS8.0 und Android 4,4, ab BT 4.0


WL50
Beurer Lichtwecker WL 50

natürliches Einschlafen und sanftes Aufwachen mit Simulation des Sonnenauf- und untergangs, mit Einschlaf- und Aufwachmelodien zur Unterstützung des Schlafrhythmus, LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel, abspielen eigener Musik via Bluetooth-Streaming, wählbar zwischen Radio, Weckton, 2 Aufwachmelodien und 1 Einschlafmelodie, 2 Alarmzeiten einstellbar, 10 Radio-Speicherplätze, Lichtintensität einstellbar, Schlummerfunktion (Snooze) 1 - 30 Min., als Nachttischlampe verwendbar, Aux-Eingang zum Abspielen eigener Musik (inkl. Aux-Kabel), Akku- und Netzbetrieb (Laufzeit ca. 3 Std.), inkl. USB-Steckernetzteil und Ladekabel



WL75
Beurer Lichtwecker WL 75

natürliches Einschlafen und sanftes Aufwachen mit farbiger Simulation des Sonnenauf- und -untergangs, Stimmungslicht mit Farbauswahl und Timer-Funktion einstellbar über die App „beurer LightUp“, finales Wecken mit Radio, Weckton oder 6 Aufwachmelodien; netzbetrieben mit abnehmbarem Netzteil, Lademöglichkeit für Smartphone, Schlummerfunktion 30 min., LCD-Display mit Beleuchtung


103649
Seniorenpuppe „Billie die Katze“ (grau-tiger)
103647
Seniorenpuppe „Simone“
103648
Seniorenpuppe „Simon“
103646
Seniorenpuppe „Mandy“
103638
Seniorenpuppe „Tom“
103639
Seniorenpuppe „Emelie“ (mit Geschlechtsteilen)
103640
Seniorenpuppe „Johan“ (mit Geschlechtsteilen)

Abbildung geordnet (v. l. n. r. v. o. n. u.) Empathiepuppen für Senioren und Kinder - zur Förderung von Empathie, Sinneswahrnehmung und sozialer Kompetenz; jeweils ca. 35-65 cm, Stretchstoff, 100% Polyester, maschinenwaschbar bis 40°C



- 5030 Haltestange Weiß 30 cm**
6030 Haltestange Chrom 30 cm
5045 Haltestange Weiß 45 cm
6045 Haltestange Chrom 45 cm
5060 Haltestange Weiß 61 cm
6060 Haltestange Chrom 61 cm

aus 32 mm Stahlrohr, glatte Oberfläche, entweder weiß beschichtet oder verchromt, die Belastung ist abhängig von Wandbeschaffenheit und dem verwendeten Befestigungsmaterial!



- AA6061F Haltestange 30 cm**
AA6062F Haltestange 40 cm
AA6064F Haltestange 46 cm
AA6065F Haltestange 61 cm

PVC-Rohr mit 3,8 cm Durchmesser, geformte ABS-Endstücke mit runden Befestigungsplatten (ca. 9 cm Durchmesser), 5 cm Wandabstand, mit Rillen für besseren Halt, die Belastung ist abhängig von der Wandbeschaffenheit und dem verwendeten Befestigungsmaterial!



- 81707210 Haltegriff Etac Flex, 30 cm, weiß, klebbar**
81707220 Haltegriff Etac Flex, 60 cm, weiß, klebbar
81706210 Haltegriff Etac Flex, 30 cm Erweiterung weiß, klebbar

Bilder: verschiedene Varianten modulares System in Länge und Form anpassbar; verschiedene Griffe und Griffängen variabel zusammensetzbar, Griffe aus Polypropylen, max. Belastung 100 kg



- 20300 Haltegriffe Edelstahl 300 mm**
20400 Haltegriffe Edelstahl 400 mm
20450 Haltegriffe Edelstahl 450 mm
20500 Haltegriffe Edelstahl 500 mm
20600 Haltegriffe Edelstahl 600 mm
20800 Haltegriffe Edelstahl 800 mm
20100 Haltegriffe Edelstahl 1000 mm

mit Prägung an der Oberfläche für sichern Halt, aus Edelstahl, ca. 3 cm Rohrdurchmesser, ohne Befestigungsmaterial. Evtl. mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet!



- AA6096A Handy Haltegriff, 30 cm**
AA6096B Handy Haltegriff, 40 cm
AA6096D Handy Haltegriff, 60 cm
AA6097B Handy Haltegriff, gewinkelt, 40/40 cm

aus PP und Alurohr innen, Farbe weiß / mint, bis max. 160 kg belastbar - bei fachgerechter Montage auf geeignetem Untergrund!



- 5362185 Erlau Haltegriff HG-R-300 L: 344 mm verchromt**
5362101 Erlau Haltegriff HG-R-300 L: 344 mm Weiß
5362285 Erlau Haltegriff HG-R-400 L: 444 mm verchromt
5362201 Erlau Haltegriff HG-R-400 L: 444 mm Weiß
5362485 Erlau Haltegriff HG-R-600 L: 644 mm verchromt
5362401 Erlau Haltegriff HG-R-600 L: 644 mm Weiß

Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert, eloxiert, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung, Griffbelastung bis 150 kg



- 6010500 Wandhaltegriff Rebotec Cascade Weiß**

robust - flexibel - endlos erweiterbar Vollkunststoff, ergonomisch geformt, universell einsetzbar, horizontal, vertikal, diagonal montierbar, Befestigung mit Rosetten, endlos erweiterbar, Grifflänge 29 cm (Einzelsegment) WICHTIG: bei der Montage auf geeignetes Befestigungsmaterial achten! Vom Fachmann montieren lassen!



- 5363285 Erlau Winkelgriff WG-90-R verchromt**

- 5363201 Erlau Winkelgriff WG-90-R weiß**

Maße: 605 x 305 mm, Rohrdurchmesser: 30 mm, Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert, eloxiert, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung, Griffbelastung bis 150 kg



- 5363085 Erlau Winkelgriff WG-45-R verchromt**

- 5363001 Erlau Winkelgriff WG-45-R weiß**

Maße: 300 x 300 mm, Rohrdurchmesser: 30 mm, Länge = Rohrlänge + 44 mm, Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert, eloxiert, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung, Griffbelastung bis 150 kg, Länge montiert: 556 x 256 cm



- AA6053 Ashby Winkelgriff Weiß**

- SD17310 Haltegriff abgewinkelt Rot *Sonder***

32 cm langer Kunststoffgriff, je nach Montage für links oder rechts verwendbar, Maße: ca. 33 x 4 x 7,5 cm, mittels vier Schrauben zum Befestigen, abhängig von der Wandbeschaffenheit (Wichtig: auf richtiges Befestigungsmaterial und ordnungsgemäße Montage achten!) bis 115 kg Benutzergewicht belastbar, gerippte Oberfläche für mehr Griffsicherheit, signalrotes Modell zur besseren Wahrnehmung, z.B. bei Alzheimer, Demenz, etc.



SD17190 Edelstahl-Stützgriff L-Form RECHTS
SD17192 Edelstahl-Stützgriff L-Form LINKS

Edelstahl-Stützgriff, L-Form - Seitenwandgriff die Montage aus Sitzrichtung erfolgt mit flachem Teil zuerst und gerader Stange nach oben vorne, damit sich die Person daran aufziehen kann! Maße: ca. 30 x 61 cm, Oberflächenprägung für mehr Griffsicherheit, Rohr: ca. 32 mm Durchmesser, Montageflansch: ca. 79 mm Durchmesser, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


GB3030PC Haltegriff LM Global, gewinkelt, 30 x 30 cm, Weiß
GB3030IP Haltegriff LM Global, gewinkelt, 30 x 30 cm, Inox
GB3060LPC Haltegriff LM Global, 90°gewinkelt, LINKS, Weiß
GB3060LIP Haltegriff LM Global, 90°gewinkelt, LINKS, Inox
GB3060RPC Haltegriff LM Global, 90°gewinkelt, RECHTS, Weiß
GB3060RIP Haltegriff LM Global, 90°gewinkelt, RECHTS, Inox

Inox Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl Weiß verschiedene Winkel und rechts-links-Varianten max. Benutzergewicht 150 kg ästhetische Abdeckung für Befestigungsschrauben


5363785 Erlau Duschhandlauf DB-R verchromt
5363701 Erlau Duschhandlauf DB-R weiß

Maße: 1.249 x 744 mm, Rohrdurchmesser: 30 mm, Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert, Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar, Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung, Griffbelastung: bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht)


GRIFF1 Sauggriff Drive Solido 32 cm Weiß
10200 Sauggriff Drive Solido 58 cm Weiß
10300 Sauggriff Drive Solido 88 cm Weiß

einfache und schnelle Montage auf allen glatten Oberflächen - ohne Bohren, Vakuum-Kipphebel erzeugt die starke Saugkraft, vielseitig einsetzbar, ist schnell wieder entfernt - mobil einsetzbar, bis max. 70 kg belastbar, Durchmesser Sauger: 120 mm, Abstand zur Wand: 35 mm, Gewicht: 0,6 -1,0 kg, Material: Kunststoff, weiß, seidenmatt, rutschsichere Oberfläche, die Fliesengröße muss mindestens 13 x 13 cm pro Sauger sein!



Die sichere Benutzung aller Saugnapfgriffe ist nur bei unbedingter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften gegeben! Gilt für alle Modelle!

SD17350 Saughaltegriff Sundo 32 cm

Saughaltegriff mit fester Länge 32 cm; einfach arretierbar mit Sicherheits-Saugnapfen max. Belastung 60 kg; Ø Sauger 12 cm Mindestgröße Fliesen 14 x14 cm; für glatte Untergründe, mind. 1,5 cm von Fuge entfernt anbringen



100400

Sauggriff Drive Solido teleskopierbar Weiß

In der Länge von 44-57 cm teleskopierbar, einfache und schnelle Montage auf allen glatten Oberflächen, ohne Bohren, Vakuum-Kipphebel erzeugt die starke Saugkraft, bis max. 70 kg belastbar, vielseitig einsetzbar auf allen glatten Flächen, mobil einsetzbar, Durchmesser des Saugers: 12 cm, Wandabstand: 3,5 cm, Gewicht: 0,9 kg, mit rutschsicherer Oberfläche



SD17362

Saughaltegriff Sundo teleskopierbar Weiß

In der Länge von 56-67 cm teleskopierbar, einfache und schnelle Montage auf glatten Oberflächen, ohne Bohren, Vakuum-Kipphebel erzeugt starke Saugkraft, bis max. 60 kg belastbar, mobil einsetzbar, Ø Sauer 12 cm, Wandabstand ca. 3,5 cm



570800

Toilettenstützgriff

hochschwenkbar, aus weiß beschichtetem Stahlrohr, mit Magnet auf der Wandplatte um den Griff oben zu halten, Maße: Wandplatte: 330 x 100 mm, mittels 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang!) zu befestigen (6 mm Löcher), Länge: 730 mm, Griffhöhe: 170 mm, bei sachgerechter Montage bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar - immer abhängig von der Beschaffenheit der Mauer



SD17560

Sicherheits-Stützklappgriff Edelstahl 60 cm

SD17585

Sicherheits-Stützklappgriff Edelstahl 85 cm

aus rostfreiem Edelstahl, kann nach oben geschwenkt werden, Rohrdurchmesser ca. 32 mm, Befestigungsplatte ca. 27 x 10 cm, Oberflächen-Prägung für mehr Griffsicherheit, bei entsprechender Montage durch den Fachmann mit dem für das betreffende Wandmaterial geeigneten Befestigungsmaterial beträgt die maximale Belastung 120 kg



SD17586

Sicherheits-Stützklappgriff Edelstahl 85 cm

mit Toilettenpapierhalter aus rostfreiem Edelstahl, kann nach oben geschwenkt werden, Rohrdurchmesser ca. 32 mm, Befestigungsplatte ca. 27 x 10 cm, Oberflächen-Prägung für mehr Griffsicherheit, bei entsprechender Montage durch den Fachmann mit dem für das betreffende Wandmaterial geeigneten Befestigungsmaterial beträgt die maximale Belastung 120 kg



FB60PC

Stützklappgriff Weiß 60 cm

FB60IP

Stützklappgriff Inox poliert 60 cm

FB70PC

Stützklappgriff Weiß 70 cm

FB70IP

Stützklappgriff Inox poliert 70cm

FB80PC

Stützklappgriff Weiß 80 cm

FB80IP

Stützklappgriff Inox poliert 80cm

hochschwenkbar, Fallschutzmechanismus bei vertikaler Stellung; PC-Modelle aus pulverbeschichtetem Stahl IP-Modelle aus poliertem Edelstahl beide Modelle max. Belastung 125 kg



AA2026

Toilettenstützgriff „MKII“ freistehend 76 cm

AA2024

Toilettenstützgriff „MKII“ freistehend 55 cm

hochschwenkbar, aus Metallrohr mit 3,2 cm Durchmesser, Weiß epoxidbeschichtet, stabile Bodenplatte für die Montage, bei fachgerechter Montage durch den Fachmann bis max. 127 kg Benutzergewicht belastbar. Wichtig: bei allen bodenmontierten Griffen ist die Belastung maßgeblich vom Untergrund und dem verwendeten Montagematerial abhängig! Maß Bodenplatte: 25 x 15 cm, Steher 111 cm hoch



5392785

Erlau Stützklappgriff XSK verchromt 700 mm

5395701

Erlau Stützklappgriff XSK Weiß 700 mm

5392885

Erlau Stützklappgriff XSK verchromt 850 mm

5392801

Erlau Stützklappgriff XSK Weiß 850 mm

5378801

Erlau Vorrüstset VSX

Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert, mit verdeckter Anschraubplatte, vorrüstbar, durch Schrägstellung unterschiedliche Grifflängen möglich, Ausrichtung rechts / links verstellbar, direkt an der Wand (in Parkposition), platzsparend einklappbar, inkl. integrierter einstellbarer Bremse, Belastung bis 100 kg, ohne Montageset



5407185

Erlau Papierabroller PAS-X-R verchromt

5407101

Erlau Papierabroller PAS-X-R Weiß

für Erlau Stützklappgriff XSK-Serie, Papierabroller mit Abrollbremse, Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert, Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff



80303006

Etac Optima L Wandklappgriff

modern und funktionell, als Hinsetz- und Aufstehhilfe in Verbindung mit jedem WC-Becken - einzeln oder paarweise. Bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann bis max. 150 kg belastbar, hochwertige und pflegeleichte Materialien, Montagehöhe von 80 cm, Grifflänge: 73,5 cm, Wandplatte 10,4 x 11 cm, Metallgriff, Weiß beschichtet, graue Kunststoffteile



POLE1100

Pole-Boden-Deckenstange mit Griff

Antirutschbelag - hält ohne Verschraubung, rostfreier, verzinkter Stahl mit langlebiger Pulverbeschichtung, kann an jedem beliebigen Ort montiert werden, ermöglicht ein einfaches Hinsetzen und Aufstehen, Einrastung des Bügels in 45° Schritten, Farbe: weiß / silber, Höhe individuell einstellbar mittels Verschraubung von 2,1 - 3 m, leichtes Umsetzen möglich, zerlegbar in zwei ca. 135 cm lange Einzelteile, Griff dreht 360° und ist in 8 Rastungen arretierbar, Gewicht: 9,3 kg, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar (auf sichere Montage achten!). Vorsicht bei Gipskarton- oder abgehängten -Decken!



EHP60

Schwenkgriff bodenmontiert Weiß 60 cm

EHP70

Schwenkgriff bodenmontiert Weiß 70 cm

EHP80

Schwenkgriff bodenmontiert Weiß 80 cm


Stahlschwenkgriff, pulverbeschichtet zur Bodenmontage max. Belastung 125 kg Maße: H 79 cm, Tiefe 65-85 cm, B 10 cm Schwenkgriff Ø 3,2 cm



5385541

Erlau Ablage AS-VLS

mobile Ablage mit Wasserablaufschlitzen, Länge: 240 mm, aus korrosionsbeständigem Aluminium, beschichtet in sparkling silber, passend zu Erlau Halte- und Grifffsystemen



5394485

Erlau Duschklappsitz DKX verchromt

5394401

Erlau Duschklappsitz DKX Weiß

5378801

Erlau Vorrüstset VSX

große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integral-schaum mit Hygieneausschnitt und einer Belastung bis 150 kg, mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung, Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert, inklusive Anschraubplatte VPX (ohne Montageset), Maße: Sitzfläche 430 x 466 mm, angeklappt ca. 89 mm tief



5394085

Erlau Duscheinhängesitz DEX verchromt

5394001

Erlau Duscheinhängesitz DEX Weiß

große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integral-schaum mit Hygieneausschnitt und einer Belastung bis 150 kg, mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung, Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert, inklusive Anschraubplatte VPX (ohne Montagset), Maße: Sitzfläche 430 x 402 mm, angeklappt ca. 214,5 mm tief, Gewicht: ca. 9 kg WICHTIG: zur Montage wird der Erlau Haltegriff benötigt!



5378801

Erlau Vorrüstset VSX

Maße: 110 x 160 mm, Vorrüstset für die Stützklappgriffe XSK und den Duschklappsitz DKX, bestehend aus Anschraubplatte VPX aus korrosionsbeständigem Aluminium und Abdeckhaube AHX, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in Weiß; diese Anbauplatte erlaubt eine rasche Montage und Demontage des jeweiligen Produktes und kann schon bei Installation von Bad oder Toilette (z.B. in Hotels oder Einrichtungen) im Voraus angebracht werden




- 18400 SUND0 Gipsschutz Oberarm klein, L. 66cm / U. 19cm**
- 18405 SUND0 Gipsschutz Unterarm klein, L. 44cm / U. 19cm**
- 18410 SUND0 Gipsschutz Oberarm groß, L. 80cm / U. 26cm**
- 18415 SUND0 Gipsschutz Unterarm groß, L. 52cm / U. 23cm**
- 18420 SUND0 Gipsschutz Oberschenkel klein, L. 84cm / U. 31cm**
- 18425 SUND0 Gipsschutz Unterschenkel klein, L. 52cm / U. 34cm**
- 18430 SUND0 Gipsschutz Oberschenkel groß, L. 112cm / U. 47cm**
- 18435 SUND0 Gipsschutz Unterschenkel groß, L. 63cm / U. 39cm**

vollständig in Wasser eintauchbar, aus Polyurethan, wenn richtig angelegt 100 % wasserdicht, Beinmodelle mit rutschfester Sohle, wiederverwendbar und strapazierfähig, latexfrei, verschiedene Größen für Erwachsene und Kinder, Maße oben neben den Artikeln in Länge und Umfang



- A17 AquaProtect Gipsschutz Unterarm klein, L. 43cm / U. 17cm**
- A21 AquaProtect Gipsschutz Unterarm groß, L. 54cm / U. 22cm**
- A26 AquaProtect Gipsschutz Oberarm klein, L. 66cm / U. 19cm**
- A31 AquaProtect Gipsschutz Oberarm groß, L. 80cm / U. 26cm**
- L20 AquaProtect Gipsschutz Unterschenkel, L. 51cm / U. 24cm**
- L25 AquaProtect Gipsschutz Unterschenkel groß, L. 64cm / U. 32cm**
- L33 AquaProtect Gipsschutz Oberschenkel klein, L. 84cm / U. 31cm**
- L44 AquaProtect Gipsschutz Oberschenkel groß, L. 112cm / U. 47cm**

AquaProtect ist ein Schutzüberzug für Gips oder Verbände, aus hautfreundlichem Polyurethan. Er schützt Gips und Verbände an Armen und Beinen und macht diese bei richtiger Anwendung 100 % wasserdicht - auch beim Wassersport! AquaProtect gibt es für Unterarm, Oberarm, Unterschenkel und Oberschenkel in jeweils 2 Größen.



- 21700 Badewannenbrett Drive Benny 69 x 35 cm**
2170745 Badewannenbrett Drive Benny 74,5 x 35 cm
550200010 Zapfen/Anschlagbolzen Benny
55020030 Auflage Gummisatz für Benny
550200020 Griff für Badebrett Benny rot

Komfort, Sicherheit und Stabilität im Bad rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern, bequem an die Wannenbreite anpassbar, inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage, Gummiaufleger bieten Sicherheit und schützen Ihre Badewanne vor Kratzern, einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug, leicht zu reinigen, Verstellbereich Wanneninnenbreite 44 - 63 cm bzw. 43 - 68 cm, aus Kunststoff, weiß, Oberfläche seidenmatt, rutschsicher, bis 150 kg Benutzergewicht belastbar



- 21700XL Badebrett Drive Benny XL - Maße: 69 x 35 cm**
21745XL Badebrett Drive Benny XL - Maße: 74,5 x 35 cm
550200010 Zapfen/Anschlagbolzen Benny
55020030 Auflage Gummisatz für Benny
550200030 Griff für Badebrett Benny blau

Komfort, Sicherheit und Stabilität im Bad rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern, bequem an die Wannenbreite anpassbar, inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage, Gummiaufleger bieten Sicherheit und schützen Ihre Badewanne vor Kratzern, einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug, leicht zu reinigen, Verstellbereich Wanneninnenbreite 44 - 63 cm bzw. 43 - 68 cm, aus Kunststoff, weiß, Oberfläche seidenmatt, rutschsicher, bis 225 kg Benutzergewicht belastbar



- SD11005 Badebrett Sundo Plus 69 x 30 cm**
 Verstellbreite Wanne Innenmaß: 38 - 61 cm
SD11010 Badebrett Sundo Plus 78 x 29/35 cm EXTRALANG!
 Verstellbreite Wanne Innenmaß: 42 - 67 cm

- SD1100002 Zapfen mit Schraube Badebrett Sundo**
 aus Kunststoff, weiß, mit blauem Kunststoffgriff, die Seitenfixierungen unten sind individuell verstellbar, angenehme Sitzform, Ablauföcher an der Oberfläche für das Badewasser, bis zu max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



- 21704 Badewannenbrett 81600014 ETAC Fresh, 69 x 35 cm**
21705 Badewannenbrett 81600024 ETAC Fresh, 74 x 35 cm
 aus Kunststoff weiß, mit orangem Kunststoffgriff, lässt sich leicht montieren, die einfach einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badebrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab, der Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit, Maße: (L/B/H) 69 oder 74/ 36-27-30/ 4/ cm, Einstellbereich: 69 cm - max. 63,6 cm, min. 39 cm, 74 cm - max. 68,6 cm, min. 43,2 cm, Gewicht: 2,1 - 2,3 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar
84001261 Zapfen mit Schraube Etac Badebrett Fresh
 4 Zapfen/Anschlagbolzen mit Schrauben



SD11060
Badewannenbrett Sundo Holzoptik

in neuem ansprechendem Design, aus Kunststoff aber optisch mit Holzfinish, mit verschiebbaren Kunststoffhaltern, für Badewannen mit einem Innenmaß von 51,5 - 68,5 cm geeignet, Maße: 71 x 23 cm, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar


SD11080
Badewannenbrett Sundo mit Drehscheibe
SD1108002
Klemmzapfen zu Sundo 11080 *SONDER*

aus Kunststoff, Weiß, mit rotem Haltegriff, mit integrierter Seifenablage, Maße: ca. 72,5 x 35 cm, für Badewannen mit einem Innenmaß von ca. 42 - 67 cm geeignet, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Drehscheibe 360° drehbar und seitlich verschiebbar


SD11280
Badewannensitz einfach

aus Aluminium und Kunststoff, nur ca. 1,2 kg leicht, Sitzfläche ca. 40 x 41 cm, rutschsichere Oberfläche, geeignet für Wanneninnenmaß von 47 - 73 cm, bis max. 120 kg Benutzergewicht geeignet


302012
Badewannen-Einhängesitz

mit Hygiene-Ausschnitt, Rahmen aus silberfarbenem Aluminium, Sitz aus grauem weichem PUR, Seitenteile einfach mittels Clip abnehmbar, Maße (BxTxH): 76 - 91 cm x 42 x 23 cm, Sitzmaße: 41 x 34 cm, Gewicht: ca. 2,6 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, geeignet für Badewannen mit einer Innenbreite von 57 bis 66 cm


200650
Badewannensitz Profilo Weiß

neues Design aus Italien - formschön, funktionell, in 3 Sitzhöhen montierbar, aus Kunststoff Sitzfläche ca. 42 x 41 cm, Aussenbreite / Wannenbreite von ca. 65 - 72 cm verstellbar, max. 22 cm Sitztiefe, Auflieger am Wannenrand ca. 29,5 cm breit, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Farbe weiß, leicht zu reinigen


25090350
Badewannensitz Drive BOB mit Hygieneausschnitt
550400300
Gummipuffer zu Bob/Boby

zum Auflegen auf den Badewannenrand, macht das Baden bequemer und sicherer, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, passt in alle Standard-Badewannen, bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, Aufnahmebügel mit rutschhemmenden Gummikappen, einfach zu reinigen, Farbe: Weiß, Gesamtbreite: 74 - 85 cm, Gesamttiefe: 46 cm, Sitzbreite: 41 cm, Sitztiefe: 41 cm, Verstellbereich (Wannenbreite innen): 45,5 - 57,5 cm, Gesamtgewicht: 2,4 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



25090360
Badewannensitz Drive BOBY mit Rückenlehne
550400300
Gummipuffer zu Bob/Boby

der ideale Badebegleiter für schmale Badewannen, zum Auflegen auf den Badewannenrand, macht das Baden bequemer und sicherer, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, passt in alle Standardwannen, mit Hygieneausschnitt, Aufnahmebügel mit rutschhemmenden Gummikappen, einfach zu reinigen, mit Rückenlehne, Farbe: weiß, Gesamtbreite: 67 - 78 cm, Gesamttiefe: 46 cm, Sitzbreite: 41 cm, Sitztiefe: 41 cm, Verstellbereich (Wannenbreite innen): 45,5 - 57,5 cm, Rückenlehnenhöhe: 36 cm Gewicht: 3 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


142570
Badewannensitz Swereco

stabiler, weiß beschichteter Metallrahmen mit grauer Kunststoff Sitzfläche, 43 x 40 cm, Sitztiefe ab Wannenoberkante 13 cm, Aussenbreite 68 cm, Gewicht: 3,8 kg, mit Gummipuffern für sicheren Halt am Badewannenrand, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


550600300
Badewannendrehsitz Drive Ben G2
550600301
Gummiauflage Ben G2 1 Stk

Die ideale Hilfe beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne. Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen, automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit, fertig montiert, einfach am Wannenrand einhängen, einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen: 64,5 cm, Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen, Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen, Aluminium Rahmen, einfach zu reinigen. Farbe Weiß, Gesamtbreite: 70 cm, Gesamthöhe: 52 cm, Sitzbreite: 41 - 46 cm, Sitztiefe: 41,5 cm, Verstellbereich Wanne innen: 48,5 - 64,5 cm, Rückenlehnenhöhe: 37 cm, Gesamtgewicht: 3,4 kg, max. 130 kg Benutzergewicht


550600200
Badewannendrehsitz Drive BES 120

Gibt Sicherheit im Bad - macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer, um 360° in vier Stufen drehbar, automatische Arretierung bei 90°, passt in alle Standard-Badewannen, Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen, bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, einfach zu reinigen, Gesamtbreite: 74 - 79 cm, Gesamthöhe: 59 cm, Gesamttiefe: 40 cm, Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm, Verstellbereich Wanne innen: 58 - 63 cm, Rückenlehnenhöhe: 46 cm, Gesamtgewicht: 4,3 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



SD11211
Badewannensitz Sundo „Extra“, drehbar

Gestell aus Aluminium, Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff, drehbar und alle 90° arretierbar, Sitzfläche: ca. 41 x 40 cm, passend für Badewannen von Außenbreite 76 - 81 cm, bis zu einem max. Benutzergewicht von 100 kg belastbar


302022
Badehelfer drehbar mit weichem PUR-Sitz

Gestell komplett aus Aluminium - daher keine Gefährdung durch Rost Rückenlehne und Sitzfläche weich, aus PUR mit Hygieneausschnitt, Farbe: grau geeignet für alle Standardbadewannen Drehpunkt seitlich 4-fach verstellbar Außenmaße (BxTxH): 71 x 54 x 57 cm Untergestell Innenmaß Badewanne mindestens 56 cm, Arretierung in der Wanne verstellbar Sitzbreite: 41 cm, Gewicht: 4,8 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


540220
Badewannendrehsitz Atlantis IV
540221
Badewannendrehsitz Atlantis IV XXL

Gesamtbreite/-länge Untergestell: 73 x 56 cm Gesamtbreite/-länge Untergestell XXL: 79 x 58 cm Wannenbreite: innen 56 / außen 66 cm neue Generation von drehbarem Badewannensitz, mit hochklappbaren Armlehnen, ist um 360° drehbar, mit Hebel um den Sitz in 4 Positionen zu verriegeln, Material: pulverbeschichteter Stahl, PP, Gummi-Auflagekappen, Verstellerschrauben zur Befestigung am Wannenrand, Sitzfläche: 46 x 35 cm, Abstand zwischen Armlehnen: 48 cm, Rückenhöhe: 41 cm Gewicht: 6,2 kg, XXL: 6,5 kg, bis max. 130 kg belastbar


SD11100
Dreh- und Transferstuhl SANSUBA DT-51

Sitzhöhe: ca. 51 - 62 cm - bei uns lagernd! für max. Badewannenrandhöhe von 43 cm

SD11110
Dreh- und Transferstuhl SANSUBA DT-60

Sitzhöhe: ca. 60 - 71 cm - nur auf Bestellung! für max. Badewannenrandhöhe von 52 cm

SD11101
Stuhlerhöhung (Ersatzbeine lang) zu SANSUBA DT-51

Set um die Sitzhöhenverstellung auf 60 - 71 cm zu erhöhen


SD11102
Sitzverbreiterung auf 70 cm
SD11103
Sitzverbreiterung auf 80 cm

Ausführung: Gestell aus Aluminium, Sitzfläche, Rücken und Armlehnen aus PU / EVA Sitz um 360° drehbar, ähnlich wie bei einem drehbaren Badehelfer, durch das Untergestell jedoch unabhängig von vorhandenen Wannenbreiten einsetzbar, erhält die Selbstständigkeit, mit oder ohne Begleitperson nutzbar, mit Sicherheitsgurt, vormontiert, ohne Werkzeug aufzubauen Gewicht: ca. 8,4 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar. Außenmaß: 82 - 85 cm, Sitzfläche: ca. 39 x 32 cm, Rückenpolster ca. 19 x 43 cm, Sitzbreite zwischen Armlehnen von ca. 51 - 58 cm verstellbar



AA1920
Badewannengriff

wird mit Klemme am Badewannenrand fixiert, Verstellbereich von 83 - 140 mm, ca. 2,4 kg, Metallgestell weiß beschichtet, Gesamthöhe 45 cm, Höhe ab Wannenoberkante 35 cm, Gewicht: 2,4 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht bei ordnungsgemäßer Montage belastbar


AA1921
Badewannenhaltegriff „Deluxe“

einfach am Badewannenrand zu montierender Griff, verstellbare Klammer von 10 - 18,5 cm mit Gummipuffern, Griffhöhe ab Rand 38 cm, Gesamthöhe 50 cm, aus Metall, Farbe: weiß, stabile Ausführung, Gewicht: 2,96 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht bei ordnungsgemäßer Montage belastbar


SD12400
Badewannen-Einstiegshilfe mit Softgriff

Stahlrohr, pulverbeschichtet, Griff: TPR Griffhöhe über Wannenrand ca. 37 cm Maße ca. 15 x 49 cm, max. Belastung 100 kg passend für Badewannen mit einer Randstärke von 8-17 cm


HUGO1000
Badewannengriff HUGO 1000

mit oberem und seitlichem Griff, aus Stahl / Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Gummi, Griff ist rechts oder links montierbar, Griffhöhe über Wannenrand von ca. 8 - 14 cm einstellbar, Gesamtbreite ca. 39 cm, belastbar bis 120 kg Benutzergewicht, passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 2,9 - 13,5 cm


SD12300
Badewannen-Einstieghilfe

Badewannen-Einstieghilfen können das Überwinden des Badewannenrandes und ein sicheres Ein- und Aussteigen aus der Badewanne erleichtern, aus Edelstahl, korrosionsbeständig, Kunststoffteile, einfache Montage ohne Werkzeug, Griffhöhe über Wannenrand ca. 17 cm, Gesamthöhe ca. 42 cm, Gesamtbreite ca. 30 cm, passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von 5 - 12 cm, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar


SD12305
Badewannen-Einstieghilfe SANSUBA weiß

Stahl lackiert, korrosionsbeständig, Kappen aus Gummi, Rohrdurchmesser ca. 23 mm, Griffhöhe über Wannenrand ca. 14 cm, Gesamthöhe ca. 41 cm, Gesamtbreite ca. 34,5 cm, belastbar bis 100 kg Benutzergewicht, passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 13 cm



SD12310
Badewannen-Einstieghilfe Nordic Safety

Stahlrohr, rostschutzbehandelt, weiß lackiert, passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 4 - 9,5 cm, einfache Montage ohne Werkzeug, Maße: Gesamtbreite 50 cm, Höhe 46 cm, Griffhöhe über dem Wannenrand ca. 16 cm, Gewicht 1,1 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, abhängig von sicherer Montage


SD12320
Badewannen-Einstieghilfe SANSUBA Edelstahl

aus korrosionsbeständigem Edelstahl, Kappen aus Gummi, Rohrdurchmesser ca. 23 mm, Griffhöhe über Wannenrand ca. 14 cm, Gesamthöhe ca. 41 cm, Gesamtbreite ca. 34,5 cm, belastbar bis 100 kg Benutzergewicht, passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 13 cm


2002B
Badewannenhocker einfach

um ca. 22 cm erhöhtes Sitzen in der Badewanne, daher leichter zum hineinsetzen und verlassen der Wanne geeignet, Kunststoff, mit 4 rutschsicheren Gummisaugern, Sitzfläche: ca. 45 x 30 cm, Standfläche unten: ca. 40 x 43 cm (Breite/Tiefe)


SD11800
Badewannenverkürzer verstellbar
SD1180001
Ersatz-Saugnapf für Badewannenverkürzer 11800

der Badewannenverkürzer bietet kleineren Personen und Kindern eine Abstützungsmöglichkeit, sodass ein Abgleiten unter die Wasseroberfläche verhindert wird, aus Aluminium mit Kunststoffbrett, die Länge der Badewanne kann um ca. 30 - 40 cm verkürzt werden, Farbe weiß, bis max. 135 kg belastbar, Gewicht ca. 2 kg, Gesamtbreite: ca. 49 cm, Gesamthöhe ca. 25 cm, mit handelsüblichen Haushaltsreinigern zu säubern


SD11810
Badewannenverkürzer

aus Kunststoff, 2 untere und 2 seitliche Saugnapfe, mit Wasser befüllbar für zusätzliche Stabilität, verkürzt das Badewannen-Innenmaß in der Länge um ca. 30 cm, Gewicht: ca. 1,5 kg, Maße: ca. 37 x 35 x 30 cm, bis max. 190 kg Benutzergewicht belastbar. ACHTUNG: nicht darauf steigen!


SD12230
Badewannen-Trittstufe „PILE“ stapelbar

aus Kunststoff, weiß mit blauer Auftrittsfläche, PP, rutschhemmende Trittfläche aus EVA, stückweise, 10 cm hoch, durch übereinander stapeln mehrerer Trittstufen erhöht sich diese um jeweils 5 cm, somit kann eine „Treppe“ gebaut werden, Trittfläche ca. 50 x 40 cm, 10 cm hoch, Gewicht: ca. 1 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



AA1883
Badewanneneinstieg Prima
AA1883A
Badewanneneinstiegsstufe einzelnes Erweiterungselement

aus Kunststoff, weiß, mintfarbige Pads bieten dem Benutzer besseren Halt bei Nässe, kein Werkzeug beim ändern der Höhe notwendig - die Platten werden einfach mit Verbindern in der gewünschten Höhe zusammen gesteckt, Gesamtbreite 44,5 cm, Gesamttiefe 35 cm, Höhe Grundelement 5 cm, jedes Erweiterungselement hat 2,5 cm womit eine Gesamthöhe von 10 cm erreicht wird, die max. Belastung beträgt 190 kg


SD12222
Badewannen-Trittstufe, höhenverstellbar

Aluminium/Kunststoff mit 4 rutschfesten Gummifüßen und strukturierter Oberfläche, Trittfläche ca. 41 x 22 cm 3-fach höhenverstellbar von 21-26 cm, Gewicht 2 kg max. Belastung 120 kg


81204002
Etac Stapel Tritt- und Aufstiegshilfe

geeignet für den gesamten Haushalt und auch als Einstiegshilfe für hohe Badewannen, abnehmbare Trittfläche aus Kunststoff Maße: 49 x 48,5 x 18 cm, Gewicht 3 kg Max. Benutzergewicht 130 kg


AA1825
Badewanneneinstieg Step-Two

sicherer und leichter Einstieg in die Badewanne, zwei Höhen - 10 oder 15 cm - mit einem Hilfsmittel durch einfaches Umdrehen erreichbar, mit rutschsicheren Gummifüßen, Maße: 53 x 35 cm, Gewicht: 1,6 kg, bis zu max. 190 kg Benutzergewicht belastbar


25150000
Duschhocker Drive 550500100 - DINO
550500700
Gummifuß grau Duschhocker Dino

klein und handlich - dieser Duschhocker findet in jeder Duschkabine Platz! Sicher und stabil, ohne Werkzeug zusammenbau- bar, sehr leicht - nur 1,6 kg, strukturierte Sitzfläche mit 32 cm Durchmesser für sicheren Halt, achtfache Sitzhöhenverstellung von 34 - 52 cm durch Teleskopbeine aus eloxiertem Alu-Rohr, einfach zu reinigen, Gummifüße für sicheren Stand, Stand- flächenmaß: 45 x 45 cm, Kunststoffsitzfläche Farbe weiß, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


SD10100
Duschhocker Sundo mit Drehteller und Ablage
SD1010001
Gummi zu SD10100 Duschhocker

7-fach höhenverstellbar von 42 - 58 cm Sitzhöhe, Sitzfläche aus Kunststoff mit rutschhemmender angenehmer Sitzfläche, blau, Durchmesser ist 35 cm, mit großen Gummipuffern für sicheren Halt auf nassen Oberflächen, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Gewicht: ca. 5 kg



STRRA
King Duschhocker Weiß mit Drehteller

Duschhocker mit praktischer Drehscheibe bis max. Benutzer-
gewicht 150 kg ergonomische, anti-rutsch Sitzfläche, Ø 33 cm
höhenverstellbar von 39,5 - 54,5 cm


54010000
Duschhocker Drive Delphi
540000001
Delphi Gummifuß Grau

bis 180 kg Benutzergewicht belastbar, nur 1,6 kg leicht, einfach
zu montieren und zu zerlegen, Höhe 3-fach von 45-50-55 cm
verstellbar, Durchmesser Sitzfläche: 38 cm, Gesamtbreite max.
38,5 cm, rutschsichere Sitzfläche, Gummifüße für sicheren
Stand auf nassen Flächen, vier Ablaufschlitze, rostfreie silber
eloxierte Aluminiumbeine, auch für Reisen bestens geeignet


54020000
Duschhocker Drive Delphi 1 Hygieneausschnitt
54030000
Duschhocker Drive Delphi 2 Hygieneausschnitte
540000001
Delphi Gummifuß Grau

bis 180 kg Benutzergewicht belastbar, nur 1,6 kg leicht, einfach
zu montieren und zu zerlegen, Höhe 3-fach von 45-50-55 cm
verstellbar, Durchmesser Sitzfläche: 38 cm, Gesamtbreite max.
38,5 cm, rutschsichere Sitzfläche, Gummifüße für sicheren
Stand auf nassen Flächen, vier Ablaufschlitze, rostfreie silber
eloxierte Aluminiumbeine, auch für Reisen bestens geeignet


3680020
Duschhocker Rebotec Turin

höhenverstellbar von 46 - 64 cm, Sitzfläche 32 cm Durchmes-
ser, Stellmaß 44 x 44 cm, Gewicht ca. 1,6 kg, Kunststoffsitzflä-
che mit Aluminiumfüßen und Gummipuffern, unempfindlich und
einfach zu reinigen, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


3680030
Duschhocker Rebotec Verona, bis 175 kg belastbar!

höhenverstellbar von 42 - 57 cm, Sitzfläche 36 cm Durchmes-
ser, Stellmaß 40 x 40 cm, Gewicht: ca. 2,6 kg, Kunststoffsitzflä-
che mit Aluminiumfüßen und Gummipuffern, unempfindlich und
einfach zu reinigen, bis max. 175 kg Benutzergewicht belastbar


81801010
Duschhocker ETAC Edge

durch seine dreieckige Form nimmt er nur sehr wenig Platz in
Anspruch und ermöglicht dem Benutzer leichteres Aufstehen,
die Sitzhöhe ist von 42 - 57 cm verstellbar, seine speziellen
Gummifüße gleichen leichte Unebenheiten aus, Sitzbreite ist
45 cm, Gewicht: 2,6 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht be-
lastbar



550300100
Duschhocker Drive Delta dreieckig

sehr leicht und platzsparend, einfache werkzeuglose Montage, von 42 - 59 cm Sitzhöhe verstellbar, Sitzfläche Durchmesser 37 cm, Gewicht: 1,7 kg, Stellfläche 44 x 44 cm, bis max. 150 kg belastbar


SD10060
Duschhocker Holzoptik

Gestell aus Aluminium, weiß lackiert, Sitzfläche Kunststoff mit Optik Holzfinish, 5-fach höhenverstellbar von 44,5 - 55 cm, Stellmaß: 48,5 x 50 cm, Sitzfläche 40 x 36 cm, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar


STTA
King Duschhocker Dreieck Weiß

höhenverstellbar von 39-54 cm Maße: ca. 40 x 37 cm anti-rutsch Gummifüße max. Benutzergewicht 150 kg


SD10300
Duschhocker mit Hygieneausschnitt

Sitzfläche aus Kunststoff, Untergestell aus Aluminium, Maße 40 x 36 cm, mit Hygieneausschnitt, Sitzhöhe mittels Druckknopf von 34 - 48 cm verstellbar, Gummifüße für sicheren Stand auf nassen Oberflächen, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar


SD10310
Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Rücken

in dieser Ausführung mit Rückenlehne, Sitzfläche aus Kunststoff, creme, 40 x 36 cm, Untergestell aus Aluminium, mittels Druckknopf von 34 - 48 cm Sitzhöhe verstellbar, Gummifüße für sicheren Stand auf nassen Oberflächen, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar


141631
Duschhocker Swereco Kulan

Sitzfläche aus Kunststoff, grau, mit Intimausschnitt, Gestell aus Stahlrohr, weiß beschichtet, mit vier großen Gummikapen, Höhenverstellbar von ca. 45 - 55 cm Sitzhöhe, Sitzfläche 43 cm breit und 40 cm tief, Gewicht ca. 3,3 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar


81951070
Duschhocker ETAC Smart BIS 150 kg!!!

vereint Einfachheit und Funktionalität, geringes Gewicht und trotzdem außerordentlich stabil, die Sitzhöhe ist von 42 - 57 cm verstellbar, die Sitzfläche hat 43 x 38 cm, Aussenbreite / -tiefe gesamt beträgt 52 x 48,5 cm, Gewicht: 3,2 kg, Farbe grau, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



81951010
Duschhocker ETAC Smart BIS 200 kg!!!

vereint Einfachheit und Funktionalität, geringes Gewicht und trotzdem außerordentlich stabil, die Sitzhöhe ist von 42 - 57 cm verstellbar, die Sitzfläche hat 43 x 38 cm, Aussenbreite / -tiefe gesamt beträgt 52 x 48,5 cm, Gewicht: 3,2 kg, Farbe grau, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar


STA
King Duschhocker rechteckig Weiß

höhenverstellbar von 39-54 cm Maße: 30,5 x 30,5 cm max. Benutzergewicht 150 kg


81701410
Duschhocker Etac Swift Basic Grau

Sitzhöhe von 42 - 59 cm verstellbar, Sitzfläche aus Kunststoff mit 54 x 41 cm, Aussenbreite gesamt: 56 cm, aus PP mit Alufüßen, rutschhemmende Gummipuffer an den Füßen, Gewicht: 3,1 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


3630010
Duschhocker Rebotec Monaco

aus Kunststoff und Aluminium, einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, geringes Gewicht - nur 2,8 kg, hautfreundlich, 7-fach höhenverstellbare Sitzfläche von 41 - 56 cm, Sitzbreite 40 cm, Sitztiefe 40 cm, Stellmaß max. 45 x 45 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


3630020
Duschhocker Rebotec Cannes mit Armlehnen

aus Kunststoff und Aluminium, einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, geringes Gewicht - nur 3,6 kg, hautfreundlich, 7-fach höhenverstellbare Sitzfläche von 41 - 56 cm, Sitzbreite 40 cm, Sitztiefe 40 cm, Stellmaß max. 45 x 53 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


3630030
Duschhocker Rebotec Nizza komplett

mit Armlehnen und Rückenlehne aus Kunststoff und Aluminium, schmutzunempfindlich, einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, geringes Gewicht - nur 4,8 kg, hautfreundlich, 7-fach höhenverstellbare Sitzfläche von 41 - 56 cm, Sitzbreite 40 cm, Sitztiefe 40 cm, Stellmaß max. 51 x 53 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


2840030
Reisetasche zu Duschhockerserie

eine praktische Tasche zum Umhängen - perfekt um den Duschhocker in den Urlaub mitzunehmen, mit Umhängerriemen, Farbe: Schwarz geeignet für Duschhocker Toilettenstuhl Rebotec Nizza, Cannes, Lyon, Monaco, Verona



550200200
Duschhocker Drive DS 130 mit Armlehnen

bequem, sicher und stabil, große Sitzfläche mit Ablauflöchern, Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege, fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine, sicherer Stand durch Gummifüße, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, einfach zu reinigen, Farbe: weiß, Gesamtbreite: 53 - 54 cm, Gesamthöhe: 63 - 72 cm, Gesamttiefe: 55 - 57 cm, Sitzbreite: 41 cm, Sitztiefe: 41 cm, Sitzhöhe: 42 - 52 cm - in 5 Stufen einstellbar, Gesamtgewicht: 2,8 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


25170000
Duschhocker Drive DRS 130 mit Arm- und Rückenlehne

für mehr Sicherheit im Bad, bequem, sicher und stabil, große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen, Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege, pulverbeschichteter Aluminium-Rahmen, sicherer Stand durch Gummifüße, einfach zu reinigen, Sitzbreite/-tiefe: ca. 41 x 43 cm, Sitzhöhe von 45 - 53 cm einstellbar, Höhe Rückenlehne 48 cm, Gesamthöhe max. 101 cm, Gesamttiefe/-breite: 52 x 51 cm, Gewicht: 5,5 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


81701430
Swift Duschstuhl komplett Grau
81701530
Swift Duschstuhl komplett Eisblau

mit Armlehnen und Rückenlehne Sitzhöhe von 42 - 59 cm verstellbar, Sitzfläche aus Kunststoff mit 54 x 41 cm - Sitzbreite zwischen den Armlehnen 45 cm, Aussenbreite 56 cm, Sitztiefe 47 cm, mit Hygieneausschnitt, aus PP mit Aluminiumfüßen, rutschhemmende Gummipuffer an den Füßen, Gewicht 4,7 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

84005073
Softsitz zu Etac Swift, grau *SONDER*

wird bei Nässe nicht rutschig und bietet direkt eine warme Fläche


SS1BA
King Duschstuhl mit Rücken-/Armlehne Weiß

höhenverstellbar von 39-54 cm anti-rutsch Sitzfläche 51 x 30 cm, Füße aus eloxiertem Alu, werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung, anti-rutsch Gummifüße, max. Benutzergewicht 150 kg


5502001
Duschstuhl Drive DSF 130 faltbar Weiß

große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen, Hygieneausschnitt erleichtert die Intimpflege, bequem, sicher und stabil, Sitzhöhe fünffach von 45 - 53 cm mit Teleskopbeinen verstellbar, Sitzbreite 41 cm, Sitztiefe 43 cm, Außenmaße: LxBxH 45 x 51 x 104 cm, Gewicht: 6,8 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



SD10260
Duschstuhl Sundo Holzoptik

extrabreite Sitzfläche - in Holzoptik - verbindet Funktionalität mit modernem Design, vermittelt ein behagliches Ambiente und passt sich einem modernen Bad optisch an. Aluminium, weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff mit optisch ansprechender Holzoptik, Armlehnen abgeschrägt, 5-fach in der Höhe verstellbar von 80 - 90 cm Sitzhöhe, Maße: Sitzfläche 47 x 29 cm, Breite zwischen Armlehnen verstellbar von 53 - 56 cm, Aufstellfläche inkl. Gummi und Rückenlehne: 68 x 58 cm, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar


771100100
Duschstuhl Drive DS 250

dank Querverstrebungen äußerst stabil und bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar, bequem, sicher, große Sitzfläche mit Ablauflöchern, fünffache Sitzhöhenverstellung mittels Teleskopbeinen, sicherer Stand durch Gummifüße, Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr, einfach zu reinigen, Gesamt B 53,5-57 x H 51 cm Sitz B 43 x T 41 x H 41-51 cm Gewicht: 3,6 kg


771100200
Duschstuhl Drive DS 250 mit Rückenlehne

dank Querverstrebungen äußerst stabil und bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar, bequem, sicher, große Sitzfläche mit Ablauflöchern, fünffache Sitzhöhenverstellung mittels Teleskopbeinen, sicherer Stand durch Gummifüße, Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr, einfach zu reinigen, Gesamt B 53,5-57 x H 82 cm Sitz B 43 x T 41 x H 41-51 cm Gewicht: 4,5 kg


142140
Duschstuhl Swereco „Robust“
142143
Rückenlehne optional dazu

mit bis zu 300 kg Körpergewicht belastbar! stabiler Duschhocker aus Stahlrohr, mit Metallsitzfläche, weiß pulverbeschichtet, mit festen Armlehnen, Sitzfläche 55 cm tief, Sitzbreite 60 cm, Sitzhöhe 55 cm, Aussenbreite 67 cm, Gewicht: 10,8 kg, bis max. 300 kg Benutzergewicht belastbar, stabile Rückenlehne wie abgebildet, ist optional erhältlich


RH780
Duschstuhl- Toilettenstuhl XL Weiß

mit Arm- und Rückenlehne, max. Benutzergewicht 290 kg höhenverstellbar, Sitzhöhe von 49-60 cm Sitzfläche B 59 x T 47 cm, 4 Gummifüße Maße ca. 71 x 51,5 x 74,5 (bis 85,5) cm


142061
Cobi Dusch-/Toilettenstuhl XXL SB 61 cm, inkl. Eimer
140099
Ersatzeimer zu XXL-Toilettenstuhl

bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar, Sitzfläche: B 61 x T 40 - 52 cm, Sitzhöhe: 44 - 59 cm, Höhe Rückenlehne: 37 cm, Bodenfreiheit: 33 - 48 cm (ohne Eimer!), Aussenbreite: Boden 69 cm, 73 cm bei Armlehnen, Länge: 80 - 101 cm Gewicht: 15 kg, beschichtetes Stahlgestell, Sitzfläche aus PUR-Schaum Schaum, stabiler sicherer Stand



SD10500
Duschklapsitz Sundo Deluxe ohne Fuß

Sitzfläche weiß, aus ABS-Kunststoff, Gestell aus beschichtetem Aluminium, Sitzfläche ca. 34 x 23 cm, max. Belastung 110 kg - nur bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann!


25100010
Duschklapsitz Drive 550700100 DKS 130

Sitzfläche aus Kunststoff mit Hygieneausschnitt, weiß, 40 x 41 cm, Gesamtbreite 47,5 cm, 4-fach höhenverstellbar von 48,5 - 56 cm (muss vor der fixen Montage an der Wand nach Bedarf eingestellt werden), Wandabstand zusammengeklappt 14 cm, bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


200658
Duschklapsitz Profilo mit Füßen

ästhetisches italienisches Design - dabei robust und leicht in Handhabung und Pflege. Die Sitzfläche hat 42 x 38 cm und verfügt über Wasserablauföcher, Material: Kunststoff, Träger aus Aluminium und Stahl, Sitzhöhe vor der Montage wählbar zwischen 43 und 55 cm, bei sachgerechter Montage durch den Fachmann bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


200657
Duschklapsitz Profilo weiß

ästhetisches italienisches Design - dabei robust und leicht in Handhabung und Pflege. Die Sitzfläche hat 42 x 38 cm und verfügt über Wasserablauföcher, Material: Kunststoff, Träger aus Aluminium und Stahl, Sitzhöhe vor der Montage frei wählbar, bei sachgerechter Montage durch den Fachmann bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


AA1690
Duschklapsitz Homecraft Tooting

Sitzfläche 30 x 36 cm aus vier Kunststoffplatten und stabilem Untergestell, die Montagehöhe ist vorher von 485 - 590 mm Sitzhöhe einstellbar, Gewicht 4,3 kg, die Aluminiumbeine verleihen dem Modell mehr Stabilität, bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann bis max. 158 kg Benutzergewicht belastbar, bei Nichtgebrauch kann der Sitz platzsparend hochgeklappt werden, Farbe: grau, Gestell weiß, mit Gummipuffern an den Füßen zur Schonung des Bodens


AA1697
Duschklapsitz Homecraft Tooting

gepolstert mit Hygiene-Ausschnitt Sitzfläche 30 x 36 cm, mit weicher Polsterung und stabilem Untergestell, die Montagehöhe ist vorher von 485 - 590 mm Sitzhöhe einstellbar, Gewicht 4,3 kg, die Aluminiumbeine verleihen dem Modell mehr Stabilität, bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann bis max. 158 kg Benutzergewicht belastbar, bei Nichtgebrauch kann der Sitz platzsparend hochgeklappt werden, Farbe: grau, Gestell weiß, mit Gummipuffern



81703010
Relax Duschklappsitz Weiß ohne Armlehnen

Qualitätsprodukt im skandinavischen Design, kompakt und benutzerfreundlich, leichte Reinigung, schnelle Wandmontage mit nur drei Schrauben, funktional geformter Sitz ermöglicht viele Sitzpositionen, Maße: Sitzfläche ca. 40 x 45 cm, aufgeklappt nur 8 cm stark, aus Kunststoff, bis 125 kg Benutzergewicht belastbar (bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann)


81703020
Relax Duschklappsitz Weiß mit Armlehnen

Qualitätsprodukt im skandinavischen Design, kompakt und benutzerfreundlich, leichte Reinigung, schnelle Wandmontage mit nur drei Schrauben, funktional geformter Sitz ermöglicht viele Sitzpositionen, beim Modell mit Armlehnen haben diese eine weiche, rutschfeste Oberfläche, Maße: Sitzfläche ca. 40 x 45 cm, Aussenbreite mit Armlehnen 53 cm, aufgeklappt nur 8 cm stark, aus Kunststoff, bis 125 kg Benutzergewicht belastbar (bei ordnungsgemäßer Montage durch den Fachmann)


33454
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Erfurt Grau/Blau
3080000
Sitzbrille Erfurt Grau

ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, Kunststoff Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 5" Schwenkräder mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller, Sitzbreite 46 cm, Sitzhöhe 51 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (B x T): 56 x 87 cm, Überfahrhöhe: 43 cm, Gewicht: 11,9 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, mit Eimerhalterung und Eimer


3090000
Eimeraufnahme für Duschsitz (Paar) Grau
30960
Eimerhalterung Paar Blau
30100
Eimer original Rebotec mit Deckel Grau
4401062
Sitzabdeckung Schwarz zu Bonn, Erfurt, Lyon
4501005
Armlehnenverriegelung Rebotec Set (Stift, Feder, Knopf)
35554
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Frankfurt Grau/Blau

höhenverstellbar von 56-61 cm Sitzhöhe Sitzbreite 56 cm, Sitztiefe 45 cm ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, abschwengbare Armlehnen gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt inkl. Eimeraufnahme, Eimer höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 4 schwenkbare 5-Zoll Räder mit Totalfeststeller, max. Körperlast 130 kg Maße total: Breite 56 cm, Tiefe 87 cm fahrbar, mit Eimer



3575410
Dusch-Toilettenrollstuhl SCHMAL fahrbar Bremen Grau/Blau

ergonomisch geformte Rückenlehne, mit Polyurethan-Rückenpolster, integrierter Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder 4" mit Totalfeststeller, geprüft bis 90 kg Benutzergewicht, Gesamtmaß BxT: 52 x 95 cm, Sitzhöhe: 52 cm, Sitzfläche (BxT): 42 x 44 cm, Überfahrhöhe: 40 cm, Überfahrbreite: 33 cm, Gewicht: ca. 16,4 kg


34454
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Berlin Grau/Blau

ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Kunststoffsitzfläche mit Hygieneausschnitt, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, mit Eimerhalterung und Eimer, 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller, Sitzbreite 46 cm, Sitzhöhe 55 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (B x T): 56 x 87 cm, Überfahrhöhe 43 cm, Gewicht: 15,9 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: andere Farbzusammenstellungen gemäß Rebotec Liste auf Bestellung lieferbar!


36954
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl New York Grau/Blau

bis max. 150 kg Benutzergewicht ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne), inkl. Eimeraufnahme und Eimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller, Sitzbreite 52 cm, Sitzhöhe 55 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (B x T): 62 x 89 cm, Überfahrhöhe 43 cm, Gewicht: ca. 15 kg


36054
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Denver Grau/Blau

bis max. 175 kg Benutzergewicht Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt - wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, Sitzbreite 58 cm, Sitzhöhe 57 cm, Sitztiefe 48 cm, Außenmaße (B x T): 68 x 90 cm, Überfahrhöhe 45 cm, Gewicht: 19 kg, bis max. 175 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!



36154
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Atlanta Grau/Blau

bis max. 175 kg Benutzergewicht Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt - wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, Farbe: grau / blau, Sitzbreite 64 cm, Sitzhöhe 57 cm, Sitztiefe 48 cm, Außenmaße (B x T): 74 x 90 cm, Überfahrhöhe 45 cm, Gewicht: 20 kg, bis max. 175 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!


35854
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Chicago

bis max. 200 kg Benutzergewicht Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, Farbe: grau / blau, Sitzbreite 58 cm, Sitzhöhe 56,5 cm, Sitztiefe 48 cm, Außenmaße (B x T): 68 x 90 cm, Überfahrhöhe 44,5 cm, Gewicht: 19 kg, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!


35954
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Dallas

bis max. 200 kg Benutzergewicht Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, Farbe: grau / blau, Sitzbreite 64 cm, Sitzhöhe 56,5 cm, Sitztiefe 48 cm, Außenmaße (B x T): 74 x 90 cm, Überfahrhöhe 44,5 cm, Gewicht: 20 kg, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!


34654
Rebotec Dusch-Toilettenrollstuhl Genf

als Selbstfahrer mit Greifreifen ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt - wahlweise vorne oder hinten, inkl. Sitzpolster, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 24-Zoll Antriebsräder mit Greifreifen, mit Hebelbremse, 5-Zoll Schwenkrollen vorne, Farbe grau / blau, Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 55 cm, Außenmaße (B x T): 71 x 95 cm, Überfahrhöhe 43 cm, Gewicht: ca. 24 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



530400200
Dusch-Toilettenrollstuhl Drive Aston 5“ Räder

bis 160 kg Benutzergewicht belastbar serienmäßiger, nach vorne offener Softsitz, mit Abdeckung des Hygieneausschnittes, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, mit Eimer, hochklappbare Armlehnen, schwenk- und abnehmbare Fußstützen, winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte, Sitzhöhenverstellung von 51 - 56 cm, überfahrbare Höhe von 51 cm, Maße: LxB 90 x 56 cm, Gesamthöhe 99 - 103 cm, Sitzbreite: 46 cm, Sitztiefe: 42 cm, Fußstützen Länge: 32 - 50 cm, Gewicht: 13,4 kg, Farbe: Weiß / Blau


530400100
Dusch-Toilettenrollstuhl Drive Aston 24“ Räder

bis 160 kg Benutzergewicht belastbar serienmäßiger nach vorne offener Softsitz, mit Abdeckung des Hygieneausschnittes, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, mit Eimer, hochklappbare Armlehnen, schwenk- und abnehmbare Fußstützen, winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte, Sitzhöhenverstellung von 51 - 56 cm, überfahrbare Höhe von 51 cm, Maße: LxB 108 x 69 cm, Sitzbreite max. 46 cm, Sitztiefe max. 42 cm, Höhe des Schiebegriffes: 99 - 101 cm, Verstellung Fußstützen: 32,5 - 50 cm stufenlos, Gesamtgewicht: 19,4 kg, Farbe: Weiß/Blau, 24“ Antriebsräder mittels Steckachse abnehmbar, Greifreifen, Druckbremse beidseitig, Schwenkräder vorne


530500500
Dusch-Toilettenrollstuhl Drive DuoMotion XL

bis 200 kg Benutzergewicht belastbar; zusätzliche Querverbreiterung sorgt für maximale Stabilität, nach vorne offener Softsitz, mit Abdeckung des Hygieneausschnittes, Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Eimer, hochklappbare Armlehnen, schwenk- und abnehmbare Fußstützen, vierfache Sitzhöhenverstellung von 50 - 57,5 cm, Maße: LxB 102 x 70 cm, Länge ohne Fußstützen: 76 cm, Gesamthöhe: 95,5 - 103 cm, Sitzbreite: 56 cm, Sitztiefe: 45 cm, Fußstützen Länge: 39 - 49 cm, Überfahrhöhe: 40,5 - 48 cm, Rückenlehnenhöhe: 43 cm, Gesamtgewicht: 16,8 kg


530500400
Dusch-Toilettenrollstuhl Drive DuoMotion XL 24“

bis 200 kg Benutzergewicht belastbar; Stabilität, nach vorne offener Softsitz, mit Abdeckung des Hygieneausschnittes, Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Eimer, hochklappbare Armlehnen, schwenk- und abnehmbare Fußstützen, vierfache Sitzhöhenverstellung von 50 - 57,5 cm, Maße: LxB 123 x 85 cm, Länge ohne Fußstützen: 93 cm, Gesamthöhe: 95,5 - 103 cm, Sitzbreite: 56 cm, Sitztiefe: 45 cm, Fußstützen Länge: 39 - 49 cm, Überfahrhöhe: 40,5 - 48 cm, Rückenlehnenhöhe: 43 cm, Gesamtgewicht: 22,8 kg, inkl. 4 x 5“ Räder, mit 24“ Antriebsrädern mit Steckachsen und Greifreifen, Druckbremse vorne



34510
Rebotec Dusch-Toilettenstuhl Miami Grau/Blau

als Selbstfahrer mit Greifreifen - bis 150 kg ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, Kunststoffsitzfläche mit Hygieneausschnitt - wahlweise vorne oder hinten, inkl. Sitzpolster, inkl. Eimeraufnahme und Eimer, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 24-Zoll Antriebsräder mit Greifreifen hinten, mit Hebelbremse, 5-Zoll Schwenkrollen vorne, Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 52 cm, Außenmaße (B x T): 77 x 95 cm, Überfahrhöhe 43 cm, Gewicht: 27 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!


150061
Cobi Duschstuhl fahrbar XXL Weiß/Blau

bis 325 kg Benutzergewicht, Sitzbreite 61 cm robuste Konstruktion, mit einer Sitzhöhe von 55 cm; Sitztiefe 56 cm, Maße gesamt: L 117 x B 69 x H 100 cm; Gewicht 27 kg 4 Räder, einzeln feststellbar, Fußstützen HINWEIS: keine Lagerware!


3503010
Rebotec Phoenix Basis Grau/Feuerrot

mit Dusch-/Toilettenöffnung Multifunktions-Pflegerollstuhl, Neigung stufenlos verstellbar, verstellbare Kopfstütze, Armlehnen nach hinten wegschwenkbar, vier arretierbare Lenkrollen, Fußstützen abnehmbar, Fußplatte hochschwenkbar, Sitzpolster für geschlossene Sitzfläche, mit Hygieneausschnitt, inkl. Eimeraufnahme und Eimer Maße: Tiefe: 111 cm, Breite gesamt: 65 cm, Sitztiefe: 43 cm, Sitzbreite: 54 cm, Sitzhöhe: 58 cm, Gewicht: ca. 29,3 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen! - Detailprospekt auf Anfrage oder alle Spezifikationen nachlesbar auf der Website von www.rebotec.de


3675430
Rebotec Malta Duschstuhl fahrbar

Alu Rückenbügel mit PU-Polster abschwengbare Armlehnen, gepolsterter Sitz mit Hygieneöffnung, Sitzbadewanne für 6-15 l und Ablaufschlauch, höhenverstellbare, abschweng- und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder 3-Zoll mit Totalfeststeller Max. Belastung 130 kg Maße gesamt: B 74 x T 90 cm Maße Sitz: B 64 x T 48 x H 48 cm



3390397 Rebotec Dusch-Toilettenstuhl Augsburg 3“ Räder
4440339 höhenverstellbare Kopfstütze
4401032 Armlehnenpolster

Optional (gegen Mehrpreis) als Sonderbestellung lieferbar, keine Rücknahmemöglichkeit!

4440097 Sitzbreiten- und Tiefenanpassung
3121000 Sicherheitsgurt

- für Kinder - bunte Farbgestaltung - Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt, inkl. Toiletteneimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 4 x 3-Zoll Schwenkräder mit Totalfeststeller, Sitzbreite 42 cm, Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 55 cm, Außenmaße (B x T x H): ca. 53 x 82 x 113 cm, Gewicht: 16,9 kg, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!


3390497 Rebotec Dusch-Toilettenstuhl Augsburg 4“ Räder
4440339 höhenverstellbare Kopfstütze
4401032 Armlehnenpolster

Optional (gegen Mehrpreis) als Sonderbestellung lieferbar, keine Rücknahmemöglichkeit!

4440097 Sitzbreiten- und Tiefenanpassung
3121000 Sicherheitsgurt

- für Kinder - bunte Farbgestaltung - Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt, inkl. Toiletteneimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 4 x 4-Zoll Schwenkräder mit Totalfeststeller, Sitzbreite 42 cm, Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 55 cm, Außenmaße (B x T x H): ca. 53 x 82 x 113 cm, Gewicht: 16,9 kg, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!




- 3392497 Rebotec Dusch-Toilettenstuhl Augsburg 24“ Räder**
4440339 höhenverstellbare Kopfstütze
4401032 Armlehnenpolster
 Optional (gegen Mehrpreis) als Sonderbestellung lieferbar, keine Rücknahmemöglichkeit!
- 4440097 Sitzbreiten- und Tiefenanpassung**
3121000 Sicherheitsgurt
 - für Kinder - bunte Farbgestaltung - hinten 24-Zoll Bereifung mit Greifreifen Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt, inkl. Toiletten-eimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, vorne Schwenkräder mit Totalfeststeller, Sitzbreite 42 cm, Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 55 cm, Außenmaße (B x T x H): ca. 53 x 82 x 113 cm, Gewicht: ca. 18 kg, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar HINWEIS: Keine Lagerware! Lieferzeit ca. 2 Wochen!




- AA1804A Sicherheits-Badewannenmatte Weiß**
AA1804B Sicherheits-Badewannenmatte Blau
 Maße: 76 x 34 cm
- AA1900A Sicherheits-Badewannenmatte Weiß**
AA1900B Sicherheits-Badewannenmatte Blau
 Maß: 96 x 34 cm
- rutschhemmende Oberfläche und starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht für besseren Wasserablauf, einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen, oder bei 40° C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln reinigen



- AA1802 Sicherheits-Badewannenmatte Weiß 57 x 35 cm**
AA1805 Badematte X-Large Weiß 94,5 x 35 cm
 rutschhemmende Oberfläche und starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht für besseren Wasserablauf, einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen, oder bei 40° C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln reinigen




- 18700 Wanneneinlage Gummi Weiß ca. 76 x 35 cm**
18701 Wanneneinlage Gummi Blau ca. 76 x 35 cm
18730 Wanneneinlage Gummi Weiß ca. 91 x 35 cm
18731 Wanneneinlage Gummi Blau ca. 91 x 35 cm
 aus Naturkautschuk, rutschhemmende Oberfläche, extra starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht - daher guter Wasserablauf, pflegeleicht, PVC-frei, Maschinenwäsche bis 40° C möglich



AA1790
Sicherheits-Duschmatte Weiß
AA1790B
Sicherheits-Duschmatte Blau

Maße: 56 x 56 cm rutschhemmende Oberfläche und starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht für besseren Wasserablauf, einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen, oder bei 40° C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln reinigen


AA1794
Duschmatte 55 x 55 cm Weiß

rutschhemmende Oberfläche und starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht für besseren Wasserablauf, einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen, oder bei 40° C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln reinigen


18750
Duscheinlage Gummi Weiß ca. 55 x 55 cm
18751
Duscheinlage Gummi Blau ca. 55 x 55 cm

aus Naturkautschuk, rutschhemmende Oberfläche, extra starke Saugnäpfe an der Unterseite, gelocht - daher guter Wasserablauf, pflegeleicht, PVC-frei, Maschinenwäsche bis 40° C möglich


4568
Badenackenkissen Weiß

Maße: 23 x 19 cm, ca. 3 cm hoch, Saugnäpfe an der Unterseite, für die Badewanne


45681
Badenacken- / Rückenkissen

aufblasbar, mit Saugnäpfen an der Unterseite zum Befestigen in der Badewanne, Maße: 53 x 40 cm, Gewicht: 200 g


AA1814
Badewannenkissen aufblasbar

aufblasbar, mit Saugnäpfen an der Unterseite zum Befestigen in der Badewanne, für mehr Komfort beim Baden, Maße: 43 x 43 cm



AA2114
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco 10 cm
523000001
Ersatzhalterung Drive Ticco Grau (1 Stück!)

Toilettensitzerhöhung mit ergonomischer Formgebung, maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen, einfache werkzeuglose Montage, Fixierschrauben ermöglichen einen perfekten Halt, glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion, Maße: LxB 39 x 39 cm, vorne 10 cm, hinten 10 cm hoch, Gewicht 1,35 kg, Öffnung 28,5 x 21,5 cm groß, Farbe weiß, bis max. 225 kg Benutzergewicht belastbar


302606
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco 5 cm
302615
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco 15 cm
523000001
Ersatzhalterung Drive Ticco Grau (1 Stück!)

mit Haltelippe vorn und 2 verstellbaren Klammern seitlich hinten für sicheren Halt auf jeder Standard- Toilette, aus Kunststoff weiß, leichte Neigung nach vorn, große Ausschnitte vorn und hinten für die persönliche Hygiene, angenehmes Sitzdesign, Öffnung: 27 x 21 cm, bis max. 190 kg Benutzergewicht belastbar


AA2114D
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco mit Deckel 10 cm
302606D
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco mit Deckel 5 cm
302615D
Toilettensitzerhöhung Drive Ticco mit Deckel 15 cm
523000001
Ersatzhalterung Drive Ticco Grau (1 Stück!)

Toilettensitzerhöhung mit ergonomischer Formgebung, maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen, einfache werkzeuglose Montage, Fixierschrauben ermöglichen einen perfekten Halt, glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion, Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen, Maße: LxB 39 x 39 cm, vorne 10 cm, hinten 14,6 cm hoch, Gewicht 1,35 kg, Öffnung 28,5 x 21,5 cm groß, Farbe weiß, bis max. 225 kg Benutzergewicht belastbar


302610
Toilettensitzerhöhung Clipper 10 cm
950040
Ersatzklammer Clipper Blau (1 Stück!)

Einzigartiges Design und hohe Qualität, aus PP, einfacher Befestigungsmechanismus - die vier blauen Klammern werden einfach angedrückt und sorgen für sicheren Halt, im vorderen Bereich befindet sich eine Ausnehmung zur Erleichterung der Hygiene, Farbe: weiß, Maße LxB: 42 x 41 cm, Innenmaß LxB 25 x 21 cm, Gewicht ca. 1,6 kg, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar.



302611 Toilettensitzerhöhung Clipper 10 cm + Deckel
950041 Ersatzdeckel Clipper
950042 Zapfen Clipper 302611 mit Deckel, 2-teilig

Einzigartiges Design und hohe Qualität, aus PP, einfacher Befestigungsmechanismus - die vier blauen Klammern werden einfach angedrückt und sorgen für sicheren Halt, im vorderen Bereich befindet sich eine Ausnehmung zur Erleichterung der Hygiene, in dieser Version mit praktischem Deckel für mehr Hygiene, Farbe: weiß, Maße LxB: 42 x 41 cm, Gewicht ca. 1,6 kg, Innenmaß LxB: 25 x 21 cm, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar


3026 Toilettensitzerhöhung Rehotec 13 cm
302607 Toilettensitzerhöhung Rehotec 7 cm
972PV Ersatzhalterung zu Art. 3026 Blau

ergonomische Toilettensitzerhöhung mit zwei Halteklammern, die verstellbar sind; bequem und nach vorne um 3° geneigt, ergonomisches Profil, Aussparungen vorne und hinten zur Erleichterung der Intimpflege, einfach zu reinigen, keine scharfen Kanten, maschinenwaschbar und autoklavierbar, Maße: 43 x 44,5 cm, aus PP, bis max. 180 kg Benutzergewicht belastbar


30261 Toilettensitzerhöhung Rehotec 13 cm mit Deckel
972C Ersatzdeckel zu Art. 30261
972PV Ersatzhalterung zu Art. 30261 Blau

ergonomische Toilettensitzerhöhung mit 2 Halteklammern, die verstellbar sind, bequem und nach vorne um 3° geneigt, ergonomisches Profil, Aussparungen vorne und hinten zur Erleichterung der Intimpflege, einfach zu reinigen, keine scharfen Kanten, maschinenwaschbar und autoklavierbar, Maße: 43 x 44,5 cm, aus PP, bis max. 180 kg Benutzergewicht belastbar, der Deckel kann ohne Berührung der Sitzfläche geöffnet werden, es besteht die Möglichkeit auf dem Deckel zu sitzen.


80301521 Etac Toilettensitzerhöhung MY-Loo 10 cm
80301523 Etac Toilettensitzerhöhung MY-Loo 10 cm mit Deckel
80301520 Etac Toilettensitzerhöhung MY-Loo 6 cm *Sonder*
80301522 Etac Toilettensitzerhöhung MY-Loo 6 cm mit Deckel

aus Kunststoff PP/TPE weiß, durch neue Form und große Klammern besonders für moderne Toiletten geeignet, kann auch vor der vorhandenen Brille montiert werden (reisefreundlich), Maße: 36 x 40 cm, für Becken von 29 - 38,5 cm, bis max. 190 kg Benutzergewicht belastbar, einfache Montage ohne Werkzeug möglich



84006161
Ersatzhalterung zu My-Loo 1 Paar

einfach zu befestigen, viele Einstellungsmöglichkeiten, mit großen Reibungsflächen für eine sichere Montage


80301105
Etac Toilettensitzerhöhung Hi-Loo 10 cm
80301065
Etac Toilettensitzerhöhung Hi-Loo 6 cm *SONDER*

eine stabile Toilettensitzerhöhung, die einfach und schnell wieder abgenommen werden kann, wenn sie nicht benötigt wird, mit vier verstellbaren, mit Haftgummi beschichteten Klammern, ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens, Hi-Loo sitzt so fest an ihrem Platz und bietet die Sicherheit die Sie beim Hinaufsetzen und Aufstehen benötigen, 10 cm hoch, aus PP, TxB: 39 x 39 cm, bis zu max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


80301030
Ersatzhalterung zu Hi-Loo 1Paar

Kantstopp mit Gummi beschichtet und an die Toilettenform anpassbar


3025
Toilettensitzerhöhung Contact Soft 10 cm
500250
Toilettensitzerhöhung Contact Soft 14 cm

die weichere und angenehmere Lösung einer Toilettensitzerhöhung, gepolstert und komfortabel - trotzdem leicht zu reinigen, wird einfach auf den Rand jedes Standard-WC gesteckt, hält mit den breiten Laschen sicher, Farbe hellgrau, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar, hochdichter Schaum in einer wasserdichten PVC-Haut


3025D
Toilettensitzerhöhung Contact Soft 10 cm mit Deckel
500350
Toilettensitzerhöhung Contact Soft 14 cm mit Deckel

die weichere und angenehmere Lösung einer Toilettensitzerhöhung, gepolstert und komfortabel - trotzdem leicht zu reinigen, wird einfach auf den Rand jedes Standard-WC gesteckt, hält mit den breiten Laschen sicher, Farbe Hellgrau, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar, hochdichter Schaum in einer wasserdichten PVC-Haut



97300
Rehosoft Toilettensitzerhöhung 11,5 cm

die neue Rehosoft erleichtert Menschen mit Sitzproblemen den Zugang zur Toilette. Die technischen Eigenschaften der verwendeten Materialien gewährleisten einen optimalen Komfort: weicher Schaumstoff, hautfreundliche Oberfläche, vollkommene Abdichtung. Rehosoft wurde mit Bedacht auf die Sicherheit, den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit entworfen. Keine Montage notwendig, Sicherheit bei der Anwendung, passend auf den meisten Standardtoiletten, gepolsterte Sitzfläche für optimalen Sitzkomfort, Ausnehmung vorne zur Erleichterung der persönlichen Hygiene. Maße: Höhe ca. 11 cm, Öffnung: 21,5 x 26 cm, Gesamtmaß: 38 x 40,5 x 14 cm, Gewicht: 2,4 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, Material: eingespritzter Schaum mit PVC-Beschichtung. Desinfektion: nur handelsübliche Desinfektionsmittel, verdünntes Chlor; Reinigung: Seifenwasser und handelsübliche Reinigungsmittel


97301
Rehosoft mit Deckel Toilettensitzerhöhung 11,5 cm

die neue Rehosoft erleichtert Menschen mit Sitzproblemen den Zugang zur Toilette. Die technischen Eigenschaften der verwendeten Materialien gewährleisten einen optimalen Komfort: weicher Schaumstoff, hautfreundliche Oberfläche, vollkommene Abdichtung. Rehosoft wurde mit Bedacht auf die Sicherheit, den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit entworfen. Keine Montage notwendig, Sicherheit bei der Anwendung, passend auf den meisten Standardtoiletten, gepolsterte Sitzfläche für optimalen Sitzkomfort, Ausnehmung vorne zur Erleichterung der persönlichen Hygiene. Maße: Höhe ca. 11 cm, Öffnung: 21,5 x 26 cm, Gesamtmaß: 38 x 40,5 x 14 cm, Gewicht: 3 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, Material: eingespritzter Schaum mit PVC-Beschichtung. Desinfektion: nur handelsübliche Desinfektionsmittel, verdünntes Chlor; Reinigung: Seifenwasser und handelsübliche Reinigungsmittel


TS050
Toilettensitzerhöhung Soft Blau 10 cm

aus weichem PU-Schaum, mit 2 einfachen Halterungen zu befestigen, 2 Hygieneausschnitte, max. Belastung 110 kg


66394
Ashby Toilettensitzerhöhung Quadratisch

Erhöhung des Toilettensitzes um ca. 10 cm, kompatibel mit quadratischen und geraden Toiletten, sichere Fixierung für stabilen Halt, innovatives Schwenksystem für schnelle Reinigung, Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial, mit Brille und Deckel Maße: L 45,7 x B 35 x H 7,5 cm max. Belastung 190 kg



66494
Ashby Toilettensitzerhöhung gerade D-Form

Erhöhung des Toilettensitzes um ca. 10 cm, kompatibel mit D-Form und geraden Toiletten, sichere Fixierung für stabilen Halt, innovatives Schwenksystem für schnelle Reinigung, Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial, Brille und Deckel Maße: L 46 x B 36,5 x H 7,5 cm max. Belastung 190 kg


520500400
Toilettensitzerhöhung Drive TSE 120 mit Armlehnen

zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille, Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen, hochklappbare und rutschsichere Armlehnen, Lieferung inkl. Montagehandschuhen, einfache werkzeugfreie Montage, dreifache Höhenverstellung von 8,5, 12 und 15 cm, glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung, Maße: Gesamtlänge 49 cm, Gesamtbreite 55 cm, Gesamthöhe 38 cm, Breite zwischen den Armlehnen 46 cm, Öffnung: Länge 27 cm / Breite 20 cm, Gewicht 4,3 kg, Kunststoff, Farbe Weiß, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar Ersatzteile auf Anfrage!


520500500
Toilettensitzerhöhung Drive TSE 120 plus mit Armlehnen

mit innovativer Topmontage von oben! Werkzeugfreie Montage einfach möglich. Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille, Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen, hochklappbare und rutschsichere Armlehnen, dreifache Höhenverstellung von 8,5, 12 und 15 cm, glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung, inkl. Montagehandschuhen, Farbe: Weiß, Gesamtbreite: 55 cm, Gesamtlänge: 49 cm, Gesamthöhe: 38 cm, Maße der Öffnung: Breite 20,5 cm x Länger 27 cm, Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm, Gewicht: 4,1 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


5201000
Toilettensitzerhöhung Drive TSE 150 mit Armlehnen

zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille, Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen, hochklappbare und rutschsichere Armlehnen, einfache, werkzeugfreie Montage, dreifache Höhenverstellung von Sitzhöhe 6,5, 10 und 13,5 cm, glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung, Lieferung inkl. Montagehandschuhen, Farbe: Weiß, Gesamtbreite: 56 cm, Gesamtlänge: 48,5 cm, Gesamthöhe: 41 cm, Öffnung Breite: 23 cm, Öffnung Länge: 25 cm, Breite zwischen den Armlehnen: 48 cm, Gewicht: 5,7 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar


520150000
Toilettensitzerhöhung Drive TSE 150 Plus/Armlehnen

zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille, Griffmulde am Deckel, hochklappbare und rutschsichere Armlehnen, einfache, werkzeugfreie Montage von oben - ohne Bücken; 3-fach höhenverstellbar; Lieferung inkl. Montagehandschuhen; Farbe weiß; Maße: Gesamthöhe 41 cm, Gesamtbreite 56 cm, Gesamtlänge 48,5 cm, Gesamtgewicht 5,7 kg, max. Benutzergewicht 150 kg



21900
Toilettensitzerhöhung Aquatec 900 m Armlehnen

fest verschraubte Toilettensitzerhöhung (in den Aufnahmen anstatt der üblichen Toilettensitzbrille), mit Schnellverschraubung in Sekunden festgedreht, drei verschiedene Sitzhöhen können vor der Montage eingestellt werden: 60/100/150 mm), der Sitzwinkel ist einstellbar, Sitzbreite zwischen den Armlehnen: 510 mm, Sitzbreite Brille: 360 mm, Gewicht: 5 kg, Farbe: weiß, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


80301214
Etac Cloo Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen
80301221
Sitzhöhenadapter zu Etac Cloo - 4 Stk- *SONDER*

stabile, moderne und höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung, dreifach 6, 10 und 14 cm einstellbar, glatte Flächen für einfache Reinigung, Armlehnen hochklappbar, Gesamtbreite 60 cm, Sitzbreite 40 cm, Armlehneninnenbreite 49 cm, ca. 4,8 kg, aus PP, weiß, leicht zu montieren, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar


AA2600
Spritzschutz P-Guard

zur Montage auf der Toilette oder auf Toilettensitzerhöhungen, mittels Doppelklebeband zu befestigen, kann mit seinem Schwanenhals individuell verstellt werden, verhindert unhygienische Unfälle am WC, 14 cm hoch und 15 cm breit, passt auf den meisten Standard Toiletten und -erhöhungen


SD15750
Toilettensitz gepolstert Weiß

die Vorteile einer Standardbrille kombiniert mit einem Sitzpolster und einem gepolsterten Deckel, erhöht um ca. 3 cm, aus PU-Schaum mit verschweißtem Vinyl-Bezug, leicht zu montieren und zu reinigen, Gewicht: 1,2 kg, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar, Maße LxB: 39,5 x 36,5 cm, Öffnung: 24 x 20,5 cm


30105
Toilettensitzpolster weich Schwarz
30105W
Toilettensitzpolster weich Weiß

Maße (LxB): 44,5 x 38 cm, Öffnung: 28,5 x 21 cm Weichschaumauflage für die Toilettenbrille, passend auf handelsüblichen WC Brillen (keine Sondermaße oder eckige Ausführungen), bis 90 kg Benutzergewicht belastbar


91169903
Toilettensitz „Big John“ Bariatric überbreit

bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar WICHTIG: Abhängig von der Belastbarkeit der Toilette auf welcher der Sitz montiert wird! Ergonomische Sitzbrille für stärkere Personen. Keine Erhöhung! Maße: 49 x 49 x 79 cm, Innen: ca. 29 x 22 cm, Gewicht: 4,6 kg



3010392
Kindertoilettensitz bis 6 Jahre

Sitztiefe 29 cm (bis Spreizkeil 22,5 cm), Sitzbreite 27 cm, BxTxH: 36 x 29 x 43 cm, Rückenhöhe 39,5 cm, Öffnung 14 x 18 cm Modell mit hohem Rücken mit 4-Punkt-Gurt!


RS908
Toilettenstützgestell Moretti, weiß

aus eloxiertem Aluminium, weiß lackiert, höhenverstellbar, erleichtert das Hinsetzen auf die Toilette und das Aufstehen; max. Belastung 136 kg; Maße: B 54-63 x L 47 x H 66-77 cm


570806
Toilettenstützgestell Herdegen

(ersetzt Art AA2202 und AA2203) Gestell aus leichtem eloxiertem Aluminium, mit zwei gepolsterten Armlehnen, Höhe verstellbar von 65 bis 79 cm, Breite verstellbar von 61 bis 65 cm, Tiefe: 47,50 cm, Fläche: 61/65x47,50, Gewicht: 4,9 kg, maximale Belastbarkeit: 138 kg


SD15800
Toilettenstützgestell / Aufrichtehilfe

aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, Moosgummigriffe, mit Ablagekorb - dieser ist links oder rechts verwendbar, Griffhöhe: 67 cm, Breite: 71 cm, Tiefe: 49 cm am Fuß, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar


SD14355
Toilettenstützgestell faltbar Weiß/Blau

Stahlrohr epoxidbeschichtet, höhenverstellbar von 63-78 cm, Sitzhöhe 43-58 cm, faltbar, Maße: T 54 x B 54 x H 63-78 cm, max. Belastung 110 kg


500800100
Toilettenstützgestell Drive TSG130

Hygiene und Sicherheit im Alltag - eine mobile Erhöhung für Toiletten, komfortabel, sicher und besonders stabil, siebenfach von 40 - 55,5 cm Sitzhöhe verstellbar, sicherer Stand durch Gummifüße, einfach zu reinigen, pulverbeschichteter Stahlrahmen, Gewicht: 5 kg, Armauflagen aus Kunststoff, Lieferung erfolgt mit Eimer und Spritzschutz, welcher wie ein Trichter bei der Verwendung über einer Toiletten fungiert, Sitzbreite: 44,5 cm, Sitztiefe: 45 cm, Gesamtlänge: 52 cm, Gesamtbreite: 67 cm, Gesamthöhe: 60 - 75 cm, Farbe: Beige / Grau, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



320023
Toilettenstuhl New Club Blau

feststehend mit Eimer funktioneller Toilettenstuhl mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne; die weiten Armlehnen erleichtern das Sitzen und Aufstehen Maße gesamt: 49 x 61 x 84 cm
Maße Sitzfläche: B 51,5 cm x Tiefe 40 cm Max. Benutzergewicht 130 kg Farbe blau, Lieferung mit Eimer


530100100
Toilettenstuhl Drive TS130
530100112
Sitzbrille gepolstert TS130
530100116
Befestigungsklipp Sitzbrille TS130
530100120
Sitzpolster anthrazit TS130
530100113
Armauflage TS130
530100108
Gummifuß TS130

Mindestabnahme 2 Stk = VPE! Vielfach bewährter Toilettenstuhl, komfortabel, sicher und stabil, große weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort, Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar, mit Eimer, Sitzhöhenverstellung von 50 - 64 cm durch Teleskopbeine, sicherer Stand durch Gummifüße, Polsternähte unten versiegelt, gepolsterte Armauflagen, einfach zu reinigen, Sitzbreite 43 cm, Sitztiefe 44 cm, Länge 55 cm, Aussenbreite 62 cm, Stellfläche 50 x 58 cm, Gesamthöhe 84 - 98 cm, Gewicht 8,5 kg, Rahmen aus Metall, Farbe Schwarz-Silber, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


34054
Rebotec Köln Toilettenstuhl

ergonomisch geformte Rückenlehne, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Toilettensitz mit Sitzpolster, Eimeraufnahme entnehmbar, inkl. Eimer, Anti-rutschpuffer für sicheren Stand, Farbe grau/blau, Gesamttiefe 62 cm, Gesamtbreite 57 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzbreite 46 cm, Sitzhöhe 52 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


3620030
Rebotec Reisetoollettenstuhl Lyon
30100
Toiletteneimer Grau
4401062
Sitzabdeckung Schwarz
2840030
Reisetasche

aus Kunststoff und Aluminium, schmutzunempfindlich, einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, geringes Gewicht - nur 5 kg, hautfreundlich, 7-fach höhenverstellbar von 41 - 56 cm Sitzhöhe, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 40 cm, Stellmaß (L x B): max. 51 x 59 cm, inkl. Eimeraufnahme, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar


309011
Toilettenstuhl Herdeggen zerlegbar Grau

einzelnd verpackt, feststehend, pulverbeschichteter Stahlrahmen, abnehmbare Sitzplatte, Eimer von oben entnehmbar, Gewicht 6,8 kg, Max. Belastung 130 kg



CMDBA
King Toilettenstuhl zerlegbar Weiß

4 in 1 Multifunktionsstuhl als Toiletten-, Dusch-Stuhl, Toiletten-sitzerhöhung oder einfach als Bett-Beistellstuhl; werkzeuglose Montage, maximale Stabilität; komplett mit Arm- und Rücken-lehne max. Belastung 150 kg, Sitzhöhe 39-54 cm, H gesamt max. 90 cm, Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 40 cm


364623
Toilettenstuhl Herdegen Best'up XXL

bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar! Hochwertiger To-ilettenstuhl in exklusivem Design, hohe Verarbeitungsqualität, Metallgestell mit gehämmelter grauer Epoxyd Beschichtung, gepolsterte Sitzfläche mit Abdeckung für die Öffnung, gepols-terte Rückenlehne und Armpolster, der Sitz ist mittels Clips am Rahmen befestigt und zur Reinigung leicht abnehmbar, Maße: 74 cm breit, 54 cm tief, 87 cm hoch, Sitzbreite 70 cm, Sitzhöhe 53 cm, Sitztiefe ca. 50 cm, Gewicht 9,5 kg, Maße der Ausspa-rung: Breite 21 cm, Tiefe 25 cm


SD14100
Toilettenstuhl Holz dunkel, einzeln, *SONDER*
SD14102
Toilettenstuhl Holz Natur-Hell, einzeln, *SONDER*
300126
Sitzbrille Kunststoff zu Toilettenstuhl Holz
3001SP
Sitz-Polster-Abdeckung zu Toilettenstuhl Holz
3111RU
Rückenpolster zu Toilettenstuhl Holz

gepolsterte Sitz + und Rückenlehne, weite Armlehnen für bequemen Sitzkomfort und einfaches Hinsetzen und Aufste-hen Maße: Sitzhöhe 49 cm, Sitzfläche ca. 45 x 40 cm; Maße gesamt: H 80 x B 55 x T 42 cm max. Belastung: 115 kg


142061
Cobi Dusch-/Toilettenstuhl XXL SB 61 cm, inkl. Eimer
140099
Ersatz Eimer zu XXL-Toilettenstuhl

bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar, Sitzfläche: 61 x 40 - 52 cm, Sitzhöhe: 44 - 59 cm, Höhe Rückenlehne: 37 cm, Bodenfreiheit: 33 - 48 cm (ohne Eimer!), Aussenbreite: Boden 69 cm, 73 cm bei Armlehnen, Länge: 80 - 101 cm Gewicht: 15 kg, beschichtetes Stahlgestell, Sitzfläche aus PUR-Schaum Schaum, stabiler sicherer Stand



- 21500 Drive TRS130 Toilettenstuhl fahrbar**
- 530100001 Sitzbrille TRS130, Grau**
- 530100020 Sitzauflage/Sitzpolster TRS130**
- 530100094 Armauflage TRS130**
- 530100050 Armstützrahmen TRS130**
- 530100098 Federknopf für Armstütze TRS130**
- 530100095 Fußplatte TRS130**
- 530100003 Fußstützen TRS130 - 1 Paar -**
- 530100093 Sterngriffschraube TRS130**
- 530100080 Rad ohne Feststellbremse TRS130/200**
- 530100081 Rad mit Feststellbremse TRS130/200**

erprobt und immer wieder einsetzbar, mit abdeckbarem Toiletteneimer, gepolsterte geschlossene Sitzauflage, abnehmbare Rückenlehne, Armlehnen nach unten klappbar, ohne Toiletteneimer über WC fahrbar, Eimer nach hinten entnehmbar, stufenlos einstellbare Fußstützen, Feststellbremse an den hinteren Rädern, leicht zu reinigen, einfache Montage ohne Werkzeug, stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr; Maße: Gesamtbreite 56 cm, Gesamtlänge 95 cm, Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 41,5 cm, Sitztiefe 42,5 cm, Gewicht 14,4 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



- 34303 Toilettenstuhl Rebotec Bonn**
- 30700 Sitzbrille zu Rebotec Bonn/Boston**
- 30100 Toiletteneimer Grau zu Rebotec Bonn**
- 4401062 Sitzabdeckung zu Bonn, Erfurt, Lyon, Schwarz**
- 4501005 Armlehnenverriegelung Rebotec Set (Stift, Feder, Knopf)**

ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Toilettensitz mit Sitzpolster, Eimeraufnahme entnehmbar, inkl. Eimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5-Zoll Schwenkräder, alle mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller, Farbe grau/grau, Tiefe 87 cm, Breite 56 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 53 cm, Sitzbreite 46 cm, Überfahrhöhe 44 cm, bis 130 kg Benutzergewicht belastbar



- 35603 Toilettenstuhl fahrbar Rebotec Hamburg, höhenverstellbar**
Farbe: Grau/Grau mit Eimer
- 35654 Toilettenstuhl fahrbar Rebotec Hamburg, höhenverstellbar**
Farbe: Grau/Blau mit Eimer

ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Toilettensitz mit Sitzpolster, Eimeraufnahme entnehmbar, inkl. Eimer, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5-Zoll Schwenkräder, alle mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller, Farbe grau/grau, Tiefe 87 cm, Breite 58 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 56-61 cm, Sitzbreite 47 cm, Überfahrhöhe 48-53 cm, bis 130 kg Benutzergewicht belastbar



530200000
Toilettenstuhl Drive TRS200XXL
530100080
Rad ohne Feststellbremse TRS130/200
530100081
Rad mit Feststellbremse TRS130/200
530100116
Befestigungsclip Sitzbrille TRS200XXL

komfortabel, sicher und besonders stabil, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar, extragroße weiche Sitzfläche mit 56 x 42 cm (BxT), Sitzhöhe 52 cm, vier Schwenkrollen, mit Feststellbremsen an den hinteren Rollen, abschwengbare Armlehnen, stabile abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, einstellbare Fußstützen, Fußplatten mit Fersenband, Gesamtlänge: 96 cm, Außenbreite: 72 cm, Höhe: 98 cm, Gewicht: 15,3 kg, Rahmenfarbe: weinrot, einfache Montage - einfach zu Reinigen, mit Eimer Ersatzteile dazu finden Sie bitte unter Toilettenstuhl Drive TRS und in der Preisliste!


34254
Toilettenstuhl Rebotec Boston
30700
Sitzbrille zu Rebotec Bonn/Boston
4501005
Armlehnenverriegelung Rebotec Set (Stift, Feder, Knopf)

- bis 150 kg Benutzergewicht belastbar; ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen, Toilettenstuhl mit Sitzpolster, Eimeraufnahme entnehmbar, inkl. Eimer, höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen, 4 Schwenkräder 5 Zoll mit Totalfeststeller, Farbe grau/blau, Maße: Tiefe 89 cm, Breite 62 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 53 cm, Sitzbreite 52 cm, Überfahrhöhe 44 cm HINWEIS: Dusch-/Toilettenstühle mit noch höherer Belastung finden Sie im Kapitel Duschstühle!


380202
Toilettenstuhl fahrbar faltbar für die Reise

hochwertige Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen mit PU Armlehnen, Sitz aus ABS-Kunststoff, Abdeckplatte gepolstert, abschwengbare Armlehnen für leichteres Ein- und Aussteigen, abschwenk- und abnehmbare Beinstützen, in der Länge verstellbar und hochklappbar, Eimer von hinten entnehmbar, Sitzhöhe: 55,5 cm, Gesamttiefe: 44,5 cm, Gesamtbreite: 56 cm, Gesamthöhe: 98 cm, Farbe: Ocean, Gewicht: ca. 13,3 kg, mit Eimer, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, vier Schwenkrollen, die hinteren mittels Feststellbremse einbremsbar. Rückenlehne für Transport abnehmbar


SD14600
Toiletteneimer Grau
SD14610
Toiletteneimer Braun

Kunststoff, mit Deckel und Wasserrand



30100
Rebotec Toiletteneimer Grau

Kunststoff, mit Deckel, passend für Rebotec Stühle, ohne Wasserrand


3387NIRO
Rebotec Toiletteneimer Niro mit Deckel

300455
CareBag Hygienebeutel

1 Packung = 20 Stück die hygienische Einlage für den Toilettenstuhleimer, auch für Stechbecken geeignet, praktisch und preiswert, entsorgt Stuhlgang, Urin und vermeidet Gerüche


30015
Desinfektionsmittel CWC2000 150 ml

für ca. 18 Anwendungen

30014
Desinfektionsmittel CWC2000 500 ml

für ca. 70 Anwendungen

30013
Desinfektionsmittel CWC2000 Sprühflasche 500 ml

für ca. 70 Anwendungen


Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat, vernichtet unangenehme Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend, mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips, formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend, einfach in der Handhabung, bei Anwendung auf Flächen oder Eimern: 2 Spritzer (ca. 7 ml) auf 2 l Wasser geben, Einwirkzeit ca. 5 min., mit klarem Wasser spülen


SD49000
UriGo Desinfektionsmittel

750 ml Sprühflasche zur Beseitigung von Urinflecken und -gerüchen; durch Entfernen der Urinkristalle lösen sich selbst alte, hartnäckige Uringerrüche


5140
Weichsitzauflage für Toilettenstuhl

43 x 43 x 3 cm, Kunststoff schwarz, leicht zu reinigen, passt auf fast alle fahrbaren Toilettenstühle, für besseren Halt vorne heruntergezogen, pflegeleicht



SD14550
Toilettenstuhlkissen

Maße: 40 x 40 x 2,5 cm, Öffnung ca. 30 cm Durchmesser, dünner Schaumstoffkern mit weißer Folieneinfassung, abwaschbar, zur Befestigung mit vier Bändern versehen


5204T
Gel-Sitzkissen mit Toilettenöffnung

Maße: 40 x 40 x 2,5 cm, bestehend aus 2 cm Gel, mit undurchlässigem Bezug, rutschhemmend an der Unterseite, Ober- und Unterteil mit Kletten verbunden, Größe der Öffnung: 27 x 19 cm, mit Schlaufengriff vorne, zur Weichlagerung am Toilettenstuhl, leicht zu reinigen, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar


ST713
Gel-Sitzkissen Fluid Gel mit Öffnung

Maße 42 x 42 x 4 cm, Gewicht 3,5 kg im Inneren flüssiges Gel, ummantelt von einer PVC-Schutzmembran große Öffnung, leicht zu reinigen max. Benutzergewicht 110 kg



10002200
Patientenruf Set RCP25 Steckdosen-Funkgong

Empfänger mit Quittierung des Rufs Set besteht aus Empfänger und Armbandsender! Alternativ zum Armbandsender kann bei der Bestellung auch der Halsbandsender bestellt werden. Optische und akustische Signalisierung, es stehen 12 verschiedene Ruftöne zur Verfügung. Die Rufmeldung wird solange ausgeführt bis eine Quittierung durch die Taste am Rufmelder oder einen separaten Sender erfolgt. Die Lautstärke ist in 3 Stufen einstellbar. Ein LED-Blitzlicht kann optional zugeschaltet werden. Es können 32 Rufsender und 32 Quittierungssender eingelernt werden. **WICHTIG:** Reichweite innerhalb einer Wohnung oder eines normalen Einfamilienhauses. Nicht von Gebäude zu Gebäude möglich!


100022Q
Quittiersender zu 10002200 Patientenruf

zur Bestätigung des Signals, bzw. zum Abschalten des Ruf tones.

10002210
Patientenruf Set RCP24 Steckdosen-Funkgong

Empfänger ohne Rufquittierung Set besteht aus Empfänger und Armbandsender! Alternativ zum Armbandsender kann bei der Bestellung auch der Halsbandsender bestellt werden. Optische und akustische Signalisierung, es stehen 12 verschiedene Ruftöne zur Verfügung, die Ruftonlänge hängt dabei von der gewählten Melodie ab, der Rufton wird bei Auslösung 2 x abgespielt. Es können bis zu 32 Sender eingelernt werden wobei bei jedem Sender einer von 12 Ruftönen zugeordnet wird. Die Lautstärke ist in 3 Stufen einstellbar. Ein LED-Blitzlicht kann optional zugeschaltet werden. **WICHTIG:** Reichweite innerhalb einer Wohnung oder eines normalen Einfamilienhauses. Nicht von Gebäude zu Gebäude möglich!


100022TW
Patientenruf Quittierungstaster RTS08

100022BWM
Patientenruf Bewegungsmelder

100022RR
Repeater / Signalverstärker zu Patientenruf

mit diesem Signalverstärker kann die Funkdistanz vom Patientenrufset verlängert werden. Der Repeater nimmt das Signal auf und verstärkt es, es können auch mehrere Repeater kombiniert werden, um eine optimale Versorgung zu erreichen.



100022E
Patientenruf - nur Empfänger zu RCP25

zur Erweiterung des Systems auf mehrere Empfänger Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, kann durch die Verwendung von Repeatern verstärkt werden; damit die Steckdose weiterverwendet werden kann, wird der Strom durchgeschaltet; einfachste Programmierung, verschiedene Alarmtöne einstellbar, durch einfaches Anlernen können mehrere Sender oder Empfänger miteinander verbunden werden.


100022S
Empfänger / Schaltmodul RCP23

dieser Empfänger wird ebenfalls über den Signalgeber aktiviert; mit diesem kann z.B. beim Auslösen des Alarms auch ein Licht eingeschaltet werden. Wichtig: nur zum Schalten - kein Alarm! Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, kann durch die Verwendung von Repeatern verstärkt werden, durch einfaches Anlernen können mehrere Sender oder Empfänger miteinander verbunden werden.


100022AS
Armbandsender zu Patientenruf

Sender und Armband - als Erweiterung eines vorhandenen Systems, oder als Ersatzteil

100022AB
Armband als Ersatzteil

zum Armbandsender 100022AS oder Set


100022D
Dichtung zu 100022 Armbandsender - 10 Stk -

100022HS
Halsbandsender zu Patientenruf

Sender mit Halsband - als Erweiterung eines vorhandenen Systems, oder als Ersatzteil


100022TS
Tastsender zu Patientenruf

als einfacher Druckknopf- als Erweiterung eines vorhandenen Systems, oder als Ersatzteil



100022H
Senderhalter zu 100022TS

Halterung für die Wandmontage zum Tastsender


100022SL
Patientenruf Schlüssel

Kunststoffschlüssel zum Öffnen des Senders damit die Batterie / Knopfzelle getauscht werden kann


CR2032
Batterie zu Sendern für Patientenruf CR2032

Ersatzbatterie zu Sendern

30109
Alarm-Trittmatte „Easywave“

die kabellose Sensormatte mit Bewegungserkennung. Die druckempfindliche Matte eignet sich u.a. als Bettvorlage und Weglaufschutz für demente Personen oder Nachtwanderer, eine nachträgliche und kabellose Anbindung der Alarm-Trittmatte kann auch an eine bestehende Schwesternrufanlage erfolgen, Maße: 110 x 70 cm, Höhe: ca. 1 cm, im Set mit Steckdosen-Funkgong ELDAT, eine Steckdose ist nur für den Empfänger notwendig, die Matte arbeitet mit austauschbarer Batterie, das Set kann mit anderen Teilen der ELDAT Alarmserie erweitert werden, das Signal ertönt so lange, bis der Ruf am Empfänger quittiert wird


30320
Protect Sense 2 Bewegungsmelder

als nützliche Ergänzung zu den Eldat Patientenruf- Steckdosen-Funkgong-Systemen Der Protect Sense 2 ist ein akkubetriebener Funk- Bewegungsmelder für den Innenbereich, wird eine Bewegung im Bereich des Sensors erkannt, so sendet der Melder ein schaltverzögertes Funksignal an einen entsprechenden Empfänger, oder über einen zugehörigen Rufanlagenadapter auf Ihre Lichtrufanlage, das Gehäuse wurde so gewählt, dass der Bewegungsmelder nicht umfallen kann und sogar unter Niederflurbetten passt, Spannungsversorgung: Akku / 230 V, Schutzart: IP30, Maße: 190 x 110 x 70 (LxBxH), Funksystem: AAL Easy


10004000
Bewegungsmelder für Außenbereich

zur Erweiterung bestehender Easywave Funkempfänger, benötigt 230 V Anschluss, Erfassung von Bewegung - 180° Erfassungswinkel, bis ca. 5 m frontal und max. 12 m quer, Einschaltdauer 1 s bis 20 min, sendet ein Funksignal an den Empfänger, nach Ablauf der eingestellten Zeit sendet er erneut ein Abschaltsignal, kann auch als Lichtsteuerung verwendet werden, 1 potentialbehalteter Relaiskontakt (Schließer) vorhanden, Maße: 127 x 85 x 100 mm



10003000

Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender

mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt. Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste „5“ bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung gesprochen werden. Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in Notsituationen Hilfe herbei zu rufen. Neben dem obligatorischen Armband - oder den Halsbandsendern, sind z.B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar. Insgesamt können fünf Sendecodes eingelernt werden. Großtastentelefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige, Freisprechfunktion, 3-Foto-Direkt- Wahlkosten, spritzwassergeschützter Armbandsender, 30 sek voraufgezeichnete, oder vom Benutzer aufnehmbare Nachricht, optische Rufanzeige, hörgerätekompatibel, bis zu +40 dB Verstärkung der Hörerlautstärke, Tonruflautstärke einstellbar, Telefonbuch für bis zu 99 Einträge, Menüsprache wählbar (D, F, I, GB, NL, E), Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (max. 15 Anrufe), Lieferung mit Netzteil, Wandhalter, Telefonkabel, 4 Batterien AA 1,5 V, Armbandsender RT26, inkl. Batterie, Bedienungsanleitung, Anschluss: analog, Maße: 180 x 205 x 86 mm, Farbe: Anthrazit



52111036	Promed Sanisoft flach blau Gr. 36
52111037	Promed Sanisoft flach blau Gr. 37
52111038	Promed Sanisoft flach blau Gr. 38
52111039	Promed Sanisoft flach blau Gr. 39
52111040	Promed Sanisoft flach blau Gr. 40
52111041	Promed Sanisoft flach blau Gr. 41
52111042	Promed Sanisoft flach blau Gr. 42
52111043	Promed Sanisoft flach blau Gr. 43
52111044	Promed Sanisoft flach blau Gr. 44
52111045	Promed Sanisoft flach blau Gr. 45
52111046	Promed Sanisoft flach blau Gr. 46
52111047	Promed Sanisoft flach blau Gr. 47

ein Klima-Schuh für Diabetiker und andere Problemfüße, Frotteefutter, 2 Klettverschlüsse im Vorfußbereich, mit großem Volumen und individueller, unterschiedlicher Einstellmöglichkeiten im Vorfuß- und Ristbereich, leichte und dämpfende Sohle, rutschhemmend und im Vorfuß etwas verbreitert. Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen, waschbar bei 30°, Farbe: marineblau, Material: Polyethylen-Velours, Cosyfit-Futter, Weichschaumeinlage



52112036	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 36
52112037	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 37
52112038	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 38
52112039	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 39
52112040	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 40
52112041	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 41
52112042	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 42
52112043	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 43
52112044	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 44
52112045	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 45
52112046	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 46
52112047	Promed Sanicabrio hoch blau Gr. 47

individuelle Nachstellmöglichkeiten, auch als Erstversorgungsschuh geeignet, ideal bei extremer Druckempfindlichkeit und starken Schwellungen, Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen, Frotteefutter, waschbar bei 30° C, besonders für Diabetiker gut geeignet, Bequemweite G, Farbe: marineblau, Material: Polyethylen-Velours, Cosyfit-Futter, Weichschaumeinlage



- 51014036 Promed PantoMobil D blau Gr. 36
 51014037 Promed PantoMobil D blau Gr.37
 51014038 Promed PantoMobil D blau Gr. 38
 51014039 Promed PantoMobil D blau Gr. 39
 51014040 Promed PantoMobil D blau Gr. 40
 51014041 Promed PantoMobil D blau Gr. 41
 51014042 Promed PantoMobil D blau Gr. 42
 51014043 Promed PantoMobil D blau Gr. 43
 51014044 Promed PantoMobil D blau Gr. 44
 51014045 Promed PantoMobil D blau Gr. 45
 51014046 Promed PantoMobil D blau Gr. 46
 51014047 Promed PantoMobil D blau Gr. 47

zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit, Schwellungen oder Entzündungen im Vorfuß und/oder im Fersenbereich, fußklima-freundliches Modell, besonders angenehm in der wärmeren Jahreszeit, dank atmungsaktivem Cosy- Fit-Obermaterial (dreischichtig), inklusive Fersenriemen, waschbar bei 30° C, marineblau



- 51016036 Promed theramed D1 blau offen Gr. 36
 51016037 Promed theramed D1 blau offen Gr. 37
 51016038 Promed theramed D1 blau offen Gr. 38
 51016039 Promed theramed D1 blau offen Gr. 39
 51016040 Promed theramed D1 blau offen Gr. 40
 51016041 Promed theramed D1 blau offen Gr. 41
 51016042 Promed theramed D1 blau offen Gr. 42
 51016043 Promed theramed D1 blau offen Gr. 43
 51016044 Promed theramed D1 blau offen Gr. 44
 51016045 Promed theramed D1 blau offen Gr. 45
 51016046 Promed theramed D1 blau offen Gr. 46
 51016047 Promed theramed D1 blau offen Gr. 47

mit zwei Klettverschlüssen, offener Zehenbereich, Ristriemen und geschlossener Fersenbereich, besonders zu empfehlen bei Problemen im Zehen- und Vorfußbereich, bei Entzündungen, Schwellungen und Hallux, angenehmes atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial, waschbar bei 30° C, Softstep-Sohlenkonzept, Laufsohle aus PU



- 110070 Voetcare Geruchsstopp 1 Stk.

stoppt Fußtranspiration Voetcare wird am Abend in die Schuhe gegeben, am Morgen ziehen Sie den Schuh mit dem Puder an, wiederholen Sie diesen Vorgang 5 - 8 Tage lang, enthält Borsäureschuppen



9010

Ultrana Schuh Fresh 100 ml

Hygienespray zum Behandeln von Verbandsschuhen, orthopädischen Schuhen, Schuheinlagen und medizinischen Gesundheitsschuhen, wirkt antibakteriell und verhindert unangenehme Gerüche, neutralisiert und vernichtet alle unangenehmen Gerüche die durch Wundflüssigkeit, Wundgeruch, Schweiß oder Fußpilz verursacht werden, desinfizierende Wirkung, desodorierend, keimtötend, pilzhemmend, wirkt fungizid und bakterizid und vernichtet Keime und somit unangenehme Gerüche, dermatologisch mit „sehr gut“ getestet, einfach in der Handhabung, die trockenen Schuhe aus ca. 10 cm Entfernung - auch mehrmals täglich - einsprühen, Pflegehinweise der Schuhhersteller beachten



MSPED-ST

Darco MedSurg Pediatric Verbandschuh, Gr. 27-32

Farbe schwarz, Kindergröße 27-32, sorgt für Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen; die Zehensprengung der Außensohle mit patentierter Sohlenversteifung und distaler Gelenkfeder reduziert zudem die Kräfte im Vorfußbereich



WMS

Darco Med-OP-Schuh Fr. S Gr. 34 - 36,5

WMM

Darco Med-OP-Schuh Fr. M Gr. 37 - 38,5

WML

Darco Med-OP-Schuh Fr. L Gr. 39 - 41

MES

Darco Med-OP-Schuh Hr. S Gr. 39 - 41

MEM

Darco Med-OP-Schuh Hr. M Gr. 41,5 - 43

MEL

Darco Med-OP-Schuh Hr. L Gr. 43,5 - 45

MEXL

Darco Med-OP-Schuh Hr. XL Gr. 46 -

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, ist überall dort zur Standardversorgung geworden, wo nach Operationen Stabilität, Stoß- und Druckentlastung notwendig sind, das luftdurchlässige Nylongewebe und die Dehnbarkeit des Obermaterials erlauben das Tragen dieses Schuhs auch bei sehr umfangreichen Verbänden, die patentgeschützte Sohlenversteifung verhindert das Abrollen des operierten Fußes und bietet einen optimalen Schutz



OWPED

Vorfußentlastung Darco Pediatric Gr. 26-31

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, wurde speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt, seine durchgehende Sohle gewährt dem Patienten Schutz von der Unterseite, z.B. vor Stufen oder Straßenschmutz, die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung herausnehmbar; durch die patentierte Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß statt, die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breiteneinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg. Postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen / Krallenzehen-OP's, Abheilung von Vorfußulzerationen



90401 Darco Vorfußentlastungsschuh XS Gr. 33,5 - 37

90402 Darco Vorfußentlastungsschuh S Gr. 37,5 - 39,5

90403 Darco Vorfußentlastungsschuh M Gr. 40 - 41,5

90404 Darco Vorfußentlastungsschuh L Gr. 42 - 44

90405 Darco Vorfußentlastungsschuh XL Gr. 44,5 - 47

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, wurde speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt, seine durchgehende Sohle gewährt dem Patienten Schutz von der Unterseite, z.B. vor Stufen oder Straßenschmutz, die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung herausnehmbar, durch die patentierte Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß statt, die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg. Postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen / Krallenzehen-OP's, Abheilung von Vorfußulzerationen



90421 Darco Heelwedge XS Gr. 33,5 - 37

90422 Darco Heelwedge S Gr. 37,5 - 39

90423 Darco Heelwedge M Gr. 40 - 41,5

90424 Darco Heelwedge L Gr. 42 - 44

90425 Darco Heelwedge XL Gr. 44,5 - 47

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, wird zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches eingesetzt, die durchgehende Sohle entlastet die Ferse, durch den patentierten Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine spürbare Druckumverteilung statt. Die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung (Schaffung zusätzlicher Druckentlastung) herausnehmbar, z.B. zur Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich, Fersensporen, Druckentlastung nach Fraktur



55036 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 36

55037 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 37

55038 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 38

55039 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 39

55040 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 40

55041 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 41

55042 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 42

55043 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 43

55044 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 44

55045 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 45

55046 „Sanis“ Echt-Lammfell Hausschuh Gr. 46

aus echtem Lammfell, Oberfläche Leder hell, mit Gummisohle und Klettverschluss vorne zum leichteren Ein- und Ausstieg aus dem Schuh, angenehm zu tragen, warm, komfortabel und sicher, für den Innenbereich geeignet



90400

Darco T.A.S. Hallux-Valgus-Schiene

Farbe: weiß, Größe: universal, links und rechts tragbar, stellt einen postoperativen redressierenden Verband dar, welcher anstelle von Tapeverbänden eingesetzt wird, sie erlaubt eine Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position, was das Operationsergebnis maßgeblich bestimmt. Ein Sandalenband am Rückfuß verhindert das Abgleiten der Mittelfußbandage, das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für angenehmen Tragekomfort. Postoperativ nach Hallux-Valgus, Hammerzehen oder Schneiderzehen-Operationen



GL100S

Zehenspreizer S

GL100M

Zehenspreizer M

GL100L

Zehenspreizer L

aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viskoelastischem Polymer-Gel, welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Wundstellen, hält eng anliegende Zehen auseinander, Packung mit 2 Stück



GL101S

Zehenseparator S

GL101M

Zehenseparator M

GL101L

Zehenseparator L

aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viskoelastischem Polymer-Gel, welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Wundstellen, hält eng anliegende Zehen auseinander, Packung mit 2 Stück



GL115DS

Zehenpolster rechts S

GL115DM

Zehenpolster rechts M

GL115DL

Zehenpolster rechts L

GL115IS

Zehenpolster links S

GL115IM

Zehenpolster links M

GL115IL

Zehenpolster links L

kleiner Polster aus non-toxic, viskoelastischem Polymer-Gel mit einem Ring für die zweite Zehe für guten Sitz, mit Wölbung damit diese leicht angehoben werden, bei Hammerzehen, krallenden Zehen, o.ä.



GL104S

Gel-Zehenring elastisch S

GL104M

Gel-Zehenring elastisch M

GL104L

Gel-Zehenring elastisch L

aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viskoelastischem Polymer-Gel, welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Druckstellen, verhindert Aufscheuern in den Zehenzwischenräumen, bei Hammerzehen, Hühneraugen, etc., Packung mit 2 Stück



GL102S

Ballenschutz S

GL102L

Ballenschutz L

legt sich wie ein Schild um den Ballen, mit Zehenschlaufe für guten Sitz, aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem, viskoelastischem Polymer-Gel, welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert; schützt vor Druck und Scheuerstellen am Ballen



GL202DS

Mittelfußpolster rechts S

GL202DL

Mittelfußpolster rechts L

GL202IS

Mittelfußpolster links S

GL202IL

Mittelfußpolster links L

Farbe: weiß, elastischer Baumwollschlauch mit Abtrennung der großen Zehe für guten Halt, mit Polster aus viskoelastischem Polymer-Gel, schützt den plantar und metatarsal Bereich des Fußes, schützt vor Stößen



9236XS

Gel Erhöhungskeil 617/5 mm Nr.1 Gr. 35-38

9236S

Gel Erhöhungskeil 617/5 mm Nr. 2 Gr. 39-42

9236M

Gel Erhöhungskeil 617/5 mm Nr. 3 Gr. 43-46

9236L

Gel Erhöhungskeil 617/5 mm Nr. 4 Gr. 47-50

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen, zusätzliche Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, ohne Rand, paarweise gepackt



9237XS

Gel Erhöhungskeil 617/10 mm Nr.1 Gr. 35-38

9237S

Gel Erhöhungskeil 617/10 mm Nr. 2 Gr. 39-42

9237M

Gel Erhöhungskeil 617/10 mm Nr. 3 Gr. 43-46

9237L

Gel Erhöhungskeil 617/10 mm Nr. 4 Gr. 47-50

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen; zusätzliche Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, ohne Rand, paarweise gepackt



9230S

Silikoheel 601 neutral S Gr. 35-38

9230M

Silikoheel 601 neutral M Gr. 39-42

9230L

Silikoheel 601 neutral L Gr. 43-46

durch die viskoelastischen Eigenschaften, entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen und Stehen; mit Rand für noch besseren Halt im Schuh; entlastet die Knöchel- und Kniegelenke, wie auch die Hüften; insbesondere bei Belastung; paarweise gepackt;



9231S Silikoheel 611 central S Gr. 35-38

9231M Silikoheel 611 central M Gr. 39-42

9231L Silikoheel 611 central L Gr. 43-46

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen, zusätzliche Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, mit Rand für noch besseren Sitz im Schuh, entlastet die Knöchel- und Kniegelenke wie auch die Hüften, besonders bei Gewichtsbelastung, paarweise gepackt



9232S Silicoheel 612 lateral S Gr. 35-38

9232M Silicoheel 612 lateral M Gr. 39-42

9232L Silicoheel 612 lateral L Gr. 43-46

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen, zusätzlicher seitlicher Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, mit Rand für noch besseren Sitz im Schuh, entlastet die Knöchel- und Kniegelenke wie auch die Hüften, besonders bei Gewichtsbelastung, paarweise gepackt



TL613S Silicoheel 613, anatomisch, S

TL613M Silicoheel 613, anatomisch, M

TL613L Silicoheel 613, anatomisch, L

Gel-Fersenträger aus Silikon; Abfederung der Belastungspunkte beim gehen und Stehen durch viskoelastische Eigenschaften; bestehend aus 2 Bereichen: weicher, asymmetrischer Gel-Bereich (blaue Zone) und eine breite Basis im Vorderbereich; dies begünstigt eine bessere Lastenverteilung zwischen Retroflex und Half-Flex, die Kontrolle des Calcaneus; Erhöhung der Stabilität



924XS Geleinlage 750 XS Gr. 35-36

924S Geleinlage 750 S Gr. 37-38

924M Geleinlage 750 M Gr. 39-40

924L Geleinlage 750 L Gr. 41-42

924XL Geleinlage 750 XL Gr. 43-44

924XXL Geleinlage 750 XXL Gr. 45-46

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Schuheinlagen die Füße beim Gehen oder Stehen, mit zusätzlicher Weichlagerung im Bereich der Fersen und Ballen (blauer Softteil), anatomisch geformt, zur Entlastung schmerzender Füße, auch beim Sport geeignet, paarweise gepackt



- 925XS Geleinlage 3/4-sohlig XS**
- 925S Geleinlage 3/4-sohlig S**
- 925M Geleinlage 3/4-sohlig M**
- 925L Geleinlage 3/4-sohlig L**

Gel-Einlage aus viskoelastischem Silikon zur Unterstützung von Mittelfuß und Fersenbein mittels unterschiedlicher Dichten und einer Brücke;



3086
Inhalator

die einfachste Möglichkeit für die Inhalation daheim! Inhalator aus Kunststoff, 2-teilig, weiß, ca. 23 cm hoch und 14 cm Durchmesser unten, wird mit ca. 500 ml heißem Wasser gefüllt, auch dafür geeignete Inhalationszusätze oder ätherische Öle sind möglich, leicht zu reinigen


30861
Inhalator Thermo

die einfachste Möglichkeit für die Inhalation daheim, ohne Strom - einfach heißes Wasser und eventuell Zusätze einfüllen und es kann los gehen; doppelwandige Inhalierschale damit das Wasser länger heiß bleibt, neuartiges bewegliches Mund- und Nasen-Ansatzstück, Belüftungslöcher, Griffe rechts und links, leicht durch Drehung des Oberteiles zu öffnen und zu schließen, aus Kunststoff, Material PP (BPA frei), weiß, Maße: ca. 23 cm hoch, Durchmesser unten 23 cm, Nasenöffnung ca. 8 x 10 cm


60236
Beurer Inhalator IH 18

zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,4 ml /min), kurze Inhalationszeit, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Zubehör: Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-Schlauch und Filter, mit prakt. Aufbewahrungstasche für die Zubehöerteile, desinfektionsfähig, Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar, Netzbetrieb, Medizinprodukt


60121
Nachkaufset Zubehör IH 18

bestehend aus Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Vernebler mit Druckluftschlauch und Filter


IH21
Beurer Inhalator IH 21

zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit, Zubehör: Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-Schlauch - extra lang, Filter, mit praktischem Aufbewahrungsfach für das Zubehör, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt



IH26

Beurer Inhalator IH 26 601.35

zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit, Zubehör: Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Nasendusche, Druckluft-Schlauch (extra-lang), Filter und Aufbewahrungstasche, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt



60128

Nachkaufset Zubehör IH 21 / IH 25 / IH 26

bestehend aus Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Vernebler mit Druckluftschlauch und Filter



IH55

Beurer Inhalator IH 55

ideal zum mitnehmen - Inhalationsgerät to go! Betrieb mit Netzteil oder 4 x 1,5 V AA Batterie, Gewicht mit Batterien nur ca. 228 g, Schwingmembran-Technologie, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, mit Selbstreinigungsfunktion, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, ideal auf Reisen, sehr einfache Bedienung, geräuscharm, Abschaltautomatik, kurze Inhalationszeit, umfangreiches Zubehör wie Erwachsenenmaske, Kindermaske, Mundstück, Aufbewahrungstasche, desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: > 0,25 ml/min, Netzteil von 100 - 240 V geeignet



60211

Beurer Yearpack zu IH 55

Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Verbindungsstück und Mesh-Vernebler



IH58

Beurer DC Kompressor Inhalator IH58

effektive Vernebelung des Inhalats mittels DC Kompressor-Drucklufttechnologie; entspannte Anwendung durch flüsternden Betrieb; zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen; hoher Anteil an lungengängigen Partikeln; hygienische Anwendung, da Yearpack und Gerät nach der Aufbereitung wieder zum Einsatz geeignet sind; umfangreiches Yearpack im Lieferumfang enthalten, kurze Inhalationszeit dank hoher Verneblungsleistung, einfache Ein-Knopf-Steuerung; inkl. praktischer Aufbewahrungstasche für das Yearpack; netzbetrieben mit abnehmbarem Netzteil



MQ5890

Air-Force-One Inhalator DeVilbiss

für die ganze Familie, kompakt, für eine zuverlässige und kostengünstige Aerosoltherapie, einfache Inbetriebnahme und Bedienung durch den Anwender, eignet sich für den täglichen Gebrauch, geräuscharm, 3 Jahre Garantie, integrierter Tragegriff für zusätzlichen Komfort, umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten, gleichermaßen für Kinder und Erwachsene geeignet, Maße (L x H x B): 19 x 9 x 14 cm, Betriebsspannung: 230 V, Luftstrom: 5,1 l/min, Verneblerleistung: 0,3 ml/min, Partikelgröße MMAD: < 5 µm, Aerosolabgabe: 0,45 ml



92883

Yearpack AirForce One De Vilbiss

bestehend aus Vernebler, Mundstück, Nasenteil, Maske, Schlauch, Filter



10389

Beurer Inhalator IH47 mobil *SONDER*

akkubetrieben - klein und leicht für zuhause und unterwegs; effektive Vernebelung des Inhalats mittels Schwingmembrantechnologie; entspannte Anwendung durch flüsternden Betrieb; zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen; hoher Anteil an lungengängigen Partikeln; hygienische Anwendung, da Yearpack und Gerät nach der Aufbereitung wieder zum Einsatz geeignet sind; umfangreiches Yearpack im Lieferumfang enthalten, kurze Inhalationszeit dank hoher Verneblungsleistung, einfache Ein-Knopf-Steuerung; inkl. praktischer Aufbewahrungstasche für das Yearpack; Medikamente mit einer Viskosität kleiner als 3 können vernebelt werden; Luftfluss variierbar



130G1200

PARI BOY Classic

der Allrounder bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren. Der PARI BOY Classic in neuem modernen Design und mit gewohnt hoher Therapieeffizienz. Der PARI BOY Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden. Inhalationszeiten von unter 5 min. bei 2,5 ml Inhalationslösung, PARI LC SPRINT Vernebler für eine effiziente Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten, mit PIF-Control - das integrierte „Trainings-Tool“ unterstützt beim Erlernen einer effektiven Inhalationstechnik



023G3210

PARI BOY Classic Year Pack

PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Mundstück universell, 2 Filter und Anschlusschlauch



130G1300
PARI BOY Junior

mit variablem Tröpfchenspektrum - speziell für die Therapie von Babys und Kleinkindern. Die unteren Atemwege von Kleinkindern sind kleiner als die von Erwachsenen. Daher ist es naheliegend, dass die optimale Partikelgröße für die Inhalationstherapie bei Kindern kleiner sein sollte als bei Erwachsenen. Deshalb ist der PARI BOY Junior eine gute Wahl für die Inhalationstherapie von Babys ab dem ersten Lebensmonat und Kleinkindern. Er erzeugt besonders feine oder sogar extra feine Tröpfchen und seine Ausstattung ist speziell an die Bedürfnisse von kleinen Patienten angepasst. Damit ist er ideal für eine möglichst effiziente Therapie ab dem ersten Lebensmonat. Inhalationszeit: unter 7 min für 2,5 ml Inhalationslösung, Ausstattung für Babys ab dem ersten Lebensmonat, PARI LC Sprint mit variablem Tröpfchenspektrum - feine Tröpfchen (gelber Düsenaufsatz) für Kleinkinder oder extra feine Tröpfchen (roter Düsenaufsatz) speziell für Babys oder Kleinkinder, mit PIF-Control - das integrierte „Trainings-Tool“ unterstützt beim Erlernen einer effektiven Inhalationstechnik


012G6310
PARI LL Vernebler Year Pack

Filter für Pari Boy Kompressoren (ab Type 038), Düse, Medikamentenbecher, Mundstück universell, LL-Adapter und Anschlusschlauch (1,2 m)


023G3010
PARI Boy Pro Year Pack SX

für alle Pari Kompressoren außer Pari Compact (Typ 052); Pari LC Sprint Vernebler, (blauer Düsenaufsatz), Anschlusschlauch, 2 Luftfilter, Mundstück


023G1010
PARI TurboBoy Year Pack S

Vernebler, Anschlusschlauch, Luftfilter, Mundstück


041B4852
PARI Filter (5er Pack)


041G0740 PARI Erwachsenenmaske soft



022G1000 PARI LC Unterbrecher



022E3050 PARI Mundstück universell



041G4591 PARI Anschlusschlauch



60137 Nasendusche zu IH 21 und IH 26
(nicht im Yearpack enthalten)



60118 IH26 KIDS Beurer Kinder-Inhalator

für die ganze Familie, inkl. Kindermaske effektive Vernebelung des Inhalats mittels AC-Kompressor, besonders kurze Inhalationszeit dank extra hoher Vernebelungsleistung; umfangreiches Yearpack im Lieferumfang enthalten; einfache Ein-Knopf-Steuerung, hygienische Anwendung, da Yearpack und Gerät nach Wiederaufbereitung für den erneuten Einsatz geeignet sind; hoher Anteil an lungengängigen Partikeln ermöglicht eine gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege; netz-betrieben mit Netzkabel



60119
Beuer Yearpack zu IH26 Kids *SONDER*

bestehend aus Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Vernebler mit Druckluftschlauch und Filter


023G3310
PARI BOY Junior Year Pack

PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF-Control (Düsenaufsatz gelb) und zusätzlichem Düsenaufsatz rot, Mundstück universell, 2 Filter und Anschlussschlauch


041G0741
PARI Kindermaske soft „Spiggy“

041G0701
PARI Baby Maske Gr. 1 mit Baby Winkel *SONDER*
041G0702
PARI Baby Maske Gr. 2 mit Baby Winkel

077G0000
PARI NaCl Inhalationslösung 20 Ampullen

isotone Salzlösung zur Befeuchtung der Atemwege 20 Ampullen mit je 2,5 ml (NaCl 0,9 %) - steril


077G6002
PARI ProtECT Inhalationslösung 10 Ampullen

isotone Salzlösung zum Schutz und zur Befeuchtung der Atemwege, 10 Ampullen mit je 2,5 ml Meersalz, Wasser und Ectoin (1,3 %) - steril



M000034
Ultraschall-Vernebler-Hikoneb 908DC

Großvolumen-Ultraschallvernebler; einfach zu bedienendes Gerät für die medikamentöse Inhalationsvernebelung; einsetzbar zur Sputumprovokation, Atemgasanfeuchtung, oder zur einfachen Luftanfeuchtung; erfüllt bei permanentem Einsatz höchste Hygieneanforderungen; digitales Bedienfeld, integrierte Timerfunktion, 4-fach verstellbare Gebläseleistung und Aerosolvolumen, akustischer Alarm bei niedrigem Wasserstand, komplett ausgestattet mit Heizelement, Filtern, Medikamentenbechern, 5-Fuß-Fahrgestell; bewährt für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld oder zu Hause


800240
Peakflowmeter Mini Wright AFS

Low Range AFS, PEF 30-370 l/min für Kinder geeignet zur Selbstkontrolle der Lungenfunktion durch den Patienten, die regelmäßige Anwendung hilft dem Patienten und Arzt die laufende Kontrolle des Behandlungsfortschrittes bei asthmatischen Beschwerden oder chronischer Bronchitis, misst den maximalen Ausatemfluss


800287
Peakflowmeter Mini Wright Original

PET 60.800 l/min, entspr. EN 13 826 für Erwachsene zur Selbstkontrolle der Lungenfunktion durch den Patienten, die regelmäßige Anwendung hilft dem Patienten und Arzt die laufende Kontrolle des Behandlungsfortschrittes bei asthmatischen Beschwerden oder chronischer Bronchitis, misst den maximalen Ausatemfluss


8011
Atemtrainer (Ein-Atemtrainer!)

dieses Hilfsmittel soll die eingeschränkte Atemtechnik des respiratorischen Systems verbessern, der Patient versucht durch langsames und tiefes Einatmen die zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll nicht angehoben werden, es sollen nur die ersten beiden in Schwebelage gehalten werden, ist für den Einpatientengebrauch bestimmt, ein Etikett auf der Unterseite ist für die Patientendaten vorgesehen, Mundstück kann bei Nichtverwendung zur hygienischen Lagerung in das vorgesehene Fach gesteckt werden, Flow-L / sec: 0,6 - 0,9 Maße: 14 x 14 x 6,8 cm, Schlauch: ca. 30 cm


018G5000
PARI O-PEP (Nachfolger von Art. 8010)

löst effizient den Bronchialschleim und unterstützt die Reinigung der Atemwege; komfortable Therapie durch ovales Mundstück; verringert unproduktiven Husten und Kurzatmigkeit; inkl. kleiner Tasche; spülmaschinenfest und sterilisierbar bis 134°C


4556
Atemtrainer YPSI *SONDER*

mit 4 bunten Stenosekappen für verschiedene Leistungsbereiche von sehr leicht bis schwer; Set leicht zu reinigen in warmer Seifenlauge, mit sauberem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen



690495
Atemphysiotherapiegerät Shaker Classic

fördert das Abhusten durch sanfte Vibrationen; unterstützt die Atemwege bei COPD; Asthma und Bronchitis; einfache Handhabung für den Alltag und unterwegs; für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geeignet


8410195
Beatmungsbeutel PVC

Set für Erwachsene in transparentem PE-Beutel PVC Beatmungsbeutel 1500 ml, PVC-Maske Größe 5, Reservoirbeutel 2500 ml, Sauerstoffschlauch 200 cm


HM16
Beurer Thermo-Hygrometer HM 16

Messbereich Temperatur: 0° C bis + 50° C, Messgenauigkeit: +/- 0,1° C, Messbereich Luftfeuchtigkeit 20 - 95 %, °C / °F umschaltbar, Maximum / Minimum-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage, gut ablesbares Display


83122
Sauerstoff-Fahrgestell

Farbe: weiß lackiert, aus Metall, mit fünf Schwenkrollen aus Kunststoff, für 10 L Flaschen geeignet, mit Haltegurt zur Befestigung der Flasche und Schiebegriff


125K
iGo2 mobiler Sauerstoffkonzentrator

Der neue Standard in der portablen Sauerstofftherapie. Der zukunftsweisende iGo2 schafft eine völlig neue Klasse innerhalb der portablen Sauerstoffkonzentratoren. Die patentierte SmartDose Technologie des iGo2 passt die Sauerstoffabgabe automatisch an das Atemmuster des Patienten an. Damit ist iGo2 der erste seiner Art mit dieser fortschrittlichen Technologie. Dank SmartDose genießen Patienten die Freiheit, nicht ständig auf die benötigte Sauerstoffeinstellung achten zu müssen. Maße (H x B x L): 21,3 x 8,9 x 21,8 cm, Gewicht: 2,2 kg, Sauerstoffkonzentration: 90 % +4 / -3, max. O2 Abgabe: 1014 ml, Akkulaufzeit: min. 3,5 Std. (Stufe 2), inkl. Akku, Netzteil, EU & UK Adapter, Tragetasche, KFZ-Adapter



525KS
DeVilbiss 5L Sauerstoffkonzentrator Kompakt 525

geringe Lautstärke, Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen, wartungs- und verschleiß freie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor, optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung, Sauerstoffauslass mit Feuerschutz- Adapter ausgestattet, intelligente Turn-down Technologie reduziert den Stromverbrauch um ca. 20 % bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l / min, Flow (stufenlos): 0,5 - 5 l / min, Sauerstoffkonzentration: 93 % +/- 3 %, Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, Energieverbrauch: bei 2 l ca. 290 W / bei 5 l ca. 312 W, Gewicht: 16,3 kg, Maße: (H x B x T) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, Geräuschpegel: 40 dba (50 Hz), Garantie: 3 Jahre


1025KS
DeVilbiss 10 l Sauerstoffkonzentrator 1025KS *SONDER*

Sauerstoffkonzentration bis 96% im Bereich von 2-10l/min geringe Lautstärke, Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen, wartungs- und verschleiß freie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor, optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung; zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes erlaubt, in Kombination mit einer optionalen Ablage, die Benutzung aller marktgängigen Füllstationen; integrierte Handgriffe und Laufrollen für eine leichte Handhabung; digitaler Stundenzähler, Gewicht nur ca. 19 kg; Maße: H 62,2 x B 34,2 x T 30,4 cm Betriebstemperatur bei 5-35°C; Geräuschpegel 57dBa, Sauerstoffkonzentration 93%, Toleranz -6-3%; Flowbereich 10l/min, Luftdruckbereich 840-1010 hPa, Auslassdruck 20 psi, relative Luftfeuchtigkeit 15-93%, Betriebsspannung 230 V (50Hz), Garantie 3 Jahre


83102
Sauerstoffmaske

sind besonders weich und dadurch angenehm zu tragen, geruchsneutral, Gummiband und Nasenclip, mittlere Konzentration, 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch, knicksicher durch inneres Sternlumen, Standard-Konnektor, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, latexfrei


83101
Sauerstoffbrille

aus geruchsneutralem, besonders weichem med. PVC gefertigt um den bestmöglichen Sitz für den Patienten zu erreichen, mit Sternlumen, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, latexfrei, Nasenstück gerade


83103
Sauerstoffmaske für Kinder *SONDER*


831122 Schlauch-Verlängerung 4 m



831120 Schlauchverbinder zur Verlängerung - 1 Stk -



PF10A DeVilbiss Fingertip Pulsoximeter

wiederaufladbar, benutzerfreundliches, 2-farbiges OLED-Display für Links- und Rechtshänder geeignet (Rotationsdisplay), temporäre und kontinuierliche Messungen möglich, 12 verschiedene Aufzeichnungsmodi, individuell einstellbare Alarmgrenzen, 30 Sekunden-Countdown mit Kurzanalyse, inkl. USB-C-Ladekabel, Trageband und Bedienungsanleitung; Batterielaufzeit ca. 1.440 min.



PO30 Beurer Pulsoximeter PO30

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), sehr einfach und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und leicht für Zuhause und unterwegs, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren, Sportfliegerei) Display mit 4 Ansichtsperspektiven, leicht ablesbares Farbdisplay, graphische Pulsanzeige, einstellbare Display Helligkeit, inkl. Halteband und Gürteltasche



45431 PO35 Beurer Pulsoximeter Weiß

zur Messung von Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz; einfach, kompakt, leicht - für zu Hause und unterwegs -, 1-Knopf-Steuerung, Farbdisplay mit automatischer Displayausrichtung, Abschaltautomatik, inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien; viele Einsatzmöglichkeiten: Heimanwendung, zur Selbstkontrolle der Sauerstoffsättigung bei akuten oder chronischen Atemwegserkrankungen; auch für Sportler geeignet



45434 PO45 Beurer Pulsoximeter Schwarz

zur Messung von Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Durchblutungswert; einfache und schmerzfreie Messung für zu Hause und unterwegs -, 1-Knopf-Steuerung, farbiges OLED-Display mit 7 grafischen Formaten, Abschaltautomatik, inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien; viele Einsatzmöglichkeiten: Heimanwendung, zur Selbstkontrolle der Sauerstoffsättigung bei akuten oder chronischen Atemwegserkrankungen; auch für Sportler geeignet



PO60
Beurer Pulsoximeter PO60

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Pulsoximeter, Monitoring der Messergebnisse über Beurer HealthManager App / Web / PC, Übertragung: per Bluetooth SmartTechnologie, inkl. 100 Speicherplätze, sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und handlich für zu Hause und unterwegs, besonders geeignet für Personen mit: Herzinsuffizienz, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei), gut ablesbares Display mit 6 Ansichtsperspektiven, einstellbare Helligkeit, graphische Pulsanzeige, Batterie-Wechselanzeige, Abschaltautomatik, inkl. Halteband und Gürtel-Tasche, Medizinprodukt


60095
PO13 Beurer Pulsoximeter KIDS

komplett schmerzfreie Messung am Finger innerhalb von 8 Sekunden, farbiges Display zur Anzeige der Werte in 4 verschiedenen Perspektiven - Hoch- oder Querformat, an die Fingergröße von Kleinkindern angepasst


PO80
Beurer Pulsoximeter PO 80

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), sehr einfach und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und leicht für Zuhause und unterwegs, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren, Sportfliegerei), Alarmfunktion - Grenzwerte individuell einstellbar, kontinuierliche Aufzeichnung bis zu 24 h, PC-Software zur detaillierten Darstellung und Auswertung, USB-Kabel und USB-Ladegerät, Aufladbar per USB (integr. Li-Io Akku), XL-Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven, Displayhelligkeit in 3 Stufen einstellbar, inkl. Halteband und Gürteltasche. Besonders geeignet für Personen mit Herzinsuffizienz, Asthma Bronchiale, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Schlafapnoe


PON684
Finger-Pulsoximeter Dittmann PON684

zur Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz; kompakt für zu Hause oder unterwegs, übersichtliches 2-Farb-Display


70202
MVS Finger-Pulsoximeter Kinder

wiederaufladbar mit USB-Kabel; zur Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz; 2-farbiges OLED-Display; Anzeige in 4 Richtungen und 6 verschiedenen Modi, einstellbarer Alarm für SpO₂ und Pulsfrequenz, einstellbare Menüfolge, Lithium-Batterie mit automatischer Abschaltung



690691
Handpulsoximeter Handheld SP-20

zur Messung und Aufzeichnung der Pulsfrequenz und der funktionellen Sauerstoff-Sättigung bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen; für zu Hause und in klinischen Einrichtungen; speichern von 16 Benutzer Ids; 3,5-Zoll-TFT-Display mit automatischer Drehung; patentierte SpO2 Technologie mit Artefakt- und Bewegungs-Unterdrückung; Speicherung von SpO2 Daten für bis zu 580 Stunden, Lithium-Akku für bis zu 18 Stunden; einstellbare Alarmgrenze, Tonhöhe, Tastenton und Helligkeit; mit Abschaltautomatik; Daten auf PC übertragbar;


LB55
Beurer Luftbefeuchter LB 55

nie mehr trockene Augen oder gereizte Atemwege, mit dem Luftbefeuchter sorgen Sie für ein optimales Raumklima, Wasser- Verdampfertechnologie, b+B44akterienfrei und hygienisch, mit Kalkpads gegen allzu schnelle Verkalkung, 2 Stufen, Befeuchtungsleistung 2-stufig: 200 ml/h + 400 ml/h, geräuscharmer Betrieb, Tankgröße 6 l, herausnehmbarer Wassertank, Kontroll-LEDs, Wasserstandsfenster, Abschaltautomatik / Überhitzungsschutz, mit Netzbetrieb


68116
Beurer Luftbefeuchter LB 88 Weiß
68115
Beurer Luftbefeuchter LB 88 Schwarz

für Räume bis 48 m², Befeuchterleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer Wassertank, 6 L, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, inkl. Beleuchtetem Bedienring, inkl. 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen, inkl. 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, inkl. Reinigungsbürste, Leistung: bis 280 Watt, Netzbetrieb


68113
Beurer Luftbefeuchter LB 37 WHITE
68117
Beurer Luftbefeuchter LB 37 TOFFEE

während der Heizperiode ist unsere Raumluft zu trocken - mit dem Luftbefeuchter können Sie die relative Luftfeuchtigkeit auf ein optimales Level bringen, fühlen Sie sich wohl in Ihrem Zuhause. Mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie: energiesparsam und geräuscharm, zur Raumduftung - für Aromaöle geeignet, mit Nachtmodus: leiser Betrieb ohne störende Beleuchtung, 2 Stufen, abnehmbarer Wassertank, Kontroll-LEDs: weiß bzw. blau zeigen verschiedene Verneblungsstufen an, rot für leeren Wassertank, Abschaltautomatik, inkl. 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen, inkl. Reinigungsbürste, Netzbetrieb



68119

Beurer MK500 MareMed

patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima; 5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung; befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise; wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf; Timerfunktion, Nachtmodus (leiser Betrieb ohne Beleuchtung), für Räume bis 50 m², Sensortasten-Bedienung, leichte Reinigung, inkl.: MareMed Spezialmeersalz, 1 x Spezial-Wasserfilter, 2 x Vorfilter, 1 x 625 g Spezial-Meersalz



68121

Nachkaufset Kompakt 6 Monate zu Beurer MK500 MareMed *Sonder*



68123

Nachkaufset Salz 1250 g zu Beurer MK500 MareMed



68122

Nachkaufset Filter zu Beurer MK500 MareMed *Sonder*



66005

Beurer Komfort-Luftreiniger LR 330

2-in-1: Luftreinigung und Luftbefeuchtung in einem Gerät, für Ihr individuelles Raumklima mit Zielwahl-Funktion, Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA-Filter + Aktivkohlefilter), mit aktueller Raumfeuchtigkeitsanzeige, Einstellung der Wunschlufffeuchte (40 - 80 %), für Räume bis 35 m², Befeuchtungsleistung bis 220 ml/ Tag, Luftdurchsatz von bis zu 200 m³/h, beleuchtetes Display, Timer-Funktion, Abschaltautomatik, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, herausnehmbarer, beleuchteter Wassertank: 4,6 l, Wasserranne spülmaschinene geeignet, leiser Betrieb, Stromverbrauch ca. 60 Watt, Netzbetrieb



981095

Sterillium Handdesinfektions-Gel 50 ml

Hände-Desinfektionsmittel entfernt 99,99% der Bakterien, Pilze und Viren; schnell wirksam, sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, trocknet schnell auf und hinterlässt ein sanftes Gefühl auf der Haut - ohne zu kleben, angenehm frischer Geruch



21511

Sterillium Classic Pure 100 ml

2151

Sterillium Classic Pure 500 ml

2151P

Sterillium Classic Pure 500 ml mit Pumpe

21512

Sterillium Classic Pure 1 l

Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände und Haut, zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, überall einsetzbar, hautschonend durch rückfettende Substanzen, bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend



981602

Druckspender einfach zu Sterillium 500 ml Flasche

981603

Druckspender einfach zu Sterillium 1000 ml Flasche


3865088

Softa-Man 500 ml

3865096

Softa-Man 1 l

Händedesinfektionsmittel für trockene bis normale Haut, gebrauchsfertige, alkoholische Lösung für die pflegende Händedesinfektion, wirksam gegen Bakterien und Viren, zeigt eine sichere Sofort- und Langzeitwirkung, sehr gute Hautverträglichkeit, pflegt, dermatologisch getestet von B.Braun Melsungen



7309

Ultrana CimoCid 50 ml

alkoholisches Händedesinfektionsmittel, Lösung ohne Duft- oder Farbstoffe, hygienische Händedesinfektion zum Einreiben in die trockenen Hände, Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, begrenzt viruzid, in medizinischen Einrichtungen, Bereich Lebensmittel, Industrie, Haushalte und öffentliche Einrichtungen, VAH-gelistet, bakterizid (inkl. MRSA und TbB (Mycobacterium tuberculosis)), - levurozid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gem. RKI-Empfehlung, wirksam gegen Rota- und Noroviren (MNV), enthält rückfettende Hautpflegekomponenten, mit allen Waschlotionen kompatibel, konz. 30 Sek., Wirkungsbereich A, dermatologisch sehr gut hautverträglich



3907902

Druckspender für BRAUN einfach

für Braun 500 und 1000 ml Flaschen mit Rückschlagventil, runder Kopf, Dosierung ca. 2 ml, einzeln verpackt, Material: PE, PP, Edelstahl



2152

Druckspender für 500 ml Flasche

215210

Druckspender für 1000 ml Flasche

für die Wandmontage geeignet, mit Edelstahl-Bedienhebel, 14 cm lang, mit Kunststoffpumpe, Pumpe nicht autoklavierbar, Spülmaschinen geeignet



18565

Meliseptol rapid 1 l

6510094

Sprühkopf Rot für Meliseptol für 1000 ml Flasche

gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen, vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen, umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid sowie gegen HBV/HIV, HCV, Adeno-, Vaccinia- u. Rotaviren, NORO, Handsprühflasche, Einwirkzeit nur 1 Minute! von B.Braun Melsungen



30015

Desinfektionsmittel CWC2000 150 ml

für ca. 18 Anwendungen

30014

Desinfektionsmittel CWC2000 500 ml

für ca. 70 Anwendungen

30013

Desinfektionsmittel CWC2000 Sprühflasche 500 ml

für ca. 70 Anwendungen

Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat, vernichtet unangenehme Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend, mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips, formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend, einfach in der Handhabung, bei Anwendung auf Flächen oder Eimern: 2 Spritzer (ca. 7 ml) auf 2 l Wasser geben, Einwirkzeit ca. 5 min., mit klarem Wasser spülen



7201

Ultrana PVC Wash 150 ml

7217

Ultrana PVC Wash 500 ml

PVC Wash kann in Haushalts-Waschmaschinen sowie zur Handwäsche verwendet werden, es kombiniert seine hervorragende Waschkraft mit der gleichzeitigen Desinfektion der Wäsche, PVC-Wash ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen von PVC / PU und greift diese Materialien nicht an - Großgebinde mit 5 L auf Anfrage / Bestellung!



7101 Ultrana Ultra Fresh 150 ml

7118 Ultrana Ultra Fresh 500 ml

konzentriertes Waschmittel mit desinfizierender Wirkung, besonders geeignet bei Inkontinenz, ist bestens geeignet zum Waschen aller betroffenen Textilien bei Inkontinenz, es verleiht der Wäsche frischen Duft, ist desinfizierend und biologisch abbaubar, Biozide immer sicher verwenden!



200205 Ultrana Air-Fresh April Frisch 300 ml

200908 Ultrana Air-Fresh Lemongras 300 ml

Raumspray zur hygienischen Beseitigung unangenehmer Gerüche Sprühflasche, reicht für ca. 240 Pumphübe, nach Belieben sprühen und so die Duftintensität regulieren, für langanhaltenden, angenehmen und frischen Duft, überdeckt alle unangenehmen Gerüche, bekämpft Bakterien und sorgt so für einen hygienischen und frischen Duft in Räumen, auf Textilien und Polstermöbeln; Inhaltsstoffe: Isopropyl Alkohol, Zinc Ricinoleate, Duftstoffe; auch als Nachfüllflasche erhältlich



2014 Latex gepudert S

2015 Latex gepudert M

2016 Latex gepudert L

2014PF Latex ungepudert S

2015PF Latex ungepudert M

2016PF Latex ungepudert L

20167PF Latex ungepudert XL

Weiß Transparent aus Naturkautschuklatex, sehr gutes Tastempfinden, bequeme Passform, extrem reissfest, mit Rollrand, unsteril, für den Einmalgebrauch, Pkg. = 100 Stk.



2114 Vinyl gepudert S

2115 Vinyl gepudert M

2116 Vinyl gepudert L

2114PF Vinyl ungepudert S

2115PF Vinyl ungepudert M

2116PF Vinyl ungepudert L

Weiß Transparent aus Vinyl, gutes Tastempfinden, mit Rollrand, unsteril, für den Einmalgebrauch, Pkg. = 100 Stk.



2214N Nitrile ungepudert S

2215N Nitrile ungepudert M

2216N Nitrile ungepudert L

2217N Nitrile ungepudert XL

Blau, aus synthetischem Latex, ausgezeichnetes Griffgefühl, für den Einmalgebrauch, Pkg. = 100 Stk.



SD50410 Halter für Untersuchungshandschuhe
Drahtgitterrahmen weiß, beschichtet, zur Wandmontage



2117H Einmalhandschuhe für Herren
100 Pkg = 1 Überkarton (unsortiert)

2117D Einmalhandschuhe für Damen
100 Pkg = 1 Überkarton (unsortiert)
für den Einmalgebrauch, gehämmert, im Beutel zu 100 Stk. verpackt



2200 Zwirnhandschuhe S

2201 Zwirnhandschuhe M

2202 Zwirnhandschuhe L

2203 Zwirnhandschuhe XL

2204 Zwirnhandschuhe XXL

Weiß, aus hautfreundlicher Baumwolle, als Unterziehhandschuhe geeignet, paarweise eingeschweißt



SD50902 Fingerlinge Latex gerollt unsteril Gr.2

SD50903 Fingerlinge Latex gerollt unsteril Gr.3

SD50904 Fingerlinge Latex gerollt unsteril Gr.4


SD50905 Fingerlinge Latex gerollt unsteril Gr.5

transparent, unsteril; mit Rollrand, puderfrei Packung à 100 Stück



SD50101 Waschhandschuhe Einweg Blau/Weiß

Packung = 100 Stück Einmal-Waschhandschuhe aus Vlies ohne Innenfolie, sehr gute Ausführung, Maße: ca. 15 x 22 cm



701172 Waschhandschuhe Einweg Weiß

Packung = 50 Stück Einmal-Waschhandschuhe aus Economy Molton, 60 g/m², ultrasonic verschweißt, Vacuum verpackt, hochwertige, weiche Ausführung, ohne Innenfolie, Maße: 15 x 22 cm



SD50112 Waschhandschuhe mit Innenfolie

Packung = 100 Stück Einmal-Waschhandschuhe aus Vlies mit Innenfolie, strapazierfähig, für die gründliche und sanfte Reinigung, Maße: ca. 16 x 22 cm



3020105

Feuchtpflegetücher „Wet Wipes“

für die Körperpflege, parfümfrei, mit Klappdeckel, Maße: ca. 18 x 20 cm Packung = 80 Stück



6060030

Mundschutz Vlies mit Ohrenschlaufen

3-lagig, glasfaserfrei, latexfrei, runde Elastikbänder mit Baumwolle ummantelt, Nasenbügel, 98 % Filterleistung



6060083

Atemschutzmaske FFP2 mit Ohrenschlaufen - 10 Stück

Halbmaske gefaltet, einzeln verpackt



307091

OP-Haube Grün

Umfang 53 cm, mit Gummizug unten Packung = 100 Stück



6010027

Einmalschürzen 140 cm Weiß

PE, Packung mit 80 Stück, einzeln gefaltet



20751

Einmalschürzen Damen 125 cm Weiß

2075

Einmalschürzen Herren 140 cm Weiß

aus Polyethylen, unsteril, Packung = 100 Stück



207514

Schürze PVC 120 cm

feste Folie, weiß, mit Bändern und Ösen, einzeln verpackt



307094

OP-Mantel / Einmalkittel Vlies Grün

Universalgröße, mit Bindegürtel, Vlies 30 g/m², Maße: 120 x 140 cm Packung = 10 Stück



6040135

Schutzkittel MRSA Medi-Inn Blau

aus hautsympathischem, atmungsaktivem PP-Vlies, mit PP-Vollbeschichtung und Trikotbündchen; geruchsneutral, Spritzwasserschutz durch PE-Vollaminierung; zum rückseitigen Binden (Kragen und Taille), latexfrei; VPE = 10 Stck. in Folie verpackt



307099

Überschuhe Pkg 100 Stk

Einmalartikel, Kunststoff blau mit Gummiband, Packung mit 10 Rollen á 10 Stück = 100 Stück



207756

Einmal-Zahnbürste

geeignet für den Pflege- und Hygienebereich, in den Borsten eingestäubte Zahncreme, hygienisch verpackt - jeweils 1 Stück in Cellophan Packung = 100 Stück



52001

Einmal-Rasierer mit 1 Klinge --- Pkg = 10 Stk ---

520022

Einmal-Rasierer mit 2 Klingen --- Pkg = 10 Stk ---

geeignet für den Pflege- und Hygienebereich, mit aufsteckbarem Klingenschutz, nicht rostend, teflonbeschichtet



31214

Alkoholtupfer

Tupfer für die Hautreinigung, 70 % Isopropyl Alcohol, Maße: gefalten 32,5 x 30 mm / ungefalt 65 x 30 mm, einzeln steril verpackt Packung = 100 Stück



71454

Mundpflegestäbchen Probax Swabs NORMAL

71454S

Mundpflegestäbchen Probax Swabs SOFT

Polygon Swabs Beiersdorf / S+N Beutel mit 5 Stück (Karton = 100 Beutel) Kunststoffgriff mit Schaumstoffwürfel, für die Mundpflege bei bettlägerigen Personen, auch zum Feuchthalten der Mundhöhle oder zum Einflößen von Tee, o.ä. verwendbar



7060110

Mundpflegestäbchen neutral

mit Kunststoffgriff, zuckerfrei, einzeln im Polybeutel verpackt 1
Karton = 250 Stück



31213

Lemon-Swabs

Munderfrischungsstäbchen, ideal für die Oralhygiene, ohne
Zucker, das flexible Kunststoff-Stäbchen ermöglicht auch den
Einsatz in dem Mundwinkeln, lichtdicht verpackt, Pkg. = 25
Beutel á 3 Stk.



20071

Wattestäbchen großer Kopf

15 cm groß, Kopf aus Baumwolle, Pkg = 50 Stk



20070

Wattestäbchen kleiner Kopf

15 cm groß, Kopf aus Baumwolle, Pkg = 100 Stk



7090230

Auffangbeutel/Speibeutel weiß

Pack. 25 Stück



20772

Einmalspritzen Injektions-Spritze 2 ml luer

20775

Einmalspritzen Injektions-Spritze 5 ml luer

207710

Einmalspritzen Injektions-Spritze 10 ml luer

207720

Einmalspritzen Injektions-Spritze 20 ml luer

2-teilige Standard-Einmalspritze, äußerst leicht laufend+B44
und absolut dicht, kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Ska-
la, mit einem Bremsring am Zylinderboden, dadurch wird der
Widerstand um Kolben und Zylinder zu trennen deutlich erhöht,
latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus PP, Zylinder be-
stehend aus PE, Luer-Ansatz, einzeln steril verpackt, Packung
= 100 Stk.



- 620060 Wund-Blasenspritze Medline 60 ml - 1 Stk -**
620100 Wund-Blasenspritze Medline 100 ml - 1 Stk -
 zur Verwendung zusammen mit Blasenkathetern und Magen-
 sonden zur Blasenspülung; Einweg-Spülspritze mit Messskala
 mit geradem Katheteransatz und Luer-Adapter



- 20761 Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**
20771 Wund- und Blasenspritze 100 ml
 Fabrikat: Braun Omnifix sterile Einwegspritze mit zentrischem
 Katheteransatz Graduierung 20761 1 ml, 20771 2ml mit zu-
 sätzlichem Luer-Ansatz Überkarton = 100 Stk



- 90110 Kanülenabwurfbehälter 0,5 l**
90115 Kanülenabwurfbehälter 1,5 l
 gelb, aus Kunststoff, mit Schnappdeckel



- 35251 Instrumentenschale 19 x 15 x 4 cm**
35252 Instrumentenschale 29 x 16 x 3,5cm
35254 Instrumentenschale 35 x 25 x 4 cm
 Material: Melamin, weiß, hohe Oberflächenhärte und Kratzfes-
 tigkeit, lebensmittelrechtliche Zulassung, spülmaschinenfest,
 hygienisch, feuchtigkeitsbeständig, gute Wärme- und Kälte-
 formbeständigkeit, Sterilisation: Autoklav 10 min. bei max.120°
 C, Gas (Ethylenoxid) chemisch (Formalin)



- 2890100 Desinfektionswanne 1 L**
 zur Instrumentendesinfektion, 1-l-Wanne mit Siebeinsatz und
 Klarsichtdeckel Maße: L 26,5 x B 11,5 x H 8,5 cm



2890030 Desinfektionswanne 3 L

31,5 x 20,6 x 12,5 cm

2890040 Desinfektionswanne 4 L

39,4 x 26 x 15,6 cm

882940 Desinfektionswanne BODE 10 L

49,6 x 32,8 x 19,5 cm

zur Desinfektion, Reinigung, Pflege und chemischen Sterilisation von Instrumenten und Bohrern in allen Bereichen des Krankenhauses, der Arztpraxis und des Labors, die Wanne ist materialbeständig gegen chemische Desinfektionsmittel nach methodischen Hinweisen für Desinfektion, Vorsterilisationsreinigung und Sterilisation medizinischer Instrumente bei einer Temperatur bis + 75° C, Nutzvolumen wie oben angegeben, Lieferumfang: Deckel, Druckplatte, Siebeinsatz, Behälter und Bedienungsanleitung



153500 Instrumentenreinigungsbürste

aus Kunststoff, autoklavierbar bis 134° C, erleichtert die gründliche und zugleich schonende Reinigung chirurgischer Instrumente, die extraharten Kunststoffborsten befreien Riefen, Rillen und Verschlüsse von angetrocknetem Blut, Gewebe oder Flugrost, ohne die polierte Oberfläche der Instrumente zu beschädigen



SD50350 Papierhandtuch Hochweiß

2-lagig, Karton = 3.200 Stück für alle Standard-Handtuch-Papierspender geeignet, 100 % Recycling-Papier, Maße: ca. 25 x 23 cm



1200038 Papierhandtuch-Spender Kunststoff Weiß

aus Kunststoff, sparsam im Gebrauch - nur 1 Handtuch pro Mal, Maße: ca. 28 x 14 x 44 cm, Leergewicht: 1,5 kg, befüllt: ca. 1,9 kg



SD50400 Papierkorb groß Weiß

Maße: ca. 62 x 36 x 26 cm, Drahtgestell, kunststoffbeschichtet, zusammenklappbar



180105 Patienten-Armbänder Weiß

Namensbänder für Erwachsene Pkg 50 Stück



3033
SD35810

Holzgehstock Herren Fritz Braun
Holzgehstock Herren Fritz Schwarz

Länge: 94 cm, handgefertigter solider Standardstock aus heimischer Buche mit Fritz-Griff, Braun oder Schwarz gebeizt und seidenmatt lackiert, Gewicht: ca. 300 g, auf gewünschte Länge ablängbar, mit Gummipuffer 18 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



3033D
3034D

Holzgehstock Damen Fritz Braun
Holzgehstock Damen Fritz Schwarz

Länge: ca. 91 cm, Braun oder Schwarz gebeizt und lackiert, auf gewünschte Länge ablängbar, ohne Gummipuffer - es wird ein Stockgummi mit 18 mm Durchmesser benötigt, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



SD35832
SD35830

Holzgehstock Herren Derby Braun
Holzgehstock Herren Derby Schwarz

Länge: 94 cm, handgefertigter solider Standardstock aus heimischer Buche mit Fritz-Griff, Braun oder Schwarz gebeizt und seidenmatt lackiert, Gewicht: ca. 300 g, auf gewünschte Länge ablängbar, mit Gummipuffer 18 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



3038D
3037D

Holzgehstock Damen Derby Braun
Holzgehstock Damen Derby Schwarz

Länge: ca. 91 cm, braun oder schwarz gebeizt und lackiert, auf gewünschte Länge ablängbar, ohne Gummipuffer - es wird ein Stockgummi mit 18 mm Durchmesser benötigt, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



29
32

Gehstock Rundhaken Braun mit Gummi
Gehstock Rundhaken Schwarz mit Gummi

Länge: ca. 91 cm, braun gebeizt und lackiert, auf gewünschte Länge ablängbar, ohne Gummipuffer, es wird ein Stockgummi mit 18 mm Durchmesser benötigt, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



SD35822
SD35824

Holz-Gehstock Derby mit Gummi Herren, Jambis Dunkel
Holz-Gehstock Derby mit Gummi Herren, Jambis Hell

Gehstock aus Holz mit Derby-Griff mit Stockgummi 18 mm Maße: H inkl. Gummi 98 cm, individuell kürzbar, Ø 18 mm, max. Belastung 100 kg



- C170 Gehstock Chrom- Handgriff Rundhaken Schwarz**
C180 Gehstock Chrom-Handgriff Rundhaken Braun
C174 Gehstock Chrom-Handgriff Derby Schwarz
C181 Gehstock Chrom-Handgriff Derby Braun
 Länge: ca. 90 cm, optisch ansprechender Griff aus Kunststoff, vernickelt, Holzstock in braun gebeizt und lackiert, auf gewünschte Länge ablängbar, mit Stockgummi, Gewicht: ca. 320 g, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



- 455 Gehstock Derbygriff, Carbonlook mit Gummi**
 Alu-Gehstock in dunklem Carbon-Look, Griff aus ABS, längenverstellbar von 76-98 cm max. Belastung: 90 kg, Gewicht: 300 g



- 233 Gehstock Derby Griff Rot marmoriert**
231 Gehstock Derby Griff Blau marmoriert
232 Gehstock Derby Griff Grün marmoriert
 Länge: ca. 91 cm, Griffe aus Acryl, Holzstock bei rotem und grünem Griff in braun, bei blauem Griff in schwarz gebeizt und lackiert, auf die gewünschte Länge ablängbar, mit Stockgummi, Gewicht: ca. 320 g, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



- 11661 Gastrock Knaufstock „Totenkopf“**
 Länge: 94 cm, schlanker skurriler Knaufstock mit hochglanzvernickeltem Totenkopf, schwarzer seidenmatt lackierter Schuss aus heimischer Buche, mit Gummipuffer, Gewicht: ca. 250 g, auf gewünschte Länge ablängbar, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- SD35600 Gehstock mit Schirm**
 Aluminium, Polyester, Gehstock mit integriertem Schirm, durch Herausziehen auch einzeln nutzbar, 3-fach höhenverstellbar von ca. 88 - 92,5 cm Griffhöhe, mit Stockkapsel, inkl. Schutzhülle, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, Schirmfarbe: blau-kariert



- 855 Baston Gehstock mit Sitz**
 Alu-Gehstock mit Sitz aus Kunststoff; höhenverstellbar von 85-93 cm, Höhe Sitz 77-85 cm; max. Belastung: 125 kg, Gewicht: 600 g nur auf ebenen, festen Böden verwenden



- 13310 Gehstock Rebotec Simplex Silber**
- 13314 Gehstock Rebotec Simplex Schwarz**
- 13316 Gehstock Rebotec Simplex Anthrazit**
- 13329 Gehstock Rebotec Simplex Perlkupfer**
- 13340 Gehstock Rebotec Simplex Weinrot**
- 2011010 Clip zu Rebotec Gehstock Schwarz**
- 33001SW Gummi für Rebotec Gehstöcke Schwarz 16,5 mm**

Fritzgriff, angenehm breite Handauflagefläche, sehr leicht - nur 375 Gramm, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- 13610 Gehstock Rebotec Handy links Silber**
- 13614 Gehstock Rebotec Handy links Schwarz**
- 13616 Gehstock Sundo links Bronze**
- 13810 Gehstock Rebotec Handy rechts Silber**
- 13814 Gehstock Rebotec Handy rechts Schwarz**
- 13816 Gehstock Sundo rechts Bronze**
- 33001SW Gummi für Rebotec Gehstöcke Schwarz 16,5 mm**

kleiner anatomischer Griff, griffiger Handgriff, sehr leicht - nur 380 g, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- 14210 Gehstock Rebotec Anatom links Silber**
- 14214 Gehstock Rebotec Anatom links Schwarz**
- 14216 Gehstock Rebotec Anatom links Anthrazit**
- 14410 Gehstock Rebotec Anatom rechts Silber**
- 14414 Gehstock Rebotec Anatom rechts Schwarz**
- 14416 Gehstock Rebotec Anatom rechts Anthrazit**
- 33001SW Gummi für Rebotec Gehstöcke Schwarz 16,5 mm**

anatomischer Griff, optimal ausgeprägte Handform, sehr leicht - nur 410 Gramm, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff, schwarz, Gummi 17 mm Durchmesser, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- 14610 Gehstock Rebotec „Fischergriff“ links**
- 14810 Gehstock Rebotec „Fischergriff“ rechts**
- 33001SW Gummi für Rebotec Gehstöcke Schwarz 16,5 mm**

Alugehstock mit Rohr silber, original Fischergriff mit der besonderen und bewährten Form, sehr leicht - nur 380 g, Griffhöhe 10-fach mittels Clip und Quetschverschraubung von 73 - 95,5 cm verstellbar, Griff aus Kunststoff schwarz, Gummi Ø17 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar Hinweis: andere Farben nur auf Bestellung!



- 14614 Gehstock Rebotec Fischergriff Schwarz, links**
14814 Gehstock Rebotec Fischergriff Schwarz, rechts
33001SW Gummi für Rebotec Gehstöcke Schwarz 16,5 mm
 original Fischerstock mit bewährter Griffform, Quetschverschraubung für mehr Komfort; 10-fach höhenverstellbar; Grifffhöhe: 70-93 cm max. Belastung 125 kg, Gewicht: 400 g
- 33290500 Gehstock Derby-Griff Schwarz**
33290600 Gehstock Derby-Griff Bronze
33290700 Gehstock Derby-Griff Silber
 Rohr aus Aluminium, mit angenehmen lackiertem Holzgriff, Grifffhöhe 10-fach mittels Druckknopf und Sicherheitsverschraubung von 78 - 100 cm verstellbar, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar
- SD35470 Gehstock Sundo Derby-Griff Schwarz**
SD35472 Gehstock Sundo Derby-Griff Bronze
SD35473 Gehstock Sundo Derby-Griff Silber
 Gehstock mit Komfort-Griff; Rohr Alu, Griff aus Holz, inkl. Stockgummi; 10-fach höhenverstellbar, Grifffhöhe ca., 76-99 cm, max. Belastung: 110 kg, Gewicht: 340 g
- 11300 Kowsky Gehstock Derbygriff Silber**
11310 Kowsky Gehstock Derbygriff Schwarz
11330 Kowsky Gehstock Derbygriff Rot
11350 Kowsky Gehstock Derbygriff Blau
11380 Kowsky Gehstock Derbygriff Grün
 Gehstock mit angenehmen Derbygriff aus Kunststoff, schwarz, Grifffhöhe mittels Druckknopf und Quetschverschraubung von 79 - 99 cm in der Höhe verstellbar, leicht - nur 400 g, mit Gummikappe für sicheren Halt unten, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar
- SD35500 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Schwarz**
SD35510 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Braun
SD35515 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Silber-Grün kariert
SD35517 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Blau-Weiß
SD35525 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Blume Blau
SD35526 Gehstock / Silikon-Komfortgriff Blume Burgund
 Gehstock mit angenehmen Silikongriff, Stock aus Aluminium, mit farblich passender Stockschleife und Stockkapsel, 10-fach höhenverstellbar von ca. 86 - 99 cm Grifffhöhe, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



503601
Gastrock „Der Naturbursche“

mit Glocke und Schnaps Länge: 94 cm, mit Combi-Spike, solider Wanderstock aus Edelkastanie, handgefertigt, braun gebeizt und seidenmatt lackiert, mit Fahrradglocke, Halterung für Schnapsflasche und inkl. Flachmann (0,1 L Kräuterlikör oder Weinbrand), auf Wunsch ablängbar von 88 - 94 cm, Gewicht: ca. 600 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


FS301
Flexifoot Gehstock Teleskop Oval Blau

teleskopierbarer Aluminium Gehstock der ovale Softgriff verteilt Drückkräfte, wenn der Stock auf den Boden trifft; mögliche Griffhöhen von 70 - 96 cm; max. Belastung: 130 kg, Gewicht: 405 g


250722
Gehstock Twist „Diamond“ Rot mit Licht
250723
Gehstock Twist „Zen“ Schwarz mit Licht

Gehstock Aluminium mit großem Fuß, selbststehend und einer LED-Leuchte; höhenverstellbar mittels Druckknopf Griffhöhe: 74,5 - 97,5 cm, Gewicht: ca. 550 g Griffhöhe: Diamond 14,8 cm/ Zen 13,5 cm


964
Gehstock Alu Teleskop Grün gemustert

variabel in der Höhe verstellbarer Alu-Gehstock


971
Gehstock Alu Teleskop Blau gemustert

4-fach in der Höhe verstellbarer Alu-Gehstock


482
Gehstock mit Licht Alu Schwarz

teleskopierbarer Alu-Gehstock mit Stockgummi und 4-fach verstellbarem Frontlicht, rotem Blinklicht und Alarmfunktion ohne Abbildung

1103
XL-Gehstock Schwarz

bis 225 kg Benutzergewicht belastbar, Stahlrohr mit Kunststoffgriff rund, Griffhöhe von 73,5 - 96,5 cm verstellbar;



200000
XXL-Gehstock Schwarz

bis 270 kg Benutzergewicht belastbar, mit Schwanenhalsgriff und Stockschlaufe, Griffhöhe von 71 - 93 cm verstellbar, Gewicht: 0,9 kg, Gummidurchmesser: 24 mm, Material: pulverbeschichtetes chromoly Stahlrohr,


1332215
Gehstock Rebotec Simplex 150

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar

1332216
Gehstock Rebotec Simplex 150 extra lang

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger

1332217
Gehstock Rebotec Simplex 175

bis 175 kg Benutzergewicht belastbar

1422215
Gehstock Rebotec Anatom 150 links

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar

1422216
Gehstock Rebotec Anatom 150 links extra lang

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger

1422217
Gehstock Rebotec Anatom 175 links

bis 175 kg Benutzergewicht belastbar

1442215
Gehstock Rebotec Anatom 150 rechts

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar

1442216
Gehstock Rebotec Anatom 150 rechts extra lang

bis 150 kg Benutzergewicht belastbar, 10 cm länger

1442217
Gehstock Rebotec Anatom 175 rechts

bis 175 kg Benutzergewicht belastbar

Griffhöhe 10- fach von 73 - 95,5 cm verstellbar mittels Clip und Sicherheitsverschraubung, bei den Modellen „extra“ 10 cm länger, aus Aluminium, Rohrfarbe silber, Kunststoffteile schwarz, Gewicht ca. 390 - 410 g, Belastbarkeit wie bei den einzelnen Stöcken angegeben!



9253
Hurricane Freedom Schwarz
9260
Hurricane Freedom Blau
9277
Hurricane Freedom Purpur
9284
Hurricane Freedom Rot

Gehstock Alu, mit komfortablem Vinylhandgriff, super schnell auseinander und wieder zusammen-faltbar; großer, rutschfester Gummifuß, selbststehend



- SD35000 Gehstock faltbar Schwarz**
- SD35002 Gehstock faltbar Dekor Grau-Matt**
- SD35003 Gehstock faltbar Dekor Silber**
- SD35005 Gehstock faltbar Dekor Blau**
- SD35010 Gehstock faltbar Dekor Bronze**
- SD35052 Gehstock faltbar Dekor Nautic**
- SD35050 Gehstock faltbar Oriental-Gold**
- SD35051 Gehstock faltbar Oriental-Grün**
- SD35054 Gehstock faltbar Dekor Karo-Pink**
- SD30055 Gehstock faltbar Dekor Blume Blau**
- SD35056 Gehstock faltbar Dekor Blume Burgund**
- SD35060 Gehstock faltbar Dekor Schach**

Gehstock Aluminium, mit lackiertem Holzgriff, Griffhöhe 5-fach höhenverstellbar, 84-95 cm mittels Druckknopf und Verschraubung; rutschfester Stockgummi; Kürzestes Faltmaß: 30 cm Belastung max. 110 kg, Gewicht: 350 g inkl. Kunststofftasche



- 255613 Gehstock faltbar Dekor Goldrush**
- 255617 Gehstock faltbar Dekor Blumengrün**

im gefalteten Zustand sehr handlich für den Transport, mit Schutzhülle, Kunststoffgriff, Griffhöhe mittels Druckknopf von 82 - 91 cm verstellbar, rutschfeste Gummikappe unten, Gewicht 350 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar




- 250613 Gehstock faltbar Schwarz mit Gel-Softgriff, Blau**
- mittels Druckknopf und Sicherheitsverschraubung Griffhöhe von 83,5 - 93,5 verstellbar, angenehm weicher Gel-Softgriff, Gummikappe 19 mm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



- SD35100 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Schwarz**
- SD35110 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Braun**
- SD35115 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Silber-Grün kariert**
- SD35117 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Blau-Weiß**
- SD35120 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Oriental Gold**
- SD35125 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Blume Blau**
- SD35126 Faltstock mit Silikon-Komfort-Griff Blume Burgund**

aus Aluminium, mit angenehmen Silikongriff, Griffhöhe 5-fach von ca. 85 - 95 cm mittels Druckknopf und Verschraubung verstellbar, mit farblich passender Stockschleife und Stockkapsel, Gewicht: ca. 340 g, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar



1331030
Rebotec Faltstock Simplex Schwarz

Gehstock Aluminium mit Derbygriff angenehm breite Handauflagefläche, Quetschverschraubung für mehr Komfort, faltbar, 10-fach höhenverstellbar Griffhöhe 73-96 cm max. Belastung: 125 kg, Gewicht: 375 g


1381030
Rebotec Faltstock Handy rechts
1361030
Rebotec Faltstock Handy links

Gehstock mit kleinem, anatomischen Griff ausgeprägte, griffige Handform mit Quetschverschraubung für mehr Komfort, 10-fach höhenverstellbar, Griffhöhe: 72-95 cm max. Belastung: 125 kg Farbe Schwarz


SD35250
Faltstock anatomisch Schwarz links
SD35252
Faltstock anatomisch Schwarz rechts
SD35254
Faltstock anatomisch Bronze links
SD35256
Faltstock anatomisch Bronze rechts

Alu- Gehstock mit anatomischem Kunststoffgriff, Griffhöhe mittels Druckknopf und Sicherheits-Verschraubung 5-fach verstellbar; mit Kunststofftasche; Griffe H 85-95 cm, max. Belastung: 110 kg, Gewicht: 350 g


SD35386
Tasche für Faltstöcke (PVC)

FS302
Flexifoot Gehstock faltbar Oval Blau
FS302B
Flexifoot Gehstock faltbar Oval Schwarz

faltbarer Aluminium Gehstock der ovale Softgriff verteilt Drückkräfte, wenn der Stock auf den Boden trifft; teleskopierbar für Griffhöhen von 83,7 - 93,7 cm; max. Belastung: 130 kg, Gewicht: 460 g


FSD302B
Flexifoot Gehstock faltbar Derby Schwarz

faltbarer Aluminium Gehstock mit Derbygriff; der ovale Softgriff verteilt Drückkräfte, wenn der Stock auf den Boden trifft; teleskopierbar für Griffhöhen von 83,7 - 93,7 cm; max. Belastung: 130 kg, Gewicht: 440 g alle Flexifoot Gehstöcke zeichnen sich durch das flexible und mit einem stoßabsorbierendem Faltbalg ausgestattete Stockende aus; dadurch werden Schmerzen an Armen und am Oberkörper reduziert;



- SD37916** Krückenkapsel mit Spikes und Kappe Grau 16 mm
SD37918 Krückenkapsel mit Spikes und Kappe Grau 18 mm
SD37920 Krückenkapsel mit Spikes und Kappe Grau 20 mm
SD3792001 Eispickel-Krücken-Ersatzkappe



- SD37338** Gummi für Faltstock/Krücken 18 mm Schwarz
SD37358 Gummi für Faltstock/Krücken 18 mm Braun



- 30022** Gummi für Krücken Grau 22 mm (ohne Abb.)

- 30016** Krückengummi 16 mm

- 30018** Krückengummi 18 mm

- 30020** Krückengummi 20 mm

- 30022** Krückengummi 22 mm

- 30025** Krückengummi 25 mm

- 30304** Gehhilfengummi 25 mm Grau

- 30305** Gehhilfengummi 27/28 mm Grau

- 30306** Gummi für Gehgestell 27 mm Schwarz
mit eingelassenem Metallring



- 33001** Gummi Rebotec 16,5 mm Grau

- 33001BL** Gummi Rebotec 16,5 mm Blau

- 33001SW** Gummi Rebotec 16,5 mm Schwarz

- 33001Y** Gummi Rebotec 16,5 mm Gelb

- 3300** Gummi Rebotec 18,5 mm Grau

- 3300RO** Gummi Rebotec 18,5 mm Rot

- 3300BL** Gummi Rebotec 18,5 mm Blau

- 3300SW** Gummi Rebotec 18,5 mm Schwarz

- 3300Y** Gummi Rebotec 18,5 mm Gelb

- 33002** Gummi Rebotec 22 mm Schwarz

mit eingelassenem Metallring



- SD37400** Sicherheitskrückenkapsel

Gummi grau, für Rohre Ø 17 - 20 mm, unten Ø 50 mm, hohe Rutschfestigkeit bei nassen Oberflächen, mit eingelassenem Metallring



- FF16 Flexyfoot 16 mm**
FF19 Flexyfoot 19 mm
FF22 Flexyfoot 22 mm
FFEG Ersatzgummi Flexyfoot
 Flexifoot ist die Zukunft für jeden, der einen Gehstock, Spazierstock oder eine Krücke benötigt, stoßdämpfend, rutschmindernd und erheblich schmerzmindernd



- FF201 Flexyfoot Ice Boot & Cover - Eiskralle**
 Eiskralle für Flexyfoot mit Abdeckhaube



- 40016 Gummi Sanowell 16 mm**
40018 Gummi Sanowell 18 mm
40020 Gummi Sanowell 20 mm
40022 Gummi Sanowell 22 mm
 oben Hellgrau und unten Orange- besonders rutschhemmende Ausführung



- 1681016 Big-Foot Krückengummi 16-17,5 mm**
1681017 Big-Foot Krückengummi 18,5-20,5 mm
1681022 Big-Foot Krückengummi 22-24 mm
 große Auflagefläche - 5,6 cm - Formgebung mit Gelenkeigenschaften, haftungsoptimierte Sohle, hohe Abtriebsfestigkeit, Farbe: Schwarz



- 20008 Gehstockgummi 8 mm - Nr. 00000 Schwarz**
20010 Gehstockgummi 10 mm - Nr. 0000 Schwarz
20012 Gehstockgummi 12 mm - Nr. 000 Schwarz
20014 Gehstockgummi 14 mm - Nr. 00 Schwarz
20016 Gehstockgummi 16 mm - Nr. 0 Schwarz
20018 Gehstockgummi 18 mm - Nr. 1 Schwarz
20020 Gehstockgummi 20 mm - Nr. 2 Schwarz
20022 Gehstockgummi 22 mm - Nr. 3 Schwarz
SD37624 Gehstockgummi 24 mm - Nr. 4 Schwarz
20018B Gehstockgummi 18 mm - Nr. 1 Braun
20020B Gehstockgummi 20 mm - Nr. 2 Braun



- 30414 Gummi zu Vierfuß-Gehhilfe 14 mm**
30416 Gummi zu Vierfuß-Gehhilfe 16 mm
 mit Noppenprofil, Schwarz, mit eingelassenem Metallring



- SD29204 Blindengehstock Herren Derby Weiß**
aus Holz, ablängbar, ohne Stoppel, benötigt wird Stockgummi mit 20 mm
- SD35022 Blindenstock / Faltstock weiß**
im gefalteten Zustand sehr handlich für den Transport, mit Schutzhülle, der lackierte Holzgriff fühlt sich immer angenehm warm an, Griffhöhe mittels Druckknopf von 82 - 91 cm verstellbar, rutschfeste Gummikappe unten, Gewicht 350 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar
- SD29100 Blinden-Taststock 150 cm Weiß**
viergliedrig faltbar, mit Reflektor und Schlaufe
- SD29102 Blinden-Taststock 115 cm Weiß**
dreigliedrig faltbar
- 304832 Blinden-Taststock 132 cm Weiß**
viergliedrig faltbar
- SD29020 Blindenarmbinde verstellbar**
Umfang von ca.. 32 bis max. 38 cm verstellbar, elastisch mit Klettverschluss
- SD29038 Blindenschleife**
elastisches Gewebe
- SD29050 Blindenplakette**
30 mm Durchmesser, mit Anstecknadel
- 3018 Vierfußgehhilfe SUND0 35700**
SD3570001 Ersatzgummi zu Art. 3018/35700 Durchmesser. 16 mm oben
die besondere Konstruktion gibt sicheren Stand, um den einseitigen Druck auf das Handgelenk zu verringern ist das Griffoberteil abgewinkelt, die Griffhöhe kann von ca. 74 - 94 cm mittels Druckknopf verstellt werden, ca. 1,2 kg, Farbe: grau / schwarz, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



RP723
Vierfußgehhilfe Alu Silber, breiter Fuß

eloxiertes Aluminium, anatomischer Handgriff, rutschfeste, weiche Gummifüße, H Griffe: 75-95 cm, max. Belastung: 130 kg


RP726
Vierfußgehhilfe Alu Silber, schmaler Fuß

eloxiertes Aluminium, anatomischer Handgriff, rutschfeste, weiche Gummifüße, Maße: Fuß 20 x 20 cm; H Griffe 75-95 cm max. Belastung: 130 kg


WS026L
Vierfußgehhilfe Drive Silber

Sicherheit beim Gehen und Stehen Die Vierfußgehhilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand; Maße: H Griffe 11-fach verstellbar von 70 - 95 cm Gewicht: 1,3 kg, max. Belastung: 115 kg


WS026
Vierfußgehhilfe Drive mit kleinem Fuß

Optimaler Halt auf kleinen Auftrittflächen Die Vierfußgehhilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand In der Höhe 11-fach von 70 - 95 cm ist die Griffhöhe individuell auf den Nutzer einstellbar Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung Gewicht: 1,3 kg, bis max. 115 kg Benutzergewicht belastbar


201000
XXL-Vierfußgehhilfe Schwarz

bis 270 kg Benutzergewicht belastbar! Mit Schwanenhalsgriff und Stockschleife, Griffhöhe von 71 - 93 cm verstellbar, Gewicht: 1,5 kg, Gummidurchmesser: 24 mm, Material: pulverbeschichtetes chromoly Stahlrohr;


RH720
Vierfußgehhilfe Brio XXL Schwarz

Aluminium lackiert, mit Schwanenhalsgriff, schmaler Fußsockel 20,5 x 20,5 cm; rutschfeste, weiche Fußgummis H Griffe: 74-97 cm; max. Belastung: 226 kg


RH150
Vierfußgehhilfe Brio HD Schwarz

aus eloxiertem Aluminiumrohr, PVC-Griff, höhenverstellbar, rutschtester Standfuß; H Griffe 74-97 cm; max. Belastung 226 kg



15300

Rebotec Quadro Grau

15310

Rebotec Quadro Schwarz

15350

Rebotec Quadro Blau

rechts und links einsetzbar, hohe Standfestigkeit, Griff 10-fach mittels Clip von 63 - 85,5 cm höhenverstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm, Untergestell aus Kunststoff, Gewicht: 950 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar - Andere Farben auf Bestellung lieferbar - Lieferzeit ca. 2 Wochen



15200

Rebotec Quadro Grau links

15400

Rebotec Quadro Grau rechts

mit anatomischem Griff, hohe Standfestigkeit, Griff 10-fach mittels Clip von 63 - 85,5 cm höhenverstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm, Untergestell aus Kunststoff, Gewicht: 980 g, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



KG2015RO

Kinder-Vierfußgehhilfe Alu Rot

ergonomisch geformter stabiler Griff mit Softtouch-Beschichtung Hohe Standfestigkeit und Rutsicherheit 6-fache Höhenverstellung durch Clipverstellung Griffhöhe: 52 cm - 67 cm Auftrittsfläche: 17 cm x 23 cm Gewicht: 0,87 kg je Stück CE-geprüft bis 100 kg Körperlast



15500

Vierfuß mit Unterarmstütze Grau

15510

Vierfuß mit Unterarmstütze Schwarz

15695

Vierfuß mit Aufsatz Fun-Kids

rechts und links einsetzbar, hohe Standfestigkeit, Griff 10-fach mittels Clip von 65 - 88 cm höhenverstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Auflagefläche unten 31 x 19 cm, Untergestell aus Kunststoff, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



1300010

Rebotec Arthritis Stütze Yano Grau

1301010

Rebotec Arthritis Stütze Yano Schwarz

1301015

Rebotec Arthritis Stütze Yano Schwarz, überlang

1300015

Rebotec Arthritis Stütze Yano Grau, überlang

Aluminium, Standardgriff mit großer Manschette und Klettverschluss, 10-fach höhenverstellbar mittels Druckknopf; Armschalen- und Griff-Neigung verstellbar, Griffe zusätzlich drehbar, stabiler Fuß mit großer Auflagefläche; max. Belastung: 150 kg H Armauflage Yano schwarz/grau 92-114 cm H Armauflage Yano überlang schwarz/grau 100-123cm



- 3142K Achselstützkrücke Kind**
Höhe verstellbar von ca. 93 - 113 cm
- 3142M Achselstütze mittel**
Höhe verstellbar von ca. 113 - 133 cm
- 3142 Achselstütze groß**
Höhe verstellbar von ca. 132 - 152 cm
- SD3630101 Achselpolster zu 3142/3142M Beige 1 Stück**
- SD3630102 Griffpolster zu 3142/3142M Beige 1 Stück**
- SD3630103 Gummikapsel zu 3142/3142M Beige 1 Stück**
Verstellung Gesamthöhe mittels Druckknopf, die Höhe des Griffes kann mittels Flügelmutter verstellt werden, Gewicht per Stück ca. 900 g, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, Abgabe erfolgt nur paarweise!
- 1273010 Standardachselstütze Schwarz**
Achselhöhe 118 - 138 cm Griffhöhe 68 - 90,5 cm
- 1274010 Überlange Achselstütze Schwarz**
Achselhöhe 135,5 - 155,5 cm Griffhöhe 75,5 - 98 cm Aluminium, ergonomischer Griff, Achselpolsterung, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar
- 12900 Achselstütze Big 160**
CE-geprüft bis 160 kg Körperlast
- 12810 Achselstütze Big 200**
CE-geprüft bis 200 kg Körperlast
Achselhöhe 13-fach höhenverstellbar von 118 - 150 cm, Griffhöhe bei minimaler Achselhöhe 65 - 82,5 cm, Griffhöhe bei maximaler Achselhöhe 92,5 - 115,5 cm komfortable Achselpolsterung, anatomischer Softgriff, Griff höhenverstellbar, inkl. Antirutschpuffer Big-Foot
- CL1100 Achselstütze XXI M**
- CL1101 Achselstütze XXI L**
aus beschichtetem Stahlrohr, Griff und Achselaufgabe weich gepolstert, höhenverstellbar von Medium 116-136 cm Large 134 - 154 cm max. Belastung 225 kg
- SD37220 Griffpolster Standard PAAR!!!**
- 16120 Achselpolster**
- 16500 Reflektorclip**
- 1681017 Antirutschpuffer „Big-Foot“**



1271010 Achselstütze Rebotec Quick`n Easy für Kinder Bunt

Achselhöhe 83 - 103 cm Griffhöhe 48 - 70,5 cm


1272010 Achselstütze Rebotec Quick`n Easy für Jugendliche Blau

Achselhöhe 100 - 120,5 cm Griffhöhe 58 - 80,5 cm


10850 Unterarmstütze „TRAVEL“ Blau

die praktische zerlegbare Krücke für die Reise! mit 3-fach verstellbarer Armschale, ergonomischer Griff mit Reflektor vorne, 8-fach höhenverstellbar von 78 - 93 cm Griffhöhe, mit Leinenbeutel, Paar, längstes Teil 44 cm, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar


10800 Unterarmstütze „BIG TRAVEL“ Grau

die praktische teleskopierbare Krücke für die Reise belastbar bis max. 150 kg Benutzergewicht! mit 3-fach verstellbarer Armschale, ergonomischer Griff mit Reflektor vorne, 9-fach höhenverstellbar von 80 - 100 cm Griffhöhe


SD36802 Unterarmgehstütze SUNDO, faltbar --- 1 PAAR ---

Aluminium, Oberteil Kunststoff, Schwarz 5-fach höhenverstellbar von ca. 80 - 90 cm Griffhöhe; Faltmaß: ca. 60 cm max. Belastung: 100 kg


21635 Unterarmgehstütze faltbar, florales Muster

Aluminium, Griff Kunststoff flieder, H Griffe: 83-98 cm, max. Belastung: 100 kg


11200 Unterarmgehstütze Comfort Grau
11250 Unterarmgehstütze Comfort Blau

anatomischer Handgriff, feinstufig einstellbar, Anpassung auch an schwierige Handstellungen, Armschale 3-fach höhenverstellbar, Griff aus besonders hautfreundlichem Material, Griffhöhe 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



- 11000 Unterarmgehstützen Comfort Soft Grau**
- 11010 Unterarmgehstützen Comfort Soft Schwarz**
- 11030 Unterarmgehstützen Comfort Soft Rot**
- 11050 Unterarmgehstützen Comfort Soft Blau**
- anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial (nicht einstellbar!), Armschale 3-fach höhenverstellbar, Griffhöhe 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar
- 11600 Unterarmstützkrücke Rebotec Safe Grau 1 Paar**
- 3-fach höhenverstellbare Schale, anatomischer, feinstufig einstellbarer Griff, 10-fach höhenverstellbar, Quetschverschraubung für mehr Komfort, Reflektor hinten, bis max. 130 kg belastbar
- 11800 „Safe-In“ soft anatomisch Grau**
- 11850 „Safe-In“ soft anatomisch Blau**
- mit anatomischem Softgriff aus druckabschwächendem Softmaterial, mit geschlossener 3-fach höhenverstellbarer Armschale mit Gelenk für mehr Beweglichkeit, Griffhöhe 10-fach verstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar
- 12450 Unterarmgehstütze „New-Walk“**
- schmerzfreies Gehen durch weiches, gefedertes Aufsetzen, Entlastung der Gelenke und Muskeln Armschale 3-fach höhenverstellbar, anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial, Griffhöhe von 82 - 96 cm mittels Clip verstellbar, innenliegende Dämpfungsfedern entlasten die Gelenke und Muskeln, 2-fache Dämpfereinstellung nach Größe und Gewicht - ohne Werkzeug, bis zu einem max. Benutzergewicht von 120 kg belastbar
- 10400 Unterarmstütze Rebotec „Überlänge“ Grau**
- 10450 Unterarmstütze Rebotec „Überlänge“ Blau**
- 10410 Unterarmstütze Rebotec „Überlänge“ Schwarz**
- Unterarmgehstütze „extra lang“ mit dem einzigartigen Abstellsystem „Magic Twin“ von Rebotec! Kräftige, verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, Griffhöhe 10-fach verstellbar von 85 - 108 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm) und Sicherheit, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



10610
Rebotec „Big 150“ Schwarz

Unterarmgehstütze für bis zu 150 kg Körpergewicht besonders kräftige, verstärkte Armschale, 3-fach höhenverstellbar, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, sehr leichtes ablängbares Alurohr, maximale Griffhöhe 108 cm, mit rutschfester 22 mm Gummikappe, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar, Armschale 11,5 cm breit


SD37220
Griffpolster Standard PAAR!!!
16110
Armschalenpolster
10600
XL-Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250 Grau
1060010
XL Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250 Schwarz

bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar! Besonders kräftige Armschale - 115 mm breit, 3-fach höhenverstellbar, verstärkter Rohrdurchmesser (25 und 22 mm), ergonomisch geformter Handgriff, mit Reflektor vorne im Griff, 10-fach höhenverstellbar von 74 - 97 cm Griffhöhe, Sicherungsklemme, integrierter Halter, inklusive Antirutschpuffer „Big Foot“, Gummi mit 22 mm Durchmesser, Armschale 11,5 cm breit!


10604
XL-Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250 überlang Grau
1060410
XL- Unterarmstützkrücke Rebotec BIG 250 überlang Schwarz

bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar! Besonders kräftige Armschale - 115 mm breit, 3-fach höhenverstellbar, verstärkter Rohrdurchmesser (25 und 22 mm), ergonomisch geformter Handgriff, mit Reflektor vorne im Griff, 10-fach höhenverstellbar von 84 - 107 cm Griffhöhe, Sicherungsklemme, integrierter Halter, inklusive Antirutschpuffer „Big Foot“, Farbe: lichtgrau, Gummi mit 22 mm Durchmesser, Armschale 11,5 cm breit!


205000
XXL-Unterarmstützkrücke

bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar! Höhenverstellbar von 68 - 110 cm, Griffschale mit 15 cm Durchmesser, Länge Unterarmstütze: 27 cm, Griffhöhe: 14 cm, Gewicht: 1,5 kg, Gummidurchmesser: 24 mm, Material: schwarz pulverbeschichtetes Chromoly Stahlrohr


10500
Rebotec „Magic-Soft“ Grau
10530
Rebotec „Magic-Soft“ Rot
10550
Rebotec „Magic-Soft“ Blau
10580
Rebotec „Magic Soft“ Grün

Unterarmgehstütze mit dem bewährten Magic-Twin-Abstellsystem! Kräftige, verwindungssteife Armschale, ergonomisch/anatomisch geformter Softgriff, mit angenehm weicher Handauflage, Reflektor im Griff, Griffhöhe 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm) und Sicherheit von 75 - 98 cm, stabiler Fuß mit großer Auflagefläche, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



12050
Rebotec „Light-Line“ Blau
16310
Griffpolster Light-Line

Jugend- und Damengehstütze 3-fach verstellbare Handschale und ergonomischer Handgriff in schmaler und schlanker Ausführung, Reflektor im Griff, Griffhöhe mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm) von 75 - 98 cm verstellbar, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


1205010
Safe-In-Light

Jugend- & Damenunterarmgehstützen mit geschlossener Armschale für mehr Sicherheit beim Gehen mit Krücken, Armschale und Handgriff in schmaler, schlanker Ausführung, 3-fach höhenverstellbare Armschale mit Gelenk für mehr Beweglichkeit, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von 75 - 98 cm mittels Clip und Quetschverschraubung, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, Farbe: blau


10100
Rebotec Magic Twin Standard Clip Grau
10110
Rebotec Magic Twin Standard Clip Schwarz
10120
Rebotec Magic Twin Standard Clip Gelb
10130
Rebotec Magic Twin Standard Clip Rot
10150
Rebotec Magic Twin Standard Clip Blau
10180
Rebotec Magic Twin Standard Clip Türkis

Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Clip, Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar bei Abnahme per Krt. sortiert 20 Paar


10300
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Grau
10320
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Gelb
10330
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Rot
10350
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Blau
10310
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Schwarz
10380
Rebotec Magic Twin Quetsch-Clip Türkis

Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Clip und zusätzlicher Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar - bei Abnahme per Krt. sortiert 20 Paar



- 10200 **Rebotec Magic Twin Quetsch-Druck Grau**
 10210 **Rebotec Magic Twin Quetsch-Druck Schwarz**
 10250 **Rebotec Magic Twin Quetsch-Druck Blau**
 10230 **Rebotec Magic Twin Quetsch-Druck Rot**
 10280 **Rebotec Magic Twin Quetsch-Druck Türkis**

Modell: Quetschverschraubung und Druckknopf Unterarmstütze mit einzigartigem Abstellsystem, kräftige verwindungssteife Armschale, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, 10-fach höhenverstellbar von Griffhöhe 75 - 98 cm mittels Druckknopf und zusätzlicher Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), Armschale 24 cm hoch ab Griff, bis zu einem max. Benutzergewicht von 130 kg belastbar - bei Abnahme per Krt. sortiert 20 Paar



- 222G **Unterarmstützkrücken Kowsky Grau**
 222BL **Unterarmstützkrücken Kowsky Blau**
 222R **Unterarmstützkrücken Kowsky Rot**
 222S **Unterarmstützkrücken Kowsky Schwarz**
 222BB **Unterarmstützkrücken Kowsky Brombeere**
 222Y **Unterarmstützkrücken Kowsky Gelb**
 222T **Unterarmstützkrücken Kowsky Türkis**
 300222SW **Krückengummi Kowsky Schwarz Stern, 16 mm, weich**
 300222R **Krückengummi Kowsky Blau Stern, 16 mm, weich**
 300222BL **Krückengummi Kowsky Rot Stern, 16 mm, weich**
 300222BB **Krückengummi Kowsky Brombeere Stern, 16 mm, weich**

Abnahme nur Karton-weise - 25 Paar Gehstock leichtmetall eloxal silber mit farbiger Handgriff und Gummikapsel; Gummikapsel rutschfest aus Naturkautschuk, Ø 16 mm, Gewicht Paar: 1.160 g Armschelle aus hochwertigem Polyamid, Ergo-Hartgriff mit Reflektor am Griff, Bügelweite 8,7 cm, Armschelle bis Griff: 22,5 cm, Griff bis Boden: 9-fach verstellbar mittels Druckknopf, H 76-96 cm, max. Belastung: 140 kg



- 16310 **Griffpolster Fun-Kids und Light-Line (abb. Oben)**
 SD37222 **Griffpolster anatomisch (abb. Mitte links)**
 SD37220 **Griffpolster Standard PAAR!!! (abb. Mitte rechts)**
 mit Klettverschluss an der Unterseite aus schwarzem Neopren
 16110 **Armschellenpolster für Stützkrücken (abb. unten)**
 mit Doppelklebeband zur Fixierung



- 31281 **Clip für Krücken Rebotec groß**

Wichtig: bei der Bestellung die Farbe angeben! Farben: NG grau, NS schwarz, NB blau, NR rot - weitere Farben auf Anfrage




2153500
Reflektor zu Rebotec Krücken

Ersatzteil für Griffteil (nur Rebotec!) Wichtig bei Bestellung angeben, ob altes Modell zum hineindrücken oder aktuelles zum hineinschrauben!


16500
Reflektor-Clip für Krückenrohr 22 mm

512345
Rückstrahlfolie rot/weiß Bogen = 10 Stück

Maß: 25 x 45 mm


12295
Kinderunterarmgehstütze Fun-Kids Blau-Bunt
12296
Kinderunterarmgehstütze Fun-Kids Gelb-Bunt

kindergerechte, bunte Farbgestaltung Armschale 3-fach verstellbar von min. 17,5 - max. 22,5 cm ab Griffhöhe, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, Rohrlänge / Griffhöhe 10-fach von 49 - 71,5 cm mittels Clip und Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm), bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar


1229510
Kinderunterarmstütze Fun-Kids, blau-bunt Safe-In
1229610
Kinderunterarmstütze Fun-Kids, gelb-bunt Safe-In

wie Artikel 12295 und 12296, aber mit geschlossenem Unterarmgriff


16310
Griffpolster Fun-Kids
3128B
Clip für Rebotec Kinderkrücke Blau
2011010
Clip Rebotec Gehstock, 20 mm, Schwarz
3128R
Clip für Rebotec Kinderkrücke Gelb
3128G
Clip für Rebotec Kinderkrücken Grau
200528
Kinderunterarmkrücke Tiki Rot/Blau

ein buntes und schönes Design für Kinder oder Jugendliche, Rohr aus Aluminium, Oberteil Kunststoff, Griffhöhe von 55 - 78 cm mittels Clip in der Höhe verstellbar, Armschelle ebenfalls 3-fach höhenverstellbar, Gewicht: 0,5 kg / Stück, Handgriff: Länge 10 cm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar



30186 Stockschuh 16/17 mm - 6-strahlig
30189 Stockschuh 18/19 mm - 6-strahlig

Aufstandsfläche 115 mm Durchmesser, mit sechs Füßen, durch diese Hilfe bleibt der Gehstock auch stehen wenn man den Griff los lässt, ideal z.B. beim Einkaufen, aber auch im Lokal oder zu Hause, aus Kunststoff, Schwarz


301893 Stockschuh 16/17 mm 4 - Fuß

für Gehstöcke oder Unterarmstückkrücken geeignet, stabiles Fußteil mit 17 cm Durchmesser, sicherer Stand auf 4 Gummipuffern, für mehr Komfort beim Gehen leicht beweglich gelagerte Aufnahme oben, durch diesen Stockschuh bleibt die Gehhilfe stehen auch wenn man diese los lässt, ideal z.B. beim Einkaufen, aber auch im Lokal oder zu Hause, Farbe: Schwarz, Oberteil aus Kunststoff


812 Stahldorn für Gehstöcke

stabiler Eisendorn zur Montage auf Holzgehstöcken, speziell für Wander- und Spazierstöcke im Winter oder im unwegsamen Gelände sehr praktisch


3125 Eiskralle klappbar

wird mittels Schelle und zwei Schrauben fest an der Gehhilfe fixiert, beim Betreten eines Gebäudes einfach hochklappen, rastet oben ein, gewährleistet sicheren Halt auf Eis und Schnee


31252 Eisdorn klappbar

wird mittels Schelle und zwei Schrauben fest an der Gehhilfe fixiert, beim Betreten eines Gebäudes einfach hochklappen, rastet oben ein, gewährleistet sicheren Halt auf Eis und Schnee


SD38031 Schuh-Spikes Gr. S 36-41, 1 Paar
SD38032 Schuh-Spikes Gr. M/L 39 - 44, 1 Paar
SD38033 Schuh-Spikes Gr. XL 45-48, 1 Paar

Material: Tieftemperatur - Elastomere, Gewicht 220 g, Farbe schwarz, paarweise gepackt, sehr hochwertige Ausführung, mit Lasche hinten zum leichteren An- und Ausziehen Wichtig: darf nur außen und auf Schnee- und Eisflächen verwendet werden!



90200
Yeti Schuhspikes, 1 Paar, Gr. 38-46

Schuhkralle mit Spike für Eis und Kette für Schnee, paarweise im handlichen Koffer verpackt, dauerelastische Gummibänder, für Herren- und Damenschuhe verwendbar, die Kombination sorgt für sicheren Halt bei Schnee und Eis, nicht auf trockenem festem Untergrund verwenden!


1670010
REBOflex Krückenband Gurtband SCHWARZ

praktischer Gurt an dem man die Krücken mittels Klettbandern fixiert, das verhindert - z.B. beim Aufsperrern der Tür oder auch bei alltäglichen Arbeiten wie Einkaufen oder Tätigkeiten in der Küche, dass man nicht immer einen sicheren Stand für eine oder beide Krücken suchen muss, einfach loslassen, das Band hält die Krücke in Griffnähe


SD37100
Gehstockschlaufe Sundo Schwarz
SD37110
Gehstockschlaufe Sundo Braun

einzelverpackt, flachgewebtes Band mit Gummizug, Nylon, Universalgröße


SD37120
Stockschlaufe Premium Schwarz
SD37121
Stockschlaufe Premium Braun
SD37122
Stockschlaufe Premium Blau
SD37124
Stockschlaufe Premium Rot
SD37126
Stockschlaufe Premium Beige

Packung à 2 Stück flachgewebtes Band mit Gummizug, Universalgröße


SD37150
Gehstockschlaufe Kunstleder Schwarz
SD37160
Gehstockschlaufe Kunstleder Braun

mit Druckknopf, Universalgröße


90851
Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe Hell
90853
Gehstock Tragschlaufe, Kordelschlaufe Mahagoni

die Stock-Tragschlaufe mit Gummiband ist ein Muss für jeden Stockträger, eine in Deutschland gefertigte, hochwertige Kordelschlaufe mit stabilem Gummiband, damit haben Sie den Stock immer sicher am Handgelenk, Material: Polyester


SD37000
Gehstockklammer / Stockhalter schwarz
SD37002
Gehstockklammer / Stockhalter grau

zur bequemen Ablage des Stockes, aus Kunststoff mit Feder innen, zum Ankleben an den Gehstock, mit den Softpuffern kann die Gehhilfe dann auf einer flachen Fläche aufgelegt oder unter einer, z.B. Tischplatte, fixiert werden



1641000 Gehhilfenhalter Flip für Stock Ø 22 mm
1642000 Gehhilfenhalter Flip für Stock Ø 20 mm

ein völlig neuartiger Gehhilfenhalter von Rebotec! Die Kunststoffklammer hält sicher an der Gehhilfe, durch das Gummipolster hält diese sowohl beim Einhängen als auch beim Festklemmen, z.B. an Tischen, Schränken, usw.


AA8246 Krücken- und Stockhalter Inge

simpel und praktisch - wird einfach über die Gehhilfe geklemmt, sicherer Halt durch weiche Oberfläche, mit den seitlichen Haken kann die Gehhilfe z.B. an Kanten oder Ösen angehängt werden, zusätzlich befindet sich auf der flachen Seite ein Magnet um die Gehhilfe z.B. an einer metallischen Oberfläche anzulehnen ohne dass diese umfällt. Für Rohrdurchmesser von ca. 18,5 - 26 mm, mit Reflektorstreifen für mehr Sicherheit beim Spazieren im Dunkeln


SD32400 Stock- und Krückenhalter

2-teilig, die obere Stockklemme und der untere Stockköcher werden mittels der Schelle einfach auf dem Rollstuhl oder auch Rollator montiert, aus Kunststoff schwarz


710000104 Stockhalter Original Drive MIGO

2-teilig, Kunststoff, Schwarz, o. Abb.

1452454 Stockhalter Original Invacare P452E / 332

2-teilig, Kunststoff, Schwarz, o. Abb.

103800 Snap Haltegurt Klette

stufenlos verstellbarer Haltegurt für Stockhalter, Klettband „back to back“, ca. 300 mm lang, 20 mm breit, gelocht


8379 Saljol Held Magnetstockhalter Neonorange

geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, mit starkem Magnet, hält auf eisenhaltigen Metalloberflächen, auch z.B. an Rollatoren oder Rollstühlen


8621 Saljol Held Magnetstockhalter Set Schwarz

geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, mit „Taler“ welcher z.B. in die Hosen- oder Jackentasche als Gegenstück zum Magnetstockhalter verwendet wird, ideal für unterwegs, z.B. an der Kasse, usw., Magnetstockhalter kann auch einzeln verwendet werden, hält auf eisenhaltigen Metalloberflächen, auch z.B. an Rollatoren oder Rollstühlen



8980
Saljol Held Magnetstockhalter Set

Farbe: schwarz, Montageteile weiß lackiert geeignet für Gehhilfen von 18 - 22 mm Rohrstärke, Set besteht aus Magnetstockhalter, Taler, selbstklebende Wandhalterung universal, selbstklebende Metallplatte für Tische, Halterung zum z.B. über Bettkanten stülpen, der Magnetstockhalter kann auch separat, oder mit Taler verwendet werden


VIX
VIX-Jive Stockhalter
VIX10
VIX-Jive Stockhalter DISPLAY 10 Stk

Jive Stick Clip - up we go! Die Neuheit unter den Gehhilfenhaltern! Mit VIX Jive fällt der Stock oder die Krücke nicht mehr hinunter! Die Stockklemme ist für Tischplatten oder ähnliches mit bis zu 45 mm Stärke geeignet oder kann mittels dem Haken aufgehängt werden (z.B. an der Hosentasche beim Bezahlen an der Kasse), die VIX Jive Klemme passt auf alle Gehhilfen mit einem Rohrdurchmesser von 19 - 25 mm, Befestigung mittels Klettschluss


39600
Rebotec Gehhilfenbutler „Link“

praktisches Haltesystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die Gehhilfe immer für den Patienten griffbereit, variabel und leicht anzubringen, multifunktional einsetzbar, möbelschonende Klemmvorrichtung, Ordnung schaffend, verringert das Unfallrisiko, Maße: BxH 15 x 16 cm, max. Holmbreite 30 mm, max. Rohrdurchmesser bei Klammer 20 - 30 mm, Gestell aus Kunststoff weiß, Klammern schwarz


5628
Krücken- u. Stockhalter Mod. 1, schmal

dieses Modell kann sowohl waagrecht wie auch senkrecht mit einer Schraubklemme an Rohren, z.B. einem Krankenbett oder Tischbein, befestigt werden, für zwei Stöcke oder Krücken geeignet, zwei flexible Kunststoffklammern halten die Gehhilfe sicher fest


56281
Krücken- u. Stockhalter Mod. 2, breit

dieses Modell kann sowohl waagrecht wie auch senkrecht mit einer Schraubklemme an Rohren, z.B. einem Krankenbett oder Tischbein, befestigt werden, für zwei Stöcke oder Krücken geeignet, zwei toolflex Kunststoffklammern halten die Gehhilfe sicher fest


570221
toolflex Halter Rohrmontage 22 mm
570251
toolflex Halter Rohrmontage 25 mm

Modell zur Montage an Rohren - die mm Angabe für die Montage! Aus Kunststoff, schwarz, drehbar, für Gehhilfen mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet, die Gummihalterung hält die Gehhilfe sicher fest, zur Montage z.B. an Rollatoren, Rollstühlen usw. geeignet



1641020
toolflex - Stockhalteköcher 22 mm
1641025
toolflex - Stockhalteköcher 25/26 mm

Modell zur Montage an Rohren - die mm Angabe beim Artikel bezieht sich auf den Rohrdurchmesser für die Montage! Aus Kunststoff, schwarz, drehbar, zur Montage z.B. an Rollatoren, Rollstühlen usw. geeignet, Köcher für eine Gehhilfe


51152
toolflex - Gehstützenhalterung zur Wandmontage

Modell zur Montage an Wänden oder Möbelstücken geeignet, wird mit 2 - 5 Schrauben - je nach Untergrund und Notwendigkeit - befestigt (Schrauben nicht im Lieferumfang!), für Gehhilfen mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet, die Gummihalterung hält die Gehhilfe sicher fest, aus Kunststoff,


1641030
toolflex - Toolflex-Halter f. Wand- od. Schiene

aus Kunststoff schwarz, für Hilfen oder Geräte mit einem Rohrdurchmesser von 20 - 30 mm geeignet, kann sowohl für das Toolflex Schienensystem wie auch zur einfachen Wandmontage verwendet werden, für alle Arten von Gehhilfen geeignet
HINWEIS: diese Ausführung ist für das toolflex - Schienensystem gedacht! Die dafür notwendigen Alu-Schienen finden Sie bitte nachstehend


1641040
toolflex - Aluminiumschiene 20 cm

für 2 Toolflex-Halter geeignet

1641035
toolflex - Aluminiumschiene 50 cm

für 5 Toolflex-Halter geeignet

Aluminiumschiene zur Wandmontage, die darauf verwendeten Toolflex-Halter können individuell verschoben werden. WICHTIG: Schienen kommen ohne toolflex-Halter!


SD35377
Verkaufsständer für Gehstöcke / Karton

Maße: 56 x 21 x 41 cm fester Karton, weiß, für die Präsentation von bis zu 12 Stöcken geeignet, Lieferung erfolgt ohne Stöcke!


803
Gehstockständer groß Weiß

bis zu 17 Gehhilfen können in 3 versetzten Reihen präsentiert werden, vier Kunststoffschenkelrollen, Maße: B 46 x T 22 x H 71 cm, Gewicht 4,5 kg



2729

Gehstockständer Kowsky Hellgrau

Stockständer aus Kunststoff für 2 Gehstöcke oder Stützen;
Maße: H 67,5 x B 22,5 x T 14,5 cm, Gewicht ca. 3 kg



3983015

Rebotec Präsentationsständer für 10 Gehhilfen

Metallkonstruktion, Aufnahme für 10 Gehhilfen oder Gehstöcke, Höhe gesamt: 142 cm, Durchmesser: 49 cm, Gewicht: ca. 13 kg



SD24410
Tablettenteiler Blau
SD24401
Tablettenteiler Blau transparent

Kunststoff, Edelstahlklinge, mit Depotfach, Maße: ca. 9 x 4 x 2,1 cm, die Tablette wird in der Klammer gehalten und durch Herunterdrücken des Deckels geteilt


309411
Tablettenteiler klarsicht

Kunststoff, transparent, Edelstahlklinge, mit Depotfach, Maße: ca. 9 x 4 x 2,5 cm, die Tablette wird in der Klammer, gehalten und durch Herunterdrücken des Deckels geteilt


SD24412
Tablettenteiler „COLOR“, Weiß
SD24413
Tablettenteiler „COLOR“, Blau
SD24414
Tablettenteiler „COLOR“, Grün
SD24415
Tablettenteiler „COLOR“, Rot
SD24416
Tablettenteiler „COLOR“, Violett
SD24417
Tablettenteiler „COLOR“, Orange
SD24418
Tablettenteiler „COLOR“, Hellblau

aus Kunststoff, mit Edelstahlklinge, mit Depotfach Maße: 7 x 3 x 1,5 cm


309412
Tablettenteiler Pro klarsicht

Kunststoff, transparent, Edelstahlklinge, das neueste Modell der Tablettenteiler - mit Halter damit die Tablette beim Schneiden nicht so einfach verrutschen kann und integriertem Klingenschutz zur Verringerung der Verletzungsgefahr


309413
Tablettenteiler Multisafe

Kunststoff, transparent / transparent grün, Edelstahlklinge, leicht und sicher in der Anwendung! Erst durch Druck auf den geschlossenen Deckel fährt das Messer von unten heraus und teilt die Tablette, dadurch eigentlich keine Verletzungsgefahr mehr vorhanden


SD24444
Tablettenteiler T12

Kunststoff, weiß, Edelstahlklinge, mit Depotfach, durch wechselbaren Einsatz für 12 verschiedene Tablettenformen sicher und komfortabel verwendbar



30823
Tablettenteiler Medi-7 Trio, Weiß
30823G
Tablettenteiler Medi-7 Trio, Anthrazit

Kunststoff, Edelstahlklinge, die Kombination aus Teilen, Mahlen, Aufbewahren - in bekannt hoher Qualität vom Hersteller des Medi 7 Medikamentendispensers Maße: 9,5 x 4 x 1,5 cm


SD24500
Tablettenteiler/Mörser „3 in 1 EXTRA“

aus Kunststoff, mit Edelstahlklinge, transparent/blau, Maße: H 9 cm, Ø 5 cm


SD24502
Tablettenteiler/Mörser „3 in 1“

aus Kunststoff, mit Edelstahlklinge, weiß, Maße: H 7 cm, Ø 5 cm


SD24504
Tablettenteiler „3 in 1“

aus Kunststoff, mit Edelstahlklinge, türkis, Maße: H 7 cm, Ø 4 cm


3095B
Tablettenmörser Blau

Kunststoff klarsicht, mit blauem Schraubdeckel, zusätzliches Tablettenfach im Deckel Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln, die mit Schutzlack überzogen sind, vor dem Zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!


3095
Tablettenmörser

aus Kunststoff, klar, mit Schraubdeckel, im Unterteil ist zusätzlich ein Medikamentendispenser eingebaut, durch Zuschrauben des Deckels wird die Tablette zermahlen Hinweis: besonders große Tabletten oder Kapseln die mit Schutzlack überzogen sind vor dem zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!


SD24600
Tablettenmörser mit Deckel glatt
SD24603
Tablettenmörser mit Deckel geriffelt

Kunststoff mit Schraubdeckel und Depotfach; Deckel innen zum Mahlen in glatt oder geriffelt erhältlich Farbe: transparent/blau Maße: H 10 cm, Ø 5 cm HINWEIS: besonders große Tabletten oder Kapseln, die mit Schutzlack überzogen sind, vor dem Zermahlen mit Medikamententeiler zerkleinern!



- 31186 Mörser aus Keramik mit Pistille**
 Außen Durchmesser 75 mm, innen 68 mm, beige Keramik mit Ausguss und rauem Boden zum Zerreiben von Medikamenten, Pistille Unterseite rau



- 244110 Mörser Edelstahl mit Pistille**
 matt gebürstet, Fuß aus Kunststoff, ca. 110 mm Durchmesser, Stößel ca. 250 g



- 3078 Medikamenteneinnahmelöffel 15 ml**
 aus weißem Kunststoff, graduert, mit Griff
- 3078NIR Medikamentenlöffel NIRO**
 aus Edelstahl, graduert, mit Griff



- 3077 Medikamenteneinnahmebecher Klar**
- 3077B Medikamenteneinnahmebecher Blau**
- 3077G Medikamenteneinnahmebecher Gelb**
- 3077R Medikamenteneinnahmebecher Rot**
- 3077N Medikamenteneinnahmebecher Grün**
 aus Polypropylen, 30 ml graduert, 38 mm Dm, Höhe 42 mm, Pkg = 75 Stk ACHTUNG: Abgabe nur in Originalpackung!
- 3077D Deckel für Einnahmebecher Weiß einzeln**
- 3077D500 Deckel für Einnahmebecher Weiß 500 Stk/Pkg.**
 aus stoßfestem Polystyrol, Ø 38mm



- 3079NIR Einnahmebecher NIRO 50 ml**
 aus Edelstahl, Maße: 53 x 47 mm innen graduert in 10 ml Schritten



- 3002 Medikamentendispenser Blau**
- 3002W Medikamentendispenser Weiß**
 Maße: 220 x 60 x 10 mm Tabletten-Dispenser für einen Tag, mit klarem Schiebedeckel, aus Kunststoff, 4-geteilt, Einteilung: Morgen, Mittag, Abend und Nacht, mit Beschriftungsfeld



- 3082 Medi 7 Weiß**
3082T Medi 7 Türkis
3082B Medi 7 Blau
3082C Medi 7 COLORE

der Klassiker schlechthin - dieser bekannte und bewährte Tablettendispenser kommt mit einem Halter aus Kunststoff, in welchem für jeden Wochentag ein einzeln herausnehmbarer Tagesdispenser mit Unterteilung: Morgen, Mittag, Abend, Nacht, steckt, dieser wird einfach unten herausgezogen und neu gefüllt wieder oben hinein gesteckt, die einzelnen Tagesdispenser entsprechen dem Art.3085 Maße Halter (BxTxH): 125 x 50 x 115 mm HINWEIS des Herstellers: kein Medizinprodukt



- 3085D Schiebedeckel im Ersatz zu Medi 7**

Ersatzdeckel zu den Tagesdispensern im Medi 7 Wichtig: Einzeltage separat nur nach Verfügbarkeit erhältlich! Nicht einzeln bestellbar!



- 30949 Pillendose Schlüsselanhänger**

aus Kunststoff, weiß, mit Schraubverschluss und Dichtung, praktisch - am Deckel ist ein Schlüsselring angebracht - damit kann die Dose z.B. an den Schlüsselbund gehängt werden um die Einnahme von Tabletten unterwegs - z.B. beim Sport - nicht zu vergessen; kein Medizinprodukt



- SD24290 Wochen-Medikamentendispenser Weiß**
SD24291 Wochen-Medikamentendispenser Blau
SD24292 Wochen-Medikamentendispenser Rot
SD24293 Wochen-Medikamentendispenser Grün
SD24294 Wochen-Medikamentendispenser Gelb
SD24295 Wochen-Medikamentendispenser Orange
SD24296 Wochen-Medikamentendispenser Weiß
SD24297 Wochen-Medikamentendispenser Hellblau
SD24298 Wochen-Medikamentendispenser Rosa
SD24299 Wochen-Medikamentendispenser Schwarz

Einteilung 7 Wochentage mit jeweils 4 Unterteilungen für Morgen - Mittag - Abend - Nacht, die Tagesdispenser sind einzeln entnehmbar, mit Klappdeckel - Andere Farben auf Anfrage erhältlich - Lieferzeit!



- SD24325 Arzneikassette Sundo Rot**
SD24326 Arzneikassette Sundo Blau

Maße: 15 x 10 x 2,5 cm Kunststoff, 7 x 4 Fächer mit Schiebedeckel, Einteilung in Wochentage und Tageszeiten



- SD24300 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Weiß**
SD24301 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Blau
SD24302 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Rot
SD24303 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Grün
SD24304 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Gelb
SD24305 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Orange
SD24306 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Lila
SD24309 Wochen-Medikamentendispenser 7x3 Schwarz

aus Kunststoff mit 7 einzeln entnehmbaren Tages-Dispensern, farbig, (Mo-So beschriftet) mit 3-geteilten Klappdeckeln (morgens, mittags, abends); Maße: H 14,0 x B 8,5 x T 4,5 cm



31679 Medikamenten-7-Tages-Dispenser

Maße: 120 x 115 x 45 mm aus Kunststoff, weiß, mit durchsichtigem Schiebedeckel, Kunststoffgestell zur Aufbewahrung der einzelnen Tagesdispenser, mit praktischer Griffmulde an der Unterseite des Tagesdispensers und Schiebehilfe am Deckel - dadurch einfachste Bedienung mit nur einer Hand, beschriftet von innen nach außen - Morgen / Mittag / Nacht / Abend - damit ist sichergestellt, dass in der Abfolge nicht ein falsches Fach geöffnet wird



30021W Medikamententablett Weiß

Maße: 430 x 330 mm Tablett zur Aufnahme von 19 Dispensern wie Art. 3002 und 19 Medikamenteneinnahmebecher wie Art. 3077, aus Kunststoff, weiß, übersichtliche Anordnung der Dispenser für den Stationsbetrieb (Lieferung erfolgt OHNE Becher oder Dispenser! Bestücktes Foto dient nur zur besseren Veranschaulichung!)



3084 Medikamentendose klein

Maße (LxBxH): 65 x 33 x 15 mm Tabletten-Dispenser für einen Tag, Einteilung: Morgen, Mittag, Abend, aus weißen Kunststoff mit Klappdeckel, klein und handlich - passt in Hosens- oder Jackentasche; kein Medizinprodukt



3085 Medikamentendose groß

3085D Schiebedeckel im Ersatz zu Art. 3085

Maße (LxBxH): 108 x 45 x 17 mm Tabletten-Dispenser für einen Tag, Einteilung: Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Unterteil aus weißem Kunststoff, mit klarem Schiebedeckel, praktisch, handlich und ordentlich - passt in jede Jacken- oder Handtasche, für daheim und unterwegs, kein Medizinprodukt



30841
Verkaufsdisplay

Inhalt: 20 x Art. 3084 Medikamentendose klein und 12 x Art. 3085 Medikamentendose groß, optische ansprechende Verkaufshilfe - gehört auch auf Ihren Kassentisch; kein Medizinprodukt - Werbeartikel!


1494
Medi-7 UNO Weiß
1494B
Medi-7 UNO Blau

kleiner und handlicher Medikamentendosierer für eine ganze Woche - ein Fach pro Tag, praktisch und sicher, aus Kunststoff, weiß, mit Klarsicht- Schnappdeckel und Wochentagsaufdruck Maße (LxBxH): 135 x 42 x 22 mm Hinweis des Herstellers: kein Medizinprodukt


SD24220
Tablettendose, 4 Fächer Transparent
SD24221
Tablettendose, 4 Fächer Blau-Transparent
SD24222
Tablettendose, 4 Fächer Grün-Transparent
SD24223
Tablettendose, 4 Fächer Rot-Transparent
SD24224
Tablettendose, 4 Fächer Orange-Transparent

aus Kunststoff mit 4 Klappdeckeln und Beschriftung: morgens, mittags, abends, nachts; Maße: B 10 x T 4 x H 2 cm


30834
Medikamentenbox Timer 4 x Alarmzeit

Maße: 100 x 75 x 15 mm vier Fächer für vier einstellbare Zeiten, mit Klappdeckel, aus Kunststoff, blau, es können vier Alarmzeiten programmiert werden HINWEIS: kein Medizinprodukt!


30833
Medikamentenbox Timer 1 x Alarm-Countdown

Maße: 90 x 50 x 20 mm mit zwei Fächern für Medikamente, aus Kunststoff, grau, es kann eine Alarmzeit (Counter) eingestellt werden HINWEIS: kein Medizinprodukt!


3010MB
Dosett Medikamentendispenser Mini Blau
3010MR
Dosett Medikamentendispenser Mini Rot

Maße (LxBxT): 100 x 80 x 18 mm Die kleine Ausführung vom Klassiker - ideal für unterwegs und für Personen die nur einzelne kleine Tabletten einnehmen müssen, sieben Tage Unterteilung mit Dreifach-Teilung, Schiebedeckel, aus Kunststoff



- 3010** **Dosett Medikamentendispenser Rot**
- 3010B** **Dosett Medikamentendispenser Blau**
- 3010T** **Dosett Medikamentendispenser Türkis**
- 31155100** **Verordnungsblock zu Dosett**
- 3010SCH** **Schiebedeckel zu Dosett 3010**
- 3010SEIT** **Seitendeckel zu Dosett 3010**
- 3010S** **Sicherung zu Dosett 3010 BLAU / ROT / TÜRKIS**
- 3010IL** **Innenfach klarsicht zu Dosett 3010**

Maße (LxBxT): 155 x 102 x 25 mm Das bekannte und seit Jahrzehnten bewährte Spitzenmodell bei den Medikamentendispensern! Aus Kunststoff, in drei Oberfarben lieferbar, mit seitlich herausnehmbarer Tablettenschale, mit Kindersperre, Schiebedeckel wird für jeden Tag einzeln heraus gezogen. Einteilung für die Wochentage / Unterteilung in Morgen / Mittag / Abend / Nacht. Schiebedeckel usw. im Nachkauf erhältlich!



- 31160100** **Dosett Medikamentendispenser MAXI Rot**

Maße (LxBxT): 205 x 130 x 30 mm Das bekannte Modell - hier in der XL Version als Erweiterung der Medikamentendispenserpalette! Aus Kunststoff, in Oberfarbe rot lieferbar, mit seitlich herausnehmbarer Tablettenschale, mit Kindersperre, Schiebedeckel wird für jeden Tag einzeln heraus gezogen. Einteilung für die Wochentage / Unterteilung in Morgen / Mittag / Abend / Nacht. Ersatzteile nur auf Bestellung lieferbar!



- SD24200** **Tablettenausdrücker**

handlich und klein, passt in jede Tasche, wird über die Blisterverpackung geschoben und nach unten gedrückt - die Tablette fällt dann in den Griff und kann dort leicht entnommen werden



- SD24188** **Blisterstift mit Spitze**

Kunststoff / Gummi, zum leichteren Herausdrücken von Tabletten - die Spitze schneidet / sticht durch die Folie der Tablettenverpackungen, Maße: ca. 15,5 cm lang, ca. 1 cm Durchmesser



- 31591** **Augenbadewanne Kunststoff**
- 31592** **Augenbadewanne Glas**

25 ccm, glasklar, für verordnete Augenbäder oder zum Entfernen von Verunreinigungen



3311

Augenspülflasche Barikos mini

gefüllt mit steriler Flüssigkeit (sterilisiertes Wasser), Inhalt 175 ml



31555

Augentropfenhilfe blau/hellblau

Applikationshelfer für leichtes Einbringen von Augentropfen, hält mit seinem weichen Rand das Auge auf, hilft somit das Einbringen leichter zu machen und die Tropfen landen sicher im Auge, die Flaschenspitze hat durch den Applikator einen sicheren Abstand zum Auge, die Augentropfenhilfe ist mit den meisten gängigen Augentropfenfläschchen kompatibel



3131

Wärmflasche Sänger Rot

3131B

Wärmflasche Sänger Blau

Fassungsvermögen 2 L, einseitig mit Lamelle, aus Gummi, auslaufsichere Gewindekonstruktion aus Kunststoff mit Plastikverschluss

13499

Drehverschluß Wärmflasche Sänger

13498

Drehverschluß/Stöpsel Wärmflasche Tiere Sänger

Wichtig: die Ersatzverschlüsse gibt es nur für und passen nur für die Sänger Wärmflaschen!



313144

Wärmflasche Sänger Orange

Fassungsvermögen 3 l, aus Gummi, glatt, auslaufsichere Gewindekonstruktion aus Kunststoff mit Plastikverschluss

13499

Drehverschluß Wärmflasche Sänger

Wichtig: die Ersatzverschlüsse gibt es nur für und passen nur für die Sänger Wärmflaschen!



67700

Wärmflasche Sundo, einseitig Lamelle Rot

67701

Wärmflasche Sundo, einseitig Lamelle Blau

Wärmflasche Halblamelle, Gummi mit Kunststoff-Schraubverschluss, Inhalt: ca. 2 l



SD67780

Wärmflasche mit Flauschbezug Rot

SD67781

Wärmflasche mit Flauschbezug Blau

Gummi mit Kunststoff-Schraubverschluss, mit Flauschbezug, Inhalt: ca. 2 l



3132

Wärmflasche Flauschbezug Petrol

3132L

Wärmflasche Flauschbezug Candy

samtweiche Kuschelqualität, komplett mit 2 L Gummi-Wärmflasche wie oben



16554

Wärmflasche 2 l Bezug Motiv Hirsch

16519

Wärmflasche 2 l Bezug Motiv Flocke

16797

Wärmflasche 2 l Hase Bommel

16772

Wärmflasche 2 l Santa Claus *SONDER*

mit Strickbezug aus Baumwolle, mit Reißverschluss zertifiziert nach Ökotex Standard 100



- 16723** **Wärmflasche 0,8 l, Bezug Motiv „Stern“**
mit Strickbezug aus Baumwolle



- 16690** **Wärmflasche 0,8 l Bezug „Fee“**
16731 **Wärmflasche 0,8 l Bezug „Giraffe Zulu“ *SONDER***
16734 **Wärmflasche 0,8 l Bezug „Kuh Liesl“ *SONDER***
mit Velours-Plüschbezug



- 16713** **Wärmflasche 0,8 l Bezug „Fuchs“**
das ultimative Haptik-Erlebnis - zum Anfassen und Fühlen: mit abstehenden Öhrchen und Beinen in 3D



- 16544** **Plüschtier-Wärmflasche „Hase Mümmelmann“**
mit 0,8 l Wärmflasche, sehr flauschiger Plüschbezug zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar



- 16537** **Plüschtier-Wärmflasche „Schaf Lorry“**
mit 0,8 l Wärmflasche, sehr flauschiger Plüschbezug zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar



- 16664** **Plüschtier-Wärmflasche „Henne Berta“**
mit 0,8 l Wärmflasche bunte Gesellin zum Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar



- 16585** **Plüschtier-Wärmflasche „Kuh Rosie“**
mit 0,8 l Wärmflasche, sehr flauschiger Plüschbezug zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar



16575

Plüschtier-Wärmflasche „Bär Iwan“

0,8 l Wärmflasche, sehr flauschiger Plüschbezug zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar



16756

Plüschtier-Wärmflasche „Elch Rudolph“

0,8 l Wärmflasche, sehr flauschiger Plüschbezug zum Knuddeln und Liebhaben, einfache Handhabung mit langem, qualitativem Reißverschluss auf der Rückseite, Vorderpartie wattiert mit hochwertigem Innenfutter, mit Aufhängeschlaufe, Bezug ist waschbar, L ca. 57 cm



16659

Plüschtier-Wärmflasche „Bärchen Piet“ *SONDER*

0,8 l Wärmflasche Plüschtier mit langem Reißverschluss auf der Rückseite; Vorderseite wattiert mit hochwertigem Innenfutter; L ca. 45 cm; Bezug hand-waschbar



16583

Plüschtier-Wärmflasche „Pferd Wendy“

0,8 l Wärmflasche Plüschtier mit langem Reißverschluss auf der Rückseite; Vorderseite wattiert mit hochwertigem Innenfutter; L ca. 54 cm; Bezug hand-waschbar



16666

Plüschtier-Wärmflasche 0,8 l „Pinguin Paul“

0,8 l Wärmflasche, mit langem Reißverschluss auf der Rückseite; Vorderseite wattiert mit hochwertigem Innenfutter; mit Aufhängeschlaufe; L ca. 45 cm; Bezug waschbar



16593

Wärmflasche Longi Marine

16727

Wärmflasche Longi Pixelgrau

2,0 l Wärmflasche lang mit Strickbezug aus Baumwolle; langer Reißverschluss zum leichten Einsetzen der Wärmflasche



16698

Wärmflasche Longi „Rote Königin“

2,0 l Wärmflasche lang mit exklusivem Strick-Bezug aus Baumwolle; langer Reißverschluss zum leichten Einsetzen der Wärmflasche



SD67660 Nacken-Wärmflasche Flauschbezug Blau *SONDER*

SD60662 Nacken-Wärmflasche Flauschbezug Grün *SONDER*

SD67664 Nacken-Wärmflasche Flauschbezug Rot*SONDER*

Gummi mit Kunststoff-Schraubverschluss, mit abnehmbarem Flauschbezug, besondere Form ermöglicht bequemen Einsatz im Nackenbereich, Inhalt: ca. 1 l, Maße: ca. 33 x 28 x 5 cm



1105 Gel-Wärmeflasche

Maße: ca. 22 x 12 cm ideal auch für Kinder geeignet - kein Verschluss der geöffnet werden kann, wird in der Mikrowelle erwärmt - hält die Temperatur dann bis zu 6 Std. lang an (abhängig von Umgebungstemperatur), kein Abkühlen unter Körpertemperatur, gefüllt mit ungiftigem Gel, blau beflockt



11053 Moor-Wärmflasche

Maße: ca. 21 x 17 cm kann sowohl in der Mikrowelle wie auch in heißem Wasser (nicht kochend!) erwärmt werden, gefüllt mit Naturmoor, für lang anhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe, kein Abkühlen unter die Körpertemperatur



DB32533 Dr. Berger Moor Nackenwärmer 37 x 25,5 cm

100 % natürliches Pflegeprodukt zur Anwendung im Nackenbereich; einfaches Aufwärmen in der Mikrowelle oder im Wasserbad (siehe Anleitung); zur Linderung von Schmerzen und Verspannungen; auch in der Kältetherapie einsetzbar (Abkühlung im Gefrierfach) bei Verstauchungen, Prellungen Anwendung nur mit beiliegendem Bezug aus 100 % hautfreundlicher Baumwolle, inkl. Gummibändern und Klettverschluss Hinweis: die Dr. Berger Moorkissen sind mit 100 % reinem Naturmoor gefüllt. Bei der Anwendung kann es zu kleineren Rückständen von Moorpartikeln auf der Haut kommen. Diese können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden



DB32540 Dr. Berger Moor Beckenwärmer 34 x 16 cm

100 % natürliches Pflegeprodukt zur Anwendung im Beckenbereich; einfaches Aufwärmen in der Mikrowelle oder im Wasserbad (siehe Anleitung); zur Linderung von Schmerzen und Verspannungen; auch in der Kältetherapie einsetzbar (Abkühlung im Gefrierfach) bei Verstauchungen, Prellungen Anwendung nur mit beiliegendem Bezug aus 100 % hautfreundlicher Baumwolle, inkl. Gummibändern und Klettverschluss Hinweis: die Dr. Berger Moorkissen sind mit 100 % reinem Naturmoor gefüllt. Bei der Anwendung kann es zu kleineren Rückständen von Moorpartikeln auf der Haut kommen. Diese können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden



DB32097
Dr. Berger Moor Wärmeträger, Maße: 39 x 14 cm

Original Dr. Berger Moorkissen zur lokalen Wärme- und Kälte-therapie. 100 % Natürliches Pflegeprodukt, geeignet für die Wärmebehandlung an ganzen Körper, die Zusammensetzung des Moores aus flüssigen und festen Bestandteilen sorgt für eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, diese wird dann schonend an den Körper abgegeben. Dafür muss der Wärmeträger vorher für ca. 20 - 30 min. im Wasserbad bei ca. 50-60° C erhitzt werden, oder für kurze Zeit in der Mikrowelle (siehe Anleitung). Gegen Verspannungen, rheumatischen Beschwerden, usw. Zur Kältetherapie nachdem es einige Minuten ins Gefrierfach gelegt wurde hilft das Kissen z.B. bei Prellungen, Verstauchungen, usw. Wiederverwendbar, erwärmt nicht direkt auf die Haut legen!


11082
Kirschkersäckchen mittel

Maße: ca. 17 x 17 cm

11083
Kirschkersäckchen groß

Maße: ca. 24 x 25 cm

Dekors farblich sortiert, Bezug aus 100 % Baumwolle, Füllung aus Premium Kirschkernen, ein uraltes Hausmittel, wird in der Mikrowelle erwärmt, gleichmäßige Wärmeabgabe über lange Zeit, kein Abkühlen unter Körpertemperatur, ideal auch für Kinder oder ältere Personen - kein Verschluss zum öffnen - kein heißes Wasser (Verbrühungsgefahr)


SD68078
8-Kammer-Wärmekissen

Maße: ca. 60 x 19 cm Körnerfüllung (Bio-Weizen, Roggen), Bezug aus 100 % Baumwolle, natürliche, wohltuende Wärme, für Backofen und Mikrowelle geeignet


S1081
Sissel Palea Dinkelspreukissen, Maße: 40 x 60 cm

völlige Anpassung an die Kopf- und Nackenform; die Ideallinie der Wirbelsäule wird gewahrt; atmungsaktiv, feuchtigkeits- und wärmeregulierend; nicht waschbar: Maße: 40 x 60 cm


S1122
Sissel Cherry 23 x 26 Blau
S1123
Sissel Cherry 23 x 26 Motiv Kirschen
S1125
Sissel Cherry 20 x 40 Blau
S1126
Sissel Cherry 20 x 40 Rot
S1124
Sissel Kirschkernkissen Herzform

das natürliche Kirschkernkissen für gesunde Wärme! Bewährtes Hilfsmittel in der Therapie und zuhause, ideal als Wärmekissen bei Rückenschmerzen, Verspannungen, Darmträgheit, uvm., zusätzliche Linderung der Beschwerden durch natürlich sanfte Massage der Kirschkerne, auch gekühlt anwendbar, Erwärmung in Backofen oder Mikrowelle, Bezug aus 100 % Baumwolle, Inhalt: gereinigte, getrocknete Kirschkerne



31314
Kinder-Wärmeset Tiere

4 Mini-Traubenkernkissen Tiere


SD67604
Kirsch kern-Nackenkissen Blau

rechteckiges Kissen für Nacken; Körnerkissen mit Baumwollbezug; geeignet als Wärme- und Kältekissen; mikrowellengeeignet; Maße: 40 x 28 cm


S1100
Sissel Therm

Maße: 40 x 20 cm - 3-geteilt das selbstaktivierende Wärme-kissen! Vor Gebrauch flüssig und durchsichtig, nach Gebrauch weiß, Erwärmung innerhalb von Sekunden auf ca. 54° C, bis zu 50 x wieder verwendbar, zum Regenerieren ca. 15 min auskochen


11085N
Nierengurt Echt-Lammfell M

Umfang: bis ca. 110 cm

11085NL
Nierengurt Echt-Lammfell L

Umfang: bis ca. 125 cm

Innenfutter aus Echt-Lammfell mit ca. 70 x 21 cm, ideal zum Wärmen des Rückenbereichs, hält angenehm „natürlich“ warm, elastischer Gurt, mit Kletten zur Fixierung


3611
Eisbeutel / weicher Stoffbezug

Durchmesser: 12,5 cm zur schnellen Behandlung z.B. von Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen und Entzündungen. Eisbeutel mit Eiswürfeln, Eistrümmern oder kaltem Wasser füllen und auf der zu kühlenden Stelle positionieren. Angenehm weicher Stoffüberzug. Zur Wärmetherapie mit lauwarmen Wasser füllen.


K813
Kalt/Warm-Kompresse 8 x 13 cm
K1314
Kalt/Warm-Kompresse 13 x 14 cm
K1229
Kalt/Warm-Kompresse 12 x 29 cm
K1626
Kalt/Warm-Kompresse 16 x 26 cm
K2138
Kalt/Warm-Kompresse 21 x 38 cm
K3040
Kalt/Warm-Kompresse 30 x 40 cm
K7535
Kalt/Warm-Halskrawatte 7,5 x 35 cm
K7552
Kalt/Warm-Halskrawatte 7,5 x 52 cm

bei sachgemäßer Anwendung oftmals wieder verwendbar, gefüllt mit ungiftigem / ungenießbarem blauen Gel, je nach Anwendung im Kühlfach einfrieren oder im heißen Wasser oder in der Mikrowelle bei niedrigster Stufe ca. 1 min. erwärmen



90000118 Vlieshüllen für Kalt/Warm Kompressen

Packung = 100 Stk.; Maße: 19,5 x 29,5 cm


SD67070 Kalt/Warm-Kompresse 12 x 29 cm, Weiß

SD67071 Kalt/Warm-Kompresse 12 x 29 cm, Blau
mit Frotteebezug


S104021 Sissel Pack Kalt/Warm Kompresse

Maße: ca. 12,7 x 25,4 cm, Erwärmung in der Mikrowelle oder im Wasserbad oder für die Kältetherapie im Kühlfach, bis - 25° C flexibel, kostengünstig und universell einsetzbar, einfach zu befestigen mit Nylatex-Bändern


S104030 Sissel Hot-Cold-Soft-Pack

Maße: ca. 40 x 28 cm, 2 in 1 Funktion (Wärme- und Kälteanwendung), für Rückenpartien besonders geeignet, optimal für die Applikation von Moor-Einweg-Packungen geeignet, im Wasserbad oder Mikrowelle zu erwärmen, stoffartige Oberfläche, Füllung: Gel


S104042 SISSEL Hot-Cold Pearl Relief Pack

27 x 14 cm, Pearl-Gel-Füllung

S104043 Sissel Hot-Cold Pearl Sports Pack

17 x 11 cm, Pearl-Gel-Füllung

Anwendung insbesondere bei Muskelkater, Schwellungen, Mückenstichen, Prellungen und Verstauchungen, zur Vorbereitung auf, oder Regeneration nach dem Sport. für Kälteanwendung einfach im Kühlschrank/ Gefrierfach lagern, für Wärmeanwendung in der Mikrowelle erwärmen


3630 Einmal-Kalt-Kompresse (Packung = 2 Stück!)

Maße: 13 x 17,5 cm, wird durch kräftiges Drücken aktiviert - Einwegartikel! Kühlt auf ca. - 4 bis - 8° C, Haltedauer abhängig von der Umgebungstemperatur, geeignet für Hämatome, Verstauchungen, Verletzungen, Hyperthermie und bei erforderlicher Kältetherapie



1104
Migräne-Augenmaske

mit kälte-/wärmespeicherndem Gel zur Linderung von Kopfschmerzen und bei Erkältungen, wird auch in der Kosmetik eingesetzt, mit Klettenband zur Fixierung, einzeln im Plastiketui gepackt


S104040
SISSEL Hot-Cold Pearl Augenmaske

Anwendung insbesondere bei juckenden, tränenden, roten oder geschwollenen Augen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Maße: ca. 68 x 10 cm, Augen offen, mit anpassbarem Gummiband


S104041
SISSEL Hot-Cold Pearl Gesichtsmaske

Anwendungen speziell bei Schwellungen oder Entzündungen im Gesicht, Migräne, kosmetischen Anwendungen, mit Öffnungen für Nase, Mund und Augen, mit anpassbarem Klettverschluss, Maße: ca. 68 x 21 cm offen


61403
Beurer Infrarotlampe IL11 100 W
61451
Infrarot-Ersatzlampe 100 W

einfache Glühlampe, exklusives Design, verstellbarer Schirm, 5 Neigungspositionen, 100 Watt, Medizinprodukt, Gehäuse Kunststoff, weiß


IL21
Beurer 61601 Infrarotlampe IL21 150 W
61651
Infrarot-Ersatzlampe 150 W

Intensiv-Infrarotlicht, exklusives Design, verstellbarer Schirm, 5 Neigungspositionen, 150 Watt, Medizinprodukt, Gehäuse Kunststoff, weiß


IL35
Beurer 61612 Infrarotlampe IL35 150 W
61651
Infrarot-Ersatzlampe 150 W

zur Anwendung bei Erkältung und Muskelverspannungen, wohltuende Wärme, 3-stufiger, elektronischer Timer mit LED-Anzeige, Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe, exklusives Design, verstellbarer Schirm: 5 Neigungspositionen, Pressglaskolben, 150 W, mit praktischer Stand-by-Funktion


61695
Beurer Infrarotlichtstrahler IL60-300 W

zur Anwendung bei Erkältung, Muskelverspannung und zur Gesichtspflege; die Wärme fördert die Durchblutung der bestrahlten Haut, gleichzeitig schützt die Glaskeramik-Scheibe zu 100 % vor UV; mit automatischer Abschaltfunktion, aktiver Lüftung, Überhitzungsschutz, verstellbarem Schirm 0-40 Grad



162620
Beurer Ersatzleuchte zu IL50 Infrarotlampe

Ersatzstrahler 300 W, kompatibel mit Beurer Infrarotlampe IL50


164223
Beurer Infrarot-Schutzbrille

schützt die Augen vor möglichen Netzhautreizungen


SD50520
UV-Schutzbrille Grün

mit Gummiband


10992
Fußwärmer Fell Beige/Melange

angenehm weich und warm für die kalte Jahreszeit, Material Innen: Merino-Lammfell, robustes Außenmaterial, wind- und wasserdicht, Öko-Tex, Maße 35 x 28 x 10 cm


FW20
Beurer Fußwärmer Cosy FW 20

auch für große Füße geeignet, besonders flauschig, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, Oberseite: Flauschfaser, Fußsack: Teddy-Plüsch, Maße: ca. 32 x 26 x 26 cm (LxBxH), Teddy-Fußsack herausnehmbar, Handwäsche, 100 Watt, Öko-Tex 100, mit 220 V Netzbetrieb


FWM45
Beurer Massage-Fußwärmer FWM 45

auch für große Füße geeignet, Wärme und Massage getrennt einsetzbar, 2 Massagestufen, 2 Temperaturstufen, Fußsack: Teddy-Plüsch, herausnehmbar, Handwäsche, 16 Watt, 220 V Netzbetrieb, Maße: 32 x 26 x 26 cm (LxBxH)


42400
Beurer Wärmездеcke Taupe HD 75 Cosy

Flauschfaser-Oberfläche, atmungsaktiv und waschmaschinen geeignet (30°); Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung; 6 Temperaturstufen Maße: ca. 180 x 130 cm, Flauschfaser



42103
Beurer Wärmezudecke „Nordic“ Taupe *SONDER*

Flauschig weich, kuschelig und fusselfrei; in Felloptik, atmungsaktiv, waschmaschinene geeignet (30°), Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, 6 Temperaturstufen Maße: 180 x 130 cm


HK72
Beurer Mobiler Wärmegürtel mit Akkupack HK 72

mit Powerbank, leistungsstarker Li-Io-Akku, ca. 4 Std. Akkubetrieb, trägt nicht auf - kann unter der Kleidung getragen werden, extraweiche Oberfläche kombiniert mit dehnbarem Neopren, Abschaltautomatik, Maße: 125 x 18 cm


HK25
Beurer Heizkissen HK 25

Maße: ca. 40 x 30 cm 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Baumwollbezug, Bezug maschinenwaschbar bei 40° C, 100 Watt, Netzbetrieb, Öko-Tex 100


HK35
Beurer Heizkissen HK 35

Maße: ca. 40 x 30 cm, mit Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Baumwollbezug, Bezug maschinenwaschbar bei 40° C, 100 Watt, Netzbetrieb, Öko-Tex 100


HKCOMF
Beurer Heizkissen HK Comfort Beige

Flauschfaser-Heizkörper, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Maschinenwäsche bis 30° Maße: 44 x 33 cm


20043
Beurer Heizkissen Supercosy HK 43

Superflausch-Heizkörper, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Maschinenwäsche bis 30° Maße: 44 x 33 cm



HK44

Beurer Heizkissen HK 44 Cosy

Maße: ca. 50 x 30 cm Heizkissen im traditionellen Wärmflaschen-Design, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser-Heizkörper, Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, Netzbetrieb, Öko-Tex 100



HK45

Beurer Heizkissen HK 45 Cosy

Maße: ca. 50 x 30 cm, Schnellheizung, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser-Heizkörper und Bezug, beide Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100



HK48

Beurer Sofa-Heizkissen HK 48 Cosy

Maße: ca. 40 x 30 cm, Schnellheizung, besonders weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Bezug mit integriertem Heizkörper, Innen-Kissen (nicht waschbar), Öko-Tex 100, Heizkörper/ Bezug Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, 220 V



HK49

Beurer Bauch-/Rücken-Heizkissen HK 49 Cosy

Maße: ca. 69 x 28 cm, breites Gummiband für angenehmen Tragekomfort und leichtes Fixieren, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser Heizkörper, Heizkörper: maschinenwaschbar bei 30° C, 100 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100



20056

Beurer Schulterheizkissen HK 66

Flauschig weiches Material, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Maschinenwäsche bis 30°, angenehmer Tragekomfort - mit Magnetverschluss, körpergerechte Form, Farbe: Dunkelgrau



HK58

Beurer Rücken-/Nacken-Heizkissen HK 58 Cosy

Maße: ca. 62 x 42 cm, körpergerechte Form, individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals, innovativer LED-Tastenschalter, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 6 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser-Heizkörper, Flauschfaser-Bezug, Heizkörper/ Bezug: Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100



HK125

Beurer Heizkissen HK 125 Cosy

Maße: ca. 60 x 40 cm, Schnellheizung, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser-Heizkörper und Bezug, beide Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100



HK55

Beurer Multifunktionsheizkissen HK 55 Easyfix

Maße: ca. 59 x 30 cm, schnelle und einfache Fixierung für Bauch, Rücken und Gelenke, zusammengerollt als Nackenheizkissen verwendbar, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 min., präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Velours-Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30° C, 100 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100



30083

Beurer Wärmeunterbett TS17

Ober- und Unterseite: Vlies, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, kein Verrutschen durch einfache Fixierung mit Gummibändern, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung
Maße: 150 x 80 cm



TS19

Beurer Wärmeunterbett TS 19 Kompakt

Maße: ca. 130 x 75 cm, atmungsaktiv, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Oberseite/Unterseite: Vlies, Maschinenwäsche bei 30° C, 50 Watt, 220 V Netzbetrieb



TS23

Beurer Wärmeunterbett TS23 31481

Ober- und Unterseite: Vlies, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, kein Verrutschen durch einfache Fixierung mit Gummibändern, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung
Maße: 150 x 80 cm



UB30
Beurer Wärmeunterbett UB 30 Kompakt

Maße: ca. 130 x 75 cm, atmungsaktiv, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Oberseite/Unterseite: Vlies, Maschinenwäsche bei 30° C, 50 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100


UB33
Beurer Wärmeunterbett UB 33

Maße: ca. 150 x 80 cm, mit Motivdruck, atmungsaktiv, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies, Handwäsche, 60 Watt, 220 V Netzbetrieb, Öko-Tex 100


UB53
Beurer Wärmeunterbett UB53 Beige

Gebettet wie auf Wolken mit Teddy Plüsch Oberfläche, Unterseite Vlies, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Biegesteif- keine Fixierung auf der Matratze notwendig, 4 Temperaturstufen, LED Tastenschalter mit Temperatur-Info, Rückschaltautomatik nach 3 Stunden, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Maschinewäsche bis 30°, Maße: 150 x 80 cm


UB56
Beurer Wärmeunterbett UB 56 BEIGE *Sonder*

Maße: ca. 150 x 160 cm, Oberseite Teddy-Plüsch, Unterseite Vlies, 2 Wärmezonen: Wärme für jede Bettseite in 4 Temperaturstufen einstellbar, je 1 Schalter für jede Bettseite zur individuellen Wärmeeinstellung, biegesteif, keine Matratzenfixierung notwendig, Beurer Sicherheitssystem mit Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden, Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2, Tastenschalter - abnehmbar, netzbetrieben, Maschinewäsche bei 30° C


UB68
Beurer Doppel-Unterbett XXL *SONDER*

Ober- und Unterseite: Vlies, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch; 2 Wärmezonen: Wärme für jede Bettseite in 4 Temperaturstufen einstellbar; Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Rückschaltautomatik nach 3 Stunden; LED Tastenschalter mit Temperaturanzeige, Biegesteif - keine Fixierung auf der Matratze notwendig; Maße: 150 x 160 cm Maschinewäsche bis 30°


UB90
Beurer Unterbett Pure UB90 Weiß

Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies; 2 Wärmezonen für Körper und Füße in 9 Temperaturstufen einstellbar; 1 LCD-Schalter, variable Abschaltautomatik in 1-Stunden-Schritten, Schnellheizung, Rückschaltautomatik, ECO-Modus; Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung; LCD mit Anzeige für Temperaturstufe, Abschaltzeit, Strom-Verbrauch, Anti-Milben-Modus, Schnellheizungs-Aktivität und Stromspar-Modus; Biegesteife - keine Fixierung auf der Matratze notwendig; Maschinewäsche bis 30° Maße: 150 x 80 cm



30050
Gebissdose mit Schraubdeckel Weiß

mit herausnehmbarem Gittereinsatz und Schraubdeckel für mehr Sicherheit


30060
Zahnbürste mit Saugnäpfen

wird mit zwei Saugnäpfen am Beckenrand angebracht, z.B. für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, zum leichteren Reinigen von Zahnersatz


SUR42
Beurer Ultraschallreiniger 609.10

zur Reinigung von Schmuck, Uhren, Brillen, Besteck, Zahnersatz, digitaler Timer, Siebeinsatz für Kleinteile, beleuchtetes LCD Display, Sichtfenster-Deckel, Abschaltautomatik, Edelstahlbehälter für 550 ml Wasser, hohe Reinigungsfrequenz 43 kHz, Maße: L 20,9 x B 19,5 x H 12,8 cm Gewicht: ca. 850 g


SD27140
Tubenausdrücker EXTRA

praktische Hilfe im Bad aber auch in der Küche, die Tube wird in der Drehschraube eingeklemmt und durch Drehen in den Falz hineingezogen und dadurch ausgedrückt, aus Kunststoff weiß


SD27146
Tubenausdrücker einfach Pkg. 2 Stück

aus Kunststoff, weiß, einfach vom Falz ausgehend über die Tube ziehen


15010
Badebürste aus Holz

ovale Form, abnehmbarer Stiel, Naturborsten, lackiert, Länge ca. 40 cm


SD60410
Badebürste Kunststoff

farblich sortiert, Nylon-Borsten, ovale Form, ca. 34 cm lang



SD60100

Rückenschwamm

aus Kunststoff, Schwamm mit rauer Rückseite, Schwammgröße ca. 15 x 9 cm. Länge ca. 56 cm



143145

Badebürste gebogen

45 cm langer anatomisch angeformter Griff, Maß der Bürste: 12 x 7 cm, Gewicht: 350 g, Griff aus Metall, hilft trotz eingeschränkter Bewegungsfähigkeit der Arme bei der Körperhygiene oder Hautmassage des Rückens



SD60110

Badeschwamm mit verlängertem Griff

farbiger Schwamm auf 61 cm langem, beschichtetem Draht mit Kunststoffgriff, der Draht ist biegsam damit er in die gewünschte Form gebogen werden kann



80210076

Körperschwamm Beauty 38 cm, 112 g

80210080

Rückenschwamm Beauty 77 cm lang, 203 g

80210103

Ersatzschwamm Pkg. 2 Stk. zu 80210076

80210104

Ersatzschwamm Pkg. 2 Stk. zu 80210080

zum Reinigen des ganzen Körpers, abnehmbarer Waschlappen, das spezielle Material absorbiert kein Wasser und behält dadurch seine Leichtigkeit und Ausgewogenheit auch in nassem Zustand, die Form schont effektiv die Hände, Schulter und Arme



80210078

Haarwaschbürste Beauty 36 cm lang, 112 g

verlängert die Arme und ersetzt die Finger beim Schampoonieren. Dank der Form kann die gesamte Kopfhaut massiert werden.



SD60060

Körperpflege-Set SANSUWELL

Kunststoff, Farbe weiß-grau, Gummigriff, 3-fache winkelverstellbarer Griff (90 / 140 / 180°), mit 5 verschiedenen Aufsätzen: Schwamm und Bürste für die Körperpflege, Luffa-Bürste für Reinigung und Massage, Bimsstein für die Fußpflege, Eincremehilfe; mit den Verstellmöglichkeiten und dem einfachen Wechseln der Aufsätze eine ideale Ergänzung und Erleichterung der Körperpflege



AA1848
Fußpflegeset

zur Reinigung der unteren Extremitäten, mit 3 verschiedenen großen Schwämmen und Bürste am 62 cm langen Kunststoffgriff, auch für das Auftragen von Cremes zwischen den Zehen verwendbar


SD60200
Zehenwäscher
SD6020001
Ersatz-Waschlappen zu SD60200

hilft Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit die Füße und Zehen leichter und selbständig zu reinigen, frotteebezogenes Kissen, Kunststoffgriff, gesamt 71 cm lang, Stahl-draht welcher auch zurechtgebogen werden kann, 2 Ersatzkissen


7152
Fußreiniger mit Bimsstein

Maße: 28 x 16 x 3 cm ideal für Personen die sich die Füße selbst nicht so leicht reinigen können, hält mit Saugnäpfen am Boden der Dusche, Badewanne oder Fliesen, zur Unterstützung der Reinigung kann Flüssigseife verwendet werden, der Bimsstein in der Mitte dient zur sanften Pflege der Hornhaut auf den Fußsohlen


SD60350
Massage-Fußmatte

Maße: ca. 27 x 14 cm erleichtert die Fußreinigung aus Kunststoff, blau, 3-Zonen-Massage, mit Saugnäpfen zur Befestigung in Dusch-/Badewanne oder direkt auf den Fliesen


26500900
Teleskopspiegel

zum Betrachten der Füße, Fußsohlen, Zehen-Zwischenräume, etc., Maß: min 15 - max. 45 cm lang. Besonders wichtig ist diese Kontrolle bei Diabetikern und anderen Menschen mit Wundproblemen an den Füßen


SD60681
SANSUWELL Massage-Set

Rückengurt und Handschuh beige-braun


SD60180
Rücken-Eincremeband Orange

weicher Vliesstoff, waschbar bis 95° C, zur Selbstbehandlung des Rückens, Salben, Cremes und Öle können bequem und ohne Fremde Hilfe aufgetragen werden, Packung mit 5 Stück



SD60000 Lotion-Creamer Weiß/Mint
SD60005 Lotion-Creamer Blau
SD60006 Lotion-Creamer Bordeaux

Eincremehilfe mit 19 beweglichen Kugeln, aus Kunststoff, 5 Depots für gleichmäßige Dosierung, cremt und massiert zugleich, abnehmbarer Griff, Schraubverschluss, Länge ca. 44 cm, alle Teile spülmaschinengeeignet, für Lotionen, Cremes, Salben oder Öle


SD60010 Lotion-Creamer Set Weiß/Mint
SD60015 Lotion-Creamer Set Blau
SD60016 Lotion-Creamer Set Bordeaux

Eincremehilfe mit 19 beweglichen Kugeln, mit Badeblume- und Schwamm-Aufsatz, Kunststoff, 5 Depots für gleichmäßige Dosierung, cremt und massiert zugleich, abnehmbarer Griff, Länge ca. 44 cm, geeignet für Lotionen, Cremes, Salben, Öle


SD60250 Haarkamm / 39 cm lang
SD60252 Haarbürste / 36 cm lang

Bürste und Kamm mit langen gebogenen Handgriff, geeignet für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit der Schultern, Arme oder Hände


80210068 Kamm Beauty 30 cm lang, 80 g
80210070 Kamm Beauty 37 cm lang, 90 g

In zwei Längen erhältlich. Der Kammkopf ist gebogen und passt sich der Kopfform an, dadurch kann der Stiel dicht am Körper gehalten werden, ohne Kraft oder Reichweite einzubüßen


80210072 Bürste Beauty 29 cm lang, 102 g
80210074 Bürste Beauty 37 cm lang, 112 g

In zwei Längen erhältlich. Die Bürste ist gebogen und passt sich der Kopfform an, dadurch kann der Stiel dicht am Körper gehalten werden, ohne Kraft oder Reichweite einzubüßen


SD60335 Buckingham Easywipe Toilettenpapierhalter

ergonomisch geformter Toilettenpapierhalter, rundes und softes Design, einfache Handhabung, durch Drücken des Knopfes kann das Papier festgekrallt oder entfernt werden, auch für Reinigungstücher geeignet, 37,5 cm lang



SD60336
Buckingham Easywipe compact

in dieser Ausführung faltbar mit Etui für unterwegs, ergonomisch geformter Toilettenpapierhalter, rundes und softes Design, einfache Handhabung, durch Drücken des Knopfes kann das Papier festgekrallt oder entfernt werden, auch für Reinigungstücher geeignet, 37,5 cm lang


AA2650
Toilettenpapierhalter

Kopf aus geformtem Kunststoff mit Auszackungen zum Greifen des Papiers, an einem leicht gebogenen Griff, nach der Verwendung kann das Papier problemlos entfernt werden, 27 cm lang


AA2652
Toilettenpapierhalter faltbar

Kopf aus geformtem Kunststoff mit Auszackungen zum Greifen des Papiers, dieses Modell kann zum Mitnehmen zusammengeklappt werden, dann nur mehr ca. 12 cm lang

80304001
Toilettenpapierzange Torkel


die Toilettenpapierzange Torkel ermöglicht es Personen mit Greif- und Bewegungsproblemen, selbstständig die Intimhygiene vorzunehmen. Die Zange ist beispielsweise für Rheumatiker gut zu greifen und zu bewegen. Das Material ist sterilisierbar. Länge 33 cm, Gewicht 100 g, Polyamid


SD60302
Nagelbürste mit Saugnäpfen Weiß/Blau
SD60300
Nagelbürste HANA Grau/Schwarz

Kunststoff, mit 2 Saugnäpfen zur Befestigung an Waschbecken oder Wänden ca. 10,2 x 5,5 x 4,5 cm


143120
Nagelpflegeplatte

Maße: ca. 90 x 60 mm wird mit 2 Saugnäpfen am Beckenrand oder am Tisch befestigt, auf einer Seite mit einer groben und auf der anderen mit einer feinen Sandpapierauflage, ersetzt eine normale Nagelfeile


80210082
Halter für Nagelfeile Beauty 11 cm

Eine Nagelfeile ist ein Artikel, der mit schwachen und steifen Fingern nur schwer zu handhaben ist. Mit diesem Halter liegt die Feile in der ganzen Hand und ist daher leicht zu benutzen. Einfaches Auswechseln der Feile.


AA4734
Nagelclipper Weiß

Maße: 55 x 100 mm mit zwei Saugnäpfen zur Fixierung z.B. auf einer Tischplatte oder am Waschbeckenrand, Platte mit aufgeschraubtem Nagelclipper



AA4737

Nagelclipper mit Feile

Maße: 75 x 100 mm, Gewicht: ca. 100 g zwei in einem für die einfache Fingernagelpflege; Platte mit Anti-Rutsch-Füßen, mit Nagelknipser und austauschbarer Nagelfeile



3070762

Nagelschere selbstöffnend

Maße: 16,5 cm lang, Gewicht: 28 g besonders geeignet bei eingeschränkter Motorik



AA6766

Fußpflegeschere Easigrip

Maße: ca. 20 cm lang langer Griff und abgewinkelte Klingenspitze ergeben eine gute Hebelwirkung und erleichtern so die Fußnagelpflege, extra große Griffe erleichtern außerdem die Anwendung



SD25210

Knöpfhilfe GoodGrips Schwarz

einfache Hilfe zum Schließen von Knöpfen an Hosen, Hemden, Jacken, angenehm dicker Vollgummigriff, Metallschleife vorne, ca. 16 cm lang



SD25230

Knopf- u. Reißverschlussshelfer

einfach und funktionell, zwei Hilfen in einer - vorne der Bügel zum Öffnen und Schließen von Knöpfen, hinten ein Haken für Reißverschlüsse, aus Holz, leicht, angenehm zu halten, ca. 23 cm lang



SD25231

Knöpf- u Reißverschlusshilfe Komfort Schwarz

SD25232

Knöpf- u Reißverschlusshilfe Komfort Rot

SD25233

Knöpf- u Reißverschlusshilfe Komfort Blau

mit Kunststoffgriff, An- und Ausziehhilfe für Knöpfe und Reißverschlüsse, ca. 21 cm lang



SD25236

Knöpfhilfe Kunststoff Gelb

Kunststoffgriff / Metallschleife, An- und Ausziehhilfe für Knöpfe, ca. 15 cm lang



80602004 Knöpfilhilfe lang Etac 22 cm



SD25261 Reißverschlussverlängerung Pkg. 3 Stk.

Ring ca. 2,5 cm, Gesamtlänge ca. 5 cm



SD25200 SlipLift Unterwäschehelfer Standard

Weite: 37,5 cm, Höhe: 35 cm, Tiefe: 12 cm

SD25202 SlipLift Unterwäschehelfer Large

Weite: 46 cm, Höhe: 35 cm, Tiefe: 22 cm

einzigartige und einfache Hilfe zum Ankleiden der Unterwäsche, diese wird über den Bügel gezogen, man steigt mit den Beinen hinein und mittels der beiden Griffe kann diese leicht nach oben gezogen werden, weiß beschichtetes Metallgestell



AA4674 Buckingham Bra-Angel

eine einzigartige Hilfe für Frauen zum einhändigen Anziehen und Verschließen des Büstenhalters, Maße: Länge 40 cm, Breite 4 cm, Gewicht: 100 g, stylisch, feminin und attraktiv - innovativ und einfach in der Anwendung



SD25300 Anziehstock Deluxe

51 cm langer Holzstock mit An- und Ausziehhaken auf der einen Seite und Haken, z.B. für Reißverschlüsse, Schuhe etc. auf der anderen



AA4680 Anziehstock

51 cm langer Holzstock mit An- und Ausziehhaken an der einen Seite und Gummikappe, z.B. als Hilfe bei Strümpfen, auf der anderen, Gewicht: 236 g



SD25305

An- und Ausziehstab mit Schuhlöffel

für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Haken zum An- und Auskleiden auf der einen und Schuhlöffel auf der anderen Seite, gesamt 61 cm lang, aus Kunststoff mit blauem Softgriff, sehr leicht



SD25150

Brevetti Strumpf- und Socken-Anziehhilfe

der beliebte klassische Strumpf- und Socken-Anziehhelfer, Kunststoffkragen als Strumpfanziehhilfe oben, Schuhlöffel auf der anderen Seite, gesamt 74 cm lang



AA4650

Strumpf-Anziehhilfe geformt

AA4652

Strumpf-Anziehhilfe mit Nuten

einfache Hilfe beim Anziehen von Strümpfen, aus weißem Kunststoff, zwei Bänder zum Hochziehen, seitliche Einkerbungen halten den Strumpf



AA4654

Strumpfhosen-Anziehhilfe

mit Hilfe dieser einfachen Strumpfhosenanziehhilfe lassen sich Socken und Strumpfhosen einfach und bequem anziehen, Einkerbungen an der Seite halten den Strumpf fest, mit zwei Bändern wird die Anziehhilfe mit dem Strumpf dann hochgezogen



SD25010

Strumpf-Anziehhilfe aus Frottee

erleichtert das Anziehen von Strümpfen, flexible Hilfe passt sich der Ferse an, die Innenseite ist mit Nylonfutter und verhindert Reibungen, Außenseite mit Frottee, hält den Strumpf beim Hochziehen sicher fest, mit Zugbändern und Schlaufen zum Hochziehen mit einer Hand, waschbar



820500

Strumpfanzieher Schwarz teleskopierbar

mit nachlassender oder eingeschränkter Beweglichkeit wird das Anziehen von Socken oder Strümpfen immer schwieriger - dieses Hilfsmittel erleichtert das Anziehen - einfach den Strumpf über die Laschen ziehen, den Fuß leicht darauf stellen und mit den 38 cm langen Griffen nach oben ziehen



A75441

Strumpfanzieher-Stützstrumpf Weiß L

geeignet zur Unterstützung beim Anziehen von Kompressionsstrümpfen; einfache Handhabung, für zuhause und unterwegs Maße: L 25 x B 15 cm mit 61 cm langer Schnur



80601001

Socky Strumpfanzieher lang

Dieser Strumpfanzieher erleichtert das Anziehen von kurzen und langen Strümpfen, diese gleiten leicht über den Nylonstoff, so dass auch Personen mit reduzierter Handfunktion dieses praktische Hilfsmittel nutzen können, Maße: 60 cm lang, ca. 146 g leicht, aus PE Folie / Stoff aus Polyamid



80601002

Socky Strumpfanzieher kurz

Der kurze Strumpfanzieher ermöglicht das komfortable Anziehen von kurzen oder langen Strümpfen oder Socken. Der Stoff gleitet leicht über das Nylon und kann so einfach über den Fuß gezogen werden, Maße: 40 cm lang, ca. 94 g leicht, Stoff aus Polyamid



80601003

Socky für Stütz- und Kompressionsstrümpfe

Der Strumpfanzieher eignet sich für Stützstrümpfe verschiedener Längen und Ausführungen, dieses Modell kann auch mit nur einer Hand verwendet werden, Maße: 100 cm, ca. 90 g leicht, Stoff aus Polyamid



SD25060

Strumpfanzieher mit Griff, weiß

mit Kunststoffschale, Schalenbreite ca., 10 cm, Grifflänge ca. 68 cm



SD25080

Doff N`Donner Set An-/Ausziehhilfe *SONDER*

SD25082

Doff N`Donner An-/Ausziehhilfe Manschette *SONDER*

SD25084

Doff N`Donner Set Auf-/Abrollhilfe Cone *SONDER*

aus sehr weichem Material zum schnellen und schmerzfreien An - und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen



SG119

Strumpfanzieher Dolphin S bis Größe 41

SG219

Strumpfanzieher Dolphin L ab Größe 41

für Strümpfe mit offener Spitze die praktische und einfache Hilfe zum Anziehen von Strümpfen. Den Steve Glide über den Fuß ziehen, dann den Strumpf darüber ziehen bis sich die Ferse an der richtigen Stelle befindet, mit der einen Hand den Fersenbereich festhalten und mit der anderen an der Schlaufe des Steve Glide ziehen, dann diesen mit kleinen Bewegungen aus dem Strumpf ziehen



SD25110

Dorking Stützstrumpfanziehilfe

stabiles Drahtgestell, weiß beschichtet, praktische Hilfe zum Anziehen von Stützstrümpfen bei eingeschränkter Beweglichkeit, die Handgriffe sind bis 90° beweglich und verstellbar, der Stützstrumpf wird über den Hals gestülpt, mit dem Fuß hinein steigen und danach mit den langen Handgriffen nach oben ziehen, Innenbreite: ca. 12 cm, Maße: ca. 20,5 x 21 cm, Höhe inkl. Griffe: ca. 56 cm



SD25100

Strumpfanzieher für Kompressionsstrümpfe

Innenbreite ca. 12 cm, Maße: ca. 21 x 18 cm, Höhe ca. 34 cm

SD25105

Strumpfanzieher für Kompressionsstrümpfe weit

Innenbreite ca. 14 cm, Maße: ca. 21 x 18 cm, Höhe ca. 34 cm

erleichtert Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit oder weniger kräftigen Menschen, das Anziehen von Stützstrümpfen, stabiles Drahtgestell, weiß beschichtet, mit gepolsterten Griffen



SD25120

Kompressionsstrumpfanzieher lang

Maße: ca. 21 x 18 cm, Höhe: ca. 41 - 61 cm, Breite Innen: ca. 12 cm

SD25125

Kompressionsstrumpfanzieher lang / weit

Maße: ca. 21 x 18 cm, Höhe: ca. 41 - 61 cm, Breite Innen: ca. 14 cm

hilft Menschen mit Bewegungseinschränkungen und weniger kräftigen Personen beim Anziehen von Stützstrümpfen, stabiles Drahtgestell mit ausziehbaren Griffen, weiß epoxy beschichtet



ST111

Strumpfanzieher Steve+ XS

ST119

Strumpfanzieher Steve+ S

ST219

Strumpfanzieher Steve+ M

ST319

Strumpfanzieher Steve+ L

Mit Steve können Sie alle Strümpfe, mit oder ohne Hilfe, einfach an- und ausziehen. Dabei ist es ganz gleich, ob Sie sitzen oder liegen. Steve ist das perfekte Hilfsmittel, wo immer Sie sich befinden. Sie brauchen sich nicht mehr zu bücken. Und ob Sie nun unter Rheuma oder Arthritis leiden, all das ist mit Steve kein Problem. Steve ist vollständig zerlegbar, kann also einfach mitgenommen werden.



A119

Strumpfanzieher Steve easy ON S

A219

Strumpfanzieher Steve easy ON M

A319

Strumpfanzieher Steve easy ON L

als einfache An- und Ausziehhilfe verwendbar, besonders gut auch für das Anlegen von Armstrümpfen geeignet, in zwei Größen erhältlich, der Strumpf wird über die Schale bis zum Haken hinauf gekrempelt, dann mit dem Fuß oder dem Arm hineinfahren und nach oben fahren - ganz einfach und bequem!



GL119 Steve Gloves S

GL219 Steve Gloves M

GL319 Steve Gloves L

GL419 Steve Gloves XL

Spezialhandschuhe für ein einfaches Anlegen Ihrer Kompressionsstrümpfe - auch in der Kombination mit dem Steve+ Strumpfanzieher, paarweise gepackt, enthält Latex



GN119 Steve Gloves S latexfrei

GN219 Steve Gloves M latexfrei

GN319 Steve Gloves L latexfrei

GN419 Steve Gloves XL latexfrei

Spezialhandschuhe für ein einfaches Anlegen Ihrer Kompressionsstrümpfe - auch in der Kombination mit dem Steve+ Strumpfanzieher, paarweise gepackt, latexfrei



DEMOSTEVE Steve+ Demo BAG

Starterset für den Steve+ im Außendienst



AA4600 Kunststoffschuhlöffel Gelb

Länge: 43 cm, aus Kunststoff, mit Schlaufe



SD25740 Schuhanzieher Kunststoff Rot

Länge: 60 cm, mit Anti-Rutsch-Griff



SD25720 Schuhanzieher Edelstahl CHROM

Länge ca. 58 cm



SD25730
Schuhanzieher Extra mit Haken CHROM

ca. 50 cm, durch Haken auch als Ausziehhilfe verwendbar


AA4608
Chromschuhlöffel

extra langer Schuhlöffel für bequeme Handhabung, mit einer hochflexiblen Federung, zerlegbar - praktisch für unterwegs, aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl, Holzgriff mit Halteschlaufe, Länge: 65 cm, vor Benutzung fest zusammenschrauben


SD25735
Schuhanzieher Teleskop mit Feder *SONDER*

Edelstahl/Gummi, flexibel biegsam, teleskopierbar, L ca. 42-79 cm


SD25725
Metallschuhlöffel

ca. 60 cm lang, aus Metall, weiß lackiert, mit grauer Gummihülle am Griffende


SD25762
Good Grips Schuhlöffel

rutschfester Vollgummigriff, Länge: ca. 76 cm, Schuhlöffel aus Metall


21275060
Schuhanzieher mit Kratzhand

mit Schuhlöffel auf der einen und Kratzhand auf der anderen Seite, Griff aus Holz, Ansatzteile messingfarben


2332
Schuhanzieher „Exklusiv“

faltbare Schuh an - und ausziehhilfe, fester Metallständer; Maße: H 75 cm, gefaltet: 40 cm Gewicht: 455 g



1690

Famica Schuh-An-/Ausziehhilfe

vereint sowohl Schuhanzieh- als auch Schuhausziehhilfe in einem, der hufeisenförmige Schuhauszieher hilft Ihnen ohne lästiges Bücken aus den Schuhen heraus, mit dem langen Schuhlöffel am anderen Ende gelangen Sie bequem in Ihre Schuhe hinein, der Auszieher dient gleichzeitig als Standfuß, Gesamtlänge: 76 cm, einfach zu montieren, Mittelteil aus Alu, Schuhlöffel / Auszieher aus Kunststoff



SD25700

Stiefelknecht (Schuhauszieher)

Maße: Länge 33,5 cm, Höhe vorne 9,5 cm, hilft beim Ausziehen der Schuhe damit die Hände sauber bleiben, z.B. im Winter oder nach Regen, etc., aus Holz, einfache Ausführung



AA4612C

Schuhbänder elastisch Braun 45 cm 3 Paar

AA4612G

Schuhbänder elastisch Schwarz 45 cm 3 Paar

AA4616C

Schuhbänder elastisch Braun 61 cm 2 Paar

AA4616G

Schuhbänder elastisch Schwarz 61 cm 2 Paar

AA4617C

Schuhbänder elastisch Braun 81 cm 2 Paar

AA4617G

Schuhbänder elastisch Schwarz 81 cm 2 Paar

sehen aus wie normale Schuhbänder, machen aus fast jedem Schuh mit Bändern einen Schlüpf



SD25530

Schuhbänder selbstschließend Braun

SD25531

Schuhbänder selbstschließend Schwarz

SD25532

Schuhbänder selbstschließend Blau

SD25533

Schuhbänder selbstschließend Weiß

diese verdrehen sich durch die Spiralform ineinander und verschließen so den Schuh, universell einsetzbar, 1 Paar / Pkg



SD26024

Greifzange SUNDO 61 cm

SD26030

Greifzange SUNDO 76 cm

SD26032

Greifzange SUNDO 81 cm

SD26035

Greifzange SUNDO 90 cm

sehr leicht, kurzer Druckabstand, geringer Kraftaufwand, rutschfeste Zange für kleine Teile, mit Magnet und Haken, welcher auch als Ankleidehilfe verwendet werden kann, robust und preiswert, mit max. 1 kg belastbar!



91204825

RevoReack Xcel 66 cm (210 g)

91204833

RevoReack Xcel 81 cm (230 g)

91204791

RevoReach GripLock 66 cm (220 g)

91204809

RevoReach GripLock 81 cm (240 g)

völlig neues Design - ergonomisch, leicht, sehr stabil, mit drehbarer Klaue vorne, Xcel mit dickem Griffstück, GripLock mit Sperre um Gegenstände festzuhalten, Kunststoff mit Alurohr, Klaue rutschfest beschichtet, mit max. 1 kg belastbar!



80505004

Etac Aktiv Greifzange, 45 cm, 111 g

80505003

Etac Aktiv Greifzange, 70 cm, 128 g

80505008

Etac Aktiv Greifzange, 80 cm, 138 g

Greifzange mit zusätzlichem Magneten zur Aufnahme von kleineren metallischen Gegenständen, Zeigefingerstütze am Handgriff erhöht die Präzision, Grifffläche gummibeschichtet mit max. 1 kg belastbar



SD26045

Greifzange Extra ca. 45 cm

SD26070

Greifzange Extra ca. 70 cm

ergonomische, leichte Greifzange, Krallen und Griff aus Kunststoff, großer Betätigungshebel, der Greifer ist innen gummiert für besseren Grip, dieser kann sowohl waagrecht wie auch senkrecht gedreht werden, mit Magnet im Griff zum Aufheben von kleinen Metallteilen, z.B. Nadeln, o.ä., mit max. 1 kg belastbar!



DEHH001

Greifzange wie Biene, Länge 66 cm

DEHH002

Greifzange wie Biene, Länge 54 cm

ermöglicht das Heranholen und Weglegen von Gegenständen, gewährleistet eine optimale Kraftübertragung und ist mit rutschsicherem Gummilippen ausgestattet, winkelverstellbarer Kopf, mit rutschsicherem Griff, Gewicht: ca. 220 g, aus Aluminium und Kunststoff, es können max. 2 kg gehoben werden



AA8060

Greifzange Pick-up 60 cm

AA8063

Greifzange Pick-up 75 cm

leichte, stabile und haltbare Greifzange, ideal zum Aufheben oder Greifen einer Vielzahl von Gegenständen zu Hause, im Garten oder beim Einkaufen, weitere Modelle auf Anfrage erhältlich, mit max. 1 kg belastbar!



Falke060

Falke Greifzange 60 cm

Falke078

Falke Greifzange 78 cm

mit Softgriff, Ankleidehaken, Handgelenk-Stabilisator, Aufhängevorrichtung, Clip zur Befestigung an Rohren (Rollator), starker Magnet, superleichter Zug Gewicht: 188g (60 cm), 208 g (78 cm)



Falke060PLUS Falke Greifzange 60 cm mit Saugnäpfen
Falke078PLUS Falke Greifzange 78 cm mit Saugnäpfen

wie Falke060 und Falke078 mit zusätzlichen Saugnäpfen zum Greifen von ganz glatten Gegenständen



151280 Greifhilfe offen Blau 80 cm, 275 g

151270 Greifhilfe offen Rot 70 cm, 250 g

151260 Greifhilfe offen Grün 60 cm, 230 g

151250 Greifhilfe offen Gelb 50 cm

151240 Greifhilfe offen Grau 40 cm

151490 Ersatzgummi zur Greifhilfe - 2 Stück

schließt bei Betätigung, für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit ein unentbehrliches Hilfsmittel, sehr robust - aus Stahl, Gummilippen mit Noppen am Greifer, ein Magnet im Kunststoffgriff zum Aufheben von kleinen Metallgegenständen, z.B. Nadeln o.ä., mit max. 1 kg belastbar!



151380 Greifhilfe geschlossen Blau 80 cm lang, 140 g

151370 Greifhilfe geschlossen Rot 70 cm lang, 125 g

151360 Greifhilfe geschlossen Grün 60 cm lang, 115 g

151350 Greifhilfe geschlossen Gelb 50 cm lang, 110 g

151340 Greifhilfe geschlossen Grau 40 cm lang, 90 g

öffnet bei Betätigung, besonders geeignet für Menschen mit wenig Kraft in den Fingern oder Zittern da der Gegenstand von der Zange gehalten wird, sehr robust - aus Stahl, ein Magnet im Kunststoffgriff zum Aufheben von kleinen Metallgegenständen, z.B. Nadeln o.ä. mit max. 1 kg belastbar!


820077 Greifzange mit Schuhlöffel 79 cm

leichter Rahmen aus Aluminium, Löffel aus Kunststoff, gelb, anatomischer Griff, Gewicht: ca. 190 g, erleichtert das Anziehen von Schuhen und kann zusätzlich als Greifhilfe verwendet werden


SD22400 Öffner Verschlussöffner

praktische Küchenhilfe welche in der z.B. unter Hängeschränke montiert werden kann, durch die gummierte Führung wird der Deckel eines Glases oder einer Flasche gehalten und kann durch Drehen leichter geöffnet werden, bei dieser Hilfe ist auch das Drehen mit 2 Händen möglich, für Verschlüsse von 15 - 85 mm Durchmesser geeignet, außerdem mit Kronenkorkenverschlußöffner ausgestattet



SD22410
Universal-Verschlussöffner

aus Kunststoff, gelb, erleichtert das Aufdrehen von Schraubdeckeln, kann auch zum Anheben von Dosenringen verwendet werden, konisch zulaufend


SD22422
Verschlussöffner Rot
SD22420
Verschlussöffner Blau

aus Gummi, für Flaschen und Gläser, die äußeren Fingerkerben und die gerippte Innenseite sorgen für einen guten Halt beim Drehen


SD22425
Verschlussöffner „Blume“ Blau

aus biegsamen Kunststoff, rutschsicher, vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern, paarweise gepackt, Durchmesser ca. 5 cm


SD22440
flexibler Flaschenverschlussöffner aus Gummi

innen konisch damit auch kleine Verschlüsse geöffnet werden können, liegt gut in der Hand geeignet für Drehknöpfe und Verschlüsse mit Ø 2-3,5 cm


AA5005
Dycem Deckelöffner klein

handlicher kleiner Helfer zum Öffnen von Flaschen-Drehverschlüssen, aus dem gleichen Material wie die Anti-Rutsch-Unterlagen, Durchmesser 5,2 cm


AA5004
Dycem Deckelöffner groß

handlicher kleiner Helfer zum Öffnen von Drehverschlüssen z.B. bei Marmelade-, Gurken- oder ähnlichen Gläsern, aus dem gleichen Material wie die Anti-Rutsch-Unterlagen, Durchmesser 11,8 cm


AA5021
Multi-Öffner

einfach und praktisch handzuhabendes Hilfsmittel für jeden im Alltag, öffnet Flaschen-Schraubverschlüsse, Kronenkorken, kann zum Anheben von Gläserdeckeln (z.B. Marmelade- oder Gurkengläser) oder zum Anheben von Dosenringen verwendet werden, rutschsicherer Griff, aus Kunststoff, verschiedene Farben sortiert



AA5001
Magi Grip / Baby Boa Blau

ein einfach zu handhabendes Hilfsmittel, die Gummischlaufe wird zum Öffnen oder Schließen von Schraubdeckeln einfach herumgeschlungen und angezogen, durch den Kunststoffgriff wird mittels Hebelwirkung die Arbeit erleichtert, geeignet für Deckel mit einem Durchmesser von 10 - 100 mm


AA5012
JarKey Deckelöffner

ein einfaches Hilfsmittel das den Glasdeckel leicht anhebt und damit das Öffnen erleichtert, für Deckel bis 100 mm Durchmesser geeignet, aus Kunststoff, verschiedene Farben sortiert


SD22444
Schraubverschlussöffner „Extra“

aus Kunststoff, zum leichteren Öffnen von Flaschendrehschlüssen bis ca. 3 cm Durchmesser, Länge ca. 11 cm


151570
Flaschenöffner

Schraubverschlussöffner mit besonders guter Kraftübertragung, mit geringem Kraftaufwand können auch schwer zu öffnende Flaschenverschlüsse einfach geöffnet werden, für Deckel bis 40 mm Durchmesser, Gewicht: 130 g


AA5080
Flaschenaufdrehhilfe

diese Flaschen- und Gläseraufdrehhilfe verfügt über 3 konische Vertiefungen, in diese können kleine Gläser, Flaschen oder Einmachgläser hineingestellt werden, die gummierte Oberfläche hält diese fest, sodass der Deckel leichter geöffnet werden kann, geeignet für Gläser von 44 - 108 mm Bodendurchmesser, Maße: 25 x 17 x 10 cm, rutschfeste Unterseite, Gewicht: 540 g


AA5090
Belliclamp Glas- und Flaschenöffner

aus Kunststoff, weiß, rutschsichere Fixierung ermöglicht das Öffnen von Schraubdeckeln mit einer Hand, durch Andrücken des Hebels durch den Oberkörper wird das Glas in der gummierten Schiene gehalten, für Flaschen, Gläser und Dosen bis zu einem Durchmesser von ca. 12 cm geeignet, Maße: 33 x 19 x 9 cm, Gewicht: ca. 580 g


SD22435
Zugdeckel-Öffner Extra

aus Kunststoff, weiß, erleichtert das Öffnen von Dosen mit Ringverschluss, Maße: ca. 15 x 18 cm



151550

Universalhalter

vielseitiger Drehgriff für alle möglichen Knöpfe, Flügelmuttern, kleine Wasserhähne, Schlüssel, usw., die federnd gelagerten Metallstifte geben nach und passen sich dem zu drehenden Gegenstand an, Maße: 9,5 cm lang, Stiftfläche 38 x 43 mm, Gewicht: 125 g



80503003

Uni Universalgriff

erleichtert speziell das Drehen von Wasserhähnen, das Schließen und Öffnen, von Türen und das Ein- und Ausschalten von Haushaltsgeräten. Sein Griff bietet beiden Händen bequemen Halt. Die große Greiffläche mit den sechskantigen Stiften kann vielseitig eingesetzt werden.



21270000

Spülbürste

die Metallplatte hält mittels vier Saugnäpfen auf oder in der Spüle oder Arbeitsplatte selbsttätig, die Spülbürsten sind aus Kunststoff, Maße: 19 x 10 cm, Höhe: 18 cm



132170

Abwaschbürste mit Saugnäpfen

wird mit 3 Saugern direkt in oder neben der Spüle angebracht, hilft beim Spülen von Gläsern und Geschirr mit nur einer Hand, Maße: 17 cm lang



SD27170

Easy Squeezy Spültuchauspresser

gerade bei rheumatischen Erkrankungen oder anderen Einschränkungen der Hände fällt es beim Abwasch oft schwer, Putztücher usw. auszudrücken. Hier erleichtert dieses einfache Hilfsmittel die Arbeit, das Tuch wird in die Presse gegeben und mit wenig ausgeübtem Druck wird das Wasser herausgepresst, Maße: ca. 18 x 6 x 6,5 cm, rutschsicherer Fuß und Griff



132350

Gemüsebürste mit Saugnäpfen

kann mittels der beiden Saugnäpfe z.B. in oder neben der Spüle oder auf der Arbeitsplatte in der Küche angebracht werden, extra harte Borsten zum Reinigen von Gemüse, zwei zusätzliche Dornen zum Entfernen, z.B. von Augen bei Kartoffeln oder grobem Schmutz, aus Kunststoff,



132270

Obst- / Gemüseschäler mit Saugfüßen

mittels drei kräftigen Saugnäpfen wird die Kunststoffplatte auf der Arbeitsplatte oder bei der Spüle montiert, erleichtert das Schälen von Gemüse oder Obst mit einer Hand, Maße: ca. 17 cm lang, Klinge 6 cm



SD22822

Obst- u. Gemüseschäler GoodGrips lang

ca. 19 cm lang, ca. 70 g schwer mit dickem Gummigriff für guten Halt bei der Haushaltsarbeit mit feuchten Händen, zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet



SD22820

Obst- u. Gemüseschäler GoodGrips „Y“ breit

ca. 13 cm lang, ca. 65 g schwer mit dickem Gummigriff für guten Halt bei der Haushaltsarbeit mit feuchten Händen, zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet



SD22200

Küchenbrett mit Haltegabel

aus Kunststoff / Edelstahl, grau, rutschfest durch Saugnäpfe und Schraubzwinge, mit Haltegabel und Dornen gegen Verrutschen der Speisen, Maße: ca. 23 x 18 cm



SD22222

Brotschmierbrett „Extra“

aus weißem Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite, erhöhter Rand an 2 Seiten, ca. 26 x 18 cm



AA528401

Küchenbrett mit Haltespiesen

haltbare, einteilige Kunststoffunterlage mit L-förmiger Einfassung an einer Ecke die das einhändige Bestreichen eines Brotes o.ä. Arbeiten in der Küche ermöglicht, bei diesem Modell zusätzlich mit herausnehmbaren Spiesen, diese können z.B. einen Apfel halten um diesen leichter zu schneiden, Maße: 18 x 26 cm, Gewicht: 190 g



SD22220

Brotschmierbrett / Einhand-Frühstücksbrett

aus Kunststoff, weiß, zum Auflegen an Kanten, erhöhter Rand an einer Seite, Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen, Maße: ca. 18 x 19 cm



SD22230 Essbrettchen „900“ Rot
SD22231 Essbrettchen „900“ Grün
SD22239 Zubereitungshilfe „960“ für Essbrettchen

HINWEIS: die abgebildete weiße Zubereitungshilfe ist nur optional erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang von Art. SD22230 und SD22231! aus Melamin, erhöhter Rand an 3 Seiten, Unterseite mit Anti-Rutsch-Ring, Maße: ca. 22 x 17 x 1,55 cm, Gewicht: ca. 360 g, Spülmaschinenfest Zubehör aus Kunststoff (PC), weiß, am erhöhten Rand aufsetzbar, Stifte halten die Speisen am Platz


SD22205 Küchen-Arbeitsstation Universal

aus Kunststoff, weiß, Metallteile aus Edelstahl, Klemmvorrichtung für Behälter, Flaschen oder Lebensmittel, Haltestifte für Obst oder Gemüse, integrierte Bürste, Reibe, Schäler, Ecke mit erhöhtem Rand zum Schmieren von Broten, rutschfeste Unterseite mit Gumminoppen und Saugnäpfen, Maße: ca. 50 x 30 cm, Höhe Platte ca. 3,5 cm, Gesamt ca. 14,5 cm, ca. 1,7 kg, spülmaschinenfest bis 70° C (ohne Saugnäpfe und Bürste!) Unterstützt Speisenzubereitung mit einer Hand


80501004 Fix Fixierbrett

Fix kann rutschfest montiert und sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder angepasst werden. Mit dem großflächigen Schieber lassen sich Gegenstände unterschiedlicher Größe einfach und sicher fixieren. Bei Bedarf können die mitgelieferten Saugfüße genutzt werden. 1,3 kg leicht, spülmaschinenfest. Grundmaß: 31,5 x 29,5 cm


SD22204 Küchenbrett Holz

Gummibaumholz, Edelstahl, mit Schüssel und 3 Arbeitseinsätzen, erleichtert die Speisenzubereitung mit nur einer Hand, Maße: ca. 44 x 30 x 5,2 cm, Einsätze ca. 20 x 14 cm, Edelstahlteile sind spülmaschinentauglich, verbindet schickes Design mit praktischem Nutzen


AA5351 Kochkorb

zum einfacheren Kochen und Herausnehmen von Gemüse usw. aus einem Topf, Griff aus Nylon schützt vor Verbrennungen, Korb aus rostfreiem Stainless-Stahl, Maße: Durchmesser 165 mm ober und 120 mm unten, 90 mm hoch, Gewicht: 245 g


AA5305 Pfannenhalter

einfaches Drahtgestell mit Saugnäpfen verhindert, dass sich die Pfanne beim Kochen dreht. Wichtiger Sicherheitshinweis: die Saugnäpfe dürfen nicht auf oder in die Nähe der heißen Platte kommen! Maße: 41cm lang, 11 cm hoch



SD27100
Einhand-Behälter Set

aus Kunststoff, transparent / weiß, Set bestehend aus 1 x 0,75 l Box, 1 x 1,35 l Box und 1 x 2,0 l Box, einhändig zu öffnende Vorratsdosen durch versenkbaren Griff im Deckel, Griff durch kurzen Druck auf den Knopf des Deckels zu öffnen/ schließen, versenkbar, spülmaschinenfest


95
Essig/Öl-Kännchen

mit selbstschließender Verschlusskappe welche Verschütten oder Nachtropfen verhindert, Korpus aus Glas, mit Messskala, leichte Dosierung


92
Gewürzmühle elektrisch

mit Kippsensor bei 90 Grad, Keramikmahlwerk, leicht zu befüllen, Batteriebetrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)


89
Einhand Gewürzmühle

einfach mit nur einer Hand zu bedienen, durch Auf-/Abbewegung wird der Mahlmechanismus betätigt, verstellbares Mahlwerk, leicht zu befüllen, modernes Design


SD22085
Eierbecher mit Saugnapf Weiß (Paar)
SD22087
Eierbecher mit Saugnapf Rot (Paar)

aus Kunststoff, rutschfest, mit großem Saugnapf, Durchmesser ca. 4,7 cm, spülmaschinenfest - nur ohne Saugnapf! Praktisch wenn nur mit einer Hand gegessen werden kann, Maße: ca. 6,5 cm hoch, ca. 6 cm breit, Gewicht: ca. 45 g / Stk.


3050822
Küchenmesser

mit ergonomischen Winkelgriff, Klinge in Wellenschliff, Maß: 17 cm lang, Gewicht: 145 g


SD22540
Allzweckmesser

grau-grün, feingezackte Klinge mit Gabelfunktion an der Spitze, Klingenslänge: ca. 14 cm, Gesamtlänge: ca. 21 cm



SD22541

Brotmesser

grau-grün, Klinge mit leichtem Wellenschliff, Klingenlänge: ca. 20 cm, Gesamtlänge: ca. 26 cm



SD22542

Kochmesser

grau-grün, glatte Klinge, Klingenlänge: ca. 18 cm, Gesamtlänge: ca. 24 cm



SD22530

Chefmesser mit Rundgriff

schwarz, Kunststoff / Edelstahlklinge, mit anatomischem Rundgriff, erleichtert das Greifen bei eingeschränkter Hand- und Gelenkbeweglichkeit, zum Schneiden von Gemüse und Fleisch, spülmaschinenfest bis 70° C



SD22531

Brotmesser mit Rundgriff

schwarz, Kunststoff/Edelstahlklinge, mit anatomischem Rundgriff, erleichtert das Greifen bei eingeschränkter Hand- und Gelenkbeweglichkeit, zum Schneiden von Brot und weichen Gemüsen, spülmaschinenfest bis 70° C



SD22546

Bratengabel

schwarz-weiß, Kunststoff, spitze Zinken zum Festhalten von Bratgut, Zinken: Länge 7 cm, Gesamtlänge: 19,5 cm, spülmaschinenfest



AA5246

Brotschneidemesser Wellenschliff

Maß: 254 mm lang, Gewicht: 125 g

AA5244

Küchenmesser Wellenschliff

Maß: 203 mm lang, Gewicht: 155 g

AA5245

Chef's Messer Glattschliff

Maß: 203 mm lang, Gewicht: 165 g

AA5240

Zubereitungsmesser kurz Wellenschliff

Maß: 127 mm lang, Gewicht: 140 g

eine Serie von Küchengeräten mit einem gut zu greifenden Handgriff mit Fingermulden, sehr leicht und trotzdem sehr stabil, aus Stainless-Stahl mit Kunststoffgriff, geschirrspülerfest



91207810

Chef's Messer Glattschliff

Länge: gesamt 31 cm, Klinge 20 cm

91207802

Küchenmesser Wellenschliff

Länge: gesamt 31 cm, Klinge 20 cm

91207828

Brotschneidemesser Wellenschliff

Länge: gesamt 34,5 cm, Klinge 23 cm

91207794

Zubereitungsmesser Wellenschliff

Länge: gesamt 23,5 cm, Klinge 12 cm

eine neue Generation von Küchenmessern mit ergonomischen Softgriffen und vergrößerter Griffschlaufe, Stainless-Stahl mit Kunststoffgriff, geschirrspülerfest



147500

Tellerranderhöher

für Teller von 16 - 26 cm, aus Kunststoff, Weiß, biegsam, wird einfach am Tellerrand eingehängt und erleichtert somit die Nahrungsaufnahme mit nur einer Hand weil das Essen nicht mehr über diesen hinausgeschoben werden kann, für die Spülmaschine geeignet



AA5662

Tellereinfassung Incurve

verhindert, dass das Essen mit dem Besteck über den Tellerrand hinaus geschoben wird - erleichtert auch das Aufnehmen des Essens auf Gabel oder Löffel, für Teller bis 26 cm Durchmesser, wird mit drei Klammern an den Tellerrand geclipt, aus Nylon, weiß, für Mikrowelle und Geschirrspüler geeignet, Gewicht: 45 g



SD22100

Tellerranderhöher Sundo Weiß

aus weißem Kunststoff mit 3 Klammern zur Befestigung am Tellerrand, passend für Teller mit Ø 23-28 cm, spülmaschinenfest, Höhe 3,2 cm



SD22110

Tellerranderhöher „Extra“ Weiß

aus weißem Kunststoff mit 3 Klammern zur Befestigung am Tellerrand, passend für Teller mit Ø 19-28 cm, Rand nach innen gewölbt - verhindert das Herausrutschen der Speisen, Höhe 3,2 cm, spülmaschinenfest



SD22130

Tellerranderhöher Rot

aus Kunststoff rot, mit drei Klammern zum Festklemmen an den Tellerrand, Rand nach innen gewölbt, verhindert das Herausrutschen der Speisen, passend für Teller von ca. 19 - 28 cm Durchmesser geeignet, Höhe: ca. 3,5 cm, spülmaschinenfest, speziell geeignet für Demenzkranke durch die auffällige Farbe



- 1115 Tellerranderhöher klarsicht mittel**
für Teller mit Durchmesser 21,5 - 25 cm geeignet,
- 1116 Tellerranderhöher klarsicht groß**
für Teller mit Durchmesser 25 - 28 cm geeignet,
rastet bei richtiger Größe am Tellerrand mit der Einkerbung ein,
Handwäsche empfohlen
- SD22030 Teller mit Randerhöhung Weiß**
aus Kunststoff, rutschfest, mit großem Saugnapf, Durchmesser
ca. 24 cm, ca. 6 cm hoch, mikrowellengeeignet bis 70° C (ohne
Saugnapf!), spülmaschinenfest
- SD22032 Teller mit Randerhöhung Rot**
aus Kunststoff, rutschfest, mit großem Saugnapf, Durchmesser
ca. 24 cm, ca. 6 cm hoch, mikrowellengeeignet bis 70° C (ohne
Saugnapf!), spülmaschinenfest
- SD22020 Teller mit Randerhöhung Deluxe**
aus Melamin, weiß, rutschfeste Gummifüße, Durchmesser:
ca. 20 cm, spülmaschinenfest, erleichtert durch den erhöhten
Rand das Aufnehmen von Essen mit Gabel oder Löffel
- 80404005 Tasty Teller mit Randerhöhung**
der Tellerrand ist an einer Seite erhöht und ermöglicht so das
Essen mit nur einem Besteckteil, Gummirutschleisten sorgen
dafür, dass der Teller nicht wegrutscht, weißer, hitzefester Me-
laminkunststoff, Gewicht: 160 g, spülmaschinenfest, nicht für
die Mikrowelle geeignet!
- SD22050 Suppenschale mit Randerhöhung Weiß**
aus Kunststoff, rutschfest mit großem Saugnapf, Durchmesser:
ca. 15 cm, Höhe: ca. 7 / 7,5 cm, mikrowellengeeignet bis 70° C
(ohne Saugnapf!), spülmaschinengeeignet (ohne Saugnapf!),
der hochgezogene Rand erleichtert die Aufnahme von flüssiger
Nahrung oder Brei
- SD22052 Suppenschale mit Randerhöhung Rot**
aus Kunststoff, rutschfest mit großem Saugnapf, Durchmesser:
ca. 15 cm, Höhe: ca. 7 / 7,5 cm, mikrowellengeeignet bis 70° C
(ohne Saugnapf!), spülmaschinengeeignet (ohne Saugnapf!),
der hochgezogene Rand erleichtert die Aufnahme von flüssiger
Nahrung oder Brei



SD22000 Warmhalteteller mit Deckel Blau/Weiß
SD22002 Warmhalteteller mit Deckel Beige

aus Kunststoff, 2-geteilt mit großem Einfüllstutzen für heißes Wasser, der Schraubverschluss ist auch als Eierbecher nutzbar, speziell für langsam essende Personen damit das Essen länger warm bleibt, Durchmesser: ca. 22 cm, Höhe: ca. 3,5 cm, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest


4247 Warmhalteteller mit Deckel

aus Kunststoff, Unterteil blau, Deckel transparent, Maße: ca. 22 cm Durchmesser, mit erhöhtem Rand und seitlichen Griffen, wird mit heißem Wasser gefüllt und hält Speisen somit länger warm, mit Antirutschring am Boden, Unterteil kann im Geschirrspüler gereinigt werden, Deckel nur mit max. 85° C reinigen (Silikonlippe)!


SD22629 Speiseset für Personen mit Alzheimer Rot

signalrotes Geschirrsset zur besseren Wahrnehmung, unterstützt auch das Essen mit nur einer Hand, spülmaschinenfest Set bestehend aus: Teller mit Randerhöhung, Suppenschale mit Randerhöhung, Tellerranderhöher, Eierbecher, Becher mit Nasenausschnitt, Trinkbecher, 4-tlg. Besteck Set


SD22729 Besteck-Set 4-teilig - nur Besteck Rot

Messer, Gabel, Esslöffel, Teelöffel, für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit, Löffel und Gabel biegsam und individuell anpassbar, rutschfester Vollgummigriff, für Geschirrspülerwäsche geeignet


SD22043 Einhandteller „Frau Kettner“

aus weißem Melamin zum einhändigen Schneiden, Zubereiten und Essen, mit unterschiedlichen Fixierzylindern, erhöhtem Rand und Saucenschräge, rutschfest und stapelbar, Silikonfüße an der Unterseite, spülmaschinenfest Maße: Ø ca. 25,5 cm, H ca. 3,15 cm, Gewicht: ca. 730 g



- AA5544** Kings Pilzgriff 65 mm 52 g
AA5535 Kings Standardgriff m. Konturen 85 g
AA5543 Kings dünner Griff 29 g
AA5536 Kings extradicker Standardgriff 30 g
AA5539 Kings schwerer Standardgriff 156 g
AA5547 Kings Vari-grip groß 38 g (nur mit AA5543!)
AA5545 Kings Vari-grip oval 24 g (nur mit AA5543!)
AA5546 Kings Vari-grip klein 19 g (nur mit AA5543!)
AA5537 Kings leichter Schaumstoffgriff groß
AA5538 Kings leichter Schaumstoffgriff klein
AA5541 Kings Leichtgriff mit Schlaufe
AA5540 Kings Standardgriff mit Schlaufe
AA5520 Kings Messer 17 g
AA5521 Kings Gabel 21 g
AA5524 Kings Teelöffel 17 g
AA5522 Kings Löffel 23 g
AA5523 Kings Junior-Löffel 21 g
AA5526 Kings Suppenlöffel 80 mm 21 g
AA5532R Kings Löffel für Rechtshänder 23 g
AA5532L Kings Löffel für Linkshänder 23 g
AA5531R Kings Gabel für Rechtshänder 21 g
AA5531L Kings Gabel für Linkshänder 21 g
AA5530 Kings Wiegemesser lang 20 g
AA5534 Kings Verlängerung Set = 3 Stk
AA5533 Kings Wiegemesser groß 45 g (Klinge mit 12 cm breite)
AA5527 Kings Gabel/Löffel Kombi 22 g
AA5529 Kings Wiegemesser kurz 19 g
AA5528 Kings Nelson Messer 25 g

- Besteckserie Kings - dieses multifunktionale und seit vielen Jahren am Markt fest etablierte Bestecksystem erlaubt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten für den Therapeuten und die Anwender. Aus einer Vielzahl von verschiedensten Griffen und einer breiten Auswahl von Besteck-Oberteilen, teilweise in speziellen Ausführungen, kann hier nach Bedarf kombiniert werden. Individueller ist kaum mehr möglich! Alle Bestecke sind für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet! Ausnahme: Softgriffe!

AA5597 Nelson Messer

bei diesem Modell ist die Klinge wie bei einem Wiegemesser ausgeführt, vorne zusätzlich mit einer Gabel, gerade für Personen die mit einer Hand essen müssen sehr praktisch, nicht geeignet für Personen die Zittern, Maß: 10 cm lang, Gewicht: 54 g leicht, spülmaschinenfest

- AA5510A** Queens Messer gebogen
AA5511LA Queens Gabel Linkshänder
AA5511RA Queens Gabel Rechtshänder
AA5512LA Queens Löffel Linkshänder
AA5512RA Queens Löffel Rechtshänder

Besteckserie mit rundem handlichem Griff, 3 cm Durchmesser, 98 mm lang, ca. 45 g leicht, spülmaschinenfest



AA5500A
Queens Messer
AA5501A
Queens Gabel
AA5502A
Queens Löffel
AA5503A
Queens kleiner Löffel
AA5517Y
Queens Besteckset 4-tlg.

Besteckserie mit rundem handlichem Griff, 3 cm Durchmesser, 98 mm lang, ca. 45 g leicht, spülmaschinenfest


AA5508A
Queens Nelson Messer

Klinge wie bei Wiegemesser, vorne zusätzlich mit Gabel, runder und handlicher Griff


AA5550
Leichtgewichtsbesteck Messer
AA5551
Leichtgewichtsbesteck Gabel
AA5552
Leichtgewichtsbesteck Löffel
AA5553
Leichtgewichtsbesteck Teelöffel
AA5554
Leichtgewichtsbesteck Set 4-tlg.

Besteckserie mit anatomisch angeformtem Schaumstoffgriff, 28 mm Durchmesser, 11,5 cm lang, ca. 45 g leicht, nur mit der Hand zu waschen!


AA5555
Leichtgewicht Messer gebogen
AA5556L
Leichtgewicht Gabel Linkshänder
AA5556R
Leichtgewicht Gabel Rechtshänder
AA5557L
Leichtgewicht Löffel Linkshänder
AA5557R
Leichtgewicht Löffel Rechtshänder

Besteckserie mit anatomisch angeformtem Schaumstoffgriff, 28 mm Durchmesser, ca. 11,5 cm lang, ca. 45 g leicht, nur mit der Hand zu waschen!


AA55511
Leichtgewicht Löffel / Gabel
AA55501
Leichtgewicht Nelson-Messer

Besteckserie mit anatomisch angeformtem Schaumstoffgriff, 28 mm Durchmesser, ca. 11,5 cm lang, ca. 45 g leicht, nur mit der Hand zu waschen!


AA55200
Newstead Messer 80 g
AA55203
Newstead Teelöffel 80 g
AA55210
Newstead Messer 130 g
AA55211
Newstead Gabel 130 g
AA55212
Newstead Löffel 130 g
AA55213
Newstead Teelöffel 130 g


AA55205 Newstead Gabel rechts 80 g

AA55206 Newstead Löffel rechts 80 g

AA55207 Newstead Gabel links 80 g

AA55208 Newstead Löffel links 80 g

AA55209 Newstead Messer gebogen 80 g

Beschreibung Besteckserie Newstead: mit einem speziell designtem weichem non-slip-Griff, ergonomische Formgebung, auch bei Nässe gut zu greifen, Griffe aus ABS-Plastik und mit weichem gummiähnlichem Überzug (Latex-frei), alle Metallteile aus Edelstahl, spülmaschinenfest



SD22782 Besteckset Edelstahl

Nachfolger von Deluxe KEatery Einzelteilen bestehend aus Gabel, Messer, Löffel und einem Suppenlöffel, Gewicht je ca. 227 g, ergonomische Griffform, Stainless-Stahl, Geschirrspüler geeignet



SD22630 Amefa Messer gerade, 195 mm, 75 g

SD22631 Amefa Wiegemesser gebogen, 140 mm, 78 g

SD22632 Amefa Gabel gerade, 180 mm

SD22633 Amefa Gabel RECHTSHÄNDER, 185 mm, 48 g

SD22634 Amefa Gabel LINKSHÄNDER, 185 mm, 48 g

SD22635 Amefa Löffel gerade, 180 mm

SD22636 Amefa Löffel RECHTSHÄNDER, 185 mm, 54 g

SD22637 Amefa Löffel LINKSHÄNDER, 185 mm, 54 g

Kunststoffgriff Schwarz, Besteckteile aus Edelstahl, ergonomisch geformt, spülmaschinengeeignet



- SD22760 Good Grips Messer mit Glattschliff**
Maß: 21 cm lang, Gewicht: 76 g
- SD22761 Good Grips Messer mit Wellenschliff**
Maß: 21 cm lang, Gewicht: 76 g
- SD22762 Good Grips Gabel**
Maß: 20,5 cm lang, Gewicht: 65 g
- SD22763 Good Grips Esslöffel**
Maß: 20 cm lang, Gewicht: 73 g
- SD22764 Good Grips Kinderlöffel**
Maß: xx cm lang, Gewicht: xx g
- SD22765 Good Grips Teelöffel**
Maß: 18,5 cm lang, Gewicht: 65 g
- SD22767 Good Grips Suppenlöffel mit 3 mm tiefer Lippe**
Maß: 20 cm lang, Gewicht: 73 g die Löffel und Gabel sind biegsam und einmal individuell anpassbar, rutschfester Vollgummigriff, stoßdämpfend, Griff länge: ca. 11 cm, Ø Griff 3,5 cm, Gewicht: ca. 80 g je Besteckteil, spülmaschinengeeignet
- SD22770 Good Grips Messer mit Glattschliff**
- SD22772 Good Grips Gabel**
- SD22773 Good Grips Esslöffel**
- SD22775 Good Grips Teelöffel**
- SD22777 Good Grips Suppenlöffel mit 3 mm tiefer Lippe**
Gewicht: 170 g, diese Serie ist speziell für Personen mit eingeschränkter Kontrolle der Hände, etwa bei Parkinson, Rheuma, MS geeignet die Löffel und Gabel sind biegsam und einmal individuell anpassbar, rutschfester Vollgummigriff, stoßdämpfend, Griff länge: ca. 11 cm, Ø Griff 3,5 cm, Gewicht: ca. 170 g je Besteckteil, spülmaschinengeeignet
- 22750 Flexi-Löffel Maxi (Dr. Böhm) Blau**
vermeidet Verletzungen beim unkontrollierten Essen; er kann beim Essen im Mund bleiben; die Zunge drückt dabei den weichen Löffel an den Gaumen und stülpt ihn um; Maße: l 16,8 x B 0,3 cm, Gewicht: 14 g
- A6822 Wiegemesser**
stabiles Messer aus rostfreiem Stahl, scharfe gebogene Klinge, empfohlen für Menschen die beim Schneiden nur eine Hand benutzen können, gute Kraftübertragung durch die geschwungene Form, Maß: 11 cm lang, Gewicht: 85 g geschirrspülerfest



- 80402002 Light Gabel mit leichtem, dicken Griff, 18 cm**
- 80402004 Light Löffel mit leichtem, dicken Griff, 22 cm**
- 80402006 Light Messer mit leichtem, dicken Griff, 21 cm**
- 80402007 Light Dessertlöffel mit leichtem, dicken Griff, 18 cm**
- 80401003 Light Gabel mit leichtem, schmalen Griff, 21 cm**
- 80401005 Light Löffel mit leichtem, schmalen Griff, 21 cm**
- 80401001 Light Messer mit leichtem, schmalen Griff, 22 cm**
- 80401007 Light Dessertlöffel mit leichtem, schmalen Griff, 20 cm**
- 80403001 Light Kombi Messer/Löffel, 20 cm**
- 80403002 Light Kombi Messer/Gabel für Rechtshänder, 18 cm**
- 80403003 Light Kombi Messer/Gabel für Linkshänder, 18 cm**
- 80403201 Light Löffel gewinkelt, für Rechtshänder, 19 cm**
- 80403202 Light Löffel gewinkelt, für Linkshänder, 19 cm**

Wenn Kraft und Beweglichkeit der Hände nachlassen, können selbst einfache Verrichtungen beim Essen Schmerzen verursachen. Das ergonomische Besteck Light lindert sie und erleichtert das Essen. Spülmaschinenfest, Metallteile aus Edelstahl, Griffe aus Kunststoff.



- 80403301 Feed Löffel gewinkelt Rechtshänder**
- 80403302 Feed Löffel gewinkelt Linkshänder**

16 cm lang, 40 g leicht, aus weißem Polyamid, Winkel des Löffels einstellbar, spülmaschinenfest, diese Ausführung passt sich auch kleinen Kinderhänden gut an, die integrierte Hand-schleife gibt bei schlechtem Greifvermögen zusätzlichen Halt



- SD22670 Gabel gebogen Rechtshänder Anthrazit/Weiß**
- SD22671 Gabel gebogen Rechtshänder Rot/Weiß**
Länge: ca. 16,5 cm, Gewicht: ca. 41 g,
- SD22672 Löffel gebogen Rechtshänder Anthrazit/Weiß**
- SD22673 Löffel gebogen Rechtshänder Rot/Weiß**
Länge: ca. 16,5 cm, Gewicht: ca. 41 g,
- SD22674 Gabel gebogen Linkshänder Anthrazit/Weiß**
- SD22675 Gabel gebogen Linkshänder Rot/Weiß**
Länge: ca. 16,5 cm, Gewicht: ca. 41 g,
- SD22676 Löffel gebogen Linkshänder Anthrazit/Weiß**
- SD22677 Löffel gebogen Linkshänder Rot/Weiß**
Länge: ca. 16,5 cm, Gewicht: ca. 41 g,
- SD22681 Kinder-Löffel gebogen Rechtshänder Blau/Weiß**
Länge: ca. 14,5 cm, Gewicht: ca. 39 g, für Personen bis 8 Jahren
- SD22683 Kinder-Löffel gebogen Linkshänder Grün/Weiß**
Länge: ca. 14,5 cm, Gewicht: ca. 39 g, für Personen bis 8 Jahren
- SD22680 Kinder-Gabel gebogen Rechtshänder Blau/Weiß**
Länge: ca. 14,5 cm, Gewicht: ca. 39 g, für Personen bis 8 Jahren
- SD22682 Kinder-Gabel gebogen Linkshänder Grün/Weiß**
Länge: ca. 14,5 cm, Gewicht: ca. 39 g für Personen bis 8 Jahren
- SD22679 Besteck gebogen Universal-Messer Rot/Weiß**
mit Wellenschliff, Klingenlänge: ca. 11 cm, Griffhöhe: ca. 11 cm
- Besteckserie gebogen - für Personen mit schwachen motorischen oder muskulären Fähigkeiten, die gebogene Form ermöglicht ein leichteres Halten und Essen ohne den Arm zu beugen, in der Farbe rot besonders für Alzheimer-Patienten und Autisten geeignet, Kunststoff (PP, TPE), mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest



- 147120 Besteckhalter mit Schlaufe**
Besteck wird in die Tasche gesteckt und mittels der Klettschlaufe an der Hand fixiert



- 147150 Besteckhalter verstellbar**
Besteck wird in der Klammer eingeklemmt, die Kunststoffschleife wird über die Hand geschoben und verhindert, dass das Besteck aus der Hand fallen kann



AA6104A

Griffverstärkung Weiß 6 mm

AA6106A

Griffverstärkung Weiß 9 mm

AA6108A

Griffverstärkung Weiß 12 mm

Plastazote-Schlauch mit 1 m Länge, 31 mm dick, waschbar, geeignet für Besteck, Werkzeug, Stifte



SD27305

Griffverdicker Beige 6 / 22 mm

SD27306

Griffverdicker Rot 10 / 28 mm

SD27307

Griffverdicker Blau 16 / 28 mm

VPE = 6 Stück! Aus hochdichtem Schaumstoff, 30 cm lang, waschbar, zum Verdicken von Bestecken, Werkzeugen, Schreibzeug, etc.

SD27303

Griffverdicker Set * 3 Stk sortiert *****

VPE 3 Stück - 1 x beige, 1 x rot, 1 x blau, Maße und Eigenschaften wie SD27305/6/7



920798

Elastak ultra Soft Tape

920476

Elastak medium Soft Tape

Soft-Band zur Verdickung verschiedenster Griffe in Beruf, Haushalt, Pflege, wird einfach über den Griff gewickelt, Material durchscheinend, latex-frei, Maße: 20 mm breit, 3,6 m lang



3043

Trinkbecher mit Deckel kleine Öffnung

Oberteil Trinktülle mit 4 mm

3045

Trinkbecher mit Deckel große Öffnung

Oberteil Trinktülle mit 12 mm

durchsichtig, aus PP, Schnabel leicht geknickt, Inhalt 250 ml, spülmaschinenfest graduert, autoklavierbar bis 130° C



3333

Trinkbecher kleine Öffnung Pro

Oberteil Trinktülle mit 4 mm, durchsichtig

3334

Trinkbecher große Öffnung Pro

Oberteil Trinktülle mit 12 mm, durchsichtig

aus PP, Schnabel leicht geknickt, Inhalt 250 ml, mit Graduierung, von -30 - +125° C verwendbar, unzerbrechlich, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, autoklavierbar



3333B

Trinkbecher Set kurze Tülle Blau

3333G

Trinkbecher Set kurze Tülle Grün

3333R

Trinkbecher Set kurze Tülle Rot

3333Y

Trinkbecher Set kurze Tülle Gelb

im Set mit 2 Deckel - 1 mal mit kleiner Tülle 4 mm und 1 mal mit großer Tülle 12 mm Öffnung, Inhalt 250 ml, Maße: 93 mm hoch, 70 mm Durchmesser, aus PP, mit Graduierung, von 30-125°C verwendbar, unzerbrechlich, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, autoklavierbar



- 3043B** **Trinkbecher Set Blau**
3043G **Trinkbecher Set Grün**
3043R **Trinkbecher Set Rot**
3043O **Trinkbecher Set Orange**

im Set mit Becher und jeweils einem Oberteil mit kleiner (4 mm) und großer (12 mm) Trinktülle, aus Kunststoff, Inhalt ca. 250 ml, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, autoklavierbar bis 130° C, graduert



- SD20000** **Becherhalter Weiß**

mit großen Ringgriffen, nur für Trinkbecher- Modelle 3043B, G, R und O geeignet! z.B. für Personen mit arthritischen Händen
 Becher nicht im Lieferumfang enthalten!



- SD21420** **Trinkbecher-Set mit 2 Henkeln Transparent**
SD21422 **Trinkbecher-Set mit 2 Henkeln Gelb-Transparent**
SD21424 **Trinkbecher-Set mit 2 Henkeln Orange-Transparent**
SD21426 **Trinkbecher-Set mit 2 Henkeln Blau**
SD21430 **Trinkbecher-Set mit 2 Henkeln Rot**

aus Kunststoff, PP, bruchfest, mit Deckel für Tee und Brei, transparent, auch für Tremorpatienten, Inhalt: ca. 220 ml, graduert, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest



- SD21400** **Trinkbecher Nasalto Transparent**

aus Kunststoff, unzerbrechlich, Inhalt: ca. 200 ml, Maße: vorne ca. 10 cm, hinten ca. 6,5 cm hoch, Durchmesser oben ca. 8,5 cm, spülmaschinenfest bis max. 65° C



- SD20600** **Becher mit Nasenausschnitt Blau**
SD20601 **Becher mit Nasenausschnitt Weiß Transparent**
SD20602 **Becher mit Nasenausschnitt Rot**

Inhalt: 250 ml, spülmaschinenfest, autoklavierbar bis 130° C, zum Trinken ohne den Kopf zu neigen



- 7796** **Becher mit Nasenausschnitt Orange**

aus Kunststoff, ca. 230 ml, aus PP, stapelbar, spülmaschinenfest, autoklavierbar, unzerbrechlich, mikrowellengeeignet, graduert



1149 Nosey Tumblers 115 ml
1145 Nosey Tumblers 236 ml
1146 Nosey Tumblers 340 ml

diese Trinkbecher wurden für verbesserten Trinkkomfort gestaltet, für Personen die beim Trinken oder Schlucken Schwierigkeiten haben, durchsichtig, damit man sieht, wieviel noch im Becher ist, aus stabilem PP, spülmaschinenfest


1159 Nosey Becher ergonomic

besseres Griffgefühl durch die geschwungene Form des Bechers, großer Nasenausschnitt auf einer Seite ermöglicht das selbständige Entleeren des Bechers für Personen mit Bewegungseinschränkungen im Halsbereich, durchsichtiger bläulicher Kunststoff, spülmaschinenfest, Inhalt 236 ml


SD20650 Dysphagie-Trinkbecher

Kunststoff, transparent, für Personen mit Schluckbeschwerden, Inhalt: ca. 200 ml, spülmaschinenfest, dampfsterilisierbar bis 120° C, graduert


SD21280 Dysphagie-Tasse

aus Kunststoff, SAN, elfenbein, spezielle Formgebung leitet die Flüssigkeit in die Mitte des Mundes, schwerer Boden sorgt für Standsicherheit, Inhalt: ca. 240 ml, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, Gewicht: ca. 240 g


SD21283 Dyshagie-Becher

aus Kunststoff, PP, rot, mit großem Saugfuß, spezielle Formgebung leitet die Flüssigkeit in die Mitte des Mundes, Inhalt: ca. 240 ml, graduert bis 150 ml, mikrowellengeeignet, Gewicht: ca. 140 g


SD20750 Novo-Becher

Inhalt: ca. 250 ml, aus Kunststoff, transparent, erleichtert das Trinken im Liegen, auslaufsicher, mit innenliegendem Strohhalm, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, autoklavierbar bis 130° C



SD21260

Stehauf-Becher Rot

SD21262

Stehauf-Becher Weiß

aus Kunststoff, SAN, Stehaufbecher mit Teeaufsatz, schräge Form, extra kräftige Griffe, Inhalt: 250 ml, Maße: ca. 153 x 110 x 117 mm, Gewicht: 115 g, spülmaschinenfest bis max. 65° C, der gewölbte Boden des Stehauf-Bechers richtet den Becher von selbst auf, auch wenn er schief abgestellt wird, die nach hinten gebogenen, stabilen Griffe erleichtern das Festhalten des Bechers



3080

Trinkbecher auslaufsicher Klar

3080B

Trinkbecher auslaufsicher Blau

3080G

Trinkbecher auslaufsicher Grün

3080Y

Trinkbecher auslaufsicher Gelb

3080P

Trinkbecher auslaufsicher Pink

3080R

Trinkbecher auslaufsicher Orange

3080V

Trinkbecher auslaufsicher Violett

SD2100001

Unterteil zu Art. 3080 + Farbe!

SD2100002

Oberteil nur Deckel TEE zu Art. 3080

SD2100003

Oberteil nur Deckel BREI zu Art. 3080

SD2100004

Oberteil nur Deckel HEAT zu Art. 3080 *SONDER*

SD2100006

Ersatz-Ventil zu Trinkbecher 3080

greifeingeschränkten Personen bietet der Becher mit seinen Rillenvertiefungen mehr Sicherheit, fällt der Becher einmal um laufen nur wenige Tropfen aus, die Flüssigkeit muss zum Trinken angesaugt werden, erlaubt langsames Trinken, für heiße und kalte Getränke geeignet, Inhalt 250 ml, mit Graduierung, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, Becher aus Polycarbonat, Deckel aus Polypropylen mit Silikonventil



SD20759

Griff zu Art. 3080 Trinkbecher

aus Kunststoff, gelb, spülmaschinenfest, wird einfach auf den Becher / in die Rille geklippt



SD21018

Rillenbecher mit Temperaturanzeige

aus Kunststoff, transparent, Inhalt: ca. 200 ml, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, autoklavierbar, der Deckel ändert je nach Temperatur der Flüssigkeit im Becher seine Farbe von dunkel - kalt bis hellrot - heiß



AA5710
Klarsicht-Trinkbecher

mit breitem, stabilem Boden und zwei großen abgewinkelten Henkeln mit Fingerkonturen, kann somit in einer bequemen Trinkposition gehalten werden, durchsichtig damit der Inhalt erkennbar ist, Inhalt 300 ml, spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet, Gewicht: 175 g


SD21100
Trinkbecher Thermo

aus Kunststoff, blau-grau/Deckel transparent, ideal für Heiß- oder Kaltgetränke, doppelwandig, mit Isolierung, Inhalt: ca. 200 ml, spülmaschinenfest, hält Getränke länger warm oder kühl, ermöglicht die Flüssigkeitsaufnahme in der eigenen Trinkgeschwindigkeit


SD21130
Thermobecher-Set Blau
SD21132
Thermobecher-Set Rot

aus Kunststoff, mit Thermofunktion (doppelwandig), Tee- und Breiaufsatz, nahezu auslaufsicher, erleichtert das Trinken im Liegen, Inhalt: ca. 180 ml, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, autoklavierbar bis 125° C, innen konische Form, ersetzt Nasenbecher


SD21200
Trinkbecher mit 2 Henkeln Elfenbein
SD21201
Trinkbecher mit 2 Henkeln Pastell-Grün
SD21202
Trinkbecher mit 2 Henkeln Pastell-Blau

aus Kunststoff, PP, Tee- und Strohhalmaufsatz, transparent, Inhalt: ca. 200 ml, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, autoklavierbar bis 125° C, Strohalm nicht im Lieferumfang!


SD21250
Trinkbecher Handycup Transparent
SD21251
Trinkbecher Handycup Grün-Transparent
SD21252
Trinkbecher Handycup Blau-Transparent
SD21253
Trinkbecher Handycup Rot-Transparent

aus Kunststoff, SAN, Teeaufsatz, schräge Form, extra kräftige Griffe, Inhalt: ca. 200 ml, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, autoklavierbar bis 65° C, schräge Form für leichteres Trinken im Liegen damit der Kopf nicht so weit nach hinten geneigt werden muss


80404101
Feed Schnabelbecher

Der Schnabelbecher ist für Personen gedacht, die beim Trinken Hilfe benötigen. Er ermöglicht eine sichere Aufnahme der Flüssigkeit, ohne den Kopf nach hinten zu beugen. Seine mundfreundliche Form gibt den Lippen angenehmen Halt. Der Becher besitzt eine Skala mit 1-dl-Unterteilung. Höhe ohne Tülle: 7 cm, Polycarbonat, Gewicht: 40 g, Inhalt: 125 ml, spülmaschinenfest



80404042
Tasty Trinkbecher

der Becher eignet sich für Personen mit eingeschränkter Bewegungskoordination. Er kann auf sehr unterschiedliche Weise gegriffen und auch von beiden Händen gehalten werden. Die großzügigen Abmessungen gewährleisten sicheren Stand. Becher PC, Schnabelverschluss und Halter PP, 125 g leicht, 300 ml Fassungsvermögen, spülmaschinenfest


80404001
Tasty Trinkglas

das kelchförmige Glas verfügt über einen langen, dicken Stiel und ermöglicht dem Nutzer so, das Gefäß ohne Kraftaufwand mit den Handoberflächen zu stützen. Aus transparentem PC, 75 g leicht, 300 ml Fassungsvermögen, spülmaschinenfest.


3079
Schnabeltasse

aus weißem bruchsischerem PP, geringes Gewicht, Inhalt: ca. 200 ml, mit zwei Henkeln zum bequemen halten, spülmaschinenfest, autoklavierbar


SD21330
Porzellan-Schnabeltasse

zwei Henkel, Inhalt: ca. 200 ml, spülmaschinenfest, autoklavierbar


AA5772
Derby Kannenausschenkhilfe

praktische Hilfe zum Ausgießen aus Kaffee- / Teekannen o.ä., die Kanne wird mittels Klettenband nach vorne gehalten und mit der beweglichen Plattform bequem nach vorne gekippt - wenig Kraftaufwand und geringere Verschüttgefahr bei schweren Kannen, Bodenfläche 205 x 275 mm, ca. 500 g


SD21930
Strohhalme „One Way“

Packung mit 2 Stück - 1 x 254 mm und 1 x 178 mm lang, mit Rückflusssicherung, damit muss nicht jedes mal neu angesaugt werden, mit Clip damit die Strohhalme an einem Glasrand befestigt werden können


SD21900
Strohhalhalter Weiß

aus Kunststoff, weiß, hält Strohhalme bis zu einem Durchmesser von 6 mm an Glas-, Becher-, oder Flaschenrändern, erleichtert z.B. zitternden Personen das Trinken, spülmaschinenfest



SD21902

Strohhalthalter Rot - 5 Stück

aus Kunststoff, rot, hält Strohhalme bis zu einem Durchmesser von 6 mm an Glas-, Becher-, oder Flaschenrändern, erleichtert z.B. zitternden Personen das Trinken



345700

Trinkhalme gerade Metall - 6 Stück

aus rostfreiem Edelstahl; Kanten oben und unten abgerundet; Reinigung in der Spülmaschine und/oder mit der mitgelieferten Bürste



SD27330

Kugelschreiber- & Bleistifthalter

zur Verdickung des Griffes von Bleistiften oder Kugelschreibern, wird darüber geschoben, damit dieser besser gehalten werden kann, Durchmesser Innen 8 mm, Set besteht aus 3 Stück



AA7217

Rheumakugelschreiber

dieser ergonomisch speziell für Rheumatiker geformte Schreibstift weist runde weiche Formen auf und liegt daher besonders bequem in der Hand, die punktuellen Belastungen des Zeigefingers und der Daumenfalte werden merklich reduziert, aus Kunststoff, blau, Gewicht ca. 27 g



AA7204A

Grippit Stifthalter klein - Kind

AA7204B

Grippit Stifthalter mittel - Frauen

AA7204C

Grippit Stifthalter groß - Männer

simples aber effektives Design - hilft, den Stift in der Hand zu halten, für links oder rechts verwendbar, Packung mit 3 Stück



179300

Stifthalter

der Stift wird durch Anziehen der Flügelmutter in der Klammer fixiert, die Hand wird in die Schlaufe gesteckt damit dieser sicher geführt werden kann, aus Kunststoff, weiß



SD27604

Blattlupe aus Kunststoff

extra leichte und flache Lesehilfe für große Flächen wie Zeitungen, Fahrpläne, Bücher, o.ä., Vergrößerung 2-fach, Maße ca. 30,5 x 19,6 cm, Gewicht: 38 g



SD27600

Handlupe rechteckig mit LED-Beleuchtung

Lesehilfe mit einklappbarem Handgriff, Vergrößerung 2-fach, integrierte Lupe 6-fach, Größe: ca. 11,5 x 7 cm, Gewicht: ca. 108 g



SD27602

Nacken- und Freihandlupe

Umhängelupe, ermöglicht beidhändig freies Arbeiten oder Lesen, Umhängeband verstellbar, Vergrößerung 2-fach, integrierte kleine Lupe 4-fach, Durchmesser ca. 10,5 cm, Gewicht: ca. 167 g, aus Kunststoff, schwarz



SD27601

Handlupe rund Schwarz *SONDER*

Lesehilfe mit schraubbarem Handgriff, Vergrößerung 2-fach mit integrierter kleiner Lupe 4-fach Ø ca. 9 cm, L ca. 19 cm, Gewicht: 125 g



SD27608

Blattvergrößerer mit Gestell

aus Kunststoff, grau/blau, Acryllinse, ABS-Kunststoff, beschichteter Draht, Linse mit 2-facher Vergrößerung, faltbares Untergerüst mit Haltern, wahlweise für gerade und Winkelaufsicht, Maße: 28 x 21,5 cm, Gestell: 18,5 x 17,5 cm, Gewicht: ca. 280 g



SD27585

Buch- und Zeitschriftenhalter

leicht und stabil - weiß beschichtetes Drahtgestell, hält Bücher oder Zeitschriften offen aufrecht, ohne die Hände verwenden zu müssen, der beiliegende Buchclip hält die Seiten offen, lässt sich flach zusammenklappen, Größe: 30,5 x 23 cm



SD27469

Kartenmischer „Vario“

aus Kunststoff, grün, durch Betätigung der Kurbel werden die Karten gemischt, praktisch für Personen mit Bewegungseinschränkungen



SD27471

Spielkarten Doppelkopf EXTRA GROSS

„französisches Bild“, ca. 56 x 100 mm mit extra großen Zeichen, benutzerfreundliches Format, 48 Karten, in Kunststoffbox



SD27454

Spielkartenhalter Dreieck 4 Stück

aus Kunststoff, halten die Karten fest, diese können somit leichter gehalten werden, gerade für Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Rheuma eine große Erleichterung beim Kartenspielen, blau, gelb, rot, weiß



SD27450

Spielkartenhalter Kunststoff

aus Kunststoff, Halterung bis zu 24 Spielkarten, gebogene Form, rutschfeste Standfüße, Maße: ca. 22 x 11 cm, gerade bei Personen mit Bewegungseinschränkungen eine große Hilfe, die Karten können übersichtlich für den Spieler auf dem Tisch platziert werden



SD27464

Spielkartenhalter einfach

aus durchsichtigem Kunststoff, die Karten werden in die Schiene gesteckt und hinten angelehnt, Maße: ca. 25 x 5 x 7 cm, Gewicht: ca. 155 g



515090

Würfel Holz groß

normaler sechseckiger Würfel, 4 cm Seitenlänge



E2470

Schachspiel mit großen Figuren

97 mm Figuren - beschwert, klassisches Schach, Figuren schwarz/weiß, aus Kunststoff, Spielfeld aus Kunststoff, faltbar, Maße: 50 x 50 cm



1453401

AFH 9-loch Pegboard Test Acryl

einfache Anwendung bei der Beurteilung von Handgeschicklichkeit; Standardtest zur Messung von Feinmotorik und Fingerfertigkeit; Maße: L 16 x B 16 x H 4 cm Maße Stifte: H 3 x B 1 cm; Gewicht: 1,1 kg Material: Acryl und Messing



413401

AFH 9-Loch Pegboard Test, Holz

aus Holz, zur präzisen Diagnose und zum effektivem Training feinmotorischer Fähigkeiten; 14 Stifte in 2 Fächern; Maße: L 20,3 x B 20,3 x H 7,5 cm Maße Stifte: H 3,8 x B 0,64 cm



SD27000
Kehrgarnitur Blau langstielig

aus Kunststoff, Kehrschaufel mit Gummilippe, Griffhöhe Kehrschaufel: ca. 93 cm, Maße der Kehrschaufel: ca. 24 x 26 cm


SD27002
Kehrgarnitur „Good Grips“

aus Aluminium mit Kunststoffteilen, stabile Stehkehrgarnitur zum rückschonenden Zusammenkehren, ergonomisch angewinkelter Kehrbesen, mit Federn besetzte Borsten, Kehrschaufel mit „Zähnen“ zum Reinigen des Besens, Gummilippe, liegt vollständig am Boden an, ineinander schnappende Griffe zum praktischen Verstauen, Kehrschaufel kann arretiert oder hochgeklappt werden, Maße: ca. 10 x 23,5 x 98 cm, Gewicht: 630 g


SD23090
Raucher-Lätzchen Blau

brandhemmendes Material, schmilzt nicht, bildet keine Brandlöcher; zum Binden, mit Auffangtasche, handwäsche; Maße: B 61 x L 91 cm


AA7110
Nadel-Einfädler

dieses einfache Gerät macht das Einfädeln von Fäden in Nähnadeln leichter, sogar bei schlechtem Sehvermögen oder unsicheren Händen, verschieden große Nähnadeln können auf beiden Seiten eingefädelt werden


3070772
Spezialschere selbstöffnend

besonders geeignet bei eingeschränkter Motorik, Länge: 16,5 cm, Gewicht: 30 g, gezahnte Schneide


7272
Haushaltsschere selbstöffnend

große komfortable Griffe, stabile Stainless-Steel-Klingen, mittels Feder wird die Schere nach dem Schneiden wieder geöffnet, Sicherheitsverschluss wenn die Schere nicht verwendet wird, besonders geeignet bei eingeschränkter Motorik


3071182
Tischschere lang / spitz

blau, öffnet sich mittels Feder selbständig, durch die breite Tischauflage für einhändige Bedienung geeignet, z.B. für Kinder, bei Bastelarbeiten, etc.



SD27300

Schlüsseldrehhilfe Blau

Kunststoff, für bis zu 3 Schlüssel, verlängert den Schlüssel und vergrößert die Grifffläche; Gewicht: 50 g



150900

Türgriffverlängerung

praktische Hilfe, erleichtert das Öffnen und Schließen von Türen durch die verbesserte Hebelwirkung, aus Alu, 38 cm lang, Griffe bis 18 mm möglich



SD27270

HandyBar

einfacher und leichter Stahlgriff mit weichem nicht rutschendem Griff, wird in den Schlossbügel der Türverriegelung gesteckt und erleichtert das Ein- und Aussteigen, Länge: 23 cm, Gewicht: 300 g, leicht mitzunehmen und zu verstauen. Wichtig: nicht vergessen, den Griff vor dem Schließen der Wagentür zu entfernen!



SD27272

PKW Ein- und Ausstiegsgriff GET-IN *SONDER*

aus Metall, Kunststoff, Blau Maße: ca. L 23 x T 9,5 x B 3 cm max. Belastung: 158 kg



SD27275

PKW Ein- und Ausstiegsgriff GET-IN Pro mit Licht *SONDER*

aus TPR, Metall, Kunststoff, Rot inkl. Lampe; Maße: L 27,5 x B 10 cm max. Belastung: 180 kg



Metro2081

Metro Auto Ein - und Ausstiegshilfe

selbstständiges und sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Auto für Fahrer- und Beifahrertür; rutschfester, ergonomischer Griff, integrierter Eiskratzer; Türschlossfalle mind. 17 mm



SD27277

Easy Reach Sicherheitsgurtgriff

flexibler Schlaufengriff, der mittels einer sicheren Klammer an den Gurt montiert wird, dadurch kann dieser beim Anlegen leichter gegriffen werden, Gesamtlänge: ca. 23 cm, latex- und gummifrei



153053

Zange selbstöffnend

für kleinere Arbeiten bestens geeignet, erleichtert die Handhabung da der Plastikbügel die Zange immer wieder öffnet, Griffe aus Kunststoff, Zange aus Stainless Steel, Gewicht: 50 g



PIMPF3200

PIMPF Aufrichtgriff Rot

erleichtert der betreuenden Person das Hochziehen einer eingeschränkt beweglichen Person von Stuhl, Bett, Sessel, etc., aus Metall, rot lackiert, mit grauen rutschfesten Griffen, ca. 24 x 11,5 x 4 cm, Gewicht: ca. 220 g, bis max. 158 kg Gewicht belastbar - abhängig von der anwendenden Person



SD25980

Easi-Grip Gartenkralle kurz

ca. 22 cm lang, Harke aus Metall, ca. 16 cm, Gewicht: ca. 263 g, silber/gelb/grün, rostfreier Stahl und Kunststoffgriff



SD25981

Easi-Grip Gartenkralle lang

ca. 83 cm lang, Harke aus Metall, ca. 74 cm, Gewicht: ca. 263 g, silber/gelb/grün, rostfreier Stahl und Kunststoffgriff



SD25982

Easi-Grip Schaufel

ca. 30 cm lang, Gewicht: ca. 285 g, silber/grün/ gelb, Edelstahl / Kunststoff



SD25985

Easi-Grip Armschiene *Sonder*

silber/gelb/grün, Edelstahl / Kunststoff, kann durch Einstecken mit jedem Easi-Grip Gartengerät oder Werkzeuggriff verbunden werden, entlastet die Gelenke und nutzt die Unterarmkraft, 21,5 cm lang, Gewicht: 113 g; am besten im Set mit Art. SD25989 bestellen



SD25989

Easi-Grip Werkzeuggriff

silber/grün/gelb, Edelstahl / Kunststoff, kann an jedes Werkzeug / jeden Griff mit einem Durchmesser von bis zu 40 mm montiert werden, ca. 12 cm lang, Gewicht: ca. 170 g



- DY6810 Dycem Anti-Rutsch-Unterlage rund 14 cm Blau**
DY6812 Dycem Anti-Rutsch-Unterlage rund 19 cm Blau
DY6812F Dycem Anti-Rutsch-Unterlage rund 19 cm Rot
DY6814 Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 25 x 18 cm Blau
DY6814F Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 25 x 18 cm Rot
DY6816 Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 35 x 25 cm Blau
DY6816F Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 35 x 25 cm Rot
DY6818 Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 45 x 38 cm Blau
DY6818F Dycem Anti-Rutsch-Unterlage eckig 45 x 38 cm Rot
DY6830 Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 20 cm x 2 m Blau
DY6830F Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 20 cm x 2 m Rot
DY6834 Dycem Anti-Rutsch-Rolle 20 cm x 2 m Blau
DY6834F Dycem Anti-Rutsch-Rolle 20 cm x 2 m Rot
DY6856 Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 40 cm x 1 m Blau
DY6856F Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 40 cm x 1 m Rot
DY6840 Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 40 cm x 2 m Blau
DY6840F Dycem Anti-Rutsch-Rolle klein 40 cm x 2 m Rot
DY6844 Dycem Anti-Rutsch-Rolle groß 40 cm x 9 m Blau
DY6844F Dycem Anti-Rutsch-Rolle groß 40 cm x 9 m Rot

Dycem hat die effektivste Serie von Anti-Rutsch-Unterlagen entwickelt. Es fühlt sich nicht klebrig an - trotzdem verhindert es, dass (trockene) Gegenstände, die man darauf stellt oder legt, wie z.B. Teller, nicht wegrutschen. Kann auch als Rutschschutz für Griffe, als Hilfe beim Öffnen rutschiger Deckel, am Arbeitsplatz usw. verwendet werden. Reinigung mit Seifenwasser. Hinweis: die rutschhemmende Wirkung geht bei Feuchtigkeit verloren! In vielen Größen erhältlich.


SD27080
Leuchtbstreifen

Rolle 2 m lang, Breite 2,3 cm, auf die jeweils passende Länge abschneidbar, fluoreszierend, selbstleuchtend und selbstklebend, z.B. für Treppen, Geländer, Türträger etc.


8232523
Trio Treppensteiger Shopper Rot/gepunktet
8232311
Trio Treppensteiger Shopper Grau/gepunktet

Maße: 102 x 45 x 41 cm Gewicht: ca. 3 kg ausgestattet mit 3 Rädern (auf jeder Seite) - für leichtes Rollen und um Hindernisse, Gehsteigkanten und auch Treppen leichter überwinden zu können, leicht zu entfalten und wieder zusammenfaltbar mit Schirm-/Gehstock-Halter, patentiertes Verriegelungssystem für die Räder, Rahmen aus epoxy-beschichtetem Stahl, PP und PVC Räder, Taschen aus Polyethene, bis max. 40 kg belastbar



8210594

Treppensteiger/Shopper Modulo Bag Anthrazit

8220464

Treppensteiger/Shopper Modulo Bag Anis

Aluminium-Rahmen, 2 Taschen mit je 20 l Volumen, 6 geräuscharme Räder Ø 17 cm, ergonomischer Griff, Taschen abnehmbar mit Plastikschiene am Taschenboden; Schutz der Einkäufe vor Wind und Wetter Gewicht: 3 kg



8210464

Einkaufshilfe/Shopper Modulo Bag Blau

8210478

Einkaufshilfe/Shopper Modulo Bag Anis

Aluminium-Rahmen, 2 Taschen mit je 20 l Volumen, 2 geräuscharme Räder Ø 17 cm, ergonomischer Griff, Taschen abnehmbar mit Plastikschiene am Taschenboden; Schutz der Einkäufe vor Wind und Wetter Gewicht: 3 kg, Maße: L 41 x B 46 x H 103 cm



243880

Shopiroll Einkaufsrollator

Einkaufs-Rollator, Aluminium-Rahmen, mehrfarbig, Einhandbremse, Gewicht: 10 kg Maße: H ca. 97 cm



1453401

AFH 9-Loch Pegboard Test Acryl

einfache Anwendung bei der Beurteilung von Handgeschicklichkeit; Standardtest zur Messung von Feinmotorik und Fingerfertigkeit; Maße: L 16 x B 16 x H 4 cm Maße Stifte: H 3 x B 1 cm; Gewicht: 1,1 kg Material: Acryl und Messing



413401

AFH 9-Loch Pegboard Test Holz

aus Holz, zur präzisen Diagnose und zum effektivem Training feinmotorischer Fähigkeiten; 14 Stifte in 2 Fächern; Maße: L 20,3 x B 20,3 x H 7,5 cm Maße Stifte: H 3,8 x B 0,64 cm



753401

Box and Block Test Premium *SONDER*

inkl. Stoppuhr und Dokumentationsbögen; Test zur Bewertung der grobmotorischen Geschicklichkeit der Handfunktion



1050402

ArthroRoller TS Intense Silber

1050412

ArthroRoller TS Intense Blau

1050422

ArthroRoller TS Intense Rot

1050452

ArthroRoller TS Intense Grün

zur Fingermassage und Stimulation der Finger-Reflexzonen, elastischer Spezial-Federstahl zur Anpassung an die verschiedenen Fingerdicken, einfache Anwendung - den Massagering über den Finger ziehen und auf - und abrollen, Ø innen ca. 7-11 mm, außen ca. 25-30 mm



10504

ArthroRoller bunte Mix-Tüte 1

Fingermassager für die Stimulation der Finger-Reflexzonen; elastischer Spezial-Federstahl zur Anpassung an die Fingerdicken; Inhalt: 9 verschiedene Ringe



1050450

ArthroRoller Mix Tüte 20 TS Hand

Handmassager für die Stimulation der Hand-Reflexzonen, elastischer Spezial-Federstahl, zur Anpassung an die Handgrößen, Ø innen 35 mm, außen 65 mm



- 1028 Softball Gelb 7 cm**
1029 Softball Gelb 9 cm
102922 Softball Gelb 22 cm
 aus gefrästem, offenporigem Schaumstoff, ideal für die Handtherapie



- 30492 Massageball blau 6 cm**
 Softball aus Memory-Schaumstoff - nach dem Zusammendrücken kehrt er nach ca. 2 - 3 sek. wieder in seine ursprüngliche Form zurück, ein praktisches Hilfsmittel für die Handtherapie



- 320691 Anti-Stressball, farblich sortiert**
 Verkaufsdisplay mit 12 Stück Durchmesser 7 cm, regt die Durchblutung und den Kreislauf an, löst Muskelverspannungen, überall mitnehmbar und einsatzbereit



- AA9800 Gel-Ball Handtrainer Pink x-soft**
AA9801 Gel-Ball Handtrainer Blau soft
AA9802 Gel-Ball Handtrainer Grün medium
AA9803 Gel-Ball Handtrainer Orange strong
AA9804 Gel-Ball Handtrainer Schwarz x-strong
 in verschiedenen Härten für das Finger- und Handtraining, z.B. nach Schlaganfällen, gehen nach dem Drücken in ihre Ausgangsform zurück



- SD61450 Gel-Ball Handtrainer Gelb extra-soft**
SD61451 Gel-Ball Handtrainer Rot soft
SD61452 Gel-Ball Handtrainer Grün medium
SD61453 Gel-Ball Handtrainer Blau strong
 zur Förderung der Greiffähigkeit und Sensormotorik nach Frakturen, bei Lähmungs- und Ausfallerscheinungen der Hand oder der Finger, z. B. nach Schlaganfall



- S2180 Sissel Press-Ball Pink soft**
S2181 Sissel Press-Ball Blau medium
S2182 Sissel Press-Ball Grün strong
S2183 Sissel Press-Ball Orange extra-strong
 das Fit-Training für Hand und Unterarm! Für den gezielten Aufbau der Muskulatur und zur Verbesserung der Beweglichkeit in Hand und Unterarm, Mobilisierung von Fingern und Händen, inkl. Übungsanleitung



S2190 Sissel Press-Egg Pink soft

S2191 Sissel Press-Egg Blau medium

S2192 Sissel Press-Egg Grün strong

S2193 Sissel Press-Egg Orange extra-strong

das Fit-Training für Hand und Unterarm! Für den gezielten Aufbau der Muskulatur und zur Verbesserung der Beweglichkeit in Hand und Unterarm, Mobilisierung von Fingern und Händen, inkl. Übungsanleitung



91189406 Power Ball Handtrainer Blau

von Chiropraktikern und Physiotherapeuten empfohlen, für dynamisches Training, steigert die Bewegungsfähigkeit des Handgelenks, durch gleichmäßige Bewegung wird der Kreisel im Inneren in Bewegung gehalten, erhöht die Blutzirkulation in Hand und Arm, wird mit Seilzug „gestartet“



929600 Handmaster Plus Fingertrainer Violett / soft

929601 Handmaster Plus Fingertrainer Rot / medium

929602 Handmaster Plus Fingertrainer Orange / stark

ideal für die Rehabilitation und Training, für Finger und ganze Hand, Handgelenk und Unterarm, verbessert Stärke, Balance, Koordination, Geschwindigkeit und Blutzirkulation, stimuliert die Nerven, für das tägliche Training zwischendurch, kommt mit 2 verschieden großen Fingerbändern



A9088 R-Lite Widerstands-Schaumstoffblöcke

Set bestehend aus 12 Stück - 3 von jeder Farbe, Gelb = Super-Soft / Pink = Soft / Blau = Medium / Grün = Fest helfen beim Training zur Kraftstärkung der Finger und Hände nach Verletzungen, ideal auch für Personen mit Arthritis, aus viskoelastischem Schaumstoff, Blöcke mit 4,4 x 4,4 x 7,6 cm, waschbar mit warmen Wasser und milder Seife und Trocknung an der Luft



SD61370 Hand- und Fingertrainer-Set

zur Kräftigung der Hand- und Fingermuskulatur, 3 Stück im Set, aus TPR (thermoplastischer Gummi), Festigkeit: pink = leicht, orange = mittel, blau = schwer



SD61374 Hand-Fingertrainer „Stern“ Pink leicht

SD61375 Hand-Fingertrainer „Stern“ Orange mittel

SD61376 Hand-Fingertrainer „Stern“ Blau schwer


aus TPR (thermoplastischer Gummi), für Fingerübungen, z.B. nach Verletzungen



- SD61405 Handtrainer weich Pink leicht**
SD61406 Handtrainer weich Orange mittel
SD61407 Handtrainer weich Blau schwer
 aus TPR (thermoplastischer Gummi), für Fingerübungen, z.B. nach Verletzungen



- SD61400 Handtrainer einstellbar**
 aus Schaumstoff, blau, anatomisch geformt, individuell einstellbare Härtegrade durch das Herausnehmen einzelner Stifte



- A39715 Digiflex Handtrainer Gelb 0,68 kg**
A3973 Digiflex Handtrainer Rot 1,4 kg
A3975 Digiflex Handtrainer Grün 2,3 kg
A3977 Digiflex Handtrainer Blau 3,2 kg
A3979 Digiflex Handtrainer Schwarz 4,1 kg
 wirkt kraftaufbauend auf Hand und Unterarm, fördert das Koordinationssystem der einzelnen Finger, kalibrierte Federn, die Gewichte geben den Federdruck an



- 2000101 MVS Flex-Ion Beige, 0,35 - 1,1 kg**
2000102 MVS Flex-Ion Gelb, 0,7 - 2,3 kg
2000103 MVS Flex-Ion Rot, 1,4 - 4,5 kg
2000104 MVS Flex-Ion Grün, 2,3 - 7,3 kg
2000105 MVS Flex-Ion Blau, 3,2 - 10,4 kg
2000106 MVS Flex-Ion Schwarz, 4,1 - 14,1 kg
 zur Reha nach Handverletzungen; verschiedene Stufen von beige - sehr leicht bis schwarz - sehr stark; die Tasten sind einzeln federbelastet - jeder Finger wird individuell trainiert, ohne dass die stärkeren Finger die schwächeren kompensieren



- 70102 Mambo Max Hand Grip light Orange 5-20 kg**
70104 Mambo Max Hand Grip heavy Grau 10-40 kg
 Handstärke-Trainer in 2 Versionen: orange -leichte und grau - schwere Version; bei beiden Versionen kann die gewünschte Spannung mittels des Bedienknopfes eingestellt werden



- 80101 Mambo Max Foam Handtrainer - 1 Paar**
 Handtrainer mit Schaumstoffgriffen für einen festen, sicheren Griff während des Trainings; Spannung: 20 kg



- A3481 Rolyan Ergonomic Handtrainer**
A3482 Gummi-Ersatzbänder extra-leicht Gelb 8 Stück
A3483 Gummi-Ersatzbänder leicht Rot 8 Stück
A3484 Gummi-Ersatzbänder mittel Grün 8 Stück
A3485 Gummi-Ersatzbänder stark Blau 8 Stück
A3486 Ersatzclips (Set)

für progressives Handtraining, die anatomische Griffform liegt gut in der Hand, die farbigen Gummibänder haben unterschiedliche Widerstandswerte und können für aufsteigendes Training beliebig kombiniert werden



- SD61366 Handtrainer Netz 35 cm Gelb leicht**
SD61367 Handtrainer Netz 35 cm Grün mittel
SD61368 Handtrainer Netz 35 cm Rot stark
Hand - und Fingertrainer mit einem Ø von ca. 36 cm



- 1060 Therapiekitt weich 56 g Gelb**
- 1061 Therapiekitt mittel 56 g Rot**
- 1062 Therapiekitt fest 56 g Grün**
- 1063 Therapiekitt hart 56 g Blau**
- 106083 Therapiekitt weich 83 g Gelb**
- 106183 Therapiekitt mittel 83 g Rot**
- 106283 Therapiekitt fest 83 g Grün**
- 106383 Therapiekitt hart 83 g Blau**
- 1060113 Therapiekitt weich 113 g Gelb**
- 1061113 Therapiekitt mittel 113 g Rot**
- 1062113 Therapiekitt fest 113 g Grün**
- 1063113 Therapiekitt hart 113 g Blau**
- 1060170 Therapiekitt weich 170 g Gelb**
- 1061170 Therapiekitt mittel 170 g Rot**
- 1062170 Therapiekitt fest 170 g Grün**
- 1063170 Therapiekitt hart 170 g Blau**
- 1060454 Therapiekitt weich 454 g Gelb**
- 1061454 Therapiekitt mittel 454 g Rot**
- 1062454 Therapiekitt fest 454 g Grün**
- 1063454 Therapiekitt hart 454 g Blau**
- 106054 Therapiekitt supersoft 2,3 kg Beige**
- 106055 Therapiekitt weich 2,3 kg Gelb**
- 106056 Therapiekitt mittel 2,3 kg Rot**
- 106057 Therapiekitt fest 2,3 kg Grün**
- 106058 Therapiekitt hart 2,3 kg Blau**

in Kunststoffdose, für Hand- und Fingertraining geeignet, auf Silikonbasis. Kann abfärben und ist eine Material-Eigenschaft! Kann nicht aus Textilien entfernt werden! - **SICHERHEITS-HINWEIS** gilt für alle Knetmassen: kann Abfärben - das ist kein Produktfehler - das ist eine Materialeigenschaft in Verbindung mit Handschweiß und Temperatur! Nicht mit Papier oder Textilien in Kontakt bringen! Silikon kann nicht ausgewaschen oder chemisch gereinigt werden! Nicht in der Nähe einer Wärmequelle stehen lassen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen! Wird weich!



- S2170 Sissel Putty Elfenbein x-soft**
- S2171 Sissel Putty Gelb soft**
- S2172 Sissel Putty Rot medium**
- S2173 Sissel Putty Grün stark**
- S2174 Sissel Putty Blau x-stark**

Therapieknete für Finger und Handübungen, zur Rehabilitation und zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände, nach Operationen, Verletzungen der Hand und rheumatischen Beschwerden, verschiedene Härten zur kontinuierlichen Steigerung des Trainings, Dose = 85 g



12345

Igel-Massagering

ca. 17 cm Durchmesser, flexibler Ring mit weichen Noppen, für die Hand- und Fingermassage, der Ring kann gedreht, geknetet oder gedrückt werden, nur in Gelb erhältlich!



66790

Greifkegel Set 15 Stück sortiert

SD66793

Greifkegel Set 30 Stück sortiert *SONDER*

aus Kunststoff, farblich sortiert, Ø oben ca. 3 cm, unten ca. 7 cm, Höhe ca. 17,5 cm



8010101

Hydraulisches Hand-Dynamometer

Handkraftmessgerät, 5-fach verstellbarer Griff, mit Manometer, von 0 - 90 kg messbar, Scala in kg, mit Maximalanzeiger, misst die Kraft ohne erkennbare Bewegung des Griffes, dadurch kann z.B. auch Simulieren verhindert werden; kommt in stabilem Kunststoffkoffer



10543

Igelball Grün 5 cm

1025

Igelball Orange 6 cm

30808

Igelball Gelb 8 cm

30809

Igelball Rot 9 cm

30810

Igelball Blau 10 cm

der klassische feste Igelball, für Entspannungsmassagen, gleichmäßig verteilte feste Stacheln, zur Anregung der Durchblutung, bei Gelenksbeschwerden (in Absprache mit Arzt oder Therapeut)



SD61016

Igelball Schwarz 7 cm

SD61017

Igelball Violett 7 cm



SD61026

Igelball Grün/Schwarz 7 cm

SD61027

Igelball Schwarz/Weiß 7 cm

SD61025

Igelball Grün/Weiß 7 cm



- SD61023 Igelball Blau/Weiß 7 cm**
SD61022 Igelball Schwarz/Gelb 7 cm
SD61024 Igelball Rot/Weiß 7 cm



- 30806W Igelball weich 7 cm Orange mit Ventil**
30808W Igelball weich 8 cm Gelb mit Ventil
30809W Igelball weich 9 cm Rot mit Ventil
30810W Igelball weich 10 cm Blau mit Ventil

der weiche Igelball - die Härte kann mittels Pumpe (diese muss separat gekauft werden!) durch das Ventil verändert werden - weicher oder fester, nach Belieben, für die Massage der Reflexzonen, Massageübungen und Therapie, fördert die Durchblutung, angenehme Wärme breitet sich aus



- S2210 Sissel Spiky-Ball Gelb 8 cm 2 Stk Set**
S2211 Sissel Spiky-Ball Rot 9 cm 2 Stk Set
S2212 Sissel Spiky-Ball Blau 10 cm 2 Stk Set

die schnelle und einfache Körpermassage für zwischendurch! Zur Massage bei Muskelverspannungen; Unterstützung der Kreislauffunktion, in einem Stück gegossen, mit Ventil



- 50068 Ballpumpe/Ballkissenpumpe/Igelballpumpe**



- SD61200 Aku Ball**
grün, zur Massage, Therapie und für sensomotorische Übungen, Durchmesser ca. 20 cm




- SD61140 Duo-Igelball**
rot, zur Massage oder Therapie, stimuliert oberliegende Faszien, regt die Durchblutung an, entspannt die Muskulatur, Durchmesser ca. 8 cm pro Ball, Länge ca. 15 cm



SD61050

Igelball-Duo Massage-Set


blau-gelbes Massage-Set für Hände und Füße, 2 Noppenbälle auf drehbarer Achse, rutschhemmender Stand, Maße: ca. 24 x 13 x 10 cm



SD61255

Massagefußroller Blau

weich, 16 cm lang, zur Massage der Fußreflexzonen oder zur Körpermassage geeignet



S2205

Sissel Spiky Twin Roller Blau

für eine optimale und einfache Körpermassage, bei Muskelverspannungen und Verspannungsbeschwerden, perfekt für die Massage entlang der Wirbelsäule, verbessert die Durchblutung



SD61060

Igelball mit Stab

lila-schwarz, zur Massage und Therapie



S30281

Franklin Textured Ball

Set mit 2 Stück, grün transparent, Durchmesser 10 cm, mit der neuartigen Oberflächenstruktur für verschiedene Entspannungsübungen an Nacken, Hals, Hüfte, Schenkel usw. Der Franklin Ball kommt mit Ventil und kann gegebenenfalls nachgepumpt werden



4031101

Jacknobber II Massager

Der Original Jacknobber II für entspannende Rücken- und Nackenmassage, die großen Knöpfe sorgen für angenehme Verteilung des Drucks, die kleinen für punktuelle Massage



SD61600

Massageroller Auto

aus Holz, mit 4 Noppenrollen mit Kunststoffnoppen Maße: L 15 x B 8 x H 8 cm



SD61620

Rücken-Massagerollband

aus Holz, mit 7 Achsen und 14 Noppenrollen mit Kunststoffnoppen; Maße: L ca. 115 cm x B 8 cm



S2222

Sissel Fit-Roller - T-Roller

S2226

Sissel Fit-Roller - Kopfhaut- und Migräne-Roller


S2223

Sissel Fit-Roller - Ergo-Roller

S2224

Sissel Fit-Roller - Seil-Roller

für die lange Muskulatur seitlich der Wirbelsäule, bei Muskelverspannungen und Verspannungsbeschwerden, Verbesserung der Durchblutung, der Stoffwechsel wird angeregt, europ. Fabrikat, Buche; von links nach rechts:



SD61700

Fußmassageroller Multi

aus Kunststoff, schwarz / weiß / blau, Metallachsen, Rollenlänge 16 cm, Durchmesser 5 cm, Maße: 34 x 22 cm, vielseitig einsetzbar für Füße, Rücken, Beine, etc.



SD61649

Fußmassagerolle Struktur 22 cm

Holz mit Strukturprofil, Gummiringe, Ø ca. 4 cm



10501

Fußroller mit 6 Achsen

Holz, Metallachsen, strukturierte Oberfläche, Rollenlänge je Achse: ca. 11 cm, Ø ca. 3 cm, Maße: L 31 x B 12 cm



10502

Fußroller mit 8 Achsen

Holz, Metallachsen, strukturierte Oberfläche, Rollenlänge je Achse: ca. 11 cm, Ø ca. 3 cm, Maße: L 31 x B 16 cm



SD61650

Fussmassageroller „Komfort“

aus Holz, Unterseite rutschfest gummiert, mit 10 Achsen: 8 Achsen mit Wabenstruktur, 2 Achsen mit Noppen, Rollenlänge je Achse: ca. 11 cm, Durchmesser ca. 2 cm, Maße: 27 x 18 cm




SD61610

Massageroller für einen Fuß

SD61615

Massageroller für beide Füße

aus Holz, mit Kunststoffnoppn SD61610 Modell mit 5 Achsen mit 15 Noppenrollen , Maße: L 22 x B 13 cm, für einen Fuß
SD61615 Modell mit 8 Achsen mit 24 Noppenrollen, Maße: L 23 x B 18 cm, für beide Füße



SD61658

Fußmassageroller anatomisch

aus Holz mit 8 Metallachsen à 13 Rollen Rollenlänge je Achse ca. 17 cm, Rollen Ø ca. 3-4 cm; Maße: L 27 x B 20 cm



S2225

Sissel Fit-Roller - Uno- Fußroller

aus Holz, 7 Rollenstäbe mit Gumminoppen für gute Massage-wirkung



100294

Spinefitter by Sissel Blau

100298

Spinefitter by Sissel Grün

zur Stärkung der Tiefenmuskulatur, mobilisiert Gelenke und löst Blockaden; zur Behandlung von Rücken-, Schulter- und Nackenbeschwerden



33600

Koffermassageliege Alu Skai Blau

in wenigen Sekunden aufgebaut wird die Koffermassagebank allen Ansprüchen gerecht, die heute an ein modernes Produkt gestellt werden. Vom positiv / negativ verstellbaren Kopfteil mit großem Nasenschlitz über die höhenverstellbaren Beine (70 - 79 cm), bis zum robusten, silber eloxierten Alugestell; mit robustem Skai-Leder- Bezug, nur 13 kg, Breite 60 cm, Länge 205 cm inkl. Kopfteil, Polsterhöhe 2 cm, Höchstbelastung 300 kg



S5499

Sissel Vlies-Hauben Weiß

100 Stk Pkg, als Überzug für die Kopfteile bei Massageliegen und Desktop / Portal Pro, für mehr Hygiene, Einwegartikel



10255

Beurer MG18 Mini Massagegerät

für wohltuende Vibrationsmassage, kompakt und leicht - ideal für unterwegs, ergonomisches, perfekt auf die Handflächen abgestimmtes Design; mit LED-Licht; ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine; Farbe: schwarz/rot, Gewicht 176 g, Maße: L 10 x B 10 x H 9,8 cm; batteriebetrieben (nicht enthalten)



MG40

Beurer Infrarot-Massagegerät MG 40

wohltuende Vibrationsmassage, drehbarer Massagekopf und verstellbarer Griff, ideal für gezielte und punktuelle Massage, Infrarotwärme zuschaltbar, 4 auswechselbare Massageaufsätze (2 x Noppen-, 1 x Bürsten-, 1 x Kegelaufsatz), 3 Funktionsstufen (Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme), 3-fach verstellbarer Griff, 180° drehbarer Massagekopf, 12 Watt, mit 220 V Netzbetrieb



MG70

Beurer Infrarot-Massagegerät MG 70

Massage mit Griff: für unzugängliche Rücken- und Beinpartien, Massage nur mit Massagekopf: für eine direktere und kraftvollere Anwendung, Infrarotwärme separat zuschaltbar, Handschlaufe mit Klettverschluss: stufenlos auf die individuelle Handgröße einstellbar, 3-Stufen-Schalter, 2 abnehmbare Massageaufsätze, ergonomischer, rutschfester Griff für eine einfache und sichere Handhabung, 2 auswechselbare Massageaufsätze, Softaufsatz, Noppenaufsatz, mit kraftvollen und rhythmischen Klopfbewegungen wirkt diese Art der Massage bis in die tieferen Muskelschichten und kann so für tiefenwirksame Entspannung sorgen, 22 Watt, Netzbetrieb



65303

Beurer Massage Gun MG99 Compact

kraftvolle und wohltuende Triggerpunkt-Massage zur Lockerung von Verspannungen; ergonomische Form für eine komfortable Behandlung; 5 Intensitätsstufen, 4 hochwertige Massageaufsätze, LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Intensitätslevel; ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine; Gewicht nur ca. 800 g, Maße: L16,4 x B 5,8 x H 18,4 cm; Farbe: Türkisblau



MG100

Beurer Infrarot-Klopf-Massagegerät MG 100

Gehäuse aus sandgestrahltem Aluminium, für eine perfekte Anwendung allein oder zu zweit, tiefenwirksame Klopfmassage zur Entspannung, Doppelkopf-Massage, 5-stufige einstellbare Massagegeschwindigkeit, Infrarotwärme zuschaltbar, 2 austauschbare Massageaufsätze (Noppenaufsatz, Softaufsatz), 4 Massageprogramme (start, active, vital, relax), 2 rutschfeste Griffe, blau hinterleuchtete Funktionsanzeige, 20 Watt, Netzbetrieb



MG145

Beurer Shiatsu-Massagekissen MG 145

vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, extra weiche Oberfläche, mit Licht- und Wärmefunktion, mit abnehmbarem Bezug aus Micro-Flauschfaser, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend, Bezug maschinenwaschbar, vielseitig einsetzbar durch universelle Kissenform, Klettverschlussband zur Fixierung, Maße: 34 x 23 x 11 cm, 12 Watt, mit 220 V Netzbetrieb



MG149

Beurer Shiatsu-Massagekissen MG 149

vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, ergonomisches Design für eine perfekte Anpassung an den Körper, mit Licht- und Wärmefunktion, 4 Shiatsu-Massageknöpfe - paarweise rotierend, Rechts-/Linkslauf, Oberfläche in Lederoptik (PU, abwaschbar), Abschaltautomatik, 18 Watt, 220 V Netzbetrieb, einfache und feste Fixierung durch Steckschnalle



MG151

Beurer 3D Shiatsu-Massagegurt MG 151

3D Massageknöpfe für ein reales Massageerlebnis, vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, mit Licht- und Wärmefunktion, 8 rotierende Shiatsu-Massageköpfe, Rechts-/Linkslauf, 3 Intensitätsstufen, Oberfläche in Lederoptik, einfache Anwendung mit Bedienelement am Gerät, praktische Haltegriffe zur manuellen Regulierung der Massagestärke, 24 Watt, mit 220 V Netzbetrieb



MG260BL

Beurer Shiatsu Sitzauflage HD 2-in-1 schwarz MG 260

höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, entspannende Shiatsu-Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe, paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU, abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40° C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung, 42 Watt, 220 V Netzbetrieb



FM39

Beurer Shiatsu-Fußmassagegerät FM 39

wohltuende Shiatsu-Fußmassage, Wärmefunktion zuschaltbar, Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, bequem mit dem Fuß bedienbar, Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff, 25 Watt, 220 V Netzbetrieb



FM60

Beurer Shiatsu-Fußmassagegerät FM 60

wohltuende Shiatsu-Fußmassage, 18 Shiatsu Massageköpfe, Wärmefunktion zuschaltbar, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, bequem mit dem Fuß bedienbar, 2 Massagegeschwindigkeiten, individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße, Oberfläche aus atmungsaktivem Mesh-Stoff, komfortable Kabelverstaueung, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf, 50 Watt, 220 V Netzbetrieb



10027

Beurer Shiatsu Fuß-/Rückenmassagegerät FM70

Entspannung für Rücken und Füße, mit zuschaltbarer Wärmefunktion, 3 Intensitätsstufen, 18 Shiatsu-Massageköpfen; Drehrichtung der Massageknöpfe wechselbar; weicher, waschbarer Innenbezug aus Meshstoff; inklusive Schutzhülle; Gewicht ca. 2,2 kg; Maße: L36,5 x B 34,5 x H 9,5 cm; Farbe: Schwarz; netzbetrieben mit abnehmbarem Netzteil



FM90

Beurer Fußmassagegerät

kraftvolle und wohltuende Shiatsu- und Luftdruckmassage im Bereich der Fußsohlen und Fersen, Wärmefunktion zuschaltbar, Auswahl von 3 voreingestellten Massageprogrammen, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, Luftdruckmassage in 3 Intensitätsstufen, herausnehmbarer und waschbarer Bezug, geeignet bis Schuhgröße 46, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf, 48 Watt, 220 V Netzbetrieb



MG850

Beurer Fascia- und Deep-ReleaZer MG 850

löst Faszienverklebungen, regeneriert das Muskelgewebe, starke Zunahme der Durchblutung, steigert signifikant die Beweglichkeit und Mobilität, patentierte Weltneuheit, aus hochwertigem Massivholz, optimal zur Rücken- und Nackenbehandlung, sowie für die Hüfte und Schenkel, lindert Verspannungen im Rückenbereich, lockert die Muskulatur, 3 Aufsätze mit unterschiedlichen Härtegraden, 2 Massageprogramme, 4 Behandlungsflächen, Akkulaufzeit bis 11 Std pro Ladung, Ladezeit ca. 2,5 Std., Akkuanzeige, Abschaltautomatik, rutschfeste Griffe mit Soft-Touch-Oberfläche, farblich hinterleuchteter Ein-/Ausschalter, inkl. Anwendungs-DVD



SD61080

Balance-Halbball

blau, genoppte Oberfläche, mit Ventil, Durchmesser ca. 18 cm, Höhe ca. 10 cm



S23909

Sissel Spiky Dome 16 cm 2er Set

In Balance kommen - mit Spaß trainieren, fördert Koordination und Balance, ideales Trainingsgerät für Groß und Klein, wohltuende Fußmassage und Entspannung, Druck regulierbar (mit optional erhältlicher Pumpe), belastbar bis 80 kg, Maße: ca. 16 cm Durchmesser, Set mit je einem roten und blauen Spiky Dome



1030

Therapiekreisel Rot

aus Kunststoff, 40 cm Durchmesser, 8,5 cm hoch, bis max. 100 kg Körpergewicht belastbar, für Gleichgewichts- und Balanceübungen



S30241

Sissel Balance Board PLUS

Für Balance- und propriozeptive Übungen, zur Verbesserung der Koordination und des Körpergefühles, Stärkung der Rumpfmuskulatur, Verbesserung der Konzentration, Material: Hartplastik, Durchmesser ca. 37 cm, 8 cm hoch, max. 100 kg belastbar



SD63010

Therapiekreisel „TK 40“

für Fitness- und Gleichgewichtsübungen, Kunststoff, 2 Griffausparungen, Maße: Durchmesser ca. 40 cm, Höhe: ca. 8 cm, belastbar bis max. 120 kg Benutzergewicht



S30254

Sissel Balance Board Dynamic

optimales Gleichgewichts- und Koordinations-Training! Stehend auf einem Beweglichkeitskreisel: die effektive Gleichgewichtsschulung, eine von vielen Übungsvarianten des Bewegungskreisel, kontinuierlicher Aufbau des Trainings möglich, ohne das Trainingsgerät zu wechseln, Material Holz, Auflage aus PVC, Maße: Durchmesser ca. 40 cm, ca. 8 cm hoch, belastbar bis ca. 150 kg



S23907

Sissel Balancefit Blau

S23908

Sissel Balancefit Rot

der praktische Allrounder zur Steigerung von Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung, speziell geformte Noppen in zwei unterschiedlichen Stärken auf den Standflächen erhöhen die Körperwahrnehmung, auch für die Fußmassage geeignet bei Venenbeschwerden, für Beckenbodentraining, mit Ventil zur Druckregulierung, Maße: ca. 34 cm Durchmesser, bis max. 150 kg belastbar



S20424

Sissel Balancefit Pad Blau-Marmoriert


Maße: ca. 50 x 41 x 6 cm, Gewicht: ca. 0,6 kg

S20434

Sissel Balancefit Pad groß Blau-Marmoriert

Maße: ca. 95 x 41 x 6 cm, Gewicht: ca. 1,1 kg

Ideal für Gleichgewichtsschulung, für Koordinations- und Reaktionsschulung, Standstabilitätstraining, motorische Übungen zur Erhaltung der Balancefähigkeit, für Innen-, Außen- und Wassergebrauch, mit Antirutschstruktur, bis 120 kg belastbar, Material: IPE, PVC-frei



9600B

Balance Trainer Trendy Meia Blau

Ø 60 cm inklusive Pumpe vielseitiger Balance-Trainer für Physiotherapie, Core-Training und Tiefenmuskulatur; Widerstandsösen für die Widerstandsbänder; rutschfeste Basis, beidseitig nutzbar; Trainingsmöglichkeiten: Balance und Koordination, Core-Training, funktionales Krafttraining, Physiotherapie und Reha



9611

Widerstandsbänder zu Trainer Meia (Paar)

robuste Widerstandsbänder; einfach an den Widerstandsösen einhängen; Nylon Sleeve für maximale Sicherheit



SD61290

Fussreflexzonen-Matte

aus Kunststoff, blau, massiert und stimuliert durch unterschiedliche Noppenhöhen, Maße: 33 x 28 cm



S2200

Sissel Step-Fit

der natürliche Kieselsteinstrand für zuhause! Förderung der Ganzkörperkoordination, sensomotorisches Training nach Verletzungen des Muskel-Bandapparates von Fuß, Sprung-, Knie- und Hüftgelenk, propriozeptives Training nach Verletzung / Operationen, Sensibilitätsschulung zur Kombination mit anderen Untergründen, Fußreflexzonenmassage, Anregung des Stoffwechsels, Förderung der Durchblutung, Gleichgewichtstraining, Training zur Sturzprophylaxe, Material: flexibler, abwaschbarer TPE, Maße: ca. 49 x 49 cm



SD66340

Faszienroller „Pontia“

Kunststoff, genoppte Oberfläche, die Griffe ermöglichen eine einfache Handhabung, somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme und Schultern problemlos erreicht werden, einfach zerlegbar (Rolle kann auch ohne Griffe zur Massage verwendet werden), Farbe: schwarz / weiß / rot, Länge: ca. 39 cm, Durchmesser ca. 7 cm



SD66341

Faszienroller „Ondas“

Kunststoff, gewellte Oberfläche, die Griffe ermöglichen eine einfache Handhabung, somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme und Schultern problemlos erreicht werden, einfach zerlegbar (Rolle kann auch ohne Griffe zur Massage verwendet werden), Farbe: schwarz / weiß / rot, Länge: ca. 39 cm, Durchmesser ca. 7 cm



S2207

Sissel Vitalyzor

der Muskel-Vitalisierer zur effektive Faszienlockerung für den ganzen Körper! Zur zielgerichteten Lockerung und Aktivierung verspannter Muskelpartien, durch Verletzungen oder Degeneration verklebte Faszien werden punktgenau angesprochen und gelöst, ideal um Verspannungen im ganzen Körper aktiv entgegenzuwirken, Material: hochwertiges Silikon, inkl. Übungsanleitung, Maße: ø 7,5 cm, Länge 15 cm



S34225

Sissel Myofascienroller Schwarz

S34225B

Sissel Myofascienroller Blau

S34225M

Sissel Myofascienroller Magenta-Rot

S34225W

Sissel Myofascienroller Blau/Weiß soft

der Myofasciaroller zur Förderung der Muskelaktivität und Regeneration, zur gezielten Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Faszien-gewebes, verbessert die Beweglichkeit, Muskelfunktion und Regeneration, formbeständig, robust, handlich, Maße: Länge 40 cm, Durchmesser ca. 15 cm, mit Übungsposter



S34326

Sissel Myofascia Ball Schwarz

groß, Ø 12 cm; formstabiles, expandiertes Polypropylen, Massageball, geruchsneutral und recyclefähig



S34328

Sissel Myofascia Double Ball Schwarz

8 x 16 cm

S34329

Sissel Myofascia Double Ball Schwarz

12 x 24 cm

aus formstabilem Polypropylen; Massagetool zur Faszien- Lockerung im Rücken-, Nacken- und Beinbereich



SD66203

Fitness- und Massagerolle ca. 30 cm

SD66204

Fitness- und Massagerolle ca. 45 cm

SD66209

Fitness- und Massagerolle ca. 90 cm

blau-marmoriert, fest, EVA-Schaumstoff, Rollen haben ca. 15 cm Durchmesser, angenehme Oberfläche, zum Fitness- und Faszientraining einsetzbar



SD66350

Massagerolle „Marola“

Farbe: schwarz / weiß / rot, Kunststoff, Noppenprofil, durch sanften Druck des eigenen Körpergewichtes wird auch an schwer erreichbaren Muskelgruppen eine effektive Selbstmassage erzeugt, besonders geeignet für die unteren Extremitäten, Rücken und Rumpfbereich, zur Steigerung der Massagewirkung mit Bällen befüllbar, Länge: ca. 30 cm, Durchmesser ca. 13 cm



S30271

Sissel Sport Swing

multifunktionales Trainingsutensil für ein dynamisches Core-Training; zur gezielten Stärkung der Rumpfmuskulatur, für Kraft- und Ausdauertraining, zur Bewegungsschulung; exklusives Griffdesign, hochwertige, rutschfeste Silikongriffe; optimales Schwingungsverhalten



SD64095

Gymnic Over Ball ROT

derzeit nur in Farbe ROT erhältlich! Spiel- und Trainingsball aus weichem, griffigem Vinyl, mit Stöpsel und Strohhalm zum Aufpumpen, Durchmesser ca. 26 cm



S34115

Sissel Pilates Soft Ball Blau 22cm

S34115M

Sissel Pilates Soft Ball Metallic 22 cm

S34116

Sissel Pilates Soft Ball Blau 26 cm

S34116M

Sissel Pilates Soft Ball Metallic 26 cm

Ideal zur Tiefenentspannung! Zur Kräftigung der Muskulatur, ideal für Wirbelsäulen- und Bauchmuskel-Training, erhältlich in 2 Farben und 2 Größen: Durchmesser ca. 22 cm oder ca. 26 cm, belastbar bis ca. 155 kg, inkl. Übungsanleitung



SD61480

Ball mit Gewicht Rot, Ø 9 cm 0,5 kg

SD61481

Ball mit Gewicht Blau, Ø 10 cm 1 kg

SD61482

Ball mit Gewicht Silber, Ø 12 cm 2 kg

aus Kunststoff, Übungsball zum verstärkten Muskeltraining durch Gewicht, z.B. für gezieltes Oberkörpertraining



35000042

Pezzi Ball 42 cm Gelb

35000053

Pezzi Ball 53 cm Orange

35000065

Pezzi Ball 65 cm Grün

35000075

Pezzi Ball 75 cm Rot

35000085

Pezzi Ball 85 cm Blau

35000095

Pezzi Ball 95 cm Rot

91117

Ersatz-Stöpsel zu Pezzi mit Ventil

- Sitzbälle Original PEZZI - der bekannte und bewährte Original Pezzi Ball - mit umfassender Trainingsanleitung! Dynamische Belastung bis max. 400 kg, Rückentraining am Arbeitsplatz und zu Hause Größentabelle: Körpergröße bis 140 cm - Balldurchmesser 42 cm Körpergröße bis 155 cm - Balldurchmesser 53 cm Körpergröße bis 175 cm - Balldurchmesser 65 cm Körpergröße ab 175 cm - Balldurchmesser 75 cm



SD64700

Ballschale

aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser ca. 46 cm, für Bälle ab 45 cm Durchmesser geeignet, verhindert das Wegrollen des Balles beim Sitzen oder bei Übungseinheiten, Aussparung in der Mitte erhält den Bodenkontakt des Balles, Öffnungen in den Schalenfüßen und seitliche Aussparungen erleichtern den Einsatz von Tubes und Gymnastikbändern für Übungen



S2201

Sissel Ballschale für Sitzbälle

neu - zerlegbar in vier Teile für leichteren Transport und einfacheres verstauen wenn diese nicht gebraucht wird, aus blauem Kunststoff, verhindert, dass der Sitzball wegrollt wenn er nicht verwendet wird oder zur Stabilisierung, wenn man darauf sitzt, aus PP



S2202

Stapelhilfe

im Set mit 3 Stück, damit können 3 Bälle platzsparend oder dekorativ (für den Schauraum) übereinander gestapelt werden, geeignet für Bälle ca. 65 cm Durchmesser, aus klarem Kunststoff



S1621

Doppelhubpumpe

für ein schnelles und einfaches Aufpumpen von Gymnastikbällen



2240401

Therapie Sand Grau 454 g

2240501

Therapie Sand Grau 2 kg

beruhigendes, taktil-kinästhetisches Erlebnis, beliebt bei Kindern und Erwachsenen; fördert die Feinmotorik und Sensibilität und stellt die Beweglichkeit der Hand - und Fußgelenke und Knöchel wieder her; pädagogische Hilfe im Bereich Ergo- und Physiotherapie



50100

Gymnastikring - Tennisring

ca. 20 cm Durchmesser, farblich sortiert, aus Kunststoff, glatt



- 600102 Band-Bar Gelb x-leicht**
600103 Band-Bar Rot leicht
600104 Band-Bar Grün mittel
600105 Band-Bar Blau fest
600106 Band-Bar Schwarz x-fest

Maße: 31 cm lang, 4,5 cm Durchmesser, zum Trainieren von Hand, Arm und Schulter, verschiedene Übungen für das Kraft- und Mobilisationstraining möglich, mit den verschiedenen Stärkegraden kann der Übungsanspruch gesteigert werden



- SD64910 Ballkissen „Baki 33“ Blau**
SD64912 Ballkissen „Baki 33“ Rot

luftgefüllt, einseitig genoppt, unterstützt Rückentraining und dynamisches Sitzen, kann zur Verbesserung der aufrechten Sitzhaltung und Stärkung der Rücken-, Wirbelsäulen- und Beckenmuskulatur beitragen, mit Pumpe, Maße: 33 cm Durchmesser, bis 200 kg belastbar



- SD64900 Ballsitzkissen SU 36 cm Rot**
SD64902 Ballsitzkissen SU 36 cm Blau

aus PVC, für Rückentraining, Gymnastik, dynamisches Sitzen, luftgefüllt, Ø ca. 36 cm, bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar



- SD64903 Bezug zum Ballsitzkissen SU 36**

aus Veloursstoff, schwarz, mit Reißverschluss Durchmesser ca. 37 cm



- S22904 Sissel Sitfit 33 cm Blau**
S22905 Sissel Sitfit 33 cm Schwarz
S22914 Sissel Sitfit 36 cm Blau
S22915 Sissel Sitfit 36 cm Schwarz

Sissel Sitfit das hält den Rücken fit! Für das Training der Rücken- und Beckenbodenmuskulatur und zur Venengymnastik, entlastet den Oberkörper und stärkt die Rückenmuskulatur, kann auch als aktive und dynamische Sitzgelegenheit genutzt werden, druckvariabel durch Ventil zur individuellen Einstellung, latexfrei, ca. 33 cm oder 36 cm Durchmesser, in 3 Farben erhältlich, zusätzlich sind noch Bezüge in 4 Farben erhältlich (siehe PL) belastbar bis max. 138 kg Benutzergewicht Bezüge in diversen Farben finden Sie in der PL!



S23901

Sissel Sitfit plus 37 cm Rot

S23902

Sissel Sitfit plus 37 cm Blau

S23904

Sissel Sitfit plus 37 cm Schwarz

perfekte Kombination aus Sitzkeil und luftgefülltem Sitzkissen, aktives Sitzen und hervorragender Sitzkomfort durch die anatomisch optimierte Form, aktives und dynamisches Sitzen entlastet den Oberkörper und stärkt die Rückenmuskulatur ohne gezieltes Training, hilft bei der Optimierung einer aufrechten Körperhaltung, ebenfalls geeignet für das Training der Rücken- und Beckenbodenmuskulatur, inkl. Pumpe zur individuellen Druckregulierung und Übungsposter, latexfrei, bis max. 138 kg Benutzergewicht belastbar



S23910

Sissel Sitfit Plus BEZUG BLAU Velours

S23913

Sissel Sitfit Plus Bezug GRAU Velours

S23916

Sissel Sitfit Plus BEZUG Schwarz Velours

Veloursbezug aus 80% Baumwolle und 20% Polyester, maschinenwaschbar bis 60°; Maße: Ø 37 cm



10102

Keilkissen fest Schwarz

10102B

Keilkissen fest Blau

10102G

Keilkissen fest Grün

10102R

Keilkissen fest Rot

SD44105

Keilkissen fest Grau

Material: Verbundschaumstoff, Bezug waschbar bis 30°; Maße: 37 x 37 x 7/2cm Hinweis: alle Ausführungen lt. Verpackung auf Bestellung lieferbar



38033801

Bezug zu Keilkissen 37x37x7x1 BLAU

38033804

Bezug zu Keilkissen 37x37x7x1 ROT


38033805

Bezug zu Keilkissen 37x37x7x1 GRAU

38033808

Bezug zu Keilkissen 37x37x7x1 SCHWARZ

aus 100% Polyester



10104

Keilkissen soft Schwarz

10104B

Keilkissen soft Blau

Bezug 100% Polyester, Füllung PU-Schaum beide Modelle: 37 x 37 cm, hinten 7 cm und vorne 1 cm hoch, strapazierfähiger Bezug, waschbar, abnehmbar mit RV



- S7001 Sissel Keilkissen SitStandard Blau**
S7003 Sissel Keilkissen SitStandard Bordeaux
S7008 Sissel Keilkissen SitStandard Schwarz
S7004S Sissel Sit Colour Blau / Graffiti - Antirutsch unten
S7005S Sissel Sit Colour Schwarz / Bunt - Antirutsch unten
 Maße: ca. 35 x 35 x 6,5 cm, formstabiler Kern aus Schaumstoff, Bezug 100 % BW (waschbar 30° C), entlastet die Wirbelsäule und Bandscheiben



- SD44200 Keilkissen rund Schwarz**
SD44202 Keilkissen rund Rot
SD44205 Keilkissen rund Grau
 Durchmesser ca. 38 cm, Höhe: ca. 7 / 1,5 cm, Verbundschaum, abnehmbarer waschbarer Bezug



- SD44400 Mobilkissen „Sit on Air“**
 luftgefülltes Keilkissen aus PVC, unterstützt aufrechtes Sitzen, Maße: ca. 37 x 37 x 6 / 2 cm



- S1370 Sissel Sit Special 2 in 1 Blau**
S1371 Sissel Bezug zu Sit Special Blau
S1375 Sissel Sit Special 2 in 1 Anthrazit
S1376 Sissel Bezug zu Sit Special Anthrazit
 komfortabel, weich und aufrecht sitzen, entlastet Wirbelsäule und Bandscheiben, kein Abrutschen auch bei längerer Sitzdauer, einzigartiger Steg und zwei anatomische Sitzmulden verbessern die Sitzqualität und vermitteln ein noch angenehmeres Sitzgefühl, abnehmbare Aussparung aus viskoelastischem Schaumstoff, Material: hochwertiger PU-Schaumstoff kombiniert mit Visko-Spezial-Schaumstoff, inkl. waschbarem Veloursbezug (100 % PE), Maße: ca. 43 x 40 x 9 cm



- 10106 Multiflex-Autokeilkissen Schwarz**
10106B Multiflex-Autokeilkissen Blau
10106G Multiflex-Autokeilkissen Grau

für ein sicheres, entspanntes und ermüdungsfreies Sitzen im Auto - auch über anstrengende Langstrecken - für stressfreies Fahren, formstabil, integrierbar in fast alle Autositze, optimale, stabile Einheit zwischen Autositz und Fahrer, der hochwertige Micro-Velour-Bezug sorgt für sicheren Halt und schafft einen thermischen Ausgleich, das bedeutet kein Schwitzen im Sommer, kein Wärmestau und im Winter kein Frieren, Maße: LxB 38,5 x 37,5 cm Sitzfläche, hinten 5,5 cm hoch, vorne ca. 1 cm hoch, Bezug mittels Reißverschluss abnehmbar, Füllung aus Polyurethan



101021

Athrodesenkissen 44 x 40 x 10 cm

variable, körpergerechte Anpassung ist möglich da der Stützkissen an jeder beliebigen Stelle im Bereich des Spezial-Klett-haftbandes aufgesetzt werden kann, das Kissen kann somit im Bedarfsfall für rechts oder für links verwendet werden



SD44000

Sitzerhöhung SCHWARZ ca. 40 x 40 x 10 cm

SD44002

Sitzerhöhung ROT ca. 40 x 40 x 10 cm

SD44003

Sitzerhöhung GRÜN ca. 40 x 40 x 10 cm


SD44004

Sitzerhöhung BLAU ca. 40 x 40 x 10 cm

SD44005

Sitzerhöhung GRAU ca. 40 x 40 x 10 cm

für leichteres und bequemes Aufstehen, Verbundschaum; abnehmbarer, waschbarer Bezug



17918

Lordosekissen mit Halteband quer

17919

Lordosekissen mit Halteband vertikal

zur Entlastung der Wirbelsäule sowie zur Unterstützung der Rückenmuskulatur ist dieses Kissen eine wertvolle Hilfe, durch das flexible und dehnbare Halteband passt dieses Kissen auf jeden Stuhl und Autositz, Maß: 30 x 26 cm, Bezugsfarbe schwarz, 100 % BW, Füllung aus PU-Schaum; Art. 17919



S7056

Sissel Tour Schwarz

die höhenverstellbare Lendenstütze! Wird mit einem elastischen Halteband an der Rückenlehne befestigt, ideal für PKW's ohne integrierte Lendenstütze, höhenverstellbar - kann individuellen Bedürfnissen angepasst werden, geschnittener PU-Schaumstoff mit Bezug aus 100 % Baumwolle, Maße: ca. 31,5 x 25,5 cm, ca. 5,5 cm tief



S1321

Sissel Bezug zu Back Blau Velours

S1325

Sissel Back Grau

S1326

Sissel Bezug zu Back Grau Velours

der Spezialist für die „autogeplagte“ Lendenwirbelsäule! Für gerades und besseres Sitzen im Auto, unterstützt die Lendenwirbelsäule bei langen Autofahrten, lässt sich mit stabilen Haltebändern einfach und schnell an jedem Autositz befestigen, lenkt die Wirbelsäule sanft in eine entspannte und gesunde Position, Bezug 100 % Polyester, Maße: ca. 33 x 33 cm - WICHTIG: nicht erlaubt bei eingebauten Seitenairbags in den Sitzlehnen!



S1285 Sissel DorsaBack-Car Schwarz

S1286 Sissel DorsaBack-Car Grau

S1287 Sissel DorsaBack-Car Blau

für unterwegs im Auto, anatomisch geformter Holzkern, großflächige Abstützung des Rückens über die ganze Länge, lässt sich mittels Haltebändern leicht an jedem Autositz anbringen, Bezug: 50 % Polyester / 50 % Polyamid, optional Pad dazu! Maße: Höhe 50 cm, Breite 35 cm, Tiefe ca. 5 - 6 cm, - WICHTIG: nicht erlaubt bei eingebauten Seitenairbags in den Sitzlehnen!



S1295N Sissel DorsaBack Schwarz

S1296N Sissel DorsaBack Grau

S1297N Sissel DorsaBack Blau

Achtung: abgebildetes Pad extra bestellen gesundes und doch bequemes Sitzen - überall! Prophylaxe und Unterstützung der Rehabilitation von Rückenproblemen, fördert eine gesunde Haltung auf allen Stühlen, auch auf den tiefen und weichen, jeder Couch und jedem Sessel, stützt den Rücken über die ganze Länge, zur Unterstützung einer korrekten Sitzhaltung, Sitzneigung - ob aufrecht oder liegend - lässt sich stufenlos verstellen, leicht zu transportieren mit nur ca. 2,3 kg Gewicht, Oberflächenmaterial aus 50 % Polyester / 50 % Polyamid, Größe: ca. 31 x 50 cm (Rücken), ca. 44 x 37 x 3,5 cm (Sitz)



S1275 Sissel Dorsa Back Pad Schwarz

S1276 Sissel Dorsa Back Pad Grau

S1277 Sissel Dorsa Back Pad Blau

- OPTIONAL das Pad (wie abgebildet) dazu: höhenverstellbare Lendenstütze, entspricht in Farbe und Material dem Sissel DorsaBack

1210 Bodyband 25 m Gelb leicht


1211 Bodyband 25 m Rot mittel

1212 Bodyband 25 m Grün stark

1213 Bodyband 25 m Blau x-stark

SD65340 Bodyband 25 m Schwarz XXL-stark

BODY BAND (R) - einfach für jedermann! ein Naturprodukt aus reinem Latex, progressiver Widerstand, für Training und Fitness, einfaches Trainingsgerät das überall sofort einsatzbereit ist, 15 cm breit - die große Rolle für Shop oder Fitnesscenter oder Trainer zum Ablängen nach Bedarf



1200 Bodyband 5,5 m Gelb leicht

1201 Bodyband 5,5 m Rot mittel

1202 Bodyband 5,5 m Grün stark

1203 Bodyband 5,5 m Blau x-stark

SD65240 Bodyband 5,5 m Schwarz XXL-stark

BODY BAND (R) - einfach für jedermann! ein Naturprodukt aus reinem Latex, progressiver Widerstand, für Training und Fitness, einfaches Trainingsgerät das überall sofort einsatzbereit ist, 15 cm breit - Vorteilspackung, z.B. für Trainingsgruppen



1205 Bodyband 2,5 m Gelb leicht

1206 Bodyband 2,5 m Rot mittel

1207 Bodyband 2,5 m Grün stark

1208 Bodyband 2,5 m Blau x-stark

BODY BAND (R) - einfach für jedermann! ein Naturprodukt aus reinem Latex, progressiver Widerstand, für Training und Fitness, einfaches Trainingsgerät das überall sofort einsatzbereit ist, 15 cm breit - mit Übungsbroschüre, in der praktischen Tasche zum mitnehmen



SD65050 Bodyband OHNE Tasche 2,5 m Gelb leicht

SD65051 Bodyband OHNE Tasche 2,5 m Rot mittel

SD65052 Bodyband OHNE Tasche 2,5 m Grün stark

SD65053 Bodyband OHNE Tasche 2,5 m Blau x-stark

SD65054 Bodyband OHNE Tasche 2,5 m Schwarz XXI-stark

BODY BAND (R) - einfach für jedermann! ein Naturprodukt aus reinem Latex, progressiver Widerstand, für Training und Fitness, einfaches Trainingsgerät das überall sofort einsatzbereit ist, 15 cm breit



SD65380 Body-Band Clip ca. 7,5 cm

SD65381 Body-Band Clip ca. 10 cm

SD65382 Body-Band Clip ca. 15 cm

hält das Body-Band in einer Schlaufe zusammen



SD65390 Body-Band Türanker Schwarz

zum Fixieren des Übungsbandes an einer geschlossenen Tür



SD65480 Rubber-Band Gelb/leicht Breite ca. 1,8 cm

SD65481 Rubber-Band Rot/mittel Breite ca. 2,4 cm

SD65482 Rubber-Band Grün/stark Breite ca. 3 cm

geschlossenes, dehnbares Gummiband für progressive Widerstandsübungen; Schlaufenlänge ca. 27, 5 cm, Gesamtlänge 55 cm



S5240

Sissel Fun & Active Display

3 x orange soft, 3 x gelb medium, 3 x grün fest

S5241

Sissel Fun & Active Rolle Orange soft

S5242

Sissel Fun & Active Rolle Gelb medium

S5243

Sissel Fun & Active Rolle Grün fest

ein starkes Band für Ihre Fitness, ideal für Low- Impact-Work-outs, hautsympathisch und besonders reißfest, 3 Stärken - 3 Farben, Material mit angenehmer Haptik, latexfrei, geruchsneutral, mit praktischer Sportbox, Maße: ca. 15 x 200 cm, auch erhältlich im attraktiven, verkaufsfördernden Display



S5260

SISSEL Fitband inkl. Clip 7,5 cm x 2 m Gelb leicht

S5261

SISSEL Fitband inkl. Clip 7,5 cm x 2 m Rot mittel

S5262

SISSEL Fitband inkl. Clip 7,5 cm x 2 m Grün stark

S5263

SISSEL Fitband inkl. Clip 7,5 cm x 2 m Blau extra-stark

SISSEL Fitband inkl. Clip und Kurzanleitung



S5270

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 5 m Gelb leicht

S5271

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 5 m Rot mittel

S5272

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 5 m Grün stark

S5273

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 5 m Blau extra-stark

S5280

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 25 m Gelb leicht

S5281

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 25 m Rot mittel


S5282

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 25 m Grün stark

S5283

Sissel Fitband Rollenware 14,5 cm x 25 m Blau extra-stark

Sissel Fitband Rollenware inkl. Kurzanleitung für Fitness und Therapie, einfaches und preiswertes Hilfsmittel zur Steigerung von Kraft, Ausdauer und Koordination, zum Muskelaufbau oder zur Bewegungsschulung, erhältlich in 4 Stärken für individuell aufeinander aufbauende Widerstandsübungen, allergenreduziertes Naturlatex



S5290

Sissel Fit-Tube Gelb leicht

S5291

Sissel Fit-Tube Rot mittel

S5292

Sissel Fit-Tube Grün stark

S5293

Sissel Fit-Tube Blau extra-stark

kleine, vielseitige und für jedermann erschwingliche Fitnessgeräte! Für Wellness, Rehabilitation, Muskelaufbau und Aerobic gleichermaßen geeignet, für kurze Haltungs- und Dehnungsübungen, für Oberkörper und Beine, mit hygienischen Flex-Griffen für bessere Griffbarkeit, inkl. Übungsanleitung



S5294

Sissel Exercise Loop 5 x 33 cm

Set 1x gelb XS, 1 x grün XL für progressiven Muskelaufbau in Fitness und Therapie; vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gruppen- und Personal-Training, Aquagymnastik und Seniorensport



S5267

Sissel Pilates Core Trainer

das mobile Allround-Talent für ein effektives Core-Training, zur Kräftigung der Rumpf-, Arm- und Bein-Muskulatur, für ein zielgerichtetes Problemzonentraining, ideal geeignet für Fitness, Aerobic und Therapie, mit 4 Schleifen für Parallelübungen von Armen und Beinen, mittlerer Stärkegrad, Latex



S34023

Sissel Pilates Circle

ermöglicht viele Übungen im Oberkörper- und Beinbereich, Widerstandsring, eingefasster Metallring mit beidseitigen Polstern, weich und bequem in der Anwendung durch antirutsch-gummierte Ummantelung, Durchmesser ca. 38 cm



S34303

Sissel Pilates One Toe Socks S/M

S34304

Sissel Pilates One Toe Socks L/XL

hoher Tragekomfort und optimale Passform, für sicheren Halt beim Training; ideal zum Tragen in Flip-Flops, feuchtigkeitsregulierend, mit Coolmax-Klimafaser und antirutsch-gummierter Sohle; maschinen-waschbar bis 30°



S34012

Sissel Pilates Roller Weiß

die ideale Ergänzung zum Pilates-Mattentraining, für Balance- und Stabilisationsübungen, sowie zur Fascien-Lockerung, Material: PE, Maße: Länge ca. 90 cm, Durchmesser ca. 15 cm



S34112

Sissel Pilates Roller Pro Blau 90 cm

S34129

Sissel Pilates Roller Pro Blau 100 cm *SONDER*

strapazierfähige Pilates-Rolle, auch für Praxis- und Studio-Einsatz verwendbar, Material PE/EVA; Längen: 90 oder 100 cm, Ø 15 cm;



S34222

Sissel Pilates Roller Pro Soft 90 cm

sanft, aber trotzdem stark; ideale Ergänzung für das Pilates-Training; extra aus einem speziellen EVA-Schaum gefertigt für maximale Stabilität und hohem Trainingskomfort; Gewicht: 500 g Ø 15 cm; Blau marmoriert



S34170

Sissel Intense Roller Schwarz 100 cm

besticht durch Festigkeit, Robustheit und Formbeständigkeit, für anspruchsvolle Pilatesübungen, beim Stabilitätstraining und für Balance-Übungen; Material EPP, Ø 15 cm;



S30276

Schulter-Seilzug

das Kompakt-Trainingsgerät für die Schultern, ideal für effektives Schultertraining zuhause, insbesondere zur Unterstützung oder Prävention bei Schulterrotationsproblemen, auch für Verspannungen im Schulterbereich, der Pendelzug kann leicht an jeder Tür eingehängt werden



S34127

Sissel Yoga Block Bordeaux

S34152

Sissel Yoga Block Kork

vom Alltag loslassen mit Konzentration, gezielten Übungen und Entspannung! Geeignet für Yoga-Neulinge sowie Profis, entweder aus robustem Kunststoff in bordeaux, Maße: ca. 22,5 x 15 x 7,5 cm oder aus stabilem Kork, Maße: ca. 23 x 12 x 7,5 cm



S34124

Sissel Yoga Gurt 1,8 m

S34153

Sissel Yoga Gurt 3 m

vom Alltag loslassen mit Konzentration, gezielten Übungen und Entspannung! Geeignet für Yoga-Neulinge sowie Profis, entweder mit 3,8 x 180 cm oder 3,8 x 300 cm, naturfarben



S34305

Sissel Yoga Socks Gr. S/M Gr. 36-40

S34306

Sissel Yoga Socks Gr. L/XL Gr. 41-45

die Komfortsocken für Yoga-, Pilates-, Tanz- und sonstige Barfuß-Übungen, hoher Tragekomfort durch warme Sohle, Unterseite mit Anti-Rutsch-Gummierung, temperaturregulierend, deodorierend, Material: 65 % Baumwolle, 5 % Elastan, 25 % Gummi, 5 % Nylon, maschinenwaschbar bei 30° C, schwarz



S20420B

Sissel Gymnastikmatte Blau

S20420A

Sissel Gymnastikmatte Anthrazit

S20420G

Sissel Gymnastikmatte Grün

die optimale Trainingsunterlage im Sport- und Fitnessbereich oder für zu Hause! Hautfreundlich und körperwarm, hygienisch und einfach zu reinigen, handlich und problemlos einrollbar, robust und strapazierfähig, optimale Dämpfungseigenschaften, verbesserter hochwertiger Schaumstoff, Maße: 180 x 60 x 1,5 cm



S34123

Sissel Pilates & Yoga Matte

hochwertige Anti-Rutsch-Matte, hygienisch und einfach zu reinigen, handlich und einfach einrollbar, mit Textileinfassung, Maße: ca. 180 x 60 x 0,6 cm



S20426 **Tragetasche für Sissel Gymnastikmatten *Sonder***



SD66100 **Gymnastik Faltmatte Sansuwell GRAU**


SD66102 **Gymnastik Faltmatte Sansuwell PINK / PURPLE**

rutschfest, für Fitness, Gymnastik, Yoga, Pilates und vieles mehr bequem zu transportieren, einfach in der Anwendung leicht falt- und stapelbar, ideal für Gruppentraining aufgeklappt: ca. 180 x 60 x 1,1 cm gefaltet: ca. 30 x 60 x 4,5 cm



S1390 **Sissel Acupressur Matte**

eine Wohltat bei schmerzenden und verspannten Muskeln! Wohltuend und entspannend bei Beschwerden im Nacken-, Schulter- und Rücken-Bereich, bei verspannten Muskeln und Muskelkater, durchblutungsfördernd, aktiviert den Energiefluss, für allgemeine Entspannung und Stressabbau, Größe und Wirkung individuell regulierbar, Maße: ca. 40 x 60 cm, zweiteilig, Höhe Akupressur-Spitzen: ca. 1,5 cm, Material: recyclingfähiger TPE, waschbar, desinfizierbar



7050 **Gewichtsmanschette 2 x 0,5 kg**

7100 **Gewichtsmanschette 2 x 1,0 kg**

7150 **Gewichtsmanschette 2 x 1,5 kg**

7200 **Gewichtsmanschette 2 x 2,0 kg**

sind immer paarweise gepackt! aus strapazierbarem, hautverträglichem Gewebe, mit verstellbarem Klettverschluss, können sowohl am Hand- wie auch Fußgelenk verwendet werden



4050M **Hantel 0,5 kg Vinyl / Paar**

4100M **Hantel 1,0 kg Vinyl / Paar**

4150M **Hantel 1,5 kg Vinyl / Paar**

4200M **Hantel 2,0 kg Vinyl / Paar**

4300M **Hantel 3,0 kg Vinyl / Paar**

4400M **Hantel 4,0 kg Vinyl / Paar**

4500M **Hantel 5,0 kg Vinyl / Paar**

sind immer paarweise gepackt! mit Vinyl bezogene Metallhanteln, langlebig und robust, gut greifbare Oberfläche, für die Therapie, das Training daheim und im Studio und den Muskelaufbau geeignet



SD63130

Bewegungstrainer BETR DIGITAL

Arm- und Beintrainer aus beschichtetem Stahlrohr und Kunststoff; stufenlos verstellbarer Tretwiderstand, integriertes LCD-Display mit Zeit- und Rundenzähler, Kalorienverbrauchsanzeige, rutschfeste Füße, inkl. Batterie; Maße: L 40 x B 50 x H 23 cm; Gewicht ca. 2,4 kg; max. Belastung: 100 kg; Farbe: Schwarz



SD63100

Bewegungstrainer mit Schlaufen

Arm- und Beintrainer aus verchromtem Stahlrohr, Kunststoff und Gummi; stufenlos verstellbarer Tretwiderstand, rutschfeste Füße; Maße: L 53 x B 41 x H 26 cm, Gewicht: 2,1 kg



63155

Bewegungstrainer Digital Grau-Schwarz

63157

Bewegungstrainer Digital Rot-Schwarz

63158

Bewegungstrainer Digital Blau-Schwarz

Stahlrohr, lackiert, mit Kunststoffteilen, Trainingsgerät für Bewegung im Sitzen oder Liegen, zusammenklappbar, stufenlos verstellbarer Tretwiderstand, integriertes LC-Display mit Zeit- und Rundenzähler, Kalorienverbrauchsanzeige, rutschfeste Füße, Maße: ca. 48 x 38,5 cm, ca. 31 cm hoch, Gewicht: ca. 2,25 kg, mit verstellbaren Pedalschlaufen, als Arm- oder Beintrainer benutzbar



SD63200

Bewegungstrainer MBT-2

weiß/schwarz, Kunststoff/Metall, Trainingsgerät zur Kräftigung/Erhaltung der Arm- und Beinmuskulatur und Gelenkbeweglichkeit, integrierter Computer mit großem LC-Display, 7 Funktionen, u.a. Anzeige von Geschwindigkeit, Distanz, Trainingszeit und Kalorienverbrauch, stufenlos verstellbarer Tretwiderstand, Pedale mit einstellbaren Schlaufen, sicherer Stand durch breite rutschfeste Füße, Maße: ca. 42 x 31 x 38 cm, Gewicht: ca. 4,85 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht, inkl. Batterien



3010102

Moves Oxycycle 2-passive mit Motor

ausschließlich für passives Training; einstellbare Geschwindigkeit zur gezielten Stärkung von Armen und Beinen; starker 60 Watt-Motor für eine konstante Rotationsgeschwindigkeit; Sicherheitsstopp zur Vermeidung von Verletzungen im Falle von Krämpfen o.ä.; Maße: L 50 x B 46 x H 38 cm, Gewicht: 8,5 kg; einstellbar von 25 - 65 Umdrehungen/Minute inkl. Multifunktions-LCD-Display mit Zeit-, Runden- und Kalorienverbrauchs-Messung



3070150

Mambo Max ElliptiStep

elliptischer, elektromagnetischer Untertischtrainer für schonendes Herz-Kreislauf-Training; gut geeignet für Training zuhause oder im Büro; hochauflösendes Display für Geschwindigkeit, Widerstand, Strecke, Kalorienverbrauch und Zeit; Gewicht: 7,1 kg; inkl. Anschlusskabel, Steuerung und Batterie



2138
Bewegungstrainer mit Motor

für aktives und passives (mit Motorunterstützung) Arm- und Beintraining; Vorwärts- und Rückwärtsbewegung möglich; Widerstandsregler auf den Pedalen, digitales Display; Motor 70 Watt, 12 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, max. 80 Umdrehungen/Minute, Gewicht: 4,5 kg, max. Belastung: 120 kg, Maße: L 49 x B 40 x H 29 cm


SD43350
Sandsack 0,5 kg 15 x 15 cm
SD43352
Sandsack 2,0 kg 18 x 27 cm
SD43354
Sandsack 4,5 kg 18 x 45 cm
SD43357
Sandsack 7,0 kg 30 x 45 cm

der feinkörnige leichtfließende Spezialsand schmiegt sich dem Körper gut an, Hülle aus Kunstleder, für Therapie und Training geeignet, abwaschbar und desinfizierbar


SD50390
Liegenauflage / Ärztekrepp ca. 59 cm breit
SD50391
Liegenauflage / Ärztekrepp ca. 50 cm breit

Material: 100 % Zellstoff, verleimt, weiche nassfeste Tissue-Rollen, Abrisslänge: ca. 38 cm, Rolle á 50 m


5152
Halbrolle Weiß 7,5 / 15 x 40 cm
5152B
Halbrolle BLAU 7,5 / 15 x 40 cm
5153
Halbrolle Weiß 15 / 30 x 60 cm
5153B
Halbrolle BLAU 15 / 30 x 60 cm
2301315
Halbrolle Weiß 40 x 20 x 11 cm
2301315B
Halbrolle BLAU 40 x 20 x 11 cm
2311315W
Halbrolle Weiß 60 x 15 x 7,5 cm
2311315
Halbrolle BLAU 60 x 15 x 7,5 cm
2331315W
Halbrolle Weiß 60 x 20 x 11 cm
2331315B
Halbrolle BLAU 60 x 20 x 11 cm

Maßangabe ist Höhe x Breite x Länge der Halbrolle mit Kunstlederbezug, für Therapie, Lagerung oder Massage einsetzbar - Andere Maße gemäß Beiblatt bei Halbrolle nur auf Bestellung lieferbar! Lieferzeit!



- 5100 Rolle 40 x 15 cm Weiß**
5100B Rolle 40 x 15 cm Blau
5150 Rolle 60 x 15 cm Weiß
5150B Rolle 60 x 15 cm Blau
510020 Rolle 40 x 20 cm Weiß
510020B Rolle 40 x 20 cm Blau
515020 Rolle Kunstleder 60 x 20 cm Weiß
515020B Rolle Kunstleder 60 x 20 cm Blau

Maßangabe ist Länge x Durchmesser der Rolle, mit Kunstlederbezug, für Therapie, Lagerung oder Massage einsetzbar
 - Andere Maße gemäß Beiblatt bei Rollen nur auf Bestellung lieferbar! Lieferzeit!



- 88123 Schröpfglas mit Ball Gr. 2 3 cm**
88134 Schröpfglas mit Ball Gr. 3 4 cm
88145 Schröpfglas mit Ball Gr. 4 5 cm
88156 Schröpfglas mit Ball Gr. 5 6 cm
884599 Schröpfglasball als Ersatzteil

aus Glas, Maß gibt unteren Durchmesser an, Ball aus Gummi, für altbewährte Schröpftherapien



- TH200 Mini Schröpfset mit Pumpe**

Set-Box aus Kunststoff mit Spezial-Extraktor-Pumpe und 4 Schröpfköpfen in den Größen 2,5, 2, 1,8 und 1,5 cm



- 90321B Darco Tape für Kinesiologie Blau**
90321G Darco Tape für Kinesiologie Gelb
90321H Darco Tape für Kinesiologie Haut
90321R Darco Tape für Kinesiologie Rot
90321S Darco Tape für Kinesiologie Schwarz
90321P Darco Tape für Kinesiologie STRONG Pink
90321T Darco Tape für Kinesiologie STRONG Türkis

5 cm x 5 m Rolle, gegen Muskelbeschwerden, zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation, Förderung des Blutkreislaufes, elastisch und zu 30 % dehnbar, mehrere Tage ohne Einschränkungen tragbar



- A8192 Paraffin Weiß**

6 x 454 g Packung - in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt (Paraffin-Perlen), weich, formbar und nicht schmierend, kristallklar, dreifach gefiltert für höchste Reinheit, lebensmitteltauglich nach FDA-Bestimmungen



2324

Para Pro Paraffinbad mit Regler

therapeutisches Paraffinbad mit regelbarer Temperatur von 50 - 60° C - mittels eingebautem digitalem Thermometer kontrollierbar, benötigt nur ca. 2,5 Std. um die 2,5 kg Paraffin zu schmelzen, Netzbetrieb mit 220 V, Maße (LxBxH): 39 x 25 x 18 cm, Gewicht: 3,1 kg, wenig Energieverbrauch nach dem ersten Schmelzen des Paraffins, Schmelzpunkt ca. 53° C, mit 2,5 kg Paraffin als Erstausrüstung, zur Behandlung von Verspannungen, Verkrampfungen, nach Frakturen und allen anderen Diagnosen bei welchen Wärmetherapie verordnet ist



110102

Paraffin-Perlen 2,5 kg

für Para Pro Paraffinbad, weiß, 52/54 DAB, Schmelzpunkt 53° C, entspricht den Vorgaben des BGA, Ph.Eur und FDA



110206

Moves Paraffin Blöcke ca. 2,7 kg, Grün

Set mit 6 grünen Blöcken, gefüllt mit verfeinertem Paraffinwachs, Schmelzpunkt bei 46°, Teebaumduft



109802

Handschuhe für Paraffinbad - 10 Paar -

wärmespeichernde Einweg-Handschuhe



A8111

Mini-Massager mit Batterie

kompakter Mini-Massager, z.B. für die Narbentherapie einsetzbar, 5500 Schwingungen per Minute, im Set mit drei verschiedenen großen Aufsätzen für punktuelle Massagen, in Verwendung mit der Abdeckkappe auch für großflächige Massagen verwendbar, Batteriebetrieben; Hinweis: die Aufsätze sind Verschleißteile welche je nach Anwendung länger oder kürzer halten!



A8111ET

Ersatzset zu Mini-Massager

je 1 x Teller-, Standard- und Punktaufsatz



2242110

AFH Mini Massager/Vibrator 8.0 Deluxe

für punktuelle Massagen kleinerer Körperregionen, z. B. Hand; zur Verbesserung der Durchblutung und Regulierung des muskulären Tonus; 3 Vibrationsstufen, (leicht, mittel, stark); mit 8 unterschiedlichen Aufsätzen, 1 Schutzkappe



EM37

Beurer Bauchmuskel-Gürtel EM 37

begleitendes Training der zentralen und seitlichen Bauchmuskeln, Regeneration, effektiv und leistungsstark, einfache Bedienung, 4 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial, kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden), 2 Klebeelektroden zur individuellen Muskelstimulation anschließbar, Bauchumfang: ca. 70 - 140 cm, inkl. Verlängerungsband, 5 Trainingsprogramme, abnehmbares Bedienelement mit LCD, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Gurt handwaschbar, Batteriewechselanzeige, inkl. 3 x 1,5 V Batterie AAA



EM39

Beurer Bauch-/Rückenmuskeltgürtel 2-in-1 EM 39

begleitendes Training der zentralen Bauchmuskulatur und der unteren Rückenmuskulatur, Regeneration, effektiv und leistungsstark, einfache Bedienung, 4 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial (2x Bauch / 2 x Rücken), kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden), 4 Klebeelektroden zusätzlich, Bauchumfang: ca. 75 - 130 cm, flexibel einstellbar, 5 Trainingsprogramme, abnehmbares Bedienteil, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, inkl. Batterien



352010

Promed Tens 1000S

handliches Zweikanal-Schmerztherapiegerät für zu Hause, Praxis oder Klinik, zur Wahl stehen drei Amplituden-Modulationen, Frequenz, Impulsbreitenregler und Timer, alle Regler befinden sich unter einer Abdeckung, im Set mit Kunststoffkoffer, 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm, Anschlusskabel und 9 V Batterie, Maße Gerät: HxBxT 95 x 65 x 23,5 mm, Gewicht: 115 g; Timer: kontinuierlich, 15 od. 30 min, Modi: Continuous, Burst, Modulation, Impulsintensität: regulierbar 0-80 mA, Spitzenwert 500 Ohm Belastung für jeden Kanal, Dauerstrom, asymmetrische Bi-Phasen-Rechteckimpuls, Burst Modus: 2 Bursts bei 100 Hz



352410

Promed Digi EMT-4 / TENS + EMS

Bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen, Phantomschmerzen, bei Durchblutungsstörungen, 11 programmierte Programme (5 TENS- und 6 EMS-Programme, davon 2 Programme zur Behandlung von Inkontinenz), 2 frei programmierbare Programme, 1 Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion, Intensitäts- und Einschaltenschutz, im Set mit 2 Paar Elektroden 40 x 40 mm, Geräteständer, vier AAA-Batterien, 2 Elektroden-Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung, praktischer Aufbewahrungskoffer, Maße Gerät: HxBxT 122 x 58 x 18 mm, Gewicht: 130 g



352420
Promed Digi EMT-6 / TENS + EMS

digitales, elektrisches Schmerz-Therapie- und Muskel-Stimulationsgerät, prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen, sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen, TENS: 6 voreingestellte, 2 frei wählbare Programme, EMS: 5 voreingestellte, 2 frei wählbare Programme, integrierter Anwendungsspeicher, Zweikanal-Gerät, biphasisch asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral, Medizinprodukt, gepr. MDD 2007/47/EWG, Maße: 118x62x25 mm, im Koffer mit Beschreibung, Kabel, 4 Elektroden


89220
Wellcare Digi-Stim TENS & EMS Gerät

mit 2 steuerbaren, unabhängigen Ausgangskanälen, an jedem Ausgangskanal kann 1 Elektrodenpaar angeschlossen werden; Einstellungen mittels Druckknöpfen und Drehreglern; großes, digitales Display, 5 Tens - und 2 EMS-Programme; Timerfunktion, Dauerbetrieb und Countdown-Modus möglich; Aufzeichnung bis zu 60 Anwendungen; mit Gürtelclip zur mobilen Anwendung; 4 selbstklebende Elektroden 40 x 40 cm, 2 Kabel für selbstklebende Elektroden


WLS2103A
Dillenburg Stadtholder TENS Set komplett

analoges TENS-Gerät zur einfachen Bedienung, Pulsform: asymmetrisch, zweiphasig, rechteckig; Frequenz einstellbar von 2-150 Hz; Pulszeit von 30-260, Intensität: 0-80mA; Programme: Konstant, Burst, Modulation für verschiedene Anwendungen; Timer 0-30-60 min., inkl. Kabeln und Blockbatterie


RC4A
Dillenburg Roovjoy COMBO TENS/EMS

komplettes Set zur Rehabilitation und Fitness; 2-Kanal, digitales Gerät; vorprogrammierte und frei wählbare Programme mit Auswahl des zu behandelnden Körperteils über das Display; TENS, EMS und Massage-Spezifikationen; 30 TENS-Programme, davon 8 frei einstellbar; 27 EMS-Programme, davon 9 frei einstellbar; 3 feste Massageprogramme; Intensität bis 120 mA, TENS 2-120 Hz, EMS bis 100 Hz; Massage 25-100 Hz; Impulsform: symmetrisch, biphasisch, rechteckig; Timer, Tastensperre, Batterieanzeige, Elektrodenerkennung; komplette mit Elektroden, Kabel und interner Batterie; ausführliches Handbuch


50410
Gummi-Steckelektroden 40 x 40 mm
501001
Gummi-Steckelektroden 40 x 90 mm

4 selbstklebende Elektroden, mehrfach verwendbar, für alle Geräte mit 2 mm Stecker



359070

Carbon-Dauerelektrode 40 x 40 mm

4 Elektroden, oftmalig verwendbar, OHNE Kabelansatz! mit 2 mm Klinkensteckeranschluß für die Standardkabel, zur Verwendung mit Elektrodengel



359177

Gewebe-Elektrode 32 mm rund

4 selbstklebende Elektroden, mehrfach verwendbar, für alle Geräte mit 2 mm Stecker



359011

Kabel zu Promed und Sanowell TENS/EMS 1 Paar

359013

Kabel zu Promed EMT4 -1 Paar-

359014

Kabel zu Promed EMT6 -1Paar-

Abbildung ähnlich 359011 weiß



2x Kontaktkabel
2x contact cable

1520250

Elektroden-Gel 250 ml

feucht bleibende, nicht körnige STAY-WET Formel, nicht reizend, hypoallergen, bakteriostatisch, salzfrei



1550250

Elektroden-Kontakt-Spray, Flasche 250 ml

hohe elektrische Leitfähigkeit, nicht fettend, ohne Formaldehyd, für Kurz- und Langzeitanwendung, enthält Phenoxyethanol



280001

Handschuh Textilelektrode Medium 1 Stk.

280002

Handschuh Textilelektrode Large 1 Stk.

gleichmäßige Stromverteilung; ideal für die Therapie zuhause, reizfreies Material, waschbar; für handelsübliche TENS/EMS-Geräte



280006

Socke Textilelektrode universal 1 Stk.

gleichmäßige Stromverteilung; ideal für die Therapie zuhause, reizfreies Material, waschbar; für handelsübliche TENS/EMS-Geräte



60428

Beurer TENS/EMS EM1 R

2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden; 64 vorprogrammierte Anwendungen: TENS/EMS/Massage, 6 individualisierbare Programme (TENS/EMS), Favoritenprogramm; Timer 5-100 min. Invers LCD mit weißem Backlight, Sicherheitsabschaltung, Ausgangsstrom max. 200 mA, Pulsfrequenz: 1-150 Hz, Pulsbreite: 50-450; Impulsstrom: biphasische Rechteckimpulse



64705

Beurer Elektroden Nachkaufset zu EM1 R

Zubehörset mit 2 Elektroden und 1 Anschlusskabel



EM80

Beurer Digital TENS / EMS EM 80

3-in-1, Schmerztherapie (TENS) und Muskelstimulation (EMS), Entspannung und Massage, selbstklebende Gel-Elektroden, 8 inkl. (45 x 45 mm), 4 getrennt regelbare Kanäle, 30 vorprogrammierte Anwendungen, 20 individualisierbare Programme, Frequenz programmierbar, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Doctor's-Function, Medizinprodukt, Aufbewahrungstasche, inkl. 3 x 1,5 V Batterie AAA



66102

Nachkaufset Elektroden Beurer klein

verwendbar mit EM40, EM41, EM80, 8 Stk. / Pkg., Größe: 45 x 45 mm, selbstklebende Gel-Elektroden

66101

Nachkaufset Elektroden Beurer groß

verwendbar mit EM40, EM41, EM80, 4 Stk. / Pkg., Größe: 50 x 100 mm, selbstklebende Gel-Elektroden



162516

Beurer Kabel zu TENS/EM49/EM80



64663

Beurer EMS 59 Heat

4 in 1 Lösung zur Schmerzlinderung TENS, EMS, 1 Massagefunktion und 1 Wärmeprogramm (komplett separat zuschaltbar), inklusive Nachkaufset mit 8 Gel-Pads



64655 Nachkaufset EMS 59 Heat

8 Elektroden



10277 Beurer EM89 Heat

4 in 1 Lösung zur Schmerzlinderung Digital TENS/EMS/ Massage mit Wärmefunktion, 4 getrennt regelbare Kanäle, 8 Elektroden, 64 vorprogrammierte Anwendungen und 6 frei programmierbare Anwendungen, Sicherheitsabschaltung, Favoritenprogramm, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku, 2 Wärmestufen high/low



64854 Beurer EM50 Menstrual Pain Relief

Periodenschmerzen auf natürliche Weise lindern; separat zuschaltbare Wärmefunktion; schlankes, kabelloses Design für diskretes Tragen unter der Kleidung; das weiche, flexible Silikon passt sich jeder Körperform an und haftet sicher an der Haut; Kombination aus Wärme und TENS, einfache 1-Tastenbedienung, inkl. Akku mit LED-Anzeige; für zuhause und unterwegs Farbe: Beerenrot



EM28 Beurer Handgelenk- und Unterarm TENS EM 28

Schmerztherapie (TENS), zur Anwendung bei Schmerzen im Handgelenk, verschleißfreie Wasserkontakt-Elektroden, einfache Anwendung, einstellbar mittels Schalterschluss, Umfang Handgelenk ab ca. 14 cm, 4 vorprogrammierte Anwendungen, Bedienelement mit LCD und Clip, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Manschette handwaschbar, inkl. 3 x 1,5 V AAA Batterien



EM29 Beurer Knie- und Ellenbogen TENS EM 29 2-in-1

Schmerztherapie (TENS), zur Anwendung bei Schmerzen im Knie / Ellenbogen, verschleißfreie Wasserkontakt-Elektroden, einfache Anwendung, einstellbar mittels Klettverschlüssen, Umfang Arm / Oberschenkel ca. 25 - 70 cm, 4 vorprogrammierte Anwendungen, Bedienelement mit LCD und Clip, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Manschette handwaschbar, inkl. 3 x 1,5 V AAA Batterien



50600 Vaginalsonde medilike Periform

entwickelt für eine angenehme und wirksame Muskelstimulation, sowohl im klinischen Betrieb, als auch zuhause anwendbar, für die Beckenbodenstimulation, für Geräte mit 2 mm Stecker



50610

Rektalsonde medilike Anuform

zur Benutzung als intra-Analsonde bei Frauen und Männern, zur Behandlung von Stuhl- und Harninkontinenz, passend für Geräte mit 2 mm Stecker



67656

Beurer AS 87 Aktivitätssensor

optimale Aktivitätskontrolle und Schlafanalyse und Übertragung der Ergebnisse auf die kostenlose „beurer HealthManager Pro“ App; Schrittzähler, Strecke und Dauer der Aktivität; Ermittlung des Kalorienverbrauchs; Schlafracker überwacht die Schlafbewegungen und analysiert die Schlafdauer; Fitnessstracker benachrichtigt über Anrufe, SMS; Messages; Selfie-Funktion zum Auslösen ihrer Smartphone-Kamera; Betriebssystem Android, Speicher 128 MB; Bluetooth



67668

Beurer AS98 Pulse Aktivitätssensor

Aktivitätstracker, Fitnessarmband mit Pulsmessung und Schlafüberwachung zur optimalen Bewegungskontrolle mit Touch-Farbdisplay und App; optimale Aktivitätskontrolle und Schlafanalyse und Übertragung der Ergebnisse auf die kostenlose „beurer HealthManager Pro“ App; Schrittzähler, Strecke und Dauer der Aktivität; Ermittlung des Kalorienverbrauchs; Schlafracker überwacht die Schlafbewegungen und analysiert die Schlafdauer; Fitnessstracker benachrichtigt über Anrufe, SMS; Messages; Betriebssystem Windows, Speicher 98 GB, Bluetooth, Lithium-Ionen Akku



