

Artikel-Nr. *Bezeichnung*

10002200 **Patientenruf-Set RCP09**
Empfänger mit Quittierung des Rufs
 Set bestehend aus Funkempfänger und Sender. Standardmäßig mit Armbandsender, alternativ auch mit Halsbandsender oder Taster mit Wandhalterung erhältlich, damit lassen sich Personenrufe ohne Mühe und fremde Hilfe raumübergreifend auslösen, Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, diese kann durch den Einsatz eines oder mehrerer Repeater verstärkt werden (Achtung: nicht von Haus zu Haus möglich!); der Empfänger gibt solange das Alarmsignal ab, bis dieses an selbigem Quittiert wird, damit ist ein Überhören beinahe unmöglich gemacht; damit die Steckdose weiterverwendet werden kann wird der Strom durchgeschaltet; einfachste Programmierung, verschiedene Alarmtöne einstellbar, zusätzlich Alarm durch Blitzlicht am Empfänger, durch einfaches einspeichern können mehrere Sender oder auch mehrere Empfänger miteinander verbunden werden, es gibt allerdings keine Unterscheidung im Signalton bei mehreren Sendern!



10002210 **Patientenruf-Set RCP04**
Empfänger ohne Rufquittierung
 Set bestehend aus Funkempfänger und Sender. Standardmäßig mit Armbandsender, alternativ auch mit Halsbandsender oder Taster mit Wandhalterung erhältlich, damit lassen sich Personenrufe ohne Mühe und fremde Hilfe raumübergreifend auslösen, Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, diese kann durch den Einsatz eines oder mehrerer Repeater verstärkt werden (Achtung: nicht von Haus zu Haus möglich!); damit die Steckdose weiterverwendet werden kann wird der Strom durchgeschaltet; einfachste Programmierung, verschiedene Alarmtöne einstellbar, durch einfaches einspeichern können mehrere Sender oder auch mehrere Empfänger miteinander verbunden werden, es gibt allerdings keine Unterscheidung im Signalton bei mehreren Sendern!



100022RR **Repeater / Signalverstärker zu System 10002200**
 mit diesem Signalverstärker kann die Funkdistanz vom Patientenrufset 10002200 verlängert werden. Der Repeater nimmt das Signal auf und verstärkt es, es können auch mehrere Repeater kombiniert werden um eine optimale Versorgung zu erreichen.



Artikel-Nr. Bezeichnung

100022E **Patientenruf - nur Empfänger**
 zur Erweiterung des Systems auf mehrere Empfänger Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, kann durch die Verwendung von Repeatern verstärkt werden, damit die Steckdose weiter verwendet werden kann wird der Strom durchgeschaltet, einfachste Programmierung, verschiedene Alarmtöne einstellbar, durch einfaches Anlernen können mehrere Sender oder Empfänger miteinander verbunden werden.



100022S **Empfänger / Schaltmodul für Licht o.ä.**
 dieser Empfänger wird ebenfalls über den Signalgeber aktiviert, mit diesem kann z.B. beim auslösen des Alarms auch ein Licht eingeschalten werden. Wichtig: nur zum Schalten - kein Alarm! Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, kann durch die Verwendung von Repeatern verstärkt werden, durch einfaches Anlernen können mehrere Sender oder Empfänger miteinander verbunden werden.



100022AS **Armbandsender zu 10002200**
 Sender und Armband - als Erweiterung eines vorhandenen Systems oder als Ersatzteil



100022HS **Halsbandsender zu 10002200**
 Sender mit Halsband - als Erweiterung eines vorhandenen Systems oder als Ersatzteil



100022TS **Tastsender zu 10002200**
 als einfacher Druckknopf- als Erweiterung eines vorhandenen Systems oder als Ersatzteil

100022H **Senderhalter zu 100022TS**
 Halterung für die Wandmontage zum Tastsender

10004000 **Bewegungsmelder für Außenbereich**
 zur Erweiterung bestehender Easywave Funkempfänger, benötigt 230 V Anschluß, Erfassung von Bewegung - 180° Erfassungswinkel, bis ca. 5 m frontal und max. 12 m quer, Einschaltdauer 1 s bis 20 min, sendet ein Funksignal an den Empfänger, nach Ablauf der eingestellten Zeit sendet er erneut ein Abschaltsignal, kann auch als Lichtsteuerung verwendet werden, 1 potential-behafteter Relaiskontakt (Schließler) vorhanden, Maße: 127 x 85 x 100 mm



Artikel-Nr. Bezeichnung

30320 **Protect Sense 2 Bewegungsmelder**
inkl. Easywave Funkmodul
inkl. ELDAT Funk-Empfänger mit Bestätigung!
Der Protect Sense 2 ist ein akkubetriebener Funk-Bewegungsmelder für den Innenbereich, wird eine Bewegung im Bereich des Sensors erkannt, so sendet der Melder ein schaltverzögertes Funksignal an einen entsprechenden Empfänger oder über einen zugehörigen Rufanlagenadapter auf Ihre Lichtrufanlage, das Gehäuse wurde so gewählt, das der Bewegungsmelder nicht umfallen kann und sogar unter Niederflurbetten passt, Spannungsversorgung: Akku / 230 V, Schutzart: IP30, Maße: 87 x 120 x 70 (LxBxH), Funksystem: AAL Easy



MK046 **Alarm-Trittmatte "Easywave"**
die kabellose Sensormatte mit Bewegungserkennung
Die druckempfindliche Matte eignet sich u.a. als Bettvorlage und Weglaufschutz für demente Personen oder Nachtwanderer, eine nachträgliche und kabellose Anbindung der Alarm-Trittmatte kann auch an eine bestehende Schwesternrufanlage erfolgen, Maße: 110 x 70 cm, Höhe: ca. 1 cm, im Set mit Steckdosen-Funkgong ELDAT, eine Steckdose ist nur für den Empfänger notwendig, die Matte arbeitet mit austauschbarer Batterie, das Set kann mit anderen Teilen der ELDAT Alarmserie erweitert werden, das Signal ertönt so lange bis der Ruf am Empfänger quittiert wird



Artikel-Nr. Bezeichnung



DC4

Armbandfon DC4

Das Leben sicher genießen - das Armbandfon für Menschen, die Schutz brauchen und Sicherheit suchen!

- > Länger zu Hause wohlfühlen
- > Versorgungslücken schliessen
- > Schutzzone für Menschen mit Demenz
- > Entlastung für Angehörige

Alarmfunktion - mit dem DC4 Hilfe anfordern: das Kernstück des DC4 Armbandfons - damit Menschen den optimalen Schutz erhalten bietet das DC4 eine Kombination aus aktiver und passiver Alarmierung. Zur akuten Alarmierung reicht es, drei Sekunden auf den Bildschirm oder den roten Knopf zu drücken, um Hilfe anzufordern. Die Alarmierung wird an die zuständige Organisation oder Angehörige weitergeleitet. Diese können unverzüglich handeln und der Person in Not helfen.

Zusätzliche Funktionen:

Erinnerungen: die Gedächtnisstütze im Alltag

Bewegungszone: Schutzzone für Menschen mit Demenz - es können vordefinierte Bewegungszonen festgelegt werden. Beim Verlassen der Zone wird ein Alarm ausgelöst. Angehörige und Helfer können durch präzise Ortung die betreffende Person rasch auffinden.

Weitere Funktionen: Telefonie, Chat und Kalender können nach den individuellen Bedürfnissen des Benutzers aktiviert oder deaktiviert werden.

Kommunikation: das DC4 Armbandfon ermöglicht das Versenden und Empfangen von Nachrichten sowie das Telefonieren. Das DC4 kann jederzeit angerufen werden und die erhaltenen Nachrichten können vom Träger einfach als Sprachnachrichten (Voicemail) beantwortet werden.

Dialog Care Anwendungen: mit der Smartphone-App können Sie alle relevanten Informationen zum Armbandfon einsehen und individuelle Einstellungen vornehmen - Details ersehen Sie bitte aus der Broschüre oder im Internet: www.dialog-care.at



Erkundigen Sie sich beim Fachhändler oder unter www.dialog-care.at über die laufenden Gebühren der DC4 Armbandfon. Paket beinhaltet SIM-Karte und Roaming (EU), 24/7 Callcenter, Datenschutz und Verschlüsselung



Das CareCenter bietet viele weitere Funktionen.

Artikel-Nr. Bezeichnung

SD80300 Alarmrufmelder "Vario-Call"

Der VariaCall ist ein ortsunabhängiger Alarm-Rufmelder mit Telefon-Gegensprechfunktion, der auf dem modernsten Stand des Technik-Know-Hows entspricht. So können bis zu drei Mobiltelefonnummern gespeichert werden, welche im Alarmfall automatisch nacheinander angerufen werden. Durch diese einzigartige Technologie werden die durch einen Hilferuf benachrichtigten Personen per SMS mit genauer Anzeige des Aufenthaltsortes auf einer digitalen Karte und Einschalten der Gegensprechfunktion zu dem Rufenden benachrichtigt. Betriebsfrequenz: GSM, 3 LED's, Akkuüberwachung: Störungsanzeige, Maße: ca. 60 x 45 x 15 mm (BxHxT), Schutzart: IP40, Gehäuse gummiert, Laden via mini USB, SIM Karte von Netzbetreiber erforderlich, Steckernetzteil 230 V / 5 V USB

Abbildung Smartphone (nicht im Lieferumfang!): so sieht die Lokalisierung am Bildschirm aus!

Hinweis: Es wird eine SIM Karte eines Mobilfunkbetreibers benötigt!



(Empfänger nicht im Lieferumfang!)

10003000 Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender

mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an der Telefon senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern wählt. Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste "5" bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung gesprochen werden. Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in Notsituationen Hilfe herbei zu rufen. Neben dem obligatorischen Armband - oder Halsbandsendern sind z.B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar. Insgesamt können fünf Sendecodes eingelernt werden. Großtastentelefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige, Freisprechfunktion, 3-Foto-Direktwahltasten, spritzwassergeschützter Armbandsender, 30 sek voraufgezeichnete oder vom Benutzer aufnehmbare Nachricht, optische Rufanzeige, Hörgerätekompatibel, bis zu +40 dB Verstärkung der Hörerlautstärke, Tonruflautstärke einstellbar, Telefonbuch für bis zu 99 Einträge, Menüsprache wählbar (D, F, I, GB, NL, E), Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (max. 15 Anrufe), Lieferumfang mit Netzteil, Wandhalter, Telefonkabel, 4 Batterien AA 1,5 V, Armbandsender RT26, inkl. Batterie, Bedienungsanleitung, Anschluss: analog, Maße: 180 x 205 x 86 mm, Farbe: anthrazit



Hinweis: zum Betrieb ist ein Festnetzanschluß erforderlich!

Artikel-Nr. Bezeichnung

31258 **LED Leuchtmittel mit Bewegungsmelder**
 Packung mit 2 Stück
 mit integriertem Bewegungsmeldern - 360°
 Erfassungsbereich, erkennt Tags- und Nacht-
 lichtverhältnisse, 9 W - entspricht ca. 60 W einer
 normalen Glühbirne, 800 Lumen, 4000 K,
 220 V mit E27 Gewinde



31260 **LED Leuchtmittel mit kabellosem Sensor**
 Packung mit 2 Stück Leuchten plus Sensor
 kabelloser Sensor, kann an geeigneter Stelle,
 z.B. im Schlafzimmer, Gang, Bad, usw. ange-
 bracht werden, Licht geht bei Bewegung im
 Erfassungsbereich an, Erfassungsradius beträgt
 ca. 6 - 8 m, 9 W- entspricht ca. 60 W einer
 normalen Glühbirne, 800 Lumen, 3000-6500 K,
 220 V mit E27 Gewinde



31259 **LED Leuchtmittel mit Fernbedienung**
 Packung mit 2 Stück Leuchten und Fernbedienung
 damit können die Lampen nicht nur unabhängig
 voneinander ein- oder ausgeschaltet werden,
 diverse Funktionen steuerbar, Leuchtmittel mit
 9 W - das entspricht ca. 60 W einer normalen
 Glühbirne, 200 - 800 Lumen, 2700 - 5000 K,
 220 V mit E27 Gewinde



31261 **LED Leuchtmittel mit Notlichtfunktion**
 Packung mit 1 Stück Leuchtmittel und Aufhänge-
 haken mit Ein-/Ausschaltknopf, 3 - 4 Std. Notlicht-
 funktion, aufladbar - lädt im eingeschalteten
 Zustand auf, bei Bedarf kann die Lampe aus der
 Fassung heraus geschraubt werden und mittels
 des Hakens an einer anderen Stelle aufgehängt
 oder als "Taschenlampe" (z.B. bei Stromausfall)
 verwendet werden, Leuchtmittel mit 9 W - das
 entspricht ca. 60 W einer normalen Glühbirne,
 800 Lumen, 4000 K, 220 V mit E27 Gewinde

