

*Artikel-Nr. Bezeichnung*

910300200 **Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 42 cm**  
 910300300 **Standardrollstuhl Drive Ecotec 2G SB 46 cm**  
 anspruchsvoller und flexibler in der 2. Generation, sehr leichter und wendiger Rollstuhl, Armlehnen wegschwenkbar, Fußplatte hochklappbar mit Fersenband, Fußstützen wegklapp- und abnehmbar, gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage, Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung, Sitzhöhen-einstellung von 46 und 51 cm, serienmäßige Steckachse für eine schnelle Raddemontage, 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad, integrierte Bremshebelverlängerung, Gesamtlänge: 107 cm, Gesamtbreite 60,5 - 64,5 cm - abhängig von der Sitzbreite, Gesamthöhe min 90 - max 95 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, Falmaß Breite 30 cm, Sitztiefe 43 cm, Gewicht 19 kg



900100100 **Faltrollstuhl Drive Rotec SB 38 cm**  
 900100200 **Faltrollstuhl Drive Rotec SB 41 cm**  
 900100300 **Faltrollstuhl Drive Rotec SB 43 cm**  
 900100400 **Faltrollstuhl Drive Rotec SB 45 cm**  
 900100500 **Faltrollstuhl Drive Rotec SB 48 cm**  
 900150300 **Faltroll. Drive Rotec SB 43 cm / Trommelbremse**  
 900150400 **Faltroll. Drive Rotec SB 45 cm / Trommelbremse**

bleiben Sie anspruchsvoll und flexibel, einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen, Beinlänge stufenlos von 39 - 48 cm einstellbar, Fußplatten in 5 Stufen anpassbar, Radstandsverlängerung möglich, Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition, Schiebegriffhöhe vierfach von 94 - 101,5 cm verstellbar, Sitzhöhen-einstellung von 51 - 56 cm dreistufig möglich, Oberflächen pulverbeschichtet, abnehm- und abschwinkbare Beinstützen, hochschwenkbare Fußplatten mit Fersenbändern, 200 x 50 mm PU Lenkrad und 24 x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad, Steckachse für schnelle Raddemontage, Gewicht 20,2 kg, Gesamtlänge 106 cm, Gesamtbreite je nach Sitzbreite von 57 - 68 cm, Sitztiefe 43 cm, bis max. 125 kg belastbar



900100850 **Rollstuhl Drive Rotec XL SB 51 cm**  
 900100900 **Rollstuhl Drive Rotec XL SB 56 cm**  
 900100950 **Rollstuhl Drive Rotec XL SB 61 cm**  
 bis max. 190 kg Benutzergewicht belastbar, Gewicht 23 kg, Sitzhöhenverstellung von 51 - 56 cm, mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit, serienmäßige Steckachse, Handgriffe für Begleitperson höhenverstellbar, Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition, Fußstützen abnehm- und abschwinkbar, 24" Antriebsrad-Bereidung, Radstandverlängerung möglich, Fußplatten in fünf Stufen anpassbar, mit Trommelbremse optional erhältlich



*Artikel-Nr. Bezeichnung*

900900100 **Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 39 cm**

Gesamtbreite 65 cm

900900200 **Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 44 cm**

Gesamtbreite 70 cm

900900300 **Drive Multitec Rollstuhl Sitzbreite 49 cm**

Gesamtbreite 75 cm

Multifunktionsrollstuhl mit Trommelbremse für die Begleitperson, durch Gasdruckdämpfer stufenlos winkelverstellbare Sitzeinheit, ergonomisch geformte Rückenlehne unabhängig von der Sitzeinheit stufenlos verstellbar, Sitztiefeinstellung stufenlos, besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers, Schiebegriffe höhenverstellbar, Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar, Fußplatten winkelverstellbar mit Fersenband, mit Kopfstütze, Ankippstütze, Antriebsräder 24", PU, mit Steckachse und Greifreifen, Optional erhältlich: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch (siehe Preisliste!), Maße: Gesamtlänge: 112 - 152 cm, Gesamthöhe: 97 - 114 cm, Sitzhöhe / Sitztiefe: 45 cm / 42 - 48 cm, Sitzwinkel: -1° bis 19°, Rückenlehne Höhe: 51 - 65 cm, Rückenlehnenwinkel: -3° - 36°, Fußstützenlänge: 40 - 60 cm, Fußstützenlänge: 40 - 60 cm, Gewicht: 32,5 / 33,5 / 34,5 kg - abhängig von Sitzbreite, bis max 135 kg Benutzergewicht belastbar



TC010

**Travel Chair**

- der praktische, faltbare Rollstuhl, der ideale Reisebegleiter, passt durch jede Tür, passt in jeden Kofferraum, gepolsterter Sitz, in Sekunden faltbar, Gewicht nur 8,5 kg, komfortabel, Sitzbreite 40 cm, Sitztiefe 36 cm, Breite gesamt 61 cm, Höhe 88 cm, Tiefe gesamt 78 cm, Rollen vorne 5", hinten 8", bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar, mit praktischer Tragetasche



XTC110

**Travel Chair BIG**

der große praktische, faltbare Rollstuhl, ideal für den kurzen Transfer zum Arzt, Krankenhaus oder Besuch, gepolsterter Sitz, Sitzbreite: 45 cm, Räder vorne 5", hinten 12", Gewicht: 10,5 kg, Maße Stuhl gefaltet: 74 x 65 x 40 cm, bis max. 110 kg Benutzergewicht belastbar, Rahmenfarbe silber, Bespannung blau,



Artikel-Nr. Bezeichnung

71305 **Handgelenksbandagen**  
für die Handfixierung unruhiger Patienten,  
mit Schnallenverschluß



5117 **Sicherheitsgurt für Rollstuhl**  
mittels Schlaufen an beiden Enden z.B. an der  
Rollstuhlrückenlehne zu befestigen, Sicherheits-  
verschluß, verstellbarer Kunststoffgurt, schwarz,  
Maße: Länge 151 cm, Breite 5 cm



71385 **Bauchgurt "Arpegia" 180 cm**  
71390 **Bauchgurt "Arpegia" 220 cm**  
für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid,  
weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau  
Standardgurt, mit Clipverschluß hinten



71320 **Beckenfixierhose "Arpegia" 140 cm**  
71325 **Beckenfixierhose "Arpegia" 180 cm**  
71330 **Beckenfixierhose "Arpegia" 220 cm**  
für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid,  
weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau  
in dieser Ausführung mit zusätzlichem Gurt durch  
den Schritt damit ein durchrutschen nach vorne  
verhindert wird, mit Clipverschluß hinten



71325ET **Verschluß zu Beckenfixierhose Serie 71320/25/30/85/90**  
71345ET **Verschluß zu Sicherheitsgurt Serie 71345/50/60/65/70**  
im Ersatz erhältlich!



Artikel-Nr. Bezeichnung

71345 **Sicherheitsgurt "Arpegia" 180 cm**  
71350 **Sicherheitsgurt "Arpegia" 220 cm**  
für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid,  
weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau  
in dieser Ausführung mit Schultergurten damit der  
Patient gerade gehalten wird, mit Clipverschluss  
hinten



71360 **Beckengurt "Arpegia" 140 cm**  
71365 **Beckengurt "Arpegia" 180 cm**  
71370 **Beckengurt "Arpegia" 220 cm**  
für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid,  
weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau  
in dieser Ausführung mit zusätzlichem Gurt durch  
den Schritt damit ein durchrutschen nach vorne ver-  
hindert wird und Schultergurten damit der Patient  
gerade gehalten wird, mit Clipverschluss hinten



Der Schnellverschluss ist eine sichere und leicht  
hand zu habende Befestigung der Gurte mit nur  
einer Kunststoffschnalle

Die Schnallen für die verschiedenen Modelle sind  
als Ersatzteil auf Anfrage lieferbar!



Artikel-Nr.    Bezeichnung

55030    **Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor rotbraun**  
55031    **Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor graubraun**  
bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne, lässt sich durch den einfachen Druckmechanismus am stabilen Rastgelenk einstellen, Automatik-Öffnung, Dachstoff aus Microfaser, windsicher durch Dachstoff-Öffnungen, leicht montierbar, für 18/20/22/25 mm Rundrohr und Ovalrohr sind Adapter im Lieferumfang



33076120    **Rollstuhl- / Rollator-Schirm blau**  
neues Modell - Halterung für 99 % aller am Markt befindlichen Rollatoren passend (Herstellerangabe), vielfach verstellbarer, einklappbarer und abnehmbarer Schirm, Durchmesser ca. 107 cm, bei Verwendung am Rollator für ca. 150 - 195 cm Körpergröße geeignet



AA8677    **Beinschutz Apron**  
wasserdichter Beinsack mit Baumwollfütterung für die kühleren Jahreszeiten, wenn der Schlupfsack noch zu warm ist - die Witterung aber nach etwas Wärme um die Beine verlangt, mit Gummizug und Befestigungsbändern, hinten offen



Artikel-Nr. Bezeichnung



AA8641 **Regenponcho**  
ein einfacher Poncho mit Kapuze - leicht und immer zum mitnehmen für den Fall das man unvermutet in einen Regenschauer gerät, blau, 100 % wasserdicht, mit Reißverschluß vorne

*Bild oben links*

AA8642 **Regencape ohne Ärmel**  
mit Kapuze und Lehnenüberwurf, blau, sehr leicht, 100 % wasserdichtes Material, unentbehrlich für den aktiven Rollstuhlfahrer

*Bild oben Mitte*

AA8643 **Regencape mit Ärmel**  
mit Ärmeln und Kapuze sowie Lehnenüberwurf, blau, leichtes Material, unentbehrlich für den aktiven Rollstuhlfahrer oder Spaziergänge bei schlechtem Wetter, 100 % wasserdichtes Material

*Bild oben rechts*

279014 **Poncho für Rollstuhl-Nutzer**  
bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen und Kapuze mit seitlichem Sichtfenster, Länge Gesamt 135 cm, Kopflänge 35 cm - Länge vorne 100 cm, Tasche vorne 20 cm breit, mit Gewichtsstreifen unten eingearbeitet der leichtes Hochfliegen bei Wind schwerer macht



Artikel-Nr. Bezeichnung

51022

**Beinschutzdecke**

Hinweis: Farbe **BLAU!!!** Perfekt geeignet für die Übergangszeit, Maße: ca. 80 x 115 cm, hinten offen, Nylonstoff mit PU-Beschichtung, Baumwoll-Mischgewebe mittelgrau uni, Füllung aus Hohlfaser, Klettenband rechts und links, nach hinten offen



5121S

**Rollstuhlschlupfsack Thermo Junior**

*bis 160 cm Körpergröße*

5121

**Rollstuhlschlupfsack Thermo Senior**

*ab 160 cm Körpergröße*

5121XXL

**Rollstuhlschlupfsack Rolko XXL**

*für Personen mit größerem Körperumfang*

Körperform, mit langem Reißverschluß, Aussenfarbe grau oder dunkelblau, **gefüllt mit Fleece**, Reinigung: Handwäsche mit 30°



5121WP

**Rollstuhlschlupfsack Senior (ohne Abbildung)**

*ab 160 cm Körpergröße*

gefüllt mit Wollpelz, Körperform, langer seitlicher Reißverschluß, Aussenfarbe dunkelgrau, Regenabweisend - nicht dauerhaft wasserdicht!

AA8645

**Rollstuhl Schlupfsack leicht gefüllt**

warm und komfortabel, Innenseite mit Fleece-Material, wasserdichte Aussenbeschichtung, langer Reißverschluß vorne in der Mitte für leichtes Aussteigen, ideale Ergänzung zum Regenschutz in der Übergangszeit



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

5114            **Therapeutisch Sitzbreite 43 - 48 cm**

Aussenbreite 63 cm

5114S          **Therapeutisch Sitzbreite 38 - 43 cm**

Aussenbreite 58 cm

Armlehnenfixierung stufenlos verstellbar,  
passend für die meisten Standardroll-  
stühle, sehr stabil aus PET-G - theoretisch  
unzerbrechlich, durchsichtig,  
Ausnehmung vorne ca. 20 cm tief



A70713

**Rollstuhl-Halbtisch links**

A70712

**Rollstuhl-Halbtisch rechts**

aus Kunststoff, grau, paßt auf jeden Rollstuhl  
mit langer Armlehne, durch die Montageschiene  
kann der Tisch einfach zur Seite weggeklappt  
werden, ca. 33 x 53 cm groß mit 2,5 cm hohem  
Rand und einer Vertiefung für einen Becher,  
Seitenangabe aus Sitz-  
richtung angeben!



7062203

**Becherhalter für Rollstuhl**

mit Klammer zur Befestigung z.B. am Seitenteil



3158R

**Infusionsständer für Rollstühle**

auch für Gehgestelle geeignet, stabile Klammer  
zur Montage z.B. am Rahmen, für Rohrdurchmesser  
von 22 - 25 mm, Rohr zusätzlich höhenverstellbar  
durch Verschraubung, Kunststoffhalter für Flaschen,  
Gesamtlänge der Stange: 107 cm,  
Hinweis: Symbolfoto! Keine zu-  
sätzliche Verstellmöglichkeit  
innerhalb der Stange selbst!



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

5116            **Einkaufsnetz für Rollstuhl schwarz**

5116B          **Einkaufsnetz für Rollstuhl blau**

5116A          **Einkaufsnetz für Rollstuhl weinrot**

5116N          **Einkaufsnetz für Rollstuhl natur**

aus Baumwolle, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Ringösen, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C, Maße: ca. 35 x 35 cm



SD34020        **Einkaufsnetz mit Innenfutter schwarz**

SD34021        **Einkaufsnetz mit Innenfutter blau**

SD34022        **Einkaufsnetz mit Innenfutter weinrot**

SD34024        **Einkaufsnetz mit Innenfutter natur**

aus Baumwolle / Polyester, für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummizug und Klettverschluss, blickdicht, bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C, Maße: ca. 35 x 35 cm



51026            **Rollstuhltasche**

stabile Zubehörtasche für Rollstühle, U-förmiger Reißverschluss zum wahlweisen Öffnen der Tasche von links oder rechts, nachreflektierender Sicherheitsstreifen, Höhe 40 cm, Tiefe 10 cm, Breite 40 cm, schwarz



510261            **Rollstuhltasche für vorne**

wird über die Sitzfläche und mit Verschluss hinten unter der Sitzfläche befestigt, hängt vor der Kreuzstrebe mit Reißverschluss vorne, Gewicht: 416 g, Farbe dunkelblau, Maße: (BxLxT) 28 x 30 x 40 cm



*Artikel-Nr. Bezeichnung*

**BAG01 Rollstuhltasche Rolko groß**  
 Das Multitalent für Schule, Freizeit und Beruf, einfaches Befestigen und Abnehmen an nahezu jedem Rollstuhl mit Hilfe der verstellbaren Gurte, ein großes Hauptfach und viele kleine Fächer erleichtern die Organisation der Utensilien, ein System mit Klettgurten innen ermöglicht z.B. die Befestigung von O<sup>2</sup> Flaschen, Metallöse als Schlauchdurchführung seitlich, große Griff-Laschen für einfache Reißverschlußbedienung, Reflektorband für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln, leicht zu reinigen, Material Polyester, ca. 700 g, Maße: 46 x 38 x 15cm, Farbe schwarz



**9003077 Gamasche / Trippelschutz für Rollstuhl**  
 Laufen im Rollstuhl - mit der cleveren Trippelschutz Gamasche jetzt laufen ohne blaue Flecken möglich, Polster für die Fußstützen des Rollstuhls, Set mit 2 Stück



9001592 **Saljol Sitz- / Rücken- / Seitenpolster hell-/dunkelbraun**  
 9001608 **Saljol Sitz- / Rücken- / Seitenpolster mittelgrau/dunkelbraun**  
 9001547 **Saljol Sitz- / Rücken- / Seitenpolster apfelgrün/marineblau**  
 geeignet für Rollstuhl-Sitzbreite 42 - 46 cm  
 macht aus einem Standard-Rollstuhl Ihren bequemen und persönlichen Rollstuhl, extra ist das Rollstuhl-Polster für Ihren Rollstuhl, das gutes Sitzen durch ergonomisches KnowHow mit einem Sinn für Ästhetik und Funktionalität einfach verbindet, in 3 ansprechenden Farbdesigns erhältlich

Artikel-Nr. Bezeichnung

AA2700B **Inko-Rollstuhlauflage grün**

AA2700BR **Inko-Rollstuhlauflage braun**

AA2700K **Inko-Rollstuhlauflage rot-braun**

AA2700R **Inko-Rollstuhlauflage rot**

Maße: ca. 50 x 60 cm

in der Maschine waschbar, die Oberfläche bleibt trocken, die Saugschicht kann bis zu 1 L Flüssigkeit aufnehmen, die Unterseite besteht aus einer undurchlässigen Kunststoffoberfläche zum Schutz des Sessels / Kissens, kann z.B. auch auf Rollstühlen verwendet werden



2066

**Rollstuhl-Fell-Auflage**

Maße: ca. 84 x 42 cm

aus Echt-Lammfell, angenehmes Sitzklima durch die natürliche Durchlüftung des Felles



994101

**Novacare Rollstuhlkissen**

Maße: 50 x 50 cm

994102

**Novacare Rollstuhlkissen mit Rückenteil**

Maße: 50 x 100 cm

994103

**Novacare Rollstuhlkissen mit Rücken- und Seitenteilen**

Maße: 50 x 100 cm

die Rollstuhlauflagen zählen zu den lange bewährten Hilfsmitteln, gerade in der Altenpflege, besonders das Modell mit Rücken- und Seitenteilen bietet zusätzlichen Schutz an den Armauflagen und sorgt für ein rundum angenehmes Sitzgefühl. Obermaterial: 78 % Viskose, 22 % Polyamid; Füllung: silikonisierte Hohlfaser, Farbe: grau



*Artikel-Nr. Bezeichnung*

- 6608 **Rollstuhlhandschuh Gr. S - Umfang 203 mm**
  - 660801 **Rollstuhlhandschuh Gr. M - Umfang 229 mm**
  - 660802 **Rollstuhlhandschuh Gr. L - Umfang 254 mm**
  - 660803 **Rollstuhlhandschuh Gr. XL - Umfang 279 mm**
- schützen die Hände von Rollstuhlfahrern vor Schmutz und Schlägen beim Antreiben der Räder, Halb-Finger-Design, mit gepolsterter Lederinnenseite, aussen mit Baumwollgeflecht und Klettverschluss



- AA8608A **Rollstuhlhandschuhe Gr. S - Handbreite 76 mm**
  - AA8608B **Rollstuhlhandschuhe Gr. M - Handbreite 83 mm**
  - AA8608C **Rollstuhlhandschuhe Gr. L - Handbreite 89 mm**
  - AA8608D **Rollstuhlhandschuhe Gr. XL - Handbreite 95 mm**
- dieses Modell hat zusätzliche Geleinlagen an den beanspruchten Stellen für mehr Komfort und um Stöße zu absorbieren, Obermaterial aus Stretch-Lycra, gepolsterter Daumen, mit Klettenband für guten Halt



- 51248 **Greifreifenüberzug 24"**  
aus Silikon, schwarz



- 511432 **Speichenschutz transparent (PAAR)**  
alle Speichenschützer aus hochschlagzähem Polycarbonat hergestellt, für 24" Räder, mit Kabelbinder

*ohne Abbildung*

- 59033 **Rollatorgriff anatomisch**  
PVC-Griffe für Rollatoren, schwarz, anatomisch, für 22 mm Rohr, paarweise!

- 30666G **Griffe anatomisch für Delta-Gehrad**  
paarweise, kleinerer Durchmesser



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
59008	<b>Schiebegriff schwarz</b>
59009	<b>Schiebegriff grau</b> für Rollstühle mit 22 mm Griffrohr
59001	<b>Schiebegriff Soft</b> aus Soft-Schaum, schwarz, 400 mm lang für 22-mm-Rohr, z.B. Rollator
59031	<b>Armlehnenpolster blau Desk 24 cm</b>
59031S	<b>Armlehnenpolster schwarz Desk 24 cm</b>
59032S	<b>Armlehnenpolster schwarz Lang 37 cm</b> universelle Ausführung, für verschiedene Roll- oder Toilettstühle passend
51035	<b>Wadenband</b> universeller Wadengurt, schwarz, mit Klettverstellung
51299	<b>Auftrittskappe universal</b> für Rollstühle mit 22 - 26 mm Rahmenrohr, ca. 48 mm lang, schwarz
5126PU	<b>Komplettrad 200 x 50 PU</b> nur für Rollmobile / Rollatoren
5126PUR	<b>Komplettrad 200 x 50 PU</b> für Rollstühle, stärkere Ausführung
5123PU	<b>Pannensichere Bereifung 24"</b> 24 x 1 3/8, für Felgenbreite 17 - 21 mm, PU, grau, Standard-Profil
5123	<b>Decke / Mantel 24 x 1 3/8 grau</b> Rollstuhl-Standardbereifung
5124	<b>Schlauch 24 x 1 3/8 AV</b>



Artikel-Nr. Bezeichnung

**GASPARD1 SMARTMATT GASPARD**

gaspard - mein Verbündeter gegen Dekubitus!  
 ca. 160.000 Menschen in Österreich sind auf den Rollstuhl angewiesen - 50 % davon entwickeln Hautprobleme.  
 Verursacht durch: schlechte Sitzposition und Inaktivität.  
 Gaspard analysiert die Positionierung und Aktivität des Benutzers auf autonome und intelligente Weise. Sobald ein Problem festgestellt wird erscheint eine Benachrichtigung auf dem Smartphone, Bewegungsmangel oder eine falsche Positionierung werden so korrigiert, kompatibel mit iOS, Google Play, Bluetooth; Maße: Auflage 40 x 40 x 0,4 cm, Sensor 12 cm lang / 1,7 cm tief



996910

**Novacare Smartmove Sitzkissen mit Akkubetrieb**

System zur Dekubitus Prophylaxe und Behandlung, kann auf handelsüblichen Rollstühlen oder auf herkömmlichen Sitzgelegenheiten eingesetzt werden, es besteht aus einem geschäumten Unterteil mit 6 quer angeordneten TPU Luftzellen, welche über ein externes Steuergerät wechselweise be- und entlüftet werden können, die Zelleneinheit ist mit einem bi-elastischen und wasserdichten, aber wasserdampf-durchlässigen Rundum-Schutzbezug aus PU versehen, geeignet für den Einsatz bei Dekubitusgrad I-III (nach Seiler) oder Kategorie 1-3 nach EPUAP / NPUAP, das Wechseldruckkissen ist für ein maximales Patientengewicht von 130 kg vorgesehen, bei voller Akkuladung kann das Kissen (abhängig von Zyklus und Umgebungsvariablen) zw. 24 und 48 Stunden verwendet werden, Ladedauer ca. 4 h, mit Statikfunktion und Alarm für Unterdruck, Maße Sitzkissen: 46 x 48 x 10 cm, ca. 1,8 kg + 0,75 kg für Steuergerät



Artikel-Nr. Bezeichnung

**Kineris Rollstuhlsitzkissen mit atmungsaktivem Bezug und Pumpe**

geeignet für Patienten bis zu einem Körpergewicht von 150 kg, aus Neopren, leicht zu reinigen, luftgefüllte Kammern bewirken eine optimale Druckverteilung, die Auflagefläche wird vergrößert, das auftreten von Scherkräften wird verringert, hoher Sitzkomfort, leichtes Gewicht, CE



**Kineris mit 7 cm:**

Einsinktiefe des Benutzers ca. 5 cm, Ein-Kammer-Ausführung, speziell für behinderte Benutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit, Hemiplegiker und bei vorübergehender Bewegungseinschränkung, Gewicht ohne Bezug: ca. 0,8 kg, inkl. Pumpe



V497-1EL **Kineris Mono 33 x 33 x 7 cm**

(alte Größe: 36 x 36 x 7 cm)

V647-1EL **Kineris Mono 37,5 x 37,5 x 7 cm**

(alte Größe: 40 x 40 x 7 cm)

V727-1EL **Kineris Mono 37,5 x 42 x 7 cm**

(alte Größe: 40 x 44 x 7 cm)


V817-1EL **Kineris Mono 42 x 42 x 7 cm**

(alte Größe: 44 x 44 x 7 cm)

V907-1EL **Kineris Mono 42 x 46,5 x 7 cm**

(alte Größe: 44 x 48 x 7 cm)

(Druckvergleich bei Patient mit 172 cm und 75 kg)



**Kineris mit 10 cm:**

Einsinktiefe des Benutzers ca. 7 cm, Ein-Kammer-Ausführung, speziell für gelähmte Benutzer (Tetraplegiker), bettlägerige oder Personen die auf längere Sicht unbeweglich sind, Gewicht ohne Bezug: ca. 1,1 kg, inkl. Pumpe

V6410-1EL **Kineris Mono 37,5 x 37,5 x 10 cm**

(alte Größe: 40 x 40 x 10 cm)

RG00417 **GelCELL Kissen 43 x 43 x 4 cm**

eine einzigartige Kombination aus Luft und Gel, Sitzkissentechologie zur effektiven Dekubitus-Prophylaxe und für hohen Sitzkomfort, 36 miteinander verbundene Luftkammern - jede mit einem zusätzlichen Gelpolster oben, das Gewicht wird auf den Luftpolstern gut verteilt, zwischen den Kammern kann die Luft zirkulieren, sehr leicht, atmungsaktiver, dehnbare Bezug, leicht zu reinigen, inkl. Pumpe, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung



**Ultraleicht, komfortabel und einfach in der Handhabung**

Beim Vicair Liberty handelt es sich um ein besonders leichtes Sitzkissen, zwei automatische Ventile passen das Sitzkissen an Körperform und Gewicht des Nutzers an, zudem wasserdicht und somit besonders leicht zu reinigen und desinfizieren, durch die 2 Kammern wird ein Rutschen nach vorne minimiert, mit atmungsaktivem Comfair Bezug, Gewicht: 350 g, Höhe: 5 cm, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



- LIB4040 **Vicair Liberty 40 x 40 cm**
- LIB4045 **Vicair Liberty 40 x 45 cm**
- LIB4343 **Vicair Liberty 43 x 43 cm**
- LIB4545 **Vicair Liberty 45 x 45 cm**



**Das optimale Sitzkissen für Druckentlastung und Minimierung der Rutsch tendenz**

Besteht aus sogenannten SmartCells, in jedem Rollstuhlkissen befinden sich hunderte dieser luftgefüllten Zellen die sich individuell bewegen und den Körperkonturen anpassen können, diese einzigartige Technologie sorgt für eine hervorragende Druckverteilung und einen optimalen Sitzkomfort und eine hohe Sitzstabilität, bietet durch den Becken-Stopp der vorderen Kammer zusätzlich eine Reduzierung der Gleit- und Scherkräfte und eine hervorragende Lagerung der Oberschenkel, eine sichere Wahl wenn ein hohes Maß an Komfort, Hautschutz und Stabilität gewünscht ist, bei 60° C inkl. Der SmartCells waschbar, mit atmungsaktivem Comfair-Bezug, Gewicht: ca. 725 kg, Höhe: 10 cm, bis max. 250 kg Benutzergewicht belastbar



- TWIN4040 **Vicair Twin O2 40 x 40 cm**
- TWIN4045 **Vicair Twin O2 40 x 45 cm**
- TWIN4343 **Vicair Twin O2 43 x 43 cm**
- TWIN4545 **Vicair Twin O2 45 x 45 cm**

Artikel-Nr. Bezeichnung

**3D Previso Rollstuhlsitzkissen mit 3D-Inkontinenz Bezug**

Das 3D Previso Anti-Dekubitus-Sitzkissen verfügt über eine dreidimensional anatomisch geformte Sitzfläche welche zu einer stabilen Sitzposition verhilft, der spezielle viscoelastische Schaumstoff erzielt niedrigste Druckwerte, der atmungsaktive Bezug auf 3 mm Abstandsgewebe mit Tragegriff und Anti-Rutschbeschichtung auf der Unterseite ermöglicht idealen Sitzkomfort und ein angenehmes Mikroklima. Als Prophylaxe oder als Therapie bis Stadium II nach EPUAP geeignet, für Personen von 40 - 110 kg



- 3D4242 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 42 x 42 x 8 cm**
- 3D4242B **Ersatzbezug zu 3D 42 x 42 cm**
- 3D4245 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 42 x 45 x 8 cm**
- 3D4245B **Ersatzbezug zu 3D 42 x 45 cm**
- 3D4348 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 43 x 48 x 8 cm**
- 3D4348B **Ersatzbezug zu 3D 43 x 48 cm**

**3D Previso Rollstuhlsitzkissen mit PU-Inkontinenz- und 3D (kein Inko!) Bezug**

Das 3D Previso Anti-Dekubitus-Sitzkissen verfügt über eine dreidimensional anatomisch geformte Sitzfläche welche zu einer stabilen Sitzposition verhilft, der spezielle viscoelastische Schaumstoff erzielt niedrigste Druckwerte, der atmungsaktive Bezug auf 3 mm Abstandsgewebe mit Tragegriff und Anti-Rutschbeschichtung auf der Unterseite ermöglicht idealen Sitzkomfort und ein angenehmes Mikroklima. Als Prophylaxe oder als Therapie bis Stadium II nach EPUAP geeignet, für Personen von 40 - 110 kg

- 3D4040B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 40 x 40 x 8 cm**
- 3D4242B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 42 x 42 x 8 cm**
- 3D4542B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 45 x 42 x 8 cm**
- 3D4845B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 48 x 45 x 8 cm**
- 3D5145B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 51 x 45 x 8 cm**
- 3D5545B2 **Rollstuhlsitzkissen 3D Previso 55 x 45 x 8 cm**



Artikel-Nr. Bezeichnung

GS4042 **Gelseat AD Sitzkissen 40 x 42 cm**

GS4242 **Gelseat AD Sitzkissen 42 x 42 cm**

GS4542 **Gelseat AD Sitzkissen 45 x 42 cm**

GS4544 **Gelseat AD Sitzkissen 45 x 44 cm**

Anti-Dekubitus-Therapie-Sitzkissen - Gel Seat!  
Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern: Oberplatte aus Geltouch-Foam, anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition, einzigartige Geltouch-Technologie mit Cooling Effect, abnehmbarer Bezug, waschbar bis 60° C, Mesh<sup>3</sup>-Gewebe zur Klimaregulierung, wasserdichter und dennoch atmungsaktiver Bezug, ultraschall verschweißte Nähte an der Oberseite, Anti-Slip-Unterseite, schwer entflammbar, für Personen von 20 bis 120 kg geeignet



4271

**Sitzkissen "Prima Clean" 40 x 43 cm**

*komplett waschbares Sitzkissen und damit ideal geeignet für Personen mit Inkontinenz oder auch als Auflage für Duschstühle*

Gitterstrukturkissen mit Inko 3D-Maschennetzbezug, waschbarer Rundumbezug mit Antirutschunterseite, atmungsaktiv und flüssigkeitsdicht, geeignet für Körpergewicht von 40 - 150 kg, Material: Polyester, thermoplastische Elastomere (TPE), Material Bezug: 100 % Polyester, Innenseite 100 % Polyurethan, Antirutsch-Unterseite: 57 % Polyurethan, 43 % Polyester, Kissen waschbar bis 30° C, lufttrocknen lassen, Bezug waschbar bis 60° C, abwischbar und desinfektionsmittelfest, lufttrocknen lassen, Maße: 40 x 43 (oder 43 x 40) x 6 cm



1717116

**Iskio b-m Sitzkissen 43 x 43 cm**

*Hinweis der Ergotherapeutin Sonia Baudry: Ich empfehle das Iskio b-m Sitzkissen für Personen, die zu einem nach vorne oder seitlichen Wegrutschen tendieren. Eine korrekte Sitzposition ermöglicht eine bessere funktionelle Stabilität, sodass der Patient die Aufgaben des täglichen Lebens leichter bewerkstelligen kann.*

Masse: 43 x 43 x 8,5 cm, Material: Sitzfläche aus Viskoschaum RG80, Schaumkern aus Kaltschaum RG37, Inko-Bezug: 3D-Maschennetz aus Polyester #+ Polyurethanfilm, Antirutschunterseite, rückseitige Steißaussparung inkl. Gesäßabsenkung, Entlastung bis Grad 3 nach EPUAP, bis 150 kg belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

5204ST **Gel-Sitzkissen "Profit"**  
Maße: 40 x 40 x 2,5 cm, Gewicht: ca. 2,5 kg

52041 **Gel-Sitzkissen "Groß"**  
Maße: 45 x 42 x 2,5 cm, Gewicht: ca. 3 kg  
Sitzkissen aus mittelfestem Gel zur Dekubitus-Prophylaxe, Bezug an der Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung, Obermaterial Stoff schwarz, mittels Reißverschluß abnehmbar, Trageschlaufen, für Personen bis max. 90 kg



5204T **Gel-Sitzkissen mit Toilettenöffnung**  
Maße: 41 x 41 x 2 cm, bestehend aus 2 cm Gel, mit undurchlässigem Bezug, rutschhemmend an der Unterseite, Ober- und Unterteil mit Kletten verbunden, Größe der Öffnung: 27 x 19 cm, mit Schlaufengriff vorne, zur Weichlagerung am Toilettstuhl, leicht zu reinigen, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



VAB40E **Geltop Sitzkissen 40 x 40 x 5,5 cm**  
Patientengewicht von 30 bis max. 95 kg mit seiner Kombination aus viskoelastischem Gel und Schaumstoffboden für mehr Stabilität des Kissens paßt sich dieses beim Sitzen hervorragend an die Gesäßform an, gute Reduktion der Druckkräfte - ideal für die Dekubitus-Prophylaxe, Obermaterial aus atmungsaktivem und wasserundurchlässigem Bezugstoff, Farbe: blau, Unterseite mit Anti-Rutschbeschichtung, Gewicht: 1,9 kg  
*Wichtig: wegen dem Flüssiggelpolster nur 6 Monate Garantie! Erhöhter Verschleiß Konstruktionsbedingt!*



RT00117 **Relax Trio Kissen 43 x 43 x 4 cm**  
RT00118 **Relax Trio Kissen 45 x 40 x 4 cm**  
für Patienten mit mittlerem Dekubitusrisiko, wegen seinem wasserdichten Bezug auch für Inkontinenzpatienten bestens geeignet, Unterteil und Rahmen aus Schaumstoff, für besseren Sitzkomfort und verteilung eine Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff und vier Kammern gefüllt mit Silikongel, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

**Cube Flexi**

*Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprohylaxe und -therapieunterstützung*

für eine individuelle Anpassung an die Erfordernisse des Anwenders durch reversibel und einzeln austauschbare bzw. herausnehmbare, würfelartige Elemente in zwei Höhen aus drei verschiedenen Schaumstoffqualitäten, dadurch die Möglichkeit der Freilagerung bzw. bestmöglichen Druckverteilung in gefährdeten Körperarealen, strukturierte Sitzfläche mit Sattelkorrektur verhindert das der Anwender nach vorne wegrutscht, Kombibezug aus PU mit Air-Mesh-Sitzfläche, Trageschleufe und Reißverschluss, geeignet zur Dekubitusprohylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen, Modelle unten von min. 20 bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar



- K35426 **Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 42 x 42 x 8 cm**
- K35360 **Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 45 x 42 x 8 cm**
- K35439 **Rollstuhlsitzkissen Cube Flexi 48 x 43 x 8 cm**

**Cube Gel**

*Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprohylaxe und -therapieunterstützung*

das Rollstuhl- und Sitzkissen mit würfelartiger, strukturierter Sitzfläche hat eine Freilagerungskontur mit Geltauch-Auflage im Bereich der Beinhöcker, unterschiedlich hohe Schaumstoffstrukturen ermöglichen eine komfortable Sitzposition und konturgenaue Anpassung sowie eine optimale Druckverteilung, Kombibezug aus PU mit Air-Mesh-Sitzfläche, mit Trageschleufe und Reißverschluss, Inkontinenzbezug, geeignet zur Dekubitusprohylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen, Modelle unten von min. 20 bis max. 140 kg Benutzergewicht belastbar



- K31090 **Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 42 x 42 x 8 cm**
- K31094 **Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 45 x 42 x 8 cm**
- K31095 **Rollstuhlsitzkissen Cube Gel 48 x 43 x 8 cm**

Artikel-Nr. Bezeichnung

160701 **Würfelsitzkissen Prophycare 43 x 43 cm**  
 Schaumstoffkissen aus Polyurethanschaum zur Dekubitus-Prophylaxe, durch die Würfelstruktur kommt es zu einer verbesserten Druckentlastung, Maße: 43 x 43 x 6,5 cm, PU schwarz, abnehmbar mit Reißverschluss, geeignet für ein Benutzer-gewicht von 40 bis max. 125 kg




160800 **Würfelsitzkissen Decucare 43 x 43 cm**  
 Schaumstoffkissen aus Polyurethanschaum zur Dekubitus-Prophylaxe und -therapie, durch die einzeln herausnehmbaren Würfel ist eine Hohl-lagerung einzelner Bereiche möglich, Maße: 43 x 43 x 8 cm, PU schwarz, abnehmbar mit Reißverschluss, geeignet für ein Benutzer-gewicht von 40 bis max. 110 kg



511947 **Sitzkissen Pharma Form 40 x 40 x 7 cm**  
 511944 **Sitzkissen Pharma Form 40 x 40 x 10 cm**  
 17275 **Sitzkissen Pharma Form 43 x 45 x 7 cm**  
 17280 **Sitzkissen Pharma Form 45 x 50 x 7 cm**  
 aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formge-dächtnis, mit antirutschender Pharmatex-Komplett-hülle, mit Reißverschluss, Unterseite mit Anti-Rutschbeschichtung, Bezug waschbar bis 60° C, Farbe: hellgrau, bis max. 90 kg Benutzer-gewicht belastbar



51194 **Corpo-san Celsius Sitzkissen 43 x 43 cm+B1**  
 viskoelastischer Schaumstoff der sich der Kör-perform perfekt anpaßt, für die bessere Dekubitus-Prophylaxe - bessere Druckverteilung, Maße: 43 x 43 x 7 cm - davon 4 cm elastischer Schaum-stoff und 3 cm normaler Schaumstoff für mehr Stabilität des Kissens, mit dunklem Stoffbezug, abnehmbar mittels Reißverschluss, bis max. 90 kg Benutzer-gewicht belastbar



51281 **Latex-Sitzkissen 43 x 43 x 5 cm**  
 51288 **Latex-Sitzkissen 43 x 45 x 5 cm**  
 512818 **Latex-Sitzkissen 43 x 45 x 8 cm**  
 aus Stifflatex, mit abnehmbarem schwarzem Stoffbezug, mit Reißverschluss, bis max. 90 kg Benutzer-gewicht belastbar



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

- 5118    **Rollstuhlsitzkissen 40 x 43 x 5 cm**
- 5119    **Rollstuhlsitzkissen 43 x 43 x 5 cm**
- 5120    **Rollstuhlsitzkissen 45 x 43 x 5 cm**
- 51197    **Rollstuhlsitzkissen 40 x 43 x 8 cm**
- 51198    **Rollstuhlsitzkissen 43 x 43 x 8 cm**
- 51199    **Rollstuhlsitzkissen 45 x 43 x 8 cm**

aus Schaumstoff, mit abnehmbarem schwarzem Stoffbezug, Reißverschluß, einfache Qualität, bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar



- 20661    **Sitzkissen Echtfellbezug 42 x 42 x 5 cm**  
mit Latexkern - geeignet für die Dekubitus-Prophylaxe, gute Druckentlastung, durch den Bezug aus Echt-Lammfell gutes Sitzklima, Bezug ist abnehmbar, geeignet für Benutzergewicht von max. 90 kg, Reinigung des Bezuges nur mit dafür geeignetem Waschmittel möglich!



- 160900    **Schutzspannbezug für Sitzkissen**  
Universalgröße für Kissen von Sitzbreite 40 bis 48 cm, kochfest bis 95° C, tumblerfest, PU-Beschichtung, atmungsaktiv, ideal als Schutzbezug für Standardkissen für Inkontinenzpatienten, Farbe: blau



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

RIB1040    **Baseball Viking Cap Navy midi/maxi**  
 Maße: von 50 - 55 cm Kopfumfang geeignet  
 weicher Schutzhelm mit Extraschutz - speziell für  
 Kinder, abnehmbare Rückseite des Kopfschutzes,  
 weicher Klettverschluss für maximalen Trage-  
 komfort, neuer Kinnriemen: abnehmbar, verstellbar,  
 Y-Form für noch mehr Sicherheit, BSI gestestet,



RIB1051    **Baseball Cap Navy small/medium**  
 Maße: von 53 - 58 cm Kopfumfang geeignet

RIB1052    **Baseball Cap Navy large/xlarge**  
 Maße: von 59 - 65 cm Kopfumfang geeignet  
 Rippkappe - weicher Schutzhelm - Ganzjahres-  
 geeignet, modischer weicher Schutzhelm, dem  
 viele neurologische Gesellschaften vertrauen.  
 Ribcap macht Schutzhelme zu einem Mode-  
 accessoire. Ihre modernen Designs passen zu  
 jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz,  
 ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren.  
 Und weil wir gerade so bescheiden sind: Sie  
 sind eine tolle Ergänzung für jeden Look.  
 Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoff-  
 polsterung. Mit hohem Stoß- und Aufprallschutz,  
 dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht  
 und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv,  
 waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig



*Artikel-Nr. Bezeichnung*

- RIB1001 **Lenny grau Mini Kids**  
Maße: von 47 - 49 cm Kopfumfang geeignet
- RIB1002 **Lenny grau Midi Kids**  
Maße: von 50 - 52 cm Kopfumfang geeignet
- RIB1003 **Lenny grau Maxi Kids**  
Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet  
Ribcap - weicher Schutzhelm  
Wir sind stolz darauf die nächste Generation von Führungskräften zu schützen! Ribcap Lenny Kids wurde speziell für jüngere Bürger entwickelt und bieten einen robusten Kopfschutz ohne Stigma. Egal, ob Ihr Kind einen Ersatz für seinen Autismus-, Epilepsie- oder Anfallhelm sucht, oder ob Sie es nur während der Spielzeit schützen wollen. Auf unseren atmungsaktiven Schutzschaum können Sie rund um die Uhr zählen. Bequem zu tragen, 360-Grad-Schutz, ohne sperrig oder stigmatisierend zu sein. Und, da wir bescheiden sind: Er ist eine großartige Ergänzung zu jedem Look!



- RIB1061 **Bieber Mütze braun Kids mini**  
Maße: von 47 - 49 cm Kopfumfang geeignet
- RIB1062 **Bieber Mütze braun Kids midi**  
Maße: von 50 - 52 cm Kopfumfang geeignet
- RIB1063 **Bieber Mütze braun Kids maxi**  
Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet  
weicher Schutzhelm / Kinder Anfallhelm  
modischer weicher Schutzhelm dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen, Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung, mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
RIB1010	<b>Lenny anthrazit small</b>
RIB1020	<b>Lenny rose small</b> Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang geeignet
RIB1011	<b>Lenny anthrazit medium</b>
RIB1021	<b>Lenny rose medium</b> Maße: von 56 - 58 cm Kopfumfang geeignet
RIB1012	<b>Lenny anthrazit large</b>
RIB1022	<b>Lenny rose large</b> Maße: von 59 - 61 cm Kopfumfang geeignet modischer weicher Schutzhelm dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen, Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung, mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig



RIB1031	<b>Iggy Strippy small</b> Maße: von 53 - 55 cm Kopfumfang
RIB1032	<b>Iggy Strippy medium</b> Maße: von 56 - 58 cm Kopfumfang
RIB1033	<b>Iggy Strippy large</b> Maße: von 59 - 61 cm Kopfumfang Ribcap - soft Schutzhelm - Krampfhelm, modischer weicher Schutzhelm, dem viele neurologische Gesellschaften vertrauen. Ribcap macht Schutzhelme zu einem Modeaccessoire. Ihre modernen Designs passen zu jedem Lebensstil und bieten 360-Grad-Schutz, ohne zu beschweren oder zu stigmatisieren. Und weil wir gerade so bescheiden sind: Sie sind eine tolle Ergänzung zu jedem Look. Ribcap verwendet eine einzigartige Schaumstoffpolsterung. Mit hohem Stoß- und Aufprallschutz, dabei atmungsaktiv, flexibel und dezent, leicht und bequem zu tragen, 100 % atmungsaktiv, waschbar, zusammenklappbar und lagerfähig

