

Artikel-Nr. Bezeichnung

30622

Gehgestell Reziprok

leicht und sicher gehen, stabiles Gehgestell aus Aluminium, Gewicht nur 2,8 kg, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar, faltbar mit nur einem Knopfdruck, Griffhöhe von 80 - 97,5 cm mit Druckknopf 8-fach verstellbar, kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen, durch die hohe vordere Verbindungsstange ist eine Nutzung über dem Toilettenbecken möglich, Farbe: silbergrau, Maße: LxB gesamt: 51 x 61 cm, Breite zwischen den Handgriffen 49 cm, Innenbreite vo / hi 49 / 52 cm, Höhe der Verbindungsstange 52 cm, Faltmaß: L/B/H: 83 x 54 x 12 cm



306221

Gehgestell starr

leicht und sicher gehen, stabiles Gehgestell aus Aluminium, Gewicht nur 2,5 kg, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar, faltbar mit nur einem Knopfdruck, Griffhöhe von 81 - 98,5 cm mit Druckknopf 8-fach verstellbar, kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen, durch die hohe vordere Verbindungsstange ist eine Nutzung über dem Toilettenbecken möglich, Farbe: silbergrau, Maße: LxB gesamt: 47 x 61 cm, Breite zwischen den Handgriffen 43,5 cm, Innenbreite vo / hi 48 / 52 cm, Höhe der Verbindungsstange 60 cm, Faltmaß: L/B/H: 84 x 52 x 12 cm



30622B

Gehgestell reziprok bronze

faltbar, stabiler Alurahmen, bronze eloxiert, Griffhöhe mittels Druckknopf von 81 - 91 cm verstellbar, Gewicht: ca. 2,8 kg, mit Schaumstoffgriffen für guten Komfort beim Gehen, belastbar bis max. 100 kg Benutzergewicht



306221B

Gehgestell starr bronze

faltbar, stabiler Alurahmen, bronze eloxiert, Griffhöhe mittels Druckknopf von 81 - 91 cm verstellbar, Gewicht: ca. 2,8 kg, mit Schaumstoffgriffen für guten Komfort beim Gehen, belastbar bis max. 100 kg Benutzergewicht

Artikel-Nr. Bezeichnung

222850 **Gehgestell 2-in-1**
 das Gehgestell mit 2 Funktionen in einem - faltbares
 starres Gehgestell oder faltbares reziprokes Gehgestell -
 einfach Clip umstecken und fertig, Griffhöhe verstellbar
 von 76 - 94 cm, Standfläche: 42 x 52 cm, innere Breite:
 48 cm, Gewicht: 2,6 kg, bis max. 120 kg Benutzerge-
 wicht belastbar



130071 **XXL-Gehgestell aussen 74 cm / innen 54 cm breit**
 130081 **XXL-Gehgestell aussen 84 cm / innen 64 cm breit**
 bis max. 270 kg Benutzergewicht belastbar. Griff-
 höhe von 76 - 101 cm verstellbar, Gewicht ca. 3 kg,
 für den Transport faltbar, leichtgewichtig und doch
 sehr stabil, hilft bei der Mobilisierung von schwereren
 Patienten



17410 **Rebotec Kinder-Gehgestell Walk-On XS bunt**
 Griffe 5-fach höhenverstellbar von 60,5 - 69 cm,
 Gewicht 2,7 kg, Breite 54 cm, Tiefe 44 cm,

17420 **Rebotec Kinder-Gehgestell Walk-On S bunt**
 Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77,5 cm,
 Gewicht 3 kg, Breite 54 cm, Tiefe 50 cm,

17430 **Rebotec Gehgestell Walk-On M anthrazit**
 Griffe 5-fach höhenverstellbar von 68 - 87 cm,
 Gewicht 3,3 kg, Breite 59 cm, Tiefe 52 cm,

17440 **Rebotec Gehgestell Walk-On L anthrazit**
 Griffe 5-fach höhenverstellbar von 78 - 97 cm,
 Gewicht 3,6 kg, Breite 60 cm, Tiefe 59 cm,
 rutschfeste Griffe für sicheren Halt, als Aufstehhilfe
 nutzbar, faltbar, pulverbeschichteter Aluminium-
 rahmen, rostfrei, bis max. 150 kg Benutzergewicht
 belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

17510 **Rebotec Kinder-Rollator Walk-On XS bunt**
Griffe 5-fach höhenverstellbar von 60,5 - 69 cm,
Gewicht 2,7 kg, Breite 54 cm, Tiefe 44 cm,

17520 **Rebotec Kinder-Rollator Walk-On S bunt**
Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77,5 cm,
Gewicht 3 kg, Breite 54 cm, Tiefe 50 cm,

17530 **Rebotec Rollator Walk-On M anthrazit**
Griffe 5-fach höhenverstellbar von 68 - 87 cm,
Gewicht 3,3 kg, Breite 59 cm, Tiefe 52 cm,

17540 **Rebotec Rollator Walk-On L anthrazit**
Griffe 5-fach höhenverstellbar von 78 - 97 cm,
Gewicht 3,6 kg, Breite 60 cm, Tiefe 59 cm,
rutschfeste Griffe für sicheren Halt, als Aufstehhilfe
nutzbar, faltbar, pulverbeschichteter Aluminium-
rahmen, rostfrei, bis max. 120 kg Benutzergewicht
belastbar, zwei Schwenkrollen vorne



243100 **Rollator faltbar mit Sitzbank Invacare P550 Zweirad-Rollator**
stabiler Stahlrahmen, blau pulverbeschichtet, nur
5,6 kg, faltbar, leicht zum mitnehmen, ergonomisch
geformte Handgriffe, höhenverstellbar von 83 - 96 cm,
gepolsterte Sitzbank, 2 Vollgummiräder, Aussen-
breite 61,5 cm, 63 cm tief, 53 cm Sitzhöhe, bis max.
100 kg Benutzergewicht belastbar



2431 **Rollator faltbar Behrend / Sundo**
stabiler Stahlrahmen, blau pulverbeschichtet, nur
5,6 kg, faltbar, leicht zum mitnehmen, ergonomisch
geformte Handgriffe, höhenverstellbar von 83 - 96 cm,
gepolsterte Sitzbank, 2 Vollgummiräder, Aussen-
breite 61,5 cm, 63 cm tief, 53 cm Sitzhöhe, bis max.
100 kg Benutzergewicht belastbar



*Für diese Modelle gibt es keine Ersatzteile! Nur die
22 mm Gummi für hinten!*

Artikel-Nr. Bezeichnung

249

Gehbock fahrbar

einfacher starrer Gehbock fahrbar, mit vier Schwenkrollen, die hinteren mit Feststell-Druckbremse, zerlegbar, die Griffhöhe ist von 80 - 95 cm verstellbar, Außenmaße: 52 cm breit, 44 cm lang, Gewicht 5,5 kg, Rahmenfarbe **blau**, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



AA8326

Rollator mit Unterarmauflagen

für Rheuma und Arthritispatienten geeignet, die Unterarmauflagen von 103 - 120 cm höhenverstellbar, Sitzhöhe 62 cm, Gesamtlänge: 68 cm, Außenbreite: 58 cm, Gewicht: ca. 14 kg, Rahmenfarbe silber, mit Korb und Tablett, pannensichere Bereifung, faltbar, nur für den Innenbereich geeignet, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



340259

Gehwagen mit Achselstützen

faltbar nach Entfernen der Verstrebung vorne, mit vier Schwenkrollen, hinten gegen Aufpreis mit Druckbremse, vorne Abweiser aus Gummi, Aussenbreite 54 cm, Innenbreite je nach Einstellung der Armpolster zwischen 28 und 50 cm, Länge 70 cm, gefaltet ca. 15 cm breit, Achselstützen in der Höhe von 100 - 150 cm verstellbar, Gewicht 9 kg, Rahmen verchromt, bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

30666 **Delta-Gehrad / Dreirad**
zeichnet sich durch ein geringes Gewicht von nur 6 kg aus, die Bereifung mit 19 cm großen Rädern ist pannensicher - somit überzeugende Wendigkeit, Griffhöhe von 81 - 94 cm verstellbar, Breite zwischen den Griffen 38 cm, Gesamtbreite 67 cm, Gesamttiefe 60 cm, Abstand zwischen den Hinterrädern 55 cm, faltbar, Farbe rot, mit Korb, Tablett und Tasche, bis max. 125 kg Benutzergewicht belastbar



30666G **Delta-Gehrad-Griffe anatomisch**
passen für Invacare Delta Gehrad, paarweise

18110 **Rebotec Polo Plus T Gr. Small**
Sitzhöhe 48 cm, Griffhöhe von 62,5 - 69 cm verstellbar, Gewicht 7 kg

18120 **Rebotec Polo Plus T Gr. Medium**
Sitzhöhe 54,5 cm, Griffhöhe von 69 - 82 cm verstellbar, Gewicht 7,2 kg

18130 **Rebotec Polo Plus T Gr. Large**
Sitzhöhe 61 cm, Griffhöhe von 75,5 - 94,5 cm verstellbar, Gewicht 7,3 kg
Zug- und Feststellbremse, faltbar, pannensichere Bereifung, Sitzfläche umklappbar zum Tablett, inkl. Tasche, besonders leicht durch pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, inkl. Tasche, Außenbreite 65 cm, Tiefe 70 cm, Farbe silber, bis max. 120 kg Benutzer-# gewicht belastbar



243876 **Rollmobil Travel Xtra**
unglaublich kompakt faltbar - die Griffstangen werden zurückgeklappt - die Seitenteile werden zusammengeschoben - die Sitzbank weggeklappt - kleiner und einfacher zu transportieren - ideal für Reisen mit Auto, Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug, mit Tasche vorne, einstellbarem Sitz, Feststellbremse, Rückenlehne, Gestell aus Aluminium - nur 7,2 kg schwer, Schwenkrollen vorne - für innen und außen geeignet, Vorderräder 180 mm, Hinterräder 160 mm, Vollgummibereifung, Griffhöhe verstellbar von 76 - 91 cm, Sitzhöhe ca. 53 cm, Innenbreite 44 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamttiefe: 78 cm, Sitzfläche: 19,5 x 44 cm, Faltmaß: 83 x 28 x 30,5 cm, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

332

Rollmobil Invacare P452E

Standard Stahlrohr-Rollator für innen und aussen, stufenlos höhenverstellbare anatomische Griffe von 77 - 95 cm, Breite zwischen den Griffen 43 cm, Sitzhöhe 63 cm, Gesamtbreite 60 cm, Gewicht: ca. 11,5 kg, Farbe silber, mit Tablett und Korb, Fahr- und Feststellbremse, pannensichere PU-Bereifung, belastbar bis max. 120 kg Benutzergewicht

Ersatzteile finden Sie bitte in der Preisliste!



MIGO

Rollmobil / Rollator Drive Migo 2G

Der Klassiker - jetzt noch flexibler! Rund 25 % leichter als vergleichbare Standard-Rollatoren, 50 mm breite Räder, mit geschlossener Felge für leichtere Reinigung, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit, Fallsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz, ergonomische Bremse - leicht einstell- und nachjustierbar, Handgriffe von 80 - 100 cm stufenlos verstellbar, pannensichere Bereifung, max. Zuladung Korb und Tablett: je 5 kg, Lieferung mit Korb, Tablett und Stockhalter, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar, Rahmenfarbe silber, Gesamtbreite: 58 cm, Gesamtlänge: 61 cm, Sitzbreite 36 cm, Sitzhöhe 60 cm, Gewicht: 9,1 kg, Faltmaß: 23 x 58 x 74 cm

Ersatzteile finden Sie bitte in der Preisliste!



GIGO

Leichtgewichtsrollator Drive Gigo

mehr Mobilität ganz leicht - besonders leichter Rollator aus Aluminium und Kunststoff, anatomische Handgriffe, in der Höhe von 83 - 93 cm verstellbar, feststellbare Sicherheitsbremse, bequemes und sicheres Sitzen dank tiefer Sitzfläche und gepolsterter Rückenstütze, platzsparend bei Transport und Aufbewahrung, Faltmaß: LxBxH 100 x 63 x 28 cm, Sitzhöhe 54 cm, Sitzplatte 33 x 34 cm, Maße: Länge / Breite gesamt: 61 x 63 cm, Innenbreite: ca. 41 cm, Gewicht: 8 kg, Farbe: grau, bis max. 120 kg belastbar



*Artikel-Nr. Bezeichnung*740500100 **Rollator Drive Torro dunkelrot**740500500 **Rollator Drive Torro anthrazit**

Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, große und weiche Sitzfläche bietet Komfort, der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar, Bremse lässt sich einfach feststellen, ergonomische Handgriffe in der Höhe von 78 - 94,5 cm verstellbar, Radgröße: 200 x 35 mm, Tasche mit max. 5 kg Zuladung, mit Stockhalter, Maße LxB: 68 x 61,5 cm, Sitzbreite max. 42 cm, Sitzhöhe: 59 cm, faltmaß LxBxH: 68 x 22 x 78 cm, Breite zwischen Griffen: 44,5 cm, Breite zwischen Hinterrädern: 47,5 cm, Gewicht: 6,9 kg, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar

724100300 **Nitro Drive Rollator Gr. XS, champagner**

Griffhöhe von 71,8 - 77 cm verstellbar, Sitzhöhe: 45 cm
Maße LxB: 70,5 x 52 cm, faltmaß LxBxH: 70 x 25 x 71,8 cm, Gewicht: 6,7 kg

724100000 **Nitro Drive Rollator Gr. S, champagner**

Griffhöhe von 79 - 91 cm verstellbar, Sitzhöhe: 52 cm
Maße LxB: 70,5 x 52 cm, faltmaß LxBxH: 70 x 25 x 82 cm, Gewicht: 7,1 kg

724200000 **Nitro Drive Rollator Gr. M, champagner**724200100 **Nitro Drive Rollator Gr. M, weiß**724200200 **Nitro Drive Rollator Gr. M, schwarz**

Griffhöhe von 84 - 96,5 cm verstellbar, Sitzhöhe: 57 cm
Maße LxB: 70,5 x 52 cm, faltmaß LxBxH: 70,5 x 25 x 86 cm, Gewicht: 7,2 kg

724300000 **Nitro Drive Rollator Gr. L, champagner**724300100 **Nitro Drive Rollator Gr. L, weiß**

Griffhöhe von 89 - 101 cm verstellbar, Sitzhöhe: 62 cm
Maße LxB: 70,5 x 52 cm, faltmaß LxBxH: 70,5 x 25 x 92 cm, Gewicht: 7,3 kg

Mobilität für Innen und Außen, mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebungen, extragroße 25 cm Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort, serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich, gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne serienmäßig, ergonomische Handgriffe, Doppelfunktionsbremse - zum Bremsen und Feststellen, Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten, max. Zuladung Gepäcknetz 5 kg, serienmäßig mit Stockhalter und Ankipphilfe, modernes Gepäcknetz mit Reißverschluss, Sitzbreite: 44,5 cm, Breite zwischen den Handgriffen: 45 cm, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar



Artikel-Nr. Bezeichnung

724500000 **Nitro Carbon Drive Rollator Größe M**
 Maße Gr. M: Griffhöhe von 84,5 - 97 cm, Sitzhöhe: 53 cm, Sitzbreite: 44 cm, Breite zwischen Handgriffen: 44 cm, LxB: 70,5 x 59 cm, Faltmaß Breite 24 cm, Gewicht: 5,8 kg

724500200 **Nitro Carbon Drive Rollator Größe L**
 Maße Gr. L: Griffhöhe von 93 - 105 cm, Sitzhöhe: 61 cm, Sitzbreite: 44 cm, Breite zwischen Handgriffen: 44 cm, LxB: 70,5 x 61 cm, Faltmaß Breite 24 cm, Gewicht: 6,2 kg
 Mobilität ohne Grenzen, Rahmen aus Carbon, extra-große 25 cm Lenräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort, serienmäßig passive Beleuchtung, gepolsterter Rückengurt mit praktischer Längenverstellung serienmäßig, hochwertiger Sitz in Lederoptik, Tasche in Lederoptik, gesteppt, Stockhalter serienmäßig im Lieferumfang, einzigartiges Design, max. Zuladung Tasche 5 kg, ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar, Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen), Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten, mehr Stabilität und Sicherheit durch doppelte Querverstrebungen, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



745R **Rollmobil Diamond Deluxe**
 Rollator und Transportstuhl in einem! Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator durch Anbau von Fußstützen zum Transportstuhl, Lieferung erfolgt mit schwenkbaren Fußstützen, werkzeugfreies montieren der Räder und Fußstützen, mit faltbarem Stoffsitz und weicher gepolsterter Rückenlehne, die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge, mehr Stabilität durch Querverstrebungen unter dem Sitz, höhenverstellbare Handgriffe, von 77 - 94,5 cm, faltbar für platzsparende Lagerung und einfachen Transport, mit Stockhalter, Länge gesamt: 104 cm, Breite: 64 cm, Sitzhöhe: 54 cm, Sitzfläche: 40 x 19 cm, Gewicht: 10,3 kg, bis max. 136 kg Benutzergewicht belastbar, Farbe: rot-metallic



Artikel-Nr. Bezeichnung

ROOMBA

Indoor Rollator Roomba

der sportliche Begleiter für Zuhause!
Griffhöhe von 81 - 94 cm verstellbar, 55 cm lang,
57 cm breit, Tablethöhe 67,5 cm Höhe, Bremse
kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden,
sehr leicht - nur 5,6 kg, Rahmenfarbe weiß, schmale
Rollen für den Innenbereich, bis max. 100 kg Be-
nutzergewicht belastbar, Lieferumfang mit großer
Tasche und Tablett



91187962

Leichtgewichtsrollator mit Druckbremse hinten

aus Aluminium, mit gepolstertem Rückenbügel, Sitzhöhe
53 cm, Sitzfläche gepolstert mit 30 x 30 cm, anatomische
Schiebegriffe von 82 - 94 cm höhenverstellbar, Gesamt-
breite 58 cm, sehr leicht - Gewicht nur 5 kg, hinten mit
Doppelrolle und Bremse die durch Belastung auf die Griffe
betätigt wird, vorne zwei Doppel-Schwenkrollen, mit Korb,
leicht zu falten für den Transport, Rahmenfarbe: rubinrot,
bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar, nur für den
Innenraum geeignet!



1865020
2866525

Rebotec Rollator Fox blau

Sitzbrett aus Holz zu Fox

Aluminiumrollator für kleinere Personen, mit Zug-
und Feststellbremse, pannensichere Bereifung,
besonders leicht - nur 5,2 kg - durch pulverbeschich-
tetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstell-
bar von 60 - 69 cm, bis 100 kg Körpergewicht be-
lastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes
Sitzhöhe 42,5 cm, Sitzbreite 42 cm; Außenbreite
57,5 cm, Gesamttiefe 62,5 cm



Artikel-Nr. Bezeichnung

1860010 **Rebotec Kinder-Rollator "Fixi"**
 2866525 **Sitzbrett aus Holz zu Fixi** (Option!)
 Aluminiumrollator für Kinder / Jugendliche, mit Zug- und Feststellbremse, pannensichere Bereifung, besonders leicht - nur 5,2 kg - durch pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstellbar von 60 - 69 cm, bis 100 kg Körpergewicht belastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes Sitzhöhe 42,5 cm, Sitzbreite 42 cm; Aussenbreite 57,5 cm, Gesamttiefe 62,5 cm



1860020 **Rebotec Jugend-Rollator "Fox"**
 2866525 **Sitzbrett aus Holz zu Fox** (Option!)
 Aluminiumrollator für Kinder / Jugendliche, mit Zug- und Feststellbremse, pannensichere Bereifung, besonders leicht - nur 5,3 kg - durch pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Griffe 5-fach höhenverstellbar von 69 - 77 cm, bis 100 kg Körpergewicht belastbar; bei Verwendung des optionalen Sitzbrettes Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 42 cm; Aussenbreite 57,5 cm, Gesamttiefe 67 cm



Lauflehnhilfe für Kinder

Rückwärtsgehhilfe mit Rücklaufsperre für höhere Standsicherheit bei gleichzeitiger erhöhter Bewegungsfreiheit, Anbahnung natürlicher Bewegungsabläufe und Stärkung des Gleichgewichtssinnes, erleichtert die Umsetzung von Bewegung bei erreichter Becken- und Rumpfaufrichtung, gute Ergänzung zu krankengymnastischen Behandlungen, breiten- und höhenverstellbare Handgriffe, pannensicherer Bereifung, Vorderräder lenkbar - optional Lenkstopp erhältlich! Bis max. 60 kg belastbar

1870010 **Pluto 1**
 6,2 kg leicht, Griffhöhe von 42 - 72,5 cm verstellbar, Aussenbreite 66 cm, Länge 75 cm

1870020 **Pluto 2**
 6,6 kg leicht, Griffhöhe von 50 - 80,5 cm verstellbar, Aussenbreite 68 cm, Länge 80 cm



Hinweis:
abgebildeter Sitz ist optionales Zubehör!

Artikel-Nr. Bezeichnung

1880000 **Rebotec Rollator Jumbo**
Stahlrohrrollator bis 150 kg belastbar!
 Zug- und Feststellbremse, faltbar, Sitzfläche umklappbar zum Tablett, inkl. Tasche, pannensichere Bereifung, pulverbeschichteter Stahlrahmen, Griffe 10-fach höhenverstellbar von 75 - 93 cm, Außenbreite: 76 cm, Sitzbreite: 54 cm, Tiefe: 72 cm, Sitzhöhe 60 cm, Gewicht: ca. 11,6 kg, Farbe: anthrazit, Schwenkrollen vorne

2801048 *optional wie abgebildet:*
Polsterung Rückenbügel



GoLite **Rollator GoLite 200**
 bis max. 200 kg Benutzergewicht belastbar - für Sicherheit und Mobilität auch bei hoher Belastung, extra breite Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Griffe von 88 - 99,5 cm höhenverstellbar, Sitzhöhe: 57 cm, Sitzfläche: 35 x 46 cm, gepolstert, Länge / Breite gesamt: 71 x 78 cm, Innenbreite: 55 cm, Gewicht: 12,8 kg, mit Korb und Tablett, gepolsterter Rückenbügel, Farbe: weinrot



170050 **XXL-Rollator King**
 bis max. 325 kg Benutzergewicht belastbar!
 Leichtes und diskretes Design - nur 15,7 kg! Er passt durch Türen und lässt sich leicht für den Transport im Auto falten, starke Rohre und breite massive Räder bringen extra Komfort, Sicherheit und Stabilität, die Handbremsen sind leicht zu bedienen, höhenverstellbare Griffe von 77,5 bis 99 cm in 2,5 cm Schritten, Sitzhöhe 50 cm, Sitzfläche 35,5 x 50,8 cm, gepolsterter Rückenbügel, Farbe: dunkelrot, Innenbreite 61 cm, Außenbreite 71 cm



Artikel-Nr. Bezeichnung

59033 **Rollatorgriff anatomisch**
PVC-Griffe für Rollatoren, schwarz, für 22 mm
Rohr, paarweise



5126PU **Komplettrad 200 x 50 PU**
für Rollstühle und Rollatoren, pannensicher

*Weitere Ersatzteile der verschiedenen Rollatoren und
Hilfsmittel finden Sie entweder in der Preisliste oder
auf Anfrage bei uns!*



5116 **Einkaufsnetz für Rollstuhl schwarz**
5116B **Einkaufsnetz für Rollstuhl blau**
5116A **Einkaufsnetz für Rollstuhl weinrot**
5116N **Einkaufsnetz für Rollstuhl natur**
aus Baumwolle, für Rollstühle, Rollatoren, Gehge-
stelle, Befestigung mit Gummizug und Ringösen,
bis max. 5 kg belastbar, waschbar bis 30° C,
Maße: ca. 35 x 35 cm



SD34020 **Einkaufsnetz mit Innenfutter schwarz**
SD34021 **Einkaufsnetz mit Innenfutter blau**
SD34022 **Einkaufsnetz mit Innenfutter weinrot**
SD34024 **Einkaufsnetz mit Innenfutter natur**
aus Baumwolle / Polyester, für Rollstühle,
Rollatoren, Gehgestelle, Befestigung mit Gummi-
zug und Klettverschluss, blickdicht, bis max. 5 kg
belastbar, waschbar bis 30° C, Maße: ca. 35 x 35
cm



33075100 **Rollator-Tasche**
SD32250 schwarz, Nylon, verstellbare Tragetasche zur Be-
festigung am Rollator, mit Reißverschluss, ver-
stellbarem Gurt und Handgriff, waschbar bis 40° C,
Maße: ca. 36 x 26 x 6 cm



Artikel-Nr. Bezeichnung

AA8378 **Korb für Gehgestelle**
Drahtkorb, wird mit Velcro-Bändern
befestigt, 400 g



7032050 **Haken für Gehgestelle**
Kunststoffhaken zum Befestigen an Gehgestellen,
gedacht um daran eine Tasche o.ä. zu hängen



33075110 **Korb- und Sitzabdeckung für Rollatoren**
SD32110 schwarz, Kunststoff-Folie mit Gummizug, Schutz-
haube für Korb oder Sitzfläche, Maße: ca. 40 x 27
cm



SD32820 **Rollator-Sitzkissen**
schwarz, gepolstert, rutschhemmende Unterseite,
mit Gummizug zur Befestigung am Sitz, Maße:
ca. 17 x 37 x 4,5 cm



SD32270 **Rollator-Handschuhe**
grau, Obermaterial Polyamid mit PU-Beschichtung,
Futter 100 % Polyester, Haltegummi, Klettverschluss
plus Druckknopf, paarweise gepackt, nur für Hand-
wäsche geeignet



Artikel-Nr. Bezeichnung

9093

Saljol LED-Leuchte Rollator

wird mit Haken oder Magnet befestigt, mit der hellen LED Lampe an Ihrem Rollator sind Sie auch im Dunkeln gut sichtbar, auch zum ausleuchten gut geeignet, Größe: 7 x 3,7 cm, ca. 56 g schwer, mit ON/OFF Knopf, inkl. 3 x AAA Batterie



820095

Silverlux Sicherheitslampe für Gehhilfen

wird auf dem Rohr der Gehhilfe, Gehstock oder Rollator fixiert, mit zwei hellen LED's, bis 10 Stunden mit zwei AAA Batterien verwendbar, kommt ohne Batterien



33075130

Rollator-Schutzabdeckung

transparent, PE-Folie, Schutz vor Regen, Schmutz und Staub, passend bei den meisten Standard-Rollatoren / -Rollmobilen, Maße: ca. 60 x 80 x 82 cm



SD32103

Rollator-Garage mit Gewichtsband

dunkelgrau, Nylongewebe, wasserabweisend, eingenähtes Gewichtsband verhindert ungewolltes Verrutschen, bieten größeren Halt und leichtere Handhabung, Maße: ca. 81 x 53 x 75 cm, Gewicht: ca. 270 g



Artikel-Nr. Bezeichnung

55030 **Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor rotbraun**
 55031 **Rollator- / Rollstuhlschirm Protektor graubraun**
 bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne, lässt sich durch den einfachen Druckmechanismus am stabilen Rastgelenk einstellen, Automatik-Öffnung, Dachstoff aus Microfaser, windsicher durch Dachstoff-Öffnungen, leicht montierbar, für 18/20/22/25 mm Rundrohr und Ovalrohr sind Adapter im Lieferumfang



33076120 **Rollstuhl- / Rollator-Schirm blau**
 neues Modell - Halterung für 99 % aller am Markt befindlichen Rollatoren passend (Herstellerangabe), vielfach verstellbarer, einklappbarer und abnehmbarer Schirm, Durchmesser ca. 107 cm, bei Verwendung am Rollator für ca. 150 - 195 cm Körpergröße geeignet



279013 **Poncho für Rollator-Nutzer**
 bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen und Kapuze mit seitlichem Sichtfenster, Länge Gesamt 140 cm, Kopflänge 35 cm - Körperlänge 105 cm, Tasche vorne 20 cm breit, mit Gewichtsstreifen unten eingearbeitet der leichtes Hochfliegen bei Wind schwerer macht

