

*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

3039    **Urinflasche Primed für Männer klar**  
aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



3136    **Urinflasche f. Männer autoklavierbar**  
glasklares Polycarbonat, 1 l Inhalt, graduiert, autoklavierbar bis 130° C, fest schließender türkiser Schlaufendeckel, einzeln in Folie verpackt



30393    **Urinflasche milchig**  
aus milchigem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 130° C, autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



3039B    **Urinflasche Eco für Männer klar**  
aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



30394    **Urinflaschenbürste**  
ca. 36 cm lang, Kunststoffgriff



2012    **Urinflaschenhalter**  
mit Kette und Deckel, weiß beschichtet, Metall, wird einfach am Bettrahmen eingehängt, für Modelle 3039 und 3136 verwendbar



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

304911    **Urolis Urinflasche auslaufsicher**  
neues Modell mit Rückflusssicherungssystem,  
fester Stand, großes Fassungsvermögen mit  
1,5 l, ergonomisch geformt, mit Ablasstopfen,  
Deckel und Handgriff, graduiert, autoklavierbar  
bei 130° C



98003    **Frauenaufsatz für Urolis-Urinflasche**



3049    **Urinflasche für Männer auslaufsicher**  
aus durchsichtigem Kunststoff, Füllmenge:  
1 L, Auslaufsicherung mit Konus, mit abnehmbarem  
Griff, Ablasstopfen hinten, autoklavierbar  
bis 130° C



SD47297    **Urinflaschenaufsatz für Frauen / Ursec**



30491    **Betthalterung**  
passend zu Art. 3049 und 304911  
Metallgestell mit weißer Kunststoffbeschichtung,  
ca. 14 x 15 cm



3141    **Urinflasche für Frauen**  
milchig, aus Polyethylen, 1 l Inhalt, gra-  
duiert, hitzebeständig bis 90° C, des-  
infizierbar, fest schließender Schlauf-  
deckel, einzeln in Folie verpackt



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

22300500 **Urinschiffchen / Frauenschiffchen**  
aus Kunststoff mit Gummikappe, zum Auffangen  
von Urin im Liegen oder Stehen, ca. 1 l Fassungs-  
vermögen, graduiert, temperaturbeständig bis  
130° C (Gummikappe bis 70° C)  
Maße: ca. 33 x 15 x 5,5 cm



AA2636 **Frauenschiffchen / Slipper Urinal**  
aus Kunststoff weiß, abnehmbarer Verschluss  
Maße: ca. 33 x 15 x 5,5 cm



3039NIRO **Urinflasche für Männer aus NIRO**  
aus Edelstahl, mit Griff, Inhalt: 1 L



31050 **Uribag für Männer**  
praktisch für unterwegs, nicht nur für  
Personen mit Inkontinenz, auch ideal  
bei Arbeiten bei welchen keine Toilette  
erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in  
jeder Tasche zu verstauen, mit ver-  
schleißbarem Deckel gegen Gerüche



31051 **Uribag für Frauen**  
praktisch für unterwegs, nicht nur für  
Personen mit Inkontinenz, auch ideal  
bei Arbeiten bei welchen keine Toilette  
erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in  
jeder Tasche zu verstauen, mit ver-  
schleißbarem Deckel gegen Gerüche



24551 **Urinflasche für die Reise (Einweg)**  
leicht zu verwenden, für die Reise oder wenn es  
nicht möglich ist eine Toilette zu erreichen, z.B.  
exponierte Arbeitsplätze wie Kräne, aber am  
Hochstand auf der Jagd, o.ä., ca. 500 ml Flüssig-  
keit werden vom Pad aufgesaugt, für Damen und  
Herren verwendbar, Pkg. = 2 Stk.



Artikel-Nr. Bezeichnung

3004 **Leibschüssel mit Griff**  
leicht zu reinigender weißer Kunststoff,  
bis 140 kg belastbar, wichtiges Hilfsmittel  
für bettlägrige Patienten, im Nylonbeutel  
einzeln verpackt, autoklavierbar



3004D **Deckel zu Leibschüssel**  
passend zu Art. 3004 (oben), weißer  
Kunststoff mit Greifknopf



30043W **Stechbecken Komfort weiß**  
30043B **Stechbecken Komfort blau**  
kann durch seine Schaufelform einfach unter den  
Patienten geschoben werden, anatomische Form,  
mit Deckel, aus Kunststoff, autoklavierbar, Maße:  
40 cm lang, 29 cm breit, hinten 8 cm hoch, das  
Fassungsvermögen beträgt 2,2 L



3102 **Leibschüssel rund beige**  
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,  
aus Polypropylen, autoklavierbar



3102G **Leibschüssel rund grün**  
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,  
aus Polypropylen, autoklavierbar



3102B **Leibschüssel rund blau**  
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,  
aus Polypropylen, autoklavierbar



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

3161            **Stechbecken Edelstahl**  
mit Griff und Deckel, Durchmesser aussen  
ca. 30 cm, Innendurchmesser 20 cm, Gesamt-  
länge ca. 41,5 cm, Höhe ca. 9,5 cm, Grifflänge  
15 cm



31619          **Nachtopf rund**  
für Erwachsene, mit Griff und Deckel,  
aus Kunststoff, elfenbeinfarben, 22 cm  
Dm, bis 130° C sterilisierbar



30043XL        **Stechbecken Komfort XL**  
die ergonomische Form dieses Steckbeckens  
verringert die Krümmung des Rückens um 10°,  
die gekrümmte und abgerundete Oberfläche  
ermöglicht eine optimale Sitzposition, die Form  
entlastet den Kreuzbeinbereich, einfache Hand-  
habung für das Pflegepersonal, mit Deckel, aus  
PP weiß, Fassungsvermögen 2,5 l, Maße: 44 x  
37 x 15 cm, bis max. 220 kg Benutzergewicht  
belastbar



31021          **Stechbecken Placenta weiß**  
aus Kunststoff, anatomische Form mit  
breitem Sitzrand, ca. 30 x 36 cm und Griff



31021NIR      **Stechbecken Placenta NIRO**  
aus Edelstahl, mit zwei seitlichen Griffen,  
Maße: außen 35 x 29 cm, Öffnung innen  
ca. 15 x 24,5 cm



31021NID      **Deckel Niro zu Steckbecken Niro**

Artikel-Nr. Bezeichnung

2002 **Urinbeutel 1,5 l ohne Auslauf**  
*Mindestmenge: Karton = 200 Stück*  
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, graduiert




2001 **Urinbeutel 2,0 l ohne Auslauf**  
*Mindestmenge: Karton = 200 Stück*  
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, graduiert

2006 **Urinbeutel 1,5 l mit Auslauf**  
*Mindestmenge: Karton = 150 Stück*  
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert



2003 **Urinbeutel 2,0 l mit Auslauf**  
*Mindestmenge: Karton = 150 Stück*  
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert

2005 **Urinbeutelhalter aus Metall**  
Drahtgestell weiß, zum Aufhängen von Standard-Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



2004 **Urinbeutelhalter aus Kunststoff**  
Kunststoffbügel blau, zum Aufhängen von Standard-Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

2019    **Sarstedt UD 3plus geschlossenes Urindrainage-System mit 2 Liter Ablaßhahnbeutel**  
 universeller Stufenkonnektor mit integrierter Probenentnahmestelle, Tropfkammer mit optimierter, bakterien-dichter Belüftung und Membranrückschlagventil, univer-selle Halterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten, Mehrfachverwendung möglich, belüfteter 2-Liter Urinauffangbeutel mit aufgedrucktem Feinmeß-bereich, Einhand-Ablaßventil mit Einstecktasche, einzeln steril verpackt, Schlauchlänge 100 cm



112    **B.Braun Ureofix 112 Plus Urindrainagebeutel 2,0 l**  
*Hinweis: Modellnachfolger von Ureofix 111!*  
 geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3-fach Sicherheitskonzept, transparente Tropfkammer mit Membranventil, Einstecklasche zur Vermeidung von Kontamination, 1 Paar Handschuhe inklusive; belüfteter Urinbeutel 2 L, Probeentnahmestelle am Stufenkegel, Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme, Bakteriendichte Tropf-kammer mit Schutzmembran, Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektions-gefahr, optimaler Druckausgleich und sicheres Ablaufver-fahren, selbst unter hoher Belastung, Antirefluxventil, Bodenablaßventil mit Einstecklasche, Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel, 1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive



2017    **Urin-Beinbeutel mit geradem Einlauf 750 ml**  
*Mindestmenge: Karton = 200 Stück*  
 mit kurzem Ansatz und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert, mit Rücklaufsperre, speziell für Rollstuhlfahrer geeignet



2018    **Urin-Beinbeutel m. schrägem Einlauf 750 ml**  
*Mindestmenge: Karton = 200 Stück*  
 mit kurzem Ansatz und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert, mit Rücklaufsperre, speziell für Rollstuhlfahrer geeignet



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*  
42059    **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. S**  
Maße: Umfang oben 38 - 47 cm / unten 28 - 34 cm  
42060    **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. M**  
Maße: Umfang oben 48 - 58 cm / unten 35 - 40 cm  
42061    **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. L**  
Maße: Umfang oben 59 - 73 cm / unten 41 - 46 cm  
zur Fixierung des Beinbeutels am Oberschenkel  
(bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische  
Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle,  
5 % Elasthan



42056    **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. S**  
Maße: Umfang oben 35 - 43 cm / unten 25 - 30 cm  
42057    **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. M**  
Maße: Umfang oben 44 - 49 cm / unten 31 - 35 cm  
42058    **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. L**  
Maße: Umfang oben 50 - 59 cm / unten 36 - 41 cm  
zur Fixierung des Beinbeutels am Unterschenkel  
(bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische  
Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle,  
5 % Elasthan



745767001    **UroStretch Beinbeutelfixierung small**  
745767002    **UroStretch Beinbeutelfixierung medium**  
745767003    **UroStretch Beinbeutelfixierung large**  
dient zur Fixierung von Urin-Beinbeuteln am Bein,  
aus Polyester, weiß, Pkg. = 10 Stk.



745766001    **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel small**  
Länge: 43 cm  
745766002    **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel medium**  
Länge: 53 cm  
745766003    **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel large**  
Länge: 65 cm  
dient zur Fixierung von Urin-Beinbeuteln am Bein,  
aus Nylon weiß



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

6159            **Ultrana CWC2000 für Urinbeutel 100 ml**  
 Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat, vernichtet unangenehme Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend, mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips, formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend, einfach in der Handhabung, für Anwendung im Urinbeutel: 2 Spritzer (ca. 7 ml) direkt in den Beutel geben, Einwirkzeit ca. 5 min., mit klarem Wasser spülen



2076            **Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**  
 Fabrikat: *Becton-Dickinson Plastipak*  
 mit Katheteransatz, **gerade Spitze**, hohe Dichtheit sorgt für Sicherheit in der Anwendung, der leichtläufige Dichtungsring sorgt für ein gleichmäßiges Gleiten des Kolbens, Graduierung unterteilt in 1 ml, latexfrei, PVC-frei, einzeln steril verpackt, Überkarton = 60 Stk, einzeln bestellbar



2077            **Wund- und Blasenspritze 100 ml**  
 Fabrikat: *Becton-Dickinson Plastipak*  
 mit Luer-Lock Adapter und Katheteransatz, **gerade Spitze**, hohe Dichtheit sorgt für Sicherheit in der Anwendung, der leichtläufige Sicherheitsring sorgt für gleichmäßiges Gleiten des Kolbens, Graduierung unterteilt in 2 ml, latexfrei, PVC-frei, einzeln steril verpackt, Überkarton = 25 Stk, einzeln bestellbar

20761           **Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**  
 Fabrikat: *Braun Omnifix*  
 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtransparenter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, sicherer Kolbenstopp, Katheteransatz, **schräge Spitze**, zentrisch, einzeln steril verpackt, Skalenwert 1 ml



20771           **Wund- und Blasenspritze 100 ml**  
 Fabrikat: *Braun Omnifix*  
 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtransparenter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, sicherer Kolbenstopp, Katheteransatz, **schräge Spitze**, zentrisch, einzeln steril verpackt, Skalenwert 2 ml

Artikel-Nr. Bezeichnung

**Rüsch-Vollsilikon Katheter**

- 1706051 **100 % Silikon-Katheter CH 12**
  - 1706054 **100 % Silikon-Katheter CH 14**
  - 1706056 **100 % Silikon-Katheter CH 16**
  - 1706058 **100 % Silikon-Katheter CH 18**
  - 1706052 **100 % Silikon-Katheter CH 20**
  - 1706022 **100 % Silikon-Katheter CH 22**
- original Rüsch, einzeln steril verpackt



**ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 5 STK**

**FRAUEN-EINMALKATHETER**

- 180100 **Einmal-Frauenkatheter CH 10 (schwarz)**
- 180120 **Einmal-Frauenkatheter CH 12 (weiß)**
- 180140 **Einmal-Frauenkatheter CH 14 (grün)**
- 180160 **Einmal-Frauenkatheter CH 16 (orange)**
- 180180 **Einmal-Frauenkatheter CH 18 (rot)**

einzeln steril verpackt, 18 cm lang, geschlossene und abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen,



**ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK**

**NELATON-EINMALKATHETER**

- 190080 **Einmal-Nelatonkatheter CH 8 (blau)**
- 190100 **Einmal-Nelatonkatheter CH 10 (schwarz)**
- 190120 **Einmal-Nelatonkatheter CH 12 (weiß)**
- 190140 **Einmal-Nelatonkatheter CH 14 (grün)**
- 190160 **Einmal-Nelatonkatheter CH 16 (orange)**
- 190180 **Einmal-Nelatonkatheter CH 18 (rot)**

einzeln steril verpackt, 40 cm lang, geschlossene und abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen,



**ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK**

**DARMROHRE**

- 16022 **Einmal-Darmrohr CH 22 (blaulila)**
- 16025 **Einmal-Darmrohr CH 25 (blau)**
- 16028 **Einmal-Darmrohr CH 28 (grün)**
- 16030 **Einmal-Darmrohr CH 30 (grau)**

40 cm lang, einzeln steril verpackt, geschlossene abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen



**ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK**

Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

789801

**Katheterventil CareVent**

mit diesem praktischen Katheterventil kann ihr Patient im natürlichen Rhythmus die Blase entleeren, wichtig für mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit, kein Nachtropfen von Urin, einfach zu handhaben, mit Einstellung für die nächtliche Dauerableitung an den Urinbeutel, inkl. Anschlußverbinder

**ACHTUNG: die maximale Anwendungsdauer für dieses Produkt beträgt 3 Wochen ab Ersteinsatz!**



21243

**Katheterventil Stäubli KV100EH**

für die Einhandbedienung, für Patienten mit Blasen-Entleerungsstörungen, Vermeidung von Blasenschrumpfung, Verzicht auf Urinbeutel, hygienischer als Katheterstopfen, reduzierte Infektionsgefahr



21241

**Katheterstopfen**

grün, Größe einsetzbar von 10 - 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



SD47872

**Katheterstopfen mit Ansatz**

Kunststoff, blau, Konus bis 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



21242

**Katheterklemme**

blau, autoklavierbar, läßt sich verschließen und wieder öffnen, einzeln lose gepackt, unsteril



112244

**Universalklemme / Nabelklemme**

blau, 12 cm, aus Kunststoff, z.B. zum Abklemmen der Nabelschnur oder von Katheterleitungen etc., unsteril, gezahnte Spitze



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*

21244    **Katheterset**  
steril verpackt, bestehend aus 1 x Arbeitstuch  
46 x 33 cm wasserdicht, 1 x Lochtuch 49 x 33 cm  
wasserdicht, 2 x Latexhandschuhe mittel, 1 x Ein-  
wegpinzette, 3 x Mulltupfer, 1 x Schale für Probeurin



200601    **Urinprobebecher mit Schnappdeckel**  
Deckel rot mit Streifentülle, Becher klar, graduiert,  
bruchfest, Inhalt 125 ml, einzeln erhältlich  
VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200602    **Urinprobebecher mit Schraubdeckel**  
Schraubdeckel grün, Becher klar, graduiert, Inhalt  
125 ml, einzeln erhältlich  
VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200605    **Urin-Meß- und Sammelgefäß**  
aus Kunststoff, mit Schraubdeckel,  
Inhalt 3 l, graduiert mit 100 ml Schritten,  
Abb. links



22900100    **Urinmeß- und Sammelgefäß**  
mit Deckel, glasklar, Inhalt: 2 Liter, mit  
Skala in 25 ml Schritten, Abb. rechts



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

SD50300    **Hygienebeutel**  
 Packung zu 30 Stück im Spenderkarton, weiß,  
 aus PE-Folie



SD50415    **Hygienebeutel-Halter**  
 aus Kunststoff, weiß, Maße: ca. 14 x 10 x 2,6 cm,  
 inkl. Befestigungsmaterial (für Betonwände)



20205    **FEMCON Plus - Vaginalkugeln**  
 viele Frauen leiden heimlich an unwillkürlichem  
 Harnverlust ohne jedes Gefühl von Harndrang,  
 diese manifeste Stressinkontinenz kann sehr  
 erfolgreich behandelt werden - durch die aktive  
 Beckenbodengymnastik unterstützt durch Femcon,  
 ein Set von 5 tamponartig geformten Vaginalkugeln  
 aufsteigenden Gewichts (1 - 20 g, 2 - 30 g, 3 - 40 g,  
 4 - 55 g, 5 - 70 g), mit Beschreibung für die  
 Übungen, nur Femcon läßt den Erfolg unmittelbar  
 fühlen, klinisch getestet mit 60 % Erfolgsquote



352430    **Promed IT-6 Inkontinenztherapiegerät**  
 (TENS & EMS)  
 für eine wirksame Behandlung gegen Inkontinenz,  
 das Promed IT-6 ist prädestiniert zur Rehabilitation  
 bei Inkontinenz (Stress- / Drang- / Misch- / Stuhl-  
 inkontinenz), bei Schwächung der perinealen  
 Muskulatur und zur Stärkung der Beckenboden-  
 muskulatur, Zweikanal-Gerät, biphasisch-asy-  
 metrischer Rechteckstrom, gleichstrom-neutral,  
 Lieferumfang / Zubehör: Gerät IT-6 im praktischen  
 Aufbewahrungskoffer mit 4 Gewebe-Elektroden  
 (40 x 40 mm), Vaginalsonde, 2 Elektrodenkabel,  
 Etui, Batterien, vorprogrammierte Programme,  
 einfach in der Anwendung



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*  
4815986    Analdehner Gr. II Kunststoff  
Konusform, Länge 12 cm, Durchmesser unten ca.  
2,5 cm, an der Spitze ca. 1,5 cm, aus Kunststoff,  
weiß



SD50321    **Netzhosen / Fixierhosen normal Pkg. = 10 Stk.**  
50 - 95 kg, Taillenumfang ca. 80 - 110 cm  
SD50325    **Netzhosen / Fixierhosen normal Pkg. = 50 Stk.**  
50 - 95 kg, Taillenumfang ca. 80 - 110 cm  
SD50321    **Netzhosen / Fixierhosen groß Pkg. = 10 Stk.**  
75 - 140 kg, Taillenumfang ca. 100 - 140 cm  
SD50325    **Netzhosen / Fixierhosen groß Pkg. = 50 Stk.**  
75 - 140 kg, Taillenumfang ca. 100 - 140 cm  
Netzhosen zur Fixierung von Inkontinenz- oder  
anderen Vorlagen, für den Einmal- oder Mehrfach-  
gebrauch für Damen und Herren, 80 % Polyester,  
12 % Elasthan, latexfrei, waschbar bei 60° C im  
Waschbeutel, schontrocknen



2050    **Krankenhose Komfort Gr. 34/36**  
2051    **Krankenhose Komfort Gr. 38/40**  
2052    **Krankenhose Komfort Gr. 42/44**  
2053    **Krankenhose Komfort Gr. 46/48**  
2054    **Krankenhose Komfort Gr. 50/52**  
2055    **Krankenhose Komfort Gr. 54/56**  
aus Baumwolle, weiß, mit Gummizug,



*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!  
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*

20511    **Krankenhose Schlupfform Gr. 38/40**  
20521    **Krankenhose Schlupfform Gr. 42/44**  
20531    **Krankenhose Schlupfform Gr. 46/48**  
20541    **Krankenhose Schlupfform Gr. 50/52**  
20551    **Krankenhose Schlupfform Gr. 54/56**  
aus PVC, mit Gummizügen



*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!  
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20512	<b>Krankenhose Druckknopf Gr. 38/40</b>
20522	<b>Krankenhose Druckknopf Gr. 42/44</b>
20532	<b>Krankenhose Druckknopf Gr. 46/48</b>
20542	<b>Krankenhose Druckknopf Gr. 50/52</b>
20552	<b>Krankenhose Druckknopf Gr. 54/56</b> aus PVC, mit Druckknöpfen

*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!  
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*



***Suprema Inkontinenz Slips***

1267001S	<b>LaDonna Slip weiß Gr. S</b>
1267001M	<b>LaDonna Slip weiß Gr. M</b>
1267001L	<b>LaDonna Slip weiß Gr. L</b>
1267001XL	<b>LaDonna Slip weiß Gr. XL</b>
1267009S	<b>LaDonna Slip schwarz Gr. S</b>
1267009M	<b>LaDonna Slip schwarz Gr. M</b>
1267009L	<b>LaDonna Slip schwarz Gr. L</b>
1267009XL	<b>LaDonna Slip schwarz Gr. XL</b>

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche oder starker Monatsblutung, mit Wäscheschutz



1286012S	<b>PU-Slip Schlupfform Gr. S</b>
1286012M	<b>PU-Slip Schlupfform Gr. M</b>
1286012L	<b>PU-Slip Schlupfform Gr. L</b>
1286012XL	<b>PU-Slip Schlupfform Gr. XL</b>
1286012XXL	<b>PU-Slip Schlupfform Gr. XXL</b>

Material: 100 % Polyester, PU / Polyurethan beschichtet, geeignet bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche, weicher Bund- und Beingummi, Unisex, Farbe anthrazit



1270001S	<b>bodyguard-slip ultra Gr. S 36/38</b>
1270001M	<b>bodyguard-slip ultra Gr. M 40/42</b>
1270001L	<b>bodyguard-slip ultra Gr. L 44/46</b>
1270001XL	<b>bodyguard-slip ultra Gr. XL 48/50</b>
127001XXL	<b>bodyguard-slip ultra Gr. XXL 52/54</b>

Material: 100 % Baumwolle-Jersey, elastisch laminiert mit atmungsaktiver PU-Membran und Polyester-Kaschierung, feuchtigkeitsundurchlässig, Unisex, Farbe weiß



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*  
**Mutterringe**  
 62700050    **50 mm Durchmesser**  
 62700055    **55 mm Durchmesser**  
 62700060    **60 mm Durchmesser**  
 62700065    **65 mm Durchmesser**  
 62700070    **70 mm Durchmesser**  
 62700075    **75 mm Durchmesser**  
 62700080    **80 mm Durchmesser**  
 62700085    **85 mm Durchmesser**  
 62700090    **90 mm Durchmesser**  
 62700095    **95 mm Durchmesser**  
 62700100    **100 mm Durchmesser**  
 aus Weichgummi, rot



**Pessare Dr Arabin**  
 80450050    **Ring-Pessar 50 mm**  
 80450055    **Ring-Pessar 55 mm**  
 80450060    **Ring-Pessar 60 mm**  
 80450065    **Ring-Pessar 65 mm**  
 80450070    **Ring-Pessar 70 mm**  
 80450075    **Ring-Pessar 75 mm**  
 80450080    **Ring-Pessar 80 mm**  
 80450085    **Ring-Pessar 85 mm**  
 80450090    **Ring-Pessar 90 mm**  
 80450095    **Ring-Pessar 95 mm**  
 80450100    **Ring-Pessar 100 mm**  
 hellblau aus Silikon, Federkerneinlage,  
 biegsam, Schnurstärke 10 mm



**Pessare Dr Arabin**  
 804555U    **Urethra-Pessar 55 mm**  
 804560U    **Urethra-Pessar 60 mm**  
 804565U    **Urethra-Pessar 65 mm**  
 804570U    **Urethra-Pessar 70 mm**  
 804575U    **Urethra-Pessar 75 mm**  
 aus Silikon



**Pessare Dr Arabin**  
 WPK0    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 0 25 mm mit Knopf**  
 WPK1    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 1 29 mm mit Knopf**  
 WPK2    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 2 32 mm mit Knopf**  
 WPK3    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 3 37 mm mit Knopf**  
 WPK4    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 4 41 mm mit Knopf**  
 WPK5    **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 5 45 mm mit Knopf**  
 WPLK0    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 0 25 mm / Knopf**  
 WPLK1    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 1 29 mm / Knopf**  
 WPLK2    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 2 32 mm / Knopf**  
 WPLK3    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 3 37 mm / Knopf**  
 WPLK4    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 4 41 mm / Knopf**  
 WPLK5    **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 5 45 mm / Knopf**  
 aus Silikon, Maß = jeweils Kantenlänge



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

3040            **Irrigator**  
 Set besteht aus Kunststoffgefäß mit 1 L Inhalt,  
 Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und  
 ca. 120 cm Schlauch durchsichtig



3040NIR        **Irrigator NIRO**  
 Set besteht aus Edelstahlgefäß mit 1 L Inhalt,  
 Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und  
 ca. 120 cm Wulstschauch



3081            **Reise-Irrigator**  
 Set besteht aus Kunststoffbeutel mit Aufhängebügel,  
 3-teiliger Irrigatorgarnitur und Kunststoffschauch,  
 Beutelinhalt 2 L



3490            **Irrigatorgarnitur 3-tlg weiß**  
 bestehend aus Absperrhahn, Klistierrohr  
 und Mutterrohr



3108            **Irrigatorschlauch Gummi rot**  
 31088           **Irrigatorschlauch Kunststoff transparent**



3091            **Klyso 85 cm lang**  
 bestehend aus Pumpball, Schlauch und Kanüle,  
 im Polybeutel



*Artikel-Nr.*    *Bezeichnung*  
3092            **Frauendusche**  
3-teilig, aus rotem Kunststoff, für Scheiden-  
spülungen, Inhalt 450 ml



31014            **Birnspritze Nr. 4**    140 ml  
31015            **Birnspritze Nr. 6**    200 ml  
31016            **Birnspritze Nr. 8**    275 ml  
31017            **Birnspritze Nr. 10** 365 ml  
Birnbällchen rot, mit Klistierrohr aus Kunststoff



31001            **Ohrenspritze Nr. 5**    85 ml  
31002            **Ohrenspritze Nr. 6**    115 ml  
31003            **Ohrenspritze Nr. 9**    180 ml  
310031           **Ohrenspritze Nr. 10** 260 ml  
31004            **Ohrenspritze Nr. 12** 340 ml  
31005            **Ohrenspritze Nr. 14** 520 ml  
Ballspritze rot mit Ansatz

