

Artikel-Nr. Bezeichnung

3039 **Urinflasche Primed für Männer klar**
aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



3136 **Urinflasche f. Männer autoklavierbar**
glasklares Polycarbonat, 1 l Inhalt, graduiert, autoklavierbar bis 130° C, fest schließender türkiser Schlaufendeckel, einzeln in Folie verpackt



30393 **Urinflasche milchig**
aus milchigem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 130° C, autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



3039B **Urinflasche Eco für Männer klar**
aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt



30394 **Urinflaschenbürste**
ca. 36 cm lang, Kunststoffgriff



2012 **Urinflaschenhalter**
mit Kette und Deckel, weiß beschichtet, Metall, wird einfach am Bettrahmen eingehängt, für Modelle 3039 und 3136 verwendbar



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

304911 **Urolis Urinflasche auslaufsicher**
neues Modell mit Rückflusssicherungssystem,
fester Stand, großes Fassungsvermögen mit
1,5 l, ergonomisch geformt, mit Ablasstopfen,
Deckel und Handgriff, graduiert, autoklavierbar
bei 130° C



98003 **Frauenaufsatz für Urolis-Urinflasche**



3049 **Urinflasche für Männer auslaufsicher**
aus durchsichtigem Kunststoff, Füllmenge:
1 L, Auslaufsicherung mit Konus, mit abnehmbarem
Griff, Ablasstopfen hinten, autoklavierbar
bis 130° C



SD47297 **Urinflaschenaufsatz für Frauen / Ursec**



30491 **Betthalterung**
passend zu Art. 3049 und 304911
Metallgestell mit weißer Kunststoffbeschichtung,
ca. 14 x 15 cm



3141 **Urinflasche für Frauen**
milchig, aus Polyethylen, 1 l Inhalt, gra-
duiert, hitzebeständig bis 90° C, des-
infizierbar, fest schließender Schlauf-
deckel, einzeln in Folie verpackt



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

22300500 **Urinschiffchen / Frauenschiffchen**
aus Kunststoff mit Gummikappe, zum Auffangen von Urin im Liegen oder Stehen, ca. 1 l Fassungsvermögen, graduiert, temperaturbeständig bis 130° C (Gummikappe bis 70° C)
Maße: ca. 33 x 15 x 5,5 cm



AA2636 **Frauenschiffchen / Slipper Urinal**
aus Kunststoff weiß, abnehmbarer Verschluss
Maße: ca. 33 x 15 x 5,5 cm



3039NIRO **Urinflasche für Männer aus NIRO**
aus Edelstahl, mit Griff, Inhalt: 1 L



31050 **Uribag für Männer**
praktisch für unterwegs, nicht nur für Personen mit Inkontinenz, auch ideal bei Arbeiten bei welchen keine Toilette erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in jeder Tasche zu verstauen, mit verschließbarem Deckel gegen Gerüche



31051 **Uribag für Frauen**
praktisch für unterwegs, nicht nur für Personen mit Inkontinenz, auch ideal bei Arbeiten bei welchen keine Toilette erreichbar ist, z.B. Kranführer o.ä., in jeder Tasche zu verstauen, mit verschließbarem Deckel gegen Gerüche



24551 **Urinflasche für die Reise (Einweg)**
leicht zu verwenden, für die Reise oder wenn es nicht möglich ist eine Toilette zu erreichen, z.B. exponierte Arbeitsplätze wie Kräne, oder am Hochstand auf der Jagd, o.ä., ca. 500 ml Flüssigkeit werden vom Pad aufgesaugt, für Damen und Herren verwendbar, Pkg. = 2 Stk.



Artikel-Nr. Bezeichnung

3004 **Leibschüssel mit Griff**
leicht zu reinigender weißer Kunststoff,
bis 140 kg belastbar, wichtiges Hilfsmittel
für bettlägrige Patienten, im Nylonbeutel
einzeln verpackt, autoklavierbar



3004D **Deckel zu Leibschüssel**
passend zu Art. 3004 (oben), weißer
Kunststoff mit Greifknopf



30043W **Stechbecken Komfort weiß**
30043B **Stechbecken Komfort blau**
kann durch seine Schaufelform einfach unter den
Patienten geschoben werden, anatomische Form,
mit Deckel, aus Kunststoff, autoklavierbar, Maße:
40 cm lang, 29 cm breit, hinten 8 cm hoch, das
Fassungsvermögen beträgt 2,2 L



3102 **Leibschüssel rund beige**
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,
aus Polypropylen, autoklavierbar



3102G **Leibschüssel rund grün**
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,
aus Polypropylen, autoklavierbar



3102B **Leibschüssel rund blau**
mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser,
aus Polypropylen, autoklavierbar



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

3161 **Stechbecken Edelstahl**
mit Griff und Deckel, Durchmesser aussen
ca. 30 cm, Innendurchmesser 20 cm, Gesamt-
länge ca. 41,5 cm, Höhe ca. 9,5 cm, Grifflänge
15 cm



31619 **Nachtopf rund**
für Erwachsene, mit Griff und Deckel,
aus Kunststoff, elfenbeinfarben, 22 cm
Dm, bis 130° C sterilisierbar



30043XL **Stechbecken Komfort XL**
die ergonomische Form dieses Steckbeckens
verringert die Krümmung des Rückens um 10°,
die gekrümmte und abgerundete Oberfläche
ermöglicht eine optimale Sitzposition, die Form
entlastet den Kreuzbeinbereich, einfache Hand-
habung für das Pflegepersonal, mit Deckel, aus
PP weiß, Fassungsvermögen 2,5 l, Maße: 44 x
37 x 15 cm, bis max. 220 kg Benutzergewicht
belastbar



31021 **Stechbecken Placenta weiß**
aus Kunststoff, anatomische Form mit
breitem Sitzrand, ca. 30 x 36 cm und Griff



31021NIR **Stechbecken Placenta NIRO**
aus Edelstahl, mit zwei seitlichen Griffen,
Maße: außen 35 x 29 cm, Öffnung innen
ca. 15 x 24,5 cm



31021NID **Deckel Niro zu Steckbecken Niro**

Artikel-Nr. *Bezeichnung*
2002 **Urinbeutel 1,5 l ohne Auslauf**
Mindestmenge: Karton = 200 Stück
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, graduiert




2001 **Urinbeutel 2,0 l ohne Auslauf**
Mindestmenge: Karton = 200 Stück
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, graduiert

2006 **Urinbeutel 1,5 l mit Auslauf**
Mindestmenge: Karton = 150 Stück
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert



2003 **Urinbeutel 2,0 l mit Auslauf**
Mindestmenge: Karton = 150 Stück
mit 90 cm Überleitungsschlauch und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert

2005 **Urinbeutelhalter aus Metall**
Drahtgestell weiß, zum Aufhängen von Standard-Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



2004 **Urinbeutelhalter aus Kunststoff**
Kunststoffbügel blau, zum Aufhängen von Standard-Urinbeuteln z.B. am Bett o.ä.



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

2019 **Sarstedt UD 3plus geschlossenes Urindrainage-System mit 2 Liter Ablaßhahnbeutel**
 universeller Stufenkonnektor mit integrierter Probenentnahmestelle, Tropfkammer mit optimierter, bakterien-dichter Belüftung und Membranrückschlagventil, univer-selle Halterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten, Mehrfachverwendung möglich, belüfteter 2-Liter Urinauffangbeutel mit aufgedrucktem Feinmeß-bereich, Einhand-Ablaßventil mit Einstecktasche, einzeln steril verpackt, Schlauchlänge 100 cm



112 **B.Braun Ureofix 112 Plus Urindrainagebeutel 2,0 l**
Hinweis: Modellnachfolger von Ureofix 111!
 geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3-fach Sicherheitskonzept, transparente Tropfkammer mit Membranventil, Einstecklasche zur Vermeidung von Kontamination, 1 Paar Handschuhe inklusive; belüfteter Urinbeutel 2 L, Probeentnahmestelle am Stufenkegel, Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme, Bakteriendichte Tropf-kammer mit Schutzmembran, Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektions-gefahr, optimaler Druckausgleich und sicheres Ablaufver-fahren, selbst unter hoher Belastung, Antirefluxventil, Bodenablaßventil mit Einstecklasche, Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel, 1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive



2017 **Urin-Beinbeutel mit geradem Einlauf 750 ml**
Mindestmenge: Karton = 200 Stück
 mit kurzem Ansatz und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert, mit Rücklaufsperrre, speziell für Rollstuhlfahrer geeignet



2018 **Urin-Beinbeutel m. schrägem Einlauf 750 ml**
Mindestmenge: Karton = 200 Stück
 mit kurzem Ansatz und Universal-Stufenkonnektor zum Verbinden mit dem Katheter, Auslaufventil unten, graduiert, mit Rücklaufsperrre, speziell für Rollstuhlfahrer geeignet



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
42059 **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. S**
Maße: Umfang oben 38 - 47 cm / unten 28 - 34 cm
42060 **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. M**
Maße: Umfang oben 48 - 58 cm / unten 35 - 40 cm
42061 **Beinbeutel-Halterung Oberschenkel Gr. L**
Maße: Umfang oben 59 - 73 cm / unten 41 - 46 cm
zur Fixierung des Beinbeutels am Oberschenkel
(bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische
Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle,
5 % Elasthan



42056 **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. S**
Maße: Umfang oben 35 - 43 cm / unten 25 - 30 cm
42057 **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. M**
Maße: Umfang oben 44 - 49 cm / unten 31 - 35 cm
42058 **Beinbeutel-Halterung Unterschenkel Gr. L**
Maße: Umfang oben 50 - 59 cm / unten 36 - 41 cm
zur Fixierung des Beinbeutels am Unterschenkel
(bis max. 400 ml Inhalt), breite und elastische
Gummibänder, Material elastisch, 95 % Baumwolle,
5 % Elasthan



745767001 **UroStretch Beinbeutelfixierung small**
745767002 **UroStretch Beinbeutelfixierung medium**
745767003 **UroStretch Beinbeutelfixierung large**
dient zur Fixierung von Urin-Beinbeuteln am Bein,
aus Polyester, weiß, Pkg. = 10 Stk.



745766001 **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel small**
Länge: 43 cm
745766002 **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel medium**
Länge: 53 cm
745766003 **Kletthalteband für Urin-Beinbeutel large**
Länge: 65 cm
dient zur Fixierung von Urin-Beinbeuteln am Bein,
aus Nylon weiß



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

6159 **Ultrana CWC2000 für Urinbeutel 100 ml**
 Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat, vernichtet unangenehme Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend, mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips, formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend, einfach in der Handhabung, für Anwendung im Urinbeutel: 2 Spritzer (ca. 7 ml) direkt in den Beutel geben, Einwirkzeit ca. 5 min., mit klarem Wasser spülen



2076 **Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**
 Fabrikat: *Becton-Dickinson Plastipak*
 mit Katheteransatz, **gerade Spitze**, hohe Dichtheit sorgt für Sicherheit in der Anwendung, der leichtläufige Dichtungsring sorgt für ein gleichmäßiges Gleiten des Kolbens, Graduierung unterteilt in 1 ml, latexfrei, PVC-frei, einzeln steril verpackt, Überkarton = 60 Stk, einzeln bestellbar



2077 **Wund- und Blasenspritze 100 ml**
 Fabrikat: *Becton-Dickinson Plastipak*
 mit Luer-Lock Adapter und Katheteransatz, **gerade Spitze**, hohe Dichtheit sorgt für Sicherheit in der Anwendung, der leichtläufige Sicherheitsring sorgt für gleichmäßiges Gleiten des Kolbens, Graduierung unterteilt in 2 ml, latexfrei, PVC-frei, einzeln steril verpackt, Überkarton = 25 Stk, einzeln bestellbar

20761 **Wund- und Blasenspritze 50/60 ml**
 Fabrikat: *Braun Omnifix*
 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtransparenter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, sicherer Kolbenstopp, Katheteransatz, **schräge Spitze**, zentrisch, einzeln steril verpackt, Skalenwert 1 ml



20771 **Wund- und Blasenspritze 100 ml**
 Fabrikat: *Braun Omnifix*
 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtransparenter Zylinder, gut ablesbare Graduierung, wischfest, sicherer Kolbenstopp, Katheteransatz, **schräge Spitze**, zentrisch, einzeln steril verpackt, Skalenwert 2 ml

Artikel-Nr. Bezeichnung

Rüsch-Vollsilikon Katheter

- 1706051 **100 % Silikon-Katheter CH 12**
 - 1706054 **100 % Silikon-Katheter CH 14**
 - 1706056 **100 % Silikon-Katheter CH 16**
 - 1706058 **100 % Silikon-Katheter CH 18**
 - 1706052 **100 % Silikon-Katheter CH 20**
 - 1706022 **100 % Silikon-Katheter CH 22**
- original Rüsch, einzeln steril verpackt



ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 5 STK

FRAUEN-EINMALKATHETER

- 180100 **Einmal-Frauenkatheter CH 10 (schwarz)**
- 180120 **Einmal-Frauenkatheter CH 12 (weiß)**
- 180140 **Einmal-Frauenkatheter CH 14 (grün)**
- 180160 **Einmal-Frauenkatheter CH 16 (orange)**
- 180180 **Einmal-Frauenkatheter CH 18 (rot)**

einzeln steril verpackt, 18 cm lang, geschlossene und abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen,



ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK

NELATON-EINMALKATHETER

- 190080 **Einmal-Nelatonkatheter CH 8 (blau)**
- 190100 **Einmal-Nelatonkatheter CH 10 (schwarz)**
- 190120 **Einmal-Nelatonkatheter CH 12 (weiß)**
- 190140 **Einmal-Nelatonkatheter CH 14 (grün)**
- 190160 **Einmal-Nelatonkatheter CH 16 (orange)**
- 190180 **Einmal-Nelatonkatheter CH 18 (rot)**

einzeln steril verpackt, 40 cm lang, geschlossene und abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen,



ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK

DARMROHRE

- 16022 **Einmal-Darmrohr CH 22 (blaulila)**
- 16025 **Einmal-Darmrohr CH 25 (blau)**
- 16028 **Einmal-Darmrohr CH 28 (grün)**
- 16030 **Einmal-Darmrohr CH 30 (grau)**

40 cm lang, einzeln steril verpackt, geschlossene abgerundete Spitze mit zwei seitlichen Augen



ABGABE AUSSCHLIESSLICH IN ORIGINALVERPACKUNG = 100 STK

Artikel-Nr. *Bezeichnung*

789801

Katheterventil CareVent

mit diesem praktischen Katheterventil kann ihr Patient im natürlichen Rhythmus die Blase entleeren, wichtig für mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit, kein Nachtropfen von Urin, einfach zu handhaben, mit Einstellung für die nächtliche Dauerableitung an den Urinbeutel, inkl. Anschlußverbinder

ACHTUNG: die maximale Anwendungsdauer für dieses Produkt beträgt 3 Wochen ab Ersteinsatz!



21243

Katheterventil Stäubli KV100EH

für die Einhandbedienung, für Patienten mit Blasen-Entleerungsstörungen, Vermeidung von Blasenschrumpfung, Verzicht auf Urinbeutel, hygienischer als Katheterstopfen, reduzierte Infektionsgefahr



21241

Katheterstopfen

grün, Größe einsetzbar von 10 - 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



SD47872

Katheterstopfen mit Ansatz

Kunststoff, blau, Konus bis 13 mm Durchmesser, einzeln steril verpackt



21242

Katheterklemme

blau, autoklavierbar, läßt sich verschließen und wieder öffnen, einzeln lose gepackt, unsteril



112244

Universalklemme / Nabelklemme

blau, 12 cm, aus Kunststoff, z.B. zum Abklemmen der Nabelschnur oder von Katheterleitungen etc., unsteril, gezahnte Spitze



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

21244

Katheterset

steril verpackt, bestehend aus 1 x Arbeitstuch 46 x 33 cm wasserdicht, 1 x Lochtuch 49 x 33 cm wasserdicht, 2 x Latexhandschuhe mittel, 1 x Einwegpipette, 3 x Mulltupfer, 1 x Schale für Probeurin



200601

Urinprobebecher mit Schnappdeckel

Deckel rot mit Streifentülle, Becher klar, graduiert, bruchfest, Inhalt 125 ml, einzeln erhältlich
VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200602

Urinprobebecher mit Schraubdeckel

Schraubdeckel grün, Becher klar, graduiert, Inhalt 125 ml, einzeln erhältlich
VPE für Großabnehmer: 100 Stk



200605

Urin-Meß- und Sammelgefäß

aus Kunststoff, mit Schraubdeckel, Inhalt 3 l, graduiert mit 100 ml Schritten, Abb. links



22900100

Urinmeß- und Sammelgefäß

mit Deckel, glasklar, Inhalt: 2 Liter, mit Skala in 25 ml Schritten, Abb. rechts



Artikel-Nr. Bezeichnung

SD50300 **Hygienebeutel**
 Packung zu 30 Stück im Spenderkarton, weiß,
 aus PE-Folie



SD50415 **Hygienebeutel-Halter**
 aus Kunststoff, weiß, Maße: ca. 14 x 10 x 2,6 cm,
 inkl. Befestigungsmaterial (für Betonwände)



20205 **FEMCON Plus - Vaginalkugeln**
 viele Frauen leiden heimlich an unwillkürlichem
 Harnverlust ohne jedes Gefühl von Harndrang,
 diese manifeste Stressinkontinenz kann sehr
 erfolgreich behandelt werden - durch die aktive
 Beckenbodengymnastik unterstützt durch Femcon,
 ein Set von 5 tamponartig geformten Vaginalkugeln
 aufsteigenden Gewichts (1 - 20 g, 2 - 30 g, 3 - 40 g,
 4 - 55 g, 5 - 70 g), mit Beschreibung für die
 Übungen, nur Femcon läßt den Erfolg unmittelbar
 fühlen, klinisch getestet mit 60 % Erfolgsquote



352430 **Promed IT-6 Inkontinenztherapiegerät**
 (TENS & EMS)
 für eine wirksame Behandlung gegen Inkontinenz,
 das Promed IT-6 ist prädestiniert zur Rehabilitation
 bei Inkontinenz (Stress- / Drang- / Misch- / Stuhl-
 inkontinenz), bei Schwächung der perinealen
 Muskulatur und zur Stärkung der Beckenboden-
 muskulatur, Zweikanal-Gerät, biphasisch-asy-
 metrischer Rechteckstrom, gleichstrom-neutral,
 Lieferumfang / Zubehör: Gerät IT-6 im praktischen
 Aufbewahrungskoffer mit 4 Gewebe-Elektroden
 (40 x 40 mm), Vaginalsonde, 2 Elektrodenkabel,
 Etui, Batterien, vorprogrammierte Programme,
 einfach in der Anwendung



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
4815986 Analdehner Gr. II Kunststoff
Konusform, Länge 12 cm, Durchmesser unten ca.
2,5 cm, an der Spitze ca. 1,5 cm, aus Kunststoff,
weiß



SD50321 **Netzhosen / Fixierhosen normal Pkg. = 10 Stk.**
50 - 95 kg, Taillenumfang ca. 80 - 110 cm
SD50325 **Netzhosen / Fixierhosen normal Pkg. = 50 Stk.**
50 - 95 kg, Taillenumfang ca. 80 - 110 cm
SD50321 **Netzhosen / Fixierhosen groß Pkg. = 10 Stk.**
75 - 140 kg, Taillenumfang ca. 100 - 140 cm
SD50325 **Netzhosen / Fixierhosen groß Pkg. = 50 Stk.**
75 - 140 kg, Taillenumfang ca. 100 - 140 cm
Netzhosen zur Fixierung von Inkontinenz- oder
anderen Vorlagen, für den Einmal- oder Mehrfach-
gebrauch für Damen und Herren, 80 % Polyester,
12 % Elasthan, latexfrei, waschbar bei 60° C im
Waschbeutel, schontrocknen



2050 **Krankenhose Komfort Gr. 34/36**
2051 **Krankenhose Komfort Gr. 38/40**
2052 **Krankenhose Komfort Gr. 42/44**
2053 **Krankenhose Komfort Gr. 46/48**
2054 **Krankenhose Komfort Gr. 50/52**
2055 **Krankenhose Komfort Gr. 54/56**
aus Baumwolle, weiß, mit Gummizug,



*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*

20511 **Krankenhose Schlupfform Gr. 38/40**
20521 **Krankenhose Schlupfform Gr. 42/44**
20531 **Krankenhose Schlupfform Gr. 46/48**
20541 **Krankenhose Schlupfform Gr. 50/52**
20551 **Krankenhose Schlupfform Gr. 54/56**
aus PVC, mit Gummizügen

*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*



Artikel-Nr.	Bezeichnung
20512	Krankenhose Druckknopf Gr. 38/40
20522	Krankenhose Druckknopf Gr. 42/44
20532	Krankenhose Druckknopf Gr. 46/48
20542	Krankenhose Druckknopf Gr. 50/52
20552	Krankenhose Druckknopf Gr. 54/56 aus PVC, mit Druckknöpfen

*WICHTIG: richtige Größe auf der Krankenhose!
Auf der Verpackung sind franz. Größen angegeben!*



Suprima Inkontinenz Slips

1267001S	LaDonna Slip weiß Gr. S
1267001M	LaDonna Slip weiß Gr. M
1267001L	LaDonna Slip weiß Gr. L
1267001XL	LaDonna Slip weiß Gr. XL
1267009S	LaDonna Slip schwarz Gr. S
1267009M	LaDonna Slip schwarz Gr. M
1267009L	LaDonna Slip schwarz Gr. L
1267009XL	LaDonna Slip schwarz Gr. XL

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche oder starker Monatsblutung, mit Wäscheschutz



1286012S	PU-Slip Schlupfform Gr. S
1286012M	PU-Slip Schlupfform Gr. M
1286012L	PU-Slip Schlupfform Gr. L
1286012XL	PU-Slip Schlupfform Gr. XL
1286012XXL	PU-Slip Schlupfform Gr. XXL

Material: 100 % Polyester, PU / Polyurethan beschichtet, geeignet bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche, weicher Bund- und Beingummi, Unisex, Farbe anthrazit



1270001S	bodyguard-slip ultra Gr. S 36/38
1270001M	bodyguard-slip ultra Gr. M 40/42
1270001L	bodyguard-slip ultra Gr. L 44/46
1270001XL	bodyguard-slip ultra Gr. XL 48/50
127001XXL	bodyguard-slip ultra Gr. XXL 52/54

Material: 100 % Baumwolle-Jersey, elastisch laminiert mit atmungsaktiver PU-Membran und Polyester-Kaschierung, feuchtigkeitsundurchlässig, Unisex, Farbe weiß



Artikel-Nr. *Bezeichnung*
Mutterringe
 62700050 **50 mm Durchmesser**
 62700055 **55 mm Durchmesser**
 62700060 **60 mm Durchmesser**
 62700065 **65 mm Durchmesser**
 62700070 **70 mm Durchmesser**
 62700075 **75 mm Durchmesser**
 62700080 **80 mm Durchmesser**
 62700085 **85 mm Durchmesser**
 62700090 **90 mm Durchmesser**
 62700095 **95 mm Durchmesser**
 62700100 **100 mm Durchmesser**
 aus Weichgummi, rot



Pessare Dr Arabin
 80450050 **Ring-Pessar 50 mm**
 80450055 **Ring-Pessar 55 mm**
 80450060 **Ring-Pessar 60 mm**
 80450065 **Ring-Pessar 65 mm**
 80450070 **Ring-Pessar 70 mm**
 80450075 **Ring-Pessar 75 mm**
 80450080 **Ring-Pessar 80 mm**
 80450085 **Ring-Pessar 85 mm**
 80450090 **Ring-Pessar 90 mm**
 80450095 **Ring-Pessar 95 mm**
 80450100 **Ring-Pessar 100 mm**
 hellblau aus Silikon, Federkerneinlage,
 biegsam, Schnurstärke 10 mm



Pessare Dr Arabin
 804555U **Urethra-Pessar 55 mm**
 804560U **Urethra-Pessar 60 mm**
 804565U **Urethra-Pessar 65 mm**
 804570U **Urethra-Pessar 70 mm**
 804575U **Urethra-Pessar 75 mm**
 aus Silikon



Pessare Dr Arabin
 WPK0 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 0 25 mm mit Knopf**
 WPK1 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 1 29 mm mit Knopf**
 WPK2 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 2 32 mm mit Knopf**
 WPK3 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 3 37 mm mit Knopf**
 WPK4 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 4 41 mm mit Knopf**
 WPK5 **Würfel-Pessar Dr Arabin Gr. 5 45 mm mit Knopf**
 WPLK0 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 0 25 mm / Knopf**
 WPLK1 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 1 29 mm / Knopf**
 WPLK2 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 2 32 mm / Knopf**
 WPLK3 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 3 37 mm / Knopf**
 WPLK4 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 4 41 mm / Knopf**
 WPLK5 **Würfel-Pessar perforiert Dr Arabin Gr. 5 45 mm / Knopf**
 aus Silikon, Maß = jeweils Kantenlänge



Artikel-Nr. Bezeichnung

3040 **Irrigator**
 Set besteht aus Kunststoffgefäß mit 1 L Inhalt,
 Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und
 ca. 120 cm Schlauch durchsichtig



3040NIR **Irrigator NIRO**
 Set besteht aus Edelstahlgefäß mit 1 L Inhalt,
 Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und
 ca. 120 cm Wulstschlauch



3081 **Reise-Irrigator**
 Set besteht aus Kunststoffbeutel mit Aufhängebügel,
 3-teiliger Irrigatorgarnitur und Kunststoffschlauch,
 Beutelinhalt 2 L




3490 **Irrigatorgarnitur 3-tlg weiß**
 bestehend aus Absperrhahn, Klistierrohr
 und Mutterrohr



3108 **Irrigatorschlauch Gummi rot**
 31088 **Irrigatorschlauch Kunststoff transparent**



3091 **Klyso 85 cm lang**
 bestehend aus Pumpball, Schlauch und Kanüle,
 im Polybeutel



Artikel-Nr. *Bezeichnung*

3092 **Frauendusche**
3-teilig, aus rotem Kunststoff, für Scheiden-
spülungen, Inhalt 450 ml



31014 **Birnspritze Nr. 4** 140 ml
31015 **Birnspritze Nr. 6** 200 ml
31016 **Birnspritze Nr. 8** 275 ml
31017 **Birnspritze Nr. 10** 365 ml
Birnball rot, mit Klistierrohr aus Kunststoff



31001 **Ohrenspritze Nr. 5** 85 ml
31002 **Ohrenspritze Nr. 6** 115 ml
31003 **Ohrenspritze Nr. 9** 180 ml
310031 **Ohrenspritze Nr. 10** 260 ml
31004 **Ohrenspritze Nr. 12** 340 ml
31005 **Ohrenspritze Nr. 14** 520 ml
Ballspritze rot mit Ansatz

