

Artikel-Nr. Bezeichnung

IH18 **Beurer Inhalator IH 18 601.16**  
 zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,4 ml / min) - kurze Inhalationszeit, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Zubehör: Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-Schlauch und Filter, mit prakt. Aufbewahrungstasche für die Zubehörteile, desinfektionsfähig, Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar, Netzbetrieb, Medizinprodukt



60121 **Nachkaufset Zubehör IH 18**  
 bestehend aus Mundstück, Erwachsenen und Kindermaske, Vernebler mit Druckluftschlauch und Filter

IH21 **Beurer Inhalator IH 21**  
 zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit, Zubehör: Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-Schlauch - extra lang, Filter, mit praktischem Aufbewahrungsfach für das Zubehör, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt



60128 **Nachkaufset Zubehör IH 21 / IH 25 / IH 26**  
 bestehend aus Mundstück, Erwachsenen und Kindermaske, Vernebler mit Druckluftschlauch und Filter

IH26 **Beurer Inhalator IH 26 601.35**  
 zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit, Zubehör: Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Nasendusche, Druckluft-Schlauch (extra-lang), Filter und Aufbewahrungstasche, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt



60128 **Yearpack Beurer IH 26** (Umfang siehe Zubehör oben)  
 Vernebler, Mund- u Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Schlauch, Filter

60137 **Nasendusche zu IH 26** (nicht im Yearpack enthalten)

*Artikel-Nr. Bezeichnung*

IH40

**Beurer Inhalator IH 40**

Ultraschall-Technologie, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, sehr hohe Verneblungsleistung ( $>0,4$  ml / min) - kurze Inhalationszeit, Luftflussregler, auswechselbarer Medikamentenbehälter, blau beleuchtete Verneblungskammer, desinfektionsfähig, Netzbetrieb, Zubehör: Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Filter, 12 Stk. Medikamentenbehälter, Netzteil, Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt



60107

**Nachkaufset Zubehör IH 40**

Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Verbindungsstück für Masken, Verbindungsschlauch, 2 Filter und 12 Medikamentenbehälter

IH55

**Beurer Inhalator IH 55**

ideal zum mitnehmen - Inhalationsgerät to go! Betrieb mit Netzteil oder 4 x 1,5 V AA Batterie, Gewicht mit Batterien nur ca. 228 g, Schwingmembran-Technologie, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, mit Selbstreinigungsfunktion, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, ideal auf Reisen, sehr einfache Bedienung, geräuscharm, Abschaltautomatik, kurze Inhalationszeit, umfangreiches Zubehör wie Erwachsenenmaske, Kindermaske, Mundstück, Aufbewahrungstasche, desinfektionsfähig, Verneblungsleistung:  $> 0,25$  ml/min, Netzteil von 100 - 240 V geeignet



60211

**Beurer Yearpack zu IH 55**

Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Verbindungsstück und Mesh-Vernebler

60209

**SR IH1 Inhalator (wie IH60)**

flüsterleise, klein und leicht, wiederaufladbar - mit Lithium-Ionen-Akku, Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, zur Anwendung bei Asthma, Atemwegserkrankungen, etc., für schnelle und effektive Inhalation, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, hohe Verneblungsleistung, ca.  $0,25$  ml /min, kurze Inhalationszeit, mit Vernebler, Mundstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Druckluftschlauch, Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel, Filter, Aufbewahrungs- und Tragetasche, desinfektionsfähig, Gewicht: ca. 222 g, Netzbetrieb von 100 - 240 V, Yearpack dazu finden Sie in der Preisliste, Umfang wie Zubehör



Artikel-Nr. Bezeichnung

MQ5890 **Air-Force-One Inhalator DeVilbiss**  
 einfache Inbetriebnahme und Bedienung, zuverlässig und kostengünstig, max. Flußrate von 5,1 l / min, Gewicht: 1,5 kg, ideal für den täglichen Gebrauch, geräuscharm, 3 Jahre Garantie, integrierter Haltegriff, umfangreiches Zubehör: Mundstück, Nasenteil, Erwachsenen- und Kindermaske, Vernebler, Anschlußschlauch, Filter, Aufbewahrungsbeutel, geeignet für Kinder und Erwachsene, Netzbetrieb, max. Druck 2,2 bar, Geräuschpegel 52 dba, Verneblungsrate 0,3 ml / min, Partikelgröße < 5 µm, Maße (L x H x B): 19,5 x 9,5 x 15 cm



92883 **Yearpack AirForce One De Vilbiss**  
 bestehend aus Vernebler, Mundstück, Nasenteil, Maske, Schlauch, Filter



8102 **Pari Turbo Boy SX**  
 Der Allrounder - einfach, schnell und für fast alle. Kompaktes Inhalationsgerät mit PARI LC SPRINT Vernebler und PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Kindermaske, Mundstück universell und Anschlußschlauch (f/m). Das optimale Gerät für fast alle über 4 Jahren



8103 **Pari Boy SX**  
 Der Perfektionist - flexibel, gezielt und für besondere Ansprüche. Kompaktes Inhalationsgerät mit PARI LC SPRINT Vernebler und PIF-Control (Düsenaufsatz blau) mit zusätzlichem Düsenaufsatz rot, Mundstück universell, LC Unterbrecher, PEP S System, Kindermaske und Anschlußschlauch (f/m). Für Patienten ab 4 Jahren geeignet.



81012 **Anschlußschlauch 1,2 m f Pari-Boy**  
 81013 **LL-Vernebler kpl f Pari-Boy**  
 81014 **Ersatzfilter 5 Stk f Pari-Boy**  
 81015 **Erwachsenenmaske f Pari-Boy**  
 81016 **Mundstück m Ventil f Pari-Boy**  
 81017 **Pari Boy SX Year Pack**  
 023G8510 Austauschset  
 81018 **Pari Boy S Year Pack**  
 023G1010 Austauschset



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

3086            **Inhalator**  
 die einfachste Möglichkeit für die Inhalation daheim!  
 Inhalator aus Kunststoff, 2-teilig, weiß, ca. 23 cm hoch und 14 cm Durchmesser unten, wird mit ca. 500 ml heißem Wasser gefüllt, auch dafür geeignete Inhalationszusätze oder ätherische Öle sind möglich, leicht zu reinigen



30861            **Inhalator Thermo**  
 die einfachste Möglichkeit für die Inhalation daheim - ohne Strom - einfach heißes Wasser und eventuell Zusätze einfüllen und es kann los gehen; doppelwandige Inhalierschale damit das Wasser länger heiß bleibt, neuartiges bewegliches Mund- und Nasenansatzstück, Belüftungslöcher, Griffe recht und links, leicht durch Drehung des Oberteiles zu öffnen und zu schließen, aus Kunststoff, Material PP (BPA frei), weiß, Maße: ca. 23 cm hoch, Durchmesser unten 23 cm, Nasenöffnung ca 8 x 10 cm



U3000KIT        **UltraNeb Basisgerät Ultraschallvernebler**  
 der DeVilbiss UltraNeb ist ein einfach zu bedienendes Gerät für die medikamentöse Inhalationsvernebelung, er kann z.B. zur Lokalanästhesie, Sputumprovokation, Atemgasanfeuchtung oder zur einfachen Luftanfeuchtung verwendet werden. Timerfunktion einstellbar: 0, 15, 30, 45 und 60 min, vierfach verstellbare Gebläseleistung, vierfach verstellbare Verneblerleistung, Patientenluftstrom und Gebläsekühlung voneinander getrennt, integrierte Alarmfunktionen - entfernen der Verneblerkammer bei Betrieb, kein Wasser / zu geringer Flüssigkeitsstand (Trockenlaufschutz), abgelaufene Vernebelungszeit, allgemeiner Gerätefehler, Netzbetrieb, einsetzbar mit allen am Markt befindlichen Sterilwassersystemen, Tischmodell, autoklavierbare Kammer, einfach wechselbarer Schwingquarz, Verneblerleistung: 3 ml / min, Luftleistung: max. 20 l / min, durchschnittliche Partikelgröße: < 4 µm, Schalldruckpegel: 35 dba, Gewicht: ca. 3,5 kg, Maße (H x B x T): 19 x 20,5 x 31,5 cm



**Artikel-Nr.    Bezeichnung**

800240    **Peakflowmeter Mini Wright AFS**  
 Low Range AFS, PEF 30-370 l/min  
 für Kinder geeignet  
 zur Selbstkontrolle der Lungenfunktion durch den Patienten, die regelmäßige Anwendung hilft dem Patienten und Arzt die laufende Kontrolle des Behandlungsfortschrittes bei asthmatischen Beschwerden oder chronischer Bronchitis, misst den maximalen Ausatemfluß



800287    **Peakflowmeter Mini Wright Original**  
 PET 60.800 l/min, entspr. EN 13 826  
 für Erwachsene  
 zur Selbstkontrolle der Lungenfunktion durch den Patienten, die regelmäßige Anwendung hilft dem Patienten und Arzt die laufende Kontrolle des Behandlungsfortschrittes bei asthmatischen Beschwerden oder chronischer Bronchitis, misst den maximalen Ausatemfluß



800287M    **Plastik-Mundstücke f. Mini Wright**  
 5 Stück / Pkg

8011    **Atemtrainer (Ein-Atemtrainer!)**  
 dieses Hilfsmittel soll die eingeschränkte Atemtechnik des respiratorischen Systems verbessern, der Patient versucht durch langsames und tiefes Einatmen die zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll nicht angehoben werden, es sollen nur die ersten beiden in Schwebelage gehalten werden, ist für den Einpatientengebrauch bestimmt, ein Etikett auf der Unterseite ist für die Patientendaten vorgesehen, Mundstück kann bei Nichtverwendung zur hygienischen Lagerung in das vorgesehene Fach gesteckt werden, Flow-L / sec: 0,6 - 0,9  
 Maße: 14 x 14 x 6,8 cm, Schlauch: ca. 30 cm



8010    **Atemtrainer VRP 1 (Aus-Atemtrainer!)**  
 löst Bronchialschleim und hält die Atemwege offen, einfach anzuwenden, ermöglicht eine wirkungsvolle Selbsttherapie, lässt die Wirkung unmittelbar selbst erleben, lässt sich leicht reinigen, passt in jede Handtasche und benötigt keinen Strom, Wirkungsschema: Entfernen von Bronchialschleim und Krankheitserregern, Abnahme der Verstopfungen in den Atemwegen, erhöhter Gasaustausch in den Lungenbläschen, weniger Atemnot, verringerte Atemarbeit, Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit, dieses handliche Atemtherapiegerät ermöglicht sozusagen von innen heraus Vibrationsmassagen des Brustkorbes und der Bronchien ohne zusätzliche Hilfe, leicht zu reinigen



Artikel-Nr. *Bezeichnung*  
43050100 **Nasensekret-Absauger (Abb. links)**  
Nasendolich aus Kunststoff, Ball aus Gummi, Farbe blau, Maße:



24200007 **Politzerball / Luftdusche Gr. 7 (Abb. rechts)**  
24200009 **Politzerball / Luftdusche Gr. 9 (Abb. rechts)**  
Gummiball mit Kunststoffolive, Farbe orange, Maße:



855500 **Beatmungsbeutel**  
Notfall Beatmungbeutel, mit 2 Masken für Erwachsene, Gr. 3 und Gr. 5, aus PVC, mit 2500 ml Reservoir, 2 m Sicherheitsschlauch, qualitativ hochwertige Ausführung



83102 **Sauerstoffmaske**  
sind besonders weich und dadurch angenehm zu tragen, geruchsneutral, Gummiband und Nasenclip, mittlere Konzentration, 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch, knicksicher durch inneres Sternlumen, Standard-Konnektor, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, Latexfrei



83101 **Sauerstoffbrille**  
aus geruchsneutralem, besonders weichem med. PVC gefertigt um den bestmöglichen Sitz für den Patienten zu erreichen, mit Sternlumen, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, Latexfrei, Nasenstück gerade



831122 **Schlauch-Verlängerung 4 m**  
ohne Abbildung

Artikel-Nr. Bezeichnung

525KS **5L Sauerstoffkonzentrator Kompakt 525**  
 geringe Lautstärke, Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen, wartungs- und verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor, optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung, Sauerstoffauslass mit Feuerschutz-Adapter ausgestattet, intelligente Turn-down Technologie reduziert den Stromverbrauch um ca. 20 % bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l / min, Flow (stufenlos): 0,5 - 5 l / min, Sauerstoffkonzentration: 93 % +/- 3 %, Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, Energieverbrauch: bei 2 l ca. 290 W / bei 5 l ca. 312 W, Gewicht: 16,3 kg, Maße: (H x B x T) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, Geräuschpegel: 40 dba (50 Hz), Garantie: 3 Jahre



83122 **Sauerstoff-Fahrgestell**  
 Farbe: weiß lackiert, aus Metall, mit fünf Schwenkrollen aus Kunststoff, für 10 L Flaschen geeignet, mit Haltegurt zur Befestigung der Flasche und Schiebegriff



HM16 **Beurer Thermo-Hygrometer HM 16**  
 Messbereich Temperatur: 0° C bis + 50° C, Messgenauigkeit: +/- 0,1° C, Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20 - 95 %, °C / °F umschaltbar, Maximum / Minimum-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage, gut ablesbares Display



Artikel-Nr.  
HB02000

Bezeichnung

**Fingertip Puls Oximeter DeVilbiss**

leicht, kompakt, robust, mit 2 x AAA Batterie für ca. 20 Std. Betriebszeit, sechs Displaymodes, optional graphische Darstellung, mit Halsband, automatische Abschaltung, Messbereich SpO2: 35 - 100 %, Messgenauigkeit SpO2: 70 - 99 % +/- 3 %, Pulsrate: 30 - 250, Display: OLED, Maße: 57 x 31,5 x 30,5 mm



PO30

**Beurer Pulsoximeter PO 30**

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), sehr einfach und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und leicht für Zuhause und unterwegs, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren, Sportfliegerei) Display mit 4 Ansichtsperspektiven, leicht ablesbares Farbdisplay, graphische Pulsanzeige, einstellbare Display Helligkeit, inkl. Halteband und Gürteltasche



PO40

**Beurer Pulsoximeter PO 40**

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz) und des Pulsmodulationsindex (PMI), Symbolanzeige bei unruhiger Messung, sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und handlich für zu Hause und unterwegs, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei), Display mit 6 Ansichtsperspektiven, leicht ablesbares Farbdisplay, graphische Pulsanzeige, einstellbare Display-Helligkeit, inkl. Halteband und Gürtel-Tasche, Medizinprodukt



PO60

**Beurer Pulsoximeter PO 60**

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Pulsoximeter, Monitoring der Messergebnisse über Beurer HealthManager App / Web / PC, Übertragung: per Bluetooth SmartTechnologie, inkl. 100 Speicherplätze, sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und handlich für zu Hause und unterwegs, besonders geeignet für Personen mit: Herzinsuffizienz, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei), gut ablesbares Display mit 6 Ansichtsperspektiven, einstellbare Helligkeit, graphische Pulsanzeige, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, inkl. Halteband und Gürtel-Tasche, Medizinprodukt





Artikel-Nr. Bezeichnung

PO80

**Beurer Pulsoximeter PO 80**

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz), sehr einfach und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und leicht für Zuhause und unterwegs, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren, Sportfliegerei), Alarmfunktion - Grenzwerte individuell einstellbar, kontinuierliche Aufzeichnung bis zu 24 h, PC-Software zur detaillierten Darstellung und Auswertung, USB-Kabel und USB-Ladegerät, Aufladbar per USB (integriertes Li-Io Akku), XL-Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven, Displayhelligkeit in 3 Stufen einstellbar, inkl. Halteband und Gürteltasche  
Besonders geeignet für Personen mit Herzinsuffizienz, Asthma Bronchiale, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Schlafapnoe



LB12

**Beurer Mini-Luftbefeuchter LB 12**

ideal fürs Büro oder auf Reisen, beliebige Kunststoff-Wasserflaschen (max. 0,5 l) als abnehmbarer Wassertank (nicht inklusive), Geräuscharm: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Verneblungsleistung bis 80 ml/h, stufenlos regulierbar, geeignet für Räume bis 20 m<sup>2</sup> oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, 2 Adapter für handelsübliche Kunststoff-Wasserflaschen inkl., sichtbarer Wasserstand in der Flasche, effektiv beleuchteter und einstellbarer Nebelauslass, inkl. Reinigungsbürstchen und Aufbewahrungstasche für die Reise, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet (NICHT Gerät selbst!), Abschaltautomatik bei leerem Tank, Netzbetrieb



LB44

**Beurer Luftbefeuchter LB 44**

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, geräuscharm: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, geeignet für Räume bis 25 m<sup>2</sup>, Befeuchtungsleistung bis 220 ml/h, abnehmbarer Wassertank, 2,8 l, stufenlos regulierbar, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik mit leerem Tank, inklusive Reinigungsbürste



Artikel-Nr. Bezeichnung

**LB55 Beurer Luftbefeuchter LB 55**  
 nie mehr trockene Augen oder gereizte Atemwege, mit dem Luftbefeuchter sorgen Sie für ein optimales Raumklima, Wasser- Verdampfertechnologie, Bakterienfrei und hygienisch, mit Kalkpads gegen allzu schnelle Verkalkung, 2 Stufen, Befeuchtungsleistung 2-stufig: 200 ml/h + 400 ml/h, geräuscharmer Betrieb, Tankgröße 6 l, herausnehmbarer Wassertank, Kontroll-LEDs, Wasserstandsfenster, Abschaltautomatik / Überhitzungsschutz, mit Netzbetrieb



**LB88W Beurer Luftbefeuchter LB 88 weiß**  
**LB88B Beurer Luftbefeuchter LB 88 schwarz**  
 für Räume bis 48 m<sup>2</sup>, Befeuchterleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer Wassertank, 6 L, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, inkl. beleuchtetem Bedienungring, inkl. 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen, inkl. 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, inkl. Reinigungsbürste, Leistung: bis 280 Watt, Netzbetrieb



**68113 Beurer Luftbefeuchter LB 37 WHITE**  
**68117 Beurer Luftbefeuchter LB 37 TOFFEE**  
 während der Heizperiode ist unsere Raumluft zu trocken - mit dem Luftbefeuchter können Sie die relative Luftfeuchtigkeit auf ein optimales Level bringen, fühlen Sie sich wohl in Ihrem Zuhause. Mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie: energiesparsam und geräuscharm, zur Raumduftung - für Aromaöle geeignet, mit Nachtmodus: leiser Betrieb ohne störende Beleuchtung, 2 Stufen, abnehmbarer Wassertank, Kontroll-LEDs: weiß bzw. blau zeigen verschiedene Verneblungsstufen an, rot für leeren Wassertank, Abschaltautomatik, inkl. 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen, inkl. Reinigungsbürstchen, Netzbetrieb



Artikel-Nr.    *Bezeichnung*

66008    **Beurer Luftreiniger LR 300**  
 Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA-Filter + Aktivkohlefilter), zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht (Keimvernichtung), für Räume bis 35 m<sup>2</sup>, Timer-Funktion, mit Automatikfunktion: Steuerung an die Raumluft angepasst, 3 Leistungsstufen, mit beleuchtetem Bedienpanel, mit auswechselbaren Filtern mit Filterwechselanzeige, leiser Betrieb, 35 Watt, Netzbetrieb



LW110A    **Beurer Luftwäscher LW 110 anthrazit**  
 Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem Gerät, blau beleuchtetes LC-Display, Luftreinigung ohne Filtermatten: entfernt Hausstaub, Pollen, Tierhaare und Gerüche, selbstregulierende Befeuchtung der Raumluft durch Kaltverdunstung, besonders hygienisch da ohne Filtermatten, 3 Leistungsstufen des Ventilators, mit Wasserfüllstandsanzeige und Sicherheitsabschaltung bei leerem Tank, pflegeleicht und unkompliziert, einfache Zerlegung und Reinigung in der Spülmaschine, Befeuchtungsleistung für Räume bis 36 m<sup>2</sup>, Fläche der Befeuchtungsscheiben: ca. 2,5 m<sup>2</sup>, Schallpegel je nach Betriebsstufe zwischen 43,8 - 53 dB(A), nur 38 Watt, inkl. 0,2 l Wasserzusatz zur Keimfreihaltung und Verdunstungsfreihaltung: LW110fresh, inkl. 0,25 l Reinigungszusatz LW110antical zur Entkalkung der Befeuchterscheiben, Wasserfüllmenge: ca. 7,25 l



66005    **Beurer Komfort-Luftreiniger LR 330**  
 2-in-1: Luftreinigung und Luftbefeuchtung in einem Gerät, für Ihr individuelles Raumklima mit Zielwahlfunktion, Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA-Filter + Aktivkohlefilter), mit aktueller Raumfeuchtigkeitsanzeige, Einstellung der Wunschlufffeuchte (40 - 80 %), für Räume bis 35 m<sup>2</sup>, Befeuchtungsleistung bis 220 ml/Tag, Luftdurchsatz von bis zu 200 m<sup>3</sup>/h, beleuchtetes Display, Timer-Funktion, Abschaltautomatik, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, herausnehmbarer, beleuchteter Wassertank: 4,6 l, Wasserwanne spülmaschinengeeignet, leiser Betrieb, Stromverbrauch ca. 60 Watt, Netzbetrieb



















